



MEDIZINTECHNIK

EILTS

**Medizin-
produkte**

2022


Alle Angaben in diesem Katalog wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl lassen sich bei der Vielzahl der Daten Fehler und Irrtümer nicht ausschließen. Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.


© Alle Bildrechte bleiben den jeweiligen Herstellern vorbehalten.

Produktgruppen-Übersicht

INJEKTION/INFUSION/TRANSFUSION	1
TESTE/DIABETES	2
LABORBEDARF	3
HYGIENE	4
STERILISATION	5
EKG/ULTRASCHALL/SPIROMETRIE	6
INKONTINENZ	7
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE	8
DIAGNOSTIKGERÄTE/INSTRUMENTE	9
NOTFALL	10
VERBANDSTOFFE/WUNDVERSORGUNG	11
REHA/PFLEGETECHNIK	12
PRAXISEINRICHTUNG/ORGANISATION	13
NATURHEILKUNDE/FIT & GESUND	14

Herstellerverzeichnis

EINMALSPRITZEN



BD Discardit™ II

zweiteilige Spritzen mit glasklarem Spritzenzylinder, durch den der Inhalt gut zu erkennen ist. Durch die leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung kann sicher und genau appliziert werden. Der Rückhaltering verhindert das versehentliche Herausziehen des Kolbens. Mit gut ablesbarer, wischfester Skalenqualität

Luer, Pack = 100 Stück

BEC 300928 **2 ml**, zentrisch
 BEC 309050 **5 ml**, exzentrisch
 BEC 309110 **10 ml**, exzentrisch

BEC 300296 **20 ml**, exzentrisch
 Pack = 80 Stück



BD Plastikpak™

dreiteilige Spritzen mit fest schließendem doppelten Dichtungsring für ein einfacheres Ablesen des Volumens und perfektes Gleiten des Spritzenkolbens. Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen, latexfrei, PVC-frei

Luer-Lock, zentrisch

BEC 309658 **3 ml**
 VE = 200 Stück

BEC 309649 **5 ml**
 VE = 125 Stück

BEC 300912 **10 ml**
 VE = 100 Stück

BEC 300629 **20 ml**
 VE = 120 Stück

BEC 301229 **30 ml**
 VE = 60 Stück

BEC 300865 **50(60) ml**
 VE = 60 Stück

Luer-Lock, zentrisch

BEC 309628 **1 ml**
 Spritzenzylinder aus Polycarbonat
 Kolbenstange aus Polypropylen
 VE = 100 Stück

Luer, exzentrisch

BEC 301231 **30 ml**
 BEC 300866 **50(60) ml**





INSULINSPRITZEN



BD Micro-Fine™+ Insulinspritzen mit Kanüle
 spezifischer Facettenschliff für eine schmerzarme
 Punktion, silikonbeschichtet für eine zuverlässige
 Gleitfähigkeit, Chirurgenstahl, latexfrei, kein Totraum
 – zum blasenfreien Aufziehen, kein Insulinverlust,
 Skala mit großen Ziffern – deshalb gut lesbar

für **U-100 Insuline**, Pack = 100 Stück

BEC 324826 Demi	0,3 ml	30 EH	0,30 x 8 mm
BEC 324825	0,5 ml	50 EH	0,30 x 8 mm
BEC 324824	0,5 ml	50 EH	0,33 x 12,7 mm
BEC 324827	1 ml	100 EH	0,33 x 12,7 mm

TUBERKULINSPRITZEN



BEC 303172

BD Plastipak™
1 ml, Luer, ohne Kanüle
 Tuberkulinspritzen für geringe Medikamentenmengen
 (z.B. Impfstoffe, Heparin, etc.), Spritzenzylinder und
 Kolbenstange aus Polypropylen, 0,01 ml Graduierung,
 latexfrei, PVC-frei
 Pack = 120 Stück



WUND- UND BLASENSPRITZEN



BD Plastipak™
 sehr hohe Dichtigkeit durch fest schließenden dop-
 pelten Dichtungsring, leichtes und gleichmäßiges
 Gleiten des Spritzenkolbens, Spritzenzylinder und
 Kolbenstange aus Polypropylen, latexfrei, PVC-frei

BEC 300867

50(60) ml mit Katheteransatz
 VE = 60 Stück

BEC 300605

100 ml mit Luer-Adapter



TER SS50C1

Wund- und Blasenspritze, 50 ml
 mit Katheteransatz, zentrisch
 VE = 25 Stück



TUBERKULINSPRITZEN



- Pack = 100 Stück
 TER MDSS01SE 1 ml, ohne Kanüle
 TER MDSS01S2516E 1 ml, mit Kanüle, 0,50 x 16 mm
 TER MDSS01S2613E 1 ml, mit Kanüle, 0,45 x 12 mm



Abbildungen ähnlich

EINMALSPRITZEN

B|BRAUN

NORM-JECT® 2-teilig

hochtransparenter Zylinder, starker Kontrast durch blaue Skalierung, gute Ablesbarkeit der Skalierung, Kolben aus Polyethylen, Zylinder aus Polypropylen, silikonölfrei, latex- und PVC-frei

Luer Solo, Pack = 100 Stück

- PET NJ-4606027 2 ml
 PET NJ-4606051 5 ml
 PET NJ-4606108 10 ml
 PET NJ-4606205 20 ml

Luer-Lock Solo, Pack = 100 Stück

- PET NJ-4606701 2 ml
 PET NJ-4606710 5 ml
 PET NJ-4606728 10 ml
 PET NJ-4606736 20 ml



SOFT-JECT® 3-teilig

hochtransparenter Zylinder, starker Kontrast durch blaue Skalierung, gute Ablesbarkeit der Skalierung, Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren, Kolben und Zylinder aus Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk, latex- und PVC-frei

Luer Solo, Pack = 100 Stück

- PET SJ-4616025 3 ml
 PET SJ-4616057 5 ml
 PET SJ-4616103 10 ml
 PET SJ-4616200 20 ml

Luer-Lock Solo, Pack = 100 Stück

- PET SJ-4617022 3 ml
 PET SJ-4617053 5 ml
 PET SJ-4617100 10 ml
 PET SJ-4617207 20 ml



EINMALSPRITZEN



HSW Henke-Ject® 2-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus Polyethylen, Zylinder bestehend aus Polypropylen



HSW 4020.000V0 **2 ml (3 ml)**
 HSW 4050.000V0 **5 ml (6 ml)**
 HSW 4100.000V0 **10 ml (12 ml)**
 HSW 4200.000V0 **20 ml (24 ml)**

Luer, Pack = 100 Stück



HSW 4830001000 **30 ml**, Luer
 Pack = 50 Stück
 HSW 4850001000 **50 ml (60 ml)**, Luer
 Pack = 30 Stück



HSW 4020.X00V0 **2 ml (3 ml)**
 HSW 4050.X00V0 **5 ml (6 ml)**
 HSW 4100.X00V0 **10 ml (12 ml)**
 HSW 4200.X00V0 **20 ml (24 ml)**

Luer-Lock, Pack = 100 Stück



HSW 4830003000 **30 ml**, Luer-Lock
 Pack = 50 Stück
 HSW 4850003000 **50 ml (60 ml)**, Luer-Lock
 Pack = 30 Stück



HSW Henke-Ject® 3-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latexfrei, Kolben und Zylinder bestehend aus Polypropylen, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk



HSW 8300005761 **3 ml**
 HSW 5050.000V0 **5 ml**
 HSW 5100.000V0 **10 ml**
 HSW 5200.000V0 **20 ml**

Luer, Pack = 100 Stück



HSW 8300005762 **3 ml**
 HSW 5050.X00V0 **5 ml**
 HSW 5100.X00V0 **10 ml**
 HSW 5200.X00V0 **20 ml**

Luer-Lock, Pack = 100 Stück

INSULINSPRITZEN



HSW Henke-Ject® 3-teilig

kristallklarer Zylinder aus Polypropylen und gut ablesbare Skala, Kolben bestehend aus Polystyrol, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk, latexfrei
Pack = 100 Stück

HSW 8300036423 **1 ml**, Luer-Ansatz, U-40

HSW 8300019872 **1 ml**, mit integrierter Kanüle
30 x 12 mm, U-100



HENKE-JECT® Insulin – Luer Ansatz



HENKE-JECT® Insulin –
mit integrierter Kanüle

TUBERKULINSPRITZEN



HSW Henke-Ject® 3-teilig

kristallklarer Zylinder aus Polypropylen und gut ablesbare Skala, Kolben bestehend aus Polystyrol, Kolbenstopfen bestehend aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk, latexfrei
Pack = 100 Stück

HSW 5010.200V0 **1 ml**, Luer-Ansatz

HSW 8300014579 **1 ml**, Luer-Ansatz
„LDS“, Gummistopfen mit Spardorn,
dadurch weniger Medikamentenverlust



HENKE-JECT® Tuberkulin – Luer Ansatz



HENKE-JECT® Tuberkulin LDS

HSW Henke-Ject® 2-teilig

wischfeste Skala und transparenter Zylinder, Luer Slip-Ansatz, mit Spardorn, silikonölfrei, PVC-frei

HSW 4010.200V0 **1 ml**, Luer-Ansatz
Pack = 100 Stück



HENKE-JECT® Tuberkulin – 2-teilig

WUND- UND BLASENSPRITZEN



HSW Henke-Ject® 2-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latex- und silikonölfrei, Kolben bestehend aus Polyethylen, Zylinder bestehend aus Polypropylen

HSW 4850002000 **50(60) ml**, Katheteransatz
Pack = 30 Stück



HSW Henke-Ject® 3-teilig

kristallklarer Zylinder und gut ablesbare Skala, latexfrei, Material: Polypropylen und Polyisopren

HSW 8300006681 **50(60) ml**, Katheteransatz
Pack = 50 Stück



GLASMETALLSPRITZEN



HSW ULTRA-ASEPT®

hochwertige Injektionspritzen aus Glas und Metall mit präzisionsgeschliffenem, graduierten Glaszylinder, eingeschliffenem Edelstahlkolben, komplett zerlegbar, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F



HSW 2450030100

**HSW ULTRA-ASEPT®-Standard, Luer Lock
50 ml**

HSW 2403030124
HSW 2405030124
HSW 2410030124

**HSW ULTRA-ASEPT®-3-Ring-Spritze, Luer Lock
3 ml
5 ml
10 ml**



HSW 2480460185
HSW 2481460185

HSW ULTRA-JANET Wund- und Blasenpritzen

langlebige Glas-/Metallausführung mit drehbarem 3-Ring Griff, Kolben und Dichtplatte aus Edelstahl, frei von Klebe- oder Dichtstoffen, vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen, autoklavierbar bei 134°C, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig

**100 ml
150 ml**

GANZMETALLSPRITZEN



HSW Schimmelbusch

3-Ring-Ganzmetallspritze als Wund-, Blasen- oder HNO-Spritze einsetzbar, graduierte Kolbenstange mit O-Ring, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig



HSW 2875550036
HSW 2812550036

**75 ml
125 ml**

HSW 2806464010

Schutzteller HNO
für Schimmelbusch Spritzen



HSW 2710036800

UNIVERSAL-OHRENSPRITZE



Ganzmetall Selbstfüller-Spritze 10 ml für Einfach- oder Dauerspülung, sichere Handhabung durch bewährtes Griffteil, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, mit Ventilsystem Luer Lock, Schutzteller, Ohr-Olive, Ansatz konisch, Ansatz olivenförmig, Katheter- Ansatz, Saugfuß, Saug-Schlauch 45 cm, O-Ring für Spritzkolben, komplettes Set in hochwertigem Lederetui

10 ml

OHRENSPRITZEN



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Reiner Ganzmetall-Ohrenspritzen

für die Otologie, sterilisierbar zwischen 134°C und 137°C, mit 2 Aufsätzen und 1 Schutzteller

ZEP 44-0906-75 **75 ml**
 ZEP 44-0907-10 **100 ml**
 ZEP 44-0907-15 **150 ml**



DRUCKINJEKTOR

MEG 670102

DermoJet®

Gerät zum Quaddelsetzen ohne Schmerz und ohne Berührung, für die nadelfreie, subkutane Injektion durch Überdruck, 4 ml Zylinder reicht für 40 Quaddeln, autoklavierbar



ALKOHOLTUPFER



HLT N10000

Quickpad Alkoholtupfer, 44 x 44 mm eignet sich zum Reinigen und Desinfizieren der Haut, zur Vorbereitung, z. B. einer Punktion oder vor Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen, ist gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit, der transparente Behälter erlaubt jederzeit die Kontrolle der Inhaltsmenge, Bestandteil: Vliestupfer aus Polypropylen, arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V), VAH gelistet, Dose = 150 Stück (siehe Index-Seite 30)



HLT 10000DM

Klemmunterersatz

für Quickpad Alkoholtupfer, zum Anbringen an Oberflächen





MEG 165590

ALKOHOLTUPFER

Rotomed

Alkoholtupfer, 6 x 3 cm,
mit 70% Isopropylalkohol getränkt, einzeln
hygienisch im Aufreißbeutel verpackt, glatte
Oberfläche, Material: 70% Rayon, 30% PET
Pack = 100 Stück



MEG 163006

ZELLSTOFFTUPFER

Rotomed

Zellstofftupfer, 4 x 5 cm
Beutel = 2 Rollen à 500 Stück
hochgebleicht nach DAB, sterilisierfähig,
zur äußeren Anwendung, Rolle mit 40 mm
Innendurchmesser für Abrollhorn, Rolle
passt in alle gängigen Spender



MIR 700010000

MIR 700050000

miro

Zellstofftupfer **miro-cell**
aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB),
vorperforiert

unsteril, 4 x 5 cm
Beutel = 2 Rollen à 500 Stück

Acryl-Spenderbox für eine Rolle



HAP 143213

HAP 143253

HARTMANN
von Frey & Seidner

Zellstofftupfer **Pur-Zellin®**
von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt,
aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach
den Anforderungen des Deutschen Arznei-
buches, passend für die Pur-Zellin®-Box zur
hygienischen Entnahme

unsteril, 4 x 5 cm
Beutel = 1 Rolle à 500 Stück

steril, 4 x 5 cm
Beutel = 1 Rolle à 500 Stück

TUPFERSPENDER / TUPFERBEFEUCHTER



MEG 163008

Zellstofftupferspender, leer
aus SAN, für eine hygienische Entnahme,
passend für eine Rolle Zellstofftupfer,
Abmessungen: 23,5 x 20 x 12,5 cm



HAP 996857

Pur-Zellin®-Box, leer
Entnahmebehälter für Pur-Zellin® Rollen,
schützt die Rollen vor Verschmutzung und
sichert eine einfache und schnelle Entnahme



TUPFERSPENDER / TUPFERBEFEUCHTER



HAE 09493

Tupferbefeuchter „**Tippfix**“ 250 ml
Tippen statt Pumpen - der praktische
Tupferbefeuchter aus grauweißem Kunststoff



KUW 12.15120.002

Tupferbefeuchter **Liquimed** 100 ccm
aus Kunststoff, blau/transparent, für Des-
infektionslösungen auf alkoholischer Basis,
Einhandbedienung, rutschfeste Standfläche,
Ø ca. 10 cm



KUW 12.15225.002

Tupferbefeuchter **Liquifix** 250 ccm
für Alkohol, Einhandbedienung, mit Ventil-
verschluss, Schraubglas auswechselbar



TERUMO EINMALKANÜLEN

Agani™ mit speziell gefertigtem Lancet Point für eine schmerzarme Punktion, bewährte Terumo-Qualität
Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

Nr. 1	0,90 x 38 mm - gelb
Nr. 2	0,80 x 38 mm - grün
Nr. 12	0,70 x 32 mm - schwarz
Nr. 14	0,60 x 32 mm - blau
Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau
Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila
Nr. 18	0,45 x 23 mm - braun
Nr. 20	0,40 x 19 mm - grau

Sondergrößen

1,10 x 50 mm
0,80 x 50 mm
0,60 x 16 mm

Blutentnahme

1,20 x 38 mm
1,20 x 38 mm, Kurzschliff
1,10 x 38 mm, Kurzschliff

Tuberkulin

0,50 x 16 mm

Insulin

0,45 x 13 mm

Veterinär

1,10 x 25 mm
0,90 x 25 mm
0,80 x 16 mm
0,80 x 25 mm



TER AN2038R1
TER AN2138R1
TER AN2232R1
TER AN2332R1
TER AN2325R1
TER AN2425R1
TER AN2623R1
TER AN2719R1

TER AN1950R1
TER AN2150R1
TER AN2316R1

TER AN1838R1
TER AN1838S1
TER AN1938S1

TER AN2516R1

TER AN2613R1

TER AN1925R1
TER AN2025R1
TER AN2116R1
TER AN2125R1

TERUMO SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN

Agani™ Sicherheits-Einmalkanülen, latexfrei
Pack = 100 Stück

TER SAN1825R1	18G x1"	1,20 x 25 mm	rosa
TER SAN1838R1	18Gx1 1/2"	1,20 x 38 mm	rosa
TER SAN1925R1	19Gx1"	1,10 x 25 mm	beige
TER SAN1938R1	19Gx1 1/2"	1,10 x 38 mm	beige
TER SAN2025R1	20Gx1"	0,90 x 25 mm	gelb
TER SAN2038R1	20Gx1 1/2"	0,90 x 38 mm	gelb
TER SAN2125R1	21Gx1"	0,80 x 25 mm	grün
TER SAN2138R1	21Gx1 1/2"	0,80 x 38 mm	grün
TER SAN2225R1	22Gx1"	0,70 x 25 mm	schwarz
TER SAN2238R1	22Gx1 1/2"	0,70 x 38 mm	schwarz
TER SAN2325R1	23Gx1"	0,65 x 25 mm	blau
TER SAN2338R1	23Gx1 1/2"	0,65 x 38 mm	blau
TER SAN2516R1	25Gx5/8"	0,50 x 16 mm	orange
TER SAN2525R1	25Gx1"	0,50 x 25 mm	orange
TER SAN2538R1	25Gx1 1/2"	0,50 x 38 mm	orange
TER SAN2609R1	26Gx3/8"	0,45 x 9 mm	dunkelbraun
TER SAN2613R1	26Gx1/2"	0,45 x 13 mm	dunkelbraun
TER SAN2713R1	27Gx1/2"	0,40 x 13 mm	grau
TER SAN3013R1	30Gx1/2"	0,30 x 13 mm	gelb




Abbildung ähnlich

EINMALKANÜLEN



BD Microlance 3™

mit 3-fach Facettenschliff für die schmerzarme Punktion
Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

BEC 301300	Nr. 1	0,90 x 40 mm - gelb
BEC 304432	Nr. 2	0,80 x 40 mm - grün
BEC 300900	Nr. 12	0,70 x 30 mm - schwarz
BEC 300700	Nr. 14	0,60 x 30 mm - blau
BEC 300800	Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau
BEC 304100	Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila
BEC 300400	Nr. 18	0,50 x 25 mm - orange
BEC 302200	Nr. 20	0,40 x 19 mm - grau



SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN



BD Eclipse™

mit vollintegriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus für
sicheren Schutz vor möglichen Nadelstichverletzungen
Pack = 100 Stück

BEC 305771	0,30 x 13 mm - gelb
BEC 305770	0,40 x 13 mm - grau
BEC 305889	0,40 x 19 mm - grau
BEC 302436	0,40 x 40 mm - grau
BEC 305760	0,50 x 16 mm - orange
BEC 305891	0,50 x 25 mm - orange
BEC 305892	0,60 x 25 mm - blau
BEC 305886	0,60 x 30 mm - blau
BEC 305887	0,70 x 30 mm - schwarz
BEC 305894	0,80 x 25 mm - grün
BEC 305895	0,80 x 40 mm - grün
BEC 305899	0,90 x 25 mm - gelb
BEC 305888	0,90 x 40 mm - gelb
BEC 302437	1,20 x 40 mm - rosa





PET 4657519
 PET 4657527
 PET 4657624
 PET 4657640
 PET 4657667
 PET 4657675
 PET 4657683
 PET 4657705

EINMALKANÜLEN

B|BRAUN

Sterican® Einmalkanülen

Pack = 100 Stück

Standardprogramm Pravaz-Größen

Nr. 1 0,90 x 40 mm - gelb
 Nr. 2 0,80 x 40 mm - grün
 Nr. 12 0,70 x 30 mm - schwarz
 Nr. 14 0,60 x 30 mm - blau
 Nr. 16 0,60 x 25 mm - blau
 Nr. 17 0,55 x 25 mm - lila
 Nr. 18 0,45 x 25 mm - braun
 Nr. 20 0,40 x 20 mm - grau

Sterican® Insulin-Kanülen

Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt

0,45 x 12 mm
 0,40 x 12 mm
 0,30 x 12 mm

PET 4665457
 PET 4665406
 PET 4666300

Sterican® Sonderkanülen

Pack = 100 Stück

Blutentnahme

1,10 x 40 mm, Langschliff
 1,20 x 40 mm, Kurzschliff

PET 4657799
 PET 4665120

Tuberkulin/Heparin

0,50 x 16 mm, Langschliff

PET 4657853

Intramuskulär

0,80 x 50 mm, Langschliff
 1,20 x 50 mm, Kurzschliff
 0,90 x 50 mm, Kurzschliff

PET 4665503
 PET 4667123
 PET 4667093

Tiefintramuskulär

0,90 x 70 mm, Langschliff
 0,80 x 80 mm, Langschliff

PET 4665791
 PET 4665465

Neuraltherapie

0,60 x 60 mm, Langschliff
 0,60 x 80 mm, Langschliff
 0,80 x 120 mm, Langschliff

PET 4665600
 PET 4665635
 PET 4665643

Dentalkanülen

0,50 x 25 mm, Langschliff
 0,40 x 25 mm, Langschliff
 0,50 x 40 mm, Langschliff
 0,40 x 40 mm, Langschliff

PET 9186158
 PET 9186174
 PET 9186166
 PET 9186182

EINMALKANÜLEN



HSW Henke-Ject® Kanülen

Präzisionsspitze gemäß ISO 9626, exakter, glatter Kanülenschliff für vermindertes Schmerzempfinden, Kanülenrohr aus nicht rostendem Stahl, Kanülensockel und Schutzkappe aus Polypropylen
Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

HSW 4710009040	Nr. 1	0,90 x 40 mm - gelb
HSW 4710008040	Nr. 2	0,80 x 40 mm - grün
HSW 4710007030	Nr. 12	0,70 x 30 mm - schwarz
HSW 4710006030	Nr. 14	0,60 x 30 mm - blau
HSW 4710006025	Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau
HSW 4710005525	Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila
HSW 4710004525	Nr. 18	0,45 x 25 mm - braun
HSW 4710004020	Nr. 20	0,40 x 20 mm - grau



PORTKANÜLEN




EZ Huber™ Sicherheits-Portnadeln

mit Verlängerung 180 mm, zur Punktion von implantierten Portkathetern, der Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt den Anwender vor Infektionen, die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt automatisch beim Herausziehen der Kanüle, ein hörbarer Klick zeigt das geschützte Arretieren der Kanüle im Gehäuse an, ist bis zu einem Druck von 21 bar/300 psi für die Hochdruckinjektion geeignet, die Ausführung der Halteflügel und die transparente Bodenplatte ermöglichen eine visuelle Inspektion der Injektionsstelle zur frühzeitigen Erkennung von z. B. Infektionen, eine ringförmige Schaumstoffauflage verhindert beim Patienten Druckstellen und Hautirritationen, erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 4.2.4 der TRBA 250 an Sicherheitsprodukte, DEHP- und latexfrei
Pack = 25 Stück



		Farbcode
PFM SHG19-75	19 G x 19 mm	braun
PFM SHG19-100	19 G x 25 mm	braun
PFM SHG20-100	20 G x 25 mm	gelb
PFM SHG20-150	20 G x 38 mm	gelb
PFM SHG20-75	20 G x 19 mm	gelb
PFM SHG22-100	22 G x 25 mm	schwarz
PFM SHG22-75	22 G x 19 mm	schwarz





BEC 405254	22 G x 1 1/2"	schwarz
BEC 405251	20 G x 1 1/2"	gelb
BEC 405255	22 G x 3"	schwarz
BEC 405252	20 G x 3"	gelb
BEC 405249	19 G x 3"	beige
BEC 405257	25 G x 3 1/2"	orange
BEC 405256	22 G x 3 1/2"	schwarz
BEC 405253	20 G x 3 1/2"	gelb
BEC 405250	19 G x 3 1/2"	beige
BEC 405248	18 G x 3 1/2"	rosa
BEC 405247	18 G x 3"	rosa
BEC 405258	26 G x 3 1/2"	braun
Pack = 10 Stück		
BEC 405148	22 G x 5"	schwarz
BEC 405149	22 G x 7"	schwarz

SPINALKANÜLEN



BD™ Spinalkanülen mit Quincke-Schliff

Pack = 25 Stück

22 G x 1 1/2"	schwarz
20 G x 1 1/2"	gelb
22 G x 3"	schwarz
20 G x 3"	gelb
19 G x 3"	beige
25 G x 3 1/2"	orange
22 G x 3 1/2"	schwarz
20 G x 3 1/2"	gelb
19 G x 3 1/2"	beige
18 G x 3 1/2"	rosa
18 G x 3"	rosa
26 G x 3 1/2"	braun

Pack = 10 Stück

22 G x 5"	schwarz
22 G x 7"	schwarz

PORTKANÜLEN



SFN®-Portkanülen mit Safety-System

Spezialkanülen mit Trokarschliff und Sicherheitssystem für implantierte Port- und Medikamenten-Pumpensysteme, garantiert stanztrees Einstechen in die Silikonmembran, verhindert so Undichtigkeit und Ausschwemmung von Haut- oder Silikonpartikeln ins Blut mit nachfolgenden Komplikationen, reduziert das Infektionsrisiko, verlängert die Funktion und Lebensdauer solcher Systeme, erleichtert und verbessert die Handhabung durch Fixierflügel, Verbindungsschlauch aus PU (Polyurethan) mit Luer-Lock-Ansatz (taxolverträglich, latex-, DEHP- und PVC-frei), Schutz vor Nadelstichverletzungen (erfüllt TRBA 250), einfaches Umklappen der Schutzkappe bis zum Einklicken

Pack = 25 Stück



	Gauge	Ø x Länge	Farbcode
PAK SFN-0720S	22 G	0,7 x 20 mm	schwarz
PAK SFN-0916S	20 G	0,9 x 16 mm	orange
PAK SFN-0920S	20 G	0,9 x 20 mm	orange
PAK SFN-0925S	20 G	0,9 x 25 mm	orange
PAK SFN-0930S	20 G	0,9 x 30 mm	orange
PAK SFN-1120S	19 G	1,1 x 20 mm	beige
PAK SFN-1125S	19 G	1,1 x 25 mm	beige

Speziell zur Blutentnahme, Transfusion, Kontrastmittelinjektion, Apherese, Aszites und Hochdruckinjektion

PAK SFN-1320S	18 G	1,3 x 20 mm	rosa
PAK SFN-1325S	18 G	1,3 x 25 mm	rosa

PORTKANÜLEN

smiths medical

GRIPPER® Portnadeln

nicht silikonisiert, nicht stanzend, mit Huber-Schliff, abnehmbare Stechhilfe, Luer-Lock-Anschluss, MRT- (bis 3 Teslar) und CT kompatibel, Taxol und Lipid kompatibel

Pack = 12 Stück

SMI 21-2735-24	19 G x 19 mm
SMI 21-2720-24	19 G x 25 mm
SMI 21-2721-24	19 G x 32 mm
SMI 21-2736-24	20 G x 16 mm
SMI 21-2734-24	20 G x 19 mm
SMI 21-2717-24	20 G x 25 mm
SMI 21-2718-24	20 G x 32 mm
SMI 21-2737-24	22 G x 16 mm
SMI 21-2733-24	22 G x 19 mm
SMI 21-2714-24	22 G x 25 mm
SMI 21-2715-24	22 G x 32 mm



GRIPPER PLUS® Sicherheits-Portnadeln

Schutz vor Stichverletzungen: sichere Entfernung der Nadel durch klappbaren Sicherheitsarm, MRT- (bis 3 Teslar) und CT kompatibel, Taxol und Lipid kompatibel

Pack = 12 Stück

SMI 21-2768-24	19 G x 19 mm
SMI 21-2764-24	19 G x 25 mm
SMI 21-2765-24	19 G x 32 mm
SMI 21-2769-24	20 G x 16 mm
SMI 21-2767-24	20 G x 19 mm
SMI 21-2762-24	20 G x 25 mm
SMI 21-2763-24	20 G x 32 mm
SMI 21-2770-24	22 G x 16 mm
SMI 21-2766-24	22 G x 19 mm
SMI 21-2760-24	22 G x 25 mm
SMI 21-2761-24	22 G x 32 mm



VENENVERWEILKANÜLEN

smiths medical

OPTIVA® II

mit Zuspritzport und zusätzlichen Fixationsflügeln, röntgenfähig, OCRILON® Polyurethan, Pack = 50 Stück

Außen Ø-mm G L-mm

SMI 1018-AI	1,3	18	45
SMI 1020-AI	1,1	20	32
SMI 1022-AI	0,9	22	25



OPTIVA® I.V.

mit geradem Anschluss, röntgenfähig, OCRILON® Polyurethan, Pack = 50 Stück

Außen Ø-mm G L-mm

SMI 5062-AI	1,8	16	50
SMI 5064-AI	1,3	18	45
SMI 5066-AI	1,1	20	32
SMI 5068-AI	2,2	14	50



VENENVERWEILKANÜLEN



Vasodrop® Safety, PUR

Sicherheits-Venenverweilkanüle zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Minimierung von potenziellen Infektionsgefahren (z. B. Hepatitis B, C oder HIV), farbcodierter Zuspritzport, erlaubt das intermittierende Zuspritzen, transparente Rückflusskammer, dünnwandiger Polyurethan-Katheter, Röntgenkontraststreifen, atraumatische Punktion durch 3-fach geschärften, rückseitigen Schliff der Kanülenspitze, vollständige Abdeckung der Kanülenspitze mittels Sicherheitskontainer, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 50 Stück



	Außen	Ø-mm	G	L-mm	Code
FRE 8301700		2,00	14	45	orange
FRE 8301702		1,50	17	45	weiß
FRE 8301703		1,30	18	32	grün
FRE 8301704		1,30	18	45	grün
FRE 8301705		1,00	20	32	rosa
FRE 8301706		0,90	22	25	blau
FRE 8301707		0,74	24	19	gelb

VENENPUNKTIONSBESTECKE



Venodrop® Safe

Sicherheits-Venenpunktionsbesteck zum Schutz vor Stich-, Schnitt- und Kratzverletzungen (entsprechend der TRBA 250) bei der venösen Kurzzeitinfusion und Blutentnahme, der Sicherheitsmechanismus umschließt die Kanülenspitze nach Einrasten vollständig, sehr weiche, farbkodierte Flügel, Länge der Verlängerungsleitung: 30 cm, Füllvolumen der Verlängerungsleitung: 0,48 ml, Luer-Lock, latex- und DEHP-frei
VE = 50 Stück



	Außen	Ø-mm	G	L-mm	Code
FRE 3274850		1,10	19	19	creme
FRE 3274851		0,80	21	19	grün
FRE 3274852		0,60	23	19	blau
FRE 3274853		0,50	25	19	orange

VENENVERWEILKANÜLEN



Surshield® Versatus-WP

Sicherheitsvenenverweilkatheter zum Schutz vor Nadelstichverletzungen, aus Polyurethan, mit Flügeln und Injektionsventil
Pack = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
TER SRDS1445PD	2,00	14	45	orange
TER SRDS1645PD	1,75	16	45	grau
TER SRDS1745PD	1,50	17	45	weiß
TER SRDS1832PD	1,30	18	32	grün
TER SRDS1845PD	1,30	18	45	grün
TER SRDS2032PD	1,00	20	32	rosa
TER SRDS2225PD	0,90	22	25	blau
TER SRDS2419PD	0,74	24	19	gelb
TER SRDS2619PD	0,64	26	19	lila



VENENPUNKTIONSBESTECKE



Surflo®

Pack = 50 Stück

	G	Code
TER SV18BLK03	18	rosa
TER SV19NL30	19	beige
TER SV21BLK03	21	grün
TER SV22BLK03	22	schwarz
TER SV23NL30	23	blau
TER SV25NL30	25	orange
TER SV27EL	27	grau (Pack = 100 Stück)



Surshield Surflo®

Sicherheits-Perfusionsbesteck, latexfrei
Pack = 50 Stück

	G	Code
TER SVS18NL30	18	rosa
TER SVS19NL30	19	beige
TER SVS21NL30	21	grün
TER SVS22NL30	22	schwarz
TER SVS23NL30	23	blau
TER SVS25NL30	25	orange





VENENVERWEILKANÜLEN

B|BRAUN

Vasofix® Safety Braunüle

Venenverweilkanüle aus FEP mit Zuspritzmöglichkeit mit selbst aktivierender Clip-Technik (Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen)

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
PET 4268130S-01	1,3	18	45	grün
PET 4268113S-01	1,1	20	33	rosa
PET 4268091S-01	0,9	22	25	blau

Vasofix® Braunüle

Venenverweilkanüle aus FEP mit Zuspritzmöglichkeit, Lock-Ansatz

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
PET 4268172B	1,7	16	50	grau
PET 4268130B	1,3	18	45	grün
PET 4268113B	1,1	20	33	rosa
PET 4268091B	0,9	22	25	blau



VENENPUNKTIONSBESTECKE

B|BRAUN

Venofix® A Venenpunktionssystem

zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion; Flügel mit Griffmulden zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch
Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	Code
PET 4056337	0,80 x 20	21	grün
PET 4056353	0,65 x 20	23	blau
PET 4056370	0,50 x 15	25	orange



Venofix® Safety Venenpunktionssystem

mit Sicherheitsmechanismus zur Injektion, kurzzeitigen Infusion/Transfusion und Blutentnahme, Flügel zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch
Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	Code
PET 4056504-01	0,80 x 19	21	grün
PET 4056503-01	0,65 x 19	23	blau
PET 4056506-01	0,80 x 19	21	grün (18 cm Schlauch)



VENENVERWEILKANÜLEN



BD Venflon™

Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritzventil, latexfrei, VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
BEC 391456	2,0	14	45	orange
BEC 391455	1,7	16	45	grau
BEC 391454	1,4	17	45	weiß
BEC 391453	1,2	18	45	grün
BEC 391457	1,2	18	32	grün
BEC 391452	1,0	20	32	rosa
BEC 391451	0,8	22	25	blau




BD Venflon™ Pro Safety

Sicherheits-Venenverweilkatheter, nach der Punktion wird die Kanüle herausgezogen und der Sicherheitsmechanismus aktiviert, dabei rastet die Kanüle irreversibel im Kanülenschutz ein, mit Zuspritzventil, mit Flügeln, PVC- und latexfrei, VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
BEC 393230	2,0	14	45	orange
BEC 393229	1,8	16	45	grau
BEC 393228	1,5	17	45	weiß
BEC 393227	1,3	18	45	grün
BEC 393226	1,3	18	32	grün
BEC 393224	1,1	20	32	rosa
BEC 393222	0,9	22	25	blau



LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION



Universal-Schlauchhalter OP-FIX, mit Clip

dient der Organisation von Klingelschnüren, Infusionsschläuchen, Kathetern etc. an der Kleidung oder der Bettwäsche des Patienten bzw. an Infusionsständern oder Bettgestellen, nicht am Patienten direkt anbringen. Der universal-Schlauchhalter stellt **keine** sichere Fixierung von Verweilkathetern, Kathetern etc. im Körper des Patienten dar. Durch regelmäßige Kontrolle durch das medizinische Fachpersonal ist die sichere Positionierung von Kanülen, Kathetern etc. sicher zu stellen

Pack = 25 Stück

MEG 803000	9,5 x 2,5 cm	grün/weiß
MEG 803001	9,5 x 2,5 cm	weiß/rot
MEG 803002	9,5 x 2,5 cm	weiß/blau
MEG 803003	9,5 x 2,5 cm	leuchtend gelb
MEG 803004	9,5 x 2,0 cm	rot
MEG 803005	15,0 x 2,0 cm	rot

Pack = 20 Stück

MEG 803006	18,0 x 2,5 cm	grün/weiß
------------	---------------	-----------



KANÜLENABWURFBEHÄLTER

hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen, Deckel kann temporär oder dauerhaft verschlossen werden, Abstreifschlitze im Deckel für alle Kanülengrößen, extradicke Wände zur Verhinderung von Stichschäden, stapelbar, Markierung für maximale Füllhöhe, auto-klavierbar, UN und ADR geprüft

Rotomed

Safe-Box

für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten

passend für: Wandbefestigungen MEG 193542 und MEG 193545 (nur für Safe-Box MEG 193513 und MEG 193518) und MEG 193546 (nur für Safe-Box MEG 193522, MEG 193525 und MEG 193530)



MEG 193513	2,0 Ltr.	ca. 180 x 100 x 100 mm
MEG 193518	3,0 Ltr.	ca. 240 x 100 x 100 mm
MEG 193522	4,0 Ltr.	ca. 150 x 260 x 170 mm
MEG 193525	6,0 Ltr.	ca. 210 x 280 x 190 mm
MEG 193530	11,0 Ltr.	ca. 330 x 280 x 190 mm

Maße (HxBxT)

Safe-Box

sichere, infektionsfreie Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Venenverweilkanülen, handliches Format für die Kitteltasche von Arzt, Krankenschwester, Rettungs- und ambulanten Krankendienst sowie für den Arzt-/Rettungskoffer



MEG 193500	0,25 Ltr.	ca. 130 x 81 x 50 mm
------------	------------------	----------------------

Maße (HxBxT)

Safe-Box

für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten

passend für: Tischbefestigungen MEG 193540 und MEG 193541

passend für: Wandbefestigungen MEG 193543 (nur für Safe-Box MEG 193505) und MEG 193544 (nur für Safe-Box MEG 193510, MEG 193515 und MEG 193520)



MEG 193505	0,5 Ltr.	ca. 157 x 86 mm
MEG 193510	1,5 Ltr.	ca. 152 x 145 mm
MEG 193515	2,2 Ltr.	ca. 204 x 145 mm
MEG 193520	3,5 Ltr.	ca. 305 x 145 mm

Maße (HxØ)

KANÜLENABWURFBEHÄLTER

aus umweltfreundlichem Polypropylen, je nach Größe für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten, für den Tisch, geprüft nach TRBA 250, UN* und ISO 23907



Multi-Safe twin plus*

konisch auslaufende Gefäßform, diverse Abzieh-/Abdrehvorrichtungen, verbesserter Tagesdeckel, Etikett mit Füllstandsmarkierung

- SAR 77.3884.005 **0,5 Ltr.**
- SAR 77.3884.015 **1,5 Ltr.**
- SAR 77.3884.020 **2,0 Ltr.**
- SAR 77.3884.025 **2,5 Ltr.**
- SAR 77.3884.030 **3,0 Ltr.**
- SAR 77.3884.050 **5,0 Ltr.**



Multi-Safe sani 200

Multi-Safe twin plus* 0,5 Ltr.

- SAR 77.3890.002 **0,2 Ltr., Multi-Safe sani 200***
für den Rettungsdienst + Arzttasche

- SAR 77.3893.020 **2,0 Ltr., Multi-Safe vario 2000**
mit großer Öffnung, deutliche Füllstandsmarkierung durch das Etikett, diverse Abzieh-/Abdrehvorrichtungen, passend für handelsübliche Tablettis



Multi-Safe euroMatic®*

quadratische Gefäßform, innovativer Tages- und Endverschluss ermöglicht die Einhandbedienung des Deckels durch Tastendruck, verstärkte Wandung

- SAR 77.3897.030 **3,0 Ltr.**
- SAR 77.3897.040 **4,0 Ltr.**
- SAR 77.3897.060 **6,0 Ltr.**
- SAR 77.3897.070 **7,0 Ltr.**



- SAR 77.3898.206 **Multi-Safe medi 6**
durch die große runde Stellfläche werden keine zusätzlichen Halterungen benötigt, mit Tagesverschluss, unterschiedliche Abzieh-/Abdrehvorrichtungen, mit Tragebügel, 6 Ltr., maximales Füllvolumen 5,1 Ltr.



KANÜLENABWURFBEHÄLTER

SÖHNGEN



SÖH 2009068

KONTAMED'chen Kanülensammler
ca. 0,175 Ltr., Abziehschlitze und Deckel,
verstärktes Bodenteil
Behälter ca. 115 mm hoch, Ø ca. 50 mm



SÖH 2009069

KONTAMedium Kanülensammler
ca. 0,44 Ltr., Entsorgen von Kanülen
bis 135 mm Länge, Abziehschlitze für
Kanülen/Spritzen, verstärktes Bodenteil,
Behälter ca. 152 mm hoch



SÖH 2009067

KONTAMED Sicherheitsbehälter
max. 1,7 Ltr.
Abziehschlitze für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitze für Skalpelle etc. und große Abfallöffnung für Handschuhe, Wandhalterung mit Verschlussblende rot,
Behälter ca. 225 mm hoch

KANÜLENABWURFBEHÄLTER

HAEBERLE

MEDI-MÜLL

die sichere Entsorgungsbox mit praktischen Abstreifhilfen und sicherem Endverschluss, aus umweltfreundlichem Kunststoff

ohne Halterung

0,5 Ltr. Karton = 170 Boxen

1,5 Ltr. Karton = 100 Boxen

2,5 Ltr. Karton = 45 Boxen



HAE 16655

HAE 16653

HAE 16654



HAE 04671

Wandhalterung für „Medi-Müll“
passend für Boxen 1,5 und 2,5 Ltr.

HAE 04780

Set 1,5 Ltr. mit Wandhalterung
Karton = 20 Boxen

Medi-Müll mit Wandhalterung

LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION



Injektionskissen

ohne Armfixierung, Kunstleder-Bezug, phthalatfrei, geschweißt, mit Innengewebe verstärkt, abwaschbar, für Injektionen oder Blutentnahme in der Arztpraxis, mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Maße (LxBxH)

30 x 15 x 10/5 cm

45 x 15 x 10/5 cm

BIS 1341301KL

BIS 1341302KL



BIS 1341301-1KL.07 **30 x 15 x 10/5 cm**

wie BIS 1341301KL, jedoch **royalblau***, Kunstleder-Bezug, phthalatfrei, genäht mit Reißverschluss

* Keine Rückgabe möglich!

LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION



Injektionskissen ohne Armfixierung

die Injektionskissen oder Blutentnahmekissen sind aus Schaumstoff mit abwaschbarem PVC-Bezug

Maße (LxBxH)

45 x 15 x 8/4 cm elfenbeinweiß

45 x 15 x 8/4 cm dunkelblau

PKO 0850000

PKO 0850121

30 x 15 x 7,5/4 cm elfenbeinweiß

30 x 15 x 7,5/4 cm dunkelblau

PKO 0850001

PKO 0850123

PU-beschichtet

Maße (LxBxH)

45 x 15 x 8/4 cm elfenbeinweiß

45 x 15 x 8/4 cm dunkelblau

PKO 0850131

PKO 0850133

30 x 15 x 7,5/4 cm elfenbeinweiß

PKO 0850130



Injektionskissen mit PVC-Bezug



FRB 5001.11.011

DRUCK(INFUSIONS)MANSCHETTEN



für 500/1000 ml

komplett mit Manometer und Gebläse, besonders stabil für die hohen Beanspruchungen im Krankenhaus, 300 mmHg Druckbereich, Reißverschluss zum schnellen Austausch des Gummibeutels



VBM 5808050
VBM 5808100

VBM

zur schnellen Verabreichung von Spül- und Infusionslösungen, Taschenform mit Doppelhaken zur leichten Fixierung aller gängigen Beutel, wiederverwendbar, einfache Reinigung und Desinfektion dank wasserabweisender Oberfläche, mit Handgebläse, Dreivegehahn und Präzisionsmanometer

für 500 ml
für 1000 ml

STAUBBINDEN



Venenstauer Jetpull® 2

ermöglicht ein besonders schnelles Öffnen ohne das Band vorher zu entspannen, kann jedoch auch in zwei Schritten mit vorheriger Entspannung des Bandes geöffnet werden. Das Band wird durch das Herunterdrücken der geriffelten Taste gelöst, danach wird das Band durch Zusammendrücken der beiden gegenüberliegenden Knöpfe geöffnet. Metallfrei und daher auch in der Radiologie anwendbar

HLT N2020OS-GR **grün**
HLT N2020OS-HB **hellblau**
HLT N2020OS-DB **dunkelblau**
HLT N2020OS-GRL **grün**, latexfreies Band
HLT N2020OS-DBL **dunkelblau**, latexfreies Band



STAUBBINDEN



MEG 633910

für Einhandbetrieb, blau, Bandlänge 45 cm, Gesamtlänge 47 cm, mit 2-stufigem Sicherheitsverschluss, latexfrei



MEG 633950

Venenstauer komplett, metallfrei, vermeidet das Einklemmen von Haut und Härchen, einfache Einhandbedienung, geeignet für die Anwendung im MRT, Desinfektion mit handelsüblichen chemischen Mitteln oder im Autoklaven bei 120°C/1 bar, getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen, Kunststoffausführung mit Synthetikband



DAI 633980

Venenstauer daisygrip, blau-weiß verhindert das Einklemmen und Abschnüren der Haut, intuitiver, selbstfindender Magnetverschluss, Einhandbedienung, hautfreundliches Material, latex- und DEHP-frei, Stauband und Verschluss desinfektionsmittelbeständig



FRB 9523.16.000

Venenstauer, rot hautfreundliches, flexibles und weiches Band, leichte Einhandbedienung, sicheres Entstauen, metall- und latexfrei, geeignet für Erwachsene und Kinder, Made in Germany



STAUBBINDEN



BEC 367198

BD Vacutainer® Stretch Tourniquet Einmal-Stauschläuche, durch eine Perforation ohne Hilfsmittel zu trennen, latexfrei
Pack = 25 Stück



STAUBINDEN

PRAMETA

Einfache Handhabung durch bewährte Technik, hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe

PRÄ 901
PRÄ 901-1

Stauer grau
Austauschband grau



PRÄ 902
PRÄ 902-2

2-Tasten-Version für Stauen, Entstauen und Lösen, feine Anpassung des Staudruckes und gezielt dosiertes Entstauen, Latex-frei

Stauer grün
Austauschband grün,
für 2-Tasten-Version



PRÄ 904

Easy-Stauer

einfache und schnelle Entnahme von ungestautem Blut aus offener Vene, Blutentnahme mit dicken Kanülen, Fixierung von Problemvenen



Kinderstauer ZOO

PRÄ 906MAGIC
PRÄ 906ZOO

Kinderstauer ZOO und MAGIC

attraktive Tier- und Zauberer-Motive, preisgekröntes modernes Design, perfekte Ergonomie, separates fein dosiertes Entstauen, autoklavierbar und metallfrei

Kinderstauer MAGIC
Kinderstauer ZOO



INFUSIONSSTÄNDER

Rotimed

„Made in Germany“

Infusionsständer aus Stahl, Ausführung Rollfußausleger, Außenrohr und Kunststoff-Flaschenkreuz mit 4 Haken **farbig**, glänzende Beschichtung, Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhe min. 1,35 m / max. 2,15 m, Schraubhöhenverstellung mit **Aquastop**, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas

MEG 80150
MEG 80151
MEG 80152
MEG 80153
MEG 80154

blau RAL 5002
weiß RAL 1013
rot RAL 3020
gelb RAL 1028
grün RAL 6024



ZUBEHÖR

Rotimed

MEG 80176

Abtropfglas

aus Polycarbonat, transparent, Ø 62/50 x 125 mm, bruchsicher, bis 121°C sterilisierbar, zum Abstellen der eventuell nachtropfenden Kanüle, für Infusionsständer MEG 80130, MEG 80142, MEG 80150 bis MEG 80154, MEG 80160 und MEG 80161



Abtropfglas mit Tropfglashalter MEG 80178S

megrö

Tropfglashalter

Ø 25/50 x 12 mm, für Infusionsständer MEG 80130, MEG 80142, MEG 80150 bis MEG 80154, MEG 80160 und MEG 80161

MEG 80178B
MEG 80178S

blau
schwarz



INFUSIONSSTÄNDER

Rotimed

„Made in Germany“

MEG 80160

Infusionsständer aus Stahl, **verchromt**, Kunststoff-Flaschenkreuz blau mit 4 Haken, Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Arretierung: Schraub-Höhenverstellung, Gesamtgewicht ca. 3,9 kg, Fußgewicht: ca. 1,9 kg, Ausleger: 25 x 25 mm, Fußdurchmesser: ca. 63,5 cm, Kunststoff-Doppellaufrollen 50 mm, 2x antistatisch mit Bremse, 3x normal, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas

MEG 80161

Infusionsständer aus Stahl, **verchromt**, **Edelstahl-Flaschenkreuz** zum Einschrauben, mit 4 Haken, Belastbarkeit 2 kg pro Haken, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Arretierung: Einhand-Sicherheitshöhenverstellung, Gesamtgewicht ca. 3,9 kg, Fußgewicht ca. 1,9 kg, Ausleger 25 x 25 mm, Fußdurchmesser ca. 63,5 cm, Kunststoff-Doppellaufrollen 50 mm, 2x antistatisch mit Bremse, 3x normal, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas

MEG 80130

Infusionsständer aus **rostfreiem** Stahl, max. Tragevermögen 8 kg, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas

MEG 80142

Infusionsständer mit **Fußbeschwerung** aus Stahl **verchromt**, für die Befestigung von einer oder maximal zwei Infusionsspritzenpumpen, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Fußgewicht 4,5 kg, max. Tragevermögen 12 kg, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas

MEG 80160
verchromt

MEG 80161
verchromt

MEG 80130
Stahl rostfrei

MEG 80142
verchromt

INFUSIONSSTÄNDER



KUW 09.11005.002

aus hochwertigem **Edelstahl**, 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand, mit stabilem Kunststoffkreuz, Sicherheitshaken für Infusionsflaschen inkl. Tropfglas aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar bis ca. 210 cm, geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle, inkl. Montageschlüssel, einzeln verpackt



PLEURAPUNKTIONS-SET



MEG 124902

Pleurapunktions-Set

zur Pleura- und Thoraxdrainage, geschlossenes System bestehend aus: Sekretaufangbeutel 1500 ml, Einmalspritze 50 ml und Kanüle 14G (beiliegend), Schlauchlänge 90 cm, Rückschlagventil (RSV), Dreizehnhahn blau ohne Überwurfmutter, Luer-Lock positiv Ansätze, Luer-Lock negativ Ansatz, Schutzkappe und Schraubkappe, steril verpackt, latexfrei



BLUTENTNAHMEGERÄTE



PPS-Blutentnahmegeräte

mit Venenpunktionskanüle nach Strauß, Anschlusskanüle Ø 1,8 mm, Schlauchlänge 60 cm
Pack = 10 Stück

MEG 121550

VPK Ø 1,5 x 43 mm blau

MEG 121551

VPK Ø 1,8 x 43 mm rot

MEG 121552

VPK Ø 1,8 x 43 mm rot, mit Rollklemme



VERSCHLUSS-STOPFEN



FRE 8501502

IN-Stopfen gelb

Verschluss-Stopfen mit Zuspritzmöglichkeit, mit flexibler latexfreier Membran zum intermittierenden Zuspritzen von Medikamenten, schützt vor der Berührungskontamination beim Zuspritzen, Druckbeständigkeit bis 2 bar, versenkter Luer-Lock Konus männlich, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 100 Stück



Kombistopfen

universell einsetzbarer Verschlusskonus mit Doppelfunktion, ohne Zuspritzmöglichkeit, zum Verschließen aller Luer-/Luer-Lock Ansätze, kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus, Druckbeständigkeit bis 2 bar, Luer-Lock männlich/weiblich, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 100 Stück

FRE 8501512

rot

FRE 8501522

orange

FRE 8501532

blau

FRE 8501542

gelb

FRE 8501552

weiß



TRANSFER-SET



Transfer-Devices

Überleitkanülen zum Überleiten und / oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen System, tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen zur restfreien Entleerung der Infusionsbehältnisse, schmale Einstechdorne erlauben das mühelose Durchstechen auch stärkerer Stopfen, handgerecht geformte Griffplatte sorgt für eine einfache, störungsfreie Handhabung, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 50 Stück

FRE 8500432

Transfer Device

FRE 8500437

Transfer Device FK micro

kompatibel mit den Infusionsbehältnissen KabiPac® und freeflex®



ENTNAHME-KANÜLEN



Extra-Spike® Plus

ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen, schlanker, kurzer Einstechdorn ermöglicht ein Durchstechen auch stärkerer Stopfen, einfaches Öffnen und Verschließen mit einer Hand durch integrierten, dicht schließenden Schnappverschluss mit Farbkodierung, Schutz vor Kontamination durch integrierten Belüftungsfilter, bewährte Formgebung ermöglicht die unbehinderte, stabile Verbindung zur Entnahmespritze, Luer-Lock, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 25 Stück

FRE 2902802

Extra-Spike® Plus **grün**
Belüftungsfilter

FRE 2902812

Extra-Spike® Plus **blau**
5-µm-Partikelfilter, Belüftungsfilter

FRE 2902817

Extra-Spike® Plus **hellblau KP/ff**
5-µm-Partikelfilter, Belüftungsfilter, für KabiPac® und freeflex® Infusionsbehältnisse

FRE 2902822

Extra-Spike® Plus **Chemo rot**
5-µm-Partikelfilter, zuverlässige Handhabung von Zytostatika durch Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen durch 0,2-µm-Belüftungsfilter



Extra-Spike®


ergonomische Spikes für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen, integrierte Belüftung (Air), hydrophober Bakterienfilter, mit Stahlkanüle zum einfachen Durchstechen stärkerer Stopfen, verschließbarer Luer-Lock, latex- und DEHP-frei

FRE 2902842

Extra-Spike® **Air SK**
Stahlkanüle, für Kleinstbehältnisse, mit Belüftungsfilter, VE = 25 Stück

FRE 2902872

Extra-Spike® **Air SK Chemo**
Stahlkanüle, für Kleinstbehältnisse, 0,2-µm-Belüftungsfilter, VE = 50 Stück



Extra-Spike® Air SK

Extra-Spike® Air SK Chemo

ENTNAHME-KANÜLEN

B|BRAUN

Mini-Spike®

zur hygienischen Entnahme von Injektionslösungen aus Mehrdosenbehältnissen, mit Belüftungsfiter 0,45 µm
VE = 50 Stück

Mini-Spike® 2

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter mit Safeflow-Ventil und Belüftungsfiter 0,45 µm
VE = 50 Stück

SAUERSTOFF- / OZONTHERAPIE

OZON-TRANSFUSIONSBESTECK



PPS Ozon-Transfusionsbesteck LL

Transfusionsgerät mit Stahlspitze ohne Belüftung, mit 200 µm Filter, Filterfläche 10 cm², transparente Tropfkammer (PVC-frei), flexibles Schlauchsystem, V-Rollenklemme rot, ohne Zuspritzmöglichkeit, latexfrei, Schlauchlänge 150 cm
VE = 10 Stück

OZON-PERFUSORLEITUNG



150 cm lang LL

Spritzenpumpenleitung für Infusionen, Durchmesser 1,5 x 2,8 mm, inkl. Schutzkappe und Schraubkappe, latexfrei
VE = 100 Stück

PET 4550242

PET 4550590

MEG 121506

MEG 121530

INFUSIONSGERÄTE



MEG 122011

Infusionsgerät LL

für die Schwerkraftinfusion, mit Zuspritzmöglichkeit, Schlauchlänge 150 cm, verschließbare Belüftung, Flüssigkeitsfilter 15 µm, latexfrei, sterilisiert mit Ethylenoxid, DEHP-frei
VE = 25 Stück



MEG 122012

Infusionsgerät LL


für die Schwerkraftinfusion, **druckfest**, Schlauchlänge 150 cm, verschließbare Belüftung, Flüssigkeitsfilter 15 µm, latexfrei, sterilisiert mit Ethylenoxid, DEHP-frei
VE = 25 Stück



BEC 03500110109H

BD™ Infusionsgerät LL

für Druck- und Schwerkraftinfusionen, mit manueller Belüftung, Schlauchlänge 155 cm, 15 µm Filter, latexfrei
VE = 300 Stück



B|BRAUN

PET 4062955

Intrafix® Air P

Standardinfusionsbesteck für Druck- und Schwerkraftinfusionen, Lock-Ansatz, latexfrei, 15 µm-Filter, Schlauchlänge 150 cm
VE = 100 Stück



Intrafix® SafeSet

Sicherheitsinfusionsgerät mit AirStop-Membran (Schutz vor Luftinfusion) und PrimeStop®-Kappe (automatische Entlüftung), Schlauchlänge 180 cm
VE = 100 Stück



PET 4063000

SafeSet Standard

PET 4063001

SafeSet RV mit Rückschlagventil

VAKUUMFLASCHEN

Rotimed®

Vakuum-Flaschen aus Glas

für die Ozon-Therapie (hier muss ein Transfusionsgerät für die Ozon-Sauerstofftherapie mit Stahlspitze eingesetzt werden z.B. MEG 121505 oder MEG 121506), zur Reinfusion, zum Aderlaß, inkl. Flaschenhalter

VE = 10 Flaschen

250 ml

500 ml



MEG 121501

MEG 121502



LÖSUNGEN ZUR VERHINDERUNG DER BLUTGERINNUNG

megro®

sterile Lösung zur Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit sowie zur Verhinderung der Blutgerinnung z.B. bei der Ozon-, HOT- und UVB-Eigenblut-Therapie, zur Katheterblockung u.a. in der Dialyse

MEG 256001

PPS Natriumcitrat, 3,13 %

100 ml Stechflasche, steril

MEG 256000

PPS Natriumcitrat, 3,13 %

Pack = 10 Ampullen à 10 ml

MEG 256002

PPS Natriumcitrat, 3,13 %

Pack = 100 Ampullen à 10 ml



BLUTZUCKERMESSGERÄTE



ASC 90008173

CONTOUR® NEXT ONE Set mg/dl

höchste Messgenauigkeit, Zielwert-Beleuchtung (smartLIGHT®), einfache Bluetooth®-Kopplung, drahtlose Übertragung der Ergebnisse an die CONTOUR® DIABETES App auf kompatiblen Smartphones, Nachfüloption – Möglichkeit des erneuten Auftragens von Blut, wenn die erste Probenmenge zu gering war, codiert automatisch, benötigt nur 0,6 Mikroliter Blut, Messzeit von 5 Sekunden, mit Etui und Schale, 1 x 10 CONTOUR® NEXT Sensoren, 1 MICROLET® NEXT Stechhilfe mit verstellbarer Einstichtiefe mit 10 farbigen MICROLET® Lanzetten



Beispielhafte Zielwertbeleuchtung: smartLIGHT®

ASC 90008162

CONTOUR® XT Set mg/dl

sehr einfache Bedienung, großes Display mit gut ablesbaren Zahlen, schlichtes Design, robustes Gehäuse, sofort messbereit und dabei die Einfachheit und Vertrautheit von CONTOUR®, codiert automatisch, benötigt nur 0,6 Mikroliter Blut, Messzeit von 5 Sekunden, mit Etui und Batterie, 1 x 5 CONTOUR® NEXT Sensoren, MICROLET® NEXT Stechhilfe mit verstellbarer Einstichtiefe mit 5 farbigen MICROLET® Lanzetten



BLUTZUCKERTESTSTREIFEN



ASC 84167836

CONTOUR® NEXT Sensoren

Pack = 1 x 50 Sensoren
zur Verwendung mit CONTOUR® XT, CONTOUR® NEXT ONE,
intelligente Nachfüloption – Möglichkeit des erneuten Auftragens von Blut in denselben CONTOUR® NEXT Sensor, wenn die erste Probenmenge zu gering war



BLUTZUCKERMESSGERÄTE**alphacheck professional NFC**

zur quantitativen Messung des Blutzuckerspiegels in frischem Kapillarvollblut, praktischer und hygienischer Teststreifenwurf, beleuchtetes Display, 5 Sekunden Messzeit, es wird nur 0,5 µl Blut benötigt

Inhalt: 1 alphacheck professional NFC Blutzuckermessgerät inkl. Batterien, Aufbewahrungstasche, 10 alphacheck professional Teststreifen, 10 Lanzetten, alphacheck professional Stechhilfe und Tagebuch



ALP 01100035
ALP 01100040

mg/dl
mmol/l

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR**alphacheck professional Stechhilfe**

dient zur einfachen Gewinnung von kapillaren Blut für die Blutzuckermessung mit dem alphacheck professional NFC Blutzuckermessgerät, dazu passend können die alphacheck Soft Lanzetten in 2 verschiedenen Stärken verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten), die Stechhilfe ist kompatibel mit allen gängigen Lanzetten, AST - Messung möglich (Alternate Site Testing), blickdichte Schutzkappe

ALP 10708000

alphacheck professional Kontrolllösung A+B

dient zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes und der dazugehörigen Teststreifen, ausschließlich mit dem alphacheck professional Blutzuckermessgerät (alphacheck professional NFC mg/dl und alphacheck professional NFC mmol/l) zu verwenden

Pack = 2 x 4 ml

ALP 01100045

alphacheck professional Teststreifen

die benötigte geringe Blutmenge von 0,5 µl wird automatisch (Sip-In Technik) in den alphacheck professional Teststreifen eingesogen

Pack = 50 Teste

Pack = 50 Teste (einzeln geblistert)

ALP AK-003
ALP AK-003-BL



BLUTZUCKERMESSGERÄTE**YPSOMED**
SELF-CARE SOLUTIONS

YPS 700012000

mylife™ Unio™ Neva Set (mg/dl)

modernes Blutzuckermesssystem mit intuitiver Bedienung – ultrakompakt, praktisch und diskret im Alltag, automatische Datenübertragung für ein schnelles und einfaches Therapiemanagement, **Vernetzung über Bluetooth®** mit der mylife™ App für eine praktische Bolusberechnung, einfache Datenübertragung über Bluetooth® und Micro-USB an verschiedene PC-basierte Softwareprogramme (z. B. mylife™ Software, Diabass), seitlich einführbarer Teststreifen zur hygienischen Entfernung des Teststreifens ohne Blutkontakt, stabile Teststreifen mit gutem Griff für eine einfache Handhabung, Erinnerungsfunktionen: 4 tägliche Alarme wählbar, Auswahl aus 5 Ereignismarkern pro Messung möglich, nachträglich editierbar, High Definition Signal Transmission (HDST) und Autocoding für zuverlässige Messgenauigkeit und Präzision
Lieferumfang: mylife™ Unio™ Neva Blutzuckermessgerät, 10 mylife™ Unio™ Teststreifen, 10 mylife™ Lancets, mylife™ AutoLance™ Lanzettengerät, mylife™ Softcase, 2 Batterien CR2032/3V, Blutzuckertagebuch

**BLUTZUCKERTESTSTREIFEN****YPSOMED**
SELF-CARE SOLUTIONS

YPS 700000532

mylife™ Unio™ Blutzuckerteststreifen

Pack = 2 x 25 Teste

hohe Präzision und Genauigkeit mit dem GDH-FAD-Enzym, großer und stabiler Teststreifen, Teststreifenentnahme ohne Blutkontakt, einfache Entnahme der Teststreifen aus der flachen Dose, Autocoding

**BLUTZUCKERMESSGERÄTE**

BOE 07400870003

Accu-Chek® Guide Set (mg/dl)

breite und saugstarke Auftragsfläche, Messergebnis in weniger als 4 Sekunden, beleuchtetes Display und Teststreifenbeleuchtung, Auswurf gebrauchter Teststreifen aus dem Messgerät per Knopfdruck, mögliche Übertragung der Ergebnisse an die mySugr App auf dem Smartphone mittels drahtloser Technologie

Inhalt:

Accu-Chek® Guide (mg/dl), 1 Accu-Chek® Fast-Clix Stechhilfe, 1 Accu-Chek® FastClix Lanzetten-Trommel (mit 6 Lanzetten), 10 Accu-Chek® Guide Teststreifen, 2 Batterien, Etui



BLUTZUCKERMESSGERÄTE**Gluceofine® Pro****Blutzuckermesssystem (mg/dl)**

das Pro an Sicherheit, Blutmenge nur 0,5 µl, Messergebnis nach nur 6 Sekunden, **Enzymatik: GDH**, Hämatokrit-Bereich: 20 - 65 %, Keton-Warnung, **extra großes beleuchtetes LCD-Display** und **beleuchteter Teststreifen-Einschub**, automatische Codierung, hygienischer Teststreifen-Auswurf, Datenverwaltung über eigene Software oder DIABASS per USB-Datenkabel oder mit **kostenloser App** GluceoPro (iOS & Android) **per Bluetooth-Dongle** (Kabel u. Dongle nicht im Lieferumfang enthalten), 4 Alarme zur Einhaltung des Testplans, Speicher für 1000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit, Abmessungen (LxBxH): 90,3 x 52,3 x 18 mm, Gewicht: 60 g
 Lieferumfang: Blutzucker-Messgerät, 10 Blutzucker-Teststreifen, 10 Lanzetten zur Blutentnahme, Stechhilfe, Etui, 1 x 1,5 V AAA Batterie, Benutzerhandbuch, Blutzuckerpass und Garantiekarte

MTD 4239006

**BLUTZUCKERTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR****Gluceofine® Pro Blutzuckerteststreifen**

Blutmenge nur 0,5 µl, mit innovativer Sensortechnologie, **Enzymatik: GDH**, **hervorragendes Einzugsverhalten** auch bei kleiner Blutprobe, die Teststreifen sind aufgrund ihrer Größe und Stabilität leicht zu handhaben, vor allem für ältere Personen, nur zur Verwendung mit Gluceofine® Pro Messgeräten
 Pack = 2 x 25 Teste

MTD 4209007

**Gluceofine® Pro Kontroll-Lösung**

normal / hoch, zur Überprüfung des Gluceofine® Pro Messsystems
 Pack = 2 x 4 ml

MTD 4212008



BLUTZUCKERMESSGERÄTE



- BOE 06383629003 **Accu-Chek® Mobile Set (mg/dl)**
 Blutzucker-Messsystem mit Testkassette
 (nicht im Set enthalten) und integrierter
 1-Klick-Stechhilfe
 Inhalt:
 Accu-Chek® Mobile (mg/dl), 2 Batterien,
 1 integrierte Accu-Chek® FastClix Stechhilfe,
 1 Accu-Chek® FastClix Lanzetten-Trommel
 mit 6 sterilen Lanzetten



BLUTZUCKERTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR



- BOE 06453970003 **Accu-Chek® Aviva**
 Teststreifen zur quantitativen Blutzucker-
 bestimmung für Messgeräte der Accu-Chek®
 Aviva Produktfamilie
 Pack = 50 Teste



- Accu-Chek® Guide**
 Teststreifen zur quantitativen Blutzucker-
 bestimmung für Messgeräte der Accu-Chek®
 Guide Produktfamilie

- BOE 07453701003 Pack = 10 Teste
 BOE 07453736003 Pack = 50 Teste



- BOE 07141254003 **Accu-Chek® Mobile**
 Teststreifen zur quantitativen Blutzucker-
 bestimmung für Accu-Chek® Mobile Systeme
 Pack = 1 Testkassette mit 50 Testen





BEC 320561
BEC 320522
BEC 320524



BEC 320523



BEC 329916
BEC 329917



BEC 329525
BEC 329608

INSULIN-PEN-NADELN



BD Ultra-Fine™ Pen-Nadeln

für eine sichere und sanfte Insulininjektion, der 5-fach Schliff der Nadelspitze (PentaPoint™-Technologie) bei der 4, 5 und 8 mm Pen-Nadel erhöht den Komfort beim Injizieren, die extra dünne Kanülenwand der 4 und 5 mm Pen-Nadel (EasyFlow™-Technologie) sorgt für einen schnelleren Insulinfluss und ein leichteres Drücken des Injektionsknopfes, die Pen-Nadeln passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 105 Stück

0,23 x 4 mm

0,25 x 5 mm

0,25 x 8 mm

3-fach Schliff, passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 105 Stück

0,25 x 6 mm



BD SafeAssist™ Sicherheits-Pen-Nadeln

mit automatischer einseitiger Abschirmung (Injektionsseite) zum Schutz vor Nadelstichverletzungen, erfüllt die Anforderungen der TRBA 250 und passt auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 100 Stück

0,30 x 5 mm

0,30 x 8 mm



BD AutoShield™ Duo Sicherheits-Pen-Nadeln

mit automatischer doppelter Abschirmung (Injektions- und Gewindeseite) sorgt für zuverlässigen Schutz vor Nadelstichverletzungen, erfüllt die Anforderungen der TRBA 250 und passt auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 100 Stück

0,30 x 5 mm

0,30 x 8 mm

INSULIN-PEN-NADELN

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

mylife™ Clickfine® Pen Nadeln

hörbarer „Click“ für sicheren Halt, Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss, spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung für verbesserten Injektionskomfort, Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen, passt auf alle gängigen Injektionspens, in den Längen 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm als mylife™ Clickfine® DiamondTip mit 6-fach Schliff und 10 mm, 12 mm mit 3-fach Schliff erhältlich

Pack = 100 Stück

YPS 3200923
YPS 700009649
YPS 3200432
YPS 3200433
YPS 3200434
YPS 3200435

0,23 x 4 mm
0,25 x 5 mm
0,25 x 6 mm
0,25 x 8 mm
0,33 x 10 mm
0,33 x 12 mm



mylife™ Optifine® Pen Nadeln

für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen, die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens, extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe und blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe, erhältlich in den Nadellängen 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm

Pack = 100 Stück

YPS 3100933
YPS 3100934
YPS 3100935
YPS 3100936

0,25 x 6 mm
0,25 x 8 mm
0,33 x 10 mm
0,33 x 12 mm



mylife™ Clickfine® AutoProtect™

Sicherheits-Pen-Nadeln, verringern das Risiko von Nadelstichverletzungen, konform zur Biostoffverordnung und den Anforderungen der TRBA 250, patentiertes Verriegelungssystem, verschließt sich automatisch nach Verwendung, Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion, passt auf alle gängigen Injektionspens, erhältlich in den Längen 5 und 8 mm

Pack = 100 Stück

YPS 3110111
YPS 700001154

0,33 x 8 mm
0,25 x 5 mm



INSULIN-PEN-NADELN

ALP 11207005
ALP 11207008

alphacheck professional Pen-Nadeln PLUS
Injektion aus mehreren Winkeln möglich, sichtbare Nadel vor Injektion trotz Nachgebrauchsverriegelung nach Injektion, garantierter Einmalgebrauch durch Nachgebrauchsverriegelung, kompatibel mit den folgenden Pens: Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B.Braun, Pendiq, Toujeo Solostar
Pack = 100 Stück

30 G x 5 mm
30 G x 8 mm



ALP 12100790
ALP 12100795
ALP 12100800

alphacheck COVER Sicherheits-Pen-Nadeln
Sicherheits-Pen-Nadel mit einseitiger, sicherer Abschirmung, erfüllt die TRBA 250
Pack = 100 Stück

31 G x 4 mm
31 G x 5 mm
31 G x 6 mm



ALP 12100565
ALP 12100570

alphacheck DUAL Sicherheits-Pen-Nadeln
die Sicherheits-Pen-Nadel mit der zweifachen Nachgebrauchsverriegelung, Verringerung der Verletzungsgefahr, DUAL = doppelte Sicherheit in der Anwendung, Nachgebrauchsverriegelung auf Patientenseite, Nachgebrauchsverriegelung auf Penseite, die Nadel ist nach dem Gebrauch sicher verschlossen, passend für alle gängigen Pens für die Diabetestherapie: Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B.Braun, Pendiq, Toujeo Solostar
Pack = 100 Stück

30 G x 5 mm
30 G x 8 mm



ALP 12100810

alphacheck TOTAL Sicherheits-Pen-Nadeln
Sicherheits-Pen-Nadel mit beidseitiger, sicherer Abschirmung (Pen- und Patientenseite), erfüllt die TRBA 250, **30 G x 5 mm**
Pack = 100 Stück

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE



MTD 4226009

Gluceofine® Pro
Blutentnahme-Lanzetten
30 G, zur Verwendung mit der Gluceofine® Pro
 Stechhilfe, zur einmaligen Verwendung, steril
 Pack = 200 Stück



SICHERHEITSLANZETTEN



Gluceofine® Pro Safety Sicherheitslanzetten
 Vorbeugung von Nadelstichverletzungen, erfüllen
 die Ansprüche der **TRBA 250**, Druckauslösung ge-
 währleistet optimale Distanz zwischen Lanzette und
 Haut, ideal auch für Patienten mit eingeschränktem
 Sehvermögen oder mit verminderter Feinmotorik,
ultra-feine Nadel für geringes Schmerzempfinden
 Pack = 100 Stück

Nadellänge	Stechtiefe	Blutmenge
23 G	2,2 mm	30 - 70 µl

MTD 4292014

ideal für dicke und verhornte Haut

28 G	1,5 mm	bis zu 10 µl
-------------	---------------	---------------------

MTD 4292013

ideal für dünne Haut und Kinder



INSULIN-PEN-NADELN



Gluceofine® Pro Pen-Nadeln
 großer Innendurchmesser für besseren Insulindurch-
 fluss, **extra dünne Nadel mit Silikonbeschichtung**
 für maximalen Komfort, besonders feine Nadelspitze
 für eine angenehme Injektion, kompatibel mit allen
 Insulinpens - EN ISO 11608-2:2012
 Pack = 100 Stück

5 mm (31 G x 0,25 mm)

MTD 4264017

8 mm (31 G x 0,25 mm)

MTD 4264018



Gluceofine® Pro Safety Sicherheits-Pen-Nadeln
 sichere Insulininjektion - keine Gefahr von Nadelstich-
 verletzungen, **patentierter Verriegelungsmechanismus**
 verhindert Wiederverwendung der benutzten Nadel, er-
 füllen die Ansprüche der TRBA 250, **extra dünne Nadel**
mit Silikonbeschichtung für maximalen Komfort, kom-
 patibel mit allen Insulinpens - EN ISO 11608-2:2012
 Pack = 100 Stück

5 mm (30 G x 0,30 mm)

MTD 4296015

8 mm (30 G x 0,30 mm)

MTD 4296016



INSULIN-PEN-NADELN**NovoFine®**

die geeigneten Injektionsnadeln für alle Typen des Novo-Pen®. Diese Nadeln sind mit der Thin-Wall-Feintechnologie ausgestattet und silikonbeschichtet. Dadurch ermöglichen sie eine sanfte Injektion

Pack = 100 Stück

30 G x 1/3 0,30 x 8 mm

31 G 0,25 x 6 mm



MEG 140011

MEG 140013

BLUTLANZETTEN**Supra**

Pack = 200 Stück

ein wesentlicher Vorteil ist die optimierte Form der Lanzettenspitze (asymmetrisch). Diese **asymmetrische** Lanzettenspitze erzeugt beim Einstich geringere Schmerzen als z.B. symmetrische Formen und beschleunigt gleichzeitig die Wundheilung

MEG 140002

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE**Monoclix Universal-Lanzetten**

Pack = 200 Stück

0,65 mm, für Glucolet, Soft Touch, Autoclix, Hemalet, Penlet, Penlet II, Auto-Lancet, Monjector, Autolet Mark II, Omnican

MEG 140005



LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE



alphacheck soft Rainbow Lanzetten
dienen der optimierten kapillaren Blutgewinnung in Verbindung mit der alphacheck professional Stechhilfe, dreifach geebnet: gewährleisten guten Blutfluss, kompatibel mit allen gängigen Stechhilfen, besonders sicher: durch Gammastrahlung sterilisiert, 7 Farben in einer Packung



ALP 02100285
ALP 02100290

30 G x 3 mm Pack = 100 Stück
30 G x 3 mm Pack = 200 Stück

alphacheck soft Lanzetten
dienen der optimierten kapillaren Blutgewinnung in Verbindung mit der alphacheck professional Stechhilfe, dreifach geebnet: gewährleisten guten Blutfluss, kompatibel mit allen gängigen Stechhilfen, besonders sicher: durch Gammastrahlung sterilisiert



ALP 02100005
ALP 10207530

28 G x 3 mm Pack = 200 Stück
30 G x 3 mm Pack = 200 Stück

SICHERHEITSLANZETTEN



alphacheck comfort Sicherheitslanzetten
Einmal-Sicherheitslanzetten gemäß der geltenden gesetzlichen Vorschriften TRBA 250, keine Stechhilfe notwendig, einfache und sichere Handhabung, automatisch rückziehende Nadel, schmerzminimaler Einstich durch dreifach feingeschliffene Nadel
Pack = 100 Stück



ALP 13100280
ALP 13100275
ALP 13100200
ALP 13100270

23 G x 1,6 mm
26 G x 1,6 mm
28 G x 1,6 mm
30 G x 1,6 mm

alphacheck Heel Inzisions-Sicherheitslanzetten
schmerzarme Fersen-Inzisions-Sicherheitslanzette zur optimierten kapillaren Blutgewinnung
Pack = 50 Stück



ALP 13100825
ALP 13100830

0,85 x 1,75 mm für Frühgeborene
1,00 x 2,50 mm für Neugeborene

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE**Accu-Chek® Softclix Lanzetten**

sterile weiße Lanzetten, besonders schmerzarm,
für alle Modelle von Accu-Chek® Softclix

0,4 mm

BOE 04782372001 Pack = 200 Stück

BOE 03307492001 Pack = 25 Stück

**Accu-Chek® Softclix XL Lanzetten**

sterile gelbe Lanzetten, besonders schmerzarm,
für alle Modelle von Accu-Chek® Softclix

0,8 mm

BOE 03307514001 Pack = 50 Stück

**Accu-Chek® FastClix Lanzetten**

Lanzettentrommeln mit 6 Lanzetten, besonders
schmerzarm, für alle Modelle von Accu-Chek® FastClix

0,3 mm

BOE 05353840001 Pack = 204 Stück

SICHERHEITSLANZETTEN

BOE 05888662150 **Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno**

Einmalstechhilfen, steril

Einstechtiefe 1,5 mm, für den professionellen
Einsatz in Praxis und Klinik (auch bei Neugebo-
renen), ergonomische T-Form für eine bequeme
Handhabung, dreiseitiger, hautschonender Lan-
zettenschliff für sanftes Durchdringen der Haut
Pack = 200 Stück



BOE 03603539150 **Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus**

Einmalstechhilfen, steril

mit drei wählbaren Einstechtiefen (1,3 mm,
1,8 mm und 2,3 mm), für den professionellen
Einsatz in Praxis und Klinik (auch bei Neugebo-
renen), ergonomische T-Form für eine bequeme
Handhabung, dreiseitiger, hautschonender Lan-
zettenschliff für sanftes Durchdringen der Haut
Pack = 200 Stück




SICHERHEITSLANZETTEN




Sterilance Press II Sicherheitslanzetten

die Lanzettenspitze ist vor und nach dem Gebrauch sicher im Gehäuse eingeschlossen, vorgespannter, durch Druck aktivierter Sicherheitsmechanismus, die Druckaktivierung löst den Punktionsmechanismus aus, die definierte Einstichtiefe gewährleistet jederzeit den gewünschten Blutfluß, ultrascharf, für eine schmerzarme Punktion der Haut



Pack = 100 Stück

	Einstichtiefe	Größe	Code
MEG 140100	1,8 mm	18 G	grün
	Anwendungsbereich: spezielle Babypflege und Entbindungsstationen, für die Punktion der Ferse bei Früh- und Neugeborenen		
MEG 140101	1,8 mm	26 G	gelb
	Anwendungsbereich: Diabeteskliniken/Krankenhausstationen, für die Blutzuckerkontrolle		
MEG 140104	1,8 mm	30 G	türkis
	Anwendungsbereich: Diabeteskliniken/Krankenhausstationen, für die Blutzuckerkontrolle, für geringeren Blutfluss und weniger Schmerzen		
MEG 140102	2,2 mm	21 G	orange
	Anwendungsbereich: Hämoglobin (Blutbanken), Cholesterin, Blutgruppenbestimmung, Koagulation (Blutgerinnung), Blutgas und andere diagnostische Tests		
MEG 140103	2,8 mm	21 G	pink
	wie MEG 140102, jedoch für dickere Haut von Erwachsenen		



Drehen Sie die Schutzkappe und ziehen Sie diese vorsichtig ab.



Wählen Sie die Einstichstelle aus.



Drücken Sie das Gerät fest gegen die Stelle, um die Lanzette auszulösen.

SICHERHEITSLANZETTEN

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

**mylife™ SafetyLancets und
mylife™ SafetyLancets Comfort**

sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen, konform zur Biostoffverordnung und den Anforderungen der TRBA 250, patentiertes Design zur einfachen und sicheren Entnahme kapillarer Blutproben, Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe garantieren höchste Sicherheit, nahezu schmerzfreie Entnahme der Blutprobe durch Einstich mit hoher Geschwindigkeit, die dreifach angeschrägte Nadelspitze garantiert optimalen Blutfluss bei maximalem Komfort, passt auf alle gängigen Insulinpens

Pack = 200 Stück

28 G x 1,5 mm

30 G x 1,2 mm Comfort

Pack = 100 Stück

28 G x 1,5 mm

30 G x 1,2 mm Comfort



mylife™ SafetyLancets Comfort

YPS 7100031

YPS 700001495

YPS 700009359

YPS 700009361

SICHERHEITSLANZETTEN

 **SARSTEDT**

Safety-Lanzette

für eine sichere und schonende Kapillarblutentnahme, ist bereits vorgespannt und ermöglicht eine einfache Handhabung, das Risiko von Nadelstichverletzungen und Kreuzkontaminationen wird verringert, da sich die Nadel oder Klinge vor und nach Gebrauch im Gehäuse befindet
Pack = 200 Stück



SAR 85.1015

SAR 85.1016

SAR 85.1017

SAR 85.1018

SAR 85.1019

	Einstichtiefe	Größe	Blutmenge
Mini	1,6 mm	28 G	gering
Normal	1,8 mm	21 G	mittel
Extra	1,8 mm	18 G	mittel bis stark
Super	1,6 mm	1,5 mm (Klinge)	stark
Neonatal	1,2 mm	1,5 mm (Klinge für Säuglingsferse geeignet)	mittel bis stark

Mini
hellblau

Normal
grün

Extra
gelb

Super
lila

Neonatal
rosa

ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR

BOE 08071853702

CoaguChek® INRange**Systemtasche Analysegerät**

speziell für den Einsatz im Patientenbereich entwickelt, liefert zuverlässige INR- bzw. %Quick-Werte innerhalb kürzester Zeit, das CoaguChek® INRange System ist ein Diagnostik-System zur Kontrolle der oralen Antikoagulantien-Therapie, der INR-Wert (International Normalized Ratio) / %Quick wird aus einem Tropfen Vollblut bestimmt, leichte Bedienung durch intuitive Benutzerführung und farbiges Display, Messergebnisse lassen sich grafisch und tabellarisch auf dem Display darstellen und ausdrucken, so kann der Therapieverlauf jederzeit überprüft werden

Lieferumfang: 1 CoaguChek® INRange

Gerät inkl. 4 Batterien AAA, 1 Coagu-

Chek® XS Softclix, 20 CoaguChek®

Softclix Lanzetten, 6 CoaguChek®

XS PT Test PST Teststreifen



BOE 07762798003

CoaguChek® XS PT Test PST

zur quantitativen Bestimmung der Thromboplastinzeit (INR/%Quick) mit CoaguChek® INRange System und CoaguChek® XS System
Pack = 2 x 24 Teste

**LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE**

BOE 03506509001

CoaguChek® Softclix Lanzetten

sterile gelbe Nadeln, besonders schmerzarm;
0,8 mm, für CoaguChek® Softclix, CoaguChek® XS Softclix, Pack = 50 Stück



**ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR****Accutrend® Plus**

Reflexionsphotometer zur quantitativen Bestimmung von Analyten im Blut mit den entsprechenden Accutrend-Teststreifen, geeignet für den professionellen Bereich und zur Selbstanwendung (nicht zur Glucose-Selbstkontrolle geeignet).

Einfache Handhabung, klein, schnell und mobil, zuverlässiges Ergebnis.

Speicher: 100 Ergebnisse pro Parameter

Größe: 154 mm x 81 mm x 30 mm

Gewicht: ca. 140 g

BOE 05050472016 **mg/dl**

BOE 05050499016 **mmol/l**

BOE 11447475187 **Accutrend® Glucose**

Pack = 25 Teste

zur quantitativen Blutzuckerbestimmung mit Accutrend® Plus System und Accutrend® GC System

BOE 11418262171 **Accutrend® Cholesterol**

Pack = 25 Teste

zur quantitativen Cholesterinbestimmung mit Accutrend® Plus System und Accutrend® GC System

**ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR**

BOE 07210841003 **CoaguChek® Pro II Kit W-LAN DE**

ist ein Point-of-Care-Gerinnungsmessgerät zur Bestimmung der Parameter PT (INR / %Quick) und aPTT (SEC) aus einem Tropfen Vollblut, einfach und zuverlässig, speziell für den Einsatz im niedergelassenen Bereich und in der Klinik entwickelt, erfüllt die Anforderungen der RiliBÄK, bestehend aus: CoaguChek® Pro II System inkl. Akku, Netzkabel, Bedienungsanleitung deutsch



BOE 06688721003 **CoaguChek® PT Test**

Teststreifen zur quantitativen Bestimmung der Thromboplastinzeit (PT) aus Kapillarblut sowie venösem und arteriellem Vollblut mit dem CoaguChek® Pro II System

Pack = 2 x 24 Teste



REAGENZIIEN / KLINISCHE CHEMIE



pH-Fix Indikatorstäbchen

zur schnellen, sicheren und einfachen Bestimmung des pH-Wertes, z.B. pH-Bestimmung in Vaginalsekret während der Schwangerschaft mit pH-Fix 3,6-6,1 als erster Hinweis auf bakterielle Infektionen

Pack = 100 Teststäbchen

pH-Messbereich

MAN 92110	0 bis 14,0
MAN 92111	0 bis 14,0 PT
MAN 92115	0 bis 6,0
MAN 92118	2,0 bis 9,0 CE¹⁾
MAN 92120	4,5 bis 10,0
MAN 92121	4,5 bis 10,0 PT CE¹⁾
MAN 92130	3,6 bis 6,1
MAN 92135	3,1 bis 8,3 CE²⁾
MAN 92140	5,1 bis 7,2
MAN 92150	6,0 bis 7,7



CE = Nach der IVD-Direktive 98/79/EG zugelassen für die pH-Bestimmung in
 1) Magensaft (z.B. zur Kontrolle, ob eine Magensonde richtig eingeführt wurde)
 2) Speichel



HARNTESTSTREIFEN

BOE 11896814191 **Combur²Test®**
zur Bestimmung von Glucose, Eiweiß
und pH-Wert
Pack = 50 Teste

BOE 11896857191 **Combur³Test® E**
zur Bestimmung von Glucose, Eiweiß
und Blut
Pack = 50 Teste

BOE 11896822191 **Combur⁴Test® N**
zur Bestimmung von Nitrit, Glucose,
Eiweiß und pH-Wert
Pack = 50 Teste



BOE 11896954176 **Combur⁵Test® HC**
zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
Glucose, Eiweiß und Blut
Pack = 10 Teste

BOE 11896962257 **Combur⁶Test®**
zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
Glucose, Eiweiß, Urobilinogen und Blut
Pack = 50 Teste



Combur⁹Test®
zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Uro-
bilinogen, Bilirubin und Blut

BOE 04510038191 Pack = 50 Teste
BOE 04510046040 Pack = 100 Teste

BOE 04510062171 **Combur¹⁰Test®**
zur Bestimmung von Dichte, Leukozyten,
Nitrit, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton,
Urobilinogen, Bilirubin und Blut
Pack = 100 Teste

BOE 11544373191 **Combur¹⁰Test® UX**
zur Bestimmung von Dichte, Leukozyten,
Nitrit, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Uro-
bilinogen, Bilirubin und Blut, zur Auswertung
mit dem Teststreifenlesegerät Urisys® 1100
Pack = 100 Teste



BOE 11544039005 **Micral-Test®**
zur Bestimmung von Albumin (Microalbuminurie)
Pack = 30 Teste

HARTESTSTREIFEN



MEDI-TEST

MAN 93001	Glucose	Pack = 50 Teste
MAN 93004	Protein 2	
MAN 93005	Keton	
MAN 93006	Nitrit	
MAN 93015	Combi 2	
MAN 93007	Combi 3 A®	
MAN 93009	Combi 5	
MAN 93035	Combi 5 N®	
MAN 93022	Combi 7	Pack = 100 Teste
MAN 930879	Combi 9®	Pack = 50 Teste
MAN 93023	Combi 9®	Pack = 100 Teste
MAN 93079	Combi 10® L	Pack = 50 Teste
MAN 93058	Combi 10® L	Pack = 100 Teste
MAN 93067	Combi 10® SGL	Pack = 100 Teste
MAN 93021	Combi 8 L	Pack = 100 Teste
MAN 930870	Combi 10® VET	
MAN 93068	URYXXON® Stick 10	
MAN 930874	Mikroalbumin	Pack = 24 Teste



Testfelder zum Schnellnachweis von:

	Glucose	Keton	Ascorbinsäure	Protein/Albumin	Blut	Leukozyten	Nitrit	spezif. Gewicht	pH-Wert	Bilirubin	Urobilinogen	Kreatinin
Glucose ¹⁾	x											
Protein 2 ¹⁾				x					x			
Keton ¹⁾		x										
Nitrit ¹⁾						x						
Combi 2 ¹⁾	x		x									
Combi 3 A®	x	x	x						x			
Combi 5	x	x	x	x					x			
Combi 5 N®	x	x	x	x		x			x			
Combi 7	x	x	x	x	x		x		x			
Combi 8 L	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Combi 9®	x	x	x	x	x		x		x	x	x	
Combi 10® L	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
Combi 10® SGL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Combi 10® VET	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
URYXXON® Stick 10 ²⁾	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Mikroalbumin												x

1) auch geeignet zur Patienten-Selbstkontrolle 2) auswertbar mit dem Reflexionsphotometer URYXXON® Relax
 Hinweis: Ascorbinsäure hat keine diagnostische Bedeutung, es handelt sich hierbei lediglich um ein Prüffeld

HARNCHEMIE

SIEMENS

Hartests für instrumentelle und visuelle Auswertung

SIE 06562467

Hema-Combistix®

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Blut, Eiweiß, Glucose und pH-Wert im Urin
Pack = 50 Teste

SIE 07043714

Check-Stix® Combo

Pack = 1 x je 25 Stück (positiv und negativ), trockenchemische Teststreifen für die Zubereitung von positiven und negativen Kontrollharnen für die Parameter: spez. Gewicht, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Bilirubin, Blut, Nitrit und Urobilinogen



SIE 03242542

Multistix® 5

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Eiweiß, Glucose, Leukozyten, Blut sowie die qualitative Best. von Nitrit
Pack = 50 Teste

SIE 04200746

Multistix® 8 SG

Teststreifen für die semiquantitative Best. von spez. Gewicht, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Blut sowie die qualitative Best. von Nitrit
Pack = 100 Teste

SIE 01526748

Multistix® 10 SG

Teststreifen für die semiquantitative Best. von spez. Gewicht, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Blut, Urobilinogen sowie die qualitative Best. von Bilirubin und Nitrit
Pack = 100 Teste

SIE 05205326

Uristix®

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Glucose und Eiweiß
Pack = 50 Teste

HARNCHEMIE

SIEMENS

Harntests für die instrumentelle Auswertung

SIE 06484105

Clinitest® hCG

für Clinitek Status®, Kassettest zum Nachweis von humanem Choriongonadotropin im Urin
Pack = 25 Teste



SIE 02924704

Clinitek® Microalbumin 2

für Clinitek® Status®, Teststreifen für die semi-quantitative Best. von Albumin und Kreatinin, Albumin/Kreatinin-Quotient instrumentell berechenbar zur Früherkennung einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste

SIE 06916863

Clinitek® Microalbumin 9

für Clinitek® Status® und Advantus™, Teststreifen für die semiquantitative Best. von Albumin, Albumin/Kreatinin-Quotient, Blut, Kreatinin, Glucose, Keton, Leukozyten, pH-Wert, Protein und Protein/Kreatinin-Quotient, qualitativ: Nitrit
Pack = 25 Teste



Harntests für visuelle Auswertung

SIE 02614217

Albustix®

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Eiweiß
Pack = 50 Teste

SIE 02597428

Hemastix®

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Blut im Urin
Pack = 50 Teste



SIE 04960872

Microalbustix®

Teststreifen für die semiquantitative Best. von Albumin und Kreatinin, Albumin/Kreatinin Quotient, zur Früherkennung einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste

SIE 05798300

Multistix® 10 visual

Teststreifen für die semiquantitative Best. von spez. Gewicht, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Blut, Urobilinogen sowie die qualitative Best. von Bilirubin und Nitrit
Pack = 5 x 50 Teste



HARNCHEMIE**SIEMENS****Harn-Analysesystem****Clinitek Status®+**

halbautomatisches Reflexionsphotometer mit Touchscreen, eingebautem Drucker und Einzelteststreifeneinzug, einfache Vernetzung an die Praxis EDV, Protokollkonverter Software verfügbar. Auswertemöglichkeit für die bewährten Siemens Teststreifen Multistix® 10 SG, Multistix® 8 SG und Multistix® 5 sowie Clinitek® Microalbumin und Clinitest® hCG

SIE 10379679

**HARNCHEMIE**

AYN UL0100Pro

Urilyzer® 100 Pro

kompaktes, intuitiv zu bedienendes Auswertegerät für die halbautomatische Urinanalyse mit den Teststreifen CombiScreen® 11SYS PLUS, 7SYS PLUS, 5SYS PLUS sowie mALB/CREA. Sauberer und sicherer Auto-Start der Messung durch Streifenerkennung, komfortables, farbiges Touchscreen, integrierter Easy-Load Drucker, mehrstufige Benutzerverwaltung, erweiterte Anbindungsmöglichkeiten (HL 7, Ethernet, POCT1-A2) und eine automatisierte Qualitätskontrolle, die den Anwender bei den Anforderungen der Riili-BÄK Teil B2 unterstützt. Anschluss an Arztpraxissoftware mittels UriConnect® Pro zur Übertragung der Messdaten in die Patientenakte. Lieferumfang: Auswertegerät, Kurzanleitung mit QR-Code zum Handbuch, Thermodrucker-Papierrolle, 2 Streifenhalter, Kontrollstreifen, Netzkabel, Adapter 100-240 V, 50/60 Hz

**HARNTTESTSTREIFEN**

AYN 93107

CombiScreen® GAK

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton
Pack = 100 Teste

AYN 94025

CombiScreen® mALB / CREA*

das Albumin-Kreatinin-Verhältnis liefert genaue Informationen über den Albuminspiegel im Urin, unabhängig von der Urinkonzentration,
Parameter: Creatinin, Albumin
Pack = 25 Teste

* für Harnauswertegerät Urilyzer® 100 Pro

HARTESTSTREIFEN



mit Ascorbinsäure-entstörtem Blut- und Glucose-testfeld, praktisch keine Störung durch Vitamin C

AYN 94501

CombiScreen® Glucose PLUS

Parameter: Glucose
Pack = 50 Teste

AYN 94506

CombiScreen® Nitrit PLUS

Parameter: Nitrit
Pack = 50 Teste

AYN 94508

CombiScreen® 3 PLUS

Parameter: Glucose, Protein, pH-Wert
Pack = 50 Teste
AYN 94108 Pack = 100 Teste

AYN 94108

CombiScreen® 5 + L PLUS

Parameter: Glucose, Protein, Blut, Nitrit, Leukozyten, Urobilinogen
Pack = 50 Teste
AYN 94117 Pack = 100 Teste

AYN 94517

AYN 94117

CombiScreen® 5+N PLUS

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit
Pack = 50 Teste
AYN 94135 Pack = 100 Teste

AYN 94535

AYN 94135

AYN 94115

CombiScreen® 9 PLUS

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

CombiScreen® 9 + L PLUS

Parameter: Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, Bilirubin, Urobilinogen, Glucose, Ascorbinsäure, Keton
Pack = 50 Teste
AYN 94200 Pack = 100 Teste

AYN 94250

AYN 94200

AYN 94120

CombiScreen® 10SL PLUS

Parameter: Glucose, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

CombiScreen® 11SYS PLUS*

Parameter: Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste
AYN 94150 Pack = 150 Teste

AYN 94100

AYN 94150

* für Harnauswertegerät Urilyzer® 100 Pro



CombiScreen® Glucose PLUS



CombiScreen® 5+N PLUS



CombiScreen® 9 + L PLUS



CombiScreen® 11SYS PLUS

HARTESTSTREIFEN

mit **Ascorbinsäure-entstörtem Blut- und Glucose-testfeld**, praktisch keine Störung durch Vitamin C

AYN 94100V

CombiScreen® VET 11 PLUS*

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

* zum Einsatz in der Veterinärdiagnostik

**HARTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR**

AYN 93015

CombiScreen® Drop Check

gebrauchsfertige Lösung zum **Betropfen**,
Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2-8°C) 18 Monate
oder (bei 20-25°C) 30 Tage

Test-Lösung zur Kontrolle von CombiScreen®
Urinteststreifen und Urilyzer® Analysegeräten,
Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie
andere Teststreifenmarken

Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Kreatinin und hCG
Pack = 2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)



AYN 93010

CombiScreen® Dip Check

gebrauchsfertige Lösung zum **Eintauchen**,
Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2-8°C) 75 Tage
oder 20 Eintauchungen (je nachdem, was
zuerst eintritt)

Test-Lösung zur Kontrolle von CombiScreen®
Urinteststreifen und Urilyzer® Analysegeräten,
Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie
andere Teststreifenmarken,

Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Kreatinin und hCG,
Pack = 2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)



HARTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR



Urinteststreifen mit Ascorbinsäureschutz des Blut- und Glucosetestfeldes

MEG 200235


EASYSscreen 5+N

Pack = 100 Teste
visuell auswertbare Harnteststreifen zum Schnelldiagnose von Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut und Nitrit

MEG 200220

EASYSscreen 10SL

Pack = 100 Teste
visuell auswertbare Harnteststreifen zum Schnelldiagnose von Glucose, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen, spez. Gewicht und Leukozyten



ZUBEHÖR



MEG 200200

Kontrolle für EASYSscreen Teststreifen

Pack = 2 x 15 ml
Test-Lösung zur Kontrolle von EASYSscreen Urinteststreifen



HARNTESTSTREIFEN**HITADO**

- HIT 309-34651221 **HITADO Mikroalbumin**
immunchromatographischer Test für den qualitativen Nachweis erhöhter Albumin-Konzentrationen in Urin mit einer Nachweisgrenze von 20 µg/ml als Hilfsmittel in der Diagnose einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste



- HIT 309-34655220 **HITADO NobiStrip Mikroalbumin/Kreatinin**
Test zum schnellen Nachweis von Mikroalbumin und Kreatinin und deren Konzentrationsverhältnis in menschlichem Urin
Pack = 25 Teste



- HIT 309-38810601 **HITADO NobiStrip U10**
Streifenfest zur semiquantitativen Bestimmung von folgenden Parametern gleichzeitig im Urin: pH, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glucose, Blut, Keton, Urobilinogen, Bilirubin und spezifischem Gewicht
Pack = 100 Teste

STUHLTESTE**HITADO**

- HIT 308-23895490 **HITADO Hitadokkult II**
visuell auszuwertender, immunchromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben (fäkales okkultes Blut). Er dient als Diagnosehilfe bei der Detektion intestinaler Blutungen. Der Test ist ausschließlich für die professionelle Anwendung im Bereich der In-vitro-Diagnostik vorgesehen. Die Nachweisgrenze liegt bei 40 ng Hämoglobin/ml im Stuhlprobeneluat. Dies entspricht einem Hämoglobingehalt von ca. 2 µg Hämoglobin/g Stuhl
Pack = 25 Testkassetten



SCHWANGERSCHAFTSTESTE



HIT 307-35285602 **HITADO hCG combo**
 Teststreifen zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG in Serum- und Urinproben. Die Nachweisgrenze liegt bei 25 mIU/mL
 Pack = 25 Teste



HIT 307-35300601 **HITADO hCG combo (Kassettestest)**
 chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem Chorion-Gonadotropin (hCG) in Urin- oder Serumproben. Die Nachweisgrenze für den Kassettestest liegt bei 25 mIU/mL. Für den Test steht eine Qualitätskontrolle (Quantimetrix Urinteststreifenkontrolle) zur Verfügung
 Pack = 25 Testkassetten



HIT 307-35295601 **HITADO hCG Ultra**
 chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Chorion-Gonadotropin in Urin zum frühen Nachweis einer Schwangerschaft. Die Ergebnisse werden in Form von Linien angezeigt. Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, darunter ein monoklonaler hCG-Antikörper für den selektiven Nachweis erhöhter hCG-Konzentrationen
 Pack = 25 Teste



SCHNELLTESTE



HIT 303-34730601 **HITADO Strep A**
 schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Strep A Antigenen in Rachenabstrichen zur Diagnose von Infektionen mit Gruppe A Streptokokken
 Pack = 20 Testkassetten



SCHNELLTESTE**HITADO**HIT 308-37050601 **HITADO BTAsat®-Test**

immunchromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis des Blasen-tumor-Antigens hCFHrp (human complement factor H-related protein) im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper. Einfache Anwendung mit Spontanurin, lediglich drei Tropfen werden benötigt, Auswertung nach nur 5 Minuten, FDA-Zulassung
Pack = 10 Testkassetten

HIT 303-37002723 **HITADO CRP 10-60**

schneller, chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma. CRP dient u.a. dem Nachweis und der Beobachtung von akuten und chronischen Entzündungen und bakteriellen Infektionen, die Sensitivität beträgt 10 mg/l mit einer 60 mg/l Referenzlinie
Pack = 10 Testkassetten

HIT 311-39651208 **HITADO D-Dimer**

Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma. Dieser Test wird als Hilfsmittel zur Beurteilung und Bewertung von Patienten mit Verdacht auf disseminierte intravasale Gerinnungsstörungen (DIG), tiefe Venenthrombose (TVT) und Lungenembolie verwendet
Pack = 5 Testkassetten

HITADO Troponin I

immunchromatographischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialem Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut. Der Test soll die Diagnose eines Myokardinfarkts in der Notaufnahme, Intensivpflege, am Point-of-Care und in Krankenhäusern unterstützen, inkl. Pufferlösung

HIT 301-33785601 Pack = 5 Testkassetten

HIT 301-33785603 Pack = 10 Testkassetten



DROGENTESTE



HIT 302-32496504 **HITADO Multi 6A**
für die professionelle In-vitro-Diagnostik,
Multi-Schnelltestpanels für den qualitativen
Nachweis mehrerer Drogen in Urinproben:
Amphetamine, Benzodiazepine, Kokain/Crack,
Methadon, Marihuana, Opiate
Pack = 10 Testkassetten



HIT 302-32496601 **HITADO Multi 10A**
für die professionelle In-vitro-Diagnostik,
Multi-Schnelltestpanels für den qualitativen
Nachweis mehrerer Drogen in Urinproben:
Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine,
Kokain/Crack, Methamphetamine, Morphin/
Heroin, Methadon, Phencyclidin, trizyklische
Antidepressiva, Marihuana
Pack = 10 Testkassetten



ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR



HIT KTA0001 **microINR Handmessgerät**
inkl. 2 x 25 Testchips
handliches Analysegerät zur Bestimmung
der Blutgerinnungszeit, misst den INR-Wert
aus Kapillarblut, das Gerät findet seinen Ein-
satz in Krankenhäusern, im Labor, in der Arzt-
praxis, aber auch bei ambulanten Pflegeein-
richtungen – beispielsweise in der Operations-
vorbereitung oder zur Überwachung der Gerin-
nungstherapie, großes und gut ablesbares
Display, keine Kalibrierung notwendig, beleuch-
tete Punktionsstelle, Ergebnis in weniger als
2 Minuten, Messbereich 0,8-8 INR, Abmessun-
gen (BxTxH): 119 x 65 x 35 mm, Speicher: bis
zu 200 Ergebnisse inklusive Datum und Zeit,
inkl. Software zur Datenübertragung, Aufbe-
wahrungstasche, Ladegerät, USB-Kabel



HIT CHB0025AB **Testchips für microINR**
zur Bestimmung des INR-Wertes mit dem
microINR Handmessgerät
Pack = 25 Stück





UTM 006T02CT

HARNTTESTSTREIFEN
Mikroalbumin/Kreatinin

dient zum qualitativen und semi-quantitativen Nachweis von Kreatinin und Albumin in geringen Konzentrationen, das im Urin auch als Mikroalbumin bezeichnet wird. Der Test kann durch visuelles Ablesen auch den Albumin/Kreatinin-Quotienten einer beliebigen Einzelurinprobe anzeigen
Pack = 25 Teste

SCHNELLTESTE

UTM 012L400

Helicobacter Pylori

chromatographischer Immunassay (Schnelltest) für den qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen H. Pylori im Vollblut, Serum oder Plasma, der die Diagnose einer H. Pylori-Infektion unterstützt. Lieferumfang: Testkassetten, Einwegpipetten, Kapillarröhrchen 75 µl und Pipettierhilfe (nur für durch Fingerpunktion entnommenes Vollblut), Puffer 3 ml
Pack = 20 Testkassetten

UTM 014D300

Strep A

chromatographischer Immuntest für den qualitativen Nachweis des Strep A-Antigens (Lancefield Antigen) in Rachenabstrichproben. Der Strep A-Schnelltest ist ein diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung von Streptokokkeninfektionen. Lieferumfang: Testkassetten, Teströhrchen mit Tropfkappe, Reagenz A, Reagenz B, Positivkontrolle, Ständer für Teströhrchen, beflockte Tupfer (steril verpackt)
Pack = 20 Testkassetten

UTM 014L480

Influenza A/B

chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von Influenza A- und B Antigenen in nasopharyngealen Abstrichproben. Er dient der schnellen Differenzialdiagnose von Infektionen mit dem Influenza A- und B-Virus. Lieferumfang: Testkassetten, Extraktionsröhrchen mit Extraktionspuffer, Influenza A+B-Positivkontroll-Tupfer, Influenza A+B-Negativkontroll-Tupfer, beflockte Tupfer für nasopharyngealen Abstrich (steril verpackt)
Pack = 20 Testkassetten

SCHWANGERSCHAFTSTESTE



hCG

chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin (bei einer Sensitivität von 25 mIU/ml) zur frühzeitigen Erkennung einer Schwangerschaft. Der Test zeigt, ob der festgelegte Cut-off-Wert überschritten wurde

UTM 001L023 Beutel = 50 Teste (einzeln verpackt)
 UTM 001L023-2/25 Pack = 2 x 25 Teste (in der Dose)



DROGENTESTE



UTM 008SL406

Multi-Drogen-Tauchtest 6

für den gleichzeitigen, qualitativen Nachweis einer beliebigen Kombination aus Amphetamin, Benzodiazepinen, Kokain, Methadon, Marihuana und Opiaten/Morphin im menschlichen Urin. Dieser Schnelltest liefert nur ein vorläufiges analytisches Testergebnis
 Beutel = 10 Testkassetten



UTM 008SL410

Multi-Drogen-Tauchtest 10

für den gleichzeitigen, qualitativen Nachweis einer beliebigen Kombination aus Amphetamin, Barbituraten, Benzodiazepine, Kokain, MDMA, Methamphetamin, Morphin, Methadon, trizyklischen Antidepressiva und Marihuana im menschlichen Urin. Dieser Schnelltest liefert nur ein vorläufiges analytisches Testergebnis
 Beutel = 10 Testkassetten



STUHLTEST



UTM 010L210

FOB Advanced+

chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von okkultem Humanblut im Stuhl. Lieferumfang: Testkassetten, Stuhlnahmeröhrchen mit Puffer, Stuhlfänger und Patientenanleitung
 Pack = 20 Testkassetten



NÄHRBÖDEN / EINTAUCHNÄHRBÖDEN

ORD 5136

Uricult

zur Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn, Nährbodenträger mit CLED- und MacConkey-Agar, halbquantitativ
Pack = 10 Stück

NÄHRBÖDEN / EINTAUCHNÄHRBÖDEN**schülke ->**

mikrocount® Keimindikatoren
zur schnellen **Hygienekontrolle**
Pack = 20 Stück

SMH 182811

Typ TPC/E

zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Enterobakterien

SMH 182812

Typ TPC

zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl

SMH 70000724

Typ duo

zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe- und Schimmelpilzen



ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Kleinzentrifugen**

HET 1011


HANDZENTRIFUGE ohne Rotor stromunabhängige, wartungsfreie Zentrifuge zum Handbetrieb, die dank einer Klemmvorrichtung leicht an jeder Tischplatte befestigt werden kann



Abbildung zeigt Zentrifuge mit Ausschwingrotor

HET 1014

Ausschwingrotor 4 x 15 ml (für HET 1011) für konische 15 ml Röhrchen



HET 1025

Ausschwingrotor 4 x 15 ml (für HET 1011) für zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml



HET 1800

EBA 200, 8 x 15 ml mit Winkelrotor praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 8-fach Winkelrotor, für geringes Probenaufkommen, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 3.461, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Unwuchtabschaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen



EBA 200

HET 1802

Als Modellvariante **EBA 200 S** gibt es die Zentrifuge auch mit leistungsstärkerem Motor, max. Drehzahl: 8.000 min⁻¹, max. RCF: 6.153

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Kleinzentrifugen**

EBA 270

HET 2300

EBA 270, 6 x 15 ml, mit Ausschwingrotor praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 6-fach Ausschwingrotor und Hülsen, für die optimale Vorbereitung von Probenröhrchen mit Trenngel, max. Drehzahl: 4.000 min⁻¹, max. RCF: 2.254, Deckelverschluss aus Metall, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtabstaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen




EBA 280

HET 1101

EBA 280 ohne Rotor kompakte und vielseitige Tischzentrifuge für Arztpraxen und kleine Laboratorien, mit Rotor-Schnellwechselsystem, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 4.146, 9 Programmspeicherplätze, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtabstaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen

HET 1102

Als Modellvariante **EBA 280 S** gibt es die Zentrifuge auch mit leistungstärkerem Motor, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 5.071



HET 1146

HET 1146

Ausschwingrotor mit Stehfuß (für HET 1101 und 1102) 6-fach, ohne Gehänge, Winkel 90°

HET 1142

Ausschwingrotor mit Stehfuß (für HET 1101 und 1102) 12-fach, ohne Gehänge, Winkel 60°

HET 1139

Winkelrotor (für HET 1101 und 1102) 12-fach komplett mit Hülsen, Winkel 35°, für 6 x 15 ml Röhrchen, konisch (Typ Falcon) 17 x 120 mm oder 12 x 15 ml Röhrchen 17 x 100 mm



HET 1142



HET 1139

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Mikroliterzentrifuge

HET 1203

MIKRO 185 ohne Rotor
kompakte, leistungsstarke Mikroliterzentrifuge, max. Drehzahl: 14.000 min⁻¹, max. RCF: 18.845, Einhand-Deckelverschluss, Frequenzantrieb, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtab-schaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung



HET 1226-A

Winkelrotor (für HET 1203)
24-fach, inkl. Deckel mit Bioabdichtung, autoklavierbar und phenolbeständig, für Mikrolitergefäße 0,2 - 2,0 ml, Winkel 45°



HET 1213-A

Winkelrotor (für HET 1203)
Winkelrotor 18-fach, inkl. Deckel mit Bio-abdichtung, autoklavierbar und phenolbestän-dig für spin column kits, Winkel 45°



HET 1246

Deckel (für HET 1213-A (Ersatz))
mit Bioabdichtung, autoklavierbar, phenol-beständig

HET 1213-A + HET 1246

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Tischzentrifuge

HET 1206

ROTOFIX 32 A ohne Rotor
Tischzentrifuge mit vielseitigem Zubehör-programm für Arzt-, Krankenhaus- und Klinik-labor, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 4.226, Mikroprozessor-Steuerung, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Display mit Anzei-ge aller relevanten Parameter, Unwuchtab-schal-tung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung



HET 1624

Ausschwingrotor
(für HET 1206)
4-fach, ohne Gehänge, Winkel 90°



Bild zeigt Rotor mit Gehänge u. Deckel

REAKTIONSGEFÄßE**ependorf****Safe-Lock Reaktionsgefäße**

Pack = 1 000 Stück

2,0 ml

- EPP 0030 120.094 **farblos**
 EPP 0030 120.205 **gelb**
 EPP 0030 120.213 **rot**
 EPP 0030 120.221 **blau**
 EPP 0030 120.230 **grün**
 EPP 0030 121.686 **als Sortiment** in obigen Farben

1,5 ml

- EPP 0030 120.086 **farblos**
 EPP 0030 120.159 **gelb**
 EPP 0030 120.167 **rot**
 EPP 0030 120.175 **blau**
 EPP 0030 120.183 **grün**
 EPP 0030 121.694 **als Sortiment** in obigen Farben

Pack = 500 Stück

0,5 ml

- EPP 0030 121.023 **farblos**
 EPP 0030 121.112 **gelb**
 EPP 0030 121.120 **rot**
 EPP 0030 121.139 **blau**
 EPP 0030 121.147 **grün**
 EPP 0030 121.708 **als Sortiment** in obigen Farben

Safe-Lock PCR clean

frei von Human-DNA, PCR-Inhibitoren, DNase, RNase

Pack = 1 000 Stück

- EPP 0030 123.344 **2,0 ml farblos**
 EPP 0030 120.248 **2,0 ml ambra** (Lichtschutz)
 EPP 0030 123.328 **1,5 ml farblos**
 EPP 0030 120.191 **1,5 ml ambra** (Lichtschutz)

Pack = 500 Stück

- EPP 0030 123.301 **0,5 ml farblos**
 EPP 0030 121.155 **0,5 ml ambra** (Lichtschutz)

Safe-Lock Biopur®

farblos, steril, frei von Pyrogen, RNase, DNA, ATP, DNase, PCR-Inhibitoren, einzeln verpackt

Pack = 100 Stück

- EPP 0030 121.597 **2,0 ml Biopur**
 EPP 0030 121.589 **1,5 ml Biopur**
 Pack = 50 Stück
 EPP 0030 121.570 **0,5 ml Biopur**

3810X - 1,5 ml mit Deckel

ab sofort noch sicherer, bis 30.000 x g zentrifugierbar

Pack = 1 000 Stück

- EPP 0030 125.150 **farblos**
 EPP 0030 125.177 **blau**
 EPP 0030 125.185 **grün**
 EPP 0030 125.193 **rot**
 EPP 0030 125.207 **gelb**



REAKTIONSGEFÄßE

eppendorf

- EPP 0030 120.973 **Micropistill**
 autoklavierbar, zum Resuspendieren von Pellets, für Safe-Lock Reaktionsgefäße 1,5 ml / 2,0 ml und Reaktionsgefäße 3810 X 1,5 ml
 Satz = 10 Stück



eppendorf

Tubes® 5.0 ml

mit Schraub- oder Schnappdeckel für den Volumenbereich bis 5 ml, hohe g-safe® Stabilität für schnelles und sicheres Zentrifugieren, ergonomische Einhandbedienung beim Schnappdeckel, ausgezeichnete Verschlussicherheit bei der Schraubdeckel-Variante, großes Beschriftungsfeld

mit Schnappdeckel, Pack = 200 Stück

- EPP 0030 119.401 Eppendorf Quality
 EPP 0030 119.487 steril
 EPP 0030 119.460 PCR clean
 EPP 0030 119.452 Ambra (Lichtschutz)

mit Schnappdeckel, Pack = 50 Stück

- EPP 0030 119.479 Biopur (einzeln verpackt)

mit Schraubdeckel, Pack = 200 Stück

- EPP 0030 122.305 Eppendorf Quality
 EPP 0030 122.321 steril
 EPP 0030 122.313 PCR clean



eppendorf

Conical Tubes®

für den Volumenbereich bis 15 ml und bis 50 ml, hochwertiger Kunststoff ohne Weichmacher und Biozide, steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei
 Pack = 500 Stück

- EPP 0030 122.151 **15 ml**
 EPP 0030 122.178 **50 ml**



Conical Tubes® 25 ml

mit Schraub- oder Schnappdeckel für den Volumenbereich bis 25 ml, für die Zellbiologie, z. B. zum Pooling von Medien aus T75-Kolben, zur Bakterienkultur in Midi-Prep-Größe oder für überlappende Anwendungen wie Puffervorbereitung, Lagerung und Transport

mit Schnappdeckel

- EPP 0030 118.502 Starterpaket Pack = 200 Stück
 EPP 0030 118.421 steril Pack = 150 Stück
 EPP 0030 118.413 PCR clean Pack = 200 Stück

mit Schraubdeckel

- EPP 0030 122.500 Starterpaket Pack = 200 Stück
 EPP 0030 122.437 steril Pack = 200 Stück
 EPP 0030 122.429 PCR clean Pack = 200 Stück





MEG 124012

REAKTIONSGEFÄßE**1,5 ml mit Deckel**

Farbe natur, aus selektiertem, transparentem Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar, leichter Stoppsitz z. B. für Routine-Anwendungen im klinisch-chemischen Labor, Zentrifugation: 18000 g
Pack = 1 000 Stück



BRA 780420

**1,5 ml mit Deckel**

BIO-CERT® PCR QUALITY: frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen (Endotoxinen) und PCR-Inhibitoren, autoklavierbar nach DIN EN 285 bei 121 °C (2 bar), RZB max. 20.000 (bei 20°C, t 20 min), A-Ø 10,7 x H 39,4 mm

transparent

Pack = 500 Stück

farbig

Pack = 500 Stück

gelb

blau

grün

orange

braun*

* Die braunen Reaktionsgefäße sind besonders für lichtempfindliche Reagenzien geeignet.



BRA 780421

BRA 780422

BRA 780423

BRA 780424

BRA 780425



BRA 780505

**1,5 ml ohne Deckel**

PP, A.-ØxH: 11 x 39,5 mm

Pack = 2 000 Stück

BRA 780507

0,5 ml mit Deckel**BIO-CERT® PCR QUALITY**

PP, Deckelmembran Ø 5,4 mm,

ca. 0,3 mm dick, A.-ØxH: 7,9 x 32 mm

Pack = 1 000 Stück

COAGULOMETERRÖHRCHEN

MEG 122320

mit Rundboden
55 x 12 mm, aus Polystyrol, glasklar,
Volumen 4 ml
Pack = 5 000 Stück

ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

MEG 122118

mit Rundboden
aus Polystyrol, 100 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück

MEG 122117

spitz-konisch, ohne Rand
aus Polystyrol, 105 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück



Lammellenstopfen, Zentrifugenröhrchen

LAMELLENSTOPFEN

LD-PE, natur, Pack = 1 000 Stück

MEG 122111

für Zentrifugenröhrchen, Ø 16 mm


MEG 122112

für Coagulometerröhrchen, Ø 12 mm

EINMALRÖHRCHEN

MEG 122180

aus Polystyrol
75 x 12 mm, rund, Volumen 5 ml
Pack = 4 000 Stück

COULTER-COUNTER GEFÄßE

MEG 122315

mit aufgesetztem Deckel
PS/LD-PE, Abmessung 32/60 mm,
Volumen 25 ml, passend für Coulter, Hycell
Pack = 1 000 Stück





MEG 122120

VERSANDGEFÄßE

für den sicheren Transport und der Lagerung von Probenmaterial, aus selektiertem, biologisch inerten Polypropylen, zuverlässig dichtender Schraubverschluss aus Polyethylen

16 x 100 mm, 13 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

MEG 122123

20 x 76 mm, 15 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

MEG 122124

25 x 107 mm, 30 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 500 Stück



Schutzgefäße und Schraubverschlüsse **für diagnostisches Probengut**, Sekundärgefäß (mit Saugeinlage) entsprechend P650, ADR, optimaler Schutz gegen äußere Kräfteinwirkung durch zylindrische Formgebung, Saugeinlage umschließt Probengefäß auf vollem Umfang, zusätzlicher Polsterschutz, Schutzgefäße Ø 30 mm passen in gängige Briefkästen mit 35 mm Einwurfschlitz, Schutzgefäß 44/114 mm geeignet für den Versand von gängigen Nährbodenträgern

MEG 122132

Schutzgefäße 30 x 126 mm, 60 ml, ohne Verschluss, mit Saugeinlage/Symboldruck
Karton = 300 Stück

MEG 122133

Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 16 mm für Schutzgefäße 30 x 126 mm
Karton = 300 Stück



MEG 122134

Schutzgefäße 44 x 114 mm, 120 ml, ohne Verschluss, mit Saugeinlage/Symboldruck
Karton = 250 Stück

MEG 122135

Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 25 mm für Schutzgefäße 44 x 114 mm
Karton = 250 Stück

**SPUTUMGEFÄßE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**

70 x 23 mm, 24 ml
Verschluss natur, optimal klarsichtig, Schraubverschluss zuverlässig dicht, montiert
Karton = 200 Stück

MEG 122174



STUHLRÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

übergreifender Schraubverschluss, optimale Hygiene beim Öffnen, zuverlässig dicht, weitmündiger Löffel für bohnen große Proben, entsprechen P650, ADR für den Versand von Stuhlproben

- MEG 122171 **20 x 76 mm, 15 ml**, Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück
- MEG 122172 **16 x 100 mm, 13 ml**, Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück
- MEG 122173 **25 x 107 mm, 30 ml**, Stopfen braun, montiert, Karton = 500 Stück

**UNIVERSALCONTAINER**

formalindicht, aus selektiertem, besonders klarsichtigem Polypropylen, graduiert, mit dichtem Schraubverschluss, mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme kleinerer Proben, stabiler Standfuß, Deckel (blau) beiliegend

- MEG 122137 **31 x 48 mm, 20 ml**
Karton = 1 000 Stück
- MEG 122138 **39 x 55 mm, 35 ml**
Karton = 500 Stück
- MEG 122139 **39 x 74 mm, 50 ml**
Karton = 500 Stück
- MEG 122140 **48 x 80 mm, 100 ml**
Karton = 250 Stück

**STUHLRÖHRCHEN MIT EINDRÜCKSTOPFEN**

- MEG 122170 **22 x 62 mm, 20 ml**
Eindrückstopfen blau, glasklar, flacher Boden, Eindrückstopfen mit anhängendem Löffelträger, weitmündiger Löffel für bohnen große Proben, montiert
Karton = 1 000 Stück





BRA 4340030
BRA 4340031
BRA 4340032

BRA 4340040
BRA 4340041
BRA 4340042

REAGENZGLASGESTELLE



PP, stabile Konstruktion, für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern, kein Aufschwimmen im Wasserbad, autoklavierbar bei 121°C
Maße (LxBxH): 265 x 126 x 88 mm
Pack = 5 Stück

für 32 Röhrchen bis Ø 25 mm

weiß
blau
rot

für 21 Röhrchen bis Ø 30 mm

weiß
blau
rot



MEG 122400

HITACHI-EINWEGGEFÄßE



3 ml, 38 mm hoch, 15 mm breit, PS
Pack = 250 Stück



MEG 126005

KÜVETTEN



Einmal-Makro-Küvetten

10 mm Schichttiefe, aus Polystyrol,
Volumen 2 - 4 ml, (eckig) 10 x 10 x 45 mm
Pack = 100 Stück



MEG 126004

Einmal-Halbmikro-Küvetten

mit Mittelsteg für optimale Wärmeleitung,
aus Polystyrol, Volumen 0,5 - 2 ml,
(eckig) 10 x 4 x 45 mm
Pack = 100 Stück

PIPETTENSPITZEN



PP, Universal-Pipettenspitzen passend für Eppendorf, Brand, Gilson, Labsystems, Finn, BioHit sowie zahlreiche andere Pipettentypen, einheitliches ergonomisch optimiertes Design, langer Soft-Konus für bessere Abdichtung, optimiert für Zugang zu langen/ hohen Gefäßen und Arbeit mit kleinen Volumina, autoklavierbar (bei 121°C)

Pack = 1 000 Stück

MEG 124008	gelb	2 - 200 µl	53 mm
MEG 124007	blau	50 - 1000 µl	71 mm
MEG 124009	kristall	0,1 - 20 µl	40 mm



BRAND

BRAND Pipettenspitzen lose oder palettiert

PP, frei von DiHEMA und Oleamid, getestet für BRAND und die meisten Pipettenmodelle von GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPEPTE®, Eppendorf® und BIOHIT®/sartorius®, autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG, nach Ablauf der Gültigkeit keine weitere IVD-Kennzeichnung

Lose: im wiederverschließbaren Beutel

Beutel = 1 000 Stück

BRA 732008	gelb	2 - 200 µl
BRA 732012	blau	50 - 1000 µl

Palettiert: in TipBox mit Klapp-/Stülpdeckel, stapelbar, Trägerplatte gelb eingefärbt, Spitzen farblos (frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)

Pack = 480 Stück (5 Boxen á 96 Stück)

BRA 732208	farblos	2 - 200 µl
------------	----------------	-------------------



PD-TIPS II (PRÄZISIONS DISPENSER-TIPS)



BRAND

durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel

unsteril

BRA 705700	0,1 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705702	0,5 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705704	1,0 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705706	1,25 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705708	2,5 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705710	5 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705712	10,0 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705714	12,5 ml , Pack = 100 Stück
BRA 705716	25 ml* , Pack = 50 Stück
BRA 705718	50 ml* , Pack = 25 Stück

* inkl. 1 Adapter

Adapter

für 25 - 50 ml PD-Tips und PD-Tips II, PP, autoklavierbar, Pack = 10 Stück



PIPETTEN**Transferpette® S, Typ Variabel**

komfortable Einhandbedienung, ergonomisches Design, Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung, kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte, leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik, Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellungsschutz, schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen, universeller Spitzenaufnahmekonus, Lieferumfang: Transferpette® S Typ Variabel, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonfett, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG, nach Ablauf der Gültigkeit keine weitere IVD-Kennzeichnung

	Volumen	Modell	für Pipettenspitzen
BRA 705868	0,1 - 1 µl	D-1	0,1 - 20 µl
BRA 705869	0,1 - 2,5 µl	D-2,5	0,5 - 20 µl
BRA 705870	0,5 - 10 µl	D-10	0,5 - 20 µl
BRA 705872	2 - 20 µl	D-20	2 - 200 µl
BRA 705873	5 - 50 µl	D-50	2 - 200 µl
BRA 705874	10 - 100 µl	D-100	2 - 200 µl
BRA 705878	20 - 200 µl	D-200	2 - 200 µl
BRA 705880	100 - 1000 µl	D-1000	50 - 1000 µl
BRA 705882	500 - 5000 µl	D-5000	0,5 - 5 ml
BRA 705884	1000 - 10000 µl	D-10000	1 - 10 ml

PIPETTIERHELFER

BRA 25800

micro-Pipettierhelfer

für die Probennahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen kleinvolumigen Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmisch- und Blutzuckerpipetten mit Ansaugende Ø max. 5 mm), mit integrierter Abwurfvorrichtung, autoklavierbar bei 121°C

BRA 25900

micro-classic Pipettierhelfer

für das Arbeiten unter dem Mikroskop, IVF-Labor oder im medizinischen Labor, geeignet für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) mit Ansaugende-Ø max. 5 mm, der Adapter ist nach links und rechts drehbar, Adapter und Saugschlauch sind autoklavierbar bei 121°C, der micro-classic verringert die Infektionsgefahr beim Umgang mit infektiösem Material

PIPETTIERHELFER



HCT 40558001

ASSISTENT Micro-Pipex

zur Probenentnahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen Pipetten bis 1 ml, mit der im Gerät integrierten Abwurfvorrichtung können kontaminierte Einmal-Mikropipetten bis 50 µl berührungsfrei abgeworfen werden, Pipettenaufnahme max. 5 mm Ø, autoklavierbar bei 121 °C



HIRSCHMANN

HIR 9609900

Pipettierhilfe micropipetter

komplett mit 2 Adaptern, zum Halten und Entleeren von Ringmarkenkapillaren



RINGCAPS + ZUBEHÖR FÜR REFLOTRON SYSTEM

HIRSCHMANN

HIR 9550532

ringcaps® für Reflotron®

32 µl Li-heparinisiert
Set = 5 x 100 Stück



HIR 9609801

Adapter für applicator

inkl. Gummistopfen
VE = 10 Stück



HIR 9609800

applicator

Pipettierhilfe zum Halten und Entleeren von ringcaps® for Reflotron®, mit Abwurfmechanik und auswechselbarem Adapter



LABORRÜHRSTÄBCHEN



BRA 759800

Einmal-Rührspatel

aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm
Beutel = 500 Stück





MEG 122190

LABORRÜHRSTÄBCHEN**mit Steg und Rührplatte**

aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm, Mischen von Proben und Lösungen, verschleppungsfreie Zugabe von kleinen Mengen Reagenz, Ablösen des Blutkuchens von der Röhrenwand usw.
Beutel = 500 Stück

**MIKRO-KAPILLARPIPETTEN****HIRSCHMANN'****ringcaps® Mikro-Einmalpipetten DURAN®**

konformitätsbescheinigt nach DIN 12600, mit Ringmarke und Color-Code, DE-M-Kennzeichnung, justiert auf IN, Länge 125 mm, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG
VE = 250 Stück in der Dose



	Volumen	Color-Code
HIR 9600105	1 - 5 µl	weiß
HIR 9600110	10 µl	orange
HIR 9600120	20 µl	schwarz
HIR 9600125	25 µl	2 x weiß
HIR 9600140	40 µl	rot
HIR 9600150	50 µl	grün
HIR 9600199	100 µl	blau
HIR 9600210	5 + 10 µl	orange
HIR 9600240	20 + 40 µl	2 x rot
HIR 9600299	50 + 100 µl	blau

**BLAUBRAND® intraMARK, mit Ringmarke**

DIN ISO 7550, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG, Status nach Ablauf der Gültigkeit kann noch nicht bestätigt werden, DE-M gekennzeichnet ab 5 µl gemäß Eichordnung, justiert auf "In", Länge 125 mm, Color-Code nach ISO für klare Identifizierung
VE = 250 Stück in der Dose



	Volumen	Color-Code
BRA 708709	10 µl	orange
BRA 708718	20 µl	schwarz
BRA 708722	25 µl	2 x weiß
BRA 708733	50 µl	grün
BRA 708744	100 µl	blau
BRA 708707	1*/2*/3*/4*/5 µl	weiß
BRA 708728	20 + 40 µl	2 x rot
BRA 708745	50 + 100 µl	blau
BRA 708757	200 µl	rot

* nicht DE-M gekennzeichnet

MIKRO-KAPILLARPIPETTEN



BRA 709110

Pipettierhilfe für Mikropipetten
BLAUBRAND® intraEND (> 1µl)
 PET-Kunststoffrohr, Silikonadapter und TPE-Saugbalg mit Belüftungsloch, VE = 10 Stück



PASTEURPIPETTEN UND ZUBEHÖR



MEG 126001

PE-LD, zum Einmalgebrauch, ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
 Pack = 500 Stück
 max. Saugvolumen **5 ml**
 graduert 1/0,25 ml, Länge 151 mm



MEG 126003

max. Saugvolumen **7 ml**
 graduert 3/0,5 ml, Länge 152 mm



BRA 747750

PE-LD, sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter, daher ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
 Pack = 500 Stück



Saugvolumen mit Ball

3,7 ml, ungraduier
5,5 ml, graduert 0,25/0,5/0,75/1 ml
7,0 ml, graduert 0,5/1/1,5/2/2,5/3 ml
5,0 ml, graduert 0,5/1/1,5/2 ml
7,0 ml, ungraduier
5,5 ml, graduert 0,25/0,5/0,75/1 ml

BRA 747715

Natron-Kalk-Glas, zum Einmalgebrauch, lang ausgezogene, feine Spitze, Saugrohr-ende mit Verengung für Wattestopfen
 Pack = 1 000 Stück

BRA 747720

ca. **1,5 ml**, Länge 145 mm
 ca. **1,5 ml**, Länge 225 mm



BRA 124700

Gummihütchen
 aus Naturkautschuk, Pipettierhilfe für Pasteurpipetten aus Glas
 Pack = 100 Stück



Pasteurpipetten
 Natron-Kalk-Glas

Gummihütchen

PIPETTEN**ependorf****Reference® 2 fix**

Ein-Knopf-Bedienung, mit integriertem Spitzenabwurf, verfederter Spitzenkonus reduziert Aufsteckkräfte, vollautoklavierbar



	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen
EPP 4925 000.014	1 µl	dunkelgrau	10 µl
EPP 4925 000.022	2 µl	dunkelgrau	10 µl
EPP 4925 000.030	5 µl	mittelgrau	10 µl
EPP 4925 000.049	10 µl	mittelgrau	10 µl
EPP 4925 000.057	10 µl	gelb	20 µl
EPP 4925 000.073	20 µl	gelb	200 µl
EPP 4925 000.081	25 µl	gelb	200 µl
EPP 4925 000.090	50 µl	gelb	200 µl
EPP 4925 000.103	100 µl	gelb	200 µl
EPP 4925 000.120	200 µl	blau	1 000 µl
EPP 4925 000.138	250 µl	blau	1 000 µl
EPP 4925 000.146	500 µl	blau	1 000 µl
EPP 4925 000.154	1 000 µl	blau	1 000 µl
EPP 4925 000.162	2 000 µl	rot	2 500 µl
EPP 4925 000.170	2 500 µl	rot	2 500 µl

ependorf**Reference® 2 variabel**

Ein-Knopf-Bedienung, verfederter Spitzenkonus, RFID Chip integriert, spezielle Oberfläche, leicht zu reinigen, vollautoklavierbar, inkl. ep.T.I.P.S.® Box mit Spitzen (außer bei 2,5 ml, 5 ml und 10 ml)



	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen
EPP 4924 000.010	0,1 - 2,5 µl	dunkelgrau	10 µl
EPP 4924 000.029	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl
EPP 4924 000.037	2 - 20 µl	hellgrau	20 µl
EPP 4924 000.045	2 - 20 µl	gelb	200 µl
EPP 4924 000.053	10 - 100 µl	gelb	200 µl
EPP 4924 000.061	20 - 200 µl	gelb	200 µl
EPP 4924 000.070	30 - 300 µl	orange	300 µl
EPP 4924 000.088	100 - 1000 µl	blau	1000 µl
EPP 4924 000.096	250 - 2500 µl	rot	2,5 ml
EPP 4924 000.100	500 - 5000 µl	lila	5 ml
EPP 4924 000.118	1000 - 10000 µl	türkis	10 ml

PIPETTEN

eppendorf

Research® plus fix



ultraleichte Festvolumenpipette mit separatem Spitzenabwurf

	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipettenspitzen
EPP 3124 000.024	10 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.040	20 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.059	25 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.067	50 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.075	100 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.083	200 µl	gelb	200 µl
EPP 3124 000.091	200 µl	blau	1000 µl
EPP 3124 000.105	250 µl	blau	1000 µl
EPP 3124 000.113	500 µl	blau	1000 µl
EPP 3124 000.121	1 000 µl	blau	1000 µl



Research® plus variabel



mit separatem Spitzenabwurf, verfederter* Spitzenkonus, ultraleicht und vollständig autoklavierbar, inkl. ep T.I.P.S.® Box mit Spitzen*

	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen
EPP 3123 000.012	0,1 - 2,5 µl	dunkelgrau	10 µl
EPP 3123 000.098	2 - 20 µl	hellgrau	20 L µl
EPP 3123 000.020	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl
EPP 3123 000.039	2 - 20 µl	gelb	200 µl
EPP 3123 000.047	10 - 100 µl	gelb	200 µl
EPP 3123 000.055	20 - 200 µl	gelb	200 µl
EPP 3123 000.101	30 - 300 µl	orange	300 µl
EPP 3123 000.063	100 - 1000 µl	blau	1000 µl
EPP 3123 000.071	500 - 5000 µl	lila	5 ml
EPP 3123 000.080	1000 - 10000 µl	türkis	10 ml

* nicht bei 5 ml- und 10 ml-Pipetten



Research® plus Mehrkanal



8-Kanal, Arbeitsumfeld der Mehrkanalpipette: lange Serien in Reihen und mit Platten. Effektiv, schnell und präzise, unterschiedlichste Applikationen können durchgeführt werden

	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen
EPP 3125 000.010	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl
EPP 3125 000.036	10 - 100 µl	gelb	200 µl
EPP 3125 000.052	30 - 300 µl	orange	300 µl



PIPETTENSPITZEN epT.I.P.S.®**ependorf****0,1 - 10 µl**, 34 mm

- 
- EPP 0030 073.371 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.754 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.125 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.290 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips

0,1 - 20 µl, 40 mm

- 
- EPP 0030 073.398 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.770 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.133 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.303 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips
 - EPP 0030 010.027 **Singles**, Biopur, Satz = 100 Tips
 - EPP 0030 075.226 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips

0,5 - 20 µl L, 46 mm

- 
- EPP 0030 073.410 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.797 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.141 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.311 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips

2 - 200 µl, 53 mm

- 
- EPP 0030 073.436 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.819 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.150 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.320 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips
 - EPP 0030 010.043 **Singles**, Biopur, Satz = 100 Tips
 - EPP 0030 075.234 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips

20 - 300 µl, 55 mm

- 
- EPP 0030 073.452 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.835 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.168 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.338 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips
 - EPP 0030 075.242 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips

50 - 1.000 µl, 71 mm

- 
- EPP 0030 073.479 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 073.851 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
 - EPP 0030 076.176 **Box**, inkl. 96 Tips
 - EPP 0030 076.346 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips
 - EPP 0030 010.060 **Singles**, Biopur, Satz = 100 Tips
 - EPP 0030 075.250 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips

PIPETTENSPITZEN epT.I.P.S.®

eppendorf

50 - 1.250 µl, 76 mm

- EPP 0030 073.495 **Reloads**, Satz = 10 x 96 Tips
- EPP 0030 073.878 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips
- EPP 0030 076.184 **Box**, inkl. 96 Tips
- EPP 0030 076.354 **Set-Box**, inkl. 5 x 96 Tips
- EPP 0030 075.269 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips



250 - 2.500 µl, 115 mm

- EPP 0030 073.517 **Reloads**, Satz = 10 x 48 Tips
- EPP 0030 073.894 **Reloads**, PCR-clean, Satz = 10 x 48 Tips
- EPP 0030 076.206 **Box**, inkl. 48 Tips
- EPP 0030 076.362 **Set-Box**, inkl. 5 x 48 Tips
- EPP 0030 075.285 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 48 Tips



100 - 5.000 µl, 120 mm

- EPP 0030 076.214 **Box**, inkl. 24 Tips
- EPP 0030 075.293 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips



0,5 - 10 ml, 165 mm

- EPP 0030 075.315 **Racks**, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips



FILTERSPITZEN ep Dualfilter T.I.P.S.®

eppendorf

PCR clean, sterile

frei von human-DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren

Satz = 10 x 96 Tips

- EPP 0030 078.519 **0,1 - 10 µl M**, 40 mm
- EPP 0030 078.527 **0,5 - 20 µl L**, 46 mm
- EPP 0030 078.535 **2 - 20 µl**, 53 mm
- EPP 0030 078.543 **2 - 100 µl**, 53 mm
- EPP 0030 078.551 **2 - 200 µl**, 55 mm
- EPP 0030 078.560 **20 - 300 µl**, 55 mm



Satz = 5 x 96 Tips

- EPP 0030 078.594 **50 - 1.250 µl L**, 103 mm

Satz = 5 x 24 Tips

- EPP 0030 078.624 **200 - 5.000 µl L**, 175 mm



Satz = 100 Tips, einzeln verpackt

- EPP 0030 077.598 **0,5 - 10 ml**, 243 mm



Abbildung zeigt Combitips advanced –
25 ml und 50 ml jeweils mit Adapter
(nicht im Lieferumfang)

PIPETTENSPIZTEN

Combitips advanced®

eppendorf

Pack = 4 Beutel à 25 Stück

EPP 0030 089.405 **0,1 ml**
EPP 0030 089.413 **0,2 ml**
EPP 0030 089.421 **0,5 ml**
EPP 0030 089.430 **1,0 ml**
EPP 0030 089.448 **2,5 ml**
EPP 0030 089.456 **5,0 ml**
EPP 0030 089.464 **10 ml**

Pack = 4 Boxen à 25 Stück

EPP 0030 089.472 **25 ml**
EPP 0030 089.480 **50 ml**

Adapter für Combitips advanced®

EPP 0030 089.715 25 ml, rot
EPP 0030 089.723 50 ml, hellgrau

EPP 0030 089.936 **Sortimentspack
Combitip advanced®**
1 Stück von jeder Größe
inkl. je 1 Stück Adapter 50 ml und 25 ml

EPP 0030 089.758 **Combitip Rack** (Box mit Deckel)
zur Aufnahme von Combitips advanced®
(0,1 ml - 10 ml)

eppendorf

ViscoTip®

Eppendorf Quality™
Pack = 4 Beutel à 25 Stück

EPP 0030 089.502 **10 ml**

PIPETTENSPIZTEN

Combitips advanced® Eppendorf Biopur®

eppendorf

steril, PCR clean, frei von Pyrogen, RNase,
DNase, DNA, ATP, einzeln verpackt

Pack = 100 Stück

EPP 0030 089.618 **0,1 ml**
EPP 0030 089.626 **0,2 ml**
EPP 0030 089.634 **0,5 ml**
EPP 0030 089.642 **1,0 ml**
EPP 0030 089.650 **2,5 ml**
EPP 0030 089.669 **5,0 ml**
EPP 0030 089.677 **10 ml**



THERMOMETER

HCT 4360010

Kühl-Gefrier-Thermometer

zylindrisches Plastikgehäuse, weiß, drehbar, zum Aufhängen, farbige Füllung, Messbereich: -50°C bis +50°C, Made in Germany
Abmessungen: ca. 21 x 3 x 2 cm
Gewicht: 25 g

HCT 43698010

Badethermometer

zylindrisch, weiß-blau, in Stabform, senkrecht schwimmend, Kunststoffgehäuse wasserdicht, farbige Füllung, vollständig geschlossene Ausführung, Kapillare stoßgeschützt, Messbereich: 0 bis +60°
Abmessungen: ca. 26,5 x 2,1 cm

HCT 43656010

Maxima-Minima-Thermometer

elektronisch, CE, für Innen- und Außentemperaturmessung, aktuelle Temperatur/Tageshöchst- und -tiefsttemperatur, zum Hängen oder Stellen, extra dünnes Kabel zum problemlosen Durchführen durch Fensterdichtungen, wasserdichter Außenfühler, inklusive Batterie 1,5 V AA, Kabel ca. 3 m lang, wählbar: Celsius/Fahrenheit
Messbereich innen: -10 °C bis +50 °C
Messbereich außen: -50 °C bis +70 °C
Abmessungen: ca. 6,7 x 2 (5) x 10,4 cm

HCT 43646010

Maxima-Minima-Thermometer

Kunststoffgehäuse mit Drucktastenmagnet, zum Hängen, umweltfreundliche Kapillarfüllung, quecksilberfrei, Messbereich: -35° bis +50°C

ohne Dach, schwarz

Abmessungen: 6 x 2,8 x 20 cm
Gewicht: 76 g

HCT 43647010

mit Dach, beige

Abmessungen: 8,5 x 4,5 x 23,2 cm
Gewicht: 88 g





MEG 690203

STOPP-UHREN

Digital Stoppuhr, schwarz/silber
6-stellige Anzeige, geeignet für kleine Hände, gummiertes Kunststoffgehäuse, 1/100 Sek. bis 23 Stunden 59 Minuten, Wahl zwischen 12 und 24 Stunden-Anzeige, Alarmfunktion, mit Umhängekordel, Anzeige: Uhrzeit, Datum, Wochentag, Zwischenzeit, inkl. 1 Batterie, Gewicht: ca. 31 g
Maße: 7,8 x 5,4 x 1,7 cm



MEG 690206

**KURZZEITMESSER**

Laborwecker
mechanischer Kurzzeitmesser, 60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel), auch **zum Aufhängen** geeignet, Maße: ca. 6,5 x 6,5 x 4 cm (bis Wandaufhängung)



MEG 690207



Laborwecker
mechanischer Kurzzeitmesser, 60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel)
Maße: ca. 5,5 x 5,5 x 2,4 cm



HCT 41977020



Digital-Kurzzeitmesser weiß, CE
aus Kunststoff, Countdown-Zählung auf LCD-Anzeige, 4-stellige Anzeige für Minuten (mit „M“ gekennzeichnet) und Sekunden (mit „S“ gekennzeichnet), Zeitmesser bis max. 99 Min. und 59 Sek. programmierbar, Alarmton: 30 Sek., Speicherabruffunktion, separates Einstellen von Minuten und Sekunden, Magnet auf der Rückseite, inkl. 1 Batterie (Knopfzelle LR44 1,5 V), Maße: 8,8 x 4,8 x 1,7 cm, Gewicht: 33 g

KURZZEITMESSER



MEG 690201

Digital Timer mit kleinem Display
Eieruhr, Timer, Kurzzeitmesser, silber, mit 4-stelliger LCD-Anzeige, mit Signalton, magnetisch, bis 99 Minuten 59 Sekunden Laufzeit, inkl. 1 Batterie, Maße: ca. 7 x 5,3 x 0,7 cm



MEG 690200

Digital Timer mit großem Display
Eieruhr, Küchentimer, silber, mit 4-stelliger LCD-Anzeige, mit Signalton, magnetisch per Clip oder zum Hinstellen, bis 99 Minuten 59 Sekunden Laufzeit, inkl. 1 Batterie, Maße: ca. 8 x 7 x 2,5 cm



MEG 690210

Digital Timer, Countdown
99 Min., 59 Sek., 4-stellige LCD-Anzeige, Timer-Memory-Funktion, Alarm wenn „Null“ erreicht wird, Clip zum Hängen und Stellen, mit Magnet, Bedienungsanleitung 5-sprachig inkl. 1 Batterie Typ AAA 1,5 V, Gewicht: 45 g, Maße: 6,6 x 5,6 x 1,8 cm



MEG 690202

Digital Timer, Countdown / Countup
99 Std., 59 Min., 59 Sek., große 6-stellige LCD-Anzeige, 2 separate Timer in einem Gerät, Uhrzeitangabe durch Funktionstasten-Umschaltung, Alarm wenn „Null“ erreicht wird, Clip zum Hängen und Stellen, mit Magnet, Bedienungsanleitung 8-sprachig inkl. 1 Batterie Typ AAA 1,5 V, Gewicht: 63 g, Maße: 7,3 x 6,6 x 1,8 cm





VIT 96093
VIT 96393

VIT 96293
VIT 96593

EIMER

VITLAB

Eimer, PE-HD

weiß, ohne Ausguss, mit Teilung in 1 Liter Segmenten, stabiler Henkel mit Verstärkung in der Mitte zum bequemen Tragen, festschließende, transparente Deckel aus PE-LD (Deckel separat bestellen)

Volumen	Höhe	Ø
5 l	240 mm	250 mm
10 l	300 mm	290 mm

Deckel

für 5 l Eimer
für 10 l Eimer

SPRITZFLASCHEN

VITLAB

Spritzflaschen

Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD, transparent, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss, ohne Aufdruck

	Volumen		Gewinde GL
VIT 94688	100 ml	Enghals	18
VIT 94988	250 ml	Enghals	25
VIT 95088	500 ml	Enghals	25
VIT 95188	1 000 ml	Enghals	32
VIT 93788	250 ml	Weithals	45
VIT 93988	500 ml	Weithals	45
VIT 94188	1 000 ml	Weithals	63



Spritzflaschen farbig

Enghalsflaschen aus PE-LD, transparent, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss, ohne Aufdruck

	Volumen		Gewinde GL
VIT 132703	500 ml	rot	25
VIT 132705	500 ml	grün	25
VIT 132706	500 ml	gelb	25
VIT 132708	500 ml	blau	25



Abbildung zeigt unterschiedliche Größen

MESSBECHER

VITLAB

Messbecher* aus Polypropylen, hochtransparent, mit gut lesbaren, erhabenen, blau geprägter Skala und stabilem, griffigen Henkel

	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø
VIT 446081	50 ml	2 ml	70 mm	40 mm
VIT 447081	100 ml	2 ml	80 mm	50 mm
VIT 440081	250 ml	5 ml	120 mm	74 mm
VIT 441081	500 ml	10 ml	140 mm	92 mm
VIT 442081	1000 ml	10 ml	181 mm	117 mm
VIT 443081	2000 ml	20 ml	213 mm	152 mm
VIT 444081	3000 ml	50 ml	242 mm	172 mm
VIT 445081	5000 ml	50 ml	270 mm	204 mm

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011




VITLAB

Messbecher* aus Polypropylen, hochtransparent, **stapelbar**, mit gut lesbarer, aufgedruckter schwarzer Skala auf beiden Seiten, somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar, stabiler Griff mit Aussparung für einen besseren Wasserablauf in der Spülmaschine

	Volumen	Teilung	Höhe	Ø
VIT 480941	250 ml	5 ml	115 mm	75 mm
VIT 481941	500 ml	10 ml	140 mm	97 mm
VIT 482941	1000 ml	10 ml	167 mm	125 mm
VIT 483941	2000 ml	20 ml	212 mm	148 mm
VIT 484941	3000 ml	50 ml	242 mm	170 mm

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



VITLAB

Messbecher*, SAN, glasklar, mit erhabener Skala und stabilem, griffigem Henkel, geschlossener Griff, nicht sterilisierbar

	Volumen	Teilung	Höhe	Ø
VIT 44091	250 ml	5 ml	120 mm	70 mm
VIT 44191	500 ml	10 ml	133 mm	91 mm
VIT 44291	1000 ml	10 ml	170 mm	116 mm
VIT 44391	2000 ml	20 ml	215 mm	150 mm
VIT 44491	3000 ml	50 ml	242 mm	170 mm

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



MESSBECHER

Material: PP (Polypropylen), teilkristalliner Thermoplast mit hoher Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

Inhalt	Höhe	Ø
250 ml	115 mm	60 mm
500 ml	140 mm	80 mm
1000 ml	170 mm	100 mm
2000 ml	210 mm	140 mm
3000 ml	240 mm	150 mm
5000 ml	270 mm	180 mm



Messbecher mit Fuß, aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduert, Maßeinheit: Liter und Pint, mittelschwere Qualität

Inhalt	Höhe	Maßzahlen alle
500 ml	11 cm	100 ml
1000 ml	14 cm	500 ml
1500 ml	16 cm	500 ml
2000 ml	20 cm	500 ml

MESSCHAUFELN

Messschaufel* aus Polypropylen, weiß, auch als Wägeschaufel geeignet, präzise geformte Füllkante, stabiler Griff, gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs

Inhalt	Länge
2 ml	60 mm
5 ml	82 mm
50 ml	160 mm
100 ml	200 mm


* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011

TRICHTER

Trichter* aus Polypropylen, transparent, schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel, praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen

Ø	Länge	Auslauf-Ø
30 mm	47 mm	4 mm
40 mm	65 mm	4 mm
50 mm	85 mm	7 mm
75 mm	108 mm	7 mm
100 mm	155 mm	8 mm

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



WAL 1007.800
WAL 1011.800
WAL 1013.800
WAL 1015.800
WAL 1017.800
WAL 1019.800



CON 0551/050
CON 0551/100
CON 0551/150
CON 0551/200



VIT 39194
VIT 39294
VIT 39594
VIT 39694



VIT 41094
VIT 41194
VIT 41294
VIT 41394
VIT 41494

MÖRSER / PISTILLEN

VITLAB 

Reibschale

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, mit Ausguss, stabiler umlaufender Rand, standfest

	Volumen	Höhe	Ø
VIT 72898	300 ml	75 mm	125 mm
VIT 72998	500 ml	90 mm	150 mm



Pistill

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, schwere Ausführung, mit ergonomisch geformtem Griff

	Länge	Kopf-Ø	Gewicht
VIT 73498	125 mm	30 mm	55 g
VIT 73598	145 mm	35 mm	85 g
VIT 73698	160 mm	40 mm	120 g



Mörser

aus Porzellan, mit Ausguss, innen rau, außen glasiert

	Volumen	Höhe	Ø-Außen
HCT 47030106	25 ml	32 mm	51 mm
HCT 47030108	70 ml	41 mm	63 mm
HCT 47030110	110 ml	50 mm	83 mm



Pistill

aus Porzellan, mit rauer Reibfläche

	Länge	Kopf-Ø
HCT 47031106	115 mm	24 mm
HCT 47031108	135 mm	30 mm
HCT 47031110	150 mm	36 mm

 **contacto**

CON 0244/110

Mörser mit Stößel, Ø 11 cm

aus Edelstahl, matt gebürstet, Fuß des Mörsers aus Kunststoff, Gewicht des Stößels: 0,25 kg, schwere Qualität, Höhe gesamt: 8 cm, Mörser-Volumen 0,5 Ltr., Stößellänge: 17,5 cm



BECHER UND SPENDER**Becher 200 ml**

Ø 65 mm, Höhe 114 mm
VE = 10 Stück

WAL 1721.700

glasklar

Material: **SAN** (Styrol-Acrylnitril), max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

WAL 1721.900

brillantklar

Material: **PC** (Polycarbonat), max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -100°C, hohe Festigkeit, Zähigkeit, unzerbrechlich, begrenzte Medienbeständigkeit, Lösungsmittel und Alkalien können das Material anlösen, Sterilisation: Autoklav max. 121°C 20 Min., Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), β - γ -Strahlen 25 kGy



MEG 122240

Becherspender zur Wandmontage aus Plexiglas, Höhe ca. 38,5 cm, für 100 Universalbecher ab 80 bis 250 ml, einfach unten zu entnehmen

**Mundspül-/Laborbecher**

Ø 70,3 mm, weiß, aus Polypropylen

200 ml Beutel = 100 Stück

150 ml Beutel = 100 Stück

MEG 122233 E

MEG 122234 E

Ø 95 mm, weiß, aus Polypropylen

500 ml Beutel = 50 Stück

MEG 122245



MEG 122235 E

Deckel aus PET, Ø 70,3 mm

für 150 ml, 180 ml und 200 ml
Beutel = 100 Stück



Becherspender



200 + 150 ml

500 ml



Deckel

PAPPBECHER



AKZ 122200.1

Trinkbecher 180 ml

aus Papier und LDPE, star white, erfüllt die Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, recycelbar, hergestellt aus umweltfreundlichem Frischholz-Zellstoff, Maße: Höhe: ca. 78 mm, oberer Durchmesser ca. 73 mm, unterer Durchmesser ca. 50 mm
Beutel = 50 Stück, Karton = 20 Beutel



BECHER



Mundspül-/Laborbecher 180 ml

hochwertiger Becher aus lebensmittelechtem, sortenreinem **Polypropylen**, 100%-ig recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Kein zerknittern und zerknautschen, angenehm weich – im gefüllten Zustand aber sehr kompakt und stabil, farbtintensiv glänzend, passend für alle standardisierten Becherspender
Maße: Höhe ca. 81 mm, oberer Durchmesser ca. 70 mm, unterer Durchmesser ca. 45 mm
Beutel = 100 Stück, Karton = 30 Beutel

MEG 122210

aqua blau

MEG 122211

blau

MEG 122212

weinrot

MEG 122213

rosa

MEG 122214

lila

MEG 122215

rot

MEG 122216

orange

MEG 122217

gelb

MEG 122218

limette

MEG 122219

grün opak

MEG 122220

schwarz



Mundspül-/
Laborbecher mit
Becherspender

URINBECHER UND DECKEL**Urinbecher mit Schnapdeckel**

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld auf
Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel



MEG 122510

Uringefäße 125 ml

PP/LD-PE, mit rotem Deckel

Karton = 500 Stück

(Unterverpackung: 10 x 50 Becher und 5 x 100 Deckel)

MEG 122511

Urinbecher ohne Deckel 125 ml

PP, Karton = 1 000 Stück

(Unterverpackung: 20 x 50 Becher)

MEG 122513

Snapdeckel rot

LD-PE, mit Ausguss für MEG 122511

Karton = 2 x 500 Stück

**Urinbecher mit Schraubverschluss**

ideal für Sammeln und Lagern von Proben aller Art,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld auf
Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel



MEG 122500

Urinbecher 100/125 ml

PP/HD-PE, mit grünem Schraubdeckel

Karton = 500 Stück

MEG 122501

Urinbecher ohne Deckel 100/125 ml

PP, Karton = 1 000 Stück

MEG 122502

Schraubverschlussdeckel

HD-PE, grün, für MEG 122501

Karton = 4 x 250 Stück

**Urinbecher mit Selbstklebedeckel**

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben
Deckel schnell und eindeutig zu beschriften,
keine speziellen Laborschreiber notwendig



MEG 122512

Urinbecher 100 ml

PP, mit Selbstklebedeckel (bedruckt)

Karton = 1 000 Stück

URINSAMMELGEFÄßE



SAR 77.575

Urinsammelflasche 3 Ltr.

graduiert, lichtecht, mit ergonomischer Griffmulde, braun, großer Öffnungsdurchmesser, mit Schraubdeckel, mit transparentem Sichtstreifen, einschließlich lose beiliegendem Etikett
Karton = 30 Stück



UriSet 24

das Komplett-Set für die standardisierte und patientenfreundliche 24 Stunden Urinsammlung bestehend aus:

- Sammelflasche
Volumen 3 000 ml, ergonomischer Griff, Öffnungsdurchmesser 80 mm und transparenter Sichtstreifen zum Ablesen der Füllmenge
- Auffang- und Umfüllbecher
der integrierte 500 ml Auffangbecher ermöglicht ein patientenfreundliches Sammeln, sowie ein Umfüllen des Urins aus der Sammelflasche in die Transportröhre
- Stabilisator
die Salzsäure (9 ml 20%) ist in einer Glasflasche mit Sicherheitstropfer vordosiert

VE = 30 Sets

SAR 77.578

inkl. Stabilisator und 30 ml Transportgefäß

nur das beiliegende Transportgefäß gelangt zum Arzt oder ins Labor.
Die Urin-Sammelflasche verbleibt beim Patienten und wird von diesem entsorgt.
Für die Patientenzuordnung liegt der Transportröhre ein selbstklebendes Etikett bei

SAR 77.578.252

inkl. Stabilisator und weißer Urin-Monovette®

SAR 77.578.010

ohne Stabilisator mit weißer Urin-Monovette®



SAR 77.575



SAR 77.578.252



SAR 77.578.010



MEG 122514

URINSAMMELGEFÄßE**Urinsammelflasche 2 Ltr.**

PE, graduiert, lichtecht, braun, mit Schraubdeckel, großer Öffnungsdurchmesser, einschließlich lose beiliegendem Etikett



SAN

VIT 978941

VIT 97891



Urinsammelgefäß*, erhabene Skala, mit Deckel PC, 2 Ltr. Teilung 20 ml, Höhe 220 mm, Ø 150 mm

PP**SAN**

* Lebensmittelgeeignetes Produkt
entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



PP



MEG 820321

SCHUTZBRILLE**Schutz- und Überbrille**

mit Seiten- und Augenbrauenschutz, farblose Polycarbonatscheibe, farblose Bügel, CE EN 166 F



BRA 759705

**Entsorgungsbeutel**

aus Polypropylen, L x B 300 x 200 mm, nie scharfe Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben. Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren bei 121°C
Pack = 100 Stück

BRA 759703

Ständer

Ständer aus Stahldraht, epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüßen. Nicht autoklavierbar
Innen-Ø x H 12 x 25 cm

URO-FILTER



DRE 1

URO-Filter Drehkopf®

Papierfilter, CE

mit Nylonsiebgebebe, 230 my,
Einweg-Filter zur Kontrolle des Steinabgangs
bei Nierenerkrankungen, Patient filtert selbst,
der Stein geht für die Analyse nicht verloren
Beutel = 125 Stück



BRUTSCHRANK



MEG 690000

Mini-Laborbrutschrank

CULTURA M

der kleine Brutschrank für den großen
Einsatz, für 12 Petrischalen oder 18 Ein-
tauchnährböden, Temperatureinstellung
zw. 25 und 45°C möglich, inklusive Ein-
legeboden und Thermometer
Außenmaße (BxHxT) 31 x 15,5 x 16,8 cm



PETRISCHALEN



MEG 122090

MEG 122091

für die Bakteriologie, aus glasklarem **Polystyrol (PS)**,
Durchmesser 94 mm, Höhe 16 mm

VE = 20 Stück im Beutel

mit Nocken

ohne Nocken



Petrischale, Natron-Kalk-Glas

Boden und Deckel außen und innen eben, blasen-
und schlierenfrei, Schnittkanten feuerpoliert

VE = 10 Stück

Deckel-Ø

Höhe Unterteil

BRA 455701

40 mm

12 mm

BRA 455717

60 mm

15 mm

BRA 455732

80 mm

15 mm

BRA 455742

100 mm

15 mm

BRA 455743

100 mm

20 mm

BRA 455751

150 mm

25 mm



MIKROSKOPE**KERN**

Der voll ausgestattete Allrounder für: Ausbildung, Hämatologie, Sedimente und Arztpraxis

KSB OBE132



Durchlichtmikroskop OBE 132, binokular
das smarte Aufbewahrungsfach an der Rückseite ermöglicht eine schnelle und praktische Verstauung des Stromkabels, auch die Stromversorgung über eine externe Powerbank ist dank USB-Anschluss-technik möglich, der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensator mit Aperturblende sorgt für eine optimale Lichtbündelung, die Höhenverstellung des vollausgestatteten Kreuztisches findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt, ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über den ergonomisch gestalteten koaxialen Trieb, mit einer starken, stufenlos dimmbaren 3 W LED Beleuchtung (nicht aufladbar), inkl. Netzteil 230 V, Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Betriebsanleitung

Technische Daten:

Finite Optik (DIN)
4-fach Objektivrevolver
(Objektive 4x/10x/40x/100x inklusive)
Butterfly 30° geneigt
Dioptrienausgleich einseitig
Binokular
Abmessungen (BxTxH): 360 x 150 x 320 mm
Eigengewicht: ca. 4,6 kg

**REFRAKTOMETER****KERN**

KSB ORT1RS

**Abbe-Refraktometer ORT 1RS**

das universelle, analoge Abbe-Refraktometer, die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag, die integrierte Skala ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen und bietet die bestmögliche Sicherheit um die Messergebnisse genau ablesen zu können, es sind flüssige, feste sowie pastöse Proben auswertbar, gemessen wird der Brechungsindex nD, im Lieferumfang enthalten: Kalibrierlösung, Kalibrierblock, Pipette, Schraubenzieher, Reinigungstuch, digitales Thermometer

Technische Daten:

Messbereich: 1,3000 - 1,7000 nD, Teilung: 0,0005 nD,
Messtemperatur: 20°C, Abmessungen (BxTxH):
180 x 90 x 240 mm, Eigengewicht: ca. 1,95 kg



OBJEKTTRÄGER



Objektträger Standard

76 x 26 mm, hergestellt aus weißem Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse, erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1, Stärke: ca. 1 mm (Tol. $\pm 0,05$ mm), vorge-reinigt und gebrauchsfertig, autoklavierbar
Pack = 50 Stück

MAF 1000000
MAF 1000200

geschnitten, **ohne Mattrand**
geschnitten, **mit beidseitigem Mattrand**



Objektträger UniMark®

76 x 26 mm, aufgedrucktes Beschriftungsfeld von ca. 20 mm, hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse, erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8037/1, Stärke: ca. 1 mm (Tol. $\pm 0,05$ mm), auto-klavierbar
Pack = 50 Stück

MAF 0703010
MAF 0703110
MAF 0703210
MAF 0703310
MAF 0703410
MAF 0703510


geschnitten

weiß
gelb
grün
blau
rosa
orange

MAF 0704002

geschliffen 90°

weiß



Objektträger UniMark® geschnitten



Objektträger UniMark® geschliffen 90°

OBJEKTTRÄGER



MAF 0810401

Objektträger HistoBond®+

76 x 26 mm, **adhäsiv**, weiß, geschliffen 90°, aufgedrucktes Beschriftungsfeld von ca. 20 mm, hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydro-lytischen Klasse, HistoBond®+ Objektträger eignen sich für Immunhistochemie und in-situ-Hybridisierung, auf beiden Oberflächen adhäsiv und benötigen keine zusätzlichen Klebstoffe, Stärke: ca. 1 mm (Tol. $\pm 0,05$ mm), auto-klavierbar
Pack = 100 Stück





MAF 0101030	18 x 18 mm
MAF 0101040	20 x 20 mm
MAF 0101050	22 x 22 mm
MAF 0101060	24 x 24 mm
MAF 0101112	22 x 32 mm
MAF 0101182	24 x 36 mm
MAF 0101222	24 x 50 mm
MAF 0101242	24 x 60 mm
MAF 0101092	21 x 26 mm

DECKGLÄSER



Deckgläser

hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263[®] M der 1. hydrolytischen Klasse, absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie, erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255 Stärke Nr. 1 (0,13-0,16 mm)

Pack = 100 Stück

18 x 18 mm

20 x 20 mm

22 x 22 mm

24 x 24 mm

22 x 32 mm

24 x 36 mm

24 x 50 mm

24 x 60 mm

Pack = 200 Stück

21 x 26 mm



MEG 122136

ZUBEHÖR



Versandgefäß für Objektträger

für Transport oder Lagerung von Objektträgern, Material: HD-PE, Farbe: natur

Karton = 500 Stück



ANTI-BESCHLAGMITTEL

Ultra-Stop

glasklare Flüssigkeit (alkoholische Lösung), verhindert dünn aufgetragen ein Beschlagen und sorgt gleichzeitig für klare Sicht, besonders während der Arbeit im OP ist das Beschlagen von Brillengläsern sehr hinderlich, dasselbe gilt für das Beschlagen von Optiken und Endoskopen

HSW 8167900030 unsteril 15 ml Sprühflasche

HSW 8167900010 unsteril 25 ml Tropfflasche

HSW 8167900020 steril 30 ml Durchstichflasche

EINMAL-PINZETTEN



Pinzetten PMP weiß (Polymethylpenten)
spitz, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen
autoklavierbar

VIT 67895 **11,5 cm** VE = 10 Stück
VIT 67995 **14,5 cm** VE = 10 Stück



Pinzetten POM gelb (Polyoxymethylen)
stumpf, elastisch, gutes Rückstellvermögen

VIT 68099 **11,5 cm** VE = 50 Stück
VIT 68199 **14,5 cm** VE = 50 Stück
VIT 68299 **18,0 cm** VE = 25 Stück
VIT 68399 **25,0 cm** VE = 25 Stück



MEG 126300 **steril**, glasklar, 12,5 cm
einzeln steril verpackt, anatomische Form,
zum sicheren Erfassen im medizinischen
Arbeitsfeld, aus Polystyrol
Pack = 50 Stück



SALBENDOSEN



Salbendosen mit Schraubdeckel
Universalsbehälter für Salben und Proben aus
weißem, hygienischen Kunststoff (Polypropylen)

	Größe	Maße	Volumen
MEG 123600	5 g	Ø 29 x 17 mm	6 ml
MEG 123605	10 g	Ø 29 x 31 mm	12 ml
MEG 123610	20 g	Ø 34 x 40 mm	25 ml
MEG 123615	30 g	Ø 38 x 48 mm	35 ml
MEG 123620	50 g	Ø 45 x 56 mm	60 ml
MEG 123625	100 g	Ø 56 x 67 mm	125 ml
MEG 123630	150 g	Ø 73 x 60 mm	185 ml
MEG 123635	200 g	Ø 73 x 78 mm	250 ml
MEG 123640	250 g	Ø 81 x 81 mm	310 ml





MEG 622104

BLUTMISCHPIPETTE

Typ LEUCO, nach Thoma
weiße Mischkugel, 1:10 Mischungsverhältnis
Pack = 10 Stück

BLUTSENKUNGSSTÄNDER / -PIPETTEN

geschlossenes System von der Blutentnahme bis zur Blutsenkung. Bei der S-Sedivette® erfolgt die Senkungsmessung in dem Entnahmesystem, ohne dass das System geöffnet werden muss. Dadurch ist die S-Sedivette® gegenüber der klassischen Methode deutlich hygienischer und einfacher in der Handhabung

SAR 06.1690.001


S-Sedivette®

3,5 ml, 130 x 8 mm, BSG/Citrat-Puffer, Standard-etikett, steril, Pack = 50 Stück

SAR 90.1090

Senkungs-Ständer

mit Graduierung, für 10 S-Sedivetten®

**LABORWASSER****Aqua-Dest**

für medizinische, chemische, technische, pharmazeutische Zwecke geeignet, nicht geeignet für Injektionen, Infusionen und Augentropfen, nicht steril

MEG 261.1000

1 Liter

MEG 261.5000

5 Liter

MEG 261.9010

10 Liter Kanister

ZÄHLGERÄT

HCT 40344010

Handzähler, 4-stellig, mit Taster zum mechanischen Zählen von 0-9999, das Gehäuse ist aus verchromten Stahl und liegt gut in der Hand, am Fingerbügel wird der Handzähler mit dem Zeigefinger festgehalten, mit dem seitlichen Rückstellknopf wird der Zähler wieder auf Null gestellt

**BLUTBILDZÄHLGERÄT**

HCT 40345010

COUNTER AC-10, mit 10 Zähltafeln **elektronisches Blutbildzählgerät**

Die herkömmliche manuelle Auswertung des Differentialblutbildes erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit und behindert zusätzlich die Konzentration auf das eigentliche Differenzieren.

Das elektronische Zähl- und Speichergerät erleichtert das Auszählen des Blutbildes bei der mikroskopischen Auswertung des Differentialblutbildes. Das Mikroskopbild kann ständig im Auge behalten werden, die Auswertungszahlen werden blind eingetippt, genaue Gebrauchsanweisung liegt jedem Gerät bei, Zählbereich bis max. 1000, mit USB-Netzadapter, Abmessungen: 13 x 23,5 x 3,5 cm

**ROLLEN-MISCHGERÄT**

HCT 40348010

Rollen-Mischgerät RM 5F, CE

fünf synchron laufende, diagonal exzentrisch gelagerte, fest eingebaute PVC-Rollen im Neigungswinkel von 3° bilden eine einheitlich taumelnde Lagefläche, auf der die Probefläschchen um ihre Längsachse rotieren und gleichzeitig entlang ihrer Auflagefläche gekippt werden. Das sorgt für gleichmäßiges und schonendes Durchmischen von Proben für hämatologische Bestimmungen (z.B. Vollblut) und sonstige Zellsuspensionen. Durch das dauerhafte Rotieren wird auch die Sedimentation oder Dispersion von Proben aller Art verhindert, mit Netzteil und 4 Adaptern

Rollenlänge: 330 mm
 Rollendurchmesser: 32 mm
 Rollenabstand: 36 mm
 Zulässiges Höchstgewicht: 5 kg
 Stromversorgung: 24 VDC
 Umdrehungen: 40 U/min.
 Abmessungen (LxBxH): 48 x 18 x 11 cm



BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR**Safety-Kanüle für S-Monovette®**

spezielle Sicherheitskanüle **mit Kanülenschutz**

zur Blutentnahme mit der S-Monovette®,
einzeln steril verpackt

Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	L-mm	Code
SAR 85.1160.200	0,9	20	38	gelb
SAR 85.1162.200	0,8	21	38	grün
SAR 85.1440.200	0,7	22	38	schwarz

**Safety-Multify®-Kanüle mit Multi-Adapter**

für die sichere Blutentnahme **mit Kanülenschutz**

im geschlossenen System mit der S-Monovette®,
bei schlechten Venenverhältnissen, einzeln steril
verpackt

Pack = 120 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Schlauch- L-mm
SAR 85.1637.235	0,9	20	19	gelb	200
SAR 85.1638.235	0,8	21	19	grün	200
SAR 85.1640.235	0,6	23	19	blau	200
SAR 85.1637.205	0,9	20	19	gelb	80
SAR 85.1638.205	0,8	21	19	grün	80
SAR 85.1640.205	0,6	23	19	blau	80
SAR 85.1642.205	0,5	25	19	orange	80



SAR 14.1112

Membranadapter für Luer-Systeme

bei Einsatz dieses Adapters ist die Adaption
der S-Monovetten®-Kanüle und Safety-Multify®-

Kanüle auf ein Luer-System (z. B. Blutgas-
Monovette) möglich, einzeln steril verpackt

Pack = 100 Stück



SAR 14.1205

Multi-Adapter für S-Monovette®

bei Einsatz dieses Adapters ist die Adaption
eines Luer-Systems (Katheter, Butterfly etc.) auf
die S-Monovette® möglich, einzeln steril verpackt

Pack = 100 Stück

BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR



S-Monovette®

das Blutentnahmesystem S-Monovette® ermöglicht die freie Wahl der Abnahmetechnik. Man kann mit dem Aspirations- oder Vakuumprinzip Blut abnehmen. Bei einer Mehrfachentnahme kann die Punktion in der Aspirationstechnik mit aufgesetzter Kanüle durchgeführt werden. Bei der Vakuumtechnik sollte erst nach erfolgreicher Punktion die Monovette konnektiert werden. Ein Wechsel der S-Monovette® zur tropffreien Mehrfachentnahme ist dann möglich, Pack = 50 Stück



SAR 05.1104	4,5 ml	92 x 11 mm	Serum
SAR 01.1601	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum
SAR 01.1602	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum-Gel
SAR 02.1063	9,0 ml	92 x 16 mm	Serum
SAR 01.1604	7,5 ml	92 x 15 mm	Lithium-Heparin
SAR 05.1073	2,7 ml	66 x 11 mm	Fluorid EDTA / Glucose
SAR 04.1901	2,6 ml	65 x 13 mm	K3-EDTA
SAR 05.1167	2,7 ml	66 x 11 mm	K3-EDTA
SAR 03.1068	4,0 ml	75 x 15 mm	K3-EDTA
SAR 05.1165	3,0 ml	66 x 11 mm	Citrat 3,2%
SAR 05.1071	5,0 ml	92 x 11 mm	Citrat 3,2%

steril, transparentes Kunststoffetikett



URINENTNAHMESYSTEM




SAR 10.252

Urin-Monovette®

10 ml, Luer, 102 x 15 mm, inkl. Entnahmespitzen, drei Funktionen in einem Artikel: hygienisches Aufziehen, Gefäß für Streifenfest, Zentrifugenröhre für die Sedimentgewinnung
Beutel = 64 Stück





MEG 158120

ABSTRICHSPATEL**Cervix Abstrichspatel aus Holz**

Abstrichspatel nach Ayre speziell:
für Endocervix und vergrößerte Cervix,
getrommelt und gewachst, Länge 18 cm
Beutel = 100 Stück



MEG 156115

WATTESTÄBCHEN

mit festgedrehtem Wattekopf, für Abstriche
und zum Auftragen von Salben

Holzstäbchen steril 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 5 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

MEG 157421

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 3 mm, Wattekopf Ø 9 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück



MEG 156220

MEDI-WOOD®

Wispy Holzstäbchen 20 cm lang,
Ø 3 mm, großer Wattekopf Ø 10 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück

MEG 156023


MEDI-WOOD® Holzstäbchen 23 cm lang,
Ø 2,5 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

MEG 156015

MEDI-WOOD® Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

MEG 157422

MEDI-WOOD® Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, großer Wattekopf Ø 10 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück



MEG 157423

MEDI-WOOD® Holzstäbchen 7 cm lang,
Ø 2,2 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
beidseitig, Beutel = 100 Stück

MEG 157426

Aluminiumstäbchen 15 cm lang,
Ø 1 mm, Wattekopf Ø 2 mm, einzeln steril
verpackt, einseitig, Beutel = 100 Stück

Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!

MUNDSPATEL / UNIVERSALSPATEL

zum Andrücken der Zungenspitze bei Untersuchungen des Mund- und Rachenraums



MEG 159000

MEDI-WOOD® aus Holz

15 cm, naturbelassenes Birkenholz,
abgerundete Kanten, glatte Oberfläche
Pack = 100 Stück

MEG 159001

gewachst

Gr. 150 x 18 x 1,6 mm
Beutel = 100 Stück

MEG 159002

getrommelt, steril, einzeln verpackt

Pack = 50 Stück

MEG 159015

aus Kunststoff

weiß, unsteril, 15 cm lang, sterilisierbar
mit ETO-Gas, Beutel = 100 Stück

**HEINE OPTOTECHNIK**

OPT B-000.12.304

Einmal-Mundspatel

aus **Kunststoff**, stabil und hygienisch,
Länge: 12,5 cm, Breite: 1,6 cm
Pack = 100 Stück

**WATTETRÄGER****einseitig spitz, Hartholzstäbchen Ø 3 mm**

Buchenholz, astfrei
Beutel = 100 Stück

MEG 155115

15 cm

MEG 155220

25 cm

MEG 155230

30 cm**ungespitzt, Hartholzstäbchen Ø 3 mm**

Beutel = 100 Stück

MEG 155015

15 cm

MEG 155030

30 cm

Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!

Deckgläser

HCT 40440702

HCT 40447702

HCT 40441702

HCT 40442702

HCT 40449702

ZÄHLKAMMERN**ASSISTENT-Zählkammer**

doppelt, mit CE-Zeichen, aus optischem Spezialglas gefertigt, Kammertiefe Standard 0,100 mm, doppeltes Zählnetz, mit 2 optisch planen Deckgläsern

nach Thoma

zur Thrombo- und Erythrozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 1 Großquadrat in der Mitte 1 mm², bestehend aus 16 Gruppenquadraten je 0,04 mm², unterteilt in 400 Kleinquadrate je 0,0025 mm²

nach Thoma neu

zur Thrombo- und Erythrozytenzählung, Zählnetz wie Thoma, jedoch ohne Grenzquadrate an deren 3-fachen Linien sich die Erythrozyten leicht zusammenballen

nach Neubauer

zur Erythrozyten- und Leukozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 9 Großquadraten je 1 mm², vier Eckquadrate jeweils in 16 gleich große Quadrate unterteilt, sonst wie Thoma

nach Neubauer improved

zur Erythrozyten- und Leukozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 9 Großquadraten je 1 mm², vier Eckquadrate jeweils in 16 gleich große Quadrate unterteilt, zusätzlich dreifache Begrenzungslinien auf allen Seiten der Gruppenquadrate

nach Fuchs-Rosenthal

zur Zellzählung im Liquor cerebrospinalis (Gehirnrückenmarksflüssigkeit), Kammertiefe Standard **0,200 mm**, Zählnetz gesamt 16 mm² unterteilt in 16 Großquadrate zu je 1 mm², jeweils unterteilt in 16 Kleinquadrate zu je 0,0625 mm²

VERSCHLUSSFOLIE**PARAFILM® M**

flexible, feuchtigkeitsbeständige, gasdurchlässige Verschlussfolie für den Laborbetrieb, ist frei von Weichmachern und besteht im Wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen. Reagenzgläser, Zylinder, Kolben, Kulturen etc. werden durch den sich leicht anschmiegenden Film sicher verschlossen. Da sich die Folie bis zu 200% dehnen lässt, schmiegt sie sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen an. Auch als Umhüllung für feuchte Bandagen geeignet

HCT 42511010

HCT 42512010

10 cm x 38 m**5 cm x 75 m**

CHEMIKALIEN / LÖSUNGSMITTEL**Isopropyl-Alkohol 70%**

MEG 270.1000

1 l Flasche

MEG 270.5000

5 l Kanister

Isopropyl-Alkohol DAC 99 %

MEG 271.1000

1 l Flasche

MEG 271.5000

5 l Kanister

**Wundbenzin DAB**zum Entfetten der Haut und zur Entfernung
von Pflasterresten

MEG 275.1000

1 l Kanister

MEG 275.5000

5 l Kanister



ULTRASCHALLREINIGER - ZUBEHÖR**Elmasonic Med**

MDR-konformes Ultraschallreinigungsgerät* mit 37 kHz Ultraschallfrequenz und den Ultraschallmodi degas, eco, sweep, pulse und dynamic. Leicht zu reinigende Edelstahloberfläche, digitales anwenderfreundliches Bedienfeld mit Rückmeldung vom Gerät, Speicher für vier individuelle Reinigungsprogramme

*Medizinprodukt Klasse I gem. Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745

ELM 1097278-C

Elmasonic Med 30

mit Kunststoffdeckel, Arbeitsvolumen: 1,6 Liter
Wanneninnenmaße: 220 x 120 x 95 mm
Geräteaußenmaße: 305 x 170 x 230 mm

ELM 1100677-C

Elmasonic Med 60

mit Kunststoffdeckel, Arbeitsvolumen: 4,3 Liter
Wanneninnenmaße: 275 x 125 x 145 mm
Geräteaußenmaße: 370 x 210 x 275 mm

ELM 1098779-C

Elmasonic Med 300

mit Kunststoffdeckel, Arbeitsvolumen: 22 Liter
Wanneninnenmaße: 475 x 270 x 195 mm
Geräteaußenmaße: 575 x 360 x 330 mm

ELM 1004176

Reinigungskorb aus Edelstahl

für Elmasonic Med 30
Korbinnenmaß: 198 x 106 x 50 mm

ELM 1004243

Reinigungskorb aus Edelstahl

für Elmasonic Med 60
Korbinnenmaß: 255 x 115 x 75 mm

ELM 1004271

Reinigungskorb aus Edelstahl

für Elmasonic Med 300
Korbinnenmaß: 455 x 250 x 115 mm

ELM 5804100000

EC 10 Universal, 1 Liter

zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von Labor-, medizinischen, zahnärztlichen und -technischen Instrumenten sowie Gegenständen aus Stahl, Glas, Kunststoff und Keramik

ELM 5809900000

EC 60 Acidic Intense, 1 Liter

zur sauren Grundreinigung von zahn-/medizinischen Labor-Instrumenten und Werkstücken aus Edelstahl, Glas und Kunststoffen

ELM 8000066

EC 55 Instruments u. Burrs Disinfection

1 Liter, Konzentrat zur desinfizierenden Reinigung im Tauchbad mit und ohne Ultraschall, für allgemeine und chirurgische ärztliche Instrumente sowie speziell für rotierende zahnärztliche Instrumente und Endoskopie-Zubehör



PROFI-ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERÄTE**EMAG**

Einsatzbereich: Instrumentenreinigung, professionelle Reinigung für Labor und Werkstatt



EMI 60079

Emmi 12 HC - 1,2 Ltr. Volumen

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)

Arbeitsvolumen: 0,9 Ltr., Ultraschall-Leistung:

max. 120 Watt - ca. 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr:

1-60 Min. oder Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C,

3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler,

Wanneninnenmaße: 200 x 100 x 70 mm



EMI 60006

Universal**Emmi 20 HC - 2,0 Ltr. Volumen**

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)

Arbeitsvolumen: 1,5 Ltr., Ultraschall-Leistung:

max. 120 Watt - 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min.

oder Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C, stufenlos regelbar, 3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler,

Wanneninnenmaße: 230 x 118 x 80 mm



EMI 60010

Emmi 40 HC - 4,0 Ltr. Volumen mit Ablauf

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)

Arbeitsvolumen: 3,0 Ltr., Ultraschall-Leistung:

max. 240 Watt - 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min.

oder Dauerbetrieb, Heizung: 30 - 80°C, stufenlos regelbar, 3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler,

Wanneninnenmaße: 300 x 155 x 100 mm

EMAG**Einsatzbereich:**

Heimanwendung, Labor, Optik, Studios



EMI 60098

Emmi D30 - 3,0 Ltr. Volumen**mit Ablauf** (inkl. 100 ml Universalkonzentrat)

Arbeitsvolumen: 2,4 Ltr., Ultraschall-Leistung: max.

240 Watt - ca. 37 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder

Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C, 2-Stufen Ultraschall-Leistungsregler, Sweeptechnik: Steigerung

der normalen Ultraschall-Leistung bei besonders

starken Verschmutzungen, Degasfunktion: Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor In-

betriebnahme bewirkt eine optimale Ultraschall-Leistung, Wanneninnenmaße: 238 x 138 x 100 mm

DESINFEKTION UND REINIGUNG FÜR TAUCH- UND ULTRASCHALLBAD**mucasol[®], Universalreiniger**

flüssiges, alkalisches Konzentrat für die kraftvolle manuelle Reinigung von Laborgeräten, medizinischen Instrumenten sowie Gebrauchsgegenständen aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall, entfernt Blut, Eiweiß, Öl, Fett, Silikon, Teer, Wachs, Harz und Destillationsrückstände, frei von Ätzalkalien und Chlorverbindungen, auch für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet

BRA 44003
BRA 44005

2 l (2,8 kg) Flasche
5 l (7 kg) Kanister

**schülke ->****edisonite[®] classic, Universalreiniger**

pulverförmiges, alkalisches Konzentrat für die manuelle Reinigung von medizinischen Instrumenten, Laborgeräten und technischen Anlagen aus Metall, Glas, Quarz, Porzellan, Keramik, Kunststoff und Gummi, greift Gradierungen nicht an, auch für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet

SMH 70003063
SMH 70003062

5 kg Eimer
1 kg Dose

**WASCHMITTEL (DESINFEKTION)****ECOLAB****Eltra^{™ 1)}**

zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhaus-, Praxis- und Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygieneseitigen Bereichen sowie Berufskleidung aus Küchen und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern. Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60/70/80°C gemäß RKI (A/B) und VAH

ECO 1011210
ECO 1011200

6 kg Trommel
20 kg Sack



ECO 9092120

Eltra 40 Extra 8,3 kg¹⁾

für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle, gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C nach VAH, für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche geeignet



¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

REINIGUNGSKONTROLLESTERIS / **BROWNE**

STE 2315AB

Browne STF Load
Check Indikatoren und Halter**BROWNE****STF Load Check-Indikatoren**

Der BROWNE STF Load Check Indikator bietet eine gleichmäßige und reproduzierbare Methode zur regelmäßigen Überprüfung der Reinigungsleistung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Der Indikator erfüllt die gleiche Funktion wie ein Anschmutzungstest. Der Indikator enthält zwei Arten von Proteinen, Lipiden und Polysacchariden und simuliert die Tests zum Nachweis der Reinigungsleistung. Der Indikator enthält keine Blutprodukte und ist für den Gebrauch in jedem Reinigungszyklus ausgelegt.

Einfach einen Indikator in den Halter (Nr. 2316AB nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, zusammen mit den Instrumenten in einen Korb geben, einen normalen Reinigungszyklus ausführen und danach den Indikator einer Sichtprüfung auf etwaige Rückstände unterziehen. Der Indikator ist mit einer hellroten Anschmutzungsformulierung bedruckt, die sicher in der Handhabung, leicht zu erkennen und daher auch einfach auszuwerten ist. Den aufbereiteten Indikator gegen einen weißen Hintergrund halten und auf Anschmutzungsrückstände untersuchen
Pack = 100 Stück

STE 2316AB

**BROWNE STF Load Check Halter**

Halterung aus Edelstahl zur Aufnahme des BROWNE STF Load Check-Indikators (Artikel-Nr. 2315AB oder 2312AB nicht im Lieferumfang enthalten)

STE 3371AB

**BROWNE ResiTEST™ (Pen)**

gebrauchsfertiger, hochempfindlicher und schneller Test zum Nachweis von Proteinen auf der Oberfläche von Instrumenten, Proteine werden ab einer Konzentration von 1 µg nachgewiesen
Beutel = 25 Tests

HAUTANTISEPTIK**Cutasept® G**

Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung, wirkt schnell und umfassend, 24 Stunden Langzeitwirkung, ausgezeichnet hautverträglich, gefärbt (siehe Index-Seite 28)

BOD 975052
BOD 975050
BOD 976818

250 ml Über-Kopf-Sprühflasche
1 | Flasche
5 | Kanister

**Cutasept® F**

Hautantiseptikum für Stations- und Praxisbereiche, wirkt schnell und umfassend, 24 Stunden Langzeitwirkung, ausgezeichnet hautverträglich, farblos (siehe Index-Seite 29)

BOD 975041
BOD 975042
BOD 975040
BOD 976808

50 ml Flasche
250 ml Über-Kopf-Sprühflasche
1 | Flasche
5 | Kanister

**ECOLAB****Skinsept™ F**

zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen und Impfungen und zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, farblos, RKI-gelistet (A), wirksam gegen Bakterien (inkl. TB und MRSA) sowie Hefen (siehe Index-Seite 30)

ECO 3095520
ECO 3095540
ECO 3095500

350 ml Flasche
500 ml Flasche
1 | Flasche

**HAUTDESINFEKTION****Aseptoderm®**

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel, besonders hautverträglich, kurze Einwirkzeit, sporenfrei gefiltert (siehe Index-Seite 33)

DSM 00-501-0025-30 **250 ml Sprühflasche**
DSM 00-501-010-10 **1 | Descoflexflasche**



HAUTANTISEPTIK

schülke →

kodan® Tinktur forte - farblos und gefärbt gebrauchsfertiges Hautantiseptikum, breites Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
(siehe Index-Seite 32)

farblos

6 ml Tupfflasche
250 ml Sprühflasche
1 l Spenderflasche

gefärbt - orange-rote Färbung zur Kennzeichnung des desinfizierten Hautbereiches
250 ml Sprühflasche
1 l Spenderflasche



SMH 104021
SMH 104005
SMH 104007

SMH 104802
SMH 104804

octeniderm®

farbloses Hautantiseptikum mit einer Remanenzwirkung von mind. 48 Std., breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
(siehe Index-Seite 31)

250 ml Sprühflasche
1 l Praxisflasche



SMH 118211
SMH 118212

SCHLEIMHAUTANTISEPTIK

schülke →

octenisept® 15 ml

Antiseptikum zur Anwendung vor Katheterisierung der Harnblase, wirkt gegen Bakterien einschl. Chlamydien und Mycoplasmen, Pilze und Hefen (Trichomonaden), Viren (Herpes simplex Viren, HIV HBV, HCV)
(siehe Index-Seite 32)

SMH 121407

octenisept® Wund-Desinfektion 50 ml

Antiseptikum zur Behandlung von akuten Wunden, schützt aktiv vor einer Infektion, schmerzfreie Anwendung, schneller Wirkeintritt
(siehe Index-Seite 32)

SMH 121418



HÄNDEDESINFEKTION**ECOLAB****Skinman™ Complete pure**

viruzides Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch, besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen, breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren, nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV) und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren), VAH- und RKI-gelistet (A), (siehe Index-Seite 29)

ECO 3077470
ECO 3077490
ECO 3077510

100 ml Flasche
500 ml Flasche
1 l Flasche

Skinman™ Soft

für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren, VAH- und RKI-gelistet (A) (siehe Index-Seite 30)

ECO 3017350
ECO 3017360
ECO 3017370
ECO 3017380

100 ml Flasche
500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

Spitacid™

für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 1/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rota- und Coronaviren, RKI-gelistet (A), (siehe Index-Seite 30)

ECO 3095390
ECO 3095370
ECO 3095350
ECO 3095410

100 ml Flasche
500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

Skinman® Soft Protect FF ¹⁾

viruzides, farb- und duftstofffreies, alkoholisches Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion auf Basis von Ethanol, besonders hautverträglich durch den Zusatz von Vitamin E, Glycerin und Panthenol, nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS und viruzid nach EN 14476 (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren)

ECO 3114550
ECO 3079490
ECO 3079550
ECO 3079600
ECO 3079590

100 ml Flasche
500 ml Spenderflasche
500 ml Pumpflasche
1 l Spenderflasche
5 l Kanister



¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



ECO 3092170
ECO 3092270



MEG 280.0500
MEG 280.1000
MEG 280.5000



MEG 281.0250



PET 3887138
PET 3887049
PET 3887294

HÄNDEDESINFEKTION

ECOLAB

Skinman™ Foam ¹⁾

viruzider Händedesinfektions-Schaum für die hygienische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch, besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen, breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB), Hefen und Pilzen sowie behüllten und unbehüllten Viren, nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS und viruzid nach der Norm EN14476

600 ml Pumpflasche
750 ml Nexa-Kartusche



megroMAN ¹⁾

gebrauchsfertige alkoholische Lösung zum Auftragen auf die Hände zur hygienischen und chirurgischen Desinfektion, begrenzt viruzid gem. RKI / DVV-Leitlinie, sehr hautverträglich (auch für Allergiker geeignet), VAH-gelistet für die hygienische Händedesinfektion

500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

HAUTDESINFEKTION



megroSKIN, 250 ml Sprühflasche

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV, VAH-gelistet (siehe Index-Seite 31)

BIBRAUN

Softasept® N

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen, ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe, kurze Einwirkzeiten ab 15 Sek., wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polioviren, VAH-gelistet (siehe Index-Seite 29)

farblos
250 ml Sprühflasche
1 l Flasche
5 l Kanister

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION**Sterillium® classic pure**

das klassische Sterillium® als farbstoff- und parfümfreie Variante, umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren, besonders geeignet für die empfindliche Haut
(siehe Index-Seite 28)

BOD 975121

100 ml Flasche

BOD 975122

500 ml Flasche

BOD 975123

1 l Flasche

BOD 975125

5 l Kanister**Sterillium® Virugard**

hochwirksames voll viruzides Hände-Desinfektionsmittel, RKI-A/B gelistet, für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung, umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion, farbstoff- und parfümfrei
(siehe Index-Seite 28)

BOD 306610

100 ml Flasche

BOD 306650

500 ml Flasche

BOD 306600

1 l Flasche**Sterillium®**

Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben, sehr gute Hautverträglichkeit durch Gutachten belegt, umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren, begrenzt viruzid PLUS (Noro- Adenovirus wirksam), rückfettend
(siehe Index-Seite 28)

BOD 106610

100 ml Flasche

BOD 106650

500 ml Flasche

BOD 106600

1 l Flasche

BOD 006690

5 l Kanister**Sterillium® Gel pure ¹⁾**

gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibpräparat, das parfüm- und farbstofffreie Händedesinfektionsgel basiert auf einem hohen Ethanol-Gehalt und gewährleistet so eine ebenso schnelle wie umfassende Wirksamkeit, geeignet für die besonders empfindliche Haut, für gewerbliche Einrichtungen und Industriebetriebe geeignet

BOD 981451

100 ml Flasche

BOD 981452

475 ml Flasche

BOD 981453

1 l Flasche

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION**Descoderm**

alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel, dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen, frei von potentiell allergisierenden Zusatzstoffen, sporenfrei gefiltert (siehe Index-Seite 33)

150 ml Kittelflasche
250 ml Sprühflasche
500 ml Spenderflasche
1 l Spenderflasche
5 l Kanister



DSM 00-401-0015-01
 DSM 00-401-0025
 DSM 00-401-005
 DSM 00-401-010
 DSM 00-401-050

Aseptoman® med¹⁾

alkoholisches Händedesinfektionsmittel, wirksam gegen Norovirus in 30 Sek., besonders hautverträglich, schnell und umfassend wirksam

150 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche
1 l Spenderflasche



DSM 00-457OP-0015
 DSM 00-457OP-005
 DSM 00-457OP-010

Aseptoman® forte¹⁾

viruzides, ethanolisches Händedesinfektionsmittel, erzielt ein umfassendes Wirkungsspektrum bei sehr guter Hautverträglichkeit, begrenzt viruzid Plus und viruzid (gemäß EN 14476) innerhalb von 30 Sek.

150 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche
1 l Spenderflasche



DSM 00-485OP-0015-01
 DSM 00-485OP-005-01
 DSM 00-485OP-010-01

Aseptoman® Gel¹⁾

viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsgel zur Anwendung auf der Haut, besonders hautverträglich und durch die Gelform besonders praktisch in der Anwendung, parfümfrei

150 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche
1 l Spenderflasche



DSM 00-409-0015-01
 DSM 00-409-005
 DSM 00-409-010

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION

weigoman® und weigoman® parfümfrei
Händedesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung – bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noroviren, alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut, hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern, für sensible Haut geeignet, VAH-gelistet, in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen (siehe Index-Seite 32)

NEO 409063 500 ml Flasche
NEO 409048 1 l Flasche
NEO 409035 5 l EURO-Kanister

weigoman® parfümfrei

NEO 409163 500 ml Flasche
NEO 409148 1 l Flasche
NEO 409135 5 l EURO-Kanister

**B | BRAUN**

Softa-Man®
Händedesinfektionsmittel für normale bis sensible Haut, angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin, dermatologisch getestet, ohne Zusatzwirkstoffe, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste, (siehe Index-Seite 29)

PET 3865150 **100 ml Flasche**
PET 3865088 **500 ml Flasche**
PET 3865096 **1 l Flasche**
PET 3865290 **5 l Kanister**

**Softa-Man® ViscoRub**

gelartiges Händedesinfektionsmittel für normale bis sensible Haut, Desinfektion und Pflege in einem, allergenarm, da farbstoff- und parfümfrei, ohne Zusatzwirkstoffe, sehr gute Hautverträglichkeit, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste, (siehe Index-Seite 29)

PET 19158 **100 ml Flasche**
PET 19159 **500 ml Flasche**
PET 19160 **1 l Flasche**
PET 19161 **5 l Kanister**





SMH 70001092
SMH 70001087
SMH 70001090



SMH 126908
SMH 126902
SMH 126903
SMH 126913



SMH 70001036
SMH 70001037
SMH 70001038
SMH 70001085
SMH 70001086



SMH 70002402
SMH 70002404
SMH 70002405

HÄNDEDESINFEKTION

schülke ->

desderman®

farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476, Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem (siehe Index-Seite 31)

100 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche
1 l Spenderflasche

desderman® pure gel ¹⁾

farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem, kein Heruntertropfen von den Händen durch anwenderfreundliche Gel-Formel

100 ml Kittelflasche
500 ml Flasche
1 l Spenderflasche
1 l Euroflasche

desmanol® care

alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel, farbstoff- und parfümfrei, begrenzt viruzid Plus: inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden (siehe Index-Seite 31)

100 ml Kittelflasche
500 ml Flasche
1 l Flasche
500 ml Hyclickflasche
1 l Hyclickflasche

HÄNDE- / WASCHDESINFEKTION

schülke ->

primasept® wash ¹⁾

antimikrobielle Waschlotion mit 4 % Chlorhexidin zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit, enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen, farbstoff- und parfümfrei, dermatologisch geprüft

500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**schülke →****rotasept®**

Fertiglösung für die Desinfektion und Reinigung rotierender Instrumente, umfassend wirksam, erfüllt die aktuellen VAH Anforderungen, hervorragend geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad, aldehydfrei

SMH 104741
SMH 104742

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

**gigazyme®**

enzymatischer Reiniger auf Basis von nichtionischen Tensiden für die manuelle und halbautomatische Reinigung von Endoskopen und zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, sehr gute Reinigungskraft durch 3 Enzyme, wenig Schaumbildung, auch für die Anwendung im Ultraschallbad geeignet

SMH 132105
SMH 132106

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

**gigazyme® X-tra**

multienzymatischer Hochleistungsreiniger zur manuellen, desinfizierenden Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten, exzellente Reinigungsleistung, mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personenschutz, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid, geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad

SMH 129101
SMH 129102

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

**mucocit® T**

aldehydfreies Hochleistungskonzentrat für die manuelle Desinfektion kombiniert mit starker Reinigungsleistung, breites Wirkspektrum bei kurzen Einwirkzeiten, hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichen Materialien

SMH 230120
SMH 230121

2 l Praxisflasche
5 l Kanister





SMH 125502
SMH 125503



SMH 107411
SMH 107412



SMH 70000179
SMH 70000178

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

schülke ->

gigasept® FF neu

auf Bernsteinsäurealdehyd basierendes Präparat für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten, frei von Formaldehyd und GDA, umfassendes mikrobiologisches Wirkungsspektrum (bakterizid, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, viruzid), hervorragende Materialverträglichkeit

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

gigasept® instru AF

aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör, etc., sehr gute Reinigungsleistung, umfassende mikrobiologische Wirksamkeit, verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

gigasept® pearls

aktivsauerstoffbasiertes Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Reinigung und Desinfektion, volle mikrobiologische Wirksamkeit durch synergistische Wirkstoffkombination mit Aktiv-Sauerstoff (bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, viruzid, sporizid), hervorragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel in Kombination mit einem neutralen pH-Wert und leistungsstarken Tensiden, hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber sensiblen Materialien wie flexiblen Endoskopen, staubfrei

1,5 kg Eimer
6,0 kg Eimer

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



Perfektan® active

Pulverkonzentrat zur Instrumentendesinfektion auf Wirkstoffbasis von Peressigsäure, viruzid gem. RKI/DVV, sehr gute Materialverträglichkeit, hervorragende Reinigungsleistung, vollständig löslich

1 kg Dose
40 g Beutel (Karton = 100 Beutel)

DSM 00-155-010
DSM 00-155-0004



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**ECOLAB****Sekusept™ PLUS**

die leistungsstarke Desinfektion für medizinische Instrumente aus Metall, Kunststoff und Glas, aldehydfrei, mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung, RKI-gelistet (A)

ECO 3030910
ECO 3011100

2 | Flasche
6 | Kanister

**Sekusept™ Aktiv**

die leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen mit umfassendem Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren), Materialverträglichkeit gegen alle gängigen Materialien geprüft und bestätigt, viruzid gem. RKI-Empfehlung, RKI-gelistet (A,B)

ECO 3050470
ECO 3050570

1,5 kg Eimer
6 kg Eimer

**MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG****B|BRAUN****Helipur®**

hochwirksames flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft, für thermostabile Materialien, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyo- sowie Adenoviren, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

PET 18894
PET 18895

1 | Flasche
5 | Kanister

**Helipur® H plus N**

viruzides flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit angenehmem Duft, auf Aldehydbasis, ohne Formaldehyd, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

PET 3891950
PET 3892212

1 | Flasche
5 | Kanister



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

NEO 407776

neodisher endo® DIS active, 8 kg
Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen – Granulat – auf Basis von Peressigsäure – Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid, sehr gute Materialverträglichkeit, für die Endoskope aller führenden Hersteller geeignet, angenehmer Geruch (parfümfrei), pH-neutral, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV), VAH-gelistet, in der IHO-Desinfektionsmittel-liste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

NEO 420742
NEO 420735

neodisher® Septo Fin
Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis von Aldehyden – bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid (*C. difficile*) (5,0%, 60 min, 20°C), zum Einsatz im Tauchbad, frei von Formaldehyd und Glyoxal, sehr gute Materialverträglichkeit, VAH-gelistet, in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

2 l Flasche
5 l Kanister

NEO 450344
NEO 450335

neodisher® Septo PreClean
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Flüssigkonzentrat auf Basis von Aminen, bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid. Für die manuelle Reinigung und Desinfektion vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nassentsorgung über längere Zeiträume, mit sehr guter Reinigungswirkung und Materialverträglichkeit, nicht proteinfixierend, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

1 l Flasche
5 l Kanister

NEO 408744
NEO 408735

neodisher® MultiZym
Multienzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat – frei von Borsäure und Boraten, parfüm- und farbstofffrei, gute Reinigungsleistung durch multienzymatische Formulierung, aktive rückstandsfreie Reinigung, verhindert die Redeposition von Proteinrückständen, entfernt Biofilme, ausgezeichnete Materialverträglichkeit, pH-neutral

1 l Flasche
5 l Kanister

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

NEO 408647

neodisher® PreStop, 750 ml

Korrosionsstopp mit selbsttätiger Reinigungsleistung – Sprühschaum – Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP, verhindert Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut oder physiologischer Kochsalzlösung entstehen können, erleichtert die nachfolgende Reinigung, geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumente

**neodisher endo® MED**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Flüssigkonzentrat auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen, bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid. Für die desinfizierende Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend, ausgezeichnete Materialverträglichkeit, frei von Aldehyden und Alkylaminen, kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

NEO 421044

NEO 421035

1 l Flasche**5 l Kanister****MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG****neodisher® FA**

alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten – Flüssigkonzentrat – sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit, frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen

NEO 410133

NEO 410130

5 l Kanister**10 l Kanister****neodisher endo® CLEAN**

Reinigungsmittel für die manuelle und maschinelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, ausgezeichnete Reinigungswirkung durch die einzigartige Formulierung auf Basis von Alkalien, Enzymen und Tensiden, für Endoskope aller führenden Hersteller geeignet

NEO 407442

NEO 407433

2 l Flasche**5 l Kanister**

MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

NEO 405042
NEO 405033
NEO 405030
NEO 405026

neodisher® MediClean forte

alkalischer Universalreiniger – Flüssigkonzentrat – enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside, exzellente Materialschonung, universell einsetzbar, entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen

2 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister
20 l Kanister



NEO 407349
NEO 407333

neodisher® MediKlar special

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Instrumentencontainern und Implantaten sowie Babyflaschen, neutralisiert verschleppte Alkalireste und reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung

1 l Flasche
5 l Kanister



NEO 420287
NEO 420233
NEO 420230
NEO 420226

neodisher® Z

saures Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden und Phosphaten, zur Neutralisation verschleppter Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung

1 l Flasche
5 l Kanister
10 l Kanister
20 l Kanister



NEO 407133

neodisher endo® SEPT GA, 5 Liter

Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen auf Basis von Glutaraldehyd, bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid. Im Verfahren mit neodisher endo® CLEAN wirksam gegen Sporen (inkl. Clostridium difficile), in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**neoform® Classic¹⁾**

Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat – bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren, zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten und medizinischem Inventar, anderen Oberflächen in Krankenhäusern und Praxen sowie abwaschbaren Oberflächen in Alten- und Pflegeheimen, Laborbereichen und im öffentlichen Bereich. Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit, schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung, kurze Einwirkzeiten, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, auch zur Anwendung im Tuchspendersystem neoform® wipes RTF geeignet

NEO 447042
NEO 447035

2 | Flasche
5 | Kanister



NEO 421395

neoform® wipes RTF

Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, in chemischen und pharmazeutischen Bereichen, Laboratorien sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Großküchen. Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatooknologie gemäß VAH-Empfehlung geeignet. Vielseitig einsetzbar, kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615). Kunststoffeimer mit Vliestuchrolle à 115 Tücher (30 x 25 cm)

**OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION****megroCID¹⁾**

Flächendesinfektionsreinigerkonzentrat für medizinische Einrichtungen, aldehyd- und phenolfrei. Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten und Flächen aller Art. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Polyoma-Viren SV40, VAH-gelistet

MEG 284.2000
MEG 284.5000

2 | Flasche
5 | Kanister



¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

BOD 981387
BOD 981339

Mikrobac® Tissues¹⁾ / Mikrobac® XXLtissues¹⁾
alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von sensiblen Medizinprodukten und alkoholempfindlichen Flächen, farbstoff- und parfümfrei
Flowpack mit 80 Tüchern (18 x 20 cm)
Flowpack mit 40 Tüchern (25 x 38 cm)

BOD 981531



Mikrobac® Virucidal Tissues¹⁾
gebrauchsfertige Desinfektionstücher, auch für invasive Medizinprodukte, wie Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale Untersuchungen mit Schleimhautkontakt, voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive MNV, umfassend wirksam gegen Clostridioides difficile, für alkoholempfindliche Materialien geeignet, alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
Flowpack mit 80 Tüchern



BOD 981370
BOD 981372
BOD 981371
BOD 976690

BODE X-Wipes

universell einsetzbarer Vliestuchspender, geeignet für alle flüssigen BODE Flächen-Desinfektionsmittel, bestehend aus dem BODE X-Wipes-Spender, der mit einer trockenen Vliestuchrolle aus einzeln abreißbaren BODE X-Wipes befüllt wird, ein im Deckel integriertes Entnahmesystem mit Schutzkappe und einem beschriftbaren Etikett. Farbiger Deckelverschluss zur besseren Unterscheidung des Produkteinsatzes

Spendersystem **Blau**
Spendersystem **Grün**
Spendersystem **Rot**
Vliesrolle, Rolle à 90 Tücher



BOD 973381
BOD 973385
BOD 973380
BOD 973389

Bacillo® AF¹⁾

alkoholisches, aldehydfreies Schnell-Desinfektionsmittel, breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen, farbstoff-, rückstands- und parfümfrei, (Lieferung ohne Sprühkopf)

50 ml Flasche
500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**ECOLAB****Incidin™ PRO**

aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion von Oberflächen aller Art, umfassend geprüft und VAH-gelistet, breite Wirksamkeit nach den EN Standards, DGHM- und DVV-Methoden getestet, bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, farb- und duftstofffrei

ECO 3076680

ECO 3076760

2 l Flasche**6 l Kanister****Incidin™ Rapid**

hocheffizientes Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, viruzide Wirksamkeit auch bei Standardkonzentrationen, bakterizid, levurozid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), sowie sporizid gegen C. difficile, VAH- und RKI-gelistet

ECO 3097310

ECO 3097420

2 l Flasche**6 l Kanister****SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN****ECOLAB****Incidin™ Alcohol Wipes / XL**

vorgetränkte gebrauchsfertige Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, farb- und duftstofffrei, breites Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI-Empfehlung und wirksam gegen Noroviren, VAH-gelistet

ECO 3092600

ECO 3092640

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)**Flowpack mit 50 Tüchern XL (25 x 37 cm)****Sani-Cloth™ Active**

viruzide vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und Instrumenten, alkohol- und aldehydfrei, mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (gem. RKI-Empfehlung) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, VAH-gelistet

ECO 3051100

ECO 3051080

Tuchgröße 13 x 22 cm

Spenderdose mit 125 Tüchern

Tuchgröße 20 x 22 cm

Spenderdose mit 200 Tüchern

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLESDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**ECOLAB**

ECO 3082160

Incidin™ OxyFoam 750 ml

Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sicheres, wirksames alkoholfreies **Schaumspray** zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, VAH-gelistet, Wirksamkeit praxisnah nach EN 16615 getestet

ECO 3082360
ECO 3092080**Incidin™ OxyWipe / Incidin™ OxyWipe XL**

gebrauchsfertige Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sichere, wirksame alkoholfreie **Tücher** zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)
Flowpack mit 50 Tüchern (25 x 37 cm)

ECO 3082060
ECO 3087450**Incidin™ OxyFoam S**

gebrauchsfertiges **sporizides** Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sicheres, wirksames alkoholfreies **Schaumspray** mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie viruzid und sporizid, VAH-gelistet, Wirksamkeit praxisnah nach EN 16615 getestet

750 ml Flasche
5 l Kanister

ECO 3082240
ECO 3092040**Incidin™ OxyWipe S / Incidin™ OxyWipe S XL**

gebrauchsfertige Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, sichere, wirksame alkoholfreie **Tücher** mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), viruzid und sporizide Wirkung gegen C. difficile gem. EN 17126, Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)
Flowpack mit 50 Tüchern (25 x 37 cm)

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**ECOLAB****Incidin™ Foam ¹⁾**

gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen, Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung, keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet

750 ml Flasche (mit integriertem Sprühkopf)

5 l Kanister

ECO 3098270

ECO 3098320

**Incidin™ Liquid FF ¹⁾**

farb- und duftstofffreie gebrauchsfertige Lösung zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen, gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem RKI-Empfehlung sowie wirksam gegen Rota-, Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet

1 l Flasche

5 l Kanister

ECO 3096220

ECO 3096300



ECO 10010279

Incidin™ Premium Wipes

hochwertiges, trockenes, fusselfreies Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin® Produktreihe, Tuchgröße 20 x 38 cm
Karton = 6 Rollen à 99 Tücher



ECO 10033125

Incidin® Wipes Dispenser N

wiederverschließbarer Tuchspender für Incidin® Premium Wipes

Incidin™ Wipes FlexPack

hygienischer Einweg-Tuchspender in Form einer stabilen Standtüte mit Tragegriff, transparente Seitenfläche zur Kontrolle des Verbrauchs, enthält eine Tuchrolle (99 Tücher) aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Premium-PET-Vliestuch (Tuchgröße 20 x 38 cm) zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™ Produktreihe
Karton = 6 FlexPack



ECO 3095660

mit blauer Kappe

ECO 3095680

mit roter Kappe

ECO 3095700

mit grüner Kappe

¹⁾ Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



SMH 100108
SMH 100109



SMH 181604
SMH 181612



SMH 70001858

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION

schülke ->

quartamon® med

flüssiges Desinfektionskonzentrat auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art, VAH gelistet, aldehydfrei, besonders gute Reinigungsleistung

2 | Praxisflasche
5 | Kanister

terralin® protect

flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen, gutes Wirkspektrum (bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, Noro- und Rotaviren), VAH-gelistet

2 | Praxisflasche
5 | Kanister

perform®

pulverförmiges Konzentrat auf Basis von Aktiv-Sauerstoff, sehr gute Materialverträglichkeit, breites Wirkungsspektrum, VAH- und RKI-gelistet, **Karton mit 60 Dosierbeuteln à 40 g**

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

schülke ->

mikrozyd® universal wipes premium / premium maxi

gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.), Wirkspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe, hervorragende Reinigungsleistung

SMH 70000038
SMH 70001061

Softpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)
Softpack mit 80 Tüchern (25 x 25 cm)

mikrozyd® universal liquid

gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen, gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.), Wirkspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe, hervorragende Reinigungsleistung

SMH 70000998
SMH 70000997

1 | Sprühflasche
5 | Kanister



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**schülke →****pursept® A Xpress**

Gebrauchslösung auf Basis von Alkohol zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und anderen Flächen in Rekordzeit, für die routinemäßige Desinfektion bereits in 15 Sekunden wirksam, Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, gute Hautverträglichkeit, nahezu rückstandsfreie Abtrocknung

SMH 230131
SMH 230128

1 l | Sprühflasche (ohne Sprühkopf)
5 l | Kanister

**mikrozid® AF liquid**

Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und anderen Flächen auf Basis von Alkoholen, sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, Wirkungsspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, gute Benetzungseigenschaften, schnelle, fleckenfreie Abtrocknung

SMH 109160
SMH 109301
SMH 109102

250 ml | Sprühflasche
1 l | Flasche
10 l | Kanister



SMH 70003135

mikrozid® sensitive liquid 1 Ltr.

gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektion auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen, zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen, schnelle mikrobiologische Wirksamkeit (bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, Polyoma SV40, Rotavirus)

**mikrozid® sensitive wipes**

mikrozid® sensitive wipes premium / premium maxi
gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte, sehr schnell und gut wirksam, Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, gute Reinigungsleistung

SMH 70003104
SMH 70003109

Spenderdose m. 200 Tüchern (20x20 cm)
Nachfüllbeutel m. 200 Tüchern (20x20 cm)
VE = 12 Beutel im Karton



SMH 70003102
SMH 70003101

Softpack mit 80 Tüchern (25x25 cm)
Softpack mit 50 Tüchern (20x20 cm)
VE = 12 Softpack im Karton



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**schülke →**

SMH 70003205

mikrocid® PAA wipes

sporizide Wischtücher (20 x 30 cm) auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten (z.B. TEE-Sonden, Endovaginalsonden) und Oberflächen aller Art, sporizid nach nur 5 Minuten, sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig, Wirkspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, viruzid, sporizid

Spenderdose mit 50 TüchernSMH 109203
SMH 70002062**mikrocid® AF wipes**

gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher (14 x 18 cm), sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, Wirkspektrum: bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, Rotavirus, schnelle Abtrocknung

Spenderdose mit 150 Tüchern
Nachfüllbeutel mit 150 Tüchern

VE = 20 Beutel im Karton

SMH 70003093
SMH 70003094**mikrocid® AF wipes Jumbo**

gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher (20 x 20 cm), sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, schnelle Abtrocknung

Spenderdose mit 220 Tüchern
Nachfüllbeutel mit 220 Tüchern

VE = 12 Beutel im Karton

SMH 70002034
SMH 70002035**kodan® (N) wipes**

gebrauchsfertige Tücher (14 x 22 cm) zur Desinfektion und Reinigung von nicht-medizinischen Flächen, dermatologisch getestet, kurze Einwirkzeiten, breite antimikrobiologische Wirksamkeit: bakterizid inkl. Tb, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza) sowie Noro- und Rotaviren

Spenderdose mit 90 Tüchern**Ergänzungsbeutel** mit 90 Tüchern

VE = 20 Beutel im Karton

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**B|BRAUN****Meliseptol® HBV-Tücher**

gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher,
getränkt mit Meliseptol rapid, 14 x 20 cm

PET 18706
PET 18707

Spenderbox = 100 Tücher

Nachfüllpackung à 100 Tücher

**Meliseptol® Wipes sensitive**

weiche, gebrauchsfertige Tücher (15,2 x 20 cm)
zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen und
anderen alkoholempfindlichen Oberflächen, getränkt
mit Meliseptol® Foam pure

PET 19582
PET 19530

Spenderbox = 60 Tücher

Nachfüllpackung à 60 Tücher

**Meliseptol® New Formula**

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für Inventar,
ohne Zusatzwirkstoffe, besonders umfassend und
schnell wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB
und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS
(behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren),
VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

PET 19763
PET 19764
PET 19758

250 ml Flasche (mit Sprühkopf)

1 l Flasche (ohne Sprühkopf)

5 l Kanister

**Meliseptol® rapid**

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, besonders
umfassend und schnell wirksam gegen Bakterien
(inkl. MRSA, TbB) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS
(behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren),
VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

PET 18564
PET 18566
PET 18565
PET 18567

250 ml Sprühflasche

250 ml Dosierflasche

1 l Sprühflasche (ohne Sprühkopf)

5 l Kanister

**OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION****B|BRAUN****Hexaquart® XL**

aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung
von Fußböden und Inventar, sehr gute Reinigungswir-
kung und Materialverträglichkeit, wirkt gegen Bakterien
(inkl. MRSA, Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid
PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren),
VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

PET 19940
PET 19941

1 l Flasche

5 l Kanister



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**Cleanisept®**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft, für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, parfümfrei

1 | Dosierflasche

2 | Griffflasche

5 | Kanister

DSM 00-204-010

DSM 00-204-020-01

DSM 00-204-050

**Biguanid Fläche NR**

zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, sowie Flächen aller Art (auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen) empfohlen, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid

5 | Kanister

10 | Kanister

DSM 00-201-050-02

DSM 00-201-100-02

**Optisal® plus**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, umfassendes Wirkspektrum, hervorragende Reinigungsleistung, ausgezeichnete Materialverträglichkeit

1 | Dosierflasche

5 | Kanister

DSM 00-245-010

DSM 00-245-050

**Ultrasol® active**

hochwirksames Pulverkonzentrat zur Flächendesinfektion, staubarme Rezeptur, breites Wirkungsspektrum, hervorragende Reinigungsleistung, RKI A- und B-gelistet, viruzid gem. RKI-Empfehlung, sehr gute Materialverträglichkeit, zur Routinedesinfektion und Desinfektion im Seuchenfall

20 g Beutel (Karton = 100 Beutel)

1 kg Dose

DSM 00-255-0002

DSM 00-255-010



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

Dr. Schumacher

Descosept Spezial

alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel,
besonders gut geeignet für Acrylglas, hoher
Reinigungseffekt, kurze Einwirkzeiten

500 ml Descoflexflasche**1 l Descoflexflasche****5 l Kanister**

DSM 00-208-005

DSM 00-208-010

DSM 00-208-050

**Descosept Spezial Wipes**

alkoholfreie Tücher zur schnellen Desinfektion
großer Flächen, schnell wirksam, besonders
materialschonend, praktisch in der Anwendung
Tuchgröße 30 x 32 cm

DSM 00-208-ERS100 **Vliestuchspender** befüllt

mit 1 Rolle à 100 Tüchern

DSM 00-208-RS100-01 **Nachfüllpack**

mit 2 Rollen à 100 Tüchern

**Descosept Sensitive**

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf
Basis von Ethanol, umfassendes Wirkungsspek-
trum, sehr gute Materialverträglichkeit, hinterlässt
keine Streifen und Rückstände

DSM 00-323DS-005 **500 ml Spenderflasche**DSM 00-323DS-0075-02 **750 ml Triggerflasche**DSM 00-323DS-010 **1 l Descoflexflasche**DSM 00-323DS-050 **5 l Kanister**DSM 00-323DS-T100 **Descosept Sensitive Wipes**

gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur
materialschonenden Schnelldesinfektion von
empfindlichen Oberflächen und zur Reinigung
und Desinfektion von Displays, streifenfreie
Anwendung, umfassende Virenwirksamkeit
inkl. Noro-Viren, Tuchgröße 20 x 22 cm

Flowpack, 100 Tücher

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**Cleanisept® Wipes**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt, schnell wirksam, auch gegen Papovaviren, besonders materialschonend, Tuchgröße 14 x 20 cm

DSM 00-208-D100-01 **Spenderdose, 100 Tücher**
 DSM 00-208-R100-01 **Nachfüllpack, 100 Tücher**

**Cleanisept® Wipes Maxi**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukte-Oberflächen und sonstigen Kontaktflächen im medizinischen Bereich, schnell wirksam, auch gegen Papovaviren, besonders materialschonend, Tuchgröße 20 x 22 cm

DSM 00-208-T100 **Flowpack, 100 Tücher**

**Descosept Pur Wipes RTU**

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion, einfache, schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung, für alle hygienisch sensiblen und patientennahen Bereiche geeignet, wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Rota- und Noroviren, Tuchgröße 17,5 x 36 cm

DSM 00-323-RS120 **Nachfüllpack, 120 Tücher**

**Cleanisept® Wipes Forte Maxi**

alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung, Tuchgröße 20 x 22 cm

DSM 00-235-T100 **Flowpack, 100 Tücher**



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

schülke ->

schülke wipes safe & easy

innovatives Einmal-Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln, keine Aufbereitung notwendig, Komplett-Entsorgung des ganzen Systems, Kontaminationschutz durch kleine Öffnung und extra Staubschutz, sehr einfache Handhabung



SMH 119542 schülke wipes safe & easy bag in box system
Spenderbox, leer

SMH 119544 schülke wipes safe & easy bag system
Vliestücher, trocken, Tuchgröße: 30 x 24 cm
Karton = 6 Rollen à **111** Tücher

SMH 70003177 schülke wipes safe & easy bagless system
Vliestücher, trocken, Tuchgröße: 30 x 19 cm
Karton = 6 Eimer à **130** Tücher



schülke ->

schülke wipes

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen, umfassend einsetzbar, einfache Handhabung, flusenfrei auf der Oberfläche, 70 oder 111 wipes pro Rolle



SMH 119540 **Spenderbox** für schülke wipes 70, **leer**
nachfüllbar und fest verschließbar

SMH 119505 **schülke wipes 70**
Vliestücher aus 100 % Polyester, trocken,
Tuchgröße: 23 x 28 cm
Karton = 6 Rollen à **70** Tücher

SMH 119541 **Spenderbox** für schülke wipes 111, **leer**
nachfüllbar und fest verschließbar

SMH 119506 **schülke wipes 111**
Vliestücher aus 100 % Polyester, trocken,
Tuchgröße: 30 x 24 cm
Karton = 6 Rollen à **111** Tücher



SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

megroWIPES System

zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten, trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln, können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen megro Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von megro Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden, megro WIPES können aus einem eigens dafür konzipierten und wieder verschließbaren megro WIPES Spendereimer entnommen werden, die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt

MEG 288.0001

megroWIPES Spendereimer, 5 Liter

unbefüllt, aus Polyethylen und Polypropylen, ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer, spülmaschinenfest bis 60° C

MEG 288.0002

megroWIPES Vliestücher

bestehen aus einem Vliesmaterial (50 g), 100 % PES und sind auf 15 x 32 cm gefaltet, Tuchgröße: 30 x 32 cm

Karton = 6 Rollen à 90 Tücher

SCHNELLDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**Wiper Bowl® Safe & Clean**

zur gründlichen Desinfektion und Reinigung sensibler Bereiche in Medizin und Lebensmittel-industrie, die Tuchrolle im Eimer mit einer Flächen-desinfektions- oder Reinigungssubstanz (2,5 Ltr.) tränken und das Etikett mit dem gewählten Mittel kennzeichnen, den Deckel verschließen und die Flüssigkeit von den Tüchern aufsaugen lassen, nach einigen Minuten Wartezeit ist Ihr WiperBowl® Spendersystem einsatzbereit, durch das praktische Chargenetikett sind alle relevanten Inhalts-informationen sicher im Blick

ZVG 60997-00

Spendereimer groß, leer

ZVG 11830-02

Multitex Wipes Rolle

für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer,
Material: 100 % Polyestervlies (PET),
Tücher mit **glatter** Oberfläche
Rolle à **60** Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm

ZVG 11839-00

Multitex Wipes Rolle

für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer,
Material: 100 % Polyestervlies (PET),
Tücher mit fein gelochter Oberfläche
Rolle à **100** Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm

ZVG 11840-00

Multitex Wipes Rolle

für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendereimer,
Material: 100 % Polyestervlies (PET),
Tücher mit **glatter** Oberfläche
Rolle à **100** Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm



SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**Eco Wipes**

Vliestuchspendersystem zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln, wiederbefüllbares Spendersystem, gute Abgabe des Wirkstoffs an die Fläche



DSM 00-915-SE001 **Spenderreimer** unbefüllt
5 Ltr. Volumen

DSM 00-915-REW5003-01 **Packung mit 3 Rollen à 50 Tücher**
Tuchgröße 32 x 30 cm

DSM 00-915-REW10003-01 **Packung mit 3 Rollen à 100 Tücher**
Tuchgröße 32 x 30 cm

DSM 00-915-REW10006-01 **Packung mit 6 Rollen à 100 Tücher**
Tuchgröße 32 x 30 cm

**one system PLUS**

Einweg-Vliestuchspender zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln (3 Ltr.), geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, einfache, schnelle und hygienische Anwendung, optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche



DSM 00-915-OSEE100 **Spenderreimer befüllt mit 100 Tüchern**, Tuchgröße 32 x 30 cm

one system basic

Einweg-Vliestuchspender zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln (2,5 Ltr.), geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, einfache, schnelle und hygienische Anwendung, optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche



DSM 00-915-OSEB120-01 **Spenderreimer befüllt mit 120 Tüchern**, Tuchgröße 17,5 x 36 cm

WASCHLOTIONEN**B BRAUN****Softaskin®**

Waschlotion für normale bis sensible Haut, mit hautneutralem pH-Wert, frei von Mikroplastik und Parabenen, mit hochwertigen Tensiden, besonders leichte allergenarme Parfümierung, farbstofffrei, dermatologisch getestet

PET 180213 **100 ml Flasche**
 PET 180214 **500 ml Spenderflasche**
 PET 180217 **1 l Spenderflasche**
 PET 180221 **5 l Kanister**



WASCHLOTIONEN**Descolind Pure Wash**

pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von sensiblen Händen und Haut, mit rückfettenden Bestandteilen und Glycerin, frei von Parfüm und Farbstoffen

- DSM 00-631OP-005-01 **500 ml Spenderflasche**
 DSM 00-631OP-010-01 **1 l Spenderflasche**
 DSM 00-631OP-050-01 **5 l Kanister**

**PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME****Descolind Pure Light Cream**

farbstoff- und parfümfreie, sehr ergiebige Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion für die sensible Haut, zieht besonders schnell ein, ohne zu fetten, und ist damit für medizinisches Personal ideal geeignet

- DSM 00-602DS-001 **100 ml Tube**
 DSM 00-602DS-005 **500 ml Spenderflasche**

**Descolind Expert Intensive Cream**

speziell zur intensiven Hautpflege für die zu Allergien neigenden Haut und zum Hautschutz im Arbeitsalltag entwickelt, farbstoff- und parfümfreie W/O-Emulsion, mit rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen sowie Vitamin E, enthält einen Lipidanteil von 15%

- DSM 00-622OP-001-01 **100 ml Tube**

**Descolind Expert Protect Cream**

speziell zum Schutz empfindlicher und zu Allergien neigenden Händen im Arbeitsalltag entwickelt. Die Öl-in-Wasser Hautschutzcreme zieht schnell in die Haut ein

- DSM 00-623-001-01 **100 ml Tube**
 DSM 00-623-005-01 **500 ml Spenderflasche**





ASA 10368

HANDWASCHGEL*Asam***Kräuterhof® Handwaschgel 500 ml**

Handwaschgel mit Panthenol und Allantoin reinigt Hände zuverlässig und spendet hygienische Frische, antibakteriell

HANDPFLEGE**Baktolan® protect® pure**

regenerierende Emulsion (W/O/W) für rissige, stark beanspruchte Hände und als Schutz vor wässrigen Lösungen, wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen, deutliche Reduzierung von Hautirritationen, parfüm- und farbstofffrei, frei von Silikon- und Konservierungsmitteln, ohne Parabene

100 ml Tube**350 ml Flasche**

BOD 981137

BOD 981182

BOD 975023

Baktolan® balm pure 350 ml

farbstoff- und parfümfreier Pflegebalsam für trockene und empfindliche Haut (W/O), fördert die Regenerationsfähigkeit, erhält den Säureschutzmantel der Haut, lindert Hautreizungen und Rötungen, ohne Parabene

WASCHLOTIONEN**Baktolin® pure**

Waschlotion für die milde Reinigung empfindlicher Haut, enthält hautmilde Tenside, hautneutraler pH-Wert, parfüm- und farbstofffrei, ohne Parabene, seifenfrei

500 ml Flasche**1 l Flasche****5 l Kanister**

BOD 981328

BOD 981329

BOD 981330

Baktolin® sensitive

Waschlotion für die milde Reinigung von Haut und Händen, enthält rückfettende und pflegende Substanzen, hautneutraler pH-Wert, farbstofffrei, ohne Parabene, seifenfrei

500 ml Flasche**1 l Flasche****5 l Kanister**

BOD 981333

BOD 981334

BOD 981335

WASCHLOTIONEN**schülke ->****esemtan® wash lotion**

hautfreundliche, seifenfreie Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen, schont die Haut, reinigt mild, mit dezentem Duft

SMH 116602
SMH 116604

1 l Spenderflasche
5 l Kanister

**sensiva® wash lotion**

hautfreundliche, seifenfreie, farbstoff-, wollwachs- und parfümfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid, schont die Haut

SMH 114006
SMH 114005
SMH 114003

500 ml Spenderflasche
1 l Euroflasche
5 l Kanister

**PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME****schülke ->****sensiva® dry skin balm**

farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut, intensive Pflege, spendet Feuchtigkeit

SMH 141620
SMH 141621

150 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche

**sensiva® protective emulsion**

farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut, leichte Pflege und Schutz, zieht schnell ein

SMH 70000155
SMH 70000156

150 ml Kittelflasche
500 ml Spenderflasche

**HANDPFLEGE****schülke ->**

SMH 100301

sensiva® regeneration cream 50 ml

intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut, gut verteilbar, farbstoff- und parfümfrei, lindert Hautreizungen, gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität zurück

SMH 129801

sensiva® protective cream 100 ml
besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Wasser-in-Öl Schutzcreme, stärkt die natürliche Hautbarriere, zieht schnell ein, gut verteilbar, kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden





ECO 3087070
ECO 3087050
ECO 3087110

WASCHLOTIONEN

ECOLAB

Manisoft™

zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion, eignet sich auch zum Duschen und Baden

500 ml Flasche
1 l Flasche
6 l Kanister



ECO 3039380
ECO 3038710

Seraman™ Sensitive

hautfreundliche Waschlotion, für empfindliche Haut, hautschonende Hände- und Körperreinigung, frei von Farbstoff und Parfüm

500 ml Flasche
1 l Flasche



ECO 3110520

PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME

ECOLAB

Silonda™ Sensitive, 500 ml

die farb- und duftstofffreie sowie parabenfreie Öl-in-Wasser-Emulsion speziell für Personen mit empfindlicher Haut, enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren



ECO 3112300
ECO 3112240

Silonda™ Care

Wasser-in-Öl-Emulsion, schützt und regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist, verbessert gezielt die Hautelastizität

100 ml Tube
500 ml Flasche



ECO 3116860
ECO 3116840

Silonda™ protect

hautschützende, parabenfreie sowie farb- und duftstofffreie Wasser-in-Öl-Emulsion, regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist

100 ml Tube
500 ml Spenderflasche

HAUTCREME**3M**

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutzcreme
 bietet einen lang anhaltenden Schutz vor Körper-
 flüssigkeiten und spendet der Haut gleichzeitig
 Feuchtigkeit

DMM 3391G
 DMM 3392G
 DMM 3392GS

28 g Tube
92 g Tube
Pack = 20 Beutel á 2 g

VASELINE*Asam*

ASA 10073

Alter Heideschäfer Vaseline DAB 100 ml
 weiße Vaseline ist ein bewährtes Mittel zum Schutz
 der Haut, welches die Haut geschmeidig macht. Anwend-
 ung zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, Vaseline
 entspricht den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches
 DAB, ohne Konservierungsstoffe und Parfüm

*Rotomed***Vaseline DAB**

weiße Vaseline ist ein bewährtes Mittel zum Schutz der
 Haut, welches die Haut geschmeidig macht. Anwendung
 zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, Vaseline ent-
 spricht den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches
 DAB, ohne Konservierungsstoffe und Parfüm

MEG 600270
 MEG 600272

500 ml Dose
4 kg Eimer

PFLEGE GEL*Asam*

ASA 10418

Kräuterhof® Aloe Vera Gel 200 ml
 versorgt die Haut mit kostbaren Wirkstoffen
 der Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit und
 unterstützt die natürliche Regeneration der Haut,
 Aloe Vera Gel strafft, glättet und pflegt die Haut,
 das Gel ist geeignet für alle Hauttypen – auch für
 die Pflege nach dem Sonnenbad, 96% Aloe Vera,
 erfrischend, pflegend





ASA 10854

HANDPFLEGE*Asam*

Kräuterhof® Hand- und Nagelcreme
100 ml



ASA 10443

HAUTCREME*Asam*

Alter Heideschäfer Melkfett-Salbe mit Ringelblume 250 ml
zur Behandlung von rauher Haut, zur Pflege beanspruchter Hände und Füße, zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, auch geeignet für spröde Lippen, als Schutz vor Umwelt und Witterungseinflüssen



ASA 10442

Alter Heideschäfer Melkfett-Salbe 250 ml
bewährtes, pflegendes Hautschutzmittel bei trockener, rauher/rissiger und strapazierter Haut



ASA 10464

PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME*Asam*

Kräuterhof® Aloe Vera Pflege- und Fitnessgel 100 ml
versorgt die Haut mit vielen Wirkstoffen, spendet intensiv Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut, bewahrt die natürliche Spannkraft und Geschmeidigkeit der Haut, das Gel ist geeignet für alle Hauttypen - auch für die Pflege nach dem Sonnenbad



ASA 10451

Kräuterhof® Body-Creme mit Shea Butter 250 ml
für den ganzen Körper, ist leicht aufzutragen und zieht schnell ein, ohne zu fetten, Shea Butter wird aus den Nüssen des afrikanischen Shea-Baumes hergestellt und eignet sich für empfindliche Haut, bietet täglich intensive Pflege für eine zarte und geschmeidige Haut

DOSIERPUMPEN UND SPRÜHKÖPFE



DSM 00-907-000 **Kanisterumfüllhahn**
passend für 2/5/10/30 Ltr. Gebinde

DSM 00-909-050 **Kanisterschlüssel**
passend für 2/5/10 Ltr. Gebinde

DSM 00-906-005-02 **Dosierpumpe** (3 ml Hub)
passend für 500 / 1000 ml Spenderflasche

DSM 00-912-010 **Schaumsprühkopf**
passend für 500 / 1000 ml Descoflexflasche



schülke ->

SMH 180303 **Dosierpumpe**
für 500 ml/1 Ltr. Flaschen, geeignet für Wasch- und Cremelotionen, Händedesinfektionsmittel, exakte Dosierung durch 3 ml pro Pumpenhub, variabler Einsatz bei 500 ml und 1 Ltr. Schülke-Flaschen durch zwei beigegefügte Steigrohre



B|BRAUN

PET 6510094 **Sprühkopf** für 1 Ltr. Flaschen
für Meliseptol und Meliseptol rapid, rot



BOD 815870 **Universalsprühkopf**
für 500 und 1000 ml Flaschen



MEG 289.0000 **Dispenser** für 500 ml /1 Ltr. Flasche
megroMAN, Ø 25 mm Gewinde



MEG 154.9905 **Pumpdosierer**
anstelle des Verschlusses leicht auf den Kanister aufzuschrauben, zur sauberen und bequemen Produktentnahme, auch passend für Ultraschallgel, 30 ml Hub
für **5 Liter** Kanister, hell
MEG 154.9910 für **10 Liter** Kanister, hell



INSTRUMENTENWANNEN**Instrumentenwanne***Maße (LxBxH)*

	NEO 961100	3 Ltr.	22 x 35 x 11,5 cm mit Siebeinsatz und Deckel
	NEO 961120	10 Ltr.	25 x 55 x 15 cm mit Siebeinsatz und Deckel
	NEO 961140	30 Ltr.	35 x 70 x 23,2 cm mit Siebeinsatz, Deckel und Ablaufhahn

**Desinfektionswanne**

zur Desinfektion, Reinigung und chemischen Sterilisation von Instrumenten und Bohrern (Krankenhaus, Arztpraxis und Labor). Die Wanne ist materialbeständig gegen chemische Desinfektionsmittel nach methodischen Hinweisen für Desinfektion, Vorsterilisationsreinigung und Sterilisation medizinischer Instrumente bei einer Temperatur bis +75°C max. Lieferumfang: Deckel, Druckplatte, Siebeinsatz und Behälter

mit Druckplatte und Abtropfvorrichtung*Maße (LxBxH)*

	MEG 289.0100	1 Ltr.	22,3 x 14,9 x 9,1 cm
	MEG 289.0103	3 Ltr.	31,5 x 20,6 x 12,5 cm
	MEG 289.0105	5 Ltr.	39,4 x 26,0 x 15,6 cm
	MEG 289.0110	10 Ltr.	49,6 x 32,8 x 19,5 cm

**Desinfektionswanne***Maße (LxBxH)*

	MEG 289.0010	1 Ltr.	26,5 x 11,5 x 8,5 cm mit Siebkorb und Klarsichtdeckel
	MEG 289.0030	3 Ltr.	35,5 x 23,5 x 12,5 cm mit Siebkorb und Deckel



DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**HAEBERLE**

Standmodell mit Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Basaltgrau (RAL 7012) und Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium, Dekorstreifen grau, montiert, Desinfektionsmittel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

HAE 25235

Hygieneeinheit 1

besteht aus 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000 ml und 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion
Maße (BxTxH): 40 x 50 x 148,8 cm

HAE 25237

Hygieneeinheit 2

besteht aus 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000 ml und 1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl
Maße (BxTxH): 40 x 50 x 148,8 cm

HAE 25239

Hygieneeinheit 3

besteht aus 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000 ml, 1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl und 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion
Maße (BxTxH): 40 x 50 x 174,8 cm

HAE 25236

Hygieneeinheit 4

besteht aus 1 Sensor-Spender 1000 ml und 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion
Maße (BxTxH): 40 x 50 x 174,8 cm

HAE 25238

Hygieneeinheit 5

besteht aus 1 Sensor-Spender 1000 ml und 1 Halter für Spenderboxen (1-fach) aus Edelstahl
Maße (BxTxH): 40 x 50 x 174,8 cm

HAE 2747.1

bravo® Hygienewagen 1

mit Desinfektionsmittelspender zur Aufnahme von 1 Liter-Flaschen inkl. herausnehmbarer Abtropfschale, Trägerprofil 78 cm hoch, Maße (BxTxH): 57,7 x 58,8 x 106,8 cm



DESINFIZIATIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

OPH 3401073

**PRAESIDIO®**

berührungsloses Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel, komfortabel und effektiv, wirksame Präventionshilfe vor Keimen aller Art, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), abschließbar, Sprühkammer mit integrierter Auffangschale, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, Ersatzfläschchenhalterung, mit Tür-Kontaktschaltung: Türöffnung bei Spenderaktivierung, flexible Installation: wahlweise Wand- oder Säulenmontage

Abmessungen in mm: B 506 x H 337 x T 174
Dosierpumpe: autoklavierbare Edelstahlpumpe mit Sprühkegel, einstellbare Dosierung (ca. 0,75/1,0/ 1,2 /1,5 ml),

Behälter: für 1000 ml Standard-Euroflasche, auch frei befüllbar

Lieferumfang: Spender, Befestigungssatz, 5 Batterien (Monozellen Typ D, 1,5 V), Schlüssel, Behälter - HDPE-Leerflasche



Standfuß für PRAESIDIO®, Edelstahl zur freistehenden Aufstellung des PRAESIDIO®, Händedesinfektionsgerätes, aufgrund der barrierefreien Bedienung ist die Benutzung einfach und komfortabel, der servicefreundliche Aufbau erleichtert das Reinigen und Wiederbefüllen

OPH 1423511

Standfuß PRAESIDIO® S

Standard-Bedienhöhe 120 cm
 (Boden bis Mitte der Sprühkammer)
 Abmessungen in mm: B 506 x H 1376 x T 450

OPH 1423512

Standfuß PRAESIDIO® B

barrierefreie Bedienhöhe 90 cm,
 (Boden bis Mitte der Sprühkammer)
 Abmessungen in mm: B 506 x H 1076 x T 450



OPH 1420163

**Hygiene Station E AFP IMP T SH T**

standfeste Edelstahl-Säule mit Anti-Finger-Print-Beschichtung, mit manuellem ingo-man® plus Desinfektionsmittelspender 1000 ml (IMP T) und Auffangschale (SH T), Bodenplatte mit Gummifüßen für sicheren und stabilen Stand, Abmessungen: B 350 x H 1260 x T 406 mm



DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

provita
medica

Hygienestation Light


Edelstahl/Aluminium, Höhe: 124 cm, Rohrdurchmesser: 25 mm, Fußdurchmesser: 635 mm, kurze Aufbauzeit, nur 2-3 Minuten (Fußmontage mit nur einer Schraube), „Made in Germany“

KLE I-HYG001

für **500 ml** Desinfektionsmittelflaschen
für Flaschengrößen bis ca. 75 x 60 mm (BxT)

KLE I-HYG002

für **1000 ml** Desinfektionsmittelflaschen
für Flaschengrößen bis ca. 93 x 72 mm (BxT)



Anwendungsbeispiel

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**schülke →****hyclick® System**

für die Applikation von Händedesinfektionsmittel und Waschlotion, Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel, „Non-Removal“ Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe, optimaler Schutz vor Kontaminationen, verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml, einfache Montage auf gängigen Wandhalteplatten, Lieferung **ohne** Flasche

SMH 60000036

Präparate-Spender (inkl. Tropfschale)
für 1000 ml hyclick®-Flaschen

SMH 60000035

Adapter für 500 ml hyclick®-Flaschen

SMH 60000045

Präparate-Spender Vario
(inkl. Adapter und Tropfschale)
für 500 ml und 1000 ml hyclick®-Flaschen

SMH 60000037

Tropfschale für Präparate-Spender/Vario



Tropfschale



Adapter 500 ml



Präparate-Spender Vario

DESINFIZIATIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER


Kunststoff, weiß, mit kurzem Armhebel
hygienische Dosierung von Desinfektionsmittel und
Flüssigseife, mit Tropfschale und austauschbarer
Kunststoff-Einwegpumpe, auch zur Wandmontage
geeignet, Dosiermenge auf 0,8 ml, 1,2 ml oder
1,8 ml pro Hub einstellbar

500 ml

Maße: H 280 mm, B 90 mm, T 190 mm

1000 ml

Maße: H 325 mm, B 99 mm, T 215 mm



MEG 289.1020

MEG 289.1025




Automatischer, **sensorgesteuerter** Desinfektions-
mittelspender **touchless** aus Kunststoff, weiß,
berührungslose Entnahme, passend für alle gängigen
Euroflaschen, Dosiermenge per Knopfdruck
regulierbar, austauschbare Rollerpumpe, einfach
und schnell zu wechseln, als Stand- oder Wand-
gerät nutzbar

Lieferumfang: Spender mit Rollerpumpe und
Zusatzpumpe, Verschlussblende, Tropfschale,
inkl. Wandbefestigungsmaterial, Steckschlüssel,
inkl. 4 Batterien Mignon AA

500 ml

Maße: H 268 mm, B 96 mm, T 178 mm

1000 ml

Maße: H 296 mm, B 101 mm, T 186 mm

MEG 289.1060

MEG 289.1061




SCHALENHALTER

mit **Schale**, für Euro-Armhebel-Wandspender
Edelstahlbügel, mit herausnehmbarer Kunststoff-
schale und Sicherungsbügel, verhindert das Ab-
tropfen von Desinfektionsmittel von der Hand auf
den Fußboden, zum Hängen über das Spender-
gehäuse

MEG 289.1076
MEG 289.1081

für 500 ml Spender MEG 289.1036
für 1000 ml Spender MEG 289.1046

**DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**

EURO-Dosierspender, Aluminium
hygienische Dosierung von Desinfektionsmitteln,
mit austauschbarer, autoklavierbarer Edelstahl-
Pumpe, mit langem Armhebel und Leerflasche,
Dosiermenge von 0,7 bis 1,5 ml pro Hub einstellbar

MEG 289.1036
MEG 289.1046

500 ml
Maße: H 283 mm, B 82 mm, T 225 mm
1000 ml
Maße: H 327 mm, B 94 mm, T 225 mm

**DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**

EURO-Dosierspender, Edelstahl matt gebürstet
hygienische Dosierung von Flüssigseifen, Pflege-
lotionen, Desinfektionsmitteln usw., einfaches
Befüllen aus Kanistern oder mit 500 ml Einweg-
flaschen, zur Reinigung mit einem Handgriff von
der Wandplatte abzunehmen, sehr stabil, Wand-
halterung im Lieferumfang enthalten
Maße: H 260 mm, B 95 mm, T 185 mm

MEG 289.1000
MEG 289.1005
MEG 289.1010

500 ml, ohne Frontscheibe
500 ml, mit klarer Frontscheibe
500 ml, mit blauer Frontscheibe





FRI 2340040



Schaumseifenspender Kunststoff, weiß
Maße: ca. 266 x 128 x 129 mm,
geeignet für Schaumseifenkartusche FRI 2340045

FRI 2340045



Schaumseifenkartuschen, 0,8 Ltr.
geeignet für Schaumseifenspender FRI 2340040
Karton = 6 Stück

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

ECOLAB

NEXA COMPACT Touchless

energieeffizienter, berührungsloser Dosierspender für 750 ml Flaschen aus dem NEXA Handhygiene-system, geschlossenes System zur Verhinderung potentieller Kontamination, kein Pumpenwechsel erforderlich, passende Händedesinfektion z.B. Skinman™ Foam 750 ml, Gewicht: 510 g (ohne Batterien)
Abmessungen: 236 x 140 x 102 mm

ECO 10034386



DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER



Seifenspender 550 ml, Kunststoff

der Spender wird direkt befüllt, mit großem Druckknopf und praktischem Sichtfenster, inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage, abschließbar,
Maße (HxBxT): 21,6 x 10,2 x 9 cm

MEG 289.1051
MEG 289.1050**weiß**
schwarz

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER



OPH 4401841

Manueller Desinfektionsmittelpender
RX 5 M (Non-Locking) 500 ml (Euroflasche), weiß, mit Auffangschale (abnehmbar), für Desinfektionsmittel, Alcolgel, Seifen und fließfähige Lotionen, Kunststoff-Gehäuse, Bedienhebel aus Edelstahl, für Wandmontage, austauschbare Standard-Kunststoffpumpe, Dosiermenge 1,5 ml/Hub, inkl. HDPE-Leerflasche
 Maße (BxHxT): 95 (176) x 300 x 144 (192) mm



OPH 1220900

ingo-man® classic T 26 A/25, 1000 ml
 Seifen- und Desinfektionsmittelpender mit kurzem Bedienhebel, Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert, austauschbare 25er Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr, einstellbare Dosierung (ca. 0,7 / 1,0 / 1,5 ml/Hub), spülmaschinengeeignet, autoklavierbar, inkl. 1 Clip und HDPE-Leerflasche
 Maße (BxHxT): 94 x 317 x 162 mm



ingo-man® plus
 Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert, Wandhalter aus Kunststoff, auswechselbare Edelstahlpumpe mit geradem Ansaugrohr, für Frontentnahme, autoklavierbar, geeignet für Flüssigkeiten, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen, Massageöle, etc., Dosiermengen einstellbar bei ca. 0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml/Hub



Füllmenge B x H x T (mm)

mit **langem** Bedienhebel

OPH 1417557 **IMP ELS A/25** 500 ml 82 x 245 x 215
 OPH 1417597 **IMP TLS A/25** 1000 ml 92 x 290 x 215

mit **kurzem** Bedienhebel

OPH 1417548 **IMP E A/25** 500 ml 82 x 245 x 160
 OPH 1417588 **IMP T A/25** 1000 ml 92 x 290 x 160



ABFALLBEUTEL /-SÄCKE PAPIER

MEG 129050

Papierbeutel, ca. 10 Ltr.
1-fach, 70 g/m² Natronmischpapier, braun
200 x 160 x 360 mm, ohne Aufdruck
VE = 10 Stück



MEG 129051

Papiersack
2-fach, 70 g/m² Kraftsackpapier nassfest,
braun, mit Bodenfalte

70 Ltr., 550+200 x 850 mm
mit Aufdruck „Abfälle“

MEG 129052

120 Ltr., 700+220 x 950 mm
ohne Aufdruck

ABFALLBEUTEL /-SÄCKE BIO

MEG 129470

Bioline Bioabfallbeutel

biologisch abbaubar, in vielen Anwendungsbereichen eine echte Alternative zu konventionellen Müllbeuteln, überwiegend biobasiert und zu über 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen, nach Europäischer Norm DIN EN 13432 zertifiziert und entsprechen der aktuellen BioAbfV (Bioabfallverordnung), aus ecovio[®] Material von BASF, geeignet für feuchte oder nasse Bioabfälle, vollständig kompostierbar

10 Ltr., 220+180 x 550 x 0,02 mm
mit Tragegriff, Rolle = 20 Beutel

MEG 129473

30 Ltr., 500 x 600 x 0,02 mm
Rolle = 20 Beutel

MEG 129475

60 Ltr., 620 x 800 x 0,02 mm
Rolle = 10 Beutel

MEG 129476

120 Ltr., 700 x 1100 x 0,025 mm
Rolle = 10 Beutel

MEG 129478

200 Ltr., 500+450 x 1250 x 0,025 mm
Rolle = 5 Beutel



ABFALLBEUTEL /-SÄCKE HOCHDRUCK



blau eingefärbt

- MEG 129140 **35 I**, 480 x 650 x 0,042 mm
Karton = 20 Rollen à 25 Beutel
- MEG 129142 **70 I**, 575 x 1000 x 0,06 mm
Karton = 10 Rollen à 25 Beutel
- MEG 129143 **70 I**, 575 x 1000 x 0,07 mm
Karton = 10 Rollen à 25 Beutel
- MEG 129144 **120 I**, 700 x 1100 x 0,05 mm
Karton = 10 Rollen à 25 Beutel
- MEG 129146 **120 I**, 700 x 1100 x 0,06 mm
Karton = 10 Rollen à 25 Beutel
- MEG 129147 **120 I**, 700 x 1100 x 0,075 mm
Karton = 10 Rollen à 20 Beutel
- MEG 129148 **120 I**, 700 x 1100 x 0,04 mm
Karton = 10 Rollen à 25 Beutel



ABFALLBEUTEL /-SÄCKE HOCHDRUCK



weiß, Pack = 100 Beutel

- MEG 129150 **15 I**, 240/150 x 500 x 0,025 mm
- MEG 129151 **20 I**, 260/240 x 500 x 0,025 mm
- MEG 129152 **30 I**, 260/240 x 600 x 0,025 mm
- MEG 129153 **40 I**, 315/305 x 520 x 0,025 mm
- MEG 129154 **60 I**, 315/305 x 750 x 0,025 mm



- MEG 129460 E **Abfallbeutel 15 I**, grau
0,025 mm, Rolle à 48 Beutel
- MEG 129465 E **Abfallbeutel 30 I**, grau
0,025 mm, Rolle à 24 Beutel





CON 1619/040

ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

PUSH-Abfallbehälter,
24 Ltr., aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
 Klappe mit Federmechanismus, Innenbehälter
 mit Tragebügel aus verzinktem Stahlblech,
 Kunststoffring innen versiegelt den Zwischen-
 raum zwischen Innen- und Außenbehälter,
 Maße: Ø 29 cm, Höhe 65 cm



CON 0629/005
 CON 0629/012
 CON 0629/020

Tretabfalleimer

Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem
 Kunststoffeinsatz, Deckel fällt eigenständig zu

5 Ltr., Ø 20 cm, Höhe 32 cm
12 Ltr., Ø 25 cm, Höhe 39,5 cm
20 Ltr., Ø 23 cm, Höhe 60 cm


ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

HAE 11026
 HAE 14066

Abfallsammler „tomo“

10 Ltr., aus glattem und leicht zu reinigendem
 Kunststoff (100% Polypropylen), grau RAL 7045, mit
 abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit
 Halterung, für Müllsäcke ca. B 45 x H 35 cm
 Maße (BxTxH): 31,5 x 18 x 31,5 cm

für Wandmontage
für Normschiene



FRI 2340012

FRI 2340013

ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

Sammelkorb
 Metall, weiß

klein
 ca. 28,5 x 35,5 x 19,0 cm (BxHxT)

groß
 ca. 41,0 x 63,0 x 25,5 cm (BxHxT)

ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

HAEBERLE

HAE 09642

Picco Novo 60/I

aluminiumfarben, **pulverbeschichtetes** Stahlgestell mit federndem Holm, die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt
Maße (BxTxH): 36 x 36 x 82 cm

HAE 14106

Picco Novo 60/I

OP-Ausführung **rostfrei** aus Chromnickelstahl die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt
Maße (BxTxH): 36 x 36 x 82 cm

HAE 07196

Picco Novo 60/I-Set

aluminiumfarben pulverbeschichtet, mit 1 Sackhalter, inkl. 1 Rolle à 25 Säcke mit praktischem Zugband, Deckel signalweiß,
Maße (BxTxH): 36 x 36 x 83 cm

HAE 09857

Picco Novo 60/II für 2 Säcke

aluminiumfarben, pulverbeschichtet, die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt
Maße (BxTxH): 74 x 36 x 82 cm

HAE 06001

Kunststoffdeckel

signalweiß, für Abfallsammler Picco Novo 60
Maße (BxT): 36 x 35 cm

HAE 17069

Picco Novo 120 Q

aluminiumfarben, Stahlgestell mit federnden Holmen, für 1 Sack mit 120 Litern Inhalt, geräumig und dennoch platzsparend durch geringe Standfläche
Maße (BxTxH): 45 x 36 x 82 cm

HAE 17068

Kunststoffdeckel signalweiß

für Picco Novo 120 Q
Maße (BxT): 49 x 35 cm

HAE 16628

Tretvorrichtung

für Picco Novo 60 und 120 Q, aus Edelstahl

HAE 16658

Aufkleber-Set zur Mülltrennung

mit 6 bunten Motiven für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll, Maße: 14,5 x 14,5 cm



Picco Novo 60/I,
ohne Deckel

Picco Novo-Set,
inkl. Deckel



Picco Novo 60/II



Kunststoffdeckel



Tretvorrichtung



Aufkleber-Set



Picco Novo 120 Q, Lieferung ohne
Deckel und Tretvorrichtung



MEG 171510

HYGIENEBEUTEL/ -SPENDER/ -ABFALLBOX**Hygienebeutel**

mit Seitenfalte, weiß, aus 100 % Recyclingpapier, bedruckt in 5 Sprachen, Größe ca. 10,5 x 4,5 x 28 cm
Pack = 100 Stück

MEG 171511

Halter

für Hygienebeutel, Metall, weiß, Größe ca. 13 x 5,5 x 38 cm

MEG 171509

Hygienebeutel

aus HDPE, Größe ca. 80+70 x 250 x 0,012 mm, weiß, passend für den Spender MEG 171512
Pack = 30 Stück

MEG 171512

Spender

für Hygienebeutel MEG 171509, aus Kunststoff, weiß, leer, kann geklebt oder angeschraubt werden, inkl. Befestigungsmaterial
Größe ca. 100 x 139,5 x 27,5 mm



Hygienebeutel im Spender



HAE 05192

Hygienebeutel

aus Papier, mit Aufdruck in 7 Sprachen
Pack = 500 Stück

HAE 08173

Halter für „Klapp-Kuli“ Abfallsammler

für Hygienebeutel, Stahlblech, aluminiumfarben, pulverbeschichtet

HAE 15784

Halter Wandmodell

für Hygienebeutel, Stahlblech, aluminiumfarben, pulverbeschichtet
Maße (BxTxH): 11,5 x 2 x 29 cm

HAEERLE Hygienebeutel, Wandhalter (li.), Halter für Klapp-Kuli (re.)



OPH 232500

ingo-man® Hygiene-Abfallbox AB6HB1A

aus silber eloxiertem Aluminium, 6 Ltr., geschlossene Box mit Hygienebeutelspender für die hygienische Entsorgung von Damenbinden, Klappdeckel, Polybeutelsicherung, inkl. Metallwandhalter, abnehmbar
Maße (BxHxT): 21,5 x 30,0 x 17,0 cm

OPH 311500

ingo-man® Hygienebeutelspender HB1A,

aus silber eloxiertem Aluminium, für Hygienebeutel aus Papier, als Ergänzung zu Abfallboxen in Damentoiletten, Maße (BxHxT): 13,0 x 27,5 x 3,0 cm

Ophardt, Abfallbox mit Hygienebeutelhalter

HANDWASCHBÜRSTEN

für OP und Chirurgie



MEG 636034

autoklavierbar bis 121°C
BxHxL: 4,2 x 3,5 x 11 cm



MEG 636035

autoklavierbar bis 121°C
mit integrierter Nagelbürste
BxHxL: 3,8 x 3,5 x 10 cm



OPH 1420768

ingo-man® Handwaschbürsten HWB
sterilisierbare und autoklavierbare Bürste,
passend zum Bürstenspender BS10 S
BxHxL: 4,3 x 3,5 x 11 cm
VE = 12 Stück



BEC 371607

E-Z™ Scrub chir. Einmal-Schwammbürste
ohne Detergentien, steril, zur chirurgischen
und hygienischen Haut- und Handreinigung,
hautschonende Kunststoffbürsten, mit Nagel-
reiniger, latexfrei, PVC-frei
VE = 30 Stück



HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN



aus Plexiglas/Acryl, transparent
zur griffbereiten Aufbewahrung von Hand-
schuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

MEG 136601

Abmessungen
25,0 x 13,0 x 7,5 cm

MEG 136606

25,8 x 39,2 x 9,6 cm **Trio**



MEG 136607

Typ XL, aus Plexiglas/Acryl, transparent
zur griffbereiten Aufbewahrung von Hand-
schuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
25,0 x 13,5 x 9,5 cm





Anwendungsbeispiel
(Lieferung ohne Handschuhbox)

MEG 136600

HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN
aus Draht, weiß

zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, Abmessungen: 28 x 10 x 9 cm

HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN
aus Edelstahl

zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, mit **Stecksystem** zur Erweiterung für mehrere Handschuhboxen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13 x 7,5 cm

XL, aus Edelstahl

zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, mit **Stecksystem** zur Erweiterung für mehrere Handschuhboxen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13,5 x 9,5 cm

Trio, aus Edelstahl

zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, eingestanzte Größen S/M/L, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25,8 x 39 x 9,6 cm

Quattro, aus Edelstahl

zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, eingestanzte Größen S/M/L/XL, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 51,5 x 26 x 9,6 cm



MEG 136602



MEG 136604

Edelstahl-Halterung **XL**
mit Stecksystem

MEG 136610



MEG 136605

Edelstahl-Halterung **Trio**



Edelstahl-Halterung **Quattro**



Anwendungsbeispiele
(Lieferung jeweils ohne Handschuhboxen)

HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN



UGV 9280

aus Metall, schwarz matt
zur griffbereiten Aufbewahrung von Hand-
schuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13 x 7,5 cm



Halter für Spenderboxen

aus Edelstahl, gebürstet, passend für gängige
Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues,
für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

HAE 11222

1-fach (für 1 Box)
Abmessungen (BxTxH): 14,2 x 9,4 x 25,0 cm

HAE 11223

3-fach (für 3 Boxen)
Abmessungen (BxTxH): 25,3 x 9,4 x 39,4 cm

HAE 05074

4-fach (für 4 Boxen)
Abmessungen (BxTxH): 25,3 x 9,4 x 52,5 cm



HAE 15572

Universalhalter Snap

aus weißem Kunststoff, für Spenderboxen
aller Art, ideal geeignet für Boxen mit Einmal-
handschuhen, Tissues oder Wischtüchern,
ein federnder Spannschieber hält Boxen aller
Art bis zu 1 kg für Einhandbedienung bereit,
Befestigung mit Doppelklebeband
Abmessungen (BxTxH): 10 x 2 x 16,5 cm



Lieferung ohne Box
(nur Anwendungsbeispiel)



OPH 1423265

ingo-man® Wandhalter 3BF

Edelstahl geschliffen, mit Feder, zur platz-
sparenden Wandmontage von drei handels-
üblichen Handschuhspendern, besonders
geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen,
Labore, Pflegeheime usw.
Maximalgröße der Handschuhbox: 25 x 14 x 8 cm





MEG 131200
MEG 131201
MEG 131202
MEG 131203
MEG 131204

U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL, PUDERFREI



SOFT line, unsteril, puderfrei

ideal bei Hautproblemen zu verwenden, der Handschuh ist zusätzlich mehrfach gewaschen und ist frei von Puderrückständen, hat eine leicht angeraute Oberfläche, um einen besseren Griff zu ermöglichen, doppelt chloriniert
Pack = 100 Stück

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL



MEG 131310
MEG 131311
MEG 131312
MEG 131313



unsteril, puderfrei, schwarz

aus dünnem Latex, leicht texturiert, polymerinnenbeschichtet, ca. 240 mm lang, rechts und links zu tragen, geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL




PET 6067500
PET 6067526
PET 6067549
PET 6067565

B|BRAUN

Vasco Sensitive, unsteril, puderfrei

mit Rollrand, mikrorauhe Oberfläche
Pack = 100 Stück

extra klein
klein
mittel
groß



LOH 141391
LOH 141392
LOH 141393



Sentina® Ambidextrous, unsteril, puderfrei

leicht anzuziehen durch spezielle Innenbeschichtung, extraglatte Oberfläche und extragroße Passform, hell mit Rollrand
Pack = 100 Stück

Gr. 6-7 S
Gr. 7-8 M
Gr. 8-9 L

U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL, PUDERFREI



Gentle Skin® classic, unsteril, puderfrei
mit 20 % mehr Latexanteil, protein- und
akzeleratorenarm, sehr allergenarm, mikro-
geraut, beidhändig passend
Pack = 100 Stück

MTR 1221RS
MTR 1221RM
MTR 1221RL

Gr. S
Gr. M
Gr. L



Gentle Skin® sensitive, unsteril, puderfrei
aus weichem Latex für sensible Haut, protein-
und akzeleratorenarm, doppelt chloriniert, tast-
sensibel, mikrogeraut, beidhändig passend und
extrem dehnbar, reißfest, mit Rollrand
Pack = 100 Stück

MTR 1221RST
MTR 1221RMT
MTR 1221RLT

Gr. S
Gr. M
Gr. L



Gentle Skin® Aloecare™, unsteril, puderfrei
mit Aloe-Vera-Beschichtung, protein- und
akzeleratorenarm, mikrogeraut, allergenarm,
beidhändig passend, mit Rollrand
Pack = 100 Stück

MTR 1231S
MTR 1231M
MTR 1231L

Gr. S
Gr. M
Gr. L



Absogel Latex U.-Handschuhe, weiß
unsteril, puderfrei, Länge: 300 mm, mit feuchtig-
keitsabsorbierender Hydrogel-Innenbeschichtung,
anatomische Passform, paarweise verpackt, mikro-
angeraute Oberfläche für eine gute Griffigkeit, dop-
pelt chloriert, geeignet für den Kontakt mit Lebens-
mitteln, Schichtstärke Handfläche: ca. 0,26 mm,
AQL 1,5, EN 420, EN 455, PSA Kategorie I gem.
PSA Verordnung (EU) 2016/425, Pack = 25 Paar

AMP 0104055
AMP 0104060
AMP 0104065
AMP 0104070
AMP 0104075
AMP 0104080
AMP 0104085
AMP 0104090

Gr. 5,5
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9





HAP 942160
HAP 942161
HAP 942162



U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL, PUDERFREI
Peha-soft® powderfree, unsteril, puderfrei
aus weichem Latex, links und rechts zu tragen, durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen, texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit, hochelastisch, reißfest, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmittel
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L

U.-HANDSCHUHE, NITRIL, LATEXFREI, UNSTERIL, PUDERFREI

B|BRAUN

Vasco Nitril light, unsteril, puderfrei, lavendelblau
mit Rollrand, mikrorauhe Oberfläche
Pack = 100 Stück

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L



PET 9207708
PET 9207716
PET 9207724
PET 9207732



Nitril® Magenta, pink, unsteril, puderfrei
mit den hautverjüngenden und pflegenden Substanzen Allantoin, Collagen und Silk-Sericin-Coating, frei von MBT, beidhändig passend
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L



MTR 1287S
MTR 1287M
MTR 1287L

AMPri

EpidermProtect Nitril U.-Handschuhe, metal blue
unsteril, puderfrei, Länge: 240 mm, Nitril-Schutz- und U.-Handschuhe mit patentierter Low Derma™ Technologie, links und rechts passend, präventiver und sicherer Schutz für alle Hauttypen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, akzeleratorenfrei, angeraute Fingerspitzen, Schichtstärke Handfläche: ca. 0,05 mm, AQL 1,5, EN 420, EN 455, EN 374, PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, Pack = 100 Stück

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL



AMP 01166XS
AMP 01166S
AMP 01166M
AMP 01166L
AMP 01166XL

U.-HANDSCHUHE. NITRIL.
LATEXFREI. UNSTERIL. PUDERFREI



SOFT line, unsteril, puderfrei

kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

weiß

MEG 136010 Gr. S
MEG 136011 Gr. M
MEG 136012 Gr. L
MEG 136013 Gr. XL

schwarz

MEG 136110 Gr. S
MEG 136111 Gr. M
MEG 136112 Gr. L
MEG 136113 Gr. XL



U.-HANDSCHUHE. NITRIL.
LATEXFREI. UNSTERIL. PUDERFREI



unsteril, puderfrei

kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

violett

MEG 136210 Gr. S
MEG 136211 Gr. M
MEG 136212 Gr. L
MEG 136213 Gr. XL



unsteril, puderfrei, 30 cm lang

kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

blau

MEG 136410 Gr. S
MEG 136411 Gr. M
MEG 136412 Gr. L
MEG 136413 Gr. XL



**U.-HANDSCHUHE, NITRIL,
LATEXFREI, UNSTERIL, PUDERFREI**

UNIGLOVES®

unsteril, puderfrei

mit Rollrand, mikrogeraute Fingerspitzen

Pack = 100 Stück

Black Pearl, schwarz

Gr. XS

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Gr. XL

Pink Pearl, pink

Gr. XS

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Magenta Pearl, magenta

Gr. XS

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Gr. XL

Blue Pearl, blau

Gr. XS

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Gr. XL

Red Pearl, rot

Gr. XS

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Gr. XL

UGV 3801

UGV 3802

UGV 3803

UGV 3804

UGV 3805

UGV 5801

UGV 5802

UGV 5803

UGV 5804

UGV 8501

UGV 8502

UGV 8503

UGV 8504

UGV 8505

UGV 8801

UGV 8802

UGV 8803

UGV 8804

UGV 8805

UGV 9801

UGV 9802

UGV 9803

UGV 9804

UGV 9805



OP-HANDSCHUHE. POLYISOPREN. PUDERFREI



Protexis™ PI Textured, steril, puderfrei
anatomische Passform für weniger Ermüdung der Hand und Textur zur Verbesserung der Griffigkeit, Hydrogel-Beschichtung auf Wasserbasis für hohen Tragekomfort, mit Rollrand
VE = 50 Paar

- CHG 2D72TG55 **Gr. 5,5**
- CHG 2D72TG60 **Gr. 6**
- CHG 2D72TG65 **Gr. 6,5**
- CHG 2D72TG70 **Gr. 7**
- CHG 2D72TG75 **Gr. 7,5**
- CHG 2D72TG80 **Gr. 8**
- CHG 2D72TG85 **Gr. 8,5**
- CHG 2D72TG90 **Gr. 9**



OP-HANDSCHUHE. LATEX. PUDERFREI



Protexis® Latex Classic, steril, puderfrei
mit Oberflächenbehandlung für eine weiche Haptik, eine glatte Oberfläche und verbessertes Tastempfinden, mit Nitril-Beschichtung, mit Rollrand
VE = 50 Paar

- CHG 2D72NS55X **Gr. 5,5**
- CHG 2D72NS60X **Gr. 6**
- CHG 2D72NS65X **Gr. 6,5**
- CHG 2D72NS70X **Gr. 7**
- CHG 2D72NS75X **Gr. 7,5**
- CHG 2D72NS80X **Gr. 8**
- CHG 2D72NS85X **Gr. 8,5**
- CHG 2D72NS90X **Gr. 9**



Protexis® Latex Micro, steril, puderfrei
für Eingriffe entwickelt, bei denen das Kontaktgefühl zur höchsten Priorität gehört, extra dünne Latexqualität, besonders tastempfindlich, mit Nitril-Beschichtung, mit Rollrand
VE = 50 Paar

- CHG 2D72NT55X **Gr. 5,5**
- CHG 2D72NT60X **Gr. 6**
- CHG 2D72NT65X **Gr. 6,5**
- CHG 2D72NT70X **Gr. 7**
- CHG 2D72NT75X **Gr. 7,5**
- CHG 2D72NT80X **Gr. 8**
- CHG 2D72NT85X **Gr. 8,5**
- CHG 2D72NT90X **Gr. 9**





ANS 340056055
ANS 340056060
ANS 340056065
ANS 340056070
ANS 340056075
ANS 340056080
ANS 340056085
ANS 340056090

OP-HANDSCHUHE, POLYISOPREN, PUDERFREI

Ansell

Gammex® Non-Latex PI, steril, puderfrei
hautfreundlich, aus weichem Polyisopren-Material, hohe Griffsicherheit für sicheres Führen von Instrumenten, frei von allen Beschleunigerchemikalien, die als Auslöser einer Typ-IV-Allergie oder -Sensibilisierung bekannt sind, müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation, weiß, mit Rollrand
Pack = 50 Paar

Gr. 5,5

Gr. 6

Gr. 6,5

Gr. 7

Gr. 7,5

Gr. 8

Gr. 8,5

Gr. 9



ANS 330048055
ANS 330048060
ANS 330048065
ANS 330048070
ANS 330048075
ANS 330048080
ANS 330048085
ANS 330048090
ANS 330048095

OP-HANDSCHUHE, LATEX, PUDERFREI

Ansell

Gammex® Latex, steril, puderfrei
aus Naturkautschuklatex, weiß, anatomische Form, gerade Stulpe mit Haftrand, Oberfläche mikrotexturiert, chloriert und Silikon-Spray
Pack = 50 Paar

Gr. 5,5

Gr. 6

Gr. 6,5

Gr. 7

Gr. 7,5

Gr. 8

Gr. 8,5

Gr. 9

Gr. 9,5



MTR 90216W
MTR 902165W
MTR 90217W
MTR 902175W
MTR 90218W
MTR 902185W
MTR 90219W



Gentle Skin® Premium OP™, steril, puderfrei
paarweise verpackt, in Premium-Qualität, protein- und akzeleratorenarm, hochanschmiegsam, anatomisch geformt, mikrogeraut
Pack = 50 Paar

Gr. 6

Gr. 6,5

Gr. 7

Gr. 7,5

Gr. 8

Gr. 8,5

Gr. 9

OP-HANDSCHUHE. LATEX. PUDERFREI

B|BRAUN

Vasco OP-Sensitive, steril, puderfrei

paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Passform, innen beschichtet, aus Naturlatex, Pack = 40 Paar

PET 6081002
PET 6081010
PET 6081029
PET 6081037
PET 6081045
PET 6081053

Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5



OP-HANDSCHUHE. LATEX. GEPUDERT

B|BRAUN

Vasco OP powdered, steril,

paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Passform, mit Rollrand, Pack = 50 Paar

PET 6031510
PET 6031525
PET 6031532
PET 6031546
PET 6031553
PET 6031564

Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5



sempermed

“Sempermed”/Derma Plus, steril, leicht gepudert

paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Form
VE = 50 Paar

LOH 50999
LOH 50991
LOH 51015
LOH 51007
LOH 51031
LOH 51023

Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5



Ansell

Gammex® Latex Powdered, steril, gepudert

aus Naturkautschuklatex, weiß, anatomische Form,
gerade Manschette, Oberfläche mikrotexturiert
Pack = 50 Paar

ANS 330047055
ANS 330047060
ANS 330047065
ANS 330047070
ANS 330047075
ANS 330047080
ANS 330047085
ANS 330047090

Gr. 5,5
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9





MEG 127001
MEG 127002



MEG 127040



ANS M2080
ANS M2079
ANS M2078



MEG 135001
MEG 135002
MEG 135003



ANS M3330
ANS M3350
ANS M3370

PE-HANDSCHUHE. UNSTERIL



SOFT line PE-Einmal-Handschuhe

Beutel = 100 Stück, transparent, beidhändig tragbar

Damen gehämmert

Herren gehämmert

Standardgröße, ca. 53 cm lang

ellenbogenlang, transparent, beidhändig tragbar,
gehämmert, ca. 27 mμ, Beutel = 50 Stück

COPOLYMER-HANDSCHUHE. UNSTERIL

Ansell

Ethiparat PE-Handschuhe, unsteril

bieten als Unterzieh-Handschuh zusätzlichen Schutz
vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen, gute
Tastsensibilität, durchsichtig, beidhändig tragbar
Pack = 100 Stück

Gr. 6-7 S

Gr. 7-8 M

Gr. 8-9 L

COPOLYMER-HANDSCHUHE. STERIL



SOFT line, steril, einzeln verpackt,

auf Papier gestanzt, geeignet für den Einsatz im
Lebensmittelbereich, Industrie und Medizin, links
und rechts tragbar

Pack = 100 Stück

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Ansell

Ethiparat PE-Handschuhe, steril

bieten als Unterzieh-Handschuh zusätzlichen Schutz
vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen, gute
Tastsensibilität, durchsichtig, beidhändig tragbar,
paarweise verpackt
Pack = 50 Paar

Gr. 6-7 S

Gr. 7-8 M

Gr. 8-9 L

FINGERLINGE



puderfrei, Latex, unsteril, gerollt, können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden z.B. in der Industrie, Uhrenindustrie, Kunstgewerbe etc., schützen Produkte vor Fett und Hautpartikeln, vermeiden Fingerabdrücke und dienen als wichtige Arbeitshilfe um statische Entladungen zu vermeiden
Beutel = 100 Stück

- Gr. 2, small**
- Gr. 3, medium**
- Gr. 4, large**
- Gr. 5, extra large**

- MEG 137122
- MEG 137123
- MEG 137124
- MEG 137125



BAUMWOLLHANDSCHUHE



SOFT line, 100 % Baumwolle
antiallergen, im warmen Wasser mit mildem Waschmittel waschen, zum Trocknen aufhängen, nicht chemisch reinigen, Pack = 5 Paar

- Gr. XS**
- Gr. S**
- Gr. M**
- Gr. L**
- Gr. XL**
- Gr. XXL**

- MEG 130001
- MEG 130002
- MEG 130003
- MEG 130004
- MEG 130005
- MEG 130006



KOLOSKOPIE-HOSE



Vlies-Koloskopie-Hose (Shorts)
dunkelblau, unsteril, latexfreie Gummizugbündchen an Taille, überlappende Untersuchungsöffnung hinten, aus Polypropylen-Spinnvlies ca. 40 g/m², luftdurchlässig, stabil, leicht
Beutel = 10 Stück

- Gr. XL, 120 x 65 cm (Umfang x Länge)**
- Gr. XXL, 150 x 65 cm (Umfang x Länge)**

- MEG 128150
- MEG 128151



ÄRMELSCHONER



PE-Ärmelschoner, ca. 18 µm, ca. 20 x 40 cm, zur Abdeckung der Unterarme, geeignet für den Hygienebereich, glatte Polyäthylenfolie, an den Enden eingefasste Gummibänder für sicheren Halt
Beutel = 100 Stück

- weiß**
- blau**
- transparent**

- MEG 128120
- MEG 128121
- MEG 128122





MEG 128030
MEG 128031
MEG 128032
MEG 128033

BESUCHERKITTEL

Rotomed

zur Abdeckung der Kleidung, geeignet für den Pflege- und Hygienebereich, Bänder am Hals und in der Taille, Gummibandeinfassung am Ärmel, luftdurchlässig, stabil, leicht, latexfrei, Polypropylen-Spinnvlies, ca. 23 g/m², ca. 140 x 130 cm (BxL)

Beutel = 10 Stück

Farbe: **grün**, Standardgröße XL

Farbe: **blau**, Standardgröße XL

Farbe: **gelb**, Standardgröße XL

Farbe: **weiß**, Standardgröße XL



MEG 128050
MEG 128051

EINMAL-SCHÜRZEN

Rotomed

aus PE

für die Praxis, mit Bindebändchen, weiß

Beutel = 100 Stück

80 x 125 cm x 0,022 mm

80 x 140 cm x 0,022 mm

EINMAL-SCHÜRZEN

ALCO clinhand GmbH

Schutz und Hygiene für Personal & Patient, Staubschutzspender schützt Schürzen vor Hospitalkeimen und Staub, antistatische PE-Folie, **weiß**, perforiert zur Einzelentnahme, 50 Stück geblockt im Spender, wurden speziell für Intensiv- und Problemstationen entwickelt, 2-Lochaufhängung, Pack = 50 Stück

SAM 5.003.431
SAM 5.003.432
SAM 5.003.433
SAM 5.003.434

107 x 75 cm, 35 my

120 x 75 cm, 35 my

140 x 75 cm, 35 my

170 x 75 cm, 35 my

SAM 5.005.542

140 x 75 cm

blau, rautiert geprägte Soft-Folie, dadurch angenehme Trageeigenschaften, Nässeschutz, federleicht, platzsparende 2 Lochaufhängung, perforiert zur Einzelentnahme, Pack = 25 Stück



EINMALBEREICHSKLEIDUNG



HAP 992801

Foliodress® gown Protect Basic

OP-Bindemantel mit exponiertem Rücken, aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, für Operationen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen, abriebfest und fusselarm, **mit Bändern verschließbar**, mit grünem Halsausschnitt (unverstärkt) zur besseren Identifikation im OP, mit elastischen, langen Strickbündchen, mit SMS-Einschlag und Papierhandtüchern, einzeln steril verpackt, **Gr. L 125 cm lang**



Foliodress® gown Protect Standard

OP-Wickelmantel aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, für Operationen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen, abriebfest und fusselarm, mit besonders breiter Überlapung der Rückenpartie welcher mit dem **Combitape®-Verschlussystem** an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar ist und eine flexible Anpassung des Halsausschnittes gewährleistet, mit grünem Halsausschnitt (unverstärkt) zur besseren Identifikation im OP, mit elastischen, langen Strickbündchen, mit SMS-Einschlag und Papierhandtüchern, einzeln steril verpackt

HAP 992808

Gr. M 115 cm lang

HAP 992809

Gr. L 125 cm lang

HAP 992810

Gr. XL 140 cm lang

HAP 992811

Gr. XXL 155 cm lang

Foliodress® Suit (Kasack + Hose)

zweiteilige Einmal-OP-Bereichskleidung nach EN 13795, Teil 1-3, aus flüssigkeitsabweisendem, atmungsaktivem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, abriebfest und fusselarm, Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche, gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund
Beutel = 1 Kasack + 1 Hose
(paarweise verpackt)

HAP 992514

Gr. S blau

HAP 992516

Gr. M blau

HAP 992518

Gr. L blau

HAP 992520

Gr. XL blau

HAP 992522

Gr. XXL blau

HAP 992515

Gr. S grün

HAP 992517

Gr. M grün

HAP 992519

Gr. L grün

HAP 992521

Gr. XL grün

HAP 992523

Gr. XXL grün



BERUFSBEKLEIDUNG**Kasack Typ Basel**

mit überlappendem V-Ausschnitt, 1 Brust- und 2 Seitentaschen, **50 % Baumwolle/50 % Polyester, TB 202 A**, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

MEG 940250.01
MEG 940250.30
MEG 940250.40
MEG 940251.01
MEG 940251.30
MEG 940251.40
MEG 940252.01
MEG 940252.30
MEG 940252.40
MEG 940253.01
MEG 940253.30
MEG 940253.40
MEG 940254.01
MEG 940254.30
MEG 940254.40
MEG 940255.01
MEG 940255.30
MEG 940255.40

Gr. XS = 0 weiß
forstgrün
kornblau
Gr. S = I weiß
forstgrün
kornblau
Gr. M = II weiß
forstgrün
kornblau
Gr. L = III weiß
forstgrün
kornblau
Gr. XL = IV weiß
forstgrün
kornblau
Gr. XXL = V weiß
forstgrün
kornblau




Größenerklärung siehe Seite 71

Hose Typ Bochum

Bund mit Gummizug, 1 Gesäßtasche, **50 % Baumwolle/50 % Polyester, TB 202 A**, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

MEG 940260.01
MEG 940260.30
MEG 940260.40
MEG 940261.01
MEG 940261.30
MEG 940261.40
MEG 940262.01
MEG 940262.30
MEG 940262.40
MEG 940263.01
MEG 940263.30
MEG 940263.40
MEG 940264.01
MEG 940264.30
MEG 940264.40
MEG 940265.01
MEG 940265.30
MEG 940265.40

Gr. XS = 0 weiß
forstgrün
kornblau
Gr. S = I weiß
forstgrün
kornblau
Gr. M = II weiß
forstgrün
kornblau
Gr. L = III weiß
forstgrün
kornblau
Gr. XL = IV weiß
forstgrün
kornblau
Gr. XXL = V weiß
forstgrün
kornblau



Größenerklärung siehe Seite 71

BERUFSBEKLEIDUNG



Mantel Typ Nürnberg Standard

mit elastischen Ärmelstrickbündchen, mit ange-nähem Bindegürtel, hinten zu knöpfen, Länge ca. 140 cm, wasserdurchlässig, nicht keimdicht, 100 % Baumwolle, TB 21, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung mög-lich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heiß-luftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrock-ner bei mittleren Temperaturen

MEG 940220.30	Gr. XS = 0	forstgrün
MEG 940220.40		kornblau
MEG 940221.30	Gr. S = I	forstgrün
MEG 940221.40		kornblau
MEG 940222.30	Gr. M = II	forstgrün
MEG 940222.40		kornblau
MEG 940223.30	Gr. L = III	forstgrün
MEG 940223.40		kornblau
MEG 940224.30	Gr. XL = IV	forstgrün
MEG 940224.40		kornblau
MEG 940225.30	Gr. XXL = V	forstgrün
MEG 940225.40		kornblau



OP-Socken

66 % Baumwolle / 34 % Polyamid

MEG 940226.01	Gr. 38/39	weiß
MEG 940226.30		forstgrün
MEG 940226.40		kornblau
MEG 940227.01	Gr. 40/41	weiß
MEG 940227.30		forstgrün
MEG 940227.40		kornblau
MEG 940228.01	Gr. 42/43	weiß
MEG 940228.30		forstgrün
MEG 940228.40		kornblau
MEG 940229.01	Gr. 44/45	weiß
MEG 940229.30		forstgrün
MEG 940229.40		kornblau



GRÖßENTABELLE

Größe	0	I	II	III	IV	V
	XS	S	M	L	XL	XXL
Damen	34/ <u>36</u>	38/ <u>40</u>	42/ <u>44</u>	46/ <u>48</u>	50/ <u>52</u>	54/ <u>56</u>
Herren	40/ <u>42</u>	44/ <u>46</u>	48/ <u>50</u>	52/ <u>54</u>	56/ <u>58</u>	60/ <u>62</u>

Die unterstrichenen Größen entsprechen den Schnittgrößen.

Maße Kasack und Hose

Kasacklänge ca. (cm)	76,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0
Kasackbreite ca. (cm)	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0
Hosenslänge ca. (cm)	103	104	104	107	109	111
Bundbreite / gedehnt (cm)	32/51	34/53	37/56	39/61	42/66	45/70

OP-HAUBEN

HAP 992462

**Foliodress® cap Comfort Apart aqua**

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation, reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen, mit Bändern zum Zusammenbinden im Nacken, für längeres Haar geeignet
Pack = 100 Stück

HAP 992463

Foliodress® cap Comfort Apart aqua

Foliodress® cap Comfort Rondo aqua

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation, reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen, runde Form mit doppelt verstärkten Seitenteilen, für Kurzhaarschnitte geeignet
Pack = 100 Stück

HAP 992464

**Foliodress® cap Comfort Form aqua**

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation, reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen, mit ausgeformter Nackenpartie und Gummizug, auch für längeres Haar geeignet, Pack = 100 Stück

Foliodress® cap Comfort Rondo aqua

Foliodress® cap Comfort Universal

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation, reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen, Barrethaube mit umlaufendem Gummizug, besonders leicht, auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet, Pack = 100 Stück
grün
weiß

HAP 992465

HAP 992466

HAP 992467



Foliodress® cap Comfort Form aqua

Foliodress® cap Comfort Rondo Plus aqua

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation, reißfeste Verarbeitung mit Nahtverstärkung an besonders beanspruchten Stellen, runde Form mit Gummizug im Nacken, bedeckt Kurzhaarschnitte sicher bis in den Nacken, auch für längeres Haar geeignet, Pack = 100 Stück



Foliodress® cap Comfort Universal grün



Foliodress® cap Comfort Universal weiß



Foliodress® cap Comfort Rondo Plus aqua

OP-HAUBEN



OP-Vlieshauben Typ Astro, geeignet für den
OP- und Hygienebereich, Astronauten-Form mit
Schweißband im Stirnbereich, Polypropylen-Spinn-
vlies, ca. 25 g/m², gut luftdurchlässig, leicht, stabil

Pack = 50 Stück

Farbe: **grün**

Farbe: **blau**

MEG 128020

MEG 128021



runde Schwesternhaube (Bouffant Typ), zur
Abdeckung der Kopfbehaarung, ideal für Perso-
nen mit längerem Haar, atmungsaktives Material
(Polypropylen-Spinnvlies) ca. 25 g/m² mit weichem,
latexfreiem Gummizug

Pack = 100 Stück

ca. 53 cm, Farbe: **grün**

ca. 53 cm, Farbe: **blau**

ca. 53 cm, Farbe: **weiß**

MEG 128010

MEG 128011

MEG 128012



EINMAL-MUNDSCHUTZ



DMM 1810F

Standard OP-Masken

mit Nasenbügel, geringer Atemwiderstand,
hohe Filterwirkung, flach gefaltet

Pack = 100 Stück





MEG 165504.1
 MEG 165504.2
 MEG 165504.3
 MEG 165504.4
 MEG 165504.5
 MEG 165504.6
 MEG 165504.8
 MEG 165504.7

EINMAL-MUNDSCHUTZ



Einmal-Mundschutz

3-lagig, glasfaserfrei, mit Nasenbügel und mit runden, latexfreien Ohrschlaufen, Typ IIR gem. EN 14683
 Pack = 50 Stück

weiß
blau
grün
orange
pink
gelb
lila

Farbmix (je 10 Stück
 in grün, blau, pink, gelb, orange)



MEG 165503



Einmal-Mundschutz dental

3-lagig, glasfaserfrei, latexfrei, grün, non woven, mit Filtereinlage - Filterwirkung ca. 99 %, mit Ohrschlaufen, Pack = 100 Stück



HAP 992138

HAP 992143

EINMAL-MUNDSCHUTZ



Foliadress® mask Comfort Senso / Perfect

OP-Masken, grün, nach EN 14683:2014 Typ II, aus hypoallergenen, besonders weichen und geschmeidigen Vliesstoffen, naturlatexfrei, mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen bei optimaler Filterleistung, mit langem, integriertem Nasenbügel, geruchsneutral und strapazierfähig, mit ultraschallverschweißten Bändern
 Pack = 50 Stück

Comfort Senso
 für sehr sensible Haut

Comfort Perfect
 für normal empfindliche Haut

SCHUHE*medimex* **mediPlogs OP-Schuhe**

sind durch ein spezielles Lüftungssystem klimatisiert, dieses sorgt für ein angenehmes Fußklima, die Ausprägungen der seitlichen Lüftungslöcher verhindern weitgehend das Eindringen von Flüssigkeiten in die Schuhe, die Fersenerhöhung und das orthopädische Fußbett sorgen für ermüdungsfreies Gehen und Stehen, dadurch wird der Bewegungsapparat am OP-Tisch entlastet, dieses Produkt ist aus antistatischem PU (Polyurethan) gefertigt und bis 60°C waschbar, FCKW-frei geschäumt

ohne Fersenriemen, grün

MEX 5100035	Gr. 35
MEX 5100036	36
MEX 5100037	37
MEX 5100038	38
MEX 5100039	39
MEX 5100040	40
MEX 5100041	41
MEX 5100042	42
MEX 5100043	43
MEX 5100044	44
MEX 5100045	45
MEX 5100046	46
MEX 5100047	47
MEX 5100048	48

**ohne Fersenriemen, blau**

MEX 5200035	Gr. 35
MEX 5200036	36
MEX 5200037	37
MEX 5200038	38
MEX 5200039	39
MEX 5200040	40
MEX 5200041	41
MEX 5200042	42
MEX 5200043	43
MEX 5200044	44
MEX 5200045	45
MEX 5200046	46
MEX 5200047	47
MEX 5200048	48

**mit Fersenriemen, fuchsia**

MEX 560PU35	Gr. 35
MEX 560PU36	36
MEX 560PU37	37
MEX 560PU38	38
MEX 560PU39	39
MEX 560PU40	40
MEX 560PU41	41
MEX 560PU42	42
MEX 560PU43	43
MEX 560PU44	44
MEX 560PU45	45
MEX 560PU46	46
MEX 560PU47	47
MEX 560PU48	48



SCHUHE**ChiroClogs® Classic**

Standard-Clogs aus 100% PU gefertigt, seitliche Belüftungslöcher, anatomische Fußform, ergonomische Absatzhöhe, gute Fersendämpfung, antistatisch, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, mit auswechselbaren PU-Einlagen mit Vliesdecksohle, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47/48¹⁾

- SHR 3.2250.00.80 weiß
- SHR 3.2251.00.80 grün
- SHR 3.2252.00.80 blau
- SHR 3.2253.00.80 rot
- SHR 3.2254.00.80 gelb
- SHR 3.2255.00.80 hellblau

¹⁾ Zuschlag für Größe 47/48

mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47/48¹⁾

- SHR 3.2270.00.80 weiß
- SHR 3.2271.00.80 grün
- SHR 3.2272.00.80 blau
- SHR 3.2273.00.80 rot
- SHR 3.2274.00.80 gelb
- SHR 3.2275.00.80 hellblau

¹⁾ Zuschlag für Größe 47/48

OrthoClogs®

der erste zertifizierte OP-Clog für orthopädische Einlagen. Aus 100% PU gefertigt, anatomisch geformtes, wechselbares PUR-Weichschaum Fußbett, für komfortables Laufen und Stehen, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, seitliche Belüftungslöcher, hochgezogene Ferse, antistatisch, zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

- SHR 3.2950.00.55 weiß
- SHR 3.2951.00.55 grün
- SHR 3.2952.00.55 blau
- SHR 3.2953.00.55 rot
- SHR 3.2954.00.55 gelb
- SHR 3.2955.00.55 hellblau

mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

- SHR 3.2970.00.55 weiß
- SHR 3.2971.00.55 grün
- SHR 3.2972.00.55 blau
- SHR 3.2973.00.55 rot
- SHR 3.2974.00.55 gelb
- SHR 3.2975.00.55 hellblau

SCHUHE**ChiroClogs® Professional**

aus 100% PU gefertigt, verbessertes Fußklima durch abriebfestes Textilinnenfutter, kein direkter Fußkontakt zum Polyurethan, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt, gute Fersendämpfung, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

- SHR 3.2350.00.00 weiß
- SHR 3.2351.00.00 grün
- SHR 3.2352.00.00 blau

mit Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

- SHR 3.2370.00.00 weiß
- SHR 3.2371.00.00 grün
- SHR 3.2372.00.00 blau

ChiroClogs® Special

aus 100% PU gefertigt, erhöhter Absatz, wasch- und desinfizierbar bis 85 °C, trocknergeeignet bis 85 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt, gute Fersendämpfung, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

- SHR 3.2450.00.00 weiß
- SHR 3.2451.00.00 grün
- SHR 3.2452.00.00 blau
- SHR 3.2453.00.00 rot

mit Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

- SHR 3.2470.00.00 weiß
- SHR 3.2471.00.00 grün
- SHR 3.2472.00.00 blau
- SHR 3.2473.00.00 rot

ChiroClogs® Economy

aus 100% PU gefertigt, verringerte Absatzhöhe für sicheren Stand, schützender hochgezogener Fersenbereich, angeraute Innenseite für festen Halt, wasch- und desinfizierbar bis 85 °C, trocknergeeignet bis 85 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, rutschhemmende Laufsohle, gute Fersendämpfung, zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

- SHR 3.2850.00.00 weiß
- SHR 3.2851.00.00 grün
- SHR 3.2852.00.00 blau
- SHR 3.2859.00.00 aubergine

mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

- SHR 3.2870.00.00 weiß
- SHR 3.2871.00.00 grün
- SHR 3.2872.00.00 blau
- SHR 3.2879.00.00 aubergine





MEG 128080
MEG 128081
MEG 128082
MEG 128083
MEG 128084
MEG 128085

PATIENTENSOCKEN



Pillow-Paws Patientensocken

aus weichem Frottee, mit einseitigen Noppen,
rutschfest, latexfrei, waschbar

Schuhgröße	Farbe	Pack
18-25	gelb	48 Paar
26-32	hellblau	48 Paar
34-38	türkis	48 Paar
38-42	hellbraun	48 Paar
43-48	grau	48 Paar
>48	royalblau	48 Paar



PATIENTENSCHUHE



Pillow-Paws Patientenschuhe

aus weichem, qualitativ hochwertigem,
leichtem Anti-slip Polyesterschaum, latexfrei,
hygienisch und rutschfest, luftdurchlässig, bequem



Schuhgröße	Farbe	Pack
30-34	blau	96 Paar
34-38	blau	50 Paar
38-42	grün	50 Paar
42-46	sand	50 Paar



RASIERER UND ZUBEHÖR

WLS 7005371E

Wilkinson Protector 3, Typ 5371E
 kombiniert die Gründlichkeit von 3 Klingen mit der Sicherheit der Schutzbügeltechnologie, mit Hilfe der Doppel-Schwingachse liegt der Kopf immer ideal auf der Haut und garantiert so eine gründliche und saubere Rasur in wenigen Zügen, die patentierte Alpha-Diamond-Beschichtung lässt die Klingen lange scharf, wodurch eine besonders schonende und sanfte Rasur ermöglicht wird, mit Hilfe des Aloe-Vera-Gleitstreifens gleitet der Rasierer angenehm über die Haut



WLS 70051310

Ersatzklingen Typ 5131
 für Wilkinson Protector 3
 Pack = 4 Stück

**RASIERER UND ZUBEHÖR**

WLS 7005208C

Rasierschaum Nr. 5208, 200 ml
 PROTECT Schaum sensitive mit Kakaobutter und Vitamin E wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt, die milde Formel beruhigt schon während der Rasur und hilft vor Hautirritationen zu schützen



WLS 7005282N

Rasierschaum Nr. 5282, 50 ml
 PROTECT Schaum sensitive mit Kakaobutter und Vitamin E wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt, die milde Formel beruhigt schon während der Rasur und hilft vor Hautirritationen zu schützen

RASIERER UND ZUBEHÖR


MEG 142010

Einmal-Rasierer unsteril, blau, CE-Norm, einseitig, **einschneidig**, mit Klingenschutz
Pack = 100 Stück




MEG 142001

Einmal-Rasierer unsteril
Nr. 182 H, einschneidig, rasiert jede
Haarlänge sanft, sicher und hautschonend,
mit großer Schutzkappe
Pack = 100 Stück




WLS 7000803D
WLS 7000801D

Einmal-Rasierer **Pronto**
unsteril, **einschneidig**, mit Schutzkappe,
schlanker Apparatkopf gründlich auch in
Problemzonen, Präzisionsschliff mit Chrom
stabilisiert, mit Keramik gehärtet, mit Vydax
versiegelt

Nr. 803 D Beutel = 10 Stück**Nr. 801 D** Beutel = 5 Stück


MEG 142012

Einmal-Rasierer unsteril
zweischneidig, blau, Klingen aus Edelstahl,
Griff und Kopf aus ABS, Länge Griff: ca. 9 cm,
Breite Kopf: ca. 4 cm, für die trockene prä-
operative Rasur, Pack = 100 Stück



RASIERER UND ZUBEHÖR



MEG 142002

Einmal-Rasierer unsteril
Nr. 188 H, zweischneidig, rasiert jede
 Haarlänge sanft, sicher und hautschonend,
 mit großer Schutzkappe
 Pack = 100 Stück



WLS 70027760

Einmal-Rasierer Wilkinson **Extra 2
 Precision Typ 5760**
 2-schneidiger Einwegrasierer mit extra Grip
 und Reinigungsmechanismus
 Beutel = 5 Stück



WLS 7005770A

Einmal-Rasierer Wilkinson **Extra 2
 Sensitive Typ 5770A**
 2-schneidiger Einwegrasierer mit extra Grip,
 Feuchtigkeitsstreifen und Reinigungsmechanismus
 Beutel = 5 Stück



WLS 7005115E

Ersatzklingen Nr. 115E
 für Wilkinson Classic
 Pack = 10 Stück



WLS 7005155E

Wilkinson **Classic Nr. 155E**
 die **zweischneidige** Rasierklinge ist in den
 Apparatkopf vibrationsfrei eingebettet, ein Metall-
 kern im Innern des Rasierapparates sorgt für eine
 ausgewogene Gewichtsverteilung, gute Rasier-
 eigenschaften, 3fach-Veredelung der Klingen
 durch Chrom, Keramik und Krytox



ATEMSCHUTZMASKEN

ZVG 30953-01

Atemschutzmaske FFP3 R D mit Ventil
die FFP3-Maske bietet sicheren Schutz der Atemwege, z.B. bei der Arbeit mit giftigen Sporen oder Bakterien. Mit einem geprüften Mindestschutz bis zum 50-fachen des MAK-Wertes, bieten sie ein Höchstmaß an Sicherheit. Einsatzbereiche: z.B. Produktion im chemisch-technischen Bereich, Pharmaindustrie etc., geprüft nach EN 149:2001 (CE), flach gefaltet, einzeln hygienisch verpackt und mit solider, elastischer Rundumbänderung

Dräger

X-plore 1700, filtrierende Halbmaske
partikelfiltrierende Halbmaske zum wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten. Mehrschichtiges Coolsafe Filtermaterial für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung. Erfüllt die Anforderungen des Dolomitstaub-Tests. CoolMAX Ventil, durchgeschlaufte Varioflex Kopfbänderung. Farbcodierung zur leichten Unterscheidung der Schutzstufen. Hygienische Einzelverpackung schützt gegen Verschmutzung und sorgt für einen sauberen, jederzeit einsatzbereiten Atemschutz. Zulassung nach EN 149:2001+A1:2009

DRA 3951084

X-plore 1720 V FFP2 NR D
mit CoolMAX Ausatemventil
Farbcodierung: FFP2 = hellblau

DRA 3951088

X-plore 1730 V FFP3 NR D
mit CoolMAX Ausatemventil
Farbcodierung: FFP3 = weiß



ATEMSCHUTZMASKEN

3M

Aura Atemschutzmasken

Die Zwei-Wege-Atemschutzmaske 3M™ Aura™ ist eine partikelfiltrierende Halbmaske gemäß der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009. Diese wird speziell bei erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege eingesetzt. Die Maske überzeugt, dank des 3M™ Cool Flow™ Ausatemventils, durch ihren sehr hohen Tragekomfort



1861+

DMM 1861+ **FFP1, Typ II R, ohne Ventil**
max. Durchlassgrad: 22 %
Pack = 20 Stück

DMM 1862+ **FFP2, Typ II R, ohne Ventil**
max. Durchlassgrad: 8 %
Pack = 20 Stück



1862+

DMM 1863+ **FFP3, Typ II R, ohne Ventil**
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 20 Stück

DMM 1872V+ **FFP2, mit Ventil**
max. Durchlassgrad: 8 %
Pack = 10 Stück



1863+

DMM 1873V+ **FFP3, mit Ventil**
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 10 Stück

DMM 1883+ **FFP3, Typ II R, mit Spezialventil**
auch für OP-Bereich geeignet,
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 8 Stück



1872V+



1873V+



1883+



BER 6800
BER 6900

SCHUTZKLEIDUNG FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSTOFFE

berner

cleo® saphir Schutzkittel

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III Typ PB-[4]/Typ PB [4]-B zum Schutz gegen Chemikalien, Zytostatika & biologische Arbeitsstoffe, zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, bietet bewährten Teilkörperschutz mit Strickbündchen, vollständig geschlossener Vorderseite, extra langem Schnitt und hochgezogenem Halsausschnitt, fusselfarmes Material (gesponnenes Polypropylenvlies), Ärmel und Kittelvorderseite sind flüssigkeitsundurchlässig beschichtet (Polyethylen), somit wird eine Kontamination der Haut bzw. der Kleidung verhindert, praktischer Klettband-Verschluss im Nacken, Wickelbänder sowie eingearbeitete Strickbündchen in den Ärmeln mit 3-fach ultraschallgeschweißter Naht für eine höhere Schutzfunktion, unsteril

mittel für Körpergröße 164-176 cm

groß für Körpergröße 176-194 cm



BER 6000
BER 6001

BER 6200
BER 6300

cleo® saphir Schutzarmstulpen

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III Typ PB-[4]/Typ PB [4]-B zum Schutz gegen Chemikalien, Zytostatika & biologische Arbeitsstoffe, zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, fusselfarmes Material (Polypropylenvlies) mit flüssigkeitsundurchlässiger Beschichtung (Polyethylen), umfangreiche Permeationsprüfungen, mit Strickbündchen oder Gummizug, 3-fach ultraschallgeschweißte Nähte, kegelförmiger Schnitt

mit Strickbündchen

unsteril Pack = 50 Paar

steril Pack = 40 Paar

mit Gummizug

unsteril Pack = 50 Paar

steril Pack = 30 Paar

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSTOFFE

berner

Nitril Schutzhandschuhe Manu N

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III, zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Typ B, unsteril, Material: spezielle Nitrilmischung, extra dünn, für double gloving geeignet, beste Schutzeigenschaften: auch nach 8 Stunden kein Durchbruch bei den getesteten Zytostatika, puderfrei, allergenfrei, **Farbe: hellblau**
Pack = 100 Stück

Gr. 6 XS, sehr klein

Gr. 7 S, klein

Gr. 8 M, mittel

Gr. 9 L, groß

Gr. 10 XL, sehr groß

BER 3010
BER 3015
BER 3020
BER 3025
BER 3030



**SCHUTZHANDSCHUHE FÜR ZYTOSTATIKA
UND BIOLOGISCHE ARBEITSSTOFFE**

berner

Schutzhandschuhe Manu L

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III, zertifiziert nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Typ B, unsteril, Material: Naturlatex von höchster Qualität, hohe Materialstärken (Fingerbereich: $\geq 0,96$ mm, Handflächenbereich: $\geq 0,86$ mm, Handschuhschaft: $\geq 0,48$ mm) zum Erreichen einer großen Durchstichfestigkeit, anatomische Passform für ein optimales Tastgefühl, extra lang mit Rollrand, micro-rauhe Oberfläche im Finger- und Handflächenbereich für eine hohe Griffsicherheit, puderfrei, proteinarm, **Farbe: dunkelblau**, dadurch können eventuelle Beschädigungen schnell erkannt werden

Pack = 50 Paar

Gr. 6,5 S, klein

Gr. 7 S/M

Gr. 7,5 M, mittel

Gr. 8 M/L

Gr. 8,5 L, groß

Gr. 9 XL, X-groß

BER 4010
BER 4015
BER 4020
BER 4025
BER 4030
BER 4040



**ARBEITSUNTERLAGEN FÜR ZYTOSTATIKA
UND BIOLOGISCHE ARBEITSSTOFFE**

berner

Arbeitsunterlagen

speziell für die Verwendung in Sicherheitswerkbänken für Zytostatika und biologische Arbeitsstoffe entwickelt, darüber hinaus ist die Benutzung der Unterlagen während der Chemotherapie am Patienten empfehlenswert. Sie bestehen aus einer durchlässigen Oberschicht, deren netzartige Beschichtung eine stets trockene, standsichere und fusselarme Arbeitsfläche gewährleistet, einer extrem saugfähigen Mittelschicht, die schnellstens Flüssigkeiten aufnimmt und einer undurchlässigen Unterschicht, die ein Durchfeuchten auf die Arbeitsplatte verhindert. Dieses Drei-Schichten-System bietet ein Höchstmaß an Sicherheit beim Umgang mit Zytostatika und biologischen Arbeitsstoffen. Material: Polyethylen-Netz, "Air-laid"-Papier, Polyethylen-Folie, antistatisch, **Farbe: hellblau**

Pack = 50 Stück

unsteril, ca. 42 x 26 cm, 16,5 g/St.
steril, ca. 42 x 26 cm, 16,5 g/St.


unsteril, ca. 56 x 41 cm, 30 g/St.

BER 8000
BER 8001
BER 8100

Pack = 40 Stück

steril, ca. 56 x 41 cm, 30 g/St.

BER 8101



NOTFALL- UND REINIGUNGSSETS FÜR ZYTOSTATIKA**berner**

BER 4004

**SpillKit, Gr. Uni**

unterstützt und schützt den Anwender bei der Beseitigung von verschütteten Zytostatika. Es enthält alle nötigen Hilfsmittel für den persönlichen Schutz sowie eine "Schritt für Schritt"-Anwenderinformation, um mögliche Fehler bei Zytostatika-Unfällen zu vermeiden.

Inhalt:

1 Paar Zytostatika-Schutzhandschuhe	1 Stück ChemoSorb-Tuch
1 Paar Überhandschuhe	6 Reinigungstücher
1 Zytostatika-Schutzkittel	1 Abfallbeutel, blau
1 Paar Überschuhe	1 Abfallbeutel mit Aufdruck "Zytostatika - Sondermüll"
1 Schutzbrille mit Seitenschutz	2 Schnellverschlussbinder
1 partikelfiltrierende Halbmaske FFP3-D	1 Unfallberichtsformular
	1 Anwenderinformation

SCHUTZHANDSCHUHE**High Risk Pro Nitrilhandschuhe**

Chemikalienschutzhandschuhe (Typ A zertifiziert), extra lang, idealer Spritzschutz, beidhändige Passform, unsteril, puderfrei, gutes Tastempfinden, Schichtstärke Handfläche ca. 0,23 mm, hohe mechanische Belastbarkeit (Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit), sehr gut geeignet für den Einsatz im Rettungs- oder Polizeidienst, sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösungen und Wirkstoffen oder auch beim Umgang mit unterschiedlichen Chemikalien, AQL 0,65, die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004, PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, **Farbe: blau**, 30 cm lang
Pack = 50 Stück

Gr. S**Gr. M****Gr. L****Gr. XL****Gr. XXL****Gr. XXXL**

MEG 136420

MEG 136421

MEG 136422

MEG 136423

MEG 136424

MEG 136425



GESICHTSSCHUTZ



MEG 820325

Gesichtsschutz

dient dazu, den Gesichtsbereich und die damit verbundenen Schleimhäute (Augen, Nase, Mund) vor Spritzern von Körperflüssigkeiten, Aerosolen und kontaminierenden Tröpfchen zu schützen, für medizinisches Fachpersonal, das einer möglichen Kontamination durch Mikroorganismen ausgesetzt ist, Schildbreite: 285 mm, Gesamtlänge der Abschirmung: 245 mm



CHEMIKALIENSCHÜRZE



WEM 20281020

Chemikalien-Schutzschürze Guttasyn®

weiß, öldicht und säurefest, eingeschweißte und verstärkte Ösen, Nacken- und Seitenbänder aus Textil, Material: PVC-Mischgewebe, Stärke 0,5 mm, Größe: 80 x 100 cm, lebensmittelecht, kältebeständig bis ca. -30 °C, einsatzfähig von -10 °C bis +120 °C, waschbar bei 60 °C, keine chemische Reinigung



SCHUTZOVERALL



ZVG 30445-90

Overall Z2 Secutex Pro 5/6

eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungsbereiche, wie z.B. bei der Bau-, Alllasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft und ist ideal für Industrie- und Autolackierer etc., entspricht den Leistungsanforderungen für Schutzkleidung gegen Infektionserreger gemäß EN 14126

einzelner verpackt, weiß, Gr. 5 (XXL)

der secutex® pro 5/6 Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver, flüssiger Chemikalien. Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig, hoher Tragekomfort, großzügiger Schnitt, sehr gute Bewegungsfreiheit, das Material (Polypropylen und Polyethylen) ist weich, geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch, mit Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufig, mit Kapuze, Tailen-, Arm- und Bein-gummi, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III





MEG 128036
MEG 128037



MEG 128038
MEG 128039

INFEKTIONSSCHUTZKITTEL



Vlies-Infektionsschutzkittel

mit **Gummizugbündchen** an den Handgelenken, zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m², mit PE-Laminierung an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken und Taille
Beutel = 10 Stück

grün XL, ca. 140 x 130 cm (B x L)
gelb XL, ca. 140 x 130 cm (B x L)

Vlies-Infektionsschutzkittel

mit **Strickbündchen** an den Handgelenken, zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m², mit PE-Laminierung an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken und Taille
Beutel = 10 Stück

blau XL, ca. 140 x 135 cm (B x L)
gelb XL, ca. 140 x 135 cm (B x L)

ABDECKMATERIAL



MEG 128300



Bettenabdeckhauben

aus HDPE, 950 x 3200 x 0,01 mm, transparent, zum Schutz des frischen, fertiggestellten und wartenden Bettes, für problemloses Überspannen von Krankenhausbetten ohne elektrostatische Aufladung der Folie, Rolle auf 76er Hülsenkern
Rolle = 200 Stück

MEG 128310



Wandabroller

für Bettenabdeckhauben, platzsparende, einfach zu montierende Wandhalterung für eine bequeme und effiziente Handhabung der auf Rolle gewickelten Betten- und Nachttischabdeckhauben, für eine Rollenbreite von max. 100 cm geeignet, inkl. Befestigungsmaterial, Maße (L x B): 105 x 21 cm

INFEKTIONSSCHUTZSET

MEG 820150

Infektionsschutzset gelb/blau

zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, latexfrei, unsteril, zum Einmalgebrauch, bestehend aus:

- 1 Vlies-Schutzkittel XL, nach EN 14126, PE-Laminierung an Armen und Front, ca. 140 x 135 cm (B x L), gelb
- 1 Vlies-Mundschutz, 3-lagig, gelb, ca. 9 x 17,5 cm
- 1 Paar Vinyl-Handschuhe, Gr. M, semitransparent
- 1 Vlies-Haube, Typ Barett, gelb, ca. Ø 53 cm
- 1 Paar CPE-Überschuhe, blau, ca. 15 x 36 cm

**EINMAL-ÜBERSCHUHE**

MEG 128100

Überschuhe PVC-frei, blau, aus PE
antistatisch, geeignet für Labor und Lebensmittelindustrie
Pack = 100 Stück



MEG 128105

Überschuhe weiß, aus PP-Vlies
guter Halt auf rutschigen Böden, mit blau bedruckter Sohle, Maße: (LxB) ca. 40 x 20 cm, für Einsätze in Hygienebereichen, PSA Kategorie I gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG (überführt in PSA Verordnung EU 2016/425)
Beutel = 50 Stück

**OP-SOCKEN**

SAM 1.000.221

OP-Socken comfort


schlauchförmig gefertigt, mit rundgenähter Spitze sowie ohne Fersenabnähung, aus einem Baumwoll-Polyamidgemisch (Baumwollanteil über 80 %) hergestellt, angenehmer Tragekomfort, das gekettelte Bündchen verhindert ein Einschnüren und hält die OP-Socken sicher am Bein, durch die Produktion ohne Fersenabnähung entfällt das Sortieren nach der Wäsche
Beutel = 100 Stück



LIEGENBEZUG**Liegenbezug mit PU-Beschichtung**

mit Rundum-Gummizug, weiß,
Material: 40 % Polyester / 60 % Polyurethan,
waschbar bei 95°C (ohne Weichspüler), können mit
einem Desinfektionsmittel (Haut-, Hände- oder Kunst-
stoffdesinfektionsmittel) abgewaschen werden, zum
Schutz der Liege bzw. des Liegenbezuges bei An-
wendungen mit Öl oder wässrigen Lösungen (Ölmas-
sagen oder Anwendungen mit Ultraschallgel usw.)

65-80 x 200 cm



MEG 170804

LIEGENAUFLAGEN**Schutzlaken / Liegenauflagen aus Vlies**

weiß, 85 x 200 cm,
Material: PP-Faservlies (nonwoven)
Beutel = 20 Stück

MEG 170800



Schutzlaken

MEG 170805

Ölmassagetücher aus Vlies

weiß, mit PE-Beschichtung, 156 x 230 cm
Beutel = 10 Stück



Ölmassagetuch

MEG 170810

Fußauflagen aus Vlies

weiß, 42 x 60 cm
Beutel = 100 Stück



Fußauflage

MEG 170815

MEG 170816

Massageliegen-Gesichtsauflagen

weiß, zur hygienischen Abdeckung von Gesichtsaus-
schnitten in Behandlungsliegen bzw. Liegenbezügen
Beutel = 100 Stück

aus Vlies

30 x 21 cm X-Ausstattung

35 x 28 cm Y-Ausstattung

aus Soft-Vlies


ca. 400 x **waschbar** bei 95°C, die Auflagen lassen
sich nach der Wäsche leicht glatt streichen, X-Aus-
stattung

MEG 170818

30 x 21 cm Beutel = 50 Stück



Gesichtsauflage 35 x 28 cm



30 x 21 cm

PAPIER (HAND) TÜCHER



MEG 179030

Tork-Kosmetiktücher, 2-lagig
Zupfbox, Tissue, hochweiß, extra weiche Qualität, Tuchgröße **20 x 20,8 cm**
Karton = 30 Boxen à 100 Tücher



KIM 8826

KLEENEX® Kosmetiktücher (ovale Box)
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **20 x 21 cm**,
3-lagig, FSC-zertifiziert, 100% Frischzellstoff, hochwertige Kosmetiktücher, die elegante Box passt in jedes Ambiente, ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf ein edles Image Wert legen und die Weichheit und hohe Qualität zu schätzen wissen
Karton = 10 Boxen à 64 Tücher
(4 Motive lt. Abbildung sortiert)



KIM 8835

KLEENEX® Kosmetiktücher (Standardbox)
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **22 x 19 cm**,
2-lagig, FSC zertifiziert, 100% Frischzellstoff, für Pflege und Komfort, besonders weich und dabei reißfest, hoch saugfähig und vielseitig im Gebrauch, Karton = 21 Boxen à 100 Tücher



KIM 7558

KIMTECH™ SCIENCE™ Labortücher
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **20,5 x 20 cm**,
2-lagig, 100 % Frischzellstoff, zur Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen/Teile, zum Aufwischen von Flüssigkeiten, mehrlagig und daher sehr saugfähig, fusselarm zum Abstauben auch an schwierigen Stellen
Karton = 15 Boxen à 200 Tücher



KIM 7505

KIMTECH™ Pflegetücher
weiß, Tuchgröße **32 x 38 cm**, geprägt, Interfold (HYDROKNIT™-Material), widerstandsfähiges, voluminöses Tuch, angenehm im Gebrauch für hohen Pflegekomfort, sehr gute Hautverträglichkeit
Karton = 20 Beutel à 50 Tücher



DUSCHHAUBEN

MEG 199080

**Shampoo Hauben**

gebrauchsfertige, feuchte Duschhaube, Lotion wäscht und pflegt die Haare, ausspülen ist nicht erforderlich, alkohol- und parabenfrei, ph-hautneutral, einzeln verpackt, ideal für bettlägerige Menschen oder Patienten, nach Gebrauch Haare trocknen und kämmen
Karton = 24 Stück

**WASCHHANDSCHUHE**

MEG 940140.01

**Waschhandschuh 16 x 21 cm**


Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 380 g/m², 30 x 30 cm, weiß, waschbar bei 95°C, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100



MEG 199091

**Einmal-Waschhandschuhe 16 x 22 cm**

zur hygienischen Körperpflege, aus weißem, geprägten Airlaid-Material, reißfeste Qualität
Beutel = 50 Stück



MEG 199092

**Einmal-Waschhandschuhe Molton 15 x 22 cm**

besonders für die tägliche Reinigung in der Kranken- und Altenpflege sowie bei der Pflege inkontinenter Patienten geeignet, Material: Polyester/Viskose, ca. 75 g/m², altweiß
Beutel = 50 Stück



WASCHLAPPEN



MEG 940170

Seiflappen / kleine Handtücher

Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 380 g/m², 30 x 30 cm, weiß, waschbar bei 95°C, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100
Pack = 6 Stück




HANDTÜCHER



Uni-Walkfrottier, 100 % Baumwolle, 440 g/m², mit eleganter 3-Streifen-Webbordüre, waschbar, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100
50 x 100 cm

- MEG 940171.00 weiß
- MEG 940171.11 gold
- MEG 940171.14 vanille
- MEG 940171.33 bordeaux
- MEG 940171.39 altrosa
- MEG 940171.51 marine
- MEG 940171.53 taubenblau
- MEG 940171.54 petrol
- MEG 940171.70 natur
- MEG 940171.71 schoko
- MEG 940171.75 cappuccino
- MEG 940171.82 limone
- MEG 940171.90 silber
- MEG 940171.91 anthrazit



GÄSTETÜCHER



Uni-Walkfrottier, 100 % Baumwolle, 440 g/m², mit eleganter 3-Streifen-Webbordüre, waschbar, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100, Pack = 3 Stück
30 x 50 cm

- MEG 940175.00 weiß
- MEG 940175.11 gold
- MEG 940175.14 vanille
- MEG 940175.33 bordeaux
- MEG 940175.39 altrosa
- MEG 940175.51 marine
- MEG 940175.53 taubenblau
- MEG 940175.54 petrol
- MEG 940175.70 natur
- MEG 940175.71 schoko
- MEG 940175.75 cappuccino
- MEG 940175.82 limone
- MEG 940175.90 silber
- MEG 940175.91 anthrazit



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



MEG 163010

ZUNGENKREPP
Krepppapier

für viele medizinische Bereiche, perfekt in der HNO Medizin, zur hygienischen Fixierung der Zunge für eine freie Sicht auf den Nasen- und Rachenraum, naßverfestigt, Frischzellstoff ohne optische Aufheller, Rollendurchmesser ca. 90 mm, Breite ca. 60 mm, Gesamtlänge 25 m, ca. 150 Blatt/Rolle, Pack = 6 Rollen



MEG 173020

PATIENTENSCHUTZ
Einmal-Patientenserviettenhalter

weiß, 41 x 2,2 cm, größenflexibel, Material: Zellstoff/Polyester, elastisch, latexfrei, an den Enden Klebefolie zum Befestigen der Serviette
Pack = 250 Stück



MEG 173100

Servietten Typ Dental

40 x 40 cm, 2-lagig Tissue, 1/8 Falz, Frischzellstoff, ohne optische Aufheller, besonders weich und saugfähig, weiß
Pack = 250 Stück



MEG 173200

Servietten Nasskrepp Typ Dental

34 x 38 cm, 1-lagig, nassfeste Kreppqualität, ohne optische Aufheller, weiß
Pack = 1000 Stück



MEG 128060

LÄTZCHEN
PE-Lätzchen mit Auffangtasche, weiß

41 x 61 cm, zur Abdeckung der Kleidung im Brust- und Bauchbereich, geeignet für den Pflege- und Hygienebereich, Bänder zum Binden im Nacken, gehämmerte Polyäthylenfolie, ca. 20 µm, mit 9 cm Auffangtasche, Beutel = 100 Stück

PATIENTENSCHUTZ




Patientenumhänge

53 x 60 cm, Tissue/PE, bieten einen hohen Schutz vor Verunreinigungen, sind saugfähig (oben) und schützend (unten), 1 Lage Tissue und 1 Lage PE-Folie, zum Binden
Rolle = 80 Stück

- AKZ 106551.1
- AKZ 106551.2
- AKZ 106551.3
- AKZ 106551.4
- AKZ 106551.5
- AKZ 106551.6
- AKZ 106551.8
- AKZ 106551.9
- AKZ 106551.10
- AKZ 106551.11

- star white**
- magic blue**
- red burgundy**
- fresh grün**
- yellow sunshine**
- hot orange**
- pink panther**
- emerald green**
- laguna blue**
- lilac afterglow**



PATIENTENSCHUTZ




Patientenservietten

33 x 45 cm, 2-lagig, 1 Lage extrastarkes (25 g/m²), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie, geprägt und gefaltet, latexfrei. Die speziellen Eigenschaften der Materialien bieten höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit, um einen hohen Komfort zu garantieren
Karton = 10 x 50 Stück

- AKZ 173300
- AKZ 173301
- AKZ 173302
- AKZ 173303
- AKZ 173304
- AKZ 173306
- AKZ 173307
- AKZ 173308
- AKZ 173309

- star white (28 g/m²)**
- laguna blue**
- hot orange**
- magic blue**
- emerald green**
- pink panther**
- yellow sunshine**
- lilac afterglow**
- black**





AKZ 106500.5
AKZ 106500.6

PATIENTENSCHUTZ



Kopfstützenschoner

25 x 33 cm, Tissue/PE, zum Schutz des Patienten, aber auch der Kopfstütze vor Schweiß, Haarpflegemitteln etc., 1 Lage extrastarkes (**26 g/m²**), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie, geprägt und gefaltet, latexfrei
Karton = 500 Stück

yellow sunshine
hot orange



Kopfstützenschoner

25 x 33 cm, Tissue/PE, zum Schutz des Patienten, aber auch der Kopfstütze vor Schweiß, Haarpflegemitteln etc., 1 Lage starkes (**21 g/m²**), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie, geprägt und gefaltet, latexfrei
Karton = 500 Stück

weiß
magic blue
fresh green
pink panther
emerald green
laguna blue
lilac afterglow



AKZ 106501.1
AKZ 106501.2
AKZ 106501.4
AKZ 106501.8
AKZ 106501.9
AKZ 106501.10
AKZ 106501.11



ÄRZTEKREPP



Fripa-med "nova-line"

1-lagig, hochweiß, 100% Zellstoff, äußerst strapazierfähig, reiß- und nassfest, angenehm weich, einzeln in Folie verpackt

Vorteile: seltener nachfüllen, dank mehr Laufmetern pro Rolle, bessere Nutzung des Lagerplatzes, weniger Abfall durch reduziertes Rollengewicht, Ressourcenschonend

Länge: 100 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5013907 39 cm
 FRI 5015007 50 cm
 FRI 5015507 55 cm
 FRI 5015907 59 cm



Fripa-med "basic-line"

1-lagig weiß, Recyclingqualität
 Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053903 39 cm
 FRI 5055002 50 cm
 FRI 5055503 55 cm
 FRI 5055900 59 cm



Fripa-med "classic-line"

1-lagig, hochweiß, 100% Frischzellstoff
 Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053902 39 cm
 FRI 5055001 50 cm
 FRI 5055502 55 cm
 FRI 5055901 59 cm




Fripa-med "duo-line+"

2-lagig, hochweiß, 100% Frischzellstoff
 Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053908 39 cm
 FRI 5055006 50 cm
 FRI 5055501 55 cm
 FRI 5055906 59 cm





Struktur Semikrepp Premier

AKZ 370505

ÄRZTEKREPP

Semikrepp Premier, 40 x 40 cm
Liegenauflage auf hohem Qualitätsniveau,
hautfreundlich, auch in feuchtem Zustand reiß-
fest, hergestellt aus chlorfrei gebleichten Roh-
stoffen (100% Zellstoff), 47 g/m², **1-lagig**
Karton = 1 000 Bogen



Medikrepp- u. Semikrepp Premier

AKZ 370430

Medikrepp Premier, 40 x 40 cm
besonders stabile Liegenauflage, die hoher
Beanspruchung standhält, reißfest in nassem
und trockenem Zustand, hautfreundlich, her-
gestellt aus chlorfrei gebleichten Rohstoffen
(100% Zellstoff), 70 g/m², **1-lagig**
Karton = 1 000 Bogen



AKZ 370605
AKZ 370610
AKZ 370615
AKZ 370620

ÄRZTEKREPP

AltaQ 1 Liegenauflagen (Tissue)
undurchlässig für Feuchtigkeit aufgrund rückseitiger
PE-Folie, weich und hautfreundlich, reißfest

1-lagig, Perforation 30 cm, Länge **50 m**
Karton = 6 Rollen

39 cm
50 cm
55 cm
59 cm



AKZ 370625
AKZ 370630
AKZ 370635

AltaQ 2 Liegenauflagen (Tissue)
flächendeckende Prägung für besondere Stabilität,
hautfreundlich, saugfähig, verhindert das Durchdringen
von Flüssigkeit aufgrund rückseitiger PE-Folie
(Tissue weiß, PE-Beschichtung hellgrün)

2-lagig, Perforation 60 cm, Länge **50 m**
Karton = 6 Rollen

40 cm
50 cm
60 cm

ÄRZTEKREPP

KIM 7056

SCOTT® Wandhalter für Kleinrollen

bis 50 cm Breite, aus Kunststoff, weiß,
Maße (LxBxH): 14,8 x 56 x 15 cm, passend
für Kimberly Produkte: **6026, 6003, 7161**

**Weißer Ärzterollen**

weiches Tissue, 100 % Recyclingmaterial; für
Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Praxen,
Gesundheits- und Schönheitspflege; überall dort,
wo auf Qualität und Komfort Wert gelegt wird

1-lagig

KIM 7160

SCOTT® Essential, 38,5 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 200 Tücher

KIM 7161

SCOTT® Essential, 50 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 190 Tücher

KIM 7162

SCOTT® Essential 59, 59 x 37 cm
Karton = 6 Rollen à 198 Tücher

**2-lagig**

KIM 6003

SCOTT® Extra, 51 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 130 Tücher

KIM 6004

SCOTT® Extra, 59 x 37 cm
Karton = 6 Rollen à 135 Tücher

**SCOTT® Ultra Ärzterollen**

weiches, weißes Tissue, für medizinische Praxen
und Kliniken, die ihren Patienten höchsten Komfort
bieten möchten

3-lagig, weiß

Karton = 6 Rollen à 135 Tücher, 50 m Rolle

KIM 6026

SCOTT® Ultra, 50 x 37 cm

KIM 6027

SCOTT® Ultra, 59 x 37 cm





MEG 170640
MEG 170650



MEG 170539
MEG 170550
MEG 170555
MEG 170559

ÄRZTEKREPP



2-lagig, weiß, reiner Zellstoff

Perforation: 38 cm, strapazier- und saugfähig

Karton = 6 Rollen

150 m x 39 cm

150 m x 50 cm

Karton = 4 Rollen

150 m x 55 cm

150 m x 59 cm

2-lagig, weiß, Tissue

100 % Recycling-Material ungebleicht,

mit Punkt-zu-Punkt-Prägung, Perforation: 38 cm

Karton = 9 Rollen

50 m x 39 cm

50 m x 50 cm

50 m x 55 cm

50 m x 59 cm



FRI 2340002

HANDTUCHSPENDER



FRI 2340002

Handtuchspender **Metall, groß**

Maße (BxHxT): 27 x 35 x 13 cm, passend
für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate

FRI 2340048

Handtuchspender **Kunststoff, klein**

Maße (BxHxT): 30 x 21 x 15,7 cm, passend
für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate

FRI 2340038

Handtuchspender **Kunststoff, groß**

Maße (BxHxT): 31,5 x 39 x 15,7 cm, passend
für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate



FRI 2340038



FRI 2340048

HANDTUCHSPENDER

OPH 801400

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS15A**

aus silber eloxiertem Aluminium, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 300 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz in der Metallfrontplatte abschließbar, Maße: B 27,5 x H 18,5 x T 13,0 cm



OPH 778900

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS31A**

aus silber eloxiertem Aluminium, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-, Interfalz und C-Faltung, für ca. 750 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz in der Metallfrontplatte, abschließbar, Maße: B 27,5 x H 35,5 x T 13,0 cm



OPH 1416424

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS3A**

aus silber eloxiertem Aluminium, transparente Frontklappe in Satin-Optik, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 750 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch transparente Front, abschließbar, Maße: B 27,5 x H 35,5 x T 13,0 cm



OPH 1412267

**Papierhandtuchspender
SanTRAL HSU15E**

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 250 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, abschließbar, Maße: B 27,8 x H 20,0 x T 13,2 cm



HANDTUCHSPENDER


Falhandtuchspender, Edelstahl matt gebürstet für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz, abschließbar mit Schlüssel, mit abgeschrägter Oberfläche



MEG 289.2001

H 20,3 x B 25,3 x T 12 cm
für ca. 250 bis 500 Blatt

MEG 289.2000

H 37,0 x B 25,3 x T 12 cm
für ca. 400 bis 800 Blatt

Füllstandskontrolle

**HANDTUCHSPENDER**


Falhandtuchspender, Kunststoff Softtouch Oberfläche, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold, für ca. 400 bis 800 Blatt, mit praktischem Sichtfenster, abschließbar mit Schlüssel
Maße (HxBxT): 40 x 29 x 13 cm



MEG 289.2005

schwarz

MEG 289.2006

weiß

HANDTUCHSPENDER

KIM 6956

AQUARIUS* Handtuchspender, klein
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, Wandmontage, dosierter Verbrauch durch Einzelblattentnahme, jederzeit nachfüllbar für kontinuierliche Bevorratung, mit Adapter, für Interfold Papier
Maße (HxBxT): 15,9 x 28,7 x 14 cm



KIM U7023

AQUARIUS* Multifold Handtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, mit Sichtfenster, kosteneffizientes Handtuchsystem, hygienische Einzeltuchentnahme, einfache Wartung und Befüllung für kontinuierliche und zuverlässige Bevorratung
Maße (HxBxT): 45,1 x 29,4 x 12 cm



KIM 6945

KIM 6945

AQUARIUS* Handtuchspender Interfold
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, mit Sichtfenster, kosteneffizientes Handtuchsystem, hygienische Einzeltuchentnahme, einfache Wartung und Befüllung für kontinuierliche und zuverlässige Bevorratung, Überfüllungsschutz
Maße (HxBxT): 39,9 x 26,5 x 14 cm



KIM 7955

AQUARIUS™ Slimroll™ Rollenhandtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, **weiß**, mit Sichtfenster, keine Schmutzfallen, verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen Effizienz und Hygiene wichtig sind
Maße (HxBxT): 32,4 x 29,7 x 19,2 cm



KIM 7956

AQUARIUS™ Slimroll™ Rollenhandtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, **schwarz**, mit Sichtfenster, keine Schmutzfallen, verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen Effizienz und Hygiene wichtig sind
Maße (HxBxT): 32,4 x 29,7 x 19,2 cm



PAPIER (HAND) TÜCHER**KLEENEX® Ultra Handtücher**

2-lagig, FSC zertifiziert, weiß, aus AIRFLEX™ Material, schnellsaugend, garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit ein effizientes und hautschonendes Trocknen der Hände



KIM 6789

Klein, 21,5 x 21 cm, interfold für eine kontrollierte Entnahme
Karton = 15 x 186 Tücher

KIM 6778

Medium, 31,5 x 21,5 cm, interfold für eine kontrollierte Entnahme
Karton = 15 x 124 Tücher



KIM 6669

SCOTT® ESSENTIAL™ Große Falthandtücher

1-lagig, weiß, aus AIRFLEX™ Material, besonders weiches und saugstarkes Material, sind im nassen Zustand besonders reißfest und weichen nicht auf, EU-Umweltzeichen

Medium, 31,5 x 20 cm, interfold für eine kontrollierte Entnahme
Karton = 15 x 240 Tücher



KIM 6710

KLEENEX® Ultra Falthandtücher

3-lagig, sanfte, weiße Handtücher aus AIRFLEX™ Material, weich und hoch saugfähig, für die Pflege in exklusiven Waschräumen, EU-Umweltzeichen

Medium, 21,5 x 31,8 cm, interfold für eine kontrollierte Entnahme
Karton = 15 x 96 Tücher



KIM 4633

KLEENEX® Ultra Multifold Handtücher

2-lagig, weiß, FSC-zertifiziert, mit Markenprägung, aus AIRFLEX™-Material, reißfest (selbst in nassem Zustand), Multifold-Faltung: die Handtücher fallen nicht unkontrolliert aus dem Spender heraus

Klein, 24,1 x 19,1 cm, Multifold
Karton = 18 x 150 Tücher

PAPIER (HAND) TÜCHER

KIM 6812

HOSTESS™ Natura™ Handtücher

2-lagig, weiß, 100 % Recyclingqualität,
Blauer Engel, für stark frequentierte Waschräume
in Arbeitsumgebungen und im öffentlichen Bereich
Groß, 50 x 25 cm, C-Falzung
Karton = 20 x 84 Tücher



KIM 6663

SCOTT® Control™ Falthandtücher

1-lagig, weiß, aus AIRFLEX™ Material, reißfest
(auch in nassem Zustand) und besonders saugfähig,
EU-Umweltzeichen, interfold für eine kontrollierte
Entnahme
21,5 x 31,5 cm
Karton = 15 x 212 Tücher



KIM 6617

SCOTT® Essential™ Handtücher

1-lagig, aus besonders saugfähigem AIRFLEX™
Material, für stark frequentierte Waschräume, FSC-
zertifiziert, interfold für eine kontrollierte Entnahme
21 x 20 cm
Karton = 15 x 340 Tücher



KIM 6220

WYPALL® Reach Papierwischtücher

1-lagig, blau, für die Reinigung im Service & Einzel-
handel, Airflex™-Technologie bietet außergewöhnliche
Festigkeit und Saugfähigkeit, kompatibel mit dem trag-
baren Spender (6221), die Rolle bleibt geschützt und
erschwert damit eine Übertragung von Bakterien
38 x 18,3 cm
Beutel = 6 Rollen à 280 Wischtücher



KIM 6623

**SCOTT® Control
Slimroll™ Rollenhandtücher**

1-lagig, weiß, mit Markenprägung, AIRFLEX™
Material bleibt bei Nässe stark und verhindert so
ein Reißen, während die weiche und angenehme
Struktur beibehalten wird, EU-Umweltzeichen
Rolle 19,8 cm x 165 m
Beutel = 6 Rollen



PAPIER (HAND) TÜCHER

MEG 172202



natur, 1-lagig, 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 100 % Recycling-
 Material, Zick-Zack-gefaltet
 Karton = 20 Pack à 230 Blatt



MEG 172201

weiß, 2-lagig, ca. 22 x 32 cm
 Papierhandtücher, Vollentfaltung, Tissue,
 mit Punkt zu Punkt Prägung
 Karton = 20 Pack à 160 Blatt



MEG 172203

hochweiß, 3-lagig, ca. 22 x 42 cm
 Papierhandtücher, Vollentfaltung, reiner
 Zellstoff, Tissue, mit Punkt zu Punkt Prägung
 Karton = 20 Pack à 100 Blatt



ZVG 15422-04



natur, Tissue 2-lagig, 23,5 x 23 cm
 Papierhandtücher, zick-zack-gefaltet,
 100% Recycling-Material
 Karton = 20 Pack à 160 Blatt



MEG 172212



natur, 4-lagig, 27 x 32 cm
 Mehrwecktücher, saugstark, naßfest
 Karton = 20 Pack à 50 Blatt



MEG 172211

weiß, 2-lagig, 21 x 22 cm
 Mehrwecktücher, extra weich, Zufbox
 Karton = 30 Boxen à 150 Blatt

PAPIER (HAND) TÜCHER

FRI 4111102

Fripa Plus naturell 25 x 33 cm
 Papierhandtücher, 1-lagig, Recyclingqualität,
 C-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 180 Stück



FRI 4011103

Fripa Plus naturell 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 1-lagig, Recyclingqualität,
 V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4021101

Fripa Verde 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 1-lagig, grün, Recycling-
 qualität, V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4131102

Fripa Ideal hochweiß 25 x 33 cm
 Papierhandtücher, 1-lagig, Zellstoff-Mix, C-Falz
 Karton = 20 x 180 Stück



FRI 4031101

Fripa Ideal hochweiß 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 1-lagig, Zellstoff-Mix, V-Falz
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4012104

Fripa Eco 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 2-lagig, weiß, Recycling-
 qualität, V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 160 Stück



FRI 4042102

Fripa Comfort 25 x 23 cm
 Papierhandtücher, 2-lagig, hochweiß,
 100 % Zellstoff, V-Falz
 Karton = 20 x 160 Stück





FRI 3072001

KÜCHENROLLEN**Easy, 2-lagig**

Haushaltstücher aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Tissue hochweiß, FSC-zertifiziert, Blattformat ca. 23 x 21,5 cm
Beutel = 14 Pack à 2 Rollen à 96 Blatt



FRI 3014006

Wischfix 3-lagig

Haushaltstücher aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Tissue hochweiß, FSC-zertifiziert, Blattformat ca. 26 x 24 cm
Beutel = 8 Pack à 4 Rollen à 51 Blatt



FRI 3204002

Coussina 3-lagig

Haushaltstücher aus Recyclingqualität, Tissue weiß, Blattformat ca. 26 x 24 cm
Beutel = 8 Pack à 4 Rollen à 51 Blatt



MEG 179045

TASCHENTÜCHER**Taschentücher „mach mit“**

weiß, weiche, reißfeste Qualität,
100% Recyclingpapier
Karton = 225 Pack à 10 Stück



MEG 171051

TOILETTPAPIER**Tork Universal Toilettenpapier
2-lagig, weiß**

Beutel = 8 Pack à 8 x 250 Blatt



MEG 171052

**Tork Toilettenpapier Premium Toilet Soft
3-lagig, extra weiche reißfeste Qualität,**

hochweiß, Waffelprägung
Beutel = 9 Pack à 8 x 250 Blatt

TOILETTPAPIERSPENDER

FRI 2314011

Toilettenpapierspender

Kunststoff weiß, für 2 Rollen

Maße (BxHxT): ca. 25,7 x 17,5 x 16,5 cm

TOILETTPAPIER

FRI 1510805

Toilettenpapier basic

2-lagig, Recyclingqualität, Tissue weiß mit Dekorprägung, Blattformat: ca. 10 x 12 cm, Blauer Engel nach RAL-UZ 5

Beutel = 8 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt

**Toilettenpapier Edina****aus 100% Frischzellstoff, PEFC-zertifiziert**

FRI 1010810

3-lagig, Zellstoff, Tissue, hochweiß mit Dekorprägung und wirtschaftlichem Blattformat: ca. 9,4 x 11 cm

Beutel = 9 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt



FRI 1010809

2-lagig, Zellstoff, Tissue, hochweiß mit Dekorprägung und wirtschaftlichem Blattformat: ca. 9,4 x 11 cm, **besonders ergiebig dank 400 Blatt pro Rolle**

Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 400 Blatt

**Tissue-Toilettenpapier select****aus 100% Frischzellstoff, PEFC-zertifiziert**

FRI 1030806

3-lagiges, weiches Tissue-Toilettenpapier, hochweiß, **mit besonders großem Blattformat ca. 10 x 14 cm** und hübscher Dekorprägung

Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt



FRI 1030807

3-lagiges, weiches Tissue-Toilettenpapier, hochweiß, mit besonders großem Blattformat ca. 10 x 13 cm und hübscher Dekorprägung, **besonders weich dank TAE® Spezialprägung**

Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 180 Blatt



FRI 1040801

4-lagiges, luxuriöses, weiches Tissue-Toilettenpapier, hochweiß, **mit besonders großem Blattformat ca. 10 x 14 cm** und hübscher Dekorprägung

Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 160 Blatt



HEIßLUFT-STERILISATOREN

EMAG

EMI 60078

Emmi-steri 15

ein mobiles Umluft-Sterilisationsgerät, welches die gesetzlich vorgeschriebene Sterilisation der bei der Nagelmodellage und Fußpflege verwendeten Werkzeuge (wie z.B. Feilen, Cutter, Fräser etc) zuverlässig ausführt. Abtötung der Bakterien durch 180°C Heißluft, einfaches Herausnehmen der Instrumente durch Edelstahl-Einsatzkorb
Korbmaße 23 x 11 x 2,8 cm
Leistungsaufnahme ca. 250 W



STERILISATOREN

EUROKLAV - VACUKLAV - AUTOKLAV

MELAG

der Autoklav verfügt über vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Sterilisationsabläufe; die Dokumentation kann über den anschließbaren Nadeldrucker MELAprint® 44, den MELAflash-Kartenschreiber oder die MELAnet-Box direkt an das Praxisnetzwerk erfolgen

MLG ME10056

Euroklav® 23VS+

stellt eine gute Alternative für Praxen dar, die nicht mit einem B-Verfahren (fraktioniertes Vor- und Nachvakuum) arbeiten müssen, aber trotzdem normgerecht sterilisieren möchten
Druck: 1,1 bar = 121°C oder 2,1 bar = 134°C

MLG ME10053

Vacuklav 23 B+

Hohlkörperinstrumente, Textilien und aufwendig verpackte Güter stellen höhere Anforderungen an den Sterilisationsprozess. Hier sollte ein „B“-Klasse-Autoklav zum Einsatz kommen
Druck: 1,1 bar = 121°C oder 2,1 bar = 134°C

MLG ME00230

Tablett für Autoklav Typ 23, Euroklav 23VS+, 23B+



ZUBEHÖR FÜR MELAG STERILISATOREN

MELAG

MLG ME01080

MELAcontrol®

Chargenkontroll-System inkl. Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen, es dient zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktion des fraktionierten Vor-Vakuums eines Klasse B-Autoklaven (auch Cliniklav 25/45)



STERILISATIONSKONTROLLE

STERIS / BROWNE

STE AB101

BROWNE Dampfdurchdringungstest

das einzigartige, patentierte Verfahren des AB101 Dampfdurchdringungstest für poröse und Hohlkörperkonfigurationen wendet die Prinzipien der porösen und der Hohlkörpercharge in direkter Abfolge an. Der AB101 wurde speziell dafür entwickelt und getestet, die zügige und gleichmäßige Dampfdurchdringung bei sowohl porösem als auch hohlem Sterilgut nachzuweisen, was impliziert, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase entfernt wurden. Einfach in Anwendung und wiederverwendbar (bis zu 400 Zyklen), DIN EN ISO 17665-1, Prozessparameter: 134 °C – 137 °C für bis zu 3,5 Min. Entspricht DIN EN ISO 11140-4, Typ 2 Packung = 1 Prüfkörper und 400 Indikatoren

Funktionsweise



STE 2304AB

BROWNE Prüfanschmutzungstest

der BROWNE-Prüfanschmutzungstest für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte simuliert die Verunreinigung, die gewöhnlich während der Verwendung im OP vorkommt, und funktioniert ähnlich wie der „Edinburgh Soil“-Test. Mit dem BROWNE-Prüfanschmutzungstest wird die Wirksamkeit des Reinigungsgeräts gemäß den Vorgaben der Norm ISO/TS 15883-5 nachgewiesen. Das BROWNE-Testmaterial wird in Pulverform im Testbehälter geliefert, einfach zu mischen, praktisch in der Anwendung. Ein Behälter dient der Durchführung eines Tests Pack = 10 Behälter



STE 2341AB

BROWNE TST Control

die BROWNE TST Control™-Emulsionsindikatoren werden für die spezifischen Zyklusparameter des Sterilisators kalibriert und von unabhängiger Stelle gemäß den Leistungskriterien der Norm DIN EN ISO 11140-1, Klasse 6 getestet. Wenn der TST Control™-Emulsionsindikator einen bestandenen Test anzeigt, ist nachgewiesen, dass die zur Sterilisation erforderlichen Bedingungen gegeben waren. Testparameter: 134 °C - 4 Min. und 121 °C - 12 Min. für die Dampfsterilisation Pack = 100 Teste



STERILISATIONSKONTROLLE


STE 2352AB

TST Bowie-Dick Einmaltestpaket

wenn der chemische Indikatorbogen im Zentrum des Pakets einer bestimmten Kombination von Temperatur und Dampf über einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt wird, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu dunkelblau/violett. Wenn keine Luft oder sonstige nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind, dringt der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket ein und der Indikator zeigt einen gleichförmigen Farbumschlag. Sind dagegen Luft oder sonstige nicht kondensierbare Gase vorhanden, sammeln sich diese zur Mitte der Packung hin als Luft- bzw. Gaseinschluss an und bewirken einen ungleichmäßigen Farbumschlag des Indikators. Auf dem Indikatorbogen sind deutliche gelbe oder braune Verfärbungen sichtbar. Testparameter: 134°C bis 137°C bei einer Haltezeit von max. 3,5 Minuten
Pack = 20 Teste

**TST Load Check Chargenkontrolle**

die Chargenkontrolle ist so konzipiert, dass es nur bei einer guten Dampfdurchdringungsleistung des Sterilisators vom Dampf durchdrungen wird. Wenn der Indikator im Prüfkörper der definierten Kombination von Temperatur und Dampf über den vorgegebenen Zeitraum ausgesetzt wird, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu blau/violett
Set = 1 Helix und 400 Indikatoren



STE 3783AB

Chargenkontrolle

134°C - 3,5 Min. für die Dampfsterilisation

STE 3778AB

Chargenkontrolle


134°C - 5,3 Min. / 121°C - 15 Min. für die Dampfsterilisation



STE 3780AB

TST Control Helix-Prüfkörper

mit diesem Process Challenge Device (PCD) für Hohlkörperinstrumente wird die Entlüftungsleistung (Dampfdurchdringungsleistung) kleiner Dampfsterilisatoren vom Typ B überprüft. Die Indikatorstreifen sind mit einem abziehbaren, selbstklebenden Träger versehen, so dass das Indikatorergebnis in ein Dokumentationsbuch eingeklebt werden kann. Die Lebensdauer der TST Control Helix ist begrenzt, so dass jeweils nach Anwendung von 250 Indikatoren der Prüfkörper ersetzt werden muss. Die Einhaltung dieses Austauschintervalls ist wichtig, da ein defekter Prüfkörper zu verfälschten Testergebnissen führen kann
Set = 1 Helix und 250 Indikatoren





MLG ME01081

ZUBEHÖR FÜR MELAG STERILISATOREN**MELAG****Chamber Protect Kesselreinigungs-Set**

kraftvoller Reiniger (500 ml) mit 50 fusselfreien Tüchern und 1 Mikrofaser Tuch, besonders materialschonend für Kessel und Dichtungen, durch umfangreiche Materialverträglichkeitstests geprüft, ideal abgestimmt auf alle MELAG Autoklaven

SIEGELGERÄTE UND ZUBEHÖR**MELAG**

MLG ME10211

**MELAseal® 100+**

dauerbeheiztes Siegelgerät für Klarsicht-Sterilisationsverpackungen, wie z.B. MELAfol®. Nach 2 Minuten Aufheizphase ist es im Dauerbetrieb einsetzbar, der einwandfreie Siegelvorgang wird vom Gerät überwacht, bei Fehlbedienung erfolgt ein optisches und akustisches Signal, Gewicht: 5,4 kg
Maße (BxTxH): 41,5 x 24 x 15 cm

MELAG

MLG ME10120



MELAseal® 200 mit RH „komfort“

MELAseal® 200

das validierbare Balkensiegelgerät, Normkonform nach EN ISO 11607-2, ist das bedienungsfreundliche Allround-Gerät für alle Praxen, einsatzbereit nach nur ca. 90 Sekunden Aufheizzeit, die Siegelzeit beträgt drei Sekunden, die Folien können ohne Unterbrechung gesiegelt werden, verfügt über eine Benutzerverwaltung, einen Wartungszähler, eine Seal Check Funktion und einen Energiesparmodus mit stand-by Funktion, die Dokumentation erfolgt über zwei USB-Schnittstellen, eine zur direkten PC-Anbindung, Lieferumfang inkl. USB-Stick 8 GB
Maße (BxTxH): 41,5 x 24 x 15 cm
Gewicht: 5,4 kg

MLG ME10117

MLG ME10111

MLG ME10108

Gerät-Rollenhalter „standard“**Gerät-Rollenhalter „komfort“****Gerät-Rollenhalter „Deluxe“**

Die Rollenhalter sind für MELAseal® 100+ und MELAseal® 200 verwendbar!



Gerät-Rollenhalter „Deluxe“



Gerät-Rollenhalter „standard“

SIEGELGERÄTE UND ZUBEHÖR**MELAG**
Medizinische Geräte

MLG ME10010

MELAseal® Pro Durchlauf-Siegelgerät für Praxen, in denen größere Mengen an Verpackungen versiegelt werden und in denen die Erstellung der Siegelnaht dokumentiert werden soll bzw. muss, nach EN 11607-2 validierbar, zwei Minuten nach Einschalten des Gerätes betriebsbereit, danach können Verpackungen (z.B. MELAfo®) ohne Pausenzeiten versiegelt werden, die Dokumentation kann über die serielle Schnittstelle mit MELAflash®, MELAprint® 44 oder durch den Anschluss an den Praxis-PC erfolgen
Maße (BxTxH): 46 x 29,5 x 15,5 cm
Gewicht: 11,4 kg



MELAseal® Pro

MLG ME00118

Arbeits Tisch „komfort“

MLG ME00119

Arbeits Tisch „standard“

MLG ME00116

Rollenhalter

zur Wandmontage, mit Abschneidevorrichtung

MLG ME71490

Fuß für Rollenhalter

zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte



Rollenhalter



Arbeits Tisch „komfort“



Arbeits Tisch „standard“

MLG ME01079

MELAG Seal Check

zur Überprüfung der Siegelfähigkeit des Siegelgerätes. Mit dem korrekten Verschmelzen der inneren Folienschicht und dessen richtigen Andruck auf dem Papier wird eine vollflächige Siegelnaht erzeugt. Nicht ausreichende Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden sichtbar
Pack = 100 Teststreifen

**DOKUMENTATIONSHILFE****MELAG**
Medizinische Geräte

MLG ME01095

MELAdoc® Etikettierer

für Sterilisierverpackungen, die Etiketten werden nach der Sterilisation als Kennzeichnung der Freigabe auf die Sterilisierverpackungen geklebt. Sie enthalten Angaben über: Sterilisierdatum, Verfalldatum, Bedienungsperson und Chargennummer des Sterilisationszyklus, Lieferung inkl. Farbwalze und 1 Rolle à 750 Etiketten



Steri-Peel-Pack®-VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablett, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.

Das Papier entspricht den Anforderungen der ISO 11607/EN868. Es besteht aus Papier 68 g/m² und Folie 12 µPET/38 µPP, **3 Indikatoren** für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation. Nicht geeignet für Heißluft-, Gamma- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation.

BEUTEL**Steri-Peel-Pack®****Steri-Beutel ohne Falte**

MEG 300525	50 x 250 mm
MEG 300715	75 x 150 mm
MEG 300727	75 x 270 mm
MEG 301020	100 x 200 mm
MEG 301030	100 x 300 mm
MEG 301520	150 x 200 mm
MEG 301527	150 x 270 mm
MEG 301530	150 x 300 mm
MEG 301540	150 x 400 mm
MEG 302027	200 x 270 mm
MEG 302235	225 x 350 mm
MEG 302540	250 x 400 mm
MEG 302550	250 x 500 mm
MEG 303048	300 x 480 mm

Steri-Beutel mit Falte

MEG 311030	100 x 300 mm
MEG 312038	200 x 400 mm
MEG 311540	150 x 400 mm
MEG 312547	250 x 480 mm

Steri-Beutel ohne Falte, selbstklebend

selbstklebende Klarsichtbeutel mit manuell verschließbarem Selbstklebestreifen (Breite 19 mm) Eingriffsöffnung für leichteres Öffnen durch peelen. Mit Dampf- und EO-Gas-Indikator

MEG 355005	60 x 100 mm
MEG 355010	90 x 140 mm
MEG 355015	90 x 203 mm
MEG 355020	90 x 230 mm
MEG 355030	130 x 254 mm
MEG 355035	130 x 356 mm
MEG 355040	200 x 330 mm
MEG 355045	300 x 390 mm

Steri-Peel-Pack®-VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablets, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.

Das Papier entspricht den Anforderungen der ISO 11607/EN868. Es besteht aus Papier 68 g/m² und Folie 12 mμPET/38 mμPP, **3 Indikatoren** für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation. Nicht geeignet für Heißluft-, Gamma- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation.

ROLLENWARE

Steri-Rolle ohne Falte

MEG 320050	50 mm x 200 m
MEG 320075	75 mm x 200 m
MEG 320100	100 mm x 200 m
MEG 320150	150 mm x 200 m
MEG 320200	200 mm x 200 m
MEG 320250	250 mm x 200 m
MEG 320300	300 mm x 200 m
MEG 320400	400 mm x 200 m

Steri-Rolle mit Falte

MEG 330075	75 mm x 100 m
MEG 330100	100 mm x 100 m
MEG 330150	150 mm x 100 m
MEG 330200	200 mm x 100 m
MEG 330250	250 mm x 100 m
MEG 330300	300 mm x 100 m



STERILISIERVERPACKUNG

MELAG

MELAfol® Sterilisierverpackung

nach Europa-Norm EN 868-5, mit Behandlungsindikator, der sich bei der Sterilisation von rosa nach braun verfärbt

MLG ME00502	MELAfol® 502	5 cm x 200 m
MLG ME00752	MELAfol® 752	7,5 cm x 200 m
MLG ME01002	MELAfol® 1002	10 cm x 200 m
MLG ME01502	MELAfol® 1502	15 cm x 200 m
MLG ME02002	MELAfol® 2002	20 cm x 200 m
MLG ME02502	MELAfol® 2502	25 cm x 200 m




STERILISIERPAPIER**BOGENFORMATE****Sterilisierpapier Premier**

das gekreppte Spezialpapier für die Verpackung in der Sterilisation, hydrophob, für Dampf-, Gas- und Gamma-Sterilisation, Qualität: gem. EN 868, Flächengewicht: 60 g/m², fussselfrei



AKZ 369980	40 x 40 cm
AKZ 370000	50 x 50 cm
AKZ 370010	60 x 60 cm
AKZ 370020	75 x 75 cm
AKZ 370025	80 x 80 cm
AKZ 370030	90 x 90 cm
AKZ 370040	100 x 100 cm
AKZ 370050	120 x 120 cm



AKZ 370060	40 x 40 cm
AKZ 370070	50 x 50 cm
AKZ 370080	60 x 60 cm
AKZ 370090	75 x 75 cm
AKZ 370100	80 x 80 cm
AKZ 370110	90 x 90 cm
AKZ 370120	100 x 100 cm

Sterilisierpapier grün gekreppt

AKZ 370200	50 cm / 100 m
AKZ 370205	75 cm / 100 m
AKZ 370210	100 cm / 100 m

**ROLLENFORMATE****Sterilisierpapier weiß gekreppt**

AKZ 370200	50 cm / 100 m
AKZ 370205	75 cm / 100 m
AKZ 370210	100 cm / 100 m



AKZ 370215	50 cm / 100 m
AKZ 370220	60 cm / 100 m
AKZ 370225	75 cm / 100 m
AKZ 370230	100 cm / 100 m

Sterilisierpapier grün gekreppt

AKZ 370215	50 cm / 100 m
AKZ 370220	60 cm / 100 m
AKZ 370225	75 cm / 100 m
AKZ 370230	100 cm / 100 m

STERILISATIONSKLEBEBAND



Sterilisationsklebeband

zum Verschließen und zur Sterilisationskontrolle,
Breite 19 mm, Länge 50 m

MEG 340001	ohne Indikator	Abb. 4
MEG 340003	mit Indikator - Dampf	Abb. 2
MEG 340004	mit Indikator - Heißluft	Abb. 1
MEG 340000	mit Indikator - Dampf	Abb. 5
MEG 340006	mit Indikator - Dampf	Abb. 3

geeignet für Vlies und Krepppapier

Breite 25 mm, Länge 50 m



NORMTRAY FILTEREINLAGEN



MEG 340500

Hygienische Normtray-Filtereinlagen

für die Ablage steriler Behandlungsinstrumente,
Frischzellstoff ohne optische Aufheller,
Format 18 x 28 cm, Pack = 250 Blatt



CONTAINERZUBEHÖR



AES JK095

Einmal-Papierfilter, rund

mit Prozessindikator für Dampfsterilisation,
hydrophob, Außen-Ø 19 cm, nach ISO 11607-1,
geeignet für den Einsatz in den Aesculap-
Standardcontainern
Pack = 100 Stück



AES JG739

Plomben, blau

ohne Indikator, zur Sicherung des Steril-
containerverschlusses gegen unkontrolliertes
Öffnen, Pack = 1000 Stück



AES JG739W

Plomben, weiß

ohne Indikator, 2. Generation, für Aesculap
Sterilcontainer bis Baujahr 1987 und Aesculap
Mini- und Dental Sterilcontainer bis Baujahr 1999
(Verschluss an der Wanne), Pack = 1000 Stück



LUNGENFUNKTION

OMRON

OMR 071000001

Peak Flow Meter PFM20

Messung des maximalen Atemvolumens, geeignet für Erwachsene und Kinder (kleineres Mundstück für Kinder), die Zonenmarkierungen (rot /gelb /grün) ermöglichen ein einfaches Therapiemanagement für Arzt und Patient, Messbereich 60-800 l/min



OMR 3122062

Einmal-Mundstücke

für Peak Flow Meter PFM20
Pack = 100 Stück



PAR 031G1000

PARI PEAK FLOW AIR®

dient der Messung des Ausatemspitzenflusses. Anhand des Peak-Flow Protokolls kann beurteilt werden, ob die vom Arzt verordneten Medikamente die gewünschte Wirkung erzielen. Es ermöglicht eine leichte Therapiekontrolle für Arzt und Patient. Mit Schutzhülle für unterwegs. Die Ampelfunktion (rot/gelb/grün) gibt dem Patienten direkt Feedback für eine individuelle Kontrolle des Gesundheitszustands. Das integrierte ovale Mundstück ist für Kinder und Erwachsene geeignet (Messbereich: 50-800 l/min)



Vitalograph

VTG 43000G

Peak Flow Meter Standard

für die Verwendung Zuhause, in Praxis und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 und ECO-BVF™ Bakterien-Viren-Filter VTG 28554 empfohlen), für Erwachsene und Kinder, mit farbigem Ampelschema-Aufkleber, inkl. integriertem Mundstück, Abmessungen: 150 x 60 x 34 mm, Messbereich: 50-800 l/min



VTG 43903

Peak Flow Meter UNIVERSAL™

für die Verwendung in Klinik, Praxis und Zuhause, für Erwachsene und Kinder, mit justierbarem Ampelschema und individuellem Dokumentationsbogen, das Gerät hat ein integriertes, ovales Mundstück, mit praktischer Schutzhülle auch für unterwegs geschützt, kann zu Übungszwecken auch von mehreren Patienten genutzt werden (bei Mehrpatientengebrauch Adapter VTG 29805 und ECO-BVF™ VTG 28554), Abmessungen: 138 x 56 x 23 mm, Messbereich: 50-800 l/min



LUNGENFUNKTION**Vitalograph**

VTG 40003

**Vitalograph asma-1**

elektronisches, digitales Asthma-Aufzeichnungsgerät, für die Verwendung Zuhause, in Praxis und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 und ECO-BVF™ Bakterien-Viren-Filter VTG 28554 empfohlen), der Asthma-Monitor misst und speichert PEF und FEV1 und erlaubt so präzise Rückschlüsse auf den (Obstruktions-)Zustand der Atemwege, für Erwachsene und Kinder geeignet, großes, leicht ablesbares Display, Speicherung von 600 Tests, Gewicht: 55 g, inkl. 2 AAA-Batterien
Abmessungen: 113 x 63 x 48 mm

VTG 40203

**Vitalograph copd-6**

digitaler Atemwegsscreener zu COPD-Früh-erkennung obstruktiver Atemwegserkrankungen, für die Verwendung in Praxis, Lungensportgruppen und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 und ECO-BVF™ Bakterien-Viren-Filter VTG 28554 empfohlen), das Gerät bestimmt den Obstruktionsindex sowie das Verhältnis FEV1/FEV6%, Ermittlung des rechnerischen Lungenalters, geeignet zum Screening potenzieller Asthma-Patienten, großes, leicht ablesbares Display, Gewicht: 55 g, inkl. 2 AAA-Batterien
Abmessungen: 113 x 63 x 48 mm

Vitalograph

VTG 63303

**Vitalograph micro™ Spirometer**

preiswertes Einstiegsmodell für die Allgemein- und Arbeitsmedizin. Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ und günstige Filter. Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal auch in Zeiten von Covid-19. Intuitive Bedienung über Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard. Mit PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul Ihrer Praxissoftware), USB-Kabel und Softcase, Gewicht: 250 g, Abmessungen: 83 x 91 x 32 mm



LUNGENFUNKTION

VTG 77902

Vitalograph Pneumotrac™

für die schnelle, einfache und exakte Spirometrie in Praxis und Klinik. Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“. Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19). Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch neue Spirotrac 6 Software. Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen, Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard. Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7. Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG mit Bluetooth erweiterbar. Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive. Abmessungen: 160 x 95 x 115 mm



VTG 69002

Vitalograph ALPHA™ Connect

einfach zu bedienendes All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC. Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“. Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19). Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll). Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard. Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder Ihrem KIS via GDT/HL7. Mit Akku und integriertem Thermodrucker für den mobilen Einsatz in Praxis, Klinik und auf Hausbesuchen, Abmessungen: 204 x 253 mm



ALPHA™ Connect mit ECO-BVF-Set

VERBRAUCHSMATERIAL

VTG 28350

BVF™ Bakterien-Virenfilter

mit **Mundstück**, blau, der hygienische Ersatz für Pappmundstücke, schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination, zeit- und kostensparend durch verringerten Reinigungsaufwand, über 99,999% Filtrationseffizienz von Bakterien und Viren (TBC, MRSA, Influenza, SARS-Cov-2/Covid-19, etc.), optimale Hygiene Lösung für das Praxis-QM-System, passend für Spirometer von Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec und NDD-Spiretten (Easy on-PC) Pack = 50 Stück



VERBRAUCHSMATERIAL**Vitalograph****ECO BVF™ Bakterien-Viren-Filter**

schützen Patient, Anwender und Gerät vor Kontamination, ERS empfiehlt Spirometrie-Untersuchungen derzeit und künftig nur mit Filter, 99,999% Filtrationseffizienz (TBC, Covid-19, etc.), Zeitersparnis durch verringerten Reinigungsaufwand des Spirometers, ca. 50% weniger Filter-Abfall

ECO BVF™ Bakterien-Viren-Filter

mit ovalem Mundstück und Beisskante, passend für Bodyplethysmographen aller Hersteller und Spirometer von Jaeger/CareFusion/Vyair sowie Custo Vit M/SpiroMobile, MESA und Kalamed Karton = 75 Stück

ECO BVF™ Bakterien-Viren-Filter

mit ovalem Mundstück und Beisskante, passend für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed und Vistec, Karton = 75 Stück

ECO BVF™ PFT-Set

mit ovalem Mundstück, Beisskante und Nasenklemme, passend für Bodyplethysmographen aller Hersteller und Spirometer von Jaeger/CareFusion/Vyair sowie Custo Vit M/SpiroMobile, MESA und Kalamed, Karton = 75 Stück

ECO BVF™ PFT-Set

mit ovalem Mundstück, Beisskante und Nasenklemme, passend für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed und Vistec, Karton = 75 Stück

Einmal-Nasenklemmen

zur Präzisierung der Messergebnisse, angenehm zu tragen
Pack = 200 Stück

Pappmundstücke

spezialbeschichtet (um Verletzungen und ein Kleben an den Lippen zu vermeiden), passend für Spirometer von Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec
Länge x Ø: 6 x 3 cm
Pack = 200 Stück

Mundstücke

mit Sicherheitsventil, verhindern eine versehentliche Inspiration, schützen Patienten wirkungsvoll vor Kontaminationen, passend für Vitalograph Peak Flow Meter Standard sowie Vitalograph asma-1/copd-6
Länge x Ø: 6,3 x 3 cm
Pack = 200 Stück



ECO BVF™ Bakterien-Viren-Filter

VTG 28557



VTG 28554

VTG 28550

ECO BVF™ PFT-Set

VTG 28553



VTG 20303



VTG 20201



VTG 20242

ATEMTRAINER



TRI-BALL® genießt bei Patienten eine hohe Akzeptanz, es entlastet das Pflegepersonal



MEG 690490

TRI-Ball

Atemvolumentrainer mit Flowkontrolle, Flow: 0,6 - 0,9 l/sek.; hilft dem Patienten, durch langsames tiefes Einatmen im TRI-BALL® zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll einen zu hohen Inspirationsflow vermeiden; der Patient soll bei der Atemtherapie die Kugeln in der ersten und zweiten Kammer in der Schwebe halten; die dritte Kugel sollte nicht angehoben werden; TRI-BALL® ist zum Einpatientengebrauch bestimmt, ein auf der Unterseite sichtbares Etikett ist für Patientendaten vorgesehen



EKG / EEG / CTG / SPIROMETRIE-PAPIERE

für Hellige

EKG 22616605 Mac 1200 u. 1600 210 mm x 295 mm
CardioSmart (150 Bl.)

für Hewlett Packard

EKG M1911A CTG M 1350 150 mm x 100 mm
bis M 1353 A (150 Bl.)

für Schiller


EKG 290002 Cardiovit AT-3, Argus 70 mm x 100 mm
(200 Bl.)

EKG 290013 Cardiovit AT-10/SP-10 210 mm x 140 mm
(250 Bl.)

EKG 290046 AT-1/SP-1 90 mm x 90 mm
(290 Bl.)

für Siemens

EKG 9390477 Cardiostat 31/31S 104 mm x 100 mm
(300 Bl.)



EKG M1911A

PAPPMUNDSTÜCKE

Pack = 100 Stück

		Länge in mm	Außen-Ø in mm	Innen-Ø in mm
EKG 1600	für Chest	75	27,4	25,4
EKG 1601	für Bosch	67	30,5	28,5
EKG 1603	für Vicatest	60	27	25



Pappmundstücke für Bosch

EKG-GERÄTE

MEG 690642

Color-EKG Gerät PC 80B

3-Kanal, durch die Mobilität ideal geeignet für die Klinik, Praxis- und Hausbesuche. Eine sofortige Auswertung ohne Ausdrucken ermöglicht die direkte Anzeige auf dem gut lesbaren, farbigen, hochauflösenden Display mit Hintergrundbeleuchtung. Klein, handlich und einfach zu bedienen, keine akustische Funktion, Anzeige von EKG, Herzfrequenz, Analyse- und Vermessungsergebnissen sowie Batteriestatus. Es können die Ableitungen I, II und III durchgeschaltet werden, Ableitungen AVL, AVR und aVF sind jedoch nicht möglich. Speichert für bis zu 1200 EKGs bzw. 10 Stunden, automatische Abschaltung, mit jeder normalen Knopfelektrode anwendbar, Eigengewicht: 96 g Maße (HxBxT): 7 x 12,5 x 2 cm,

Lieferumfang: EKG-Gerät PC 80B, 3-adriges Patientenkabel, 25 Einmal-Klebeelektroden, Hardcase, Stoffschutztasche, USB-Kabel, PC-Software (englisch), 2 Batterien, deutsche Bedienungsanleitung

EKG-GERÄTE

HAP 925341

Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät

ideal zur Schlaganfallprophylaxe. Mit dem mobilen EKG-Gerät kann bei Beschwerden überall und jederzeit der Herzrhythmus aufgezeichnet werden. Das **Kombigerät** gibt leicht verständliche Informationen zu dem Ergebnis auf dem großen, leicht ablesbaren Display an. Bei Bedarf kann das komplette EKG für den Arzt ausgedruckt oder per E-Mail versandt werden. Alle EKG-Ergebnisse und Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden. 128 Speicherplätze inkl. Datums- und Uhrzeitanzeige (je 64 Speicherplätze für 2 Benutzer), Übertragung der Messwerte per Bluetooth® und USB-Bluetooth®-Adapter, einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem
mobile **EKG-Funktion:** Aufzeichnung des Herzrhythmus in 30 Sekunden, erkennt Herzrhythmusstörungen wie Extrasystolen

vollautomatische **Blutdruck-Messfunktion:** zur sanften und präzisen Messung am Oberarm, Daten kombinierbar mit allen Veroval® Geräten

Lieferumfang: Universalmanschette mit ergonomischer Passform (für Armumfang 22 - 42 cm), USB-Bluetooth®-Adapter, Aufbewahrungstasche und 4 x 1,5 V Batterien AAA



EKG-GERÄTE



WLA ELI280-BDB-AAABX **ELI 280 12-Kanal-Ruhe-EKG**

- mit kabelgebundenem AM12 Patienten-kabelmodul, USB-Host-Anschluss, XML und PDF, EU-Stecker
- hochauflösendes 10,1-Zoll (25,7 cm) LCD-Touch-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- simultane Anzeige von bis zu 12 EKG-Ableitungen für das sofortige Betrachten und Drucken
- ausgezeichnete VERITAS® Ruhe-EKG Interpretations-Algorithmus: weithin anerkannter Interpretations-Algorithmus mit geschlechtsspezifischen Kriterien für Erwachsene und Kinder bietet eine Hilfestellung bei der Interpretation des Ruhe-EKGs
- zeigt an, wenn Elektroden nicht korrekt angelegt sind, und erkennt Vertauschungen



EKG-GERÄTE




VTG 41330

Vitalograph BT12™ Ruhe-PC-EKG

die Bluetooth-Lösung für schnelle und zuverlässige Ruhe-EKG-Messungen. Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption. Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen. Ideale Erweiterung für Vitalograph PC-Spirometer mit Spirotrac Software. Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen. Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus). Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung. Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten. Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

Lieferumfang: 12-Kanal-Ruhe-EKG-Gerät, Elektrodenkabel, Batterien, Bluetooth-Dongle



BT12 eingebunden in die Praxissoftware

VTG 41301

Einmal-EKG-Elektroden

für BT12 Ruhe-EKG, Pack = 30 Stück



EKG 1021
EKG 1020

SCHWÄMME FÜR REIZSTROMGERÄTE

z.B. für Bosch/Siemens/Nemectrodyn, u.a.,
passend für Sauglocken
Pack = 10 Stück
Schwamm 4-loch, Ø 60 mm
Schwamm 6-loch, Ø 88 mm



EKG 1802-4
EKG 1803-4

KLAMMERELEKTRODEN



zur Routineableitung an Extremitäten, hält durch
Federkraft, Kontaktmittel: Elektrodenpapier/-creme,
4 mm Bananenstecker-Anschluss
für **Erwachsene** schwarz, rot, gelb, grün
für **Kinder** schwarz, rot, gelb, grün

EKG-ELEKTRODEN

WhiteSensor / **Ambu**

Elektroden für die Kurzzeitüberwachung
Trägermaterial: Schaumstoff

MEG 165300

WhiteSensor 4500M

Anschluss: S = Druckknopf (Carbon),
Größe 50 x 48 mm, Gel-Typ: Nassgel,
Monitoring Erwachsene
Beutel = 30 Stück

MEG 165302

WhiteSensor 4570M

Anschluss: S = Druckknopf (Carbon),
Größe 38 x 60 mm, Gel-Typ: Nassgel,
Monitoring Pädiatrie
Beutel = 30 Stück

MEG 165305

WhiteSensor WS-00-S/RT/50


Anschluss: S = Druckknopf (Carbon),
Größe 36 x 40 mm, Gel-Typ: Festgel,
Monitoring Erwachsene
Beutel = 50 Stück



4500M



4570M



WS-00-S/RT/50

EKG-ELEKTRODEN



Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 165.F-55

F-55

Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich,
Ø 55 mm, Liquid-Gel, Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG



F-55

MEG 165.F-301

F-301

Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich,
Ø 30 mm, Solid-Gel, Anwendungsempfehlung: für Säuglinge

MEG 165.F-40

F-40

Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich,
Ø 40 mm, Solid-Gel, Anwendungsempfehlung: für Kinder

MEG 165.FS-50

FS-50

Trägermaterial Stress-Schaumstoff,
Ø 50 mm, Liquid-Gel, starker Kleber,
Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG



F-301



F-40



FS-50

EKG-ELEKTRODEN



Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 164015

Ø 50 mm, Liquid-Gel

Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich,
Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG



MEG 164015



VL-00-S/25

MEG 165200



VLC-00-S/25

MEG 165225



L-00-S/25

MEG 165212



R-00-S/25

MEG 165203



NF-Elektrode

MEG 165211

EKG-ELEKTRODEN

BlueSensor / Ambu

Die Ambu® BlueSensor Elektroden sind in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal entwickelt worden.

Elektroden für das Langzeit-EKG

mikroporöses, atmungsaktives Vliesmaterial,
doppelter Klebering, Naßgelelektroden
Beutel = 25 Stück

VL-00-S/25

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 68 mm,
Langzeit-EKG, Telemetrie, Event Recording,
Laufband-Ergometrie, Monitoring

VLC-00-S/25

für empfindliche Haut
Anschluss: S = Druckknopf, Ø 68 mm, Langzeit-
EKG, Telemetrie, Event Recording, Monitoring

L-00-S/25

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 55 mm, Langzeit-
EKG (auch Kinder), Event Recording, Monitoring

Elektroden für das Ruhe-EKG

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden
Beutel = 50 Stück

P-00-S/50

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 34 mm, Ruhe-EKG,
Pädiatrie, Echokardiografie/Ultraschall, OP/Anästhesie

Elektroden für die Ergometrie

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden
Beutel = 25 Stück

R-00-S/25

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 48 mm,
Belastungs-EKG, Notaufnahme

Elektroden für die Kurzzeitüberwachung

Material: Polymer, Naßgelelektroden

M-00-A/50 (Beutel = 50 Stück)

Anschluss: A = Anschluss für 4 mm Bananen-
stecker, Ø 34 mm, Ruhe-EKG, Pädiatrie,
OP/Anästhesie, Biofeedback, Monitoring

Elektroden für die Neonatologie/Pädiatrie

mikroporöses Vliesmaterial, Festgelelektrode,
besonders hautfreundlich, Beutel = 30 Stück

NF-50-K/W/30

Größe 22 x 30 mm, 3 Stück/Träger,
50 cm Kabel mit 1,5 mm Sicherheitsstecker,
Langzeit-EKG, Neonatologie, Inkubator

EKG-ELEKTRODEN

3M

3M™ Red Dot™ EKG-Elektroden

DMM 2228

Monitoring Elektroden

3,7 x 3,3 cm, universell einsetzbar, Hochleistungs-
klebe-Gel, geeignet für feuchte Haut und für umfang-
reiche chirurgische Eingriffe in OP und Notaufnahme,
leichte Handhabung und sicherer Halt, Trägermaterial:
Schaumstoff, flüssigkeitabweisend, latexfrei
Pack = 20 x 50 Stück



DMM 2231

Soft Cloth Überwachungselektroden


5,1 x 5,5 cm, für Erwachsene, mit Solid Gel und
Lasche, insbesondere für Echokardiographie, Tele-
metry/Holter/Event, Stress Test auf Intensivstation,
Kardiologisches Reha-Zentrum, Katheterisierungs-
labor geeignet
Beutel = 50 Stück



DMM 2330

Ruhe-EKG

2,2 x 3,2 cm, EKG Elektrode aus Polymer
mit Silber/Silberchlorid-Gel, röntgentransparent,
hautfreundlicher Klebstoff, keine Gel-Rückstände
Pack = 100 Stück



EKG-ELEKTRODEN



MEG 165.FS-RB

FS-RB

Trägermaterial Stressschaum, Maße:
28 x 45 mm, Liquid-Gel, starker Kleber,
Anwendungsempfehlung: Ruhe-EKG,
Streifen zu 3 Stück
Beutel = 10 x 3 Stück



MEG 165.FS-RB4

FS-RB4

Trägermaterial Stressschaum, Maße:
28 x 45 mm, Liquid-Gel, 4 mm Bananen-
anschluss, starker Kleber, Anwendungs-
empfehlung: Ruhe-EKG
Beutel = 30 Stück





MEG 165.RT-34

EKG-ELEKTRODEN

TAB-Elektroden für RT-Anschluss
exzellente Ableitungsqualität, sichere Klebekraft
und Komfort für den Patienten, für Ruhe-EKG,
Maße: 22 x 34 mm, Trägermaterial Papier/PET,
Aqua-Tac-Gel, Beutel = 10 x 10 Stück



MEG 165.RT

RT-Anschluss für TAB Elektrode
mit 4 mm Bananenstecker-Anschluss
Beutel = 10 Stück

PLATTENELEKTRODE UND ZUBEHÖR

EKG 1501

Metallplattenelektrode (Nr. 1)
30 mm Ø, 4 mm Bananenstecker-Anschluss
(wie Siemens 7269509)

EKG 1502

Extremitätengummigurt (Nr. 2)
45 cm x 3 cm, 1 Loch- und 1 Schlitzreihe
zum einfachen, schnellen Anlegen der Elek-
troden. Die Elektroden werden eingehängt
und können am Gurt verbleiben
(wie Siemens 2274793)
VE = 4 Stück



EKG 1503

Brustwandgummigurt
zur Befestigung der Thoraxelektroden
bei Belastungsuntersuchung

EKG 1507

135 cm x 3 cm, **1 Lochreihe** (Nr. 3)
(wie Siemens 2274819)

EKG 1510

135 cm x 7 cm, **5 Lochreihen** (Nr. 4)
(wie Siemens 2288371)

Befestigungsknopf (Nr. 5)
transparent, für Gummigurte
VE = 100 Stück

SAUGELEKTRODE

EKG 21714401

Brustwandsaugelektrode
rot, für Hellige, mit 4 mm Bananenstecker-
anschluss, große Kontaktfläche Ø 20 mm,
Außendurchmesser 30 mm
VE = 6 Stück



GELWÄRMER



Bei der Anwendung von Ultraschallgel kommt es kältebedingt häufig zu unangenehmen Empfindungen bei den Patienten. Mit dem Thermasonic Gelwärmer wird das Ultraschallgel auf Körpertemperatur vorgewärmt

AQU 820120CE

Thermasonic-Gelwärmer 230 V

für 1 Dosierflasche 250 ml
Gel Temperatur ca. 40 °C, Temperaturkontrollleuchte, geringer Stromverbrauch, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 8,5 x 18,5 x 9 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)



AQU 820320CE

Thermasonic-Gelwärmer LED, 230 V

mit Deckel, für 3 Dosierflaschen à 250 ml
regulierbarer Thermostat mit 3 Einstellungen (35°C, 40°C oder 46°C), Temperaturkontrollleuchte, geringer Stromverbrauch, beleuchteter EIN-/AUS Schalter, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 18,5 x 21 x 11 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer mit Deckel, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)



AQU 830320CE

Thermasonic-Gelwärmer LCD, 230 V

mit Deckel, für 3 Dosierflaschen à 250 ml
regulierbarer Thermostat mit 3 Einstellungen (35°C, 40°C oder 46°C), Temperaturkontrollleuchte, Temperaturanzeigen in Fahrenheit oder Celsius, geringer Stromverbrauch, beleuchteter EIN-/AUS Schalter, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 18,5 x 21 x 11 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer mit Deckel, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)





SOG 4011

ULTRASCHALLGEL**SONOGEL®**, steril

Ultraschall-Kontaktgel, Applikationsbeutel 20 ml, für die medizinische Diagnostik-Sonographie, enthält weder Glycerin noch Formaldehyd und ist auf einen pH-Wert von 5,5 – 6,0 eingestellt, es ist temperaturstabil, dermatologisch getestet, viskos, nicht tropfend, geruchsneutral, farblos, mikrobiologisch einwandfrei, keine nachteiligen Wirkungen an Haut und Schallkopf, transvaginal einsetzbar, **doppelt ummantelt**, sehr gute Netzeigenschaften. Das Gel verursacht keine Verschmutzung, Flecken oder Ränder auf der Bekleidung
Pack = 48 Beutel

SOG 2010
SOG 3010**SONOGEL®**

Ultraschall-Kontaktgel für die medizinische Diagnostik-Sonographie, enthält weder Glycerin noch Formaldehyd und ist auf einen pH-Wert von 5,5 – 6,0 eingestellt, es ist temperaturstabil, dermatologisch getestet, viskos, nicht tropfend, geruchsneutral, farblos, mikrobiologisch einwandfrei, keine nachteiligen Wirkungen an Haut und Schallkopf, transvaginal einsetzbar, sehr gute Netzeigenschaften. Das Gel verursacht keine Verschmutzung, Flecken oder Ränder auf der Bekleidung

250 ml Flasche**850 ml Flasche**

MEG 127320

MEG 127325

ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE**Robuste Universal-Schutzhüllen**

für Ultraschall-Untersuchungs sonden, aus Naturkautschuklatex, transparent, glatte Oberfläche, zylindrisch, für einwandfreie, hygienische Untersuchungen, unsteril, im Spenderkarton, „Made in Germany“

ca. 32 Ø x 195 mm

gepudert, Pack = 144 Stück

ca. 28 Ø x 200 mm

gepudert, Pack = 144 Stück

ULTRASCHALLGEL



für Ultraschall-Diagnostik und Therapie, viskos, nicht tropfend, akustisch präzise, formaldehydfrei, fettfrei, wasserlöslich, farb- und geruchslos, indifferent bei Kontakt mit Haut und Schallkopf

- MEG 150.0250 250 g Flasche
- MEG 150.1000 1 kg Flasche
- MEG 150.5000 5 kg Kanister
- MEG 151.5000 5 kg Cubitainer (inkl. 250 ml Leerflasche)
- MEG 150.9010 10 kg Kanister



EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME



- MEG 152.0250 **Elektrodengel 250 g**
für EKG, EEG und Kardioversion, hohe elektrische Leitfähigkeit, wasserlöslich, nicht fettend, formaldehydfrei



- MEG 155.0250 **Elektroden-Kontaktspray**
für EKG, EMG und EEG, hohe elektrische Leitfähigkeit, nicht fettend
- MEG 155.2000 **250 ml Flasche**
- MEG 155.2000 **2 Liter Kanister**



EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME

AQU 1560

Signa Gel - Elektroden Gel 60 g Tube
für EKG, Defibrillation, Biofeedback und EMG,
hohe Leitfähigkeit, hypoallergen, bakteriosta-
tisch, wasserlöslich, hinterlässt keine Flecken,
nicht körnig
VE = 12 Tuben

AQU 1705

Signa-Creme 170 g
kosmetische Qualität, angenehm für Patienten,
nicht reizend, hypoallergen, bakteriostatisch
VE = 12 Flaschen



AQU 1825

Signa-Spray
Elektrolyt zur Anwendung von Geräten zur
Muskelstimulierung, nicht körniges Hautvorbe-
reinigungsmittel, bakteriostatisch, hypoallergen,
hinterlässt keine Flecken, keine Rückstandsbi-
ldung, einfaches Auftragen, einfache Reinigung

AQU 1828

250 ml Flasche VE = 12 Flaschen
3,8 l Kanister VE = 4 Kanister

ULTRASCHALLGEL

AQU 0101

Aquasonic 100
für alle Untersuchungen, bei denen ein viskoses
Gel erforderlich ist, akustisch korrekt für einen brei-
ten Frequenzbereich, absolut aquatisch, hinterlässt
keine Flecken auf Kleidung oder Wandler, hypoaller-
gen, bakteriostatisch, weder sensibilisierend noch
reizend, enthält kein Formaldehyd, nicht spermizid

steril, 20 g Beutel

für alle diagnostischen und therapeutischen
Ultraschalluntersuchungen, bei denen Sterilität
erforderlich ist

VE = 48 Beutel



AQU 0102

60 g Tube VE = 12 Tuben

AQU 0108

250 ml Flasche VE = 12 Flaschen

AQU 0150

5 Liter Cubitainer VE = 4 Cubitainer

ULTRASCHALLGEL



AQU 0350

Aquasonic Clear Gel, 5 Liter
keine Geruchs- oder Farbstoffe
VE = 4 Kanister



AQU 0402

Aquaflex Pad, 2 x 9 cm
aquatisches, flexibles Ultraschall-Einwegprodukt zur Anwendung an schwer abzubildenden Bereichen und Nahfeldbereichen, oder wenn Gels allein nicht ausreichen. Die Einweg-Anwendung eliminiert die Gefahr einer Querkontamination bei diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen
VE = 6 Pack à 6 Stück



EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME



AQU 1208

Spectra 360 - Elektroden Gel 250 g Tube
feucht bleibende, nicht körnige STAY-WET® Formel ermöglicht lange Anwendung ohne wiederholtes Auftragen, für EKG, TENS, Monitoring, Pädiatrie, nicht reizend, hypoallergen, bakteriostatisch, salzfrei, keine Übertragung von Natriumionen
VE = 12 Tuben



ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE



AQU 3801

Eclipse
weiche Einweghülle für medizinische Ultraschallsonden/Wandler, gebrauchsfertig innen bereits mit Aquasonic 100® Ultraschall-Übertragungsgel beschichtet, passt auf die meisten gebräuchlichen endokavitären Ultraschallsonden, latexfrei, nicht reizend, nicht sensibilisierend, nicht steril
VE = 6 Pack à 100 Stück



BETTSCHUTZ



MEG 178001

Bettenschutz-Einlagen mit Flügeln
wiederverwendbar, die Seitenstreifen werden unter der
Matratze rechts und links fixiert, mit Feuchtigkeits-spei-
cher für die Aufnahme größerer Mengen Flüssigkeit, die
von der Oberfläche transportiert werden, waschbar bis
95°C/trocknergeeignet, Frottee/weiß, beschichtet, Saug-
fläche: 75 x 90 cm



Farbabweichungen möglich



MEG 128200

Einmal-Matratzenschonbezüge
PVC-frei, blau, aus PE, mit Gummizug, für Formate
bis 210 x 90 x 20 cm, Pack = 10 Stück




BETTSCHUTZEINLAGEN



Krankenunterlagen

Saugkern aus saugstarkem Zellstoff, rundum ge-
schlossen, vollflächige/hautfreundliche/reißfeste Vlies-
abdeckung der Oberseite, rutschfeste und wasserun-
durchlässige Unterseite (Folie), schrankfertige Faltung

	Format	Gewicht	Lagen	Farbe
MEG 178601	40 x 60 cm	40 g	6	gelb
	Karton = 400 Stück			
MEG 178602	40 x 60 cm	50 g	8	gelb
	Karton = 300 Stück			
MEG 178604	40 x 60 cm	65 g	12	blau
	Karton = 200 Stück			
MEG 178608	60 x 60 cm	90 g	10	blau
	Karton = 100 Stück			
MEG 178605	40 x 60 cm	100 g	20	grün
	Karton = 100 Stück			
MEG 178612	60 x 90 cm	130 g	10	blau
	Karton = 100 Stück			
MEG 178613	60 x 90 cm	145 g	12	blau
	Karton = 100 Stück			
MEG 178614	60 x 90 cm	230 g	20	grün
	Karton = 50 Stück			



Disposima®-Krankenunterlagen

Kombination aus ribbelfestem Vliesstoff, saug-
intensivem Zellstoff und rutschfester Abdeckfolie,
rundum geschlossen, in Folienbeutel als Tragetasche

	Format	Lagen
LOH 16016	40 x 60 cm	6
	Karton = 300 Stück	
LOH 16017	40 x 60 cm	12
	Karton = 100 Stück	



EINLAGEN / VORLAGEN**Abena® Man Inkontinenzeinlagen**

T-förmige Einlage für mittlere Blasenschwäche, ist auf die männliche Anatomie abgestimmt, bietet eine hervorragende Passform für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Mikroporen in der obersten Schicht und die Top-Dry-Schicht sorgen für ein schnelles Verteilen der Flüssigkeit und eine trockene Oberfläche. Abena® Man verfügt über einen einzigartigen Auslaufschutz mit eingebauten Taschen für zusätzliche Sicherheit, der Geruchsbinder reduziert unangenehme Gerüche auf ein Minimum
Größe: 29 x 23 cm

		Saugstärke	Beutel
ABE 1000017162	Formula 1	450 ml	15 St.
ABE 1000017163	Formula 2	700 ml	15 St.

**Abena® Light Inkontinenzeinlagen**

für aktive Tage und entspannte Nächte, optimale Sicherheit und Diskretion, 100% atmungsaktiv, weicher und zuverlässiger seitlicher Auslaufschutz, das einzigartige Top-Dry-System sorgt für einen trockenen Oberflächen- und Hautschutz, neutralisiert unangenehme Gerüche, nordisches Umweltzeichen, latexfrei und chlorfrei gebleicht

	Größe	Saugstärke	Beutel
ABE 1000017157	Normal 2 26,0 x 11 cm	350 ml	12 St.
ABE 1000017158	Extra 3 33,0 x 11 cm	500 ml	10 St.
ABE 1000005437	Maxi 4A 41,2 x 15 cm	1000 ml	8 St.

**Abri-San Premium Inkontinenzeinlagen**

und -Vorlagen, maximaler Komfort, Schutz und Diskretion, 100% atmungsaktiv, das Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und schützt die Haut vor Irritationen und Rötungen, anatomisch geformt, mit weichem und zuverlässigem seitlichen Auslaufschutz, super absorbierender Kern, neutralisiert unangenehme Gerüche, verfügbar für Stuhlinkontinenz

	Premium	Größe	Saugstärke	Pack
ABE 9253	Nr. 1	22 x 10 cm	200 ml	28 St.
ABE 9260	Nr. 2	26 x 10 cm	350 ml	28 St.
ABE 9266	Nr. 3	33 x 11 cm	500 ml	28 St.
ABE 9271	Nr. 4	42 x 20 cm	800 ml	28 St.
ABE 9374	Nr. 5	54 x 28 cm	1200 ml	36 St.
ABE 9378	Nr. 6	63 x 30 cm	1600 ml	34 St.
ABE 9381	Nr. 7	63 x 36 cm	2100 ml	30 St.
ABE 300514	Nr. 7 XXL	84 x 46 cm	2000 ml	26 St.
ABE 9382	Nr. 8	63 x 36 cm	2500 ml	21 St.
ABE 9384	Nr. 9	73 x 37 cm	2400 ml	25 St.
ABE 9386	Nr. 10	73 x 37 cm	2800 ml	21 St.
ABE 9389	Nr. 11	73 x 37 cm	3400 ml	16 St.
ABE 300515	Nr. 11 XXL	84 x 46 cm	3400 ml	14 St.



BETTSCHUTZ



Abri-Soft Krankenunterlagen

angenehme, hygienische und komfortable Pflege, bietet für Inkontinenz Betroffenen eine zusätzliche Sicherheit, flüssigkeitsundurchlässige Rückseiten und versiegelte Kanten verhindern ein Auslaufen effektiv, weiche und komfortable Oberfläche mit Vlies für erhöhten Liegekomfort, verschiedene Spezialprodukte mit Flügeln, Klebefestigung, atmungsaktivem Rücken und einer Tragfähigkeit von 150 kg, einfache und hygienische Entsorgung nach dem Gebrauch

		Saugstärke	Pack
ABE 1000019801	60 x 90 cm	1400 ml	25 St.
ABE 254123	60 x 90 cm	1500 ml	30 St.
ABE 254114	70 x 180 cm mit Flügeln	1750 ml	30 St.

Abri-Soft Superdry

60 x 90 cm	1400 ml	25 St.
60 x 90 cm	1500 ml	30 St.
70 x 180 cm mit Flügeln	1750 ml	30 St.

Abri-Soft Classic

ABE 411501	40 x 60 cm	900 ml	60 St.
ABE 4123	60 x 90 cm	2200 ml	25 St.

Abri-Soft Mehrweg-Unterlagen, waschbar, blau

ABE 407300	90 x 85 cm	2500 ml	
ABE 407400	90 x 85 cm mit Flügeln	2500 ml	



EINWEGHOSEN



Abri-Flex Premium Inkontinenz-Pants

sicherer Halt dank Lycra-Fäden, weiche Materialien, die sich wie normale Unterwäsche anfühlen, 3D Dual Core für eine schnelle Absorbierung, erhältlich in 5 Größen und 4 Saugstärken, das Top-Dry-System sorgt für eine trockene Oberfläche und schützt die Haut vor Irritationen und Rötungen, 100% atmungsaktiv

		Hüftumfang	Saugstärke	Pack
ABE 1000003163	Premium XS1	45- 70 cm	1400 ml	24 St.
ABE 1000018730	Junior XS2	55- 80 cm	1500 ml	14 St.
ABE 41071	Premium S1	60- 90 cm	1400 ml	14 St.
ABE 41082	Premium S2	60- 90 cm	1900 ml	14 St.
ABE 41083	Premium M1	80-110 cm	1400 ml	14 St.
ABE 41084	Premium M2	80-110 cm	1900 ml	14 St.
ABE 41085	Premium M3	80-110 cm	2400 ml	14 St.
ABE 41086	Premium L1	100-140 cm	1400 ml	14 St.
ABE 41087	Premium L2	100-140 cm	1900 ml	14 St.
ABE 41088	Premium L3	100-140 cm	2400 ml	14 St.
ABE 41089	Premium XL1	130-170 cm	1400 ml	14 St.
ABE 41090	Premium XL2	130-170 cm	1900 ml	14 St.
ABE 1000016825	Premium XL3	130-170 cm	2600 ml	14 St.
ABE 300517	XXL1	173-200 cm	1450 ml	14 St.





HAP 159005

HAP 159006

HAP 159007



HAP 159003

HAP 159004



HAP 159001

HAP 159002



HAP 161067

HAP 161069

HAP 161070

BETTSCHUTZEINLAGEN**MoliCare® Bed Mat Eco**

einmalverwendbare Bettschutzeinlagen mit saugfähigem Kern aus recycelten Zellstoff-Lagen für zusätzlichen Auslaufschutz

Format	Lagen
--------	-------

MoliCare® Bed Mat Eco 9 Tropfen

40 x 60 cm	20
Karton = 100 Stück	
60 x 90 cm	20
Karton = 50 Stück	
60 x 90 cm	20
Beutel = 5 Stück	

MoliCare® Bed Mat Eco 7 Tropfen

40 x 60 cm	12
Karton = 100 Stück	
60 x 90 cm	12
Karton = 50 Stück	

MoliCare® Bed Mat Eco 5 Tropfen

40 x 60 cm	6
Karton = 300 Stück	
60 x 90 cm	6
Karton = 100 Stück	

**MoliCare® Premium Bed Mat**

einmalverwendbare Bettschutzeinlagen mit saugfähigem Kern aus Zellstoff-Flocken für eine hygienische Versorgung und zusätzlichen Schutz

MoliCare® Premium Bed Mat 7 Tropfen

40 x 60 cm	Beutel = 30 Stück
60 x 60 cm	Beutel = 30 Stück
60 x 90 cm	Beutel = 25 Stück

EINLAGEN / VORLAGEN



MoliCare® Form

Inkontinenzeinlage mit einem dreischichtigen, anatomisch geformten Saugkern, schnell trocknender Verteilungsschicht sowie weichem, geschwungenem Auslaufschutz, elastischen Fäden im Schrittbereich, Folienrückseite und Nässeindikator

Beutel = 30 Stück



HAP 168175

normal plus 4 Tropfen

bei leichter bis mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

HAP 168275

extra 5 Tropfen

bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

HAP 168375

extra plus 6 Tropfen

bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

HAP 168575

super plus 8 Tropfen

bei schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz



MoliCare® Premium Form

Inkontinenzvorlage mit einem dreilagigen, anatomisch geformten Saugkörper, quick-dry Verteilungsaufgabe sowie flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, einer flüssigkeitsundurchlässigen, weißen, textilen Außenseite und einem Nässeindikator

HAP 168119

normal 3 Tropfen

für leichte Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 30 Stück



HAP 168019

normal plus 4 Tropfen

bei leichter bis mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 30 Stück

HAP 168219

extra 5 Tropfen

bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 30 Stück



HAP 168319

extra plus 6 Tropfen

bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 30 Stück

HAP 168619

maxi 9 Tropfen

bei sehr schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 14 Stück



HAP 168819

MEN extra plus 6 Tropfen

für Männer bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz

Beutel = 28 Stück



HAP 168131



HAP 168132
HAP 168624
HAP 168634
HAP 168644



HAP 168651
HAP 168682
HAP 168654
HAP 168670



HAP 168600

HAP 168603

HAP 168705



HAP 168801

EINLAGEN / VORLAGEN**MoliCare® Premium lady pad**

anatomisch geformte **Einlagen**, diskreter Tragekomfort durch atmungsaktive textile Rückseite, weiche Verteilerschicht und geruchsbindenden Saugkern

bei sehr leichter Blasenschwäche **Pack**
0,5 Tropfen 28 St.

bei leichter Blasenschwäche **Beutel**
1 Tropfen 14 St.
1,5 Tropfen 14 St.
2 Tropfen 14 St.
3 Tropfen 14 St.

bei mittlerer Blasenschwäche
3,5 Tropfen 14 St.
4 Tropfen 14 St.
4,5 Tropfen 14 St.
5 Tropfen 14 St.

**MoliCare® Premium MEN PAD**

speziell für Männer entwickelte **Einlage** in Taschenform, diskreter Tragekomfort durch atmungsaktive textile Rückseite, weiche Deckschicht und geruchsbindender Saugkern

2 Tropfen
bei sehr leichter Blasenschwäche
Beutel = 14 Stück

3 Tropfen
bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche
Beutel = 14 Stück

4 Tropfen
bei mittlerer Blasenschwäche
Beutel = 14 Stück

5 Tropfen
bei mittlerer Blasenschwäche
Beutel = 14 Stück

EINWEGHOSEN



MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen
die dünnste Einweghose des MoliCare® Premium Mobile Sortiments, bei leichter Harninkontinenz

	Größe	Hüft-/Bauchumfang	Beutel
HAP 915861	S	60 - 90 cm	14 St.
HAP 915852	M	80 - 120 cm	14 St.
HAP 915853	L	100 - 150 cm	14 St.
HAP 915854	XL	130 - 170 cm	14 St.



MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen
saugstarke Einweghose bei mittlerer Harninkontinenz

HAP 915840	XS	45 - 70 cm	14 St.
HAP 915831	S	60 - 90 cm	14 St.
HAP 915832	M	80 - 120 cm	14 St.
HAP 915833	L	100 - 150 cm	14 St.
HAP 915834	XL	130 - 170 cm	14 St.



MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen
saugstarke Einweghose bei schwerer Harninkontinenz

HAP 915871	S	60 - 90 cm	14 St.
HAP 915872	M	80 - 120 cm	14 St.
HAP 915873	L	100 - 150 cm	14 St.
HAP 915874	XL	130 - 170 cm	14 St.



MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen
besonders saugstarke Einweghose bei schwerster Harninkontinenz

HAP 915878	M	80 - 120 cm	14 St.
HAP 915879	L	100 - 150 cm	14 St.
HAP 915880	XL	130 - 170 cm	14 St.




MoliCare® Premium MEN PANTS
sehen aus wie Unterwäsche und fühlen sich genauso an, anatomische Passform, der Saugkern neutralisiert Gerüche und schließt Flüssigkeit schnell ein für ein trockenes Hautgefühl

	Größe	Hüft-/Bauchumfang	Beutel
5 Tropfen – bei leichter Blasenschwäche			
HAP 915817	M	80 - 120 cm	8 St.
HAP 915818	L	100 - 150 cm	7 St.



7 Tropfen – bei mittlerer Blasenschwäche			
HAP 915827	M	80 - 120 cm	8 St.
HAP 915828	L	100 - 150 cm	7 St.

EINWEGHOSEN**TENA® Pants Plus**

blau, weiche und bequeme Einweghosen für Tag und Nacht, geeignet für Männer und Frauen, halten trocken und bieten Schutz vor Auslaufen und Geruchsbildung, FeelDry Advanced™ zieht Flüssigkeit sofort von der Oberfläche weg, der Absorptionskern schließt die Flüssigkeit schnell ein (auch in größeren Mengen), hält die Haut trocken und sorgt für den Erhalt der Hautgesundheit, aus textilähnlichem, atmungsaktivem Material, bequeme Passform, genauso wie bei herkömmlicher Unterwäsche

Größe	Hüfte	Karton
XS	50 - 70 cm	4 x 14 St.
S	65 - 85 cm	4 x 14 St.
M	80 - 110 cm	4 x 14 St.
L	100 - 135 cm	4 x 14 St.
XL	120 - 160 cm	4 x 12 St.

TENA® Pants Bariatric Plus

blau, speziell für Menschen mit Übergewicht oder Adipositas

SCA 792340	XS	50 - 70 cm	4 x 14 St.
SCA 792415	S	65 - 85 cm	4 x 14 St.
SCA 792549	M	80 - 110 cm	4 x 14 St.
SCA 792645	L	100 - 135 cm	4 x 14 St.
SCA 792715	XL	120 - 160 cm	4 x 12 St.
SCA 792862	XXL	150 - 203 cm	4 x 12 St.

EINLAGEN / VORLAGEN

Inkontinenzeinlagen für Frauen, dank Dreifachschutz werden austretende Flüssigkeit, Gerüche und Feuchtigkeit schnell aufgenommen

SCA 760979	TENA® Lady Discreet Maxi	für ultimativen Schutz	Karton = 12 x 12 Stück
------------	---------------------------------	------------------------	------------------------


SCA 760921	TENA® Lady Discreet Maxi Night	am Rücken besonders lang und breit, bei mittlerer bis starker Blasenschwäche während der Nacht	Karton = 6 x 12 Stück
------------	---------------------------------------	--	-----------------------

SCA 761703	TENA® Lady Super	bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche	Karton = 6 x 30 Stück
------------	-------------------------	---	-----------------------



Lady Discreet
Maxi Night

EINLAGEN / VORLAGEN



Inkontinenzeinlagen für Frauen, dank Dreifachschutz werden austretende Flüssigkeit, Gerüche und Feuchtigkeit schnell aufgenommen

- SCA 761064-00 **TENA® Discreet Mini Magic**
besonders klein, bei leichter Blasenschwäche und gelegentlichem Tröpfeln
Karton = 6 x 34 Stück
- SCA 761174-00 **TENA® Discreet Ultra Mini**
ultradünn, bei leichter Blasenschwäche und gelegentlichem Tröpfeln
Karton = 10 x 28 Stück
- SCA 761271 **TENA® Silhouette Normal Noir**
speziell für schwarze Unterwäsche
Karton = 10 x 26 Stück
- SCA 760371 **TENA® Silhouette Mini Noir**
speziell für schwarze Unterwäsche
Karton = 6 x 18 Stück
- SCA 760263 **TENA® Lady Discreet Mini**
bei leichter Blasenschwäche
Karton = 6 x 30 Stück
- SCA 760322 **TENA® Lady Discreet Mini Plus**
bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche
Karton = 6 x 20 Stück
- SCA 760486 **TENA® Lady Discreet Normal**
bei mittlerer Blasenschwäche
Karton = 12 x 24 Stück
- SCA 760766 **TENA® Discreet Normal Night**
am Rücken besonders lang und breit, bei mittlerer Blasenschwäche insbesondere bei Nacht
Karton = 6 x 20 Stück
- SCA 760303 **TENA® Lady Mini Plus**
bei leichter Blasenschwäche, groß wie eine kleine, herkömmliche Binde
Karton = 10 x 16 Stück
- SCA 760696 **TENA® Lady Discreet Extra**
mit körpernaher Trocken-Zone
Karton = 12 x 20 Stück
- SCA 761662 **TENA® Lady Discreet Extra plus**
für ultimativen Schutz
Karton = 6 x 16 Stück



Lady Discreet Extra



Lady Discreet Extra plus





MTR 2052

MTR 2053

MTR 2054

EINLAGEN / VORLAGEN**Liberty Light® Inkontinenzeinlagen**

mit geruchsbindendem und pH-hautneutralem Saugkern, anatomische Passform mit weichen, hydrophoben Bündchen im Schrittbereich, geeignet für leichte bis mittlere Blasenschwäche

	Saugleistung	Karton
--	--------------	--------

Normal , rosa	28 x 10,5 cm	350 - 400 ml	10 x 22 St.
----------------------	--------------	--------------	-------------

Extra , blau	31,5 x 12 cm	400 - 500 ml	10 x 18 St.
---------------------	--------------	--------------	-------------

Super , grün	43 x 22 cm	850 - 900 ml	5 x 30 St.
---------------------	------------	--------------	------------

Superform® Inkontinenzeinlagen

anatomisch geformt, geruchsbindende und pH-hautneutrale Doppelkissentechnologie mit Superabsorber, hydrophobe Seitenbündchen als Auslaufbarriere, geeignet für jeden Grad der Inkontinenz bei bettlägerigen und mobilen Personen

	Saugleistung	Karton
--	--------------	--------

Classic , blau	63 x 30 cm	ca. 1200 ml	5 x 30 St.
-----------------------	------------	-------------	------------

Plus , blau	63 x 30 cm	ca. 1350 ml	5 x 30 St.
--------------------	------------	-------------	------------

Extra , grün	70 x 37 cm	ca. 1450 ml	4 x 30 St.
---------------------	------------	-------------	------------

Super , grün	71 x 37 cm	ca. 1850 ml	4 x 20 St.
---------------------	------------	-------------	------------

Maxi , weiß	71 x 37 cm	ca. 2450 ml	4 x 20 St.
--------------------	------------	-------------	------------



MTR 2047

MTR 2048

MTR 2049

MTR 2050

MTR 2051



MTR 2064

MTR 2065

MTR 2066

BETTSCHUTZEINLAGEN**Beesana® Comflock Super, 2-lagig**

Krankenunterlagen mit Saugkörper aus Zellstofflocken, das Trockenvlies mit rutschfester Außenfolie (Polyethylen) gewährt eine bedarfsgerechte und effiziente Anwendung

Format	Flüssigkeitsaufnahme (± 10 %)	Karton
--------	-------------------------------	--------

40 x 60 cm	750 ml	6 x 50 St.
------------	--------	------------

60 x 60 cm	900 ml	6 x 25 St.
------------	--------	------------

60 x 90 cm	1590 ml	6 x 25 St.
------------	---------	------------

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



STATIONSWARE

Chirurgische Scheren

MEG 700210 14,5 cm, **gerade**
 stumpf/stumpf
 MEG 700211 spitz/stumpf
 MEG 700212 spitz/spitz

MEG 700216 14,5 cm, **gebogen**
 stumpf/stumpf
 MEG 700217 spitz/stumpf
 MEG 700218 spitz/spitz



Feine chirurgische Scheren

MEG 700230 11,5 cm, **gerade**
 spitz/spitz

MEG 700231 11,5 cm, **gebogen**
 spitz/spitz



Halst.-Mosquito Arterienklemmen

MEG 700360 12,5 cm, gerade, gerieft
 MEG 700361 12,5 cm, gebogen, gerieft

MEG 700380 **Pean-Arterienklemme**
 14 cm, gerade, gerieft

Kocher-Arterienklemmen

MEG 700390 gerade, gerieft
 MEG 700391 16 cm

MEG 700422 **Schlauchklemme**
 15 cm, glatt



Halst.-Mosquito Arterienklemmen



Pean-Arterienklemme



Schlauchklemme



Kocher-Arterienklemmen

**STATIONSWARE****Haushaltspinzetten**

9,0 cm

9,5 cm, glatt

MEG 700303

MEG 700310

MEG 700306

Anatomische Pinzette 14,5 cm

Haushaltspinzetten



Anatomische Pinzette



MEG 700326

Chirurgische Pinzette

14,5 cm, 1 x 2 Zähne



MEG 700342

Splitterpinzette

11,5 cm, Feilchenfeld



Nagelscheren

MEG 700620

MEG 700622

Nagelscheren

10 cm, gerade

10 cm, gebogen

MEG 700623

MEG 700624

Feine Nagelscheren

9 cm, gerade

9 cm, gebogen

MEG 700626

Hautschere 10,5 cm

feine Nagelscheren



Hautschere

**Nagelscheren**

10 cm, gerade

10 cm, gebogen

Feine Nagelscheren

9 cm, gerade

9 cm, gebogen

Hautschere 10,5 cm



STATIONSWARE

Gross-Maier-Kornzangen mit Sperre

- MEG 700460 20 cm, gerade
- MEG 700470 20 cm, gebogen
- MEG 700462 25 cm, gerade
- MEG 700472 25 cm, gebogen




- MEG 700520 **Mayo-Hegar Nadelhalter**
16 cm, gerade

- MEG 700540 **Mathieu Nadelhalter** 14 cm



Mathieu Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter



Lister Verbandscheren

- MEG 700560 14 cm
- MEG 700564 18 cm

- MEG 700625 **Nagelhautzange** 13,5 cm

- MEG 700650 **Schwesterngarnitur**
komplett mit Schere und Feile
an Kette mit Halter



Lister Verbandscheren



Nagelhautzange



Schwesterngarnitur



MEG 710210
MEG 710211
MEG 710212

MEG 710216
MEG 710217
MEG 710218

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



STATIONSWARE – 1A Qualität

einzelnd verpackt in stabiler Tüte

Chirurgische Scheren

14,5 cm, **gerade**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz

14,5 cm, **gebogen**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz



MEG 710230

MEG 710231

Feine chirurgische Scheren

11,5 cm, **gerade**
spitz/spitz

11,5 cm, **gebogen**
spitz/spitz



MEG 710306



MEG 710326



MEG 710342



Anatomische Pinzette 14,5 cm

Chirurgische Pinzette
14,5 cm, 1 x 2 Zähne

Splitterpinzette
11 cm, Feilchenfeld

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



STATIONSWARE – 1A Qualität

einzelnd verpackt in stabiler Tüte

MEG 710360
MEG 710361

Halst.-Mosquito Arterienklemmen

12 cm, gerade, gerieft
12 cm, gebogen, gerieft

MEG 710380

Pean-Arterienklemme

14,5 cm, gerade, gerieft

MEG 710422

Schlauchklemme

15 cm, kariert



Halst.-Mosquito Arterienklemmen



Pean-Arterienklemme



Schlauchklemme



Lister Verbandscheren

MEG 710560
MEG 710564

14,5 cm
18 cm



MEG 710520

Mayo-Hegar Nadelhalter

16 cm, gerade

MEG 710540

Mathieu Nadelhalter 14 cm



Mathieu Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

aus hochwertigem Stahl, matt, in OP-Qualität

Chirurgische Scheren

MEG 778210
MEG 778211
MEG 778212

14,5 cm, **gerade**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz

MEG 778216
MEG 778217
MEG 778218

14,5 cm, **gebogen**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz



Chirurgische Scheren, gerade

MEG 778230

11,5 cm, **gerade**
spitz/spitz

MEG 778231

11,5 cm, **gebogen**
spitz/spitz



Chirurgische Scheren, gebogen

MEG 778560
MEG 778564

Lister Verbandscheren

14 cm
18 cm

MEG 778380
MEG 778381

Pean-Arterienklemmen gerade, gerieft

14 cm
16 cm

MEG 778306

Anatomische Pinzette 14,5 cm

MEG 778326

Chirurgische Pinzette
14,5 cm, 1 x 2 Zähne

MEG 778342

Splitterpinzette
11,5 cm, Feilchenfeld



Feine chirurgische Scheren



Lister Verbandschere
18 cm



Pean-Arterienklemme
14 cm



Anatomische
Pinzette



Chirurgische
Pinzette



Splitter-
pinzette

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



Chirurgische Scheren

- AES BC314R gerade, stumpf/stumpf, 14,5 cm
- AES BC344R gerade, spitz/spitz, 14,5 cm
- AES BC324R gerade, spitz/stumpf, 14,5 cm
- AES BC444R gebogen, spitz/spitz, 14,5 cm
- AES BC414R Cooper, gebogen, stumpf/stumpf, 14,5 cm
- AES BC424R gebogen, spitz/stumpf, 14,5 cm



Chirurgische Scheren

Lister Verbandscheren

- AES BC861R 14 cm
- AES BC862R 18 cm
- AES BC863R 20 cm



Lister Verbandschere

Metzenbaum Präparierscheren

Metzenbaum Präparierscheren

- AES BC601R gerade, 14,5 cm
- AES BC605R gebogen, 14,5 cm

Iris- u. Fadenscheren

- AES BC110R gerade, spitz/spitz, 11 cm
- AES BC107R gebogen, spitz/spitz, 11,5 cm

Maier-Kornzangen mit Sperre

- AES BF058R gerade, 26 cm
- AES BF059R gebogen, 26 cm

Nadelhalter

- AES BM236R Mayo-Hegar, gerade, 18,5 cm
- AES BM220R Crile-Wood, kräftig, 16 cm



Iris- u. Fadenscheren

Mosquitoklemmen

- AES BH110R nach Halsted, gerade, gerieft, 12,5 cm
- AES BH111R nach Halsted, gebogen, gerieft, 12,5 cm

Anatomische Pinzetten

- AES BD027R mittelbreit, 14,5 cm
- AES BD047R standard, 14,5 cm

Chirurgische Pinzetten

- AES BD557R standard, 1 x 2 Zähne, 14,5 cm
- AES BD559R standard, 1 x 2 Zähne, 16 cm



Nadelhalter

Mosquitoklemmen

Anatomische Pinzetten

Chirurgische Pinzetten

Maier-Kornzangen

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Chirurgische Scheren gerade

ZEP 08-1100-13 spitz/stumpf, 13,0 cm
 ZEP 08-1100-14 spitz/stumpf, 14,0 cm
 ZEP 08-1100-16 spitz/stumpf, 16,5 cm
 ZEP 08-1200-13 spitz/spitz, 13,0 cm
 ZEP 08-1200-14 spitz/spitz, 14,0 cm

gebogen

ZEP 08-1201-13 spitz/spitz, 13,0 cm

Lister Verbandscheren

ZEP 08-9001-14 14,5 cm
 ZEP 08-9001-16 15,5 cm
 ZEP 08-9001-18 18,5 cm
 ZEP 08-9001-20 20,0 cm

Iris-Scheren

ZEP 08-3400-11 gerade, spitz/spitz, 11,5 cm
 ZEP 08-3401-11 gebogen, spitz/spitz, 11,5 cm

Nagelschere

ZEP 74-3005-10 gebogen, 10 cm

Spencer Ligatur Scheren

ZEP 08-8002-09 9 cm
 ZEP 08-8002-11 12 cm

Metzenbaum fino Präparierschere

ZEP 08-2803-14 gebogen, stumpf/stumpf, 14,5 cm



Chirurgische Scheren, spitz/stumpf



Chirurgische Scheren, spitz/spitz



Lister Verbandscheren



Iris-Schere, gebogen



Nagelschere



Spencer Ligatur Schere, 9 cm



Metzenbaum fino Präparierschere

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Anatomische Pinzetten

gerade

ZEP 10-1002-11	11,5 cm
ZEP 10-1002-13	13,0 cm
ZEP 10-1002-14	14,5 cm
ZEP 10-1002-16	16,0 cm
ZEP 10-1002-25	25,0 cm
ZEP 10-1002-30	30,5 cm
ZEP 10-1100-11	11,5 cm, schmale Form
ZEP 10-1100-13	13,0 cm, schmale Form
ZEP 10-1100-14	14,5 cm, schmale Form
ZEP 10-1700-12	12,0 cm, gerieft, nach Adson

Chirurgische Pinzetten

gerade, 1x2 Zähne

ZEP 10-1200-11	11,5 cm
ZEP 10-1200-14	14,5 cm
ZEP 10-1200-16	16,0 cm
ZEP 10-1300-11	11,5 cm, schmale Form
ZEP 10-1300-13	13,0 cm, schmale Form
ZEP 10-1800-12	12,0 cm, nach Adson

Splitterpinzetten nach Feilchenfeld

ZEP 10-8100-09	9,0 cm
ZEP 10-8100-11	11,5 cm

ZEP 43-4206-09	Cilienpinzette schräg, 9 cm
----------------	---------------------------------------

ZEP 10-3300-12	Uhrmacherpinzette gerade, 12 cm, Nr. 3
----------------	--

ZEP 44-2001-11	Ohrpinzette nach Wilde (Troeltsch) abgewinkelt, 12 cm
----------------	---



Cilienpinzette



Uhrmacherpinzette



Ohrpinzette



Anatomische Pinzetten 14,5 cm + 25 cm,
schmale Form 13 + 14,5 cm, nach Adson



Chirurgische Pinzetten 11,5 + 14,5 cm,
schmale Form 11,5 + 13 cm, nach Adson



Splitterpinzetten

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Rochester Pean Arterienklemmen

gerade, gerieft

ZEP 12-3100-14	14,5 cm
ZEP 12-3100-16	16,0 cm
ZEP 12-3100-18	18,0 cm
ZEP 12-3100-26	26,0 cm



Rochester Pean Arterienklemme, 14,5 cm

Gross-Maier Kornzange

gerade, 26,5 cm

ZEP 16-1100-26	gerade, 26,5 cm
ZEP 16-1101-26	gebogen, 26,5 cm

ZEP 14-1203-13

Tuchklemme Kugel mit Schale

13 cm



Gross-Maier Kornzange, gerade



Gross-Maier Kornzange, gebogen



Tuchklemme Kugel mit Schale

Nadelhalter

ZEP 24-1600-15	Crile-Wood , gerade, 15 cm
ZEP 24-1800-18	Mayo-Hegar , gerade, 18,5 cm
ZEP 24-4100-14	Olsen-Hegar , gerade, 14 cm



Crile-Wood Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter



Olsen-Hegar Nadelhalter

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Nasenspekula Hartmann-Halle

- ZEP 46-1002-01 **Fig. 1**, 15 cm
- ZEP 46-1002-02 **Fig. 2**, 15 cm
- ZEP 46-1002-03 **Fig. 3**, 15 cm



Nasenspekulum, Fig. 1

- ZEP 26-6301-13 **Klammerentfernungszange nach Michel**, 13 cm




- ZEP 26-6300-12 **Klammerentfernungszange nach Michel**, 12,5 cm



Klammerentfernungszangen

Knopfsonden, doppelendig

- ZEP 20-1004-14 1,0 mm Ø x 14,5 cm
- ZEP 20-1005-14 1,5 mm Ø x 14,5 cm
- ZEP 20-1006-16 2,0 mm Ø x 16,0 cm
- ZEP 20-1005-20 1,5 mm Ø x 20,0 cm



Knopfsonden
1,0 + 2,0 mm Ø

Scharfer Löffel nach Volkmann

- ZEP 32-4609-96 17 cm, Fig. 0000
- ZEP 32-4609-97 17 cm, Fig. 000
- ZEP 32-4609-98 17 cm, Fig. 00
- ZEP 32-4700-00 17 cm, Fig. 0
- ZEP 32-4700-01 17 cm, Fig. 1
- ZEP 32-4700-02 17 cm, Fig. 2
- ZEP 32-4700-03 17 cm, Fig. 3
- ZEP 32-4700-04 17 cm, Fig. 4

- ZEP 32-5306-01 **Scharfer Doppellöffel nach Williger**
oval/oval, Fig. 0/1, 13,5 cm

- ZEP 52-2701-16 **Kehlkopfspiegel**
ohne Griff, Fig. 3, Ø 16 mm, aus Rhodium



Scharfer Löffel nach Volkmann, Fig. 03



Scharfer Doppellöffel nach Williger



Kehlkopfspiegel

STERILBEZÜGE FÜR KOCHSALZSCHÜSSELN**Thermo-Cover / Thermo-Cover Lite**

für Kochsalzschüsseln, steril, konfektionierter Überzug für NaCl-Schüsseln im OP, erspart die Sterilisation der Edelstahlschüssel. Wird in die Schüssel eingelegt und nach unten über den Ständer zur Abdeckung gezogen. Durch den Aluminiumeinsatz im Bodenbereich können Temperaturspitzen der Heizplattenständer ausgeglichen werden, ohne dass eine Beschädigung des Thermo-Covers auftritt. Die Ausformung des Schalenbereichs sorgt für eine faltenfreie Einlegung in die Schale. Ohne Schweißnähte, im Schüsselbodenbereich aufgesiegelte Aluminiumfolie, 430/250 x 750 mm



MEG 139010

Thermo-Cover TC43-75SW

vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperierständers mit stabiler Schutzfolie in Auszugsfaltung, im Schüsselbereich **doppelwandig** rundgeformt
Pack = 20 Stück

MEG 139015

Thermo-Cover Lite TC43-75TL

vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperierständers, im Schüsselbereich **einwandig** rundgeformt
Pack = 25 Stück

ZECKENENTFERNER**Zeckenzange**

aus Kunststoff, blau, mit Greifbacken und Drücker, geeignet für Mensch und Tier, ca. 9,2 cm lang

MEG 700890

SÖHNGEN**Zeckenpinzette**

aus Kunststoff, mit Greifbacken und Drücker

SÖH 2009009

KUW 11.10001.002 **Zecken-Fix Zeckenpinzette**

aus Edelstahl/Kunststoff, sterilisierbar, ca. 8,5 cm lang, zum schnellen und einfachen Entfernen von Zecken, mit abgewinkeltm Kopf, für die Anwendung bei Mensch und Tier, einzeln verpackt



ZEP 10-8409-11

Zeckenpinzette

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut, ca. 11,5 cm lang



EINMAL-INSTRUMENTE



SUS Einmal-Instrumente

Sterile SUSI Instrumente (**S**ingle **U**se **S**urgical **I**nstru-
ments) stellen eine wirtschaftliche Alternative zur zeit-
und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen
Einzelinstrumenten dar. Aufwendige Aufbereitungs-
prozesse entfallen. Sie sind aus einem glasfaser-
verstärkten Hochleistungspolymer hergestellt

Einmal-Scheren

Pack = 20 Stück
AES BC110SU fein, spitz/spitz, gerade, 11 cm
AES BC324SU chir., spitz/stumpf, gerade, 14,5 cm

Einmal-Pinzetten, anatomisch

Pack = 20 Stück
AES BD047SU ohne Zähne, 14,5 cm
AES BD222SU nach Adson, ohne Zähne, 12 cm

Einmal-Pinzetten, chirurgisch

Pack = 20 Stück
AES BD512SU nach Adson, 1 x 2 Zähne, 12 cm
AES BD557SU 1 x 2 Zähne, 14,5 cm

Einmal-Tupferzangen

Pack = 20 Stück
AES BF046SU nach Gross, gerade, 20 cm
AES BF059SU nach Maier, gebogen, 26,5 cm

Einmal-Pean-Arterienklemmen

Pack = 20 Stück
AES BH424SU gerade, 14,5 cm

Einmal-Nadelhalter

Pack = 20 Stück
AES BM235SU nach Mayo-Hegar, 15 cm

Einmal-Wundspreizer nach Weitlaner

Pack = 20 Stück
AES BV067SU 3 x 4 Zähne, 13 cm, halbscharf

Scharfe Löffel

Pack = 20 Stück
AES FK850SU zum Einmalgebrauch, 18 cm



Einmal-Pinzetten
anatomisch chirurgisch



Einmal-Tupferzangen nach Gross und Maier



Einmal-Arterienklemmen
Pean



Einmal-Nadelhalter
Mayo-Hegar



Einmal-Wundspreizer



Scharfer Löffel

EINMAL-INSTRUMENTE

aus Metall, einzeln steril verpackt, die beidseitige Farbmarkierung (**Einweg-Kennzeichnung**) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten



①

MEG 782000
MEG 782005

Irischeren

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

11,5 cm, spitz/spitz, gerade (Abb. 1)
11,5 cm, spitz/spitz, gebogen

Chirurgische Scheren

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

MEG 782010
MEG 782015
MEG 782020
MEG 782018

14,5 cm, gerade, stumpf/stumpf (Abb. 2)
14,5 cm, gerade, spitz/stumpf (Abb. 2)
14,5 cm, gerade, spitz/spitz (Abb. 2)
14,5 cm, gebogen, spitz/stumpf (Abb. 3)



②



③



④

MEG 782025
MEG 782027

Metzenbaumscheren

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

14,5 cm, stumpf/stumpf, gerade (Abb. 4)
14,5 cm, stumpf/stumpf, gebogen



⑤

MEG 782065
MEG 782060

Anatomische Mosquitoklemmen

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

nach Halsted, 12,5 cm, gerade (Abb. 5)
nach Halsted, 12,5 cm, gebogen (Abb. 6)



⑥

EINMAL-INSTRUMENTE



aus Metall, einzeln steril verpackt, die beidseitige Farbmarkierung (**Einweg-Kennzeichnung**) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten

MEG 782029

Splitterpinzetten

(Abb. 1)

zum Einmalgebrauch
nach Feilchenfeld, 11,5 cm
Pack = 25 Stück



①

Anatomische Pinzetten

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

MEG 782030

12,0 cm, nach Adson

(Abb. 2)

MEG 782040

12,0 cm

MEG 782043

14,5 cm

(Abb. 3)



②



③

MEG 782035

Anatomische Irispinzetten

(Abb. 4)

zum Einmalgebrauch
10,0 cm, fein, gerade
Pack = 25 Stück



④

Chirurgische Pinzetten

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

MEG 782045

12,0 cm, 1 x 2 Zähne, nach Adson

(Abb. 5)

MEG 782050

10,0 cm, 1 x 2 Zähne

MEG 782058

14,5 cm



⑤

MEG 782066

Pean Arterienklemmen

(Abb. 6)

zum Einmalgebrauch
14,0 cm, gerade
Pack = 25 Stück



⑥

MEG 782068

Kocher Arterienklemmen

(Abb. 7)

zum Einmalgebrauch
1 x 2 Zähne, 14,5 cm, gerade
Pack = 25 Stück



⑦

EINMAL-INSTRUMENTE

aus Metall, einzeln steril verpackt, die beidseitige Farbmarkierung (**Einweg-Kennzeichnung**) verhindert eine Vermischung mit wiederverwendbaren Instrumenten



①

MEG 782070

Scharfe Doppellöffel

(Abb. 1)

zum Einmalgebrauch
nach Willinger, 16,5 cm
Pack = 25 Stück



②

MEG 782074

MEG 782075

MEG 782080

Nadelhalter

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

14,0 cm, gerade, nach Mayo-Hegar

18,5 cm, gerade, nach Mayo-Hegar

14,0 cm, nach Crile Wood (Abb. 2)



MEG 782100

MEG 782105

Lister Verbandscheren

zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

14,5 cm

18,0 cm

(Abb. 3)

(Abb. 4)



③



④

MEG 782110

Braun-Stadler Episiotomie Scheren

zum Einmalgebrauch

(Abb. 5)

14,5 cm

Pack = 25 Stück



⑤




⑤

EINMAL-INSTRUMENTE



Peha®-instrument Einmalinstrumente

Chirurgische Einweg-Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen hygienischen und funktionellen Einsatz, eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; mit Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet, welche speziell für Medizinprodukte geeignet ist; die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt, in praktischem Dispenser



Peha Pinzetten nach Adson

zum Einmalgebrauch

Pack = 25 Stück

HAP 991060

anatomisch, gerade, 12 cm

HAP 991062

chirurgisch, gerade, 12 cm

HAP 991065

Peha Splitterpinzetten

gerade, 9 cm

zum Einmalgebrauch

Pack = 25 Stück

HAP 991010

Peha Scharfe Löffel Kombination

nach Willinger, 16,5 cm

zum Einmalgebrauch

Pack = 25 Stück



HAP 991000

Peha®-instrument Basis-Sets fine, steril

Komplett-Sets mit chirurgischen Einweg-Instrumenten aus Stahl sowie Tupfern für bedarfsorientiertes, steriles Arbeiten bei kleinen chirurgischen Eingriffen; mit Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet, welche speziell für Medizinprodukte geeignet ist; die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt

Inhalt per Set:

1 Metzenbaum Schere gebogen, 14,5 cm

1 Mosquito-Klemme nach Halsted anatomisch gebogen, 12,5 cm

1 Adson-Pinzette anatomisch gerade, 12 cm

1 Adson-Pinzette chirurgisch gerade, 12 cm


1 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12 cm

5 Schlinggazetupfer, pflaumengroß

Pack = 5 Sets



MEG 143480

SWA 421
SWA 420**FADENENTFERNUNGSMESSER**

Fadenziehmesser 11 cm lang
aus Carbonstahl, steril, einzeln eingeschweißt
in Aluverpackung
Pack = 100 Stück


Stitch Cutter
steril, einzeln in Folie verpackt

Pack = 100 Stück
11,5 cm lang, Edelstahl
6,5 cm lang, Carbonstahl

SETS FÜR DIE WUNDVERSORGUNG

Fadenzieh-Set Station, steril
zum Entfernen von Wundfäden und zur
Wundreinigung. Inhalt:
1 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
1 x anat. Pinzette, gerade, 11,5 cm
1 x Fadenziehmesser mit Handgriff
VE = 15 Sets

FRM 35891



FRM 38766

Naht-Set, steril
für die sterile Wundversorgung bei kleinen
chirurgischen Eingriffen. Inhalt:
1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig
1 x Kunststoffschale 500 ml
1 x Kunststoffbecher 120 ml
3 x Schlinggazetupfer 20 x 20 cm
2 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach
1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
1 x chir. Schere, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm
VE = 15 Sets

**CHIRURGISCHE SETS**

IUP-Set (Intra-Uterin-Pessar), steril
für die Einlage bzw. Entfernung der Spirale.
Inhalt:
1 x Abdecktuch blau, 75 x 90 cm, 2-lagig
1 x Uterussonde graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm
1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm
1 x Metzenbaum-Schere, gerade, stumpf/stumpf, 23 cm
1 x anat. Pinzette, mittelbreit, 25 cm
VE = 10 Sets

FRM 370252



CHIRURGISCHE SETS



FRM 370239

Chirurgisches Set, steril

für die allgemeine Chirurgie, Dermatologie, Handchirurgie. Zur Entfernung von kleinen Haut- und Weichteiltumoren wie z. B. Muttermalen, Fibromen, Warzen.

Inhalt:

- 1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig
- 1 x Lochtuch, selbstklebend, blau, 50 x 60 cm, 2-lagig, Loch: 6 x 8 cm
- 1 x Kunststoffschale 500 ml
- 5 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 1 x chir. Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm
- 1 x anat. Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen, 13 cm
- 1 x chir. Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm
- 1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
- 1 x Halsey-Nadelhalter, 13 cm
- 1 x Feather Einmal-Skalpell mit Klingenschutz Fig. 15, Kunststoffgriff und Edelstahlklinge

VE = 15 Sets



FRM 370240


Dermatologie-Set, steril

für die allgemeine Chirurgie, Dermatologie. Zur Entfernung von kleinen Haut- und Weichteiltumoren wie z. B. Muttermalen, Fibromen, Warzen.

Inhalt:

- 1 x Abdecktuch 45 x 75 cm, 2-lagig
- 1 x Lochtuch 45 x 75 cm, 2-lagig, Loch: 6 cm
- 1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
- 1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
- 1 x Feather Einmal-Skalpell mit Klingenschutz Fig. 15, Kunststoffgriff und Edelstahlklinge

VE = 15 Sets



FRM 370340

Vasektomie-Set, steril

zur Sterilisation des Mannes mittels Durchtrennung und Unterbindung der Samenstränge.

Inhalt:

- 1 x Kunststoffschale 500 ml
- 1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
- 1 x Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm
- 1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
- 2 x Backhaus-Tuchklemme scharf, 11 cm
- 2 x anat. Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen, 13 cm
- 1 x Lochtuch 45 x 75 cm, 2-lagig
- 1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig

VE = 15 Sets





KAI MK402
KAI MK403
KAI MK404
KAI MK405
KAI MK407



KAI 101
KAI 115
KAI 201
KAI 301
KAI 351
KAI 401
KAI 501
KAI 601
KAI 801



KAI P101
KAI P115
KAI P201
KAI P301
KAI P401

HAUTKÜRETTEN



einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl für weiches oder schwaches Gewebe, einfache Identifizierung durch Größenangabe auf jedem Handgriff, zur Kürettage von basalen Zellkarzinomen, Warzen und anderen benignen Neoplasmen der Haut, Fachbereiche: Dermatologie, Chirurgie, Fußorthopädie und Veterinärmedizin, einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

BIOPSIESTANZER



zur präzisen Durchführung von Hautbiopsien mit minimaler Gewebstraumatisierung, geriffelter Griff für sicheren Halt, Stanze aus spezialgehärtetem, rostfreiem Stahl, Griff: Polypropylen, einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück

1 mm Ø
1,5 mm Ø
2 mm Ø
3 mm Ø
3,5 mm Ø
4 mm Ø
5 mm Ø
6 mm Ø
8 mm Ø



Biopsiestanzer **Plunger**

zusätzlich mit integrierter Entnahmehilfe zur einfachen Entnahme der Hautproben
VE = 20 Stück

1 mm Ø
1,5 mm Ø
2 mm Ø
3 mm Ø
4 mm Ø

WEICHTEILBIOPSIE-SYSTEME



Facile Biopsienadel, steril

manuell zu betätigende Biopsienadel für die Weichteilbiopsie mit echogener Spitze und optional verwendbarer cm-Markierung mit Einstichtiefenbegrenzung zur punktgenauen Platzierung

VE = 10 Stück



Trokarschliff

MMD FC1408001	14 G x 8 cm
MMD FC1412001	14 G x 12 cm
MMD FC1416001	14 G x 16 cm
MMD FC1808001	18 G x 8 cm
MMD FC1812001	18 G x 12 cm
MMD FC1816001	18 G x 16 cm

KNOCHENMARKBIOPSIE-SYSTEME U. -ASPIRATIONSNADELN



MED-J Knochenmarkbiopsie- und Aspirationsnadel
sterile Einmalnadel zur Biopsie und Aspiration am hinteren Beckenkamm. Griffsicherheit durch breite Flügel, sichere Verschlussmöglichkeit der Kanüle mit und ohne Stilet, der beige packte Luer-Lock-Adapter erlaubt den Anschluss an alle gängigen Spritzen

VE = 10 Stück



Schrägschliff

MMD XJ0810000	8 G x 10 cm
MMD XJ1110000	11 G x 10 cm
MMD XJ1115000	11 G x 15 cm
MMD XJ1309000	13 G x 9 cm

MED-S Aspirationsnadel

sterile Einmal-Aspirationsnadel geeignet für die Aspiration, die Sternalpunktion sowie die Knochenmarkinfusion, scharfe lanzettförmige Spitze zur leichten und atraumatischen Penetration in den Knochen, variable Einstichtiefe einstellbar zur exakten Positionierungskontrolle, kompatibel mit allen Luer-Lock-Spritzen

VE = 10 Stück



Schrägschliff

MMD XS1503001	15 G x 3 cm
MMD XS1803001	18 G x 3 cm

VERBRAUCHSMATERIALIEN /
EINMALPRODUKTE FÜR DIE HF-CHIRURGIEmedimex 

MEX 8M900045

**Elektrodenhandgriff classic**

2 Tasten, Schaft Ø 4 mm, ohne Kabel, der elektrochirurgische Handgriff dient dem Anschluss von Elektroden und Hilfsinstrumenten für monopolares Schneiden oder Koagulation an HF-Geräte, Schneiden und Koagulieren ist über zwei Tasten mittels verschiedener Elektroden (nicht im Lieferumfang) möglich, Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: 134 °C

MEX 8M940177

**Kabel 4,5 m, für Einmal-Neutralelektrode**

Standardanschluss, das HF-Kabel dient dem Anschluss von Elektroden für monopolares oder bipolares Schneiden oder Koagulation an HF-Geräte, Steckertyp: 6,3 mm Erbe, grau mit Sicherheitsstreifen, Instrumentenseite: Clip 25 mm, Spannungsfestigkeit: 500 Vp

MEX 8M960145

**Kabel 4,5 m, Standardanschluss**

für bipolare Pinzetten und bipolare Arthroskopie-Elektroden, grau mit Sicherheitsstreifen

MEX 8M910000

**Messerelektroden**

gerade, monopolar, 40 mm lang, 26 x 3,2 mm, für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft Ø 4 mm, wiederverwendbar, autoklavierbar (134°C), Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 4,3 kVp
Pack = 5 Stück

MEX 8M910012

**Nadelelektroden**

gerade, monopolar, 40 mm lang, 22 x Ø 0,8 mm für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft Ø 4 mm, wiederverwendbar, autoklavierbar (134°C), Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 4,3 kVp
Pack = 5 Stück

MEX 8M930081

**Einmal-Neutralelektroden compact**

steril, geteilt, ohne Kabel, die Einweg-Neutral-elektrode ist selbstklebend und dient als Zubehör der HF-Chirurgie bei monopolarer Anwendung, die Elektrode dient dazu, den Stromkreis zwischen Patient und HF-Generator auf der passiven Seite zu schließen, für Patientengewicht > 5 kg, Kontaktfläche: 90 cm², Pack = 100 Stück

INSTRUMENTENSCHUTZ



TIP GUARDS™

als Instrumentenschutz während der Sterilisation und zur Lagerung

Pack = 100 Stück

MEG 390001
MEG 390003
MEG 390004
MEG 390005
MEG 390006
MEG 390007
MEG 390008
MEG 390010

rot
blau
gelb
weiß
orange
braun
maroon (violett)
schwarz



INSTRUMENTENKENNZEICHNUNG



SURG-I-BAND®

Instrumentenband

vollständig Dampf und Gas sterilisierbar,
auch für Heißluftsterilisation geeignet,
Surg-I-Band Breite 6 mm, Länge 6,2 m

MEG 380000
MEG 380001
MEG 380002
MEG 380003
MEG 380004
MEG 380005
MEG 380006
MEG 380007
MEG 380008
MEG 380009
MEG 380010
MEG 380011
MEG 380012

violett
braun
schwarz
blau
grün
rot
orange
gelb
weiß
hellgrün
glo-orange
grau
pink



RETTUNGSSCHERE**SÖHNGEN**

SÖH 2001028

**Resettungsschere**

23 cm lang, universell einsetzbare, **extrem stabile** Schere. Es können Fensterscheiben eingeschlagen, Drähte gekappt und Blechteile weggebogen werden. Die Rettungsschere durchtrennt den Sicherheitsgurt und schneidet auch schwerste Materialien wie stabile Motorradbekleidung und Stiefel. Mit praktischer Wand-/Fahrzeughalterung

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE**BAYHA**[®]

BAY 506

**Skalpellgriff, ergonomisch**

16 cm lang, Gr. 6, die aus Kunststoff gefertigte Griffschale ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Die ergonomische Form liegt gut in der Hand und bietet verschiedene Möglichkeiten den Griff zu halten, dadurch können unterschiedliche Schnittbewegungen ausgeführt werden. Durch das Riegelsystem kann die Klinge ohne Berührung der Schneide völlig gefahrlos in den Griff eingesetzt werden, es wird kein Klingentferner zum Entnehmen der Klinge benötigt.

Nicht für sterile Aufbereitung geeignet

BAY 599

**Schutzkappe**

aus Kunststoff, dient zur Aufbewahrung des Skalpells inklusive Klinge. Kann für jede Klingensform sowie für **alle Bayha-**Griffe genutzt werden.

Nicht für sterile Aufbereitung geeignet

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE

BAYHA®

Skalpellschlingen

alle Klingenformen passen in jeden Griff

steril, VE = 1 Gros (12 Dtzd.)

BAY 311	Fig. 11
BAY 312	Fig. 12
BAY 315	Fig. 15
BAY 316	Fig. 16
BAY 318	Fig. 18
BAY 319	Fig. 19
BAY 320	Fig. 20
BAY 321	Fig. 21
BAY 322	Fig. 22
BAY 323	Fig. 23
BAY 324	Fig. 24
BAY 326	Fig. 26
BAY 327	Fig. 27
BAY 328	Fig. 28
BAY 329	Fig. 29

unsteril, VE = 1 Gros (12 Dtzd.)

BAY 111	Fig. 11
BAY 112	Fig. 12
BAY 115	Fig. 15
BAY 116	Fig. 16
BAY 118	Fig. 18
BAY 119	Fig. 19
BAY 120	Fig. 20
BAY 121	Fig. 21
BAY 122	Fig. 22
BAY 123	Fig. 23
BAY 124	Fig. 24
BAY 126	Fig. 26
BAY 127	Fig. 27
BAY 128	Fig. 28
BAY 129	Fig. 29



11 12 15 16 18



19 20 21 22 23



24 26 27 28 29

Ideal – das bewährte BAYHA-Riegelsystem

1. Riegel nach oben stellen, Klinge ist lose.
2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.
3. Riegel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.

Skalpellschiffe

aus Edelstahl, rostfrei, bewährtes Riegelsystem, sicher in der Handhabung

BAY 501	Gr. 1, 13 cm
BAY 502	Gr. 2, 13 cm
BAY 503	Gr. 3, 20 cm
BAY 504	Gr. 4, 16 cm
BAY 505	Gr. 5, 15 cm





SWA 210
SWA 211
SWA 212
SWA 215
SWA 220
SWA 221
SWA 222
SWA 223
SWA 224

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE

Swann-Morton

Einmal-Skalpelle, steril, Edelstahl Klinge

Pack = 10 Stück

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24



SWA 110
SWA 111
SWA 112
SWA 115
SWA 120
SWA 121
SWA 122
SWA 123
SWA 124
SWA 125

Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl

Pack = 100 Stück

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25



MEG 147700

SKALPELLKLINGEN-ABNEHMER

Kling-Ex

einfache, unkomplizierte Klingenabnahme,
keine Verletzungsgefahr, operationssaalgerecht,
sterilisierbar, rostfrei, geeignet für alle Klingen-
formen, für Klinik, Ambulanz und Arztpraxis



SWA 5525

Swann-Morton

Skalpellklingentfernerbox

einfach zu handhaben und sicher im Gebrauch,
kann bis zu 100 Klingen aufnehmen, ideal für die
ärztliche Praxis, den medizinischen Fußpfleger in
der Praxis und ambulant, auch für Tierärzte unter-
wegs geeignet. Ebenso für weniger erfahrene Skal-
pellbenutzer und besonders für diejenigen, die in
einem Umfeld arbeiten, wo stichfeste Abfallbehälter
nicht unmittelbar zur Verfügung stehen

Pack = 10 Stück




SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE




Einmal-Skalpelle, steril, Edelstahlklingen, ergonomischer Kunststoffgriff mit Zentimetermaß und Kunststoffkappe über der Klinge für mehr Sicherheit, einzeln verpackt in Soft-Blister
Pack = 10 Stück

- MEG 146210 Fig. 10
- MEG 146211 Fig. 11
- MEG 146212 Fig. 12
- MEG 146215 Fig. 15
- MEG 146218 Fig. 18
- MEG 146220 Fig. 20
- MEG 146221 Fig. 21
- MEG 146222 Fig. 22
- MEG 146223 Fig. 23
- MEG 146224 Fig. 24



Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl, einzeln eingeschweißt in Aluverpackung
Pack = 100 Stück

- MEG 146110 Fig. 10
- MEG 146111 Fig. 11
- MEG 146112 Fig. 12
- MEG 146115 Fig. 15
- MEG 146118 Fig. 18
- MEG 146120 Fig. 20
- MEG 146121 Fig. 21
- MEG 146122 Fig. 22
- MEG 146124 Fig. 24



Skalpell-Griffe

- MEG 147703 **Nr. 3** für Einmal-Skalpellklingen:
Fig. 10, 11, 12, 15
- MEG 147704 **Nr. 4** für Einmal-Skalpellklingen:
Fig. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Skalpellgriffe, auswechselbar
Fig. 3, für Klingen Fig. 10 - 15
Fig. 4, für Klingen Fig. 18 - 36

- ZEP 06-1003-00
- ZEP 06-1004-00




FEA 110
FEA 111
FEA 112
FEA 114
FEA 115
FEA 120
FEA 121
FEA 122
FEA 123
FEA 124
FEA 125

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE



Einmal-Skalpelle, steril
mit Edelstahlklinge, rostfrei
Pack = 20 Stück

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25



FEA 210
FEA 211
FEA 212
FEA 214
FEA 215
FEA 220
FEA 221
FEA 222
FEA 223
FEA 224
FEA 225

Einmal-Skalpellklingen, steril
aus Edelstahl, rostfrei
Pack = 100 Stück

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25



FEA 303



FEA 304



FEA 307

Skalpell-Griffe

Gr. 3

für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 14, 15

Gr. 4

für Skalpellklingen: Fig. 20, 21, 22, 23, 24, 25

Gr. 7

für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 14, 15



FEA 510
FEA 511
FEA 514
FEA 515
FEA 515C
FEA 520
FEA 521
FEA 522
FEA 523
FEA 524
FEA 525

Sicherheits-Einmal-Skalpelle

FEATHER Safeshield, steril

Pack = 10 Stück

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 15c
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE



Einmal-Skalpelle, steril, Carbonstahl
mit Kunststoffheft und Klingenschutz
Pack = 10 Stück

- AES BA210 Fig. 10
- AES BA211 Fig. 11
- AES BA212 Fig. 12
- AES BA215 Fig. 15
- AES BA220 Fig. 20
- AES BA221 Fig. 21
- AES BA223 Fig. 23



Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl
Pack = 100 Stück

- AES BB510 Fig. 10
- AES BB511 Fig. 11
- AES BB512 Fig. 12
- AES BB513 Fig. 13
- AES BB515 Fig. 15
- AES BB520 Fig. 20
- AES BB521 Fig. 21
- AES BB523 Fig. 23



INSTRUMENTENSCHUTZ



- AES JG600 **Sterilit® Ölspray**, 300 ml
Öl zur Pflege von chirurgischen Instrumenten vor der Sterilisation, für Dampf-Sterilisations-Verfahren validiert und für die Heißluftsterilisation bis max. 180°C geeignet, wasserdampfdurchlässig, keine Beeinträchtigung der Sterilisationswirkung durch den Ölfilm, Schmierwirkung und Korrosionsschutz, silikonfrei, keine Flecken- und Krustenbildung auf Instrumentenoberflächen




- MEG 600152 **Öl-Spray**, 400 ml
Paraffin-Instrumenten-Spray zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Paraffinum Liquidum zugelassen ist, zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet



- MEG 600150 **Silikonspray, Silomed**, 500 ml
Universal Silikonspray zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind, zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet

HAUTKLEBER

ETHICON
a Johnson & Johnson company



Anwendung

ETH AHVM12

Dermabond mini

topischer Hautkleber für die äußere Anwendung und Versorgung von Wunden bis 5 cm Länge, einfaches und präzises Auftragen in zwei Schichten, violett-transparent, flexibel, exzellentes kosmetisches Ergebnis, mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen, sofortiges Duschen möglich, Inhalt: 0,36 ml
 Pack = 12 Ampullen

ETH ANX6

Dermabond Advanced

topischer Hautkleber für die äußere Anwendung und Versorgung von Wunden bis 15 cm Länge, einfaches und präzises Auftragen in einer Schicht, violett-transparent, flexibel, exzellentes kosmetisches Ergebnis, mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen, sofortiges Duschen möglich, Inhalt: 0,7 ml
 Pack = 6 Ampullen



Dermabond mini



Dermabond Advanced

NAHTMATERIALIEN

ETHICON
a Johnson & Johnson company

VICRYL rapide

(Polyglactin 910)

geflochtener, schnell resorbierbarer Synthetikfaden, gefärbt/ungefärbt, hohe Ausgangsreißfestigkeit, sicherer Knotensitz, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 42 Tage, Fadenstärken: USP 8-0 bis 1

MONOCRYL Plus

(Polyglecaprone 25)

monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangsreißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 90 – 120 Tage, Fadenstärken: USP 6-0 bis 1

VICRYL Plus

(Polyglactin 910)

geflochtener, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangsreißfestigkeit, sicherer Knotensitz, mittlerer Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 56 – 70 Tage, Fadenstärken: USP 5-0 bis 2

PDS II Plus

(Polydioxanone)

monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangsreißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, langsamer Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 180 – 240 Tage, Fadenstärken: USP 6-0 bis 0

PROLENE

(Polypropylen)

monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, verhält sich inert, hervorragende Gewebeverträglichkeit, Fadenstärken: USP 10-0 bis 1

NAHTMATERIALIEN



1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln

Pack = 36 Stück

	Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe
	17 mm				
ETH VCP305H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett
ETH V2140H	Vicryl Rapide	4/0	1,5	70 cm	ungef.

22 mm / *visi black*

ETH VCP3110H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett
ETH VCP3120H	Vicryl Plus	2/0	3	70 cm	violett

26 mm

ETH VCP316H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett
ETH VCP317H	Vicryl Plus	2/0	3	70 cm	violett

Darstellungen **nicht** in Originalgröße



3/8 Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze

Pack = 36 Stück

	Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe
	13 mm / <i>visi black</i>				
ETH MCP4940H	Monocryl Plus	4/0	1,5	45 cm	ungef.

13 mm / *Multipass*

ETH PDP464H	PDS II Plus	4/0	1,5	45 cm	violett
ETH MPVCP494H	Vicryl Plus	4/0	1,5	45 cm	ungef.

16 mm

ETH EH7764H	Prolene	4/0	1,5	45 cm	blau
-------------	---------	-----	-----	-------	------

19 mm / *Prime*


ETH EH7691H	Prolene	3/0	2	75 cm	blau
-------------	---------	-----	---	-------	------

19 mm / *Prime – schlanke Nadelversion*

ETH 8682H	Prolene	4/0	1,5	45 cm	blau
-----------	---------	-----	-----	-------	------

19 mm / *Multipass*

ETH PDP497H	PDS II Plus	3/0	2	45 cm	ungef.
-------------	-------------	-----	---	-------	--------



3/8 Kreis schneidende Nadeln

Pack = 36 Stück

	Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe
	19 mm				
ETH 8661H	Prolene	5/0	1	45 cm	blau
ETH EH7151H	Prolene	4/0	1,5	45 cm	blau
ETH 8665H	Prolene	3/0	2	45 cm	blau

19 mm / *visi black*

ETH EH7285H	Prolene	4/0	1,5	45 cm	blau
ETH EH7286H	Prolene	3/0	2	45 cm	blau

24 mm

ETH 8684H	Prolene	3/0	2	45 cm	blau
-----------	---------	-----	---	-------	------



visi black = geschwärzt

NAHTMATERIALIEN**Medtronic**
SurMed, Covidien**Nahtmaterialien**

bieten gute Handhabung, ausgezeichneten Knotenlauf und Knotensicherheit bei optimaler Resorption

POLYSORB

beschichtetes, geflochtenes, synthetisches, resorbierbares Nahtmaterial aus LACTOMER 9-1

Handhabung und Knüpf Eigenschaften wie bei Seide, gleitet durch das Gewebe wie ein monofiler Faden, gleichmäßige, kontrollierte Resorption in 56-70 Tagen, guter Knotensitz erlaubt präzise Adaption der Wundränder

Pack = 36 Stück

Nadeltyp	USP	Metric	Fadenlänge cm	Farbe
----------	-----	--------	---------------	-------


1/2 Kreis Rundkörperrnadel 17 mm

CV-23	3/0	2	75 cm	violett
CVF-23	4/0	1,5	75 cm	ungefärbt
CV-23	5/0	1	75 cm	violett

1/2 Kreis Rundkörperrnadel 26 mm

V-20	2/0	3	75 cm	violett
V-20	3/0	2	75 cm	violett
V-20	4/0	1,5	75 cm	violett

Zeichnungen in Originalgröße



TYC UL-204
TYC UL-214
TYC UL-202



TYC GL-123
TYC GL-122
TYC GL-121

SURGIPRO monofiles Polypropylen und

MONOSOF monofiles Polyamid bieten:

wenig Steifigkeit und ein geringes Memory-Verhalten bei Entnahme aus der Verpackung und während des Einsatzes, eine geschmeidige Oberfläche, die eine exakte Knotenplatzierung sowie Adaption der Wundränder erlaubt, gute Knotensitzfestigkeit reduziert Knotensteg durch überflüssige zusätzliche Knoten, bequemen Zugriff zur Nadel, der eine schnelle Entnahme aus der Verpackung gewährleistet

Pack = 36 Stück

Nadeltyp	USP	Metric	Fadenlänge cm	Farbe
----------	-----	--------	---------------	-------

SURGIPRO monofiles, Polypropylen

3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm

C-13	3/0	2	45 cm	blau
C-13	4/0	1,5	45 cm	blau
C-13	5/0	1	45 cm	blau

SURGIPRO II monofiles, Polypropylen mit Ethylen

3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze 13 mm

P-13	4/0	1,5	45 cm	blau
P-13	5/0	1	45 cm	blau

MONOSOF/DERMALON monofiler Polyamidfaden Nylon 6 und 6.6

3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm

C-13	3/0	2	75 cm	schwarz
C-13	4/0	1,5	45 cm	schwarz
C-13	5/0	1	45 cm	schwarz



TYC SP-665
TYC SP-683
TYC SP-661



TYC SP-5699
TYC SP-5698

TYC SN-641
TYC SN-662
TYC SN-661

WUND- / HAUTVERSCHLUSS



Leukosan® Strip Wundnahtstreifen

zum atraumatischen Wundverschluss, zuverlässig klebend, hautfreundlich, zu mehreren Strips auf Applikationskarte, steril eingeschiegelt

weiß

	Größe	Pack
BSN 7262800	6 x 38 mm	10 x 6 Streifen
BSN 7262802	6 x 75 mm	10 x 3 Streifen
BSN 7262803	6 x 100 mm	10 x 10 Streifen
BSN 7262804	12 x 100 mm	10 x 6 Streifen

	Größe	Pack
BSN 7262900	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen
BSN 7262901	3 x 75 mm	50 x 5 Streifen
BSN 7262902	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen
BSN 7262903	6 x 100 mm	50 x 10 Streifen
BSN 7262904	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen
BSN 7262905	25 x 100 mm	25 x 4 Streifen

hautfarben

	Größe	Pack
BSN 7262907	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen
BSN 7262908	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen
BSN 7262909	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen

	Größe	Pack
BSN 7262816	6 x 38 mm – 6 Streifen und 6 x 75 mm – 3 Streifen	16 x 9 Streifen



HAUTKLEBER



Leukosan® Adhesive

steriler topischer Hautkleber zum atraumatischen Wundverschluss, einzeln steril eingeschiegelt, in Faltschachtel

Pack = 10 Stück

BSN 7254100	Dosiertube mit 2 Applikatoren à 0,7 ml
BSN 7254101	Dosiertube mit 2 Applikatoren à 0,36 ml





	Größe	Pack
DMM 1540NP-12	3 x 75 mm	12 x 5 Streifen
DMM 1541NP-12	6 x 75 mm	12 x 3 Streifen
DMM 1542NP-12	6 x 38 mm	12 x 6 Streifen
DMM 1546NP-12	6 x 100 mm	12 x 10 Streifen
DMM 1547NP-12	12 x 100 mm	12 x 6 Streifen

DMM R1540	3 x 75 mm	50 x 5 Streifen
DMM R1541	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen
DMM R1542	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen
DMM R1546	6 x 100 mm	50 x 10 Streifen
DMM R1547	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen
DMM R1548	25 x 125 mm	25 x 4 Streifen
DMM R1549	12 x 50 mm	50 x 6 Streifen



WUND- / HAUTVERSCHLUSS

3M

3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen
universell einsetzbar, hautfreundliches, micro-poröses Kunstseidenmaterial, atmungsaktiv und exsudatdurchlässig, hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden, kein Nachdehnen

HAUTKLAMMERGERÄTE UND ZUBEHÖR

3M

3M™ Precise™ Hautklammermagazine
kleine, handliche Hautklammermagazine in steriler Einzelverpackung. Das Precise DS-System bietet alle Vorteile des Hautklammers: Schnelligkeit, Sicherheit, gute Verträglichkeit, gute kosmetische Ergebnisse, verringertes Infektionsrisiko, einfaches Entfernen
Pack = 12 Magazine

steril

DMM DS-5	Einmal-Magazin mit 5 Klammern, gebogen
DMM DS-15	Einmal-Magazin mit 15 Klammern, gebogen
DMM DS-25	Einmal-Magazin mit 25 Klammern, gebogen

DMM SR-1

3M™ Precise™ Klammerentferner
Pack = 10 Stück



WUND- / HAUTVERSCHLUSS



STERIGRAP® Wundnahtstreifen

steril, aus unelastischem Trägervlies, Hilfe für den nahtfreien Wundverschluss oder auch zur Entlastung von Nähten, mit lösungsfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Knochenform

die großen, breiten Klebeflächen bieten einen sicheren Halt, die abgerundeten Enden verhindern das vorzeitige Aufrollen, in der Mitte nur 2,5 mm (3,5 mm) breit

TRU 70491	32 x 8 mm	Pack = 10 Streifen
TRU 70340	70 x 13 mm	Pack = 5 Streifen

gerade

mit abgerundeten Enden, verzögert ein vorzeitiges Aufrollen der Streifen

TRU 70492	75 x 3 mm	Pack = 10 Streifen
TRU 70443	75 x 3 mm	Pack = 15 Streifen
TRU 70493	75 x 6 mm	Pack = 6 Streifen
TRU 70445	75 x 6 mm	Pack = 12 Streifen
TRU 70494	100 x 6 mm	Pack = 10 Streifen
TRU 70495	100 x 12 mm	Pack = 6 Streifen



HAUTKLEBER



TRUGLUE® Single Dose

aus Ethyl-2-Cyanoacrylat, keimhemmend, die Wunde ist nach dem Aushärten sofort belastbar, wasserunlöslicher Wundverschluss, auch auf Schleimhäuten einsetzbar, jede sterile Dosette enthält 0,3 ml Ethyl-2-Cyanoacrylat-Wundkleber und ist ausreichend für eine Wunde von ca. 10 cm Länge

TRU 75005	TRUGLUE® Single Dose 05 Pack = 5 Dosetten à 0,3 ml
TRU 75006	TRUGLUE® Single Dose 10 Pack = 10 Dosetten à 0,3 ml
TRU 75007	TRUGLUE® Single Dose 25 Pack = 25 Dosetten à 0,3 ml





MEG 122022

VENENSTRIPPER**Venenstripper Dormo Strip**

aus Polyamid, röntgenstrahlenundurchlässig (64 kV/m ca. 0,15 mA), leichtes Einführen durch spezielle Oberflächenbehandlung, bestehend aus:
2 Venenstripper 100 cm x 1,5 mm Ø, Handstück,
3 Kopfstücke zu je 9,5 - 12,8 und Ø 15,9 mm
VE = 12 Set

KNOPFKANÜLEN**Einmal-Knopfkanülen**

aus medizinischem Hochleistungskunststoff BORMED®, zur Wundspülung, zur Behandlung chronischer Wunden und um Medikamente in bestehende Öffnungen zu spritzen. Die Knopfkanülen sind für den Gebrauch mit handelsüblichen Einwegspritzen mit konischem Luer-Ansatz vorgesehen



	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Innen-Ø	
Beutel = 21 Stück				
MEG 149960	45 mm	35 mm	0,8 mm	Abb. 1
MEG 149963	70 mm	60 mm	0,8 mm	Abb. 2
MEG 149966	100 mm	80 mm	1,0 mm	Abb. 3
Beutel = 50 Stück				
MEG 149961	45 mm	35 mm	0,8 mm	Abb. 1
MEG 149964	70 mm	60 mm	0,8 mm	Abb. 2
MEG 149967	100 mm	80 mm	1,0 mm	Abb. 3
Pack = 150 Stück				
MEG 149962	45 mm	35 mm	0,8 mm	Abb. 1
MEG 149965	70 mm	60 mm	0,8 mm	Abb. 2
MEG 149968	100 mm	80 mm	1,0 mm	Abb. 3

UNIVERSALKLEMME ICI

MED 70000013

Klemme **blau**, aus PP, unsteril
autoklavierbar, röntgenfähig, arretierbar
Beutel = 250 Stück



BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Aneroidmanometer, Metallsockel (Messing) verchromt mit integriertem Pumpball und Luftablassventil, Manschetten können einfach und schnell ausgewechselt werden, Gehäuse aus absolut stoßfestem ABS, absolut hautverträglich, für Oberarmumfang 22 - 32 cm, inkl. Klettenmanschette abwischbar und Etui, Skala 60 mm Ø

MEG 602010
MEG 602020

Aneroid 1-Schlauch, blau
Aneroid Doppelschlauch, blau



HYGIENESCHUTZ



MEG 163030

Hygieneschutz für Blutdruckmanschetten zum hygienischen Schutz von Blutdruckmanschetten (Kontaminationsvermeidung), die vielfach bei unterschiedlichen Patienten in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen usw. Verwendung finden, 50 Streifen je Rolle, ca. 14 cm breit, Klebefläche blau gummiert
Pack = 2 Rollen



ZUBEHÖR



MEG 602025

Klettenmanschette 2-Schlauch für Erwachsene, komplett, hautverträglich, Armumfang 22 - 32 cm, schwarz



MEG 602026

Klettenmanschettenbezug für Erwachsene, hautverträglich, Armumfang 22 - 32 cm, schwarz



GUMMIBEUTEL



MEG 640041

1-Schlauch für Erwachsene (12 x 22,5 cm)

MEG 640042

2-Schlauch für Erwachsene (12 x 22,5 cm)





BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Practicus I und Practicus II

hochwertiges, formschönes, handliches, robustes Blutdruckmessgerät mit 1- oder 2-Schlauchmanschette, für Arzt und Klinik, mit großer, gut und einfach ablesbarer Skala, latexfreier Pumpball, im Etui

Practicus I, 68 mm Ø, 1-Schlauch

FRB 9021.20.112	schwarz
FRB 9021.20.117	blau
FRB 9021.20.108	grün
FRB 9021.20.116	rot
FRB 9021.20.109	gelb
FRB 9021.20.110	orange
FRB 9021.20.105	burgund

Practicus II, 68 mm Ø, 2-Schlauch

FRB 9022.20.112	schwarz
FRB 9022.20.117	blau
FRB 9022.20.108	grün
FRB 9022.20.116	rot
FRB 9022.20.109	gelb
FRB 9022.20.110	orange
FRB 9022.20.105	burgund

Manometer, Kunststoff, verchromt

FRB 9021.20.000	Practicus I, 68 mm Ø, 1-Schlauch
FRB 9022.20.000	Practicus II, 68 mm Ø, 2-Schlauch



FRB 9120.20.312

Regent II, 68 mm Ø, 1 Schlauch

robustes Blutdruckmessgerät zur Selbstmessung mit integriertem Stethoskop, mit schwarzer Ziehklebmanchette zum einfachen Anlegen am Oberarm, mit großer, gut und einfach ablesbarer Skala, im Etui

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE GAMMA® G7

mit Drehventil und Leichtmetallkomponenten, Shockproof, latexfreie Materialien, überdrucksicheres Manometer, korrosionsfrei, Mikro-Filter schützt Ventil und Messwerk, großes Skalen-Design, bequem ablesbar (Ø 56 mm), großer Ball, Gehäuseoberteil: aus Aluminiumlegierung mit stoßabsorbierendem Schutzring für Ziffernblatt und Glas, Gehäuseunterteil: aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag, Löffel aus hochwertiger Zinklegierung, positionierbar für Links- und Rechtshänder

- OPT M-000.09.232 **GAMMA® G7** komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui
- OPT M-000.09.233 **GAMMA® G7** komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui
- OPT M-000.09.554 **GAMMA® G7** Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui



GAMMA® G7 Ärzte-Kit



GAMMA® G7 mit Kindermanschette

HEINE GAMMA® G5

Ausstattung und Design wie GAMMA G7, jedoch: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag, Löffel aus Kunststoff, positionierbar für Links- und Rechtshänder

- OPT M-000.09.230 **GAMMA® G5** komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui
- OPT M-000.09.231 **GAMMA® G5** komplett mit Kindermanschette, im Reißverschluss-Etui
- OPT M-000.09.555 **GAMMA® G5** Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette, im Reißverschluss-Etui



GAMMA® G5 mit Erwachsenenmanschette

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Geratherm®

- GER 405000014 **Geratherm® smart** vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, Durchschnittswert der letzten 3 gemessenen Werte, Arrhythmie-Erkennung, Messung beim Aufpumpen, Datums- und Uhrzeitanzeige, 1 x 60 Speicherplätze, inkl. Universal-Oberarmmanschette (22-32 cm), Aufbewahrungstasche und 4 Batterien (AAA)



BLUTDRUCKMESSGERÄTE**Riester****e-mega®**

aneroides Blutdruckmessgerät, 1-Schlauch, latexfrei, Gehäuse aus Polycarbonat, mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, waschbar bis 60 °C, schnelles Aufpumpen durch optimiertes Löffeldesign, überdruckbelastbar und mit nahezu alterungsfreiem Präzisions-Mess-System ausgestattet, Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung, geschützt durch Mikrofilter, Skala 63 mm für gute Ablesbarkeit, inkl. Vinyl-Reißverschluss tasche weiß
schwarz

RIE 1370-150

RIE 1375-150

RIE 1362

precisa® N

Qualitäts-Blutdruckmessgerät, stabile Metallkonstruktion mit Aluminiumgehäuse und 64 mm Skala, überdruckbelastbar und mit nahezu alterungsfreiem Präzisions-Mess-System, Mikrofilter, Präzisionsluftablassventil, Löffelgriff aus Edelstahl, mit Einschlauch-Nylon-Klettenmanschette für Erwachsene

RIE 1442

sanaphon®

klassisches Einhand-Blutdruckmessgerät aus Metall zur präzisen Selbstmessung, gewährleistet selbst bei Personen mit Herzrhythmusstörungen exakte Messwerte, mit Durchziehbügelmanschette, Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche

RIE 1312

minimus® II

Präzisions-Blutdruckmessgerät, hochqualitative Metallkonstruktion mit handlicher 49 mm Skala, überdruckbelastbar mit nahezu alterungsfreiem Messsystem, Mikrofilter, Präzisionsluftablassventil, oben angebrachte, komfortable Schlauchverbindung mit Schnellkonnektor, Löffelgriff aus Edelstahl, mit Einschlauch-Nylon-Klettenmanschette für Erwachsene



BLUTDRUCKMESSGERÄTE



R1 shock-proof®

Blutdruckmessgerät mit shock-proof Technologie, geprüfte Fallhöhe 120 cm, 1-Schlauch, 52 mm Skala, mit Klettenmanschette für Erwachsene, patentierte Luftkanaltechnik garantiert stabile Zeigerbewegungen, Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg, fein regulierbares Luftablassventil aus Metall, Schraubschlauchverbindung aus Metall für schnellen Manschettenwechsel

RIE 1250-107

Skala schwarz

mit rot fluoreszierendem Zeiger

RIE 1251-107

Skala weiß

mit blauem Zeiger



RBP-100

vollautomatisches, digitales **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, 1-Schlauch, mit 2 Klettenmanschetten für Erwachsene (Gr. M 22-32 cm und Gr. L-XL 32-52 cm), Durchschnittswertermittlung (3-fach Messung), oszillometrische oder auskultatorische Messmethode, einfache Handhabung, schnelle Messung, für den klinischen Einsatz geeignet, geräumiger Korb an der Geräterückseite für Schläuche und Manschette, bis zu 1000 Einzelmessungen im Akkubetrieb, inkl. Netzteil, zertifiziert nach EN ISO 13485:2016

RIE 1742

RBP-100 Wandmodell

mit stabiler Wandhalterung aus Kunststoff, inkl. Befestigungsmaterial

RIE 1740

RBP-100 Tischmodell

RIE 1741

RBP-100 Standmodell

auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen, davon 2 arretierbar



RBP-100 Standmodell



RBP-100 Tischmodell



RBP-100 Wandmodell



RIE 1736

RIE 1735

RIE 12631

RIE 12632

RIE 12633

BLUTDRUCKMESSGERÄTE**Riester****ri-champion® smartPRO**

klinisch validiertes, vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät** für schnelle und präzise Selbstmessung, Arrhythmieerkennung und Durchschnittsbildung von Messwerten, großer, gut lesbarer Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, inkl. Batterien

mit S-Manschette (15-24 cm)**mit W-Manschette** (24-43 cm)

Zubehör

Netzteil für ri-champion® smartPRO**S-Manschette** (15-24 cm)**W-Manschette** (24-43 cm)

big ben® round, Wandmodell



RIE 1459

big ben® round

Ø 147,2 mm, **Wandmodell**, mit stabiler Wandhalterung aus Kunststoff, Schwenkradius insgesamt 130°, inkl. Schrauben und Dübel

RIE 1453

big ben® round

Ø 147,2 mm, **Tischmodell**, mit standfestem Sockel

RIE 1456

big ben® square

Höhe/Breite 145,5 mm, **Tischmodell**, mit standfestem Sockel

RIE 1468

big ben® round

Ø 147,2 mm, **Standmodell**, auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen, davon 2 arretierbar

RIE 1478

big ben® square

Höhe/Breite 145,5 mm, **Standmodell**, auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen, davon 2 arretierbar



big ben® square, Standmodell

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



KaWe MASTERMED A1/A1+

Blutdruckmessgerät, 1-Schlauch, korrosionsfreies Präzisionsmesswerk, stoßfest, überdrucksicher, Skala Ø 60 mm, mit Manschette (Erwachsene) biokompatibel, TPU-beschichtet, bis zu 50.000 mal verwendbar

KUW 04.11134.232 **MASTERMED A1**
mit Kunststoffring

KUW 04.11144.232 **MASTERMED A1+**
mit Metallring



MASTERMED® A1+ mit Metallring

KaWe MASTERMED C

Blutdruckmessgerät, 2-Schlauch, Anzeige mit rotem, schmalem Zeiger für exakte Messablesung, Skala Ø 150 mm, Ziffernblatt reduziert das Risiko der Parallaxe, Skalierung 0 - 300 mmHg, Beryllium-Kupfer-Membran hält die Stabilität der Kalibrierung bis 600 mmHg, mit PU/Nylon-Velcromanschette (Erwachsene), schneller Manschettenwechsel durch Steckadapter

KUW 04.32730.232 **Tischmodell**
integrierter Griff und Standfüße, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m

KUW 04.32750.232 **Wandmodell**
schwenkbare Halterung 80°, zur Anwendung mit Wandstation KaWe MedCenter 5000, inkl. Schrauben und Dübel, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m

KUW 04.32740.232 **Stativmodell**
5-Fuß-Stativ aus hochwertigem Edelstahl für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz, höhenverstellbar von 85 - 130 cm, Doppellaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m



Tischmodell



Wandmodell



BLUTDRUCKMESSGERÄTEBOSCH
SOUND boso**boso medicus X**

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Bewertungsskala zur Einstufung nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 30 Messungen für 14-Tage-Profil, mit Standardmanschette, inkl. Batterien

BOS 4770143

**boso medicus uno**

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit einfacher Bedienung und Funktion, Arrhythmieerkennung, mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, ideal für ältere Menschen, inkl. Batterien

BOS 4510143

**boso medicus vital**

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Bewertungsskala zur Einstufung nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 60 Messungen, mit Universal-Zugbügel-Klettenmanschette, inkl. Batterien und Etui

BOS 4780143

**boso medicus exclusive**

vollautomatisches Oberarmmessgerät, **zuschaltbare Sprachausgabe** (5-sprachig), Arrhythmieerkennung, Mittelwertanzeige, Tri-Check-Funktion, Speicher für 90 Messungen mit Datum und Uhrzeit, mit Universalmanschette, inkl. Batterien und Etui

BOS 4710143

**boso medicus**

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, für Senioren mit einfacher Bedienung, inkl. Batterien und Etui

BOS 4210143



BLUTDRUCKMESSGERÄTE



BOS 4530143

boso medicus smart

Halbautomat, klein wie am Handgelenk, mit der Sicherheit der Oberarmmessung, Arrhythmieerkennung, mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, inkl. Batterien und Etui



BOS 4760143

boso medistar+

vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk, mit Bewertungsskala nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 90 Messungen für Langzeitprofil, inkl. Batterien und Etui



PAVK-FRÜHERKENNUNG



BOS 4660141

boso ABI-system 100

schnelle und präzise Ermittlung des Knöchel-Arm-Index. Mit dem ABI kann eine PAVK (periphere arterielle Verschluss-Krankheit) mit hoher Sensitivität frühzeitig erkannt werden. Das boso ABI-system 100 ermittelt diesen entscheidenden Wert ohne Doppler. Zeitgleiche Messung des systolischen Blutdrucks an allen 4 Extremitäten, intelligentes Aufpumpsystem und Regelung der Abfließgeschwindigkeit, keine Verfälschung durch Blutdruckschwankungen

Lieferumfang: Messgerät, 2 Nylon-Armmanschetten (22 - 42 cm), 2 Nylon-Beinmanschetten (18 - 38 cm), Netzgerät, USB-Verbindungskabel, Anwendungssoftware mit Datenbank zur Patientenverwaltung



LANGZEIT-BLUTDRUCKMESSGERÄTE UND ZUBEHÖR



BOS 4820141

boso TM-2450


das 24Std.-Blutdruckmessgerät, oszillometrische Messmethode, programmierbarer Schlafmodus, inkl. Transportkoffer, Akkuladegerät, 2 Akku-Sätze, 1-Schlauch Klettenmanschetten für Erwachsene abwaschbar, Größe M 13 x 62 cm (für Oberarmumfang 20-31 cm) und Größe L 16 x 68 cm (für Oberarmumfang 28-38 cm), Hüfttasche, Gürtel, boso profil-manager XD für die Auswertung am PC, USB-Verbindungskabel



MEG 602050

Tasche für Langzeitblutdruckmessgerät

schwarz/blau, stabile Tragetasche, ca. 80 x 120 mm, passend für Langzeitblutdruckmessgeräte z.B. Boso TM-2430 / TM-2450, mit extra langem, verstellbarem Trageriemen, **stabiles**, umlaufendes Gurtband



BLUTDRUCKMESSGERÄTE**OMRON**OMR HEM-6161-D **RS2**

vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense Technologie, Manschettensitzkontrolle, einfache Einknopfbedienung, Speicherfunktion für 30 Messwerte, Bluthochdruckindikator, großes, leicht ablesbares LCD-Display, inkl. Manschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien

OMR HEM-6181-D **RS4**

vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät mit Positionierungssensor, LCD-Display, automatisches Aufpumpen, automatisches schnelles Ablassen, 60 Speicherplätze, Manschettensitzkontrolle, Mittelwertbildung, Bluthochdruckindikator, inkl. Schalenmanschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien

OMR HEM-6232T-D **RS7 intelli IT**

vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät, LCD Display, nahezu geräuschlose Messung, automatisches Aufpumpen, automatisches schnelles Ablassen, Bluthochdruckindikator, Mittelwertbildung, LED Positionierungssensor, OMRON connect App für iPhone / Android™, je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer, gleichzeitige Anzeige von Puls und Blutdruck, inkl. Komfort-Handgelenk-Manschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien

OMR HBP-1120-E **HBP-1120**

professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät zur auskultatorischen und oszillometrischen Messung mit Nullstellung, erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen, kompaktes Design, passt auf jeden Schreibtisch, einfache Benutzeroberfläche mit 3 Tasten und großem Display, kompatibel mit 5 Manschettengrößen von 12 - 50 cm, Manschetten sind desinfizierbar, inkl. M-Manschette von 22 - 32 cm und Netzteil

OMR HBP-1320-E **HBP-1320**

professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät zur auskultatorischen und oszillometrischen Messung mit Nullstellung, erkennt unregelmäßige Herzschläge, bei Körperbewegungen wird die Deflation für 5 Sekunden unterbrochen, 4 Inflations-Druckeinstellungen: Auto, 220 mmHg, 250 mmHg, 280 mmHg, letzter Messwert wird im Display angezeigt, Auto-Off Funktion, mit praktischem Tragegriff, stoßfeste und robuste Bauweise, großes, beleuchtetes Display, kompatibel mit 5 Manschettengrößen von 12 - 50 cm, inkl. M-Manschette von 22 - 32 cm, L-Manschette von 32 - 42 cm, wiederaufladbarem Akku und Netzteil

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

OMRON

OMR HEM-7121J-D **M300**

das Modell für alle **Einsteiger**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, einfache Bedienung, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense-Technologie, Speichermöglichkeit für 30 Messungen, inkl. Universalmanschette von 22 - 42 cm, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7155T-D **M400 Intelli IT**

der zuverlässige **Allrounder**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense Technologie, Messung bereits während des Aufpumpens, zusätzliche Validierung für Schwangere und Diabetiker, LED-Farbanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes, **360° Genauigkeit**, unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen werden erkannt und angezeigt, graphische Klassifizierung des Blutdrucks, Speicherfunktion je 60 Messwerte für 2 Nutzer mit Datum/Uhrzeit, Mittelwertbildung und Gast-Modus, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7361T-D **M500 Intelli IT**

der intelligente **Profi**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen, zusätzliche Validierung für Schwangere und Diabetiker, LED-Manschettensitzkontrolle, LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes, Speicherfunktion je 100 Messwerte für 2 Nutzer und Gast-Modus, 3 aufeinanderfolgende Messungen mit Mittelwertbildung, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm mit Anlegeintelligenz für korrekten Sitz und genaue Messergebnisse, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7600T-E **EVOLV**

vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, keine Schläuche, keine Kabel, Messung ohne unangenehmes Druckgefühl, kabellose Übertragung zur OMRON connect App für iPhone / Android™, erkennt Körperbewegungen während der Messung, Manschettensitzkontrolle, erkennt unregelmäßige Herzschläge, 100 Speicherplätze im internen Speicher, OLED Display, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm für 360° Genauigkeit in jeder Position um den Oberarm, Batterien (4 x AAA Batterien 1,5 V) und Aufbewahrungstasche



OMR 9515336-9

Netzgerät Typ S

Universal-Netzadapter für alle OMRON Oberarm-Blutdruckmessgeräte (ausgenommen MIT Elite Plus, i-Q142)



BLUTDRUCKMESSGERÄTE**BRÄUN**

MEG 603005

ExactFit™ 1 BUA5000

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, professionelle Genauigkeit gemäß ESH, einfache Bedienung mit 1 Taste, großes, leicht ablesbares Display, speichert die letzte Messung, Abschaltautomatik, manuelle Dateneingabe in die Braun Healthy Heart App, inkl. Universal-manschette 22-42 cm und 4 x AA Batterien

BRÄUN

MEG 603011

ExactFit™ 3 BUA6150

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät** zur präzisen Blutdruckmessung bei jedem Oberarmumfang, bei diesem Blutdruckmessgerät sind bereits 2 Manschetten im Lieferumfang enthalten (S/M bis 32 cm und L/XL bis 42 cm Armumfang), einfachste Bedienung und besonders gut ablesbares XL-Display mit Anzeige von Systole, Diastole, Puls, Datum und Uhrzeit, Speicherplatz je 40 Messwerte für 2 Anwender mit Uhrzeit und Datum, Durchschnittsberechnung der letzten 3 Messungen, Messung erfolgt während des Aufpumpens, das sorgt für besonders sanfte und komfortable Messung, inkl. 4 x AA Batterien und Aufbewahrungs-/Reisebeutel

BRÄUN

MEG 603016

ExactFit™ 5 Connect BUA6350

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, vereinfacht die Überwachung des Blutdrucks zu Hause, permanenter Zugriff auf die Daten auf dem Smartgerät um den Fortschritt leicht zu verfolgen, klinisch nachgewiesene Präzision gemäß ESH, Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags, farbcodiert zur sofortigen Datenauswertung, Option zur Überprüfung des Durchschnitts der letzten 3 Messungen für bessere Kontrolle, sanfter Druckaufbau für optimalen Komfort, Dual-Benutzer-Modus: 2 x 60 Speicherplätze, zwei Manschettengrößen zur genauest möglichen Blutdruckmessung, XL-Display, lässt sich mittels Bluetooth mit der Healthy Heart App verbinden, inkl. zwei Manschetten Größe S/M & L/XL, Aufbewahrungsbeutel und 4 x AA Batterien

Healthy Heart App




BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Welch Allyn ProBP™ 2000

Digitales Blutdruckmessgerät

die ideale Lösung für die Blutdruckmessung in der medizinischen Einrichtung. Der SureBP-Algorithmus, der den Blutdruck während des Aufpumpens der Manschette berechnet, wird bei allen Geräten für Vitalwerte von Welch Allyn eingesetzt. Damit kann das Klinikpersonal in allen Versorgungsbereichen automatisch schnell und exakt Blutdruckmesswerte erfassen. Blutdruckmesswerte werden beim Aufpumpen bequemer in etwa 20 Sekunden erfasst. Die Messung beim Aufpumpen der Manschette wird per Knopfdruck eingeleitet. Das ProBP™ 2000 ist mit den wiederverwendbaren FlexiPort-Manschetten kompatibel. Lieferung inkl. FlexiPort-Manschette Gr. 11*, 4 AA-Batterien, Größe (BxLxH): 9,4 x 14,2 x 6,6 cm



WLA 2000

Welch Allyn ProBP™ 2000

digitales Blutdruckmessgerät

WLA 2000-P

Welch Allyn ProBP™ 2000

digitales Blutdruckmessgerät mit Netzteil

WLA 107041

Welch Allyn Netzteil für ProBP™ 2000

inklusive Adapter für USA, EU, UK, AU

Welch Allyn Connex ProBP™ 3400

Digitales Blutdruckmessgerät

kompaktes, handgehaltenes Blutdruckmessgerät für zuverlässige Blutdruckmessungen. Die Welch Allyn SureBP™ Blutdruckmess-technologie ermöglicht während des Aufpumpvorgangs innerhalb von ca. 15 Sekunden schnelle und genaue Messungen, auch in schwierigen medizinischen Situationen. Interner Speicher für 50 Messungen, Lithium-Ionen Akkukapazität ermöglicht 100 Messungen, Lieferung inkl. NIBP-Schlauch, FlexiPort-Manschette Gr. 11 und 12*, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel und Li-Ionen Akku, Größe (HxBxT): 15 x 8 x 5,6 cm



WLA 34XFHT-2

Welch Allyn Connex ProBP™ 3400

handgehaltenes Gerät

WLA 34XFWT-2

Welch Allyn Connex ProBP™ 3400

handgehaltenes Gerät mit Wandhalterung

WLA 34XFST-2

Welch Allyn Connex ProBP™ 3400

handgehaltenes Gerät mit Rollstativ

*Weitere FlexiPort Manschettengrößen erhältlich bis hinunter zur Kindergröße 8

BLUTDRUCKMESSGERÄTEWLA DS-6601-189 **Welch Allyn DuraShock™ DS66****Gold Serie**

schockresistent, stoß- und schlagfest, "das Beste" für Praxis- und Klinik. Einschlauchgerät mit lasergravierter Skala für eine noch größere Genauigkeit, Ø 50 mm, mit Drückerventil für eine optimierte Feinregulierung des Luftablasses, mit FlexiPort-Manschette für Erwachsene, diamantgelagertes Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit, im Etui

**Welch Allyn FlexiPort™ Blutdruckmanschetten**

1-Schlauch, latexfrei, wiederverwendbar, lange Lebensdauer, einfache Anwendung, antimikrobielle Oberfläche. Die Manschetten können an nahezu jedes manuelle oder automatische Blutdruckmessgerät angeschlossen werden. Den FlexiPort Anschluss direkt auf den bestehenden Schlauch des Blutdruckmessgerätes stecken und die richtige Manschettengröße für den Patienten auswählen

WLA REUSE-06

schwarz, für Säuglinge, klein

WLA REUSE-07

schwarz, für Säuglinge

WLA REUSE-08

schwarz, für Kinder, klein

WLA REUSE-09

grün, für Kinder

WLA REUSE-10

blau, für Erwachsene, klein

WLA REUSE-11

blau, für Erwachsene

WLA REUSE-11L

blau, für Erwachsene, lang

WLA REUSE-12

weinrot, für Erwachsene, groß

WLA REUSE-12L

weinrot, für Erwachsene, groß (lang)

WLA REUSE-13

schwarz, für Oberschenkel**mit Tri-Purpose Anschluss**WLA REUSE-06-1TPE **schwarz**, für Säuglinge, kleinWLA REUSE-07-1TPE **schwarz**, für SäuglingeWLA REUSE-08-1TPE **schwarz**, für Kinder, kleinWLA REUSE-09-1TPE **grün**, für KinderWLA REUSE-10-1TPE **blau**, für Erwachsene, kleinWLA REUSE-11-1TPE **blau**, für ErwachseneWLA REUSE-11L-1TPE **blau**, für Erwachsene, langWLA REUSE-12-1TPE **weinrot**, für Erwachsene, großWLA REUSE-12L-1TPE **weinrot**, für Erwachsene, groß (lang)WLA REUSE-13-1TPE **schwarz**, für Oberschenkel

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Welch Allyn Blutdruckmesser DuraShock™
die patentierte DuraShock™ Technologie der direkten Druckmessung arbeitet ohne komplizierte Mechanik. Im Vergleich zu traditionellen Blutdruckmessgeräten bietet dies besondere Vorteile: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und eine anhaltende Messgenauigkeit

Modell DS54 - Bronze Serie
handgehaltenes Blutdruckmessgerät, Rändelschraube für Luftablass, Ø 50 mm, Manometer mit FlexiPort-Manschette mit Klettverschluss

WLA DS-5402-189 **Welch Allyn Blutdruckmessgerät DS54 DuraShock Doppelschlauchgerät** für Erwachsene, im Etui

WLA DS-5402-300 **Welch Allyn Manometer allein** für DS 5402-189, im Etui

WLA DS-5401-189 **Welch Allyn Blutdruckmessgerät DS54 DuraShock Einschlauchgerät** für Erwachsene, im Etui

WLA DS-5401-300 **Welch Allyn Manometer allein** für DS 5401-189, im Etui



DuraShock DS54, 1-Schlauchgerät



Manometer DS 5401-300


Modell DS55 - Silber Serie
schockresistent, stoß- und schlagfest und somit besonders für den hektischen Praxis- und Krankenhausalltag geeignet. Einschlauchgerät mit lasergravierter Skala für eine noch größere Genauigkeit, Ø 50 mm, mit FlexiPort-Manschette für Erwachsene, im Etui

WLA DS-5501-189 **Welch Allyn DuraShock™ DS55 schwarz**

WLA DS-5521-129 **Welch Allyn DuraShock™ DS55 blau**

WLA DS-5541-149 **Welch Allyn DuraShock™ DS55 rot**

WLA DS-5561-169 **Welch Allyn DuraShock™ DS55 gelb**



DuraShock Messwerk

PULSOXIMETER UND ZUBEHÖR

automatische Alarmfunktion, Anzeige des Perfusionsindex (PI), klare Displayanzeige informiert über die Pulsfrequenz (BPM) und die aktuelle Sauerstoffsättigung (SpO₂), angenehmer und einfacher Tragekomfort, automatische Ein- und Abschaltfunktion



MEG 690655

Fingerpulsoximeter PC 60F

OLED-Display, spritzwassergeschützt und sturzsicher, Stichprobenprüfung und kontinuierlicher Messmodus
Lieferumfang: 2 x AAA Standardbatterien und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690657

Fingerpulsoximeter PC 60C1

großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt, automatisch drehbare Displaymodifikationen in vier Ansichtsperspektiven, **einstellbare** Pulsfrequenz Alarmgrenzen, **ein- und ausschaltbarer** Pulston, Werksrückstellung möglich, besonders für den professionellen Bereich wie Ärzte, Kliniken und Rettungsdienst geeignet
Lieferumfang:
2 x AAA Standardbatterien und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690658

Fingerpulsoximeter PC 60E

sehr großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt, automatisch drehbare Displaymodifikationen in vier Ansichtsperspektiven, hat keine PI-Anzeige, durch das Anschließen eines externen Sensors (MEG 690659, MEG 690660, MEG 690661) können mit dem selben Gerät bequem Kleinkinder gemessen werden, Lieferumfang:
2 x AAA Standardbatterien und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690659

SpO₂ Soft-Sensor Kinder

für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E

MEG 690660

Clip-Sensor Kinder

für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E

MEG 690661

Multi-Y-Sensor Kinder/Kleinkinder

für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E



PULSOXIMETER UND ZUBEHÖR



MEG 690663

Fingerpulsoximeter PC 60D2

speziell für Kleinkinder und Kinder, großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), bei Abweichung von Normwerten wird visuell (Anzeige blinkt) und akustisch (Piepton) alarmiert, plethysmographische Welle wird farblich eindeutig dargestellt, drehbare Displaymodifikationen in unterschiedliche Ansichtsperspektiven, automatische Alarmfunktion, Anzeige des Perfusionindex (PI), klare Displayanzeige informiert über die Pulsfrequenz (BPM) und die aktuelle Sauerstoffsättigung (SpO₂), automatische Ein- und Abschaltfunktion, Gewicht: 60 g (inkl. Batterien), inkl. Clipband



Geratherm[®]

MEG 690650

Fingerpulsoximeter oxy control

ideal für Klinik und Rettung, schnell und mobil, kompakt, leicht, klein und transportabel, hohe Messgenauigkeit, einfache Anwendung durch Ein-Knopf-Bedienung, für verschiedene Fingergrößen (Kinder, Erwachsene) geeignet, mit Schutzhülle gegen Schmutz und Stöße, Display mit 6 Ansichtsperspektiven, Helligkeitsregulierung des Displays in 10 Stufen, Pulsraten-Darstellung als Histogramm, Betrieb bis zu 30 Stunden, inkl. Aufbewahrungstasche und Umhängeband



NEL PM10NDSKITDE **Tragbares Pulsoximeter PM10N**

inkl. DS100A Sensor

kleines, leichtes Pulsoximeter zur kontinuierlichen und Spot-Check Messung, unterstützt einen stabilen Datensatz mit SpO₂- und Pulsfrequenz-Werten in Echtzeit, SatSeconds-Alarmmanagement, Pleth-Kurve, Leuchtbalken und tabellarischen Trenddaten, erweiterter Genauigkeitsbereich LoSat 60 % bis 100 %, 80 Stunden Datenspeicherkapazität, der Monitor hat zusätzliche Funktionen wie den Homecare-Modus und den Schlafstudien-Modus für eine einfachere Überwachung im Krankenhaus und in häuslichen Einrichtungen

Display: Bildschirmabmessungen 88,9 mm (3,5 Zoll), Bildschirmtyp TFT LCD, weißes LED-Hintergrundlicht, 60°-Betrachtungskegel und optimale Sichtentfernung von 1 Meter, Auflösung 320 x 480 Pixel, ohne Schutzhülle, inkl. vier Lithiumbatterien mit 3.000 mAh für ca. 20 Stunden Überwachung, Maße (HxBxT): 15,6 x 7 x 3,2 cm, Gewicht: 274 g





MEG 641001
MEG 641001.1
MEG 641001.3
MEG 641001.4
MEG 641001.5
MEG 641001.6
MEG 641001.7
MEG 641001.8
MEG 641001.9

STETHOSKOPE

3M

Flachkopf-Stethoskope Modell "Schwester"

ausgezeichnete Akustik durch ultraleichtes Aluminium-Bruststück, außenliegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohroliven
100% latexfrei und nickelfrei
Flachmembrane: 43 mm Ø
Gesamtlänge: 80 cm

Schlauch	Bruststück
schwarz	schwarz
blau	blau
grün	grün
rot	rot
gelb	gelb
grau	silber
pink	pink
weiß	silber
orange	orange



MEG 641002
MEG 641002.1
MEG 641002.3
MEG 641002.4
MEG 641002.5
MEG 641002.7
MEG 641002.8
MEG 641002.9

3M

Doppelkopf-Stethoskope

ausgezeichnete, variable Akustik durch Doppel-Bruststück, der Trichter des Bruststückes ist mit einem Kälteschutzring aus Gummi ausgestattet, außenliegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohroliven
100% latexfrei und nickelfrei
Membrane: 43 mm Ø
Trichter: 30 mm Ø
Gesamtlänge: 80 cm

Schlauch	Bruststück
schwarz	schwarz
blau	blau
grün	grün
rot	rot
gelb	gelb
pink	pink
weiß	silber
orange	orange

STETHOSKOPE

Rotomed

Doppelkopf-Stethoskope aus Edelstahl
 beste akustische Übertragung, kombiniertes
 Edelstahl-Bruststück mit isolierendem Kunst-
 stoffrand, integrierte Edelstahl-Ohrbügelfeder,
 extra kräftiger PVC-Schlauch, angenehm
 weiche Ohrrollen, inkl. 4 Ersatzohrrollen
 zum Schrauben und 1 Ersatzmembrane
 100% latexfrei und nickelfrei

	Membrane (Ø mm)	Trichter (Ø mm)	Gesamtlänge (cm)
für Erwachsene			
MEG 641110	schwarz 44	35	68
MEG 641110.4	rot 44	35	68
für Kinder			
MEG 641120	schwarz 35	30	79
MEG 641120.4	rot 35	30	79
für Babys			
MEG 641130	schwarz 20	20	79
MEG 641130.4	rot 20	20	79



Rotomed

Rappaport Stethoskope

Kombinationsstethoskope für alle Bereiche, Pädiater,
 Cardiology usw., mit außenliegender Ohrbügelfeder,
 drehbarem Doppelkopf und einem Zubehörtui mit
 3 Trichtern, 2 Membranen und 2 Paar schwarzen
 (weich/hart) Ohrrollen, 100 % latexfrei und nickelfrei
 große Membrane: 40 mm Ø
 kleine Membrane: 26 mm Ø
 Gesamtlänge: 75 cm

Schlauch

MEG 641006	schwarz
MEG 641006.1	blau
MEG 641006.3	grün
MEG 641006.4	rot
MEG 641006.6	grau





BOS 7100101

STETHOSKOPE**Flac duo**

das **Leichtgewicht-Lehr-Stethoskop** mit flachem Membran-Bruststück in Edelstahl-Verarbeitung ist mit 2 Ohrbügeln ausgestattet, somit können zwei Personen gleichzeitig die Untersuchung vornehmen. Angenehme Ohr-oliven (4 weiße Ohroliven hart und 2 schwarze Ohroliven weich) sorgen für optimalen Tragekomfort, Membrane Ø 4,4 cm, latex- und nickelfrei

**STETHOSKOPE****LUXAMED®****LuxaScope Sonus NPX / SX / CX**

Doppelkopf-Bruststück aus Edelstahl zum Abhören von höherfrequenten (mit Membrane) und tieferfrequenten (mit Trichter) Geräuschen, sehr hochwertige Mechanik, aus Vollmaterial CNC gefräst, Gesamtlänge: 77 cm, bewegliche SOFT-BUDS Ohroliven aus weichem Silikon, leicht auswechselbar, je 1 Paar der Größen S, M und L im Lieferumfang enthalten, latex- und nickelfrei

NPX - für Kinder / Neugeborene

Gewicht Bruststück: 95 g
 Ø große Membrane: 32 mm
 Ø kleine Membrane / Trichter: 22 mm
 schwarz
 weiß

SX - für Erwachsene / Kinder

Gewicht Bruststück: 95 g
 Ø große Membrane: 39 mm
 Ø kleine Membrane / Trichter: 32 mm
 schwarz
 weiß

CX - für die Kardiologie

Gewicht Bruststück: 160 g
 Ø große Membrane: 39 mm
 Ø kleine Membrane / Trichter: 32 mm
 schwarz
 weiß



LUX G1.411.114

LUX G1.211.914

LUX G1.221.114
LUX G1.221.914LUX G1.211.114
LUX G1.211.914LUX G1.411.114
LUX G1.411.914

STETHOSKOPE



duplex® Stethoskop

aus **Aluminium**, latexfrei, mit Präzisions-Doppelbruststück, mit Spezialmembrane Ø 48 mm und Trichter Ø 36 mm, verstellbare, matt verchromte Ohrbügel, mit außenliegender Feder. Weiche Ohröhlen mit Metallgewinde, starker Y-Schlauch aus PVC, inkl. einem Paar Ersatzohröhlen und einer Ersatzmembrane, Gesamtlänge 77 cm

RIE 4001-01
RIE 4001-02
RIE 4031-03
RIE 4033-05

schwarz
schiefergrau
blau
grün



duplex® 2.0 Stethoskop

aus **Edelstahl**, latexfrei, mit Präzisions-Doppelbruststück, mit Spezialmembrane Ø 44 mm und Trichter Ø 32 mm, verstellbare Ohrbügel aus eloxiertem Aluminium, mit innenliegender Mehrfachfeder. Weiche, auswechselbare und drehbare Ohröhlen, starker Y-Schlauch aus PVC, inkl. einem Paar Ersatzohröhlen, einer Ersatzmembrane und Namensschild, Gesamtlänge 74 cm

RIE 4210-01
RIE 4210-02
RIE 4210-03
RIE 4210-04
RIE 4210-05

schwarz
weiß
blau
rot
grün



STETHOSKOPE



Pinard-Stethoskop

aus Buchenholz, geeignet für Hebammen und werdende Eltern

KUW 06.46117.001 17 cm lang, Ø 44 mm

holländisches Modell

KUW 06.46133.001 33 cm lang, Ø 46 mm



**STETHOSKOPE****KaWe-COLORSCOP Plano**

Schwesternstethoskop Flachkopf, Schlauchlänge
ca. 55 cm, Membran Ø 43,8 mm, Gesamtlänge
ca. 78 cm, leichtes Eigengewicht: ca. 99 g

- KUW 06.10100.014 **rot**
- KUW 06.10100.024 **schwarz**
- KUW 06.10100.034 **blau**
- KUW 06.10100.044 **grün**
- KUW 06.10100.054 **gelb**
- KUW 06.10100.094 **lila**
- KUW 06.10100.124 **türkis**
- KUW 06.10100.134 **pink**



- KUW 06.34100.144 **Schwestern-Lehr-Stethoskop Plano**
rot-gelb, mit 2 Ohrbügeln, Gewicht: ca. 210 g,
Gesamtlänge ca. 130 cm, Schlauchlänge
ca. 110 cm, Membran Ø 43,8 mm



- KUW 06.34200.144 **Schwestern-Lehr-Stethoskop Duo**
rot-gelb, mit 2 Ohrbügeln, Gewicht: ca. 225 g,
Gesamtlänge ca. 130 cm, Schlauchlänge
ca. 110 cm, Membran Ø 43,8 mm



STETHOSKOPE



Classic III™

mit Doppelkopf-Bruststück, hochwertiges Einschlauchsystem, zwei unterschiedlich große Dual-Frequency Membranen, auf pädiatrischer Seite umwandelbar in traditionellen offenen Trichter durch Auswechseln der Membran durch Kälteschutzring, einteilige Membran mit glatter Oberfläche für leichtes Anbringen und Reinigen, mit widerstandsfähigem Schlauchmaterial und einstellbaren Ohrbügeln, latex- und nickelfrei, 69 cm lang

- schwarz**
- navyblau**
- karibikblau**
- burgund**
- hellblau**
- himbeere**
- pflaume**
- zitronengelb**

Black Edition

Bruststück Black Edition, Schlauch burgund

Regenbogen Edition, Schlauch himbeerrot

Regenbogen Edition, Schlauch karibikblau

Regenbogen Edition, Schlauch schwarz

Kupfer Edition, Schlauch schokoladenfarben

Smoke Edition, Schlauch schwarz

Smoke Edition, Schlauch türkis, mit pinkem Schlauchanschluss

Smoke Edition, Schlauch grau, mit violett-grauem Schlauchanschluss

Smoke Edition, Schlauch limettengrün, mit blauem Schlauchanschluss

champagnerfarbenes Bruststück

Schlauch schwarz

Schlauch burgund

hochglanzpoliertes Bruststück

Schlauch navyblau

Schlauch pflaume, mit pinkem Schlauchanschluss

Schlauch pearl pink, mit pinkem Schlauchanschluss

- DMM E5620
- DMM E5622
- DMM E5623
- DMM E5627
- DMM E5630
- DMM E5648
- DMM E5831
- DMM E5839

- DMM E5803
- DMM E5868

- DMM E5806
- DMM E5807
- DMM E5870

- DMM E5809

- DMM E5811
- DMM E5872

- DMM E5873

- DMM E5875

- DMM E5861
- DMM E5864

- DMM E5863
- DMM E5960

- DMM E5962



DMM E5630



DMM E5831



DMM E5803



DMM E5807



DMM E5872



DMM E5873



DMM E5962



DMM E5839



DMM E5960



DMM E5875



DMM E5863

DMM E5864



DMM E2119



DMM E2157

DMM E2113
DMM E2113R
DMM E2119
DMM E2122

DMM E2114
DMM E2114R
DMM E2124
DMM E2157



DMM E2113R



DMM E2114

DMM E2164



DMM E2167



DMM E2175

DMM E2160
DMM E2163
DMM E2164
DMM E2167
DMM E2161
DMM E2175
DMM E2176



DMM 40007
DMM 40001



DMM 40005



DMM 40011



DMM 40016
DMM 40017

STETHOSKOPE

3M | **Littmann®**
Stethoskope

Für die kleinen Patienten

die kleinen Edelstahl-Doppelkopf-Bruststücke sind optimal auf die Kinder- und Säuglings-Auskultation abgestimmt, eine Doppelblatfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohroliven, latex- und nickelfrei

Classic II Kinderstethoskop, 71 cm lang

schwarz
rot
karibikblau
himbeerrot

Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm lang

schwarz
rot
karibikblau
Regenbogen Edition,
Schlauch himbeerrot, Ohrbügel sonnengelb

Master Cardiology™

mit handgearbeitetem Master-Bruststück und integriertem Doppelschlauchsystem; die Dual-Frequency Technologie ermöglicht eine unterschiedliche Handhabung bei verschiedenen Frequenzen, latexfrei, eine Doppelblatfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohroliven, 69 cm lang

schwarz
burgund
marineblau
pflaume

Black Edition

Messing-Edition, Schlauch **schwarz**
Smoke Edition, Schlauch **schwarz**

ERSATZTEIL-SETS

Stethoskop-Namensschild, schwarz

Ersatzteil-Set Softliven

schwarz (1 Paar groß + 1 Paar klein)

Ersatzteil-Set für Classic II S.E.

Stethoskop, schwarz, bestehend aus:
Kälteschutzring, weiche Ohroliven, klein, Dual Frequency Membran und Ring, große Seite

Ersatzteil-Set für Master Cardiology™

Stethoskop, schwarz, bestehend aus: weiche Ohroliven, klein, Dual Frequency Membran und Ring

Ersatzteil-Set für Classic III™ und

Cardiology IV™ Stethoskop, bestehend aus:
weiche Ohroliven, klein, einteilige Dual Frequency Membran und Ring, große + kleine Seite

schwarz
grau

STETHOSKOPE



Cardiology IV™

mit einteiliger Dual Frequency Membran ermöglicht das Dual die perfekte Auskultation bei Erwachsenen und Kindern; durch variablen Anpressdruck des Bruststücks kann die Membran so gesteuert werden, dass unterschiedliche Frequenzbereiche zu hören sind, das Doppelkopfbreuststück ist aus solidem Edelstahl, mit integriertem Doppelschlauchsystem, eine Doppelblattfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohrlöwen, 69 cm lang

DMM 6152
DMM 6154
DMM 6155
DMM 6156
DMM 6158

schwarz
navyblau
dunkelgrün
pflaume
himbeerrot

DMM 6163
DMM 6165

Black Edition
regenbogenfarbenes Bruststück

Schlauch **schwarz**

DMM 6200

Black Edition, Schlauch **schwarz**, mit **rotem** Schlauchanschluss

DMM 6205

Regenbogen Edition, Schlauch **pflaume**, mit **violettem** Schlauchanschluss

DMM 6170

burgund, Bruststück und Schlauchanschluss **hochglanzpoliert**

DMM 6179

champagnerfarbenes Bruststück, Schlauch **schwarz**, Schlauchanschluss und Ohrbügel **rauchfarben**

DMM 6204

High Polish Smoke Edition, Schlauch **schwarz**, mit **champagnerfarbenem** Schlauchanschluss

DMM 6234

High Polish Smoke Edition, Schlauch **karibikblau**, mit **hochglanzpoliertem** Schlauchanschluss

DMM 6241

High Polish Regenbogen Edition, Schlauch **himbeere**, mit **rauchfarbenem** Schlauchanschluss



DMM 6155



DMM 6165



DMM 6170



DMM 6179



DMM 6234



DMM 6241



DMM 6205

Elektronisches Stethoskop Modell CORE

ermöglicht ein Umschalten zwischen analogen und verstärkten Hörmodi, geeignet zur Verwendung bei erwachsenen wie auch bei pädiatrischen Patienten, bis zu 40-fache Verstärkung und aktive Geräuschunterdrückung zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen, ermöglicht mit HIPAA-gerechten Mitteln das Sichern und Kommentieren von 15-, 30-, 60- oder 120-sekündigen Aufzeichnungen in gesicherter Umgebung mittels Eko-Software für iOS und Android, 69 cm lang

DMM 8490
DMM 8572

schwarz
High Polish Regenbogen Edition
Schlauch, Schlauchanschluss und Ohrbügel in schwarz



DMM 8572



STETHOSKOPE**HEINE OPTOTECHNIK****HEINE GAMMA® Stethoskope**

massives Brustkopfstück und ein hohes Auflegewicht vermeiden Fingergeräusche und erzeugen so eine hervorragende Resonanz. Matt verchromt, hygienisch, Bruststück mit patientenfreundlichem Kälteschutzring, ergonomisch geformte Ohrbügel in verchromter Ausführung, individuell einstellbar, besonders hochwertiger Y-Schlauch für optimale Akustik und Schallübertragung, Länge 56 cm, latexfreie Materialien



GAMMA® 3.1



GAMMA® 3.2



GAMMA® C3



OPT M-000.09.941

GAMMA® 3.1 Pulse Stethoskop

für gute Schallwiedergabe, mit massivem Flachbruststück, lässt sich angenehm und leicht unter die Manschette des Blutdruckmessgerätes schieben, Qualitätsmembrane Ø 44 mm, Einkanal-Schlauchsystem mit hervorragender Schallweiterleitung, inklusive Ohrhaken (groß/weich) zur Schallabdichtung



OPT M-000.09.942

GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoskop

für exzellente Akustik, technische Details wie GAMMA® 3.1 jedoch mit Doppelkopfgehäuse, mit zwei verschiedenen Frequenzbereichen, einer Qualitätsmembrane auf der einen Seite und einem Trichter mit konisch zulaufender Schallkammeröffnung auf der anderen Seite, umschaltbar von Membran- auf Trichterfunktion, Qualitätsmembrane Ø 44mm, für erstklassige Akustik mit optimaler Schallübertragung, Trichtergröße Ø 30 mm



OPT M-000.09.944

GAMMA® C3 Cardio Stethoskop

speziell für den kardiologischen Gebrauch, ausgezeichnete Akustikleistungen besonders in den für die Auskultation der Herztöne wichtigen Frequenzbereichen, kombiniertes Doppelkopfgehäuse mit zwei verschiedenen Frequenzbereichen, einer Dual-Doppelmembrane auf der einen Seite und einem konischen Trichter auf der anderen Seite, umschaltbar von Membran- auf Trichterfunktion. Dual-Hochleistungs-Doppelmembrane Ø 45mm, sorgt mit einer erstklassigen Akustik und einer idealen Adaption auf der Haut für eine hochsensible Schallübertragung. Zweikanal-Schlauchsystem für höchste Anforderungen. Hochelastisch und knicksicher, mit hervorragender Schallweiterleitung, inklusive Ohrhaken (groß/weich) und einem Paar Ersatz-Ohrhaken (klein/hart) zur Schallabdichtung

STETHOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE GAMMA® Stethoskope

massives Brustkopfstück und ein hohes Auflegewicht vermeiden Fingergeräusche und erzeugen so eine hervorragende Resonanz. Matt verchromt, hygienisch, Bruststück mit patientenfreundlichem Kälteschutzring, ergonomisch geformte Ohrbügel in verchromter Ausführung, individuell einstellbar, besonders hochwertiger Y-Schlauch für optimale Akustik und Schallübertragung, Länge 56 cm, latexfreie Materialien



- OPT M-000.09.943 **GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoskop**
für die Untersuchung von Kindern, technische Details wie GAMMA® 3.2, durch die verkleinerte Membrane von 31mm Ø eignet sich das GAMMA® 3.3 ganz besonders für die Untersuchung von Kindern

REKTOSKOP / PROKTOSKOP / ANOSKOP UND ZUBEHÖR



HEINE OPTOTECHNIK

Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten-Kombination BETA 4 USB

Zusammenstellung von Instrumenten für erweiterte Rektaluntersuchungen
Inhalt:

Kopfstück für UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben mit Verschlussfenster und Schwenklupe 1,5fach,
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 250 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 130 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 85 mm
Doppelgebläse, Beleuchtungsadapter, Verbindungskabel 2 m, BETA 4 USB Ladegriff mit E4-USB med. zugelassenem Steckernetzteil



- OPT E-097.27.388 **Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten-Kombination RTE**, komplett, 3,5 V XHL
- OPT E-003.18.825 **UniSpec® Einmalgebrauchs-Rektoskop**
250 x 20 mm, Pack = 25 Stück
- OPT E-003.19.825 **UniSpec® Einmalgebrauchs-Proktoskop**
130 x 20 mm, Pack = 25 Stück
- OPT E-003.19.925 **UniSpec® Einmalgebrauchs-Anoskop**
85 x 20 mm, Pack = 25 Stück
- OPT X-002.88.078 **Ersatzlampe 3,5 V XHL**
für Beleuchtungsadapter



MEG 624110

FIEBERTHERMOMETER GLAS

Meditemp® quecksilberfrei
 einzeln ohne Kunststoffhülle, grün
 VE = 20 Stück

MEG 624111

Meditemp® quecksilberfrei
 in Kunststoffhülle, grün



OMR 060700020

FIEBERTHERMOMETER DIGITAL**OMRON**

Flex Temp Smart Digitalthermometer
 für die orale, axillare oder rektale Anwendung,
 wasserfest, mit Signalton, Speicherung des letz-
 ten Messwertes, flexible Spitze, mit Aufbewah-
 rungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V



MEG 624209

BRÄUN

HighSpeed PRT 1000, weiß
 3 in 1 Digital-Thermometer, kompaktes
 Design und Anti-Rutsch Griff, Messdauer:
 10 Sekunden, Messbereich: 35,5°C bis 42°C,
 automatische Speicherung des zuletzt ge-
 messenen Wertes, akustisches Signal, wenn
 die Messung abgeschlossen ist, leicht ab-
 lesbare LCD-Anzeige, extraweiche flexible
 Messspitze, wasserdicht, mit Schutzkappe,
 inkl. Knopfzellen-Batterie 1,55 V

**SCHUTZHÜLLEN**

Softtemp, latexfrei
 zum Einmalgebrauch, besonders weiche,
 stabile Folie, werden für die rektale, orale und
 axillare Fiebermessung eingesetzt. Reduzierte
 Gefahr durch Kreuzinfektion, verbesserte Hy-
 giene, sicheres Ablesen durch großes Schrift-
 feld (Angabe der Zimmer- und Bettnummer,
 der Temperatur, der Zeit und des Namens)
 Pack = 1000 Stück



MEG 624902

MEG 624903

für Glasthermometer
 mit Gleitmittel Standard
 ohne Gleitmittel Standard

MEG 624905

MEG 624904

für Digital-Thermometer
 mit Gleitmittel
 ohne Gleitmittel

FIEBERTHERMOMETER DIGITAL

MEG 624215

Maximum-Digital-Thermometer, Meditemp®
wasserdicht, zur einfachen und schnellen Messung der Körpertemperatur - oral, axillar oder rektal, Messbereich: 32°C bis 42,9°C, der jeweils höchste gemessene Wert wird angezeigt, Messdauer: ca. 1 Minute (orales Messen), akustisches Signal, wenn die Messung abgeschlossen ist, Speicherung des letzten Messwertes, automatische Abschaltung (nach ca. 10 Minuten), mit Knopfzellen-Batterie, einzeln in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülle verpackt

Geratherm®

GER 4019000049

Fieberthermometer **Geratherm® flex**
ideal geeignet für Kinder, die flexible Spitze kann bis 45° gebogen werden, sehr gut lesbares Jumbodisplay (3-stellige Anzeige), 100% wasserdicht, Signalton, mit Aufbewahrungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V

GER 4019000031

Fieberthermometer **clinic**
wasserdicht, resistent gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel, unzerbrechlich, extra großes Display für leichtes Ablesen, automatischer Signalton, Speicherung des letzten Messwertes, Messbereich: 32,0°C bis 43,9°C, automatische Abschaltung, Longlife-Batterie (ca. 300 Std.), einzeln in einer Kunststoffhülle verpackt, VE = 20 Stück

GER 4019000070

Fieberthermometer **Geratherm® fusion**
mit Digital Running Scale, vereint die analoge und die digitale Skala, flexible Spitze, hohe Messgenauigkeit (+/- 0,1°C), Fieberindikator, Messwertspeicher, automatischer Signalton, Messbereich: 28,0°C bis 43,9°C, mit Aufbewahrungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V





BIX 2240

BIX 2250



BIX 2230

BIX 2210



BIX 2260

BIX 2270



BIX 2220

BIX 2245

KUNSTSTOFF OHR-KÜRETTEN



LED-Ohrküretten

zur einmaligen Verwendung, für eine schnelle, sanfte und effektive Untersuchung. Das Licht wird an die Spitze des Instrumentes projiziert und ermöglicht sehr gute Sicht, die Lupe vergrößert zusätzlich das Sehfeld. Gleichzeitige Ausleuchtung und Vergrößerung des Sehfeldes verringert das Verletzungsrisiko und ermöglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten. Das flexible Material (Polypropylen) passt sich an und schützt den empfindlichen Ohrenkanal und das Trommelfell, **inkl. 1 LED-Stick und Lupe**
Pack = 50 Stück

Figur 1 Standard, Ø 4 mm
für Erwachsene, spitze Ovalschlinge

Figur 2 Zerumenlöffel, Ø 4 mm
für Erwachsene, eignet sich zum Entfernen von sehr weichen Zerumen mit viel Volumen

Figur 3 Onduluskürette, Ø 2,5 mm
für Erwachsene, gebogene Form erlaubt gerades Herausführen von Zerumen aus dem Ohrenkanal und minimiert Trommelfellverletzungen

Figur 4, Ø 4 mm
große Rundschlinge, gebogen
stabiles Modell für ältere Patienten mit hartnäckigen Ablagerungen

Figur 5 Infantlöffel, Ø 2 mm
der kleine Löffel für Kinder

Figur 6, runde Ovalschlinge, Ø 3 mm
die kleine Schlinge ist weicher und angenehmer für den kleinen Patienten

Figur 7, kleine Rundschlinge, Ø 3 mm
für Kinder, stabiles gerades Modell bei verhärteten Zerumen

LED-Ohrküretten Set

Komplettset bestehend aus:
8 x Figur 1 und je 7 x Figur 2 bis 7,
Set = 50 Stück, inkl. 1 LED-Stick und Lupe je Set



KUNSTSTOFF OHR-KÜRETTEN



flexible Ohrküretten zur einmaligen Verwendung, für sanftes und sicheres Entfernen von Zerumen. Aus unzerbrechlichem Polypropylen hergestellt
Länge 150 mm
Pack = 50 Stück



BIX 6333

Typ Löffelform, gelb

lange, flexible Ohrkürette für die Entfernung weicher Ohrablagerungen, Ø 4 mm



BIX 1222

Typ Micro, grün

lange, flexible Ohrkürette für die Entfernung hartnäckiger Ohrablagerungen, Ø 3 mm



BIX 9555

Typ Flex, weiß

mit tropfenförmiger anatomischer Schlingenform zum schonenden Entfernen, Ø 4 mm



BIX 4888

Typ Infant, blau

mit löffelförmiger Kürette, ideal zum Einsatz bei Kindern und zur Nutzung in Verbindung mit dem Otoskop geeignet, Ø 2 mm



BIX 2999

Typ Contro, orange

trapezförmige Spitze, mit der Zerumen gerade aus dem Gehörgang entfernt werden kann, Ø 4 mm



BIX 3444

Typ Angle, rot

angewinkelte Spitze, mit der auch das für ältere Patienten typische schwer zu erreichende, harte Zerumen erreicht werden kann, Ø 4 mm



OHRSPÜLSYSTEME



BIX 7290

OtoClear® Ohrspülsystem

manuelles Ohrspülsystem mit 500 ml Sprühflasche, für die sichere Entfernung von Schmutz und Zerumen aus dem Ohrenkanal entwickelt, kann in Verbindung mit dem Handsprühkopf oder Spritzen mit Luer-Lock Ansatz verwendet werden. Durch seine spezielle Form wird ein Überdruck im Ohrkanal verhindert. Die 3-strahlige Ausrichtung des Wassers verhindert das direkte Treffen auf das Trommelfell. Integrierte Abflußkanäle im OtoClear® Tip leiten das Wasser gerichtet aus dem Ohrenkanal in den Auffangbehälter zurück. Set bestehend aus: Sprühflasche, Auffangbehälter und 20 OtoClear® Tips



BIX 7200

OtoClear® Tips

kann auch als reines Einwegprodukt in Verbindung mit einer Spritze mit Luer-Lock Anschluss genutzt werden, Pack = 40 Stück





MEG 690485

OHRSPÜLSYSTEME**mulimed-otoscillo® professional**

elektrisches Gehörgangspülgerät mit pulsierendem Spülstrahl. Die Pulsation macht den Wasserstrahl vielfach wirksamer, für bessere Cerumenablösung auch bei niedrigem dynamischen Druck. Ebenfalls zur Entfernung von bestimmten Fremdkörpern aus dem Gehörgang geeignet. Das Gerät ist mit einer automatischen Rücklaufsperrung ausgestattet, diese verhindert eine Kreuzinfektion mit Spülwasser aus dem Gehörgang. Die otoscillo® Temperatur-Test-Card dient zur schnellen Regulierung der richtigen Wassertemperatur. Die Spülwall-einstellung ist stufenlos einstellbar. Lieferumfang: Ohrspülgerät mulimed-otoscillo®, Handgriffaufsatz mit Rücklaufsperrung, Spritzschutzteller, Temperatur-Test-Card, Tragebügel, 100 Einmaldüsen



MEG 690488

Einmaldüsen für
mulimed-otoscillo® professional
Pack = 100 Stück

SOFORTTHERMOMETER

TYC 303013

Genius™ 3**Infrarot-Ohrfieberthermometer**

mit Basiseinheit, nimmt mehrere Messungen vor und zeigt innerhalb von 1 bis 2 Sekunden den höchsten Temperaturwert an. Die robuste, an der Messspitze angebrachte Sensorkonstruktion ist strapazierfähiger und erfordert weniger Rekalibrierungen. Das programmierbare Display zeigt einen oralen, einen rektalen oder einen absoluten Temperaturmesswert im Ohrmodus an. Puls-Timer-Funktion: 60 Sekunden, Temperaturbereich: +33°C bis 42°C, der „Schlaf-Modus“ speichert die letzte Temperatur und verlängert die Batterielebensdauer, inkl. 32 Messhülsen und Anleitungs-CD ROM

TYC 303030

Genius™ Einmal-Messhülsen

dienen als wirksamer Schutz vor einer Übertragung von Infektionen zwischen Patient, Gerät und Arzt. Für jede Temperaturmessung muss stets eine neue Genius™ AccuSystem Messhülse verwendet werden
Pack = 22 x 96 Stück




SOFORTTHERMOMETER

BRÄUN

MEG 624203

ThermoScan® 3 IRT 3030

Ohrfieberthermometer für den häuslichen Gebrauch, misst die Körpertemperatur im Ohr in nur einer Sekunde mit Infrarot-Technik, Speicherfunktion ruft die letzte Temperaturmessung auf, einfache Interpretation des Messergebnisses: die Anzahl der Signaltöne zeigt an, ob die Temperatur normal, erhöht oder hoch (Fieber) ist, Messbereich: 34°C bis 42,2°C, leicht lesbare LCD-Anzeige, inkl. 1 x 3 V Lithium-Batterie, 1 Schutzkappe für die Messspitze und 21 Einmal-Schutzkappen



BRÄUN

MEG 624202

ThermoScan® 7 IRT 6520

Ohrfieberthermometer mit altersabhängiger Temperaturmessung, patentierte, vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit, ExacTemp® Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis, patentiertes, farbcodiertes Age Precision® Display hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren, Einstellung des Alters für Age Precision®: 0 - 3 Monate, 3 - 36 Monate, 36 Monate - Erwachsene, Messbereich: 34°C bis 42,2°C, großes farbcodiertes LCD Display, Nachricht, separater Memory-Button, Speicherung der letzten 9 Messwerte, inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzkappen



MEG 624204

BRAUN LF 40

Schutzkappen für alle ThermoScan® Ohrthermometer, für hygienische Messungen und Schutz des Infrarot Sensors, zum Schutz vor Verschmutzung und vor gegenseitiger Ansteckung, BPA- und latexfrei Pack = 40 Stück



SOFORTTHERMOMETER**BRÄUN**

MEG 624211

BNT300

berührungsfreies Stirnthermometer, nutzt eine Technologie, die doppelt soviel Körperwärme wie übliche Stirnthermometer erfasst und somit eine präzise und schnelle Messung in nur 2 Sekunden ermöglicht, „No Touch“-Modus für Temperaturmessung ohne Berührung, z. B. wenn das Kind schläft, „Touch“-Modus für Temperaturmessung mit Berührung der Stirn, z. B. zur Messung bei sich selbst, Näherungssensor: für den richtigen Abstand (bis zu 5 cm), Richtleuchte und informative Grafik auf dem Produkt, Messbereich: 34,4°C - 42,2°C, farbcodierte Fieberanzeige, Hintergrundbeleuchtung, „No Sound“-Modus für eine geräuschlose Messung, mit Schutzkappe, inkl. 2 AA-Batterien

SOFORTTHERMOMETER**Geratherm[®]**

GER 402000011

Infrarot-Fieberthermometer non Contact

zur Messung der Körpertemperatur und der Temperatur von Oberflächen in ca. 3 Sekunden, hygienisches und sicheres, berührungsloses Messen, umschaltbar zwischen °C und °F, Messbereich: 0°C - 100°C; 32°F - 212°F, visueller und akustischer Fieberindikator, großes, beleuchtetes Display mit Lupeneffekt, Speicherung der letzten 30 Messwerte, automatische Abschaltung nach 3 Minuten, inkl. Halteschale und 2 x 1,5 V AAA Batterien



SOFORTTHERMOMETER



Welch Allyn ThermoScan® Pro 6000 Infrarot-Ohrthermometer

professionelles Ohrthermometer für jede klinische Umgebung, schnelles und sicheres Messen der Temperatur in 2 - 3 Sekunden, 60-Sekunden-Timer unterstützt die manuelle Messung der Pulsfrequenz und der Atmung, Genauigkeit (+/- 0,2°C), vorgewärmte Sondenspitze, mit patentierter ExacTemp™ Technologie, C/F-Umrechnungstaste, leicht ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

WLA 06000-200

mit **kleiner** Basiseinheit
(inkl. 20 Einmal-Ohrtips)

WLA 06000-300

mit **großer** Basiseinheit
(inkl. 40 Einmal-Ohrtips)

WLA 06000-800

Welch Allyn Einmal-Ohrtips
für ThermoScan Pro 6000
Pack = 800 Stück



ThermoScan® Pro 6000

WLA 01692-400

Welch Allyn SureTemp® Plus 692 Thermometer mit Wandhalterung

orale Temperaturmessung in etwa 4 - 6 Sekunden, axillare Temperatur bei Kindern in etwa 10 Sekunden und axillare Temperatur bei Erwachsenen in etwa 15 Sekunden, Monitoring-Modus für Temperaturmessungen über 3 - 5 Minuten, großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt Temperaturen in Celsius oder Fahrenheit an, 60-Sekunden-Timer für Puls und Atmung, inkl. 1 Packung mit 25 Stück Sondenhüllen



SureTemp® Plus 692 mit Wandhalterung
und 3 Packungen Sondenhüllen

WLA 01690-410

**Welch Allyn SureTemp® Plus 690
Thermometer**, wie SureTemp® Plus 692,
jedoch ohne Wandhalterung und ohne Pulstimer

WLA 05031-101

Welch Allyn Sondenhüllen
für SureTemp® Plus
Pack = 1000 Stück



SureTemp® Plus 690



BOS 5210019

SOFORTTHERMOMETER**bosotherm medical**

Infrarot-Ohrfieberthermometer misst auch Oberflächen-Temperaturen wie z.B. Milchfläschchen, Brei oder Babybad, im Etui, inkl. 20 Hygiene-Schutzhüllen und Batterie

BOS 5207086

Hygiene-Schutzhüllen

für bosotherm medical
Pack = 40 Stück



OMR MC-720-E

OMRON**Gentle Temp 720**

Stirnthermometer mit 3 in 1 Messung (Stirn, Oberfläche und Raumtemperatur), schnelles und genaues Messen in nur 1 Sekunde, Anzeige in Celsius oder Fahrenheit, Messbereich Stirn: 34°C bis 42.2°C (93.2°F bis 108°F), Nachtmodus, Stummschaltefunktion, 25 Speicherplätze, automatische Abschaltung, inkl. Schutzkappe und Testbatterie



RIE 1840

Riester**ri-thermo® sensioPRO**

berührungsloses Infrarot-Thermometer in klinischer Qualität, verhindert Kreuzkontamination, Messung der Temperatur im Stirnbereich in nur 1 - 2 Sekunden, 3000 Messungen mit 1 Satz AA Batterien (im Lieferumfang enthalten), Speicherung von 30 Messungen, Maßeinheit: Celsius und Fahrenheit



SCHWESTERNUHR

Rotomed

MEG 690020

Schwesternuhr

die Schwesternuhr ist eine Uhr, die normalerweise vom Pflegepersonal in Kliniken oder von Helferinnen in Arztpraxen verwendet wird. Das Zifferblatt ist um 180° verdreht und zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern

mit stabilem Clip und Sekundenzeiger in einer Metalldose, Design: blau/silber, Durchmesser 2,7 cm, sie wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen, sondern ist an einer kurzen Kette befestigt und wird mittels eines Clips oft frei hängend an der Kleidung getragen



SANDUHREN (Pulsuhr)

megro

MEG 690014

Metallgehäuse mit Ansteckclip **ca. 1/4 Min.**

MEG 690015

Metallgehäuse mit Ansteckclip **ca. 1/2 Min.**



DIAGNOSTIKLEUCHTEN

Rotomed

MEG 642005

Diagnostikleuchte, weiß

helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche, 12,5 cm lang, mit Federclipkontakt und 2 Micro Batterien 1,5 V

MEG 642012

Diagnostik-Clipleuchte, silber

aus Aluminium, 13,5 cm lang, mit Druckknopfschalter und 2 Micro Batterien 1,5 V



DIAGNOSTIKLEUCHTEN**Riester****ri-pen®**

photobiologische Validierung als Pupillenleuchte nach
EN 62471:2008, nickelfrei, inkl. Batterien, LED 3 V
Pack = 6 Stück

farblich sortiert**blau****grün****silber****schwarz****rot****violett**

RIE 5070
RIE 5071
RIE 5072
RIE 5074
RIE 5075
RIE 5077
RIE 5078

**HEINE OPTOTECHNIK****mini-c Cliplampe LED / mini 3000® Cliplampe 2,5 V**

robuste, langlebige Taschenleuchte im kompakten
Design mit verchromtem Kopfstück, hochwertiges
Griffgehäuse: Chromlegierung / veredelter Kunst-
stoff, schlagfest, rutschfest, XHL Xenon Halogen
Linsen-Lampe bzw. helles, konzentriertes Licht
mit einzigartiger LEDHQ, Halteclip mit integriertem
Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung in der
Tasche, als Pupillenleuchte einsetzbar

OPT D-008.73.109

mini-c Cliplampe LED, schwarz

austauschbare Batterien (Größe AAA)

mini 3000® Cliplampe

austauschbare Batterien (Größe AA)

OPT D-001.73.131

schwarz

OPT D-001.73.131B

blaumini-c
Cliplampemini 3000®
CliplampenKUW 12.05100.071 **Diagnostik-Leuchte**

weiß, aus Metall, mit Druckknopf, inkl. 2 aus-
wechselbaren Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)

**LUXAMED®**

LUX D1.211.112

Penlight Diagnostikleuchte LED

schwarz, mit schneller Clip-Schaltung zur
Augen- und Rachendiagnostik, mit High Power
LED - LED zugelassen und geprüft für Augen-
diagnostik, Gehäuse aus hochwertigem ABS,
inkl. 2 AAA Batterien



EINMAL-OHRTIPS



hygienisch und sicher, fester Sitz auf dem Otoskop, ohne scharfe Kanten, für alle F.O. Otoskope (nicht passend für ri-scope, ri-star und Welch Allyn Otoskope)

grau, Pack = 20 x 50 Stück

2,5 mm für Kinder

4,0 mm für Erwachsene

MEG 128900

MEG 128901



2,5 mm für Kinder, Beutel = 50 Stück
(nicht passend für Riester und Welch Allyn)

MEG 128911

MEG 128913

MEG 128915

MEG 128917

MEG 128919

grau

blau

rot

grün

gelb

4,0 mm für Erwachsene, Beutel = 50 Stück
(nicht passend für Riester und Welch Allyn)

MEG 128912

MEG 128914

MEG 128916

MEG 128918

MEG 128920

grau

blau

rot

grün

gelb



Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

EINMAL-OHRTIPS**Welch Allyn LumiView
Universal-Einmal-Ohrtrichter**

für Welch Allyn MacroView Otoskope, traditionelle Otoskope, Diagnostik-Sets, 4-8 x hellere Ansicht, verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
Pack = 680 Stück

WLA 52432-CLR-2 **2,75 mm**, durchsichtig
WLA 52434-CLR-2 **4,25 mm**, durchsichtig

**e-scope®/ ri-scope® L1/L2
Otoskop-Einmalohrtrichter**

Pack = 1000 Stück

RIE 14063-531 **2,5 mm**, schwarz
RIE 14063-534 **4,0 mm**, schwarz

**Einweg-Ohrtrichter**

zu KaWe EUROLIGHT F.O., KaWe PICCO-LIGHT, KaWe COMBILIGHT F.O. kompatibel, passend für KaWe MedCenter 5000 Ohrtrichtermodul, Pack = 1000 Stück

KUW 01.71211.002 **2,5 mm**, anthrazit
KUW 01.71221.002 **4,0 mm**, anthrazit

Einweg-Ohrtrichter

zu KaWe EUROLIGHT C10 + C30 / COMBILIGHT C10 kompatibel, Pack = 1000 Stück

KUW 01.71111.002 **2,5 mm**, schwarz
KUW 01.71121.002 **4,0 mm**, schwarz



Ø 2,5 mm



Ø 4,0 mm



Ø 2,5 mm
(KaWe EUROLIGHT C10 + C30 /
COMBILIGHT C10)



Ø 4,0 mm
(KaWe EUROLIGHT C10 + C30 /
COMBILIGHT C10)

EINMAL-OHRTIPS



HEINE OPTOTECHNIK

UniSpec® Einweg-Ohrtrichter

für BETA® 100, K 100 und Operations-Otoskope

Pack = 1000 Stück

- OPT B-000.11.242 grau, Ø **2,5 mm** für Kinder
 OPT B-000.11.241 grau, Ø **4 mm** für Erwachsene



AllSpec® Einweg-Ohrtips

für BETA® 400, BETA® 200, K 180,

mini 3000® F.O. und mini 3000® Otoskope

Pack = 250 Stück

- OPT B-000.11.153 grau, Ø **2,5 mm** für Kinder
 OPT B-000.11.152 grau, Ø **4 mm** für Erwachsene



OHRTIPS



HEINE OPTOTECHNIK

Dauergebrauchs-Tips

aus SANALON S, glatte Oberfläche, leicht zu reinigen, Desinfektion mit allen gängigen Mitteln und Sterilisation im Dampfautoklaven bis 134°, **feste Verriegelung**, für BETA® 200, BETA® 400, K 180®, mini 3000® und mini 3000® F.O. Otoskope

- OPT B-000.11.107 **2,4 mm** schwarz
 OPT B-000.11.108 **3 mm** schwarz
 OPT B-000.11.109 **4 mm** schwarz
 OPT B-000.11.110 **5 mm** schwarz



Dauergebrauchs-Trichter

aus SANALON S, glatte Oberfläche, Desinfektion mit allen gängigen Mitteln und Sterilisation im Dampfautoklaven bis 134°, Halterung aus Metall **mit Bajonett-Verschluss**, für BETA® 100, K 100 und Operations-Otoskope

- OPT B-000.11.215 **2,2 mm** schwarz
 OPT B-000.11.216 **2,8 mm** schwarz
 OPT B-000.11.217 **3,5 mm** schwarz
 OPT B-000.11.218 **4,5 mm** schwarz
 OPT B-000.11.219 **5,5 mm** schwarz



OTOSKOPE

WLA 21700

Welch Allyn Operations-Otoskopkopf 3,5 V mit Ohrtrichter

die HPX®-Halogenlampe ermöglicht eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben sowie eine längere Lebensdauer, das offene System macht Untersuchungen angenehmer, flexible Handhabung mittels der drehbaren Linse, FiberOptik liefert kühles Licht



WLA 20000

Welch Allyn HPX Fiber Optik Diagnostik Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V mit integrierter Rachenleuchte

inkl. 4 Dauergebrauchs-Ohrtrichtern, fiberoptischer Kaltlichtleiter für kühles Licht ohne Reflexion und Sichtbehinderung, durch den Weitwinkel ist die Instrumentierung auch bei Vergrößerung möglich, versiegeltes System für pneumatische Otoskopie



WLA 25282-VSM

Welch Allyn Elite Lithium Ion Otoskop Set 3,5 V mit Rachenleuchte

das Diagnostik-Otoskop gibt helles, weißes Kaltlicht ab, mit dem Sie einen ausgezeichneten Überblick über das Ohr erhalten und eine gründliche Allgemein-Diagnostik durchführen können, bestehend aus Diagnostik Otoskopkopf, Li-Ionen Handgriff, Ladeinheit und Etui



WLA 71-SM2LXU

Welch Allyn LED MacroView Basic Otoskop Set 3,5 V

mit Lithium-Ion Handgriff, LED Coaxial Ophthalmoskop (11720-L) und MacroView Basic Otoskop, Ladeinheit mit USB Adapter und Etui

OTOSKOPE



WLA 238-3

Welch Allyn LED MacroView™ Plus Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

mit fortschrittlicher Optikeinheit, im Vergleich zu herkömmlichen Otoskopen bietet das MacroView Otoskop ein fast dreimal so großes Blickfeld und 30 % mehr Vergrößerung. Dies ermöglicht eine fast vollständige Ansicht des Trommelfells, deutlichere Darstellung und eine bessere Bewertung von Details, zusätzlich ist das Gerät mit einer Fokus-Einstellung zur Anpassung an unterschiedlich lange Gehörgänge und mit einem Fixiererring zum sicheren Befestigen und einfachen Abwerfen der Ohrspekula ausgestattet. Möglichkeit digitale Aufnahmen und Videos aufzunehmen und zu versenden, über die kostenlose iExaminer App für jedes Smartphone geeignet, **inkl. integrierter Rachenleuchte** und einem Set Universalohrtrichter, passend auf alle Welch Allyn 3,5 V Handgriffe



Anwendung mit Griff und Smartphone

WLA 238-2

Welch Allyn LED MacroView™ Basic Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

wie WLA 238-3, jedoch ohne die digitalen iExaminer Funktionalitäten

WLA 23960

Welch Allyn LED digital MacroView™ Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

einfache Handhabung „Plug and Play“ über den USB Port, Zoom-Taste: Details können unter Vergrößerung betrachtet werden, Standbild-Taste: Standbilder am Bildschirm erzeugen und bei Bedarf abspeichern, kompatibel mit allen Welch Allyn 3,5 V Handgriffen, Auflösung: 1280 x 1024 Megapixel, Systemanforderung: Windows XP Service Pack 2.0 oder höher, inkl. USB Kabel (Länge 3 m), 4 wiederverwendbaren Ohrtrichtern und Software



LED digital MacroView™ in der Anwendung

OPHTHALMOSKOPE

WLA 11720-L

**Welch Allyn LED Koaxial****Ophthalmoskop Instrumentenkopf 3,5 V**

mit koaxial optischem Spiegelsystem, schattenfreie Sicht speziell bei undilatierter Pupille, 3,5 V SureColor LED Beleuchtung für eine exakte Wiedergabe der Gewebefarben, 18 Blendenkombinationen (MicroSpot, kleine und große Kreisblende, Fixationskreuz, Kobaltfilter, Spaltblende); Rotfrei-Blende sowie Polarisationsfilter vorschaltbar, 28 Linsen (-25 bis +40 dpt) mit beleuchteter Linsenwahlscheibe, passend auf alle 3,5 V Welch Allyn Handgriffe

WLA 118-3

**Welch Allyn PanOptic™ Plus****Ophthalmoskop LED Instrumentenkopf 3,5 V**

Weitwinkel-Ophthalmoskop mit einfachem Einblick auch bei kleinen und dilatierten Pupillen, 20 x größere Ansicht im Vergleich zum Standard Ophthalmoskop, 26% höhere Vergrößerung, mit Quick-Eye™ Technologie für einen schnelleren Einblick, mit kostenloser iExaminer App für die digitale Abspeicherung von Bildern und Videos des Augenhintergrunds, passen auf alle Welch Allyn 3,5 V Handgriffe



Anwendung
mit Griff und
Smartphone



WLA 11840-IEX

**Welch Allyn Smart Bracket Halterung für iExaminer**

verbindet jedes Smartphone mit dem PanOptic Plus™ Ophthalmoskop oder MacroView™ Plus Otoskop, um Bilder und Videos vom Fundus zu speichern und zu versenden, verwendbar mit kostenloser iExaminer App, Bilder können gedruckt und per E-Mail versendet werden

OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET



Welch Allyn Pocket LED Set / Pocket Plus LED Set
höchste Untersuchungsqualität für die Anwendung im niedergelassenen Bereich, Klinikbereich und für Medizinstudenten, ergonomisch, robust, langlebig und leicht, die SureColor LED Technologie ermöglicht während der Untersuchung die Darstellung einer realen und unverfälschten Gewebsfarbe, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturzschäden durch Schutzkappen für Handgriffe und Sichtfenster (Bumper)



Welch Allyn Pocket LED Set

bestehend aus: Ophthalmoskop, Otoskop, 2 Handgriffen, Softschalenetui, Set mit 4 wiederverwendbaren Ohrspekula

Produktspezifikationen

Ophthalmoskop: Gesamthöhe 17,5 cm, Dioptrienbereich -20 bis +20, Lichtstärke (große Blende) 0,20 bis 0,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 72,5 g

Otoskop: Gesamthöhe 16,8 cm, Vergrößerung 3,6-fach, Lichtstärke bis zu 3,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 71,7 g

WLA 92871-BLK onyxschwarz
WLA 92871-PUR opalviolett
WLA 92871-WHT perlweiß
WLA 92871-BLU royalblau



Welch Allyn Pocket Plus LED Set

bestehend aus: Ophthalmoskop, Otoskop, 2 Handgriffen, Hartschalenetui, 1 VE Einmal-Ohrspekula, 8 „Bumper“ für Handgriffe, 4 „Bumper“ für Sichtfenster

Produktspezifikationen

Ophthalmoskop: Gesamthöhe 17,5 cm, Dioptrienbereich -20 bis +20, Lichtstärke (große Blende) 0,20 bis 0,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 72,5 g

Otoskop: Gesamthöhe 16,8 cm, Vergrößerung 3,6-fach, Lichtstärke bis zu 6,10 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 71,7 g

WLA 92880-BLK onyxschwarz
WLA 92880-PUR opalviolett
WLA 92880-WHT perlweiß
WLA 92880-BLU royalblau



OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET**Welch Allyn Green Series™ 777
Integriertes Wandsystem**

für Patientenuntersuchungen in ambulanten und akuten Pflegeeinrichtungen. Es bietet für den hektischen Arbeitsalltag in Arztpraxen oder überfüllten Notaufnahmen die erforderlichen Eigenschaften, um Patienten schnell und effizient zu untersuchen und wichtige Entscheidungen basierend auf den präzisesten verfügbaren Informationen zu treffen



WLA 77712

Welch Allyn GS 777 Wandtransformator

mit 2 Kabelgriffen für 3,5 V Instrumentenköpfe, für die Anforderungen jeder Einrichtung konfigurierbar, die automatisch an- und ausschaltbaren Griffe verbessern die Arbeitsabläufe und sparen Energie, kein Ein/Aus-Schalter, wodurch der Kontakt und damit das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird



WLA 777-PM2xxx-2 **Welch Allyn GS 777 Wandeinheiten-Set**
mit PanOptic™ Basic Ophthalmoskop und MacroView™ Basic Otoskop, mit EU-Stecker

WLA 777-PM2WAS-2 **Welch Allyn GS 777**

integrierte Wandeinheit mit PanOptic™ Basic Ophthalmoskop, MacroView™ Basic Otoskop, ProBP™ 3400 (34XFWT-2) und SureTemp® Thermometer, Spender mit LumiView™ durchsichtigen Ohrtrichern, mit EU Stecker



WLA 777-PM3WAS-2 **Welch Allyn GS 777**

integrierte Wandeinheit mit PanOptic™ Plus Ophthalmoskop, MacroView™ Plus Otoskop mit iExaminer, ProBP™ 3400 (34XFWT-2), SureTemp® Thermometer, Spender mit LumiView™ durchsichtigen Ohrtrichern, mit EU Stecker



LADEGRIFFE UND ZUBEHÖR



WLA 719-3

Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5 V
wiederaufladbarer Li-Ionen Handgriff mit USB-C Ladesystem und für Universal Tischladegerät, ermöglicht Schnellladung in 90 Minuten, funktioniert mit Stecker 718-USB



WLA 71900-USB

Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5 V mit USB-Ladegerät inkl. Ladekabel
wiederaufladbar

WLA 71955

Welch Allyn USB-Ladegerät
mit Ladekabel für Li-Ionen Handgriff



Welch Allyn SureColor™ LED Lampen
30-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen, einfache Umrüstung, denn das LED-Lampen Upgrade Kit ist mit den Welch Allyn 3,5-V-Instrumentenköpfen kompatibel und kann innerhalb weniger Sekunden durch einfachen Austausch der Halogenlampe eingesetzt werden. Zur einfachen Garantiezeitbestimmung ist auf der Lampenbasis das Herstellungsdatum ersichtlich



WLA 04900-LED

Welch Allyn LED Lampen Upgrade Kits
für Koaxial Ophthalmoskope
11720, 11730, 11735

WLA 03800-LED

für PanOptic™ Ophthalmoskope
11820, 11810, 11800-V

WLA 06500-LED

für MacroView™ Otoskope
23810, 23820, 23862, 23920, 23960



SPENDER FÜR OHRTIPS / OHRTRICHTER



WLA 52401-B

Welch Allyn Aufbewahrungsbox mit Ablagefach für Einmal-Ohrtrichter der Serie 524



OTOSKOPE**Riester****e-scope® F.O. Otokospe in LED Ausführung**

effiziente Diagnose durch helles und weißes Licht, Lebensdauer der LED mind. 50.000 Std., gleichmäßige Lichtstärke über die gesamte Lebensdauer der Batterien, LED 5.500 Kelvin, Lichtstärke 11.500 Lux, Schwenklinse mit 3fach Vergrößerung, Anschluss für pneumatischen Test, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, **inkl. Plastikröhrchen mit je 5 wieder verwendbaren Ohrtrichtern 2,5 mm und 4 mm** (passend auch für andere Otokospe von Riester und anderen Fabrikaten) **und Kunststoff-Etui**, Batterien nicht im Lieferumfang, **auch in XL Ausführung lieferbar**

RIE 2110-203

weiß **LED 3,7 V**

RIE 2111-203

schwarz **LED 3,7 V**

RIE 2110-202

weiß **XL 2,5 V**

RIE 2111-202

schwarz **XL 2,5 V**e-scope® F.O.
LED 3,7 V**e-scope® Otokospe 2,5V XL mit Direktbeleuchtung**

Schwenklinse mit 3fach Vergrößerung, Anschluss für pneumatischen Test, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, **inkl. Plastikröhrchen mit je 5 wieder verwendbaren Ohrtrichtern 2,5 mm und 4 mm** (passend auch für andere Otokospe von Riester und anderen Fabrikaten) **und Klettverschluss-Tasche**, Batterien nicht im Lieferumfang

RIE 2100-201

weiß **2,5 V XL-Xenonlampe**

RIE 2101-201

schwarz **2,5 V XL-Xenonlampe**e-scope®
mit Direkt-
beleuchtung

RIE 3703

ri-scope® L2 F.O. Otokoskop Set 2,5 V LED

exzellente Farbwiedergabe durch Faseroptik-Technologie (CRI > 90, Farbtemperatur 4.000 K), wartungsfreie Hochleistungs-LED mit einer Lebensdauer von 100.000 Std. für eine effizientere Diagnosesstellung, nach beiden Seiten schwenkbare, abdichtende Glasoptik mit 3-fach Vergrößerung, inkl. 4 Ohrtrichtern in den Größen 2-5 mm in Etui mit Sicherheitsverschluss, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

ri-scope® L2

RIE 2211-203

EliteVue Otokoskop HP-LED 3,5 V

bestehend aus EliteVue Otokoskopkopf mit 3,5V High-Performance LED-Beleuchtung (4.000 K, CRI=92), > 5-fache Vergrößerung, Fokussierad zur Tiefenschärfeneinstellung, inkl. Spec Ejec® Ohrtrichter-Abwurf Funktion, rheotronic®-Handgriff Typ C in Etui, aufladbarem Li-Ionen Akku ri-accu® L und Steckerladegerät

EliteVue

OTOSKOPE

LUXAMED®

LuxaScope Auris LED 2,5 V

Otoskop mit **LED-RING-TECHNOLOGY**
eine Fiberoptik wird nicht mehr benötigt, freies Sichtfeld bei optimaler Ausleuchtung am Anwendungsbereich, Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden, Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux, elektronischer ON/OFF Druckschalter, mit automatischer Abschaltung nach 3 Minuten, 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Aluminium für hohe Stabilität, **inkl. je 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm** sowie 2 AAA Batterien



Beleuchtung mit 6 LEDs, dimmbar

LUX A1.416.114	schwarz
LUX A1.416.214	blau
LUX A1.416.314	grau
LUX A1.416.914	weiß

LUX A1.516.914 **für Kinder**

CCT Beleuchtung mit 8 LEDs, 4 in Warmlicht und 4 in Kaltlicht, **umschaltbar**

LUX A1.616.114	schwarz
LUX A1.616.214	blau
LUX A1.616.314	grau
LUX A1.616.914	weiß



EINMAL-OHRTIPS

LUXAMED®

Einmal-Ohrtrichter

zu LuxaScope Auris LED, aus Polypropylen, daher geruchlos und hautverträglich

Beutel = 100 Stück

LUX A5.101.144	2,5 mm, grau
LUX A5.102.144	4,0 mm, grau

Pack = 250 Stück

LUX A5.101.124	2,5 mm, grau
LUX A5.102.124	4,0 mm, grau

Beutel = 1000 Stück, lose

LUX A5.101.184	2,5 mm, grau
LUX A5.102.184	4,0 mm, grau



OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET

HEINE OPTOTECHNIK

HEINE® EN 200 Diagnostik Center

ein System, das den gleichzeitigen Betrieb von verschiedenen Instrumenten ermöglicht



OPT A-095.12.209 **EN 200 Set 3,5 V LED** bestehend aus:
 EN 200 Wandtransformator,
BETA® 200 LED F.O.Otoskop,
BETA® 200 LED Ophthalmoskop,
 1 Satz Dauergebrauchs-Trichter (4 Stück)



OPT X-095.12.250 **HEINE® EN 200 Wandtransformator**
 mit 2 Griffen, ohne Instrumente, geeignet für alle HEINE 3,5 V LED oder XHL Instrumente mit AV-Anschluss, parallele Nutzung der Griffen möglich, Ready-to-use Funktion, verfügt über eine USB-Schnittstelle und ist erweiterbar mit HEINE Modulen wie z.B. dem EN 200 BP digitalen Blutdruckmessgerät, Soft-Start-Technologie, stufenlose Helligkeitsregelung am Griff, Diebstahlsicherung für Instrumente



OPT X-095.12.252 **HEINE® EN 200-1 Wandtransformator**
 Singleinheit mit 1 Griff, ohne Instrumente, zur Einzelnutzung mit langem USB-Kabel und E4-USB Steckernetzteil, geeignet für alle HEINE 3,5 V LED oder XHL Instrumente, Instrument schaltet sich beim Herausnehmen und Zurückstellen automatisch an und aus, nach 15 Minuten Nichtgebrauch in ausgehängtem Zustand wird ebenfalls abgeschaltet, beim Herausnehmen schaltet sich die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe ein, großer Arbeitsradius durch Spiralkabel mit einer Reichweite bis zu 3,50 m, Diebstahlsicherung für Instrumente

OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET



HEINE OPTOTECHNIK

- OPT A-153.24.422 **HEINE BETA® 200/400 Diagnostik Set**
 Set bestehend aus:
BETA® 200 LED Ophthalmoskop,
BETA® 400 LED F.O.Otoskop,
2 BETA4 NT Ladegriffe,
NT4 Tisch-Ladegerät,
 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips,
 je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø 2,5 und 4 mm



OTOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® LED F.O. Otoskop
 solides Metallgehäuse und kratzfeste Glaslinsen
 für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und
 ein qualitativ gleichbleibendes Untersuchungser-
 gebnis, LED mit praktisch unbegrenzter Lebens-
 dauer, kein Lampenwechsel nötig, ohne Tips,
 geeignet für alle HEINE BETA® Griffe 3,5 Volt
 mit Automatverschluss

- OPT B-008.11.400 **BETA® 400**
LED F.O. Otoskop
 mit 4,2-fach Vergrößerung
- OPT B-010.28.388 **BETA® 400 Kit**
LED F.O. Otoskop
 mit 4,2-fach Vergrößerung,
 mit BETA® 4 USB Ladegriff mit USB-Kabel,
 Steckernetzteil und je 5 AllSpec® Einweg-Tips
 2,5 und 4 mm
- OPT B-008.11.500 **BETA® 200**
LED F.O. Otoskop
 mit 3-fach Vergrößerung
- OPT B-011.28.388 **BETA® 200 Kit**
LED F.O. Otoskop
 mit 4,2-fach Vergrößerung,
 mit BETA® 4 USB Ladegriff mit USB-Kabel,
 Steckernetzteil und je 5 AllSpec® Einweg-Tips
 2,5 und 4 mm



BETA® 400 Kit
 LED F.O.
 Otoskop



BETA® 400
 LED F.O. Otoskop



BETA® 200 Kit
 LED F.O.
 Otoskop



BETA® 400 Kit
F.O. Otoskop



OPT B-001.11.400 **BETA® 400
F.O. Otoskop 2,5 V**
mit 4,2-fach Vergrößerung

OPT B-002.11.400 **BETA® 400
F.O. Otoskop 3,5 V**
mit 4,2-fach Vergrößerung

OPT B-010.10.118 **BETA® 400 Kit
F.O. Otoskop 2,5 V**
mit 4,2-fach Vergrößerung, mit BETA® Batterie-
griff, je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm



BETA® 200 Kit
F.O. Otoskop



OPT B-001.11.500 **BETA® 200
F.O. Otoskop 2,5 V**
mit 3-fach Vergrößerung

OPT B-002.11.500 **BETA® 200
F.O. Otoskop 3,5 V**
mit 3-fach Vergrößerung

OPT B-011.10.118 **BETA® 200 Kit
F.O. Otoskop 2,5 V**
mit 3-fach Vergrößerung, mit BETA® Batterie-
griff, je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm

OTOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® XHL Halogen F.O. Otoskop
distale Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung mit XHL
Xenon Halogentechnologie für einen gleichmäßi-
gen und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympa-
num, Ganzmetallgehäuse, kratzfestes Sichtfenster
aus Silikatglas, ohne Tips, für alle HEINE BETA®
Griffe 2,5 oder 3,5 V mit Automatverschluss

SPENDER FÜR OHR TIPS / OHRTRICHTER



HEINE OPTOTECHNIK

OPT B-000.11.146 **UniSpec® Trichter-Spender**
Spendereinheit pro Röhrchen 90 Stück
(d. h. 2 x 90 für den kompletten Spender),
mit Wandbefestigung, für UniSpec Einweg-
Ohrtrichter

OPT B-000.11.149 **HEINE Tip-Spender**
pro Röhrchen 45 Stück (d. h. 2 x 45 für den
kompletten Spender), gut sichtbar und einfach
zu entnehmen, mit Wandbefestigung, für
AllSpec® Einweg-Tips



OTOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE mini 3000® LED F.O. Otokoskop

2,5 V, doppelt so hell wie herkömmliche XHL Xenon Halogen Otoskope, wartungsfrei da kein Lampenwechsel notwendig, konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer, Betriebszeit von typ. 10 Stunden, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, einfacher Zugang zum Ohr mit dem fest verbundenen, schwenkbaren und gut verschließbaren Sichtfenster. Über den Gebläse-Anschluss ist der pneumatische Test zur Trommelfellbeweglichkeit einfach möglich

OPT D-008.70.106 **mini 3000® LED F.O. Otokoskop**
ohne Griff und Zubehör

OPT D-008.70.110 **mini 3000® LED F.O. Otokoskop**
mit Batteriegriff mini 3000 (inkl. Batterien)
und je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm

OPT D-885.20.021 **mini 3000® LED F.O. Otokoskop Set**
komplett mit mini 3000® LED F.O. Otokoskop,
mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz
(4 Stück) Dauergebrauchs-Tips und je 5 AllSpec®
Einweg-Tips 2,5 und 4 mm, mit Hartschalenetui

HEINE mini 3000® F.O. Otokoskop

2,5 V XHL Lampe mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung, kompaktes Tascheninstrument mit Fiber Optik (F.O.) Technologie für 100 % mehr Licht, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter sowie je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm

OPT D-001.70.110 **schwarz**

OPT D-001.70.110B **blau**

HEINE mini 3000® Otokoskop

2,5 V XHL Lampe mit direkter Beleuchtung, hochwertiges Tascheninstrument mit XHL Lampen-Technologie für 100 % mehr Licht, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter, mit je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm und 2 Batterien

OPT D-001.70.210 **schwarz**

OPT D-001.70.210B **blau**



HEINE mini 3000®
LED F.O. Otokoskop



HEINE mini 3000®
F.O. Otokoskop



HEINE mini 3000®
Otokoskop

DERMATOSKOPE**HEINE OPTOTECHNIK****HEINE DELTA 30 LED Dermatoskop**

größtes Sichtfeld mit echten 30 mm (Linse 32 mm), schneller Wechsel von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung, blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation, Helligkeit nach Wunsch: 3 Lichtstärken, 10-fache Vergrößerung, auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln

OPT K-230.28.305 **DELTA 30 LED Dermatoskop Set**
inkl. Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel
mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

OPT K-000.34.220 **Kontaktscheibe mit Skala**

OPT K-000.34.206 **kleine Kontaktscheibe**
für die Untersuchung schwer zugänglicher
pigmentierter Läsionen

OPT X-002.99.212 **Charger 30 Tisch-Ladegerät**

HEINE DELTAone LED Dermatoskop

passt in jede Kitteltasche, extrem scharfe Abbildung, schneller Wechsel von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung, blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation, Sichtfeld von echten 21 mm (Linse 22 mm), Helligkeit nach Wunsch: 3 Lichtstärken, 10-fache Vergrößerung, auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln

OPT K-210.28.305 **Standard Edition, schwarz-silber**
inkl. Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel
mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

OPT K-211.28.305 **White Edition, weiß-silber**
inkl. Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel
mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

OPT K-000.34.222 **Kontaktscheibe mit Skala**

OPT K-000.24.207 **kleine Kontaktscheibe**
für die Untersuchung schwer zugänglicher
pigmentierter Läsionen

**HEINE DELTA 30 / DELTAone
Smartphone Adapterschalen**

OPT K-000.34.260 **für Apple iPhone 6 / 6s**
OPT K-000.34.261 **für Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020**
OPT K-000.34.262 **für Apple iPhone X / XS**
OPT K-000.34.263 **für Apple iPhone XR**



DERMATOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

OPT K-008.34.221 **HEINE DELTA® 20 T**
Dermatoskop-Aufsatz
 Präzisionsoptik mit der Möglichkeit zwischen polarisierter und nicht-polarisierter Beleuchtung zu wechseln durch betätigen einer Taste, Fokussiersystem mit 10- bis 16fach Vergrößerung, ohne Griff, inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalemarkierung



OPT K-010.28.388 **HEINE DELTA® 20 T Set**
 komplett mit DELTA® 20 T LED Dermatoskop-Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, BETA® 4 USB Ladegriff mit USB-Kabel und Steckernetzteil



OPT K-000.34.205 **kleine Kontaktscheibe**
 8 mm Ø, für die Untersuchung schwer zugänglicher Stellen



OPT D-001.78.107 **HEINE mini 3000® Dermatoskop 2,5 V**
 modernes Taschendermatoskop mit XHL Xenon Halogenlampe, konzentriertes, helles Licht für gleichmäßige Ausleuchtung mit authentischer Farbwiedergabe, einzigartiges, kompaktes Design mit Qualitätsoptik, 10-fach Vergrößerung mit fokussierbarer Optik, Instrumentenkopf aus Metall, mit Kontaktscheibe



OPT D-001.78.107

HEINE mini 3000® LED Dermatoskop
 technische Ausführung wie mini 3000® Dermatoskop, jedoch: wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig, maximale Lichtintensität beim Einschalten des Gerätes, danach Anpassung der Helligkeit an den Ladestand der Stromquelle, weniger Batteriewechsel, Betriebszeiten von bis zu 10 Stunden
Doppelt so hell wie ein herkömmliches XHL Xenon-Halogen-Instrument, exzellente Farbtreue

OPT D-008.78.107 **mini 3000® LED Dermatoskop**
 mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), Kontaktscheibe ohne Skala

OPT D-008.78.109 **mini 3000® LED Dermatoskop**
 mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), Kontaktscheibe **mit Skala**



OPT D-008.78.109

OPT D-008.78.107

OPHTHALMOSKOPE

HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® 200S Ophthalmoskop

der Augenspiegel für ein großes, helles und kontrastreiches Netzhautbild, Hornhautreflexe werden wirkungsvoll eliminiert, von -36 bis +38 dpt kann jeder Dioptrienwert in 74 Ein-Dioptrienritten eingestellt werden, 7 Blenden (Blaufilter, Fixationsstern mit Polarkoordinaten, großer Kreis, mittlerer Kreis, Microspot, Spalt, Halbkreis) mit separat zuschaltbarem Interferenz-Rotfreifilter, staubdicht, für HEINE BETA® Griffe mit Automatverschluss

OPT C-008.30.120 **BETA® 200S LED**
Ophthalmoskop für BETA® Ladegriffe

OPT C-001.30.120 **BETA® 200S**
Ophthalmoskop 2,5 V für BETA® Batteriegriff

OPT C-002.30.120 **BETA® 200S**
Ophthalmoskop 3,5 V für BETA® Ladegriffe

Bild zeigt
BETA® 200S LED
mit BETA® Ladegriff

HEINE mini 3000® LED Ophthalmoskop

2,5 V, staubgeschützte Konstruktion, großes Angebot an Filtern in Verbindung mit 5 Blenden, 18 Linsen im Bereich von -20 D bis +20 D zum Refraktionsausgleich, klares, randscharfes Bild der Retina. **Optimale Helligkeit für die Anwendung am Auge, keine Überblendung, absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe auch bei Rottönen**, wartungsfrei da kein Lampenwechsel notwendig, Betriebszeit ca. 10 Stunden

OPT D-008.71.120 **mini 3000® LED Ophthalmoskop**
mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien)

OPT D-885.21.021 **mini 3000® LED Ophthalmoskop Set**
komplett mit mini 3000® LED Ophthalmoskop,
mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien)
und Hartschalenetui



HEINE mini 3000® LED Ophthalmoskop Set

HEINE mini 3000® Ophthalmoskop

2,5 V XHL Lampe, konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung und brillantes Bild, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter, 5 Blenden (großer Kreis, mittlerer Kreis, Fixationsstern, Halbkreis, Rotfrei-Filter), staubgeschützt, Refraktionsausgleich -20 D bis +20 D, 2 Batterien

OPT D-001.71.120 **schwarz**
OPT D-001.71.120B **blau**



LADEGRIFFE UND ZUBEHÖR



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® 4 Ladegriffe 3,5 V

OPT X-007.99.388 **BETA® 4 USB Li-ion Ladegriff 3,5 V****
mit Li-ion Ladebatterie, BETA® 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil und Griffablage

OPT X-007.99.396 **BETA® 4 NT Ladegriff 3,5 V****
mit Li-ion Ladebatterie und BETA® 4 NT Bodeneinheit für NT4 Tisch-Ladegerät

OPT X-007.99.474 **BETA® 4 SLIM NT Ladegriff 3,5 V****
mit Ladebatterie M3Z 4 NT Li-ion und BETA® 4 SLIM NT Bodeneinheit

OPT X-002.99.494 **NT4 Tisch-Ladegerät****
ohne Griff, inkl. Adapter für BETA® 4 NT Ladegriff, neueste Generation, zwei getrennte Ladeköcher, automatischer Ladevorgang, Ladeanzeige, Überladeschutz

** nicht kompatibel zu BETA® L, BETA® NT Ladegriffen, NT200 und NT300 Ladegeräten

HEINE BETA® Ladegriffe 3,5 V

OPT X-002.99.411 **BETA® NT Ladegriff 3,5 V***
mit NiMH Ladebatterie

OPT X-007.99.395 **BETA® L Ladegriff 3,5 V***
mit Li-ion L Ladebatterie

OPT X-002.99.495 **NT 300 Ladegerät 3,5 V***
Vorgänger des NT 4, zur Ergänzung bestehender Systeme (NT 300 Ladegeräte mit BETA® NT oder BETA® L Griffen)

* nicht kompatibel mit dem NT4 Lade- und Griffsystem

OPT X-007.99.383 **LI-ION Ladebatterie 3,5 V**
für BETA® L, BETA® USB und BETA® 4 Ladegriffe

OPT X-002.99.382 **NiMH Ladebatterie 3,5 V**
für BETA® Ladegriffe

OPT X-001.88.110 **Ersatzlampe 2,5 V XHL**
für mini 3000® Otokop

Ersatzlampe für K 100 und BETA® 100

OPT X-001.88.037 **2,5 V XHL**

OPT X-002.88.049 **3,5 V XHL**



BETA® 4 USB Li-ion + BETA® 4 NT Ladegriff 3,5 V

BETA® 4 SLIM NT Ladegriff 3,5 V



BETA® NT + BETA® L Ladegriff 3,5 V



OPHTHALMOSKOPE

KaWe PICCOLIGHT E56/EU LED 2,5 V
mit Batteriegriff (AA), direkte Ophthalmoskopie,
mit 6 Blenden für alle ophthalmologischen Unter-
suchungen, Blendenrad mit 18 Korrektions-Lin-
sen von + 20 bis - 20 Dioptrien, asphärische
Präzisionsoptik, in Tasche

KUW 01.28561.021 **night**
KUW 01.28561.231 **sky**
KUW 01.28561.261 **stone**

OTOSKOPE

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED, 2,5 V
mit 3-facher Vergrößerungslupe, Fiber Optik mit
LED-Standard-Beleuchtung, Beleuchtungsstärke:
ca. 4200 Lux, Tasche mit je 10 Stück Einmal-Ohr-
trichtern, Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm, die Lebens-
dauer des Leuchtmittels beträgt ca. 50.000 Std.

KUW 01.13500.021 **night**
KUW 01.13500.232 **sky**
KUW 01.13500.262 **stone**



KUW 01.12530.002 **KaWe COMBILIGHT F.O. 30 LED, 2,5 V**
mit automatischem Clic-Verschluss,
Fiber Optik Kopf, schwarz, mit LED-Lampe
und 3-facher Lupenvergrößerung, in Tasche
mit jeweils 10 Einmal-Ohrtrichtern, Ø 2,5 mm
und Ø 4,0 mm



KUW 01.11130.001 **KaWe EUROLIGHT C30, 2,5 V**
mit automatischem Clic-Verschluss,
dimmbar, mit 3-facher Lupenvergrößerung,
in Tasche mit jeweils 10 Einmal-Ohrtrichtern,
Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm

OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET



KaWe PICCOLIGHT F.O. LED / E56 LED

2,5 V, US-Version bestehend aus:
 F.O. LED Otoskop-Kopf 2,5 V mit LED-Beleuchtung (mit Leuchtmittel), 3-facher Lupenvergrößerung und Anschluss für pneumatischen Test, Ophthalmoskop-Kopf E56 LED 2,5 V mit LED-Beleuchtung (mit Leuchtmittel), mit Korrektionslinsenrad, stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien, 6 Blenden, asphärische Präzisionsoptik, mit jeweils 10 Dauer-Ohrtrichtern Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm, zwei Batteriegriffe AA (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten), Lieferung in schwarzer Stoff-Tasche

- KUW 02.37405.021 **night**
- KUW 02.37405.231 **sky**
- KUW 02.37405.261 **stone**



KUW 02.01104.002 **Basic Set C10/E16**

2,5 V, EU-Version bestehend aus:
 COMBILIGHT C10 Otoskop-Kopf mit Standardbeleuchtung und 3-facher Lupenvergrößerung, Vakuum-Lampe (mit Leuchtmittel), EUROLIGHT E16 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien, mit Vakuum-Lampe (mit Leuchtmittel), 6 Blenden, Grünfilter, asphärische Präzisionsoptik, Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss, dimmbar (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten), 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm, Lampenträger gebogen, 2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Ø Gr. 4: 22 mm, Spatelhalter aus Kunststoff, Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube, Ersatzlampe, Lieferung in weißer Hartschalenbox



DERMATOSKOPE



mit ca. 10-facher Vergrößerung, Fokuseinstellung -6 bis +3,5 dpt, große Kontaktscheibe (Ø 25 mm) mit Skalierung (mm) zur Vermessung von pigmentierter Hautveränderung, insbesondere zur Früherkennung

- KUW 01.31130.001 **KaWe EUROLIGHT D30, 2,5 V**
 mit dimmbarem Xenon/Halogenlicht, gleichmäßige, intensive Ausleuchtung, Lieferung kpl. in Tasche inkl. 1 Flasche Derma-Gel, 250 ml

- KUW 01.33100.021 **KaWe PICCOLIGHT D, 2,5 V, night**
 mit Vakuum-Lampe, Lieferung in Tasche





MEG 141500

FRUCHTBLASENSPRENGER

AMNICOT, steril

der Amnicot ist ein Gummi-Latex Fingerling mit einem integrierten Reißhäkchen. Das Öffnen der Fruchtblase wird zu einer einfachen Handhabung für Geburtshelfer und Hebammen, steril zum Einmalgebrauch

SCHEIDENSPEKULA



excellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards



ZEP 70-1900-01
ZEP 70-1900-02

Semm Scheidenspekula

100 x 17-20 mm
100 x 25-30 mm



KUW 11.40100.001 **Cusco Scheidenspekula für Jungfrauen**, aus Edelstahl, matt
75 x 17 mm

Cusco Scheidenspekula

Schweizer Modell, aus Edelstahl, matt

- KUW 11.40210.001 **Gr. 1** (ca. 90 x 25 mm) Abb. 1
- KUW 11.40220.001 **Gr. 2** (ca. 100 x 27 mm) Abb. 2
- KUW 11.40230.001 **Gr. 3** (ca. 110 x 30 mm) Abb. 3



3



2



1

GYNÄKOLOGIE



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Sims Uterus-Sonde, graduiert
zur Austastung der Gebärmutter

ZEP 70-5800-32
ZEP 70-5801-32


32 cm, starr
32 cm, biegsam



Hegar Uterus Dilatator
zur schonenden und schnellen Weitung
des Gebärmutterhalskanals

ZEP 70-4100-02
ZEP 70-4100-03
ZEP 70-4100-04
ZEP 70-4100-05

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm



ZEP 08-5501-16

Busch Nabelschnurschere
gebogen, 16 cm

ZEP 70-5002-25

Schroeder Hakenzange
25 cm, 1 x 1 Zahn, Uterusfasszange mit
Arretierung zum Greifen und Halten von
unempfindlichem Gewebe



Busch Nabelschnurschere



Schroeder Hakenzange

STEREOTESTE**LANG-Stereotest I®**

Test zur einfachen Stereopsisprüfung bei Kindern und Kleinkindern

OCU 50700

Stereotest Fliege-S (The Fly-S)

mit geometrischen Formen, Buchformat, inkl. 2 Polarisationsbrillen (schwarz für Erwachsene und grün für Kinder), mit diesem Test kann auf einfache Weise das stereoskopische Wahrnehmungsvermögen in jeder Altersstufe getestet werden

OCU 50945

SEHPRÜFTAFELN UND ZUBEHÖR**Sehprobentafeln**

zur Bestimmung der Sehschärfe (Visus) mit Sehzeichen (Optotypen) für die Prüferentfernungen 5 m und 6 m (außer 46936: nur 5 m), in Plastik eingeschweißt

Kinderbilder $V = 0,125 - 1,0$

Zahlen $V = 0,125 - 1,0$

Zahlen/Buchstaben $V = 0,125 - 1,66$

E-Haken $V = 0,10 - 1,0$

OCU 46036

OCU 46066

OCU 46346

OCU 46926

OCU 46936

OCU 47610

OCU 47600

Kinderbilder nach Löhlein

$V = 0,2 - 1,0$

Ishihara Farbtafeln, Buchformat

14 Tafeln, zum schnellen und zuverlässigen Screening angeborener Rot/Grün-Farbsinnstörungen

Ishihara Farbtafeln, Buchformat


24 Tafeln, zum schnellen und zuverlässigen Screening angeborener Rot/Grün-Farbsinnstörungen



OCU 47600




Kinderbilder



Zahlen



Zahlen/Buchstaben



E-Haken



Kinderbilder nach Löhlein

STIRNLAMPEN



ri-focus® LED Stirnlampen 6 V

kabelfreie Stirnlampen mit Batteriefach, leistungsstarker LED Beleuchtung (Lebensdauer ca. 50.000 Std.), stufenlos fokussierbar, weiße LED, 6.000 Kelvin, 10.000 Lux bei 40 cm Abstand

RIE 6090

ri-focus LED Stirnlampe 6 V

inkl. Lithium-Batterien (Betriebszeit ca. 4 Std.), Gewicht ca. 242 g

RIE 6091

ri-focus LED Stirnlampe 6 V

inkl. NiMH-Akkus (Betriebszeit ca. 90 Min.) und Steckerladegerät 230 V, Gewicht ca. 259 g



KOPFLEUCHTEN



HEINE OPTOTECHNIK

OPT J-008.31.415

HEINE® ML4 LED HeadLight

mit mPack UNPLUGGED und Steckertrafo, LED Headlight mit höchstem Tragekomfort durch individuelle Anpassungsmöglichkeit und 100 % Bewegungsfreiheit durch UNPLUGGED-Akku am Kopfband, Leuchtfeldgröße von 30 - 80 mm variabel (Arbeitsabstand 420 mm), bei absolut homogener Lichtverteilung über das gesamte Sichtfeld



BINOKULARLUPEN + ZUBEHÖR



HEINE OPTOTECHNIK

OPT C-000.32.039

HEINE® C 2.3 Binokularlupe

Vergrößerung: 2,3x, Arbeitsabstand: 340 mm, Sichtfeld: 110 mm, Gewicht: 46 g schwer, verstellbare Federbügel, in kompaktem Etui

OPT C-000.32.202

wie oben, jedoch Arbeitsabstand: 450 mm, Sichtfeld: 130 mm





Modell 501

DEH 501

DEH 502

DEH 503

DEH 703



Modell 703

NYSTAGMUSBRILLEN

zum Nachweis von pathologischen Nystagmusvorgängen, z. B. Schwindel, Hörsturz, Alkoholmissbrauch, etc.

nach Frenzel

mit festen Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Clip-Kopfband

mit klappbaren Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Kopfband

mit festen Gläsern, mit festem regelbarem Batteriegriff oben

mit seitlichem Bajonetverschluss, festen Gläsern, regelbarem Batteriegriff



zum Nachweis von pathologischen Nystagmusvorgängen, z. B. Schwindel, Hörsturz, Alkoholmissbrauch, etc.

nach Blessing (indirekte Beleuchtung)

mit festen Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Clip-Kopfband

mit klappbaren Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Kopfband

mit festen Gläsern, mit festem regelbarem Batteriegriff oben

mit seitlichem Bajonetverschluss, festen Gläsern, regelbarem Batteriegriff



Modell 522

DEH 521

DEH 522

DEH 523

DEH 723



Modell 522, offen



Modell 523

STIMMGABELN



MEG 700850

Stimmgabel Rydel-Seiffer

Frequenz: C 64 Hz / c 128 Hz

Präzisionsstimmgabel für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Stahl, **mit Fuß** und **abnehmbarem Dämpfer**, für den Neurologen ein unentbehrlicher Helfer, sie ermöglicht die eindeutige Diagnose verringerter Vibrationsempfindlichkeit, die Prüfung der Pallaesthesie sowie die Erkennung von Polyneuropathien. Aus hochwertig geprüftem, zertifiziertem Qualitätsstahl, zertifizierte kontrollierte Produktion, nach MDR Richtlinien, seidenmatt gebürstet, handgefertigt, garantierte Einzelstückprüfung, exakte Ton Genauigkeit nach Werksnorm 1317 +/- 2 cent, hohe Klangreinheit, lange Schwingungsdauer, geringe Oberschwingung, hochgenauer Sensibilitätstest garantiert durch feintolerierte Tongenauigkeit nach Werksnorm 1317, Länge ca. 23,5 cm



STIMMGABELN



Präzisionsstimmgabeln für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Aluminium oder Stahl

RIE 5161

C 128 Hz

Stahl, mit Dämpfern

RIE 5162

Aluminium, mit Dämpfern

RIE 5175

nach Rydel-Seiffer **C64 Hz / c 128 Hz**
mit Fuß, abnehmbare Dämpfer

RIE 5166


C-2 512 Hz

Stahl, ohne Dämpfer

RIE 5174

A-1 440 Hz

mit Fuß, ohne Dämpfer



C 128 Hz
Stahl

C 128 Hz
Aluminium

C64 Hz /
c 128 Hz

C-2 512 Hz

A-1 440 Hz

STIMMGABELN



KUW 08.12012.111

Stimmgabel nach Rydel Seiffer

Präzisionsstimmgabel für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Qualitätsstahl, Frequenz: c64 Hz / c128 Hz, mit Kunststofffuß und abnehmbaren Dämpfern



BANDMAß**KUW 12.20810.001 Bandmaß 150**

Angabe in „cm“ und „inch“, Gehäuse und Maßband aus Kunststoff, Ø ca. 5 cm, 150 cm x 0,8 cm

**KUW 12.20811.001 Bandmaß 250**

Angabe in „cm“, Gehäuse und Maßband aus Kunststoff, Ø ca. 5,5 cm, 250 cm x 1,5 cm

**PERSONENMESSGERÄT****KUW 12.20222.002 KaWe PERSON-CHECK**

besonders geeignet für die Klinik und Praxis, einfache Montage, leichte Bedienung, hohe Stabilität, leichtes Ablesen der Körpergröße bis 2,10 m

GONIOMETER / WINKELMESSER**KUW 12.20600.001 Winkelmesser Goniometer**

aus Kunststoff, 20,2 x 4,5 cm (L x B), wird zur Messung von Winkeln benutzt, besteht aus zwei beweglichen Armen, zwischen denen eine Skala zum Winkelablesen angebracht ist. Damit kann man z. B. in der Medizin Gelenkwinkel messen

BANDMAß

 Rotomed

MEG 617200

Bandmaß 2 m x 8 mm

Angabe in „inch“ und „cm“, Gehäuse und Maßband aus Kunststoff



PERSONENMESSGERÄT

 megro

MEG 617100

Personenmessgerät

besonders geeignet für die Klinik und Praxis, einfache Montage, leichte Bedienung, hohe Stabilität, leichtes Ablesen der Körpergröße bis 2,20 m



GONIOMETER / WINKELMESSER

 megro

MEG 617300

Goniometer / Winkelmesser

aus Kunststoff, 20,2 x 4,5 cm (L x B), wird zur Messung von Winkeln benutzt, besteht aus zwei beweglichen Armen, zwischen denen eine Skala zum Winkelablesen angebracht ist. Damit kann man z. B. in der Medizin Gelenkwinkel messen



PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER

 Rotomed

MEG 700810.1

21 cm, für Kinder, blau

Griff aus farbig eloxiertem Aluminium mit ergonomischen Griffmulden, zwei verschiedene Schlagseiten mit ca. 75 g Kopflast, Silikonpuffer 10 mm, Wulstring 28 mm, Spitz-/Stumpfprüfung, Sensorkugel für Babinskireflex, flexibler Griff mit Farbsinncodierungen und neurologischer Tastspitze am Ende, Hammerkopf aus Edelstahl





MEG 700800

PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER

18 cm, nach "Buck"
mit Nervennadel und Pinsel, Gewicht: 85 g,
aus Messing verchromt



Colorflex
Reflexhammer (Perkussionshammer), groß
22 cm lang, ca. 100 g, mit neurologischer
Tastspitze

KUW 07.15204.021 **schwarz** (Abb. 1)
KUW 07.15204.031 **blau** (Abb. 2)
KUW 07.15204.262 **grau** (Abb. 3)



KUW 07.25130.001 **Varioflex Kombinationshammer** (Abb. 4)
nach Fassbender, 22 cm lang,
mit Nervennadel, Pinsel und massivem
Metallgriff mit cm Einteilung, ca. 150 g

KUW 07.40232.001 **Reflexhammer nach Witroe** (Abb. 5)
schwer, mit schwarzem Kunststoffgriff,
Pinsel und Nadel, Länge ca. 24 cm, ca. 195 g

Reflexhammer nach Rossier

mit elastischem Kunststoffgriff, Ø 50 mm

KUW 07.10324.001 **24 cm lang**, ca. 68 g (Abb. 6)
KUW 07.10336.001 **35 cm lang**, ca. 71 g (Abb. 7)



PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER



- RIE 5035 **18 cm**, nach **“Buck”** (Abb. 1)
mit Nervennadel und Pinsel, Griff verchromt
- RIE 5052 **24 cm**, nach **“Babinski”** (Abb. 3)
Griff verchromt
- RIE 5055 **20 cm**, nach **“Berliner”** (Abb. 4)
Griff rostfreier Stahl
- RIE 5045 **25 cm**, nach **“Troemner”** (Abb. 2)
Gewicht: 180 g, Griff rostfreier Stahl



LUXAMED®

Reflexhammer **nach Troemner**
groß, 23 cm, Aluminium und Messing,
für eine optimale Gewichtsverteilung, neuro-
logische Tastspitze, ohne Pinsel, Gewicht: 245 g

- LUX M1.111.112 **pulverlackbeschichtet, schwarz**
- LUX M1.111.915 mit **Easy-To-Clean Beschichtung, weiß**
die Oberfläche des Instruments ist mit einem
speziellen Pulverlack beschichtet, dieser reduziert
nachweislich den Reinigungsaufwand und erhält
langfristig die hochwertige Optik



LUXAMED®

Reflexhammer **nach Buck**
klein, 18 cm, Aluminium, für eine optimale
Gewichtsverteilung, neurologische Tastspitze,
ohne Pinsel, Gewicht: 90 g

pulverlackbeschichtet

- LUX M1.121.112 schwarz (Abb. 1)
- LUX M1.121.312 zartflüeder (Abb. 2)
- LUX M1.121.412 jadegrün (Abb. 3)
- LUX M1.121.513 rapsgelb (Abb. 4)
- LUX M1.121.612 magenta (Abb. 5)
- LUX M1.121.812 weißblau (Abb. 6)
- LUX M1.121.914 mit **Easy-To-Clean Beschichtung, weiß**
die Oberfläche des Instruments ist mit einem
speziellen Pulverlack beschichtet, dieser reduziert
nachweislich den Reinigungsaufwand und erhält
langfristig die hochwertige Optik



ALKOHOL-MESSGERÄTE UND ZUBEHÖR**Dräger**

DRA 3706317

**Alcotest® 4000 Standard**

das Profigerät für den privaten Nutzer, intuitiv aufsetzbares Mundstück (abweichend zu den Profigeräten), das durch eine Kappe geschützt wird, die Messtechnik im Alcotest® 4000 ist identisch mit Geräten, die bei hochpräzisen Atemalkoholtests eingesetzt wird, klein und diskret durch modernes Design, ca. 50 x 133 x 29 mm, nur ca. 120 g, inkl. 3 Mundstücken, Microfaserbeutel und Batterie (lange anwendbar bis zu 1.500 Tests mit nur einer Batterie)

DRA 3706961

**Alcotest® 6000 Standard**

für den professionellen Einsatz bei der Polizei und im Industriebereich, Sprachen: englisch, deutsch, französisch, spanisch, polnisch, niederländisch, italienisch, portugiesisch, estnisch, litauisch, slowenisch, tschechisch, automatische Probenahme, passive Probenahme oder manuelle Auslösung möglich, Batterie-Ladezustandsanzeige im Display, Batterie ausreichend für ca. 1.500 Atemtests, Speicherung der letzten 500 Tests mit Nummer, Datum und Uhrzeit, inkl. 3 einzeln verpackten Mundstücken, 1 CR123A Batterie und Handschlaufe

DRA 8326270

**Alcotest® 6820 med**

das Dräger Alcotest® 6820 med ist eine Spezialversion des Alcotest® 6820, es ist für den diagnostischen Einsatz konzipiert, bei dem eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erforderlich ist, entsprechend der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, zusätzliche Funktionen zum Alcotest® 5820: die erweiterte Speicherkapazität des Alcotest® 6820 kann bis zu 5.000 Testergebnisse protokollieren, eine optische Schnittstelle ermöglicht die kabellose Datenübertragung an den Dräger Mobile Printer direkt am Einsatzort, zusätzlich können die Daten per USB-Anschluss an den PC übertragen oder das Gerät konfiguriert werden, verpackt im Kunststoffkoffer mit 3 Mundstücken, Mundstückadapter Slide'n'click (Typ A) montiert, Mundstückadapter (Typ B) beigelegt, Handschlaufe, 4 AA Batterien

ALKOHOL-MESSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Dräger

DRA 3700400

Alcotest® 7000 Standard

verbessert die Atemalkoholerkennung, Besonderheiten: erweiterter Temperatur- und Messbereich, geringer Wartungsaufwand sowie verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten. Zudem kann der Alkoholtester sowohl Mundstück- als auch Trichtertests durchführen. Lieferumfang: Messgerät mit Bluetooth-Funktion und Lithium-Akku, inkl. 3 Mundstücke, Handschlaufe und USB-Kabel



DRA 8319760.2

Alcotest® 7510

Atemalkohol-Handmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen im Vortestbereich, es ist gerichtsverwertbar in bestimmten Ländern. Besonderheiten: Erkennung von Mundalkohol, Datenspeicher, eingebautes Heizelement wirkt Kondensationseffekten entgegen und ermöglicht schnellere Messungen, Kombination mit einem mobilen Drucker möglich. Lieferumfang: Messgerät 7510, Koffer, 3 Mundstücke, USB-Kabel, Software-CD, Ladeschale und Steckernetzteil (inkl. 4 Li-Ionen-Akkus)



Zubehör

DRA 8325250

Mundstücke

einzelnen verpackt, für Alcotest® 4000
Pack = 5 Stück

DRA 6810690

Mundstücke Standard (slide'n'click)

für Alcotest® 5510/5820/6000/6510/6810/6820/7000/7510, einzeln verpackt, Pack = 100 Stück

DRA 6811055

Mundstücke Standard (slide'n'click) mit Ventil

für Alcotest® 5510/5820/6000/6510/6810/6820/7000/7510, Pack = 100 Stück

DRA 6805703

Mundstücke Classic mit Ventil

für Alcotest® 7110/7410/9510
Pack = 25 Stück

DRA 8327718

Trichtermundstücke

für Alcotest® 5000/7000
Pack = 10 Stück



Mundstücke mit Ventil, Standard (oben) und Classic (links)



Trichtermundstück



mit Stativ

mit Stativ und
Größenmessstab

KSB MPE250K100PM

WAAGEN**KERN****Personenwaagen MPE**

mit BMI-Funktion, rückseitige Zweitanzeige, ergonomisch optimierte Bauform, Hold-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wertes, Mutter-Kind-Funktion, 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: 

mit Stativ

KSB MPE250K100HM

mit Stativ und Größenmessstab

Messbereich: 88 - 205 cm

KSB MPD250K100M

Step-On-Personenwaage MPD

robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld, ergonomisch optimierte Bauform, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe, große Trittläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit, Einschalten per Fusstester: antippen, aufstellen und ablesen, hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm, Batteriebetrieb möglich, 6 x 1,5 V AA (nicht inklusive), Netzteil (extern) serienmäßig, Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: 



KSB MBD20K2S05

Babywaage MBD 20K

groÙe, ergonomisch optimierte LiegefläÙe aus unempfindlichem Kunststoff, hygienisch und leicht zu reinigen, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe, Data-Hold-Funktion, Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme, interner Wägewertspeicher für einen Wägewert
Tragkraft: 15 kg, Teilung: 10 g

**Babywaage MBC**

ergonomische LiegefläÙe, robuster ABS-Kunststoff, leicht und hygienisch zu reinigen, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe, Still-Funktion: das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden, anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden, Hold-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, **ideal für unruhig liegende Babys**
Eichklasse: 

KSB MBC15K2DM

Tragkraft: 6/15 kg, Teilung: 2/5 g

KSB MBC20K10M

Tragkraft: 20 kg, Teilung: 10 g

WAAGEN

KERN

KSB MPK200K1P

Personenwaage MPK 200K

für Altenpflege, Paramedizin, Fitnessclubs oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg. Durch das fest mit der Waage verbundene Stativ ist das Auswertegerät bequem zu bedienen und der Wägewert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut abzulesen. Stabile Glaswägeplatte für einen sicheren und bequemen Stand, einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g



KSB MCC250K100M

elektronische Stuhlwaage MCC

mobile Stuhlwaage mit 4 Rädern, fahrbare Ausführung mit 2 lenkbaren Rollen und Feststellbremsen hinten, ergonomisch optimierte Sitzschale für bequemes und sicheres Sitzen, BMI-Funktion, Hold-Funktion, serienmäßig mit Netzadapter, Netzadapter mit Zugentlastung und Trennstecker zur Schonung der Stromversorgungsbauteile und Akku
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: 



KSB MPI200K1S05

Personenwaage MPI 200K

für Altenpflege, Paramedizin oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 200 kg, sehr große Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, hygienisch und leicht zu reinigen, kann mittels Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden, einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen, Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g



KSB MWS300K100M

elektronische Rollstuhlwaage MWS

große Stahl-Wägeplatte (90 x 74 cm) mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche, hygienisch und leicht zu reinigen, niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe, kann mittels 2 Rollen und Handgriff bequem transportiert und verstaut werden, Hold-Funktion, BMI-Funktion, Gewicht: 28 kg
Tragkraft: 300 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: 



WAAGEN

seca

seca Scale-up Line

Die seca Scale-up Line wurde speziell für die digitale Patientenakte entwickelt. Sie besitzt das ID-Display, das Namen oder IDs von Nutzern und Patienten anzeigt und damit eine deutlich höhere Anwender-Sicherheit bei der Übertragung in die digitale Patientenakte (KIS) bietet. Große Plattform aus geprüfem seca Bearclaw Glass® für absolute Bruchsicherheit und perfekte Hygiene. Funktionen: TARA, Pre-TARA, Mutter-Kind-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, WLAN, LAN
 Tragkraft: 300 kg
 Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
 Eichklasse: 



Flachwaage

SEC 6517021099

Flachwaage**Scale-up Line seca 651**

Integrationsfähige Flachwaage mit ID-Display und stabiler Glasplattform



Stehhilfewaage

SEC ON SHM ANT NN

Stehhilfewaage**Scale-up Line seca 655**

bestehend aus: Flachwaage seca 655 + Stehhilfe seca 455. Integrationsfähige Stehhilfewaage mit ID-Display, elegantes Design bei extremer Robustheit dank direkter Verankerung der Stahl-Stehhilfe mit dem gusseisernen Sockel

SEC ON SMM AUT NN

Ultraschallmessstation**Scale-up Line seca 655**

bestehend aus: Flachwaage seca 655 + Längenmessung seca 257. Integrationsfähige Ultraschallmessstation mit ID-Display, überragende Präzision und sekundenschneller Messablauf dank perfektionierter Ultraschalltechnologie
 Messbereich: 60 - 220 cm
 Teilung Messbereich: 1 mm

SEC ON SHM AUT NN

Ultraschallmessstation**mit Stehhilfe Scale-up Line seca 655**

bestehend aus: Flachwaage seca 655 + Stehhilfe seca 455 + Längenmessung seca 257. Integrationsfähige Stehhilfewaage mit ID-Display und Längenmessung, elegantes Design bei extremer Robustheit dank direkter Verankerung der Stahl-Stehhilfe mit dem gusseisernen Sockel, überragende Präzision und sekundenschneller Messablauf dank perfektionierter Ultraschalltechnologie
 Messbereich: 100 - 220 cm
 Teilung Messbereich: 1 mm



Ultraschallmessstation

Ultraschallmessstation
mit Stehhilfe

WAAGEN

seca

SEC 8787041019 **Elektronische Arztwaage seca 878dr**
speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt, Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen, mit Mutter/Kind-Funktion, HOLD-Funktion und Abschaltautomatik, mit Batterien, optional: austauschbares Label mit einem personalisierbaren Schriftzug
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: 



SEC 7047021008 **Funkfähige Säulenwaage seca 704 mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft**
netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless, TARA, Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
Tragkraft: 300 kg
Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
Eichklasse: 




SEC 7997021009 **Elektronische Säulenwaage seca 799**
für den täglichen Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, Transportrollen für mobilen Einsatz, TARA-, HOLD-, BMI-Funktion, Wägebereichumschaltung, Abschaltautomatik, mit Batterien
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: 



SEC 2201714003 **Teleskop-Messstab seca 220 für seca Säulenwaagen seca 704, seca 711 und seca 799**
silbereloxiert, ausziehbar, kann an vielen seca Säulenwaagen nachträglich montiert werden
Messbereich: 60 - 200 cm
Teilung: 1 mm



SEC 8777021004 **Elektronische Flachwaage seca 877**
Waage mit integriertem Display
Batteriebetrieben, Funktionen: 2 in 1 (Mutter-Kind), Tip-on Einschaltautomatik
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: 



WAAGEN

seca

SEC 3367321009

**Integrationsfähige Säuglingswaage
seca 336i mit WLAN-Funktion**

flache Wiegemulde, gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display, USB-Anschluss für Barcodescanner zur Patientenidentifikation, TARA-, BMIF-, HOLD-, Auto-HOLD-Funktion, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT, Bestätigen, WLAN

Tragkraft: 20 kg

Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g

Eichklasse: 

seca 336i mit Messstab seca 234



SEC 2341717009

**Messstab seca 234
für Säuglingswaage seca 336 und seca 336i**

digital, erleichtert die Größenmessung mit seinem beleuchteten LCD-Display und dem praktischen Justierknopf, einfache Bedienung und gut ablesbare Ergebnisse

Messbereich: 35 - 80 cm

Teilung / Aufdruck: 1 mm

Teilung / Digitalanzeige: 1 mm / 5 mm / 10 mm (konfigurierbar)



SEC 7577021008

**Integrationsfähige Säuglingswaage
seca 757 mit optimiertem
Dämpfungssystem**

ergonomische Mulde für sicheres Wiegen, TARA, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT

Tragkraft: 15 kg

Teilung: 2 g < 5 kg > 5 g

Eichklasse: 

SEC 9597021002

Integrationsfähige Stuhlwaage seca 959

klappbare Arm- und schwenkbare Fußstützen für bequemes Hinsetzen, Radfeststellbremse für sicheren Stand, intuitives Bedienelement für leichtes Bedienen, systemfähig mit allen EMR Systemen und integrationsfähigen seca Produkten, Abschaltautomatik, TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, SEND/PRINT, mit Netzgerät/Akku und Tasche

Tragkraft: 300 kg

Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g

Eichklasse: 

WAAGEN

OMRON

Digitale Personenwaage HN289

leicht ablesbare, extra große Anzeige, große Trittfäche aus Sicherheitsglas (290 x 270 x 22 mm), automatische Ein-/Ausschaltfunktion, rutschfeste Standfüße, Messung in kg/st/lb, maximale, 1 x CR 2032 Lithium Batterie
Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g

OMR HN-289-EB türkis
OMR HN-289-EBK schwarz
OMR HN-289-ESL silbergrau
OMR HN-289-EPK rosa



KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK

OMRON

OMR 089002100 **Körperfettanalysewaage BF511**

blau, für die ganze Familie
4-Punkt-Messung mit 8 Sensoren an Händen und Füßen für eine Ganzkörpermessung, auch für Kinder ab 6 Jahre geeignet, Ermittlung und Klassifikation von: viszeralem Fett, Skelettmuskelmasse, Körperfettanteil, Kaloriengrundumsatz, Body Mass Index, Speicher für 4 Personen, 4 x AA Batterien
Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g



KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK

OMRON




Anwendung mit Smartphone-App

OMR HBF-222T-EBK **Körperanalysewaage Viva**, schwarz
Messung und Klassifizierung von Körpergewicht, Körperfett (in %), Viszeralfett (in bis zu 30 Stufen), Skelettmuskelmasse (in %), Kaloriengrundumsatz (in kcal), BMI (Body Mass Index), Bluetooth Verbindung zu OMRON connect App, „Step on“-Technologie, automatische Benutzererkennung, 4 Nutzer + Gastmodus, schnelle Messung in 4 Sekunden, kompaktes, schlankes Design, großes, leicht ablesbares Display, 4 x AAA Batterien (LR03)
Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g

KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK

KORONA

KOR 73917



Diagnosewaage „Dolores“, Glas
Analyse von Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil in 0,1%-Schritten, 5 Aktivitätsgrade, 10 Speicherplätze, 25 mm Ziffernhöhe, umschaltbar kg/lb/st, Vibration-On Technologie, Abschaltautomatik, 2 x CR 2032 Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 2,4 cm
Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g

KOR 73510



Diagnosewaage „Debby“, weiß/Glas
Analyse von Körperfett, Körperwasser, Knochen- und Muskelanteil, 10 Speicherplätze, gut ablesbares LCD-Display (30 mm Ziffernhöhe), Anschalttechnik „Auto-On“, Abschaltautomatik, Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 2,25 cm
Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g

WAAGEN

KORONA

KOR 74750 elektronische **Glaswaage**
 „Mira“, weiß/Glas, LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe), flache Bauhöhe, „Spep-On“ Technologie, Abschaltautomatik, 1 x CR 2032 Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 1,9 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 77715 sprechende **Glaswaage**
 „Sonja“, (Sprachausgabe in deutsch, englisch, niederländisch, französisch und spanisch), Lautstärke regulierbar oder ausschaltbar, gut ablesbares LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe), umschaltbar: kg/lb/st, Anschaltechnik: Auto-On, Abschaltautomatik, 3 x AAA Batterien, Abmessungen: 31 x 31 x 2,5 cm,
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 73230 elektronische **Personenwaage**
 „Romy“, extra großes, beleuchtetes XXL LCD-Display (58 mm Ziffernhöhe), umschaltbar kg/lb/st, Anschaltechnik „Auto-On“, 2 AAA Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 2,4 cm
 Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g



KOR 73580 elektronische **Glaswaage**
 „Toni“, Graffiti-Design, LCD-Display (30 mm Ziffernhöhe), umschaltbar kg/lb/st, Anschaltechnik „Auto-On“, Abschaltautomatik, 1 x CR2032 Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 1,9 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 73250 **Glaswaage**
 „Cora“, schwarz, große Trittfläche, 2 in 1 große Vollsichtskala und Digitalanzeige, gut ablesbares LCD-Display mit roter Beleuchtung, 26 mm Ziffernhöhe, Überlastungsanzeige, umschaltbar: kg, lb, Anschaltechnik: Auto-on, Abschaltautomatik, 3 x AAA-Batterien, Abmessungen: 40,9 x 32,5 x 2,7 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



WAAGENKORONA[®]

KOR 73540

elektronische **Glaswaage**
„Maya“, mit Motiv, flache Bauhöhe, 30 mm
 Ziffernhöhe, umschaltbar kg/lb/st, Anschalttech-
 nik „Step-On“, Abschaltautomatik, 1 x CR 2032
 Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 1,9 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 73160

elektronische **Glaswaage**
„Mona“, batterieles, 1 Minute Energie durch
 Betätigen des Power-Buttons, LCD-Display,
 30 mm Ziffernhöhe, umschaltbar: kg/lb, Abschalt-
 automatik, Abmessungen: 31 x 29 x 3 cm
 Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g



KOR 75757

Glaswaage „Sabrina“, weiß
 große Wiegefläche, gut ablesbares XXL LCD-
 Display mit roter Beleuchtung (34 mm Ziffern-
 höhe), Überlastungsanzeige, umschaltbar: kg,
 lb, st, Anschalttechnik: Step-on, Abschaltauto-
 matik, 3 x AAA-Batterien,
 Abmessungen: 30,2 x 30,2 x 2,5 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 77400

mechanische **Personenwaage**
„Bodo“, weiß, mit extra großer Vollsichtskala
 und verchromtem Displayring, rutschfeste Ober-
 fläche, Abmessungen: 35 x 30 x 7 cm
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 1 kg



KOR 76888

mechanische **Personenwaage**
„Hugo“, weiß, mit extra großer Vollsichtskala,
 rutschfeste Oberfläche,
 Abmessungen: 42 x 28 x 8,3 cm
 Tragkraft: 136 kg, Teilung: 500 g

BATTERIEN ALKALINE / LITHIUM

DURACELL

PROCELL® Alkaline Batterien

Duracell Procell Batterien wurden speziell für industrielle sowie für professionelle Anwender entwickelt. Sie bieten eine lang anhaltende Stromversorgung für eine Vielzahl professioneller Anwendungen und funktionieren in einem besonders hohen Temperaturbereich
VE = 10 Stück

DUR 2400P	Micro	AAA	LR03	1,5 V
DUR 1604P	E-Block		6LR61	9,0 V
DUR 1500P	Mignon	AA	LR 6	1,5 V
DUR 1400P	Baby	C	LR14	1,5 V
DUR 1300P	Mono	D	LR20	1,5 V



FOTOBATTERIEN

DURACELL

Ultra Lithium Fotobatterien

Duracell Ultra Lithium Batterien wurden für eine lang anhaltende Energieleistung entwickelt, besonders geeignet für Kameras und SLRs

DUR 123	Typ 123	(CR17345)	3 V
DUR CR2	Typ CR2	(CR15H270)	3 V



KNOPFBATTERIEN

DURACELL

Duracell **Lithiumbatterien** sind besonders geeignet für Taschenrechner, Kameras und elektronische Geräte, lang anhaltende Energieleistung

DUR 2016	Typ CR2016	3 V	Pack = 2 Stück
DUR 2025	Typ CR2025	3 V	Pack = 2 Stück
DUR 2032	Typ CR2032	3 V	Pack = 2 Stück
DUR 2450	Typ CR2450	3 V	



DUR LR44	Typ LR44	1,5 V
----------	-----------------	--------------

Duracell **Alkaline Knopfbatterien** sind geeignet für medizinische Geräte (Blutzuckermessgeräte, Puls-messgeräte), sicherheitsbezogene Geräte (Bankkartenleser) und andere elektronische Geräte (Uhren, Uhrenradios, Schrittzähler und weitere), langlebig
Pack = 2 Stück





DUR DA10
DUR DA13
DUR DA312
DUR DA675

BATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE

DURACELL

Activair® Easy Tab, Zink-Luft Batterien
VE = 6 Stück

Typ DA 10	1,45 V
Typ DA 13	1,45 V
Typ DA 312	1,45 V
Typ DA 675	1,45 V



KNOPFBATTERIEN

Lithiumbatterien

die Lithiumbatterie gewinnt an Bedeutung, da dieses Leichtmetall drei- bis viermal höhere Energiedichte als andere Materialien liefert. Energie bei geringer Selbstentladung für Langzeitanwendungen in Bereichen wie Elektronik, Telekommunikation, Fotografie, Messwesen und vielen mehr
Pack = 10 Stück

BAT 302430
BAT 301220

Varta Typ CR2430	3 V
Varta Typ CR1220	3 V



Alkali-Mangan-Batterien

werden in unterschiedlichsten Geräten eingesetzt, z. B. in Spielzeug, Taschenrechnern, tragbaren Radios oder Kameras
Pack = 10 Stück

BAT 300023
BAT 300625

Varta Typ V23 GA	12,0 V
Varta Typ V625U LR9	1,5 V



Silberoxidbatterien

diese Mikrobatterien sind klein und zuverlässig und überall auf der Welt als flexible Energiequelle beliebt. Versorgen alle Arten von tragbaren Produkten mit Energie, z. B. Uhren, elektronische Thermometer und mobile Spielkonsolen
Pack = 10 Stück

BAT 300321
BAT 300357
BAT 300371
BAT 300377
BAT 300392
BAT 300394
BAT 300395

Varta Typ V321, SR65	1,55 V
Varta Typ V357, SR44	1,55 V
Varta Typ V371, SR69	1,55 V
Varta Typ V377, SR66	1,55 V
Varta Typ V392, SR41	1,55 V
Varta Typ V394, SR45	1,55 V
Varta Typ V395, SR57	1,55 V



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN

überzeugend praktisch, leicht und flexibel integriert sich die BORA UP 2080 perfekt in das jeweilige Arbeitsumfeld. Mit einem hohen Durchsatz von 42 Liter Freeflow/Minute und einem hohen Vakuum von bis zu -90 kPa eignet sich die BORA UP 2080 für die meisten medizinischen Anwendungen in den Bereichen Chirurgieabsaugung und Sekretabsaugung. Der raumsparende, handliche Universalsauger saugt schnell und zuverlässig große Mengen an Blut und serösen Flüssigkeiten - inklusive der darin enthaltenen Partikel aus dem OP-Feld wie aus künstlichen Körperöffnungen ab



- ATM HM57524856 **BORA UP 2080**
 Kompletgerät 1 x 1 Ltr., **tragbar**, leistungsstarker Chirurgesauger für hohe Anforderungen mit 1 Ltr. Sekretbehälter (tragbar)
 Vakuum: von 0 bis zu -90 kPa
 Saugleistung: 42 l/min
 Abmessungen (HxBxT): 360 x 310 x 310 mm



- ATM HM57525511 **BORA UP 2080**
 Kompletgerät 1 x 3 Ltr., **fahrbar**, leistungsstarker Chirurgesauger für hohe Anforderungen mit 3 Ltr. Sekretbehälter (auf einem Trolley)
 Vakuum: von 0 bis zu -90 kPa
 Saugleistung: 42 l/min
 Abmessungen (HxBxT): 1.160 x 500 x 520 mm



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**WEINMANN**

WEI 11700

**ACCUVAC Lite**

elektrisches Absauggerät mit autoklavierbarem **Mehrwegsekretbehälter** 1 000 ml (inkl. Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung, Mehrweg-Absaugschlauch 130 mm mit Fingertip, 1 Einweg-Bakterienfilter), hohe Saugleistung von ca. 26 l/min, Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch stufenlos einstellbaren Vakuumregler, Vakuumanzeige über Manometer, Anzeige Akkustatus über 4 LEDs, werkzeuglos zu wechselnder Bleiakku mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Min., Wandmontage nach EN 1789 möglich

WEI 11600

**ACCUVAC Pro**

elektrisches Absauggerät mit autoklavierbarem **Mehrwegsekretbehälter** 1 000 ml (inkl. Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung, Mehrweg-Absaugschlauch 130 mm mit Fingertip, 1 Einweg-Bakterienfilter), hohe Saugleistung von ca. 34 l/min, Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch 4 vordefinierte Vakuumtasten, Vakuumanzeige über LEDs, Anzeige Akkustatus über 5 LEDs, automatische Funktionskontrolle, werkzeuglos zu wechselnder Li-Ion-Akku mit einer Betriebsdauer von ca. 60 Min., Wandmontage nach EN 1789 möglich

WEI 2620

**Netz- und Ladegerät**

für ACCUVAC Lite und ACCUVAC Pro, für 100 V bis 240 V Wechselspannung auf Gerätestecker ACCUVAC, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 („Europastecker“)

WEI 17830

**Bakterienfilter-Set**

für Mehrwegsekretbehälter ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite
Set = 10 Stück

WEI 11692

**Schutztasche**

für ACCUVAC Pro und Lite, die Seitentasche bietet Platz zum Versteuen des Absaugschlauchs, weiteres Zubehör kann in der Fronttasche untergebracht werden

ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Notfallsauger**

ATM 318.1300.0

ATMOS C 341 Battery/DDS

Absauggerät für zu Hause und im Pflegeheim, netzunabhängiges, elektronisches, universell einsetzbares Absauggerät mit 1 l Mehrwegbehälter, 26 ± 4 l/min Saugleistung (max. Vakuum -0,8 bar), robustes Gehäuse, stabiler Handgriff, stufenlose Unterdruckregelung, Akkulaufzeit 45 Min. und Akkuladeanzeige, inkl. 10 x DDS-Bakterienfilter, Absaugschlauch und 10 x Fingertip



ATM 318.1400.0

ATMOS C 341 Battery/Serres®

Ausführung wie ATMOS C 341 Battery/DDS, jedoch mit Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Serres®-Behältersystem, 10 x Saugschläuche mit Fingertip (Einmalartikel)



ATM 319.1000.0

ATMOS E 341 Battery/DDS

Absauggerät für Notfallsituationen in der Klinik und in der niedergelassenen Praxis, netzunabhängiges, elektrisches, universell einsetzbares Absauggerät mit 1 l Mehrwegbehälter, 34 ± 4 l/min Saugleistung (max. Vakuum -0,8 bar), robustes Gehäuse, stabiler Handgriff, Wahl der Saugstufe per Tastendruck (-0,1 bar; -0,2 bar; -0,5 bar; -0,8 bar), Akkulaufzeit 60 Min. und Akkuladeanzeige, inkl. 10 x DDS-Bakterienfilter, Absaugschlauch und 10 x Fingertip



ATM 319.1100.0

ATMOS E 341 Battery/Serres®

Ausführung wie ATMOS E 341 Battery/DDS, jedoch mit Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Serres®-Behältersystem, 10 x Saugschläuche mit Fingertip (Einmalartikel)



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Chirurgiesauger**


ATM 340.0377.0

ATMOS C 451 fahrbar
mit 2 x 3 l Behältern, leistungsstarker
Chirurgiesauger für hohe Anforderungen mit
2 x 3 l DDS-Behälter (auf einem Trolley), Vaku-
um: von 0 bis -91 kPa, Saugleistung: 45 l/min,
Abmessungen (HxBxT): 900 x 410 x 450 mm



ATM 340.0339.0

ATMOS C 451 mit Praxispaket 1,5 l
leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anfor-
derungen mit tragbarem 1,5 l DDS-Behälter, Va-
kuum: von 0 bis -91 kPa, Saugleistung: 45 l/min,
Abmessungen (HxBxT): 330 x 240 x 360 mm

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****Atemwegsabsauggeräte**

ATM 313.0100.0

ATMOS C 261 Aspirator/DDS
tragbarer Sekretpsauger, Saugleistung: 26 ± 2 l/min,
stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsan-
zeige, Kondensatfalle, graduiertes ATMOS-Sekret-
behälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher
Übersaugsicherheit durch moderne Filtertech-
nologie, integriertem Direct-Docking-System



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

ATM 313.0000.0

ATMOS C 161 Aspirator/DDS

tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: 16 ± 2 l/min, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle, graduierter ATMOS-Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Direct-Docking-System



ATM 313.0004.0

ATMOS C 161 Aspirator/Serres®

wie ATMOS C 161 Aspirator/DDS, jedoch mit 1 l Serres®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Serres®-Absaugbeutel 1 l mit integriertem Überlaufventilfilter



ATM 313.0400.0

ATMOS C 161 Battery/DDS

tragbarer, akkubetriebener Sekretsauger, Saugleistung: 22 ± 2 l/min, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle, 5 Stufen LED-Akkukapazitätsanzeige, Lithium-Ionen Akku, graduierter ATMOS-Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System



ATM 313.0403.0

ATMOS C 161 Battery/Serres®

wie ATMOS C 161 Battery/DDS, jedoch mit 1 l Serres®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Serres®-Absaugbeutel 1 l mit integriertem Überlaufventilfilter



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

ATM 321.1000.0

**ATMOS LC 27 / DDS**

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung, mobiles, tragbares, elektrisch betriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen, mit Einpatienten-Sekretbehälter (800 ml), besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche, die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar

Technische Daten: 27 l/min \pm 3 l/min Saugleistung (max. Vakuum -80 kPa \pm -5 kPa), Gewicht: 1,9 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessung (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), High Flow / high Vacuum

Lieferumfang: Grundgerät, inkl. Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterienfilterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS Steckernetzteil



ATM 321.2000.0

**ATMOS LC 27 Battery / DDS**

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung, mobiles, tragbares, akkubetriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen, mit Einpatienten-Sekretbehälter (800 ml), besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche, die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar

Technische Daten: 27 l/min \pm 3 l/min Saugleistung (max. Vakuum -80 kPa \pm -5 kPa), Gewicht: 3,3 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessung (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), Akkulaufzeit: ca. 60 Minuten, Akkuladzeit: 50% in 3 h; max. in 12 h, High Flow / high Vacuum

Lieferumfang: Grundgerät Akku, inkl. Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterienfilterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS Steckernetzteil



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

- ATM 321.1100.0 **ATMOS LC 27 / Serres®**
Ausführung wie ATMOS LC 27 / DDS, jedoch mit Serres®-Behältersystem, DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einweg, 10 x Absaugschlauch mit Fingertip
- ATM 321.2100.0 **ATMOS LC 27 Battery / Serres®**
Ausführung wie ATMOS LC 27 Battery / DDS, jedoch mit Serres®-Behältersystem, DDS-Bakterien- und Virenfilterkartusche Einweg, 10 x Absaugschlauch mit Fingertip

**ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN****SÖHNGEN**

- SÖH 0104006 **Sekret-Handabsaugpumpe**
manuell betriebene Ballpumpe, kompressibler Gummibalg mit Ventil und transparentem Auffangbehälter aus Kunststoff, unkompliziert, leicht, wirkungsvoll, zur Freilegung der oberen Atemwege, insbesondere für die Anwendung bei Kleinkindern geeignet

**VBM**

- VBM 3055000 **Handabsaugpumpe** blau, komplett effektiv und leistungsstark, für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich in Notfallsituationen, inkl. Behälter für Erwachsene (250 ml), zwei Absaugkatheter mittel Ch. 28, groß Ch. 40, Katheter-Adapter für Standard-Absaugkatheter, Verschlussdeckel und Absaugdeckel



- HUM HAG01-HP **AEROSuc® - Rescue Handabsaugpumpe**
Sekretabsauggerät inkl. Absauggefäß 300 ml mit Überlaufsicherung und PVC-Absaugschläuchen Größe S und L, Gewicht: 275 g, max. Vakuum: -60 Kpa, -450 mmHg, -0,60 bar, Maße (HxBxT): 180 x 220 x 80 mm



EINMAL-ZAHNSCHUTZ**Kerr**
PREVENTION

MEG 181005

Einmal-Zahnschutz Endoragard™
zahnärztlicher Lippenhalter und Löffel, verhindert die Lockerung und Fraktur von Frontzähnen während einer orotrachealen Intubation, Laryngoskopie und Endoskopie. Schlagabsorbierender Kunststoff eliminiert praktisch Trauma an den Zähnen, schützt vor zu starkem Kontakt zwischen Zähnen und dem Laryngoskop oder Endotrachealtubus, schützt vor Reibung zwischen oberen und unteren Zähnen nach dem Entfernen des Tubus während des Aufwachens, einfache Handhabung und Entfernung

megrö

MEG 181000

Einmal-Zahnschutz

das schnelle Einbringen des Zahnschutzes in den Mund und der sichere Sitz sind Eigenschaften, die in vielen Fällen von großer Wichtigkeit sind. Der Zahnschutz wurde in Zusammenarbeit mit Anästhesisten entwickelt und wird so den Anforderungen in der Praxis gerecht.

Vorteile:

Spart Zeit, reduziert die Verletzungsgefahr, schützt die Zähne, öffnet den Mund, bläht die Backen auf, kann nicht in die Luftröhre gelangen, paßt zu jeder Mundgröße, springt aus dem Mund bei falscher Anbringung, Zähne und Füllungen können nicht im Produkt haften bleiben, ist ein Einweg-Produkt, ohne Latex, bei Zahnlosigkeit ist ein Einsaugen von Falschluf während einer Maskenanästhesie nicht möglich

MUNDKEIL**3bomed**

MEG 850060

blau, TRP (thermoplastisches Elastomer), fest, elastisch, latexfrei, DEHP-frei, nicht autoklavierbar, zum Einmalgebrauch
Maße: 88 x 25 x 20 mm

SAUERSTOFFFLASCHEN-TRAGETASCHE

MEG 849080

BLUE PLANE

aus blauem, strapazierfähigem und wasserabweisenden Planenmaterial mit gelben Reflexstreifen, passend für O₂-Flaschen bis zu 2 Liter in Kombination mit einem Druckminderer, viel Stauraum durch zusätzliche Seitentaschen (1x außen, 2x innen), zusätzliche Modultaschen im Innenraum für z. B. O₂-Brillen oder O₂-Schläuche, Halterung für Trage- und Schultertragegurt (abnehmbar), komfortabler Tragegurt, aufklappbares Klarsichtfenster ermöglicht eine direkte Sicht auf den Druckminderer und ebenso einen schnellen Zugang zum Druckminderer, O₂-Flasche nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (BxHxT): 55 x 22 x 22 cm

Gewicht: 1,4 kg (Leergewicht)

**NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE**

MEG 849105

Notfalltasche „WasserStopp“

klein, rot, leer

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 32 x 20 x 18 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (LxTxH): 44 x 30 x 18 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit gepolsterter, dreiteiliger Inneneinteilung (herausnehmbar), 2 Seitenfächer, 1 Vorderfach, Klarsichtfach auf der Rückseite

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE


MEG 849103



Notfalltasche „WasserStopp“
mittel, rot, leer

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 34 x 24 x 20 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (LxTxH): 45 x 24 x 20 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit fester Innenteilung,
2 Seitenfächer

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



MEG 849115




Notfallrucksack „WasserStopp“
klein, rot, leer

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, Abmessungen (HxBxT): 43 x 35 x 15 cm

Ausstattung:*

1 Hauptfach, 1 Vorderfach, 3 Modultaschen mit Haftklettstreifen zum Fixieren im Rucksack

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

rotimed

MEG 849100

Notfalltasche „**WasserStopp**“

groß, rot, leer

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 40 x 20 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (LxTxH): 54 x 30 x 30 cm (mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit fester Innenteilung, 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z. B. für Guedeltuben), 2 Seitenfächer, 1 Vorderfach (passend für AED)

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen

**AMPULLENBEHÄLTNISSE**

megro

MEG 850026

Ampullarium-Tasche „**WasserStopp**“

rot, Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, Platz für ca. 40 Ampullen, mit Kletthafteil und Klarsichttasche, Maße: 13 x 18 x 6 cm





HAE 09507

AMPULLENÖFFNER**HAEBERLE****Ampullenöffner "Cupfix"**

Wandmodell, der sichere Ampullenöffner mit federnder Diamantfeile und Auffangbehälter für Ampullenkopf, inkl. Montageset
Maße (BxTxH): 7 x 15 x 20 cm

NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE**megrö**

MEG 849125

Notfallrucksack „WasserStopp“**PROFI PLANE**, rot, leer

aus reißfestem Planenmaterial für sicheren Schutz vor Wasser, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, gelbe Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff

Abmessungen (HxBxT): 57 x 42 x 16 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (HxBxT): 57 x 53 x 25 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:

1 Hauptfach, 3 Seitenfächer, 2 Vorderfächer, O₂-Flaschenbefestigung, 4 Modultaschen mit durchsichtiger Klarsichtfolie mit Klett fixierbar



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

rotomed

MEG 849110

Notfallrucksack „**WasserStopp**“
groß, rot, leer

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenahte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff

Abmessungen (HxBxT): 45 x 26 x 16 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (HxBxT): 45 x 37 x 25 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

2 geteilte Hauptfächer, 2 Seitenfächer,
2 Vorderfächer (passend für AED), 5 Modul-
taschen mit Haftklettstreifen, 1 Klarsichtfach

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen

**NOTFALLKOFFER**

megro

MEG 850020

LEER

42 x 32 x 15 cm, Kunststoff, orange
inkl. Wandhalterung und 3 herausnehmbaren
Modultaschen





WEI 3693

**NOTFALLKOFFER****WEINMANN****ULMER KOFFER Baby, leer**

Aluminiumkoffer, eloxiert, mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empf. Geräte und Materialien sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen
Maße: 42,6 x 33,0 x 18,5 cm



WEI 8840

ULMER KOFFER I, leer

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 13 Ampullenplätzen, zusätzliche Ampullenleisten, Spanngurte für Sauerstoff-Flaschen, Halter für OMNIVAC-Sekretabsaugung, Halter für MEDUMAT und Aufkleber je nach Ausstattung bitte extra bestellen
Maße: 52,6 x 40,0 x 17,0 cm



WEI 8625

ULMER KOFFER Basis

mit Grundausstattung

Lieferumfang:

ULMER KOFFER Basis, leer

Sauerstoff-Gerät (Sauerstoff-Flasche 0,3 l x 200 bar, leer
Flaschenspanngurt


Inhalationsmaske mit Atembeutel u. Verbindungsschlauch,
COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder,
Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon,
Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon,
Set Oropharyngealtuben (nach Guedel),
Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl),
Maße: 42,8 x 33,2 x 18,5 cm

Abbildung ähnlich

NOTFALLKOFFER

WEI 8730

ULMER KOFFER II, leer
 Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,
 6 variablen Trennstegen Space-Chip und
 2 Haltern für Oropharyngealtuben
 Maße: 52,6 x 40,0 x 20,0 cm



WEI 8830

ULMER KOFFER III, leer
 Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,
 6 variablen Trennstegen, Space-Chip, 2 Hal-
 tern für Oropharyngealtuben sowie ausschwenk-
 barer und ausklinkbarer Ampullenkassette mit
 2 Ampullenleisten mit je 11 Ampullenplätzen
 Maße: 52,6 x 40,0 x 23,0 cm



WEI 5250

ULMER KOFFER I
 mit Ausstattung „Light“
 Lieferumfang:
 ULMER KOFFER I,
 Sauerstoffflasche, leer, 0,8 l inkl. Spanngurte,
 OXYWAY Fine I Druckminderer (3 bis 15 l/min)
 inkl. Winkelanschlussstülle und Atemschlauch,
 Inhalationsmaske für Erwachsene,
 COMBIBAG Beatmungsbeutel mit Sauerstoff-
 reservoir für Erwachsene und Kinder, inkl. je
 1 Beatmungsmaske für Erwachsene und Kinder,
 4 verschiedene Rendell-Baker-Beatmungs-
 masken in den Größen 0 bis 3,
 Handabsaugpumpe mit je 3 Absaugkathetern
 in verschiedenen Größen,
 5 Oropharyngealtuben (nach Guedel) in verschie-
 denen Größen (Säuglinge bis Erwachsene),
 je 1 Nasopharyngealtubus Ch 26 und Ch 30,
 verschiedene Kofferaufkleber, 26 Ampullenplätze
 Maße: 52,6 x 40,0 x 17,0 cm



Abbildung ähnlich
 Lieferung ohne MANUVAC Absauggerät



SÖH 3001125

VERBAND- UND ERSTE HILFE-KOFFER**SÖHNGEN****Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD**

ca. 26 x 17 x 11 cm, ABS-Kunststoff, orange, mit Inhalt DIN 13157 Standard, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe



SÖH 3001155

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

ca. 40 x 30 x 15 cm, ABS-Kunststoff, orange, mit Inhalt DIN 13169 Standard, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe

RETTUNGSDECKEN**SÖHNGEN**

im Hochvakuum beidseitig mit reinem Aluminium bedampfte Polyesterfolie zur Wärmekonservierung und Verhinderung des Abfalls der Körpertemperatur bei Säuglingen und Kleinkindern. Baldur-Silberwindel ist durch beidseitige Aluminiumbedampfung besonders hautverträglich, Gas- und strahlensterilisierbar, Farbe: silber/silber

Baldur-Silberwindel ca. 1 m x 80 cm

Baldur-Silberwindel mit Kapuze



SÖH 0703002

SÖH 0703003

SÖH 0701001

SIRIUS®-Rettungsdecke silber-gold

Maße: ca. 160 x 210 cm, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar. Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164



MEG 850055

Decke gold-silber

Maße: ca. 160 x 210 cm, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar



VERBAND- UND ERSTE-HILFE-KOFFER

CED 390104

First Aid Kit DIN 13157

robuster, strapazierfähiger Erste-Hilfe-Koffer aus Hartkunststoff mit Pflasterspender an der Außenseite. Inhalt sehr übersichtlich untergebracht. Rote Nachfüll-Etikette mit Artikelnummer zeigt an, wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss. Signalfarben Grün/Gelb. Platz für eine Augendusche oder Produkte eigener Wahl
Abmessungen: B 42 x H 30 x T 12 cm

Inhalt:

3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller, 6 Kompressen 10 x 10 cm, 1 Verbandtuch 60 x 80 cm, 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm, 2 Augenkompressen, 45 Salvequick Kunststoffpflaster, 40 Salvequick Textilpflaster, 28 Mixed Pflasterstrips (4 Salvequick Pflaster 19 x 72 mm, 8 Salvequick Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Längenspflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster), 1 Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm, 2 Elastische Binden 8 cm x 4 m, 2 Elastische Binden 6 cm x 4 m, 1 Kälte-Sofortkompressen, 2 Dreiecktücher, 1 Beatmungsmaske, 2 Paar Handschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Plastiktüten, 1 Schere, 1 Pinzette, 1 Erste-Hilfe-Anleitung



CED 5100008

Wandhalterung

mit der Wandhalterung erhält der Koffer (CED 390104) einen festen Platz.
Abmessungen: B 21,5 x H 29 x T 13 cm

**VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**

CED 390100

First Aid Kit small

die praktische, kompakte Tasche passt in die Hosen-/Jackentasche oder kann mit Schlaufen am Gürtel befestigt werden
Abmessungen: B 15 x H 7 x T 5 cm

Inhalt: 1 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 6 Salvequick Pflaster, 2 Salvequick Maxi Cover, 2 Salvequick Wundreiniger





CED 721500

AUGENSPÜLFLASCHEN**Eye Wash Station**

die Augendusche wird bei der Entnahme der Flasche aus der Wandhalterung geöffnet. Auf diese Weise kann sofort mit der Spülung begonnen werden, Abmessungen: B 29 x H 56 x T 12 cm

Inhalt: 2 x 500 ml Cederroth Augendusche, 1 Salvequick Pflasterspender (mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern), 1 Schlüssel

CED 725200

Augendusche

bestehend aus 2 x 500 ml steril gepufferte isotonische Salzlösung ohne Konservierungsmittel zum einmaligen Einsatz

Abmessungen der Flasche: 6,5 cm x 23,5 cm

Pack = 2 Flaschen



CED 7200

Wandhalterung

für Cederroth Augendusche 500 ml (CED 725200). Eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt bei. Abmessungen: B 9 x H 27 x T 7 cm

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN

CED 51011007

First Aid Kit Large DIN 13157

Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs

Inhalt entspricht allen Anforderungen der DIN 13157. Tasche aus formgepresstem, gummiertem Material damit Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abgehalten werden. Der Inhalt bleibt hygienisch sauber und jederzeit einsatzbereit. Signalfarben Grün/Gelb, Abmessungen: B 31 x H 24,7 x T 8 cm

Inhalt: 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller, 1 Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm, 1 Kälte-Sofortkomresse, 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m, 6 Kompressen 10 x 10 cm, 1 Verbandtuch 60 x 80 cm, 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm, 2 Folienbeutel, 2 Paar Handschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Fixierbinden 6 cm x 4 m, 1 Schere, 2 Dreiecktücher, 2 Augenkompressen, 28 Mixed Pflasterstrips (19x72 mm (4x), 25 x 72 mm (8x), Fingerverband (4x), 10x6 cm (8x), Fingerkuppenverband (4x)), 1 Erste-Hilfe-Broschüre



VERBANDSCHRÄNKE

CED 51011003

First Aid & Burn Station

Erste-Hilfe-Station für Arbeitsplätze, an denen auch die Gefahr von Verbrennungen besteht.
Abmessungen Station: B 29 x H 56 x T 12 cm

Inhalt: 2 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller, 2 x 2 Cederroth Burn Gel Dressing, 1 Cederroth Burn Gel Spray 100 ml, 1 Cederroth Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue 2 m x 6 cm, 1 Salvequick Pflasterspender inkl. Blue Detectable Pflaster (35 x Normal, 30 x Normal/Fingerkuppen), 20 Salvequick Wundreiniger, 1 Beatmungsmaske, 1 Cederroth Burn Cover, 1 Erste Hilfe-Anleitung, 1 Spezialschlüssel



CED 291400

Erste-Hilfe-Schrank, Mini

verschießbarer Metallschrank mit kleiner Tafel an der Außenseite, ideal für kleinere Arbeitsplätze oder als Ergänzung zur sonstigen Erste-Hilfe-Ausstattung. Der Schrank wird mit Nachfüllprodukten komplett gefüllt geliefert

Abmessungen: B 26 x H 44 x T 17 cm

Inhalt: 1 Salvequick Pflasterspender mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern, 2 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 4 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller, 1 Cederroth Schutzpaket, 6 x 40 Salvequick Textilpflaster, 6 x 45 Salvequick Kunststoffpflaster, 1 Schere, 1 Pinzette, 2 Schlüssel



CED 191400

Erste-Hilfe-Tafel, Mini

eine kleine Tafel, ideal für beschränkte Platzverhältnisse oder für Arbeitsfahrzeuge wie LKW oder Lieferwagen

Abmessungen: B 25 x H 40 x T 5 cm

Inhalt: 1 Salvequick Pflasterspender mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern, 1 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller



VERBANDSCHRÄNKE

MEG 841001

Verbandschrank Kunststoff

31,5 x 42 x 15 cm, damastweiß, leer,
1-türiger Kunststoffschränk, verstellbare
 Inneneinrichtung, abschließbar, 2 Türablage-
 schalen, 2 Schlüssel

**Verbandschrank Kunststoff**

38,5 x 18 x 32,5 cm, leer,
2-türiger Verbandschrank aus Kunststoff mit
 Magnetverschluss, geräumige Innenaufteilung,
 abschließbar, 2 Schlüssel

MEG 841002
MEG 841003**weiß**
silber

MEG 841004

**Verbandschrank Kunststoff
mit Jalousie**

42 x 10 x 48 cm, weiß, leer,
 Verbandschrank aus Kunststoff mit Jalousie
 und Kindersicherung, übersichtlicher Stauraum
 mit 14 herausnehmbaren Schubfächern



MEG 841001



MEG 841002



MEG 841003



MEG 841004

VERBANDSCHRÄNKE**SÜHNGEN**

SÖH 5001024

Verbandschrank PICCOLO

Kunststoff, weiß, eintürig, innen ein Fachboden, ca. 26,5 x 24,5 x 18 cm, mit Inhalt DIN 13157 Standard, verschließbar, Schloss mit 2 Schlüsseln



SÖH 5001001

Verbandschrank HEIDELBERG

Stahlblech, weiß, innen ein Einlegeboden, klappbares Ablageblech, ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm, mit Inhalt DIN 13157 Standard, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu zwei Schubladen



SÖH 5001075

Verbandschrank MADRID

Stahlblech, weiß, innen zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen, klappbares Ablageblech, ca. 45,2 x 55,2 x 17 cm, mit Inhalt DIN 13169 Standard, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu sechs Schubladen



SÖH 0550002

Verbandschrank Kindergarten


Stahlblech, weiß, ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm, mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau, eintürig, innen ein höhenverstellbarer Einlegeboden, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, für stationären Einsatz



SÖH 5001024



SÖH 5001001



SÖH 5001075



SÖH 0550002



WEM 280044

AUGENSPÜLFLASCHEN**Augenspülflasche Modell P7**

steril, 200 ml, mobile Augenspülflasche aus Kunststoff - Taschenflasche - entspricht der DIN EN 15154-4, mit physiologischer Natriumhydrogenphosphatlösung gefüllt, schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf, ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges, Maße: 17 x 8 x 3 cm



PLU 4691

PLU 4604

PLU 4707

PLU 4800



Augenspülflaschen - gebrauchsfertig gefüllt mit steriler Natriumchloridlösung 0,9 %, entspricht der DIN EN 15154-4, die 200 ml Flasche ist für den mobilen Einsatz z.B. in Erste-Hilfe-Kästen und Fahrzeugen, die 500 ml und 1000 ml Flasche für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstation / Augen-Notfallstation geeignet

mit ergonomisch geformter **Augenschale** und **Staubkappe**

200 ml**500 ml****1000 ml****1000 ml**

mit **Duo Augenaufsatz** zum gleichzeitigen Spülen beider Augen



Augenspülflasche Duo, 1000 ml

pH Neutral Spüllösung

PLU 4752

pH Neutral Spüllösung

Flasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung 4,9 %, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen, auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet

Wund- und Augenspray

mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe, der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge, steril, hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe



PLU 45530

PLU 4554


50 ml**250 ml**

AUGENSPÜLFLASCHEN

PLU 4611

Augenspülstation


bestehend aus: Wandstation, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm sowie 1 x 500 ml Flasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet



PLU 4694

Augenspülstation

bestehend aus: Wandstation, Wandhalterung, Spiegel und beiliegendem Piktogramm sowie 2 x 500 ml Flasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist



PLU 4650

Augen-Notfallstation in Wandbox

bestehend aus: staubgeschützter Wandbox mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel sowie 2 x 500 ml Flasche Natriumchloridlösung 0,9 %, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. in Werkstätten)



Piktogrammtafel
PLU 4650 / PLU 4789

PLU 4789

Augen-Notfallstation in Wandbox

bestehend aus: staubgeschützter Wandbox mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel sowie 1 x 200 ml Flasche pH Neutral Spüllösung, 1 x 500 ml Flasche Natriumchloridlösung 0,9 %, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und alkalische Substanzen sowie auch Fremdkörper in das Auge gelangen können



PLU 4921

Augen-Notfallstation in Wandbox

bestehend aus: staubgeschützter Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspülung und separater Piktogrammtafel mit Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen



VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**SÖHNGEN**

SÖH 03070400

Erste-Hilfe-Miniset, orange

praktische Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe, robust, leicht, weich und geschmeidig, benötigt wenig Platz

Inhalt: Pflaster und Verbandmaterial für kleine Blessuren wie aluderm® Verbandpäckchen, aluderm® Kompresse, WS-elast. Binde und aluderm®-aluplast Pflasterstrips, Maße: ca. 135 x 90 mm, Beschriftung und Motiv im Siebdruck



SÖH 0308004B

Erste-Hilfe-Tasche Radfahrer, blau

speziell abgestimmt, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt untergebracht in einer Reißverschluss tasche mit Motivdruck und Beschriftung, Inhalt: aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Schutzhandschuhe, Schere, Zeckenpinzette, Wundreinigungstücher, Maße: ca. 210 x 140 x 50 mm



SÖH 03080190

Erste-Hilfe-Tasche**Mit dem Rucksack unterwegs, orange**

speziell abgestimmt, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt untergebracht in einer Reißverschluss tasche mit Motivdruck und Beschriftung, Inhalt: aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Schutzhandschuhe, Schere, Pinzette, Wundreinigungstücher, Trillerpfeife, Maße: ca. 210 x 140 x 50 mm

VERBANDKASTEN / -TASCHE**SÖHNGEN**

SÖH 3003045

Verbandkasten KIEL

Inhalt Standard DIN 13157, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, orange, Siebdruckbeschriftung weiß

Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm



SÖH 0304061

Wandhalterung

für Verbandkasten KIEL, orange, praktische Einstellhalterung aus hochschlagzähem Kunststoff, Maße: ca. 27 x 8 x 9 cm

VERBANDKASTEN / -TASCHE**LEINA-WERKE**
HERSTELLER FÜR ALLE ARTEN VON VERBÄNDEN

LEW 51000

Erste-Hilfe-Set Heimwerker, weiß

Kasten aus PP-Kunststoff,

Maße: 255 x 166 x 80 mm

Inhalt:

- 1 Kältesofortkomresse 15 x 16 cm
- 1 selbsthaftende Fixierbinde 8 cm x 4 m
- 1 Universalbinde 6 cm x 5 m
- 1 Fixierbinde DIN 61634, 6 cm
- 1 Fixierbinde DIN 61634, 8 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 2 Pack à 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril
- 2 Augenkompresen 5,6 x 7,2 cm, steril
- 1 Dreiecktuch DIN 13168-D-Vlies
- 1 Heftpflasterspule im Beutel 5 m x 2,5 cm
- 1 Wundschnellverband-Set elastisch, 8 Stück 10 x 6 cm
- 1 Pflaster-Set 20 teilig:
 - 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm
 - 5 Fingerverbände elastisch, 18 x 2 cm
 - 10 Pflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Netzverband Gr. 2 , 4 m
- 1 Lederfingerling Gr. 6 - II.Wahl
- 1 Schere DIN 58279-A, 14,5 cm
- 1 Augenklappe
- 1 Beutel à 4 Vinylhandschuhe
- 1 Inhaltsverzeichnis
- 1 Erste-Hilfe-Anleitung Malteser

**LEINA-WERKE**
HERSTELLER FÜR ALLE ARTEN VON VERBÄNDEN

LEW 20001

Betriebsverbandkasten grün

Inhalt nach DIN 13157, PP-Kunststoff,
schlagfest und bruchsticher, mit Gummi-
dichtung, mit Wandhalterung,
Maße: 255 x 166 x 80 mm



LEW 10007

KFZ-Verbandkasten

Inhalt nach DIN 13164, PP-Kunststoff
Maße: 255 x 166 x 80 mm



LEW 11005

KFZ-Verbandtasche Compact, blau

Inhalt nach DIN 13164, kleine handliche
Verbandtasche aus wasserabweisendem
Nylongewebe, mit Reißverschluss
genäht, mit rückseitigen Klettstreifen,
Maße: 215 x 55 x 130 mm



VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**LEINA-WERKE**

LEW 50007

**Erste-Hilfe-Tasche Freizeit, blau**

für Fahrrad, Sport, Urlaub, Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 165 x 60 x 125 mm

Inhalt:

- 1 Wundkomresse 10 x 10 cm, steril
- 1 Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm
- 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm, lose
- 2 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm
- 5 Pflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
- 2 Kinderpflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
- 2 Vinylhandschuhe
- 1 Pinzette 8 cm
- 2 Alkoholtupfer
- 1 Erste-Hilfe-Anleitung
- 1 Inhaltsverzeichnis

LEW 50005

**Erste-Hilfe Reise-Set, rot**

der perfekte Begleiter beim Wandern, Sport und Camping, Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss an 3 Seiten und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 110 x 25 x 150 mm

Inhalt:

- 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm
- 2 Wundschnellverbände 10 x 6 cm
- 5 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 1 Heftpflasterspule 5 m x 1,25 cm
- 2 Vinylhandschuhe
- 1 Kleinschere
- 2 Sicherheitsnadeln
- 3 Alkoholtupfer
- 1 Erste Hilfe-Anleitung
- 1 Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgedruckt

LEW 51002

**Erste-Hilfe-Tasche Angler, grün**

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss genäht und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 155 x 110 mm

Inhalt:

- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 Beutel à 2 Vinylhandschuhe Gr. L
- 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
- 1 Schere 10 cm
- 1 Set: 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm
- 2 Pflasterstrips elastisch, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Set: 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm, lose
- 5 Fingerverbände elastisch 18 x 2 cm, lose
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre Malteser
- 1 Inhaltsverzeichnis

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**LEINA-WERKE**

LEW 51001

Erste-Hilfe-Tasche Waldarbeiter, orange

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss genäht und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 155 x 110 mm

Inhalt:

- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 Beutel à 2 Vinylhandschuhe Gr. L
- 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
- 1 Splitterpinzette 8 cm
- 1 Dreiecktuch DIN 13168-D, Vliesstoff weiß
- 4 Alkoholtupfer
- 1 Set: 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm
 - 2 Pflasterstrips elastisch, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Set: 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm, lose
 - 5 Fingerverbände elastisch, 18 x 2 cm, lose
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre Malteser
- 1 Inhaltsverzeichnis

**FÜLLSORTIMENTE****LEINA-WERKE**

LEW 12010

KFZ, nach DIN 13164, 43-teilig

LEW 24001

Betriebe klein, nach DIN 13157, 85-teilig für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte, Baustellen bis 10 Beschäftigte

LEW 24021

Betriebe groß, nach DIN 13169, 167-teilig für Verwaltungs- und Handelsbetriebe ab 51 bis 300 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe ab 21 bis 101 Beschäftigte, Baustellen ab 11 bis 50 Beschäftigte



Füllsortiment nach DIN 13164



Füllsortiment nach DIN 13157



Füllsortiment nach DIN 13169



MEG 199097

EINMAL-DECKEN UND -KISSEN

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

**Vlies-Einmalkissen**

weiß, Hülle: PP-Vlies 35 g/m²,
Füllung: Polyestervlieswatte, Maße: 40 x 40 cm



MEG 199098

Vlies-Einmalkissenbezüge

weiß, PP-Vlies, mit Hotelverschluss,
passend auch für Kissen Nr. MEG 940104
(siehe Katalogseite 12/30), Maße: ca. 42 x 45 cm
Pack = 10 Stück



SÖH 1005067

SÖHNGEN**Einmal-Kopfkissen**

weiß, weich und anschmiegsam, Hülle und
Füllung aus 100 % Synthetik-Rohstoff, feuchtigkeitsabweisend, Gewicht ca. 220 g,
Maße: ca. 40 x 40 cm

RETTUNGSTUCH**SÖHNGEN****Einmal-Umbettungs-Tragetuch**

zur Umlagerung von Patienten oder als Notfall-Rettungstuch, aus Qualitäts-PP-Vliesstoff, dunkelgrau, einseitig PE-beschichtet, flüssigkeitsdicht, durch doppelagige Verarbeitung sehr stabil und zur Umlagerung von Patienten bis ca. 150 kg Körpergewicht geeignet, Längsseiten mit Gurtband verstärkt und mit je 4 Griffaussparungen versehen, eingearbeitete Hohlsäume für die Aufnahme von Trageholmen oder Seilen, Maße: ca. 220 x 90 cm



SÖH 0601130

SÖH 0601065

Rescuestuch DIN EN 1865

aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt, Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht ca. 650 g/m², LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht
Maße: ca. 200 x 70 cm



KRANKENTRAGE**SÜHNGEN**

SÖH 0601004

Krankentrage N, 1 x klappbar mit 4 Gleitfüßen, nach DIN 13024
ca. 2302 x 556 x 137 mm (Faltmaß ca. 1920 x 150 x 145 mm), nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar, Patientensicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Bezug beschichtetes Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig, mit Kopfkissen-tasche

**EINMAL-DECKEN UND -KISSEN**

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen



MEG 199095

ÖKO-Thermo Einmaldecke
die ideale Übergangsdecke, 100 % Viskosevlies, wärmespendend, atmungsaktiv, strapazierfähig, solide verarbeitet, ringsum gesäumt, sortenrein, recyclingfähig, naturweiß, 8-lagig, ca. 320 g, Maße: ca. 195 x 105 cm

**EINMAL-DECKEN UND -KISSEN**


Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen



MEG 199094

Vlies-Einmaldecke
blau, wärmend, weich, stabil, nicht waschbar, keine Reinigung, Hülle: Polypropylen-Vlies, ca. 25 g/m², Füllung: 300 g Watte, vakuumverpackt, Maße: 190 x 110 cm



ABDECKTÜCHER

HAP 277500
HAP 277502
HAP 277506

Foliodrape® Protect, steril, 2-lagig

zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, einzeln verpackt

45 x 75 cm Pack = 65 Stück
75 x 90 cm Pack = 35 Stück
90 x 150 cm Pack = 20 Stück



HAP 277507
HAP 277508

Foliodrape® Protect, steril, 2-lagig, selbstklebend

zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial, mit sicher haftendem Klebestreifen zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inzisionsbereiches, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, äußerst fusselarm, einzeln verpackt

45 x 75 cm Pack = 60 Stück
75 x 90 cm Pack = 40 Stück



HAP 277503
HAP 277511

Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, 2-lagig

Abdecktücher mit Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, abriebfest und äußerst fusselarm, einzeln verpackt

45 x 75 cm Pack = 65 Stück
75 x 90 cm Pack = 40 Stück



HAP 277509
HAP 277510

Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, 2-lagig, selbstklebend



Abdecktücher mit zweiteiligem, selbstklebendem Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, durch Übereinanderführen der beiden selbstklebenden Tuchhälften kann der Lochdurchmesser individuell bestimmt werden, abriebfest und äußerst fusselarm, gut drapierfähig, einzeln verpackt

45 x 75 cm Pack = 65 Stück
75 x 90 cm Pack = 40 Stück

ABDECKTÜCHER**2-lagig, steril, wasserfest**

ohne Kleberänder, aus laminiertem Vliesstoff, 54 g/m² non woven, Normal- und Großformat, einzeln im Peel-Pack, zur Abdeckung von Patient und Inventar

MEG 199000	ohne Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück
MEG 199001	ohne Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück
MEG 199005	mit Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück
MEG 199006	mit Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück

**ABDECKTÜCHER**

zur Abdeckung von Patient und Inventar,
100 % Baumwolle TB 21, waschbar bis 95°C,
autoklavierbar, chlorbleiche nicht möglich, chem.
Reinigung möglich, trocknen im Wäschetrockner bei
mittleren Temperaturen, ohne Schlitz, ohne Loch

MEG 940180.30	40 x 40 cm	forstgrün
MEG 940180.40		kornblau
MEG 940181.30	40 x 60 cm	forstgrün
MEG 940181.40		kornblau
MEG 940182.30	80 x 80 cm	forstgrün
MEG 940182.40		kornblau
MEG 940183.30	80 x 100 cm	forstgrün
MEG 940183.40		kornblau
MEG 940184.30	80 x 140 cm	forstgrün
MEG 940184.40		kornblau
MEG 940185.30	100 x 100 cm	forstgrün
MEG 940185.40		kornblau
MEG 940187.30	160 x 100 cm	forstgrün
MEG 940187.40		kornblau
MEG 940188.30	160 x 200 cm	forstgrün
MEG 940188.40		kornblau



Mit Loch/Schlitz auf Anfrage.

Alle Abdecktücher sind auch
in Mischgewebe erhältlich.



BAKTERIENFILTER

MEG 855501

Viren- und Bakterienfilter

mit Feuchtigkeitshaltfunktion, einzeln steril verpackt, zur Befeuchtung und Erwärmung der Atemgase in der In- und Expirationsphase, zur Minimierung des Risikos von Kreuzinfektionen, für Erwachsene, mit O₂-Port, Widerstand 0,9 cm H₂O bei 50 l/min, Retentionswirkung Bakterien/Viren 99,9999 %

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**AERObag® Beatmungsmasken**

bis 135°C autoklavierbar, passend für alle gängigen Beatmungsbeutel

Material: **Vollsilikon**

Größe 0	für Säuglinge	einteilig
Größe 1	für Kleinkinder	einteilig
Größe 2	für Kinder	einteilig

Material: **Silikon und Polysulfon**

Größe 3	für Erwachsene	dreiteilig
Größe 4	für Erwachsene	dreiteilig
Größe 5	für Erwachsene	dreiteilig



HUM HBB06-E2-35

AERObag® Beatmungsbeutel PVC

latexfrei, für Erwachsene mit **Maske Gr. 3 und 5** und All-In-One Reservoirventil, Anschlussmöglichkeit eines PEEP-Ventils am integrierten Expirationsschenkel, Beatmungsvolumen: 1500 ml, drehbarer Patientenanschlusskonus, Druckbegrenzungsventil 60 mbar, platzsparend zusammenfaltbar, separater Sauerstoffanschluss für 6 mm O₂-Schläuche, direkter Anschluss für Sauerstoffreservoirbeutel, Bag-Refill-Systeme

HUM HSS11-2

AEROpart® O₂-Sicherheitsschlauch

2 m, klar

HUM HBB06-RB2500

AERObag® Reservoirbeutel 2500 ml
PE, für Beatmungsbeutel AERObag® BB06

KAMERAABDECKUNG**Biomet Merck**

MEG 139001

Kamera-Abdeckfolie

teleskopgefaltete Abdeckfolie mit Klebestreifen und Einführhilfe für die Arthroskopie, schützt sicher vor Kontamination durch die unsterile Kamera, steril verpackt, Maße: 13 x 250 cm

**HAUTMARKIERUNGSSTIFTE****Skin-Marker, violett**

zur präzisen Markierung der Haut vor der Operation, trocknet schnell und verläuft nicht, mit aufgedrucktem Lineal



MEG 180050

MEG 180060

Standardspitze, steril, Pack = 50 Stück**feine Spitze**, steril, Pack = 50 Stück**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**

WEI 11090

COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder ohne Masken

**Beatmungsmasken**

mit selbstfüllendem Wulst aus Silikon für COMBIBAG Beatmungsbeutel

WEI 5086

für Säuglinge **Gr. 1**

WEI 5082

für Kinder und Jugendliche **Gr. 3**

WEI 5074

für Erwachsene **Gr. 5**

WEI 11052

Sauerstoff-Reservoir

für COMBIBAG Beatmungsbeutel



BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**VBM****Kindermasken rund**

aus Silikon, bis 134°C autoklavierbar,
passend für alle gängigen Beatmungs-
beutel, wiederverwendbar, latexfrei
VE = 10 Stück

VBM 8811000
VBM 8811001
VBM 8811002

Größe 0 für Neugeborene, klein
Größe 1 für Babys, groß
Größe 2 für Kleinkinder

**Rendell Baker Masken**

aus Silikon, bis 134°C autoklavierbar,
passend für alle gängigen Beatmungs-
beutel, wiederverwendbar, latexfrei
VE = 10 Stück

VBM 3560000
VBM 3560001
VBM 3560002
VBM 3560003

Größe 0 für Neugeborene
Größe 1 für Babys
Größe 2 für Kleinkinder
Größe 3 für Kinder

Bi-Masken mit Silikonlippe

aus Silikon und Polysulfon, bis 134°C auto-
klavierbar, passend für alle gängigen Beat-
mungsbeutel, wiederverwendbar, latexfrei

VBM 3565222
VBM 3565223
VBM 3565224
VBM 3565225
VBM 3565226

Größe 2 für Kinder
Größe 3 für Erwachsene, klein
Größe 4 für Erwachsene, mittel
Größe 5 für Erwachsene, groß
Größe 6 für Erwachsene, extra groß



BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**VBM**

VBM 8810100

Silikon-Beatmungsbeutel

für Erwachsene, 1500 ml, mit Druckbegrenzer 40 cm H₂O, wiederverwendbar, mit Halteschlaufe



VBM 8810190

Silikon-Beatmungsbeutel-Set

Erwachsene, in transparentem Koffer, bestehend aus: Beatmungsbeutel 1500 ml, Maske mit Silikonlippe Gr. 5, Reservoirbeutel 2500 ml, 2 m O₂-Schlauch

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****SÖHNGEN****Einmal-Beatmungsbeutel**

gebrauchsfertiges Einweg-Beatmungsset in versiegelter Tragetasche, drei unterschiedliche Beatmungsvolumen lieferbar, Erwachsene, Kinder, Babys, Set jeweils bestehend aus: Beatmungsbeutel, latexfrei, Atemmaske, Sauerstoff-Reservoirbeutel und Sauerstoff-Verbindungsschlauch ca. 3 m

SÖH 0102060

Erwachsene ca. 1.500 ml, Maske Gr. 5

SÖH 0102061

Kinder ca. 550 ml, Maske Gr. 3

SÖH 0102062

Babys ca. 280 ml, Maske Gr. 1

Einmal-Beatmungsbeutel für Kinder



Einmal-Beatmungsbeutel für Babys



Einmal-Beatmungsbeutel für Erwachsene

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**VBM****Einmal-Larynx-Tubus LTS-D Einzel Set**

mit farbcodierter Spritze, mit Drainagekanal zur Druckentlastung des Magens, aus PVC, latexfrei, steril verpackt



VBM 32061001	Gr. 0	transp.	Neugeborene	< 5 kg
VBM 32061011	Gr. 1	weiß	Babys	5-12 kg
VBM 32061021	Gr. 2	grün	Kinder	12-25 kg
VBM 32061031	Gr. 3	gelb	Erwachsene	< 155 cm
VBM 32061041	Gr. 4	rot	Erwachsene	155-180 cm
VBM 32061051	Gr. 5	violett	Erwachsene	> 180 cm
VBM 32061251	Gr. 2,5	orange	Kinder	125-150 cm

**Einmal-Larynx-Tubus LTS-D Notfall Set**

mit Drainagekanal zur Druckentlastung des Magens, aus PVC, latexfrei, steril verpackt

VBM 32062091

Erwachsene

Set bestehend aus: 1 x LTS-D Gr. 3, 4, 5 und 1 x farbcodierte Spritze

VBM 32063091

Kinder

Set bestehend aus: 1 x LTS-D Gr. 0, 1, 2, 2,5 und 1 x farbcodierte Spritze



ATEMKALK**INTERSURGICAL™**

INT 2179000

Intersorb Plus

gekörnt, 4,50 kg / 5 Ltr., poröse Zylinder mit einem Durchmesser von 3 mm zur Verwendung in der Anästhesie und in Atemgeräten. Enthält: Natrium- und Calciumhydroxide, Ethylviolett, Wasser, bei Erschöpfung wird das Granulat violett, so dass ein rechtzeitiges Auswechseln möglich ist

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****Ambu****Larynxmasken**

Ambu® AuraGain™ Einweg-Speziellarynxmaske mit **gastrischem Zugang** (zur Kontrolle des Mageninhalts) und **Intubationsmöglichkeit** (in Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben), die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung, dünner und weicher Cuff für hohe Abdichtungsdrücke, steril verpackt, Material PVC, phthalat- und latexfrei

	Größe	Patientengewicht
AMB 408100000	Gr. 1	< 5 kg
AMB 408150000	Gr. 1,5	5-10 kg
AMB 408200000	Gr. 2	10-20 kg
AMB 408250000	Gr. 2,5	20-30 kg
AMB 408300000	Gr. 3	30-50 kg
AMB 408400000	Gr. 4	50-70 kg
AMB 408500000	Gr. 5	70-100 kg
AMB 408600000	Gr. 6	> 100 kg

**Ambu® AuraOnce™ Einweg-Larynxmaske**

die original, anatomisch geformte Maske, für optimale Platzierung und Stabilität, steril verpackt, Material PVC, phthalat- und latexfrei

	Größe	Patientengewicht
AMB 321100000	Gr. 1	< 5 kg
AMB 321150000	Gr. 1,5	5-10 kg
AMB 321200000	Gr. 2	10-20 kg
AMB 321250000	Gr. 2,5	20-30 kg
AMB 321300000	Gr. 3	30-50 kg
AMB 321400000	Gr. 4	50-70 kg
AMB 321500000	Gr. 5	70-100 kg
AMB 321600000	Gr. 6	> 100 kg



BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**Ambu**

AMB 325023000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** für **Erwachsene** (ab 30 kg) inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Erwachsene mittel, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirbeutel, integriertem PEEP-Ventil Adapter und Demandventilanschluss

AMB 330023000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** für **Kinder** (10 kg bis 30 kg) inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Säuglinge, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirbeutel, integriertem PEEP-Ventil Adapter, Demandventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil

AMB 335002000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** für **Neugeborene** (bis 10 kg) inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Neugeborene, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirschlauch, integriertem PEEP-Ventil Adapter, Manometeranschluss, M-Port und Druckbegrenzungsventil

AMB 470018000 **Ambu® Oval Plus Silikon Beatmungsbeutel** für **Erwachsene** (ab 30 kg) mit Einmembranpatientenventil (EMP) und Einlassventil, inklusive integriertem PEEP-Ventil Adapter und Demandventilanschluss, ohne Gesichtsmaske, ohne O₂-Reservoir

AMB 304003000 **Ambu® Mark IV** Doppelkammerbeutel für Erwachsene, latexfrei, bis 134 °C autoklavierbar, (auch für Kinder ab 15 kg Körpergewicht in Verbindung mit Maske Gr. 0 mit Bohrung zugelassen), mit integriertem Peep-Ventiladapter und automatischer Druckbegrenzung auf 70 cm H₂O, **ohne** Gesichtsmaske und O₂-Reservoir

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**Ambu**

Ambu® UltraSeal PLUS Einweg-Gesichtsmaske extra für die besonderen Ansprüche in der Anästhesie entwickelt. Der weiche und anatomisch angepasste Cuff ermöglicht ein sicheres Abdichten der Maske und gewährleistet somit eine optimale Ventilation. Über ein Ventil kann das Luftvolumen im Cuff an den Patienten und an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. Die Maskenform stellt sicher, dass der Dom genügend Platz für Mund und Nase bietet, auch wenn Druck auf die Maske ausgeübt wird. Das Einwegkonzept vermindert das Risiko einer Kreuzkontamination



	Größe
AMB 305101000	Gr. 0 für Neugeborene
AMB 305103000	Gr. 1 für Säuglinge
AMB 305105000	Gr. 2 für Kleinkinder
AMB 305107000	Gr. 3 für Kinder
AMB 305011000	Gr. 4 für Erwachsene, klein / Jugendliche
AMB 305013000	Gr. 5 für Erwachsene, mittel
AMB 305015000	Gr. 6 für Erwachsene, groß

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****Ambu**

Ambu® Einweg-Gesichtsmaske PLUS hygienische Lösung für die tägliche Anwendung in der Anästhesie oder der Inhalationstherapie, bietet neben allen bekannten Vorteilen zusätzlich ein Cufffüllventil, mit dem sich das Luftvolumen im Cuff individuell anpassen lässt



	Größe
AMB 000252951	Gr. 1 für Neugeborene
AMB 000252952	Gr. 2 für Säuglinge
AMB 000252953	Gr. 3 für Kleinkinder
AMB 000252954	Gr. 4 für Erwachsene, klein / Jugendliche
AMB 000252955	Gr. 5 für Erwachsene, mittel
AMB 000252956	Gr. 6 für Erwachsene, groß





MEG 860010	Gr. 0	60 mm	schwarz
MEG 8600100	Gr. 00	50 mm	blau
MEG 86001000	Gr. 000	40 mm	rosa
MEG 860011	Gr. 1	70 mm	weiß
MEG 860012	Gr. 2	80 mm	grün
MEG 860013	Gr. 3	90 mm	gelb
MEG 860014	Gr. 4	100 mm	rot
MEG 860015	Gr. 5	110 mm	orange



MEG 860101	Gr. 1	70 mm
MEG 860103	Gr. 3	90 mm
MEG 860105	Gr. 5	110 mm



KUW 03.42013.601	Gr. 0	80 x 13 mm
KUW 03.42013.611	Gr. 1	92 x 20 mm
KUW 03.42013.621	Gr. 2	112 x 19 mm
KUW 03.42013.631	Gr. 3	130 x 22 mm
KUW 03.42013.641	Gr. 4	155 x 25 mm
KUW 03.42013.651	Gr. 5	175 x 23 mm

KUW 03.90003.001 **Notfalltasche, allein**
für maximal 4 Spatel + 1 Griff, blau, Stofftasche
in stabiler Ausführung, mit Klettverschluss und
Schlaufe, Maße (HxBxT): ca. 19 x 11 x 6,5 cm

KUW 03.41005.711 **Kaltlicht-Laryngoskop-
Batterie-/Ladegriff AA**
klein, Ø 19 mm, 2,5 V, Xenon,
Batterien 1,5 V - Typ AA (Mignon)
nicht im Lieferumfang enthalten

KUW 03.41020.721 **Kaltlicht-Laryngoskop-Batteriegriff C**
mittel, Ø 28 mm, 2,5 V, LED,
Batterien 1,5 V - Typ C (Baby)
nicht im Lieferumfang enthalten



GUEDEL-TUBEN



Einmal-Guedeltuben, latexfrei, **steril**, aus flexiblem,
semi-transparentem Kunststoff, mit farbcodiertem
Beißschutz, einzeln verpackt

Guedel-Mundtubus

Material: TPU (thermoplastisches Polyurethan),
weich, flexibel, mit Beißschutz, latexfrei, sterilisierbar

LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR



Macintosh F.O. Spatel

Kaltlicht, mit auswechselbarem Lichtleiter,
einfaches Wechseln des F.O. Lichtleiters durch
Lösen der Schraube, Edelstahl matt poliert -
verhindert Rückreflexion, leichte Reinigung,
autoklavierbar bis 134 °C - für ca. 4000 Zyklen

LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR**HEINE OPTOTECHNIK**

HEINE® Classic+ Laryngoskop-Spatel nach MacIntosh mit HEINE® HiLite Lichtleiter
wartungsfreie Spatel mit fest eingebauten Lichtleitern, leicht zu reinigen, Lichtleiter mit hoher Lichttransmission und langer Lebensdauer, zu betreiben auf allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)

F.O. Spatel Metall

OPT F-000.22.100	MacIntosh	Gr. 0	82 / 9 mm
OPT F-000.22.101	MacIntosh	Gr. 1	94 / 10 mm
OPT F-000.22.102	MacIntosh	Gr. 2	114 / 14 mm
OPT F-000.22.103	MacIntosh	Gr. 3	134 / 14 mm
OPT F-000.22.104	MacIntosh	Gr. 4	155 / 15 mm
OPT F-000.22.105	MacIntosh	Gr. 5	177 / 15 mm

- OPT F-008.22.894 **Standard F.O. 4 NT LED Laryngoskopgriff**
mit **3,5 V** Li-ion Batterie*, Abb.1
- OPT F-008.22.890 **LED-Batterieeinschub** ohne Bodeneinheit
für Standard F.O. 4 NT Laryngoskopgriff 3,5 V, Abb.2
- OPT F-002.22.884 **Bodeneinheit** für Standard F.O. 4 NT
Laryngoskopgriff 3,5 V (Li-ion) Abb.3
- OPT F-008.22.820 **EasyClean LED Laryngoskopgriff**
3,5 V, ohne Batterie, 100 % wasserdicht
für eine einfache und sichere Wiederauf-
bereitung, Abb.4
- OPT F-008.22.800 **F.O. SLIM Laryngoskop-Batteriegriff LED**
mit **2,5 V LED**, Abb.7
- OPT F-008.22.804 **F.O. 4 SLIM LED NT Laryngoskopgriff**
mit **2,5 V** Li-ion Batterie*, Abb.8
* können nur mit dem NT 4 Ladegerät geladen werden

F.O. SHORT Laryngoskopgriff

- OPT F-008.22.812 mit **2,5 V LED**
- OPT F-008.22.424 mit **2,5 V LED**, Li-ion Batterie Abb.5

- OPT F-007.22.894 **Standard F.O. 4 NT Laryngoskopgriff**
XHL **3,5 V** (Li-ion) komplett Abb.6
- OPT F-002.22.859 **Batterieeinschub** ohne Bodeneinheit
für Standard F.O. 4 NT Laryngoskopgriff 3,5 V, Abb.9
- OPT F-002.22.884 **Bodeneinheit** für Standard F.O. 4 NT
Laryngoskopgriff 3,5 V (Li-ion)
- OPT X-002.88.044 **XHL Xenon Halogen Lampe 3,5 V**





WEM 220553

WEM 220554

WEM 220555

WEM 220849

**REPLANTAT-VERSORGUNG**

Der Replantatbeutel ist ein Doppelwand-System aus zwei sterilen Beuteln, das diese optimalen Bedingungen zur Versorgung von Unfall-Amputaten bis zur Transplantation sicherstellt, durchstoßfest gemäß DIN EN 1789

Dr. Marx Replantat-Beutel S

Gr. 1 Hand, 30 x 25 cm

Dr. Marx Replantat-Beutel M

Gr. 2 Arm, 70 x 25 cm

Dr. Marx Replantat-Beutel L

Gr. 3 Bein, 110 x 40 cm

Wero Replantat-Set klein

Erstversorgungs-Set Amputationsverletzungen (Finger, Hand) im Druckverschlussbeutel, bestehend aus:

1 Dr. Marx Replantatbeutel S, Gr. 1 (Hand)

1 Spulenpflaster

1 Druckverbandpäckchen

1 Rettungsdecke gold/silber

2 Sofort-Kältekompressen 8 x 13 cm

2 Verbandtücher DIN 13152, 40 x 60 cm

4 Nitril-Infektionsschutz-Handschuhe

REPLANTAT-VERSORGUNG**SÖHNGEN****Replantat**

zur sachgerechten und sicheren Obhut und zum qualifizierten Transport von abgetrennten Körperteilen.

Inhalt: 1 Replantat-Doppelwandbeutel mit separaten Zugschnüren für Innen- und Außenbeutel, einzeln steril verpackt, einer Gold-Silber-Folie in darauf abgestimmten Abmessungen und der für die Kühlung benötigten Anzahl an Kälte-Sofort-Kompressen

SÖH 0101141

Hand

Replantatbeutel ca. 300 x 250 mm,

2 Kälte-Sofortkompressen

SÖH 0101142

Arm

Replantatbeutel ca. 700 x 250 mm,

4 Kälte-Sofortkompressen

SÖH 0101143

Bein

Replantatbeutel ca. 1.100 x 400 mm,

4 Kälte-Sofortkompressen



NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR


Rotomed

MEG 860501

Erste-Hilfe Taschenmaske

faltbar, aus PVC, schützt den Ersthelfer während der lebensrettenden Atemspende, vermeidet den direkten Kontakt zwischen Patient und Helfer, schützt vor Erbrochenem und bietet eine optimale Atemkontrolle, mit anschmiegsamem Maskenwulst, mit verstellbarem Gummiband für einen optimalen Sitz, doppelter Schutz durch Einweg-Ventil im Mundstück und hydrophoben Bakterienfilter, mit Sauerstoffanschluss (Ø 6,4 mm) zur Verabreichung von Sauerstoff für atmende und nicht atmende Patienten, auch mit Beatmungsbeuteln und Beatmungsgeräten verwendbar, Maskenanschluss: Ø 15 mm

Lieferung inkl. Einwegventil, 2 Bakterienfilter, 2 Vinyl-Einmalhandschuhe, in praktischer Hartschalenbox (Maße: 130 x 106 x 48 mm)

**NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**

Ambu

AMB 252301104

Ambu® Res-Cue Taschenmaske Softcase

wurde entwickelt, um eine sichere Beatmung von Patienten jeden Alters zu ermöglichen. Sie ist leicht zu transportieren, einfach und sicher anzuwenden und in einem praktischen Softcase verpackt. Durch die Maske mit Einwegventil- und Bakterienfilter wird die Übertragung ansteckender Krankheiten bei der Beatmung des Patienten zuverlässig verhindert. Direkter Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht des Patienten ist nicht notwendig. Dies unterstützt den schnellen Beginn von Reanimationsmaßnahmen. Das Gummiband sichert die Positionierung am Kopf des Patienten



NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**SÖHNGEN**

SÖH 0103002

**Beatmungshilfen-Set**

Beatmen & Schützen – kompaktes Infektionsschutzset für Hosentasche oder Schlüsselbund, immer dabei, immer einsatzbereit, verringert die Hemmschwelle bei der Atemspende, bietet guten Schutz, Inhalt: SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 4 Infektionsschutzhandschuhe aus Vinyl, nahtlos, flüssigkeitsdicht, Mini-Reißverschlussstasche aus beschichtetem Nylongewebe, orange, mit praktischem Schlüsselring
Maße: ca. 90 x 75 mm

SÖH 0103007

**Air-Vita Bi-Protect**

Maskengerät für Atemspende, mit 2-fach Sicherheit, kein direkter Kontakt von Helfer und Patient während der Beatmung, kein Verletzungsrisiko in der Anwendung durch Laien Helfer, dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Mund-Nase-Maske, transparente Gesichtsschürze und Beatmungrohr mit 2-Wege-Ventilsystem und Sekretfilter, einfach zusammenzustecken

SÖH 0103001

**Beatmungstuch BT-DRY**

nach DIN 13154

die Einmal-Notfall-Beatmungshilfe für den Laien Helfer, die das Kontaminationsrisiko reduziert und hilft, die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden, vorgestanzte Ohrbügel können ein mögliches Verrutschen vermeiden, die Beatmungshilfe besteht aus dem filtrierenden Teil und dem Trägermaterial: der **Filter**, durch den beatmet wird, ist ein feinporiges Vlies mit feuchtigkeit abweisenden Eigenschaften und bedeckt während der Anwendung Nase oder Mund des Patienten. Das **Trägermaterial** ist eine transparente, temperaturbeständige und lagerungsfähige Folie, die durch ihre Transparenz ein Beobachten des Patienten während der gesamten Atemspende ermöglicht, die Folie ist auf der Helferseite bedruckt, so dass ein Verwechseln der Anwendungsseiten ausgeschlossen ist

NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR

Rotomed

MEG 860506

Einmal-Notfallbeatmungstuch

im Softcase blau, mit Schlüsselanhänger, zur Beatmung von Erwachsenen in Notfallsituationen, als Hilfsmittel für die Atemspende, das den direkten Mundkontakt zum Atemempfänger verhindert und so die Hemmschwelle für die Atemspende senkt, das Einwegventil lässt die Atemluft nur in Richtung Patient strömen, einfach und sicher anzuwenden, immer und überall einsetzbar, mit Ohrenschlaufen, kein Verrutschen während der Herzdruckmassage
Beatmungstuch inkl. Ventil: Polyethylen (PE), Softcase: Nylongewebe, Maße Softcase: 50 x 50 mm, Gewicht 13,5 g



Rotomed

MEG 850030

Notfall-Gurttrenner, weiß

die schnelle Hilfe, wenn sich der Gurt bei Verkehrsunfällen nicht öffnen läßt

**GEHÖRSCHUTZ****3M**

DMM 1100P

Gehörschutzstöpsel

konische Form, die vorzuformenden Stöpsel lassen sich einfach in den Gehörgang einsetzen und bieten einen hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz, der weiche, hypoallergene Polymerschäumstoff sorgt für geringen Druck im Gehörgang, Dämmwert SNR = 37 dB, die Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders für konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch wie beispielsweise im Studium, darüberhinaus sorgen sie für einen ruhigen, ungestörten Schlaf, paarweise hygienisch verpackt
Pack = 2 Paar, VE = 12 Pack

**WERO****Bilsom 303 Gehörschutzstöpsel**

ideal für Umgebungen mit mittlerer / hoher Lärmbelastung in den folgenden Branchen: Chemie, Baugewerbe Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Pharmaindustrie, Transportwesen, Material: patentierter Polyurethanschaum, Farbe: gelb mit weißen Streifen, Dämmwerte: SNR 33 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB, Normung: EN 352-2:2002, paarweise eingeschweißt
Box = 200 Paar

WEM 20283098
WEM 20283099**Gr. L**
Gr. S

FINGERSCHIENEN / FINGERVERBÄNDE

SÖHNGEN

aluderm®-alufinger

gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband, Innenseite aluminiumbedampft, leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Kunstleder-Fingerling fixieren, einzeln steril verpackt

SÖH 1003220

Fingerling einzeln in Peelpackung

SÖH 1003221

Set 1 =

1 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling

SÖH 1003222

Set 2 =

3 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling



miro

MIR 900010000

miro-tip

Fingerfertigverband zur Verbandfixierung, sofort einsatzbereit, aus nahtlos gewirktem Trikotschlauch in konfektionierter Standardgröße, hautfreundlich
Pack = 50 Stück



Elastina® Salvadito Fingerverband, steril

universal, weich gepolsterter, medizinischer Fingerverband, einzeln verpackter, hygienischer Rundumschutz, Bandage aus schlauchförmigem Baumwollgewebe und aufgeschäumtem Polyurethan-Polster

TRU 70019

Pack = 2 Stück

TRU 70480

Pack = 10 Stück



DREIECKTUCH



MEG 820012

unsteril

Non-Woven Material (aus 100 % Polypropylen), mit 2 Sicherheitsnadeln, weiß, DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm, zur Versorgung von Verletzungen, als Tragetuch bei Armverletzungen und als Notverband bei Kopfverletzungen einzusetzen. Das fest zusammengedrehte Tuch kann zum Abbinden einer verletzten Arterie verwendet werden



FINGERSCHIENEN / FINGERVERBÄNDE**Fingerschienen nach Stack**

zur Fixation des Fingergelenks bei Verletzungen des Fingerendgliedes, aus Kunststoff; die Befestigung erfolgt mit Pflasterstreifen oder mit Klettband und sichert so den festen Sitz

Größe	Länge	Fingerumfang
1	6,0 cm	4,5 cm
2	6,0 cm	5,0 cm
3	6,4 cm	5,5 cm
4	7,0 cm	6,0 cm
5	6,5 cm	6,5 cm
6	7,0 cm	7,5 cm
7	6,0 cm	8,0 cm

PKO 3000100
 PKO 3000200
 PKO 3000300
 PKO 3000400
 PKO 3000500
 PKO 3000600
 PKO 3000670

Cramer-Schiene

die Cramer-Schiene ist eine Leiterschiene und kann durch ihre hohe Biegsamkeit an alle Körperteile angepasst werden; vielfach Verwendung findet sie bei der Schienung der oberen und unteren Extremitäten

PKO 2240000 500 x 2 cm
 PKO 2240001 500 x 4 cm
 PKO 2240002 500 x 5 cm
 PKO 2240003 500 x 6 cm
 PKO 2240004 500 x 8 cm
 PKO 2240005 500 x 10 cm
 PKO 2240006 500 x 12 cm
 PKO 2240007 500 x 15 cm

Böhler-Fingerschiene

durch den Aluminiumdraht sind die Fingerschienen röntgenfähig und individuell anpassbar; die Schienen mit Einkerbung bzw. Öse eignen sich besonders da, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung (Öse) gezogene Verband nicht abrutschen kann

PKO 2710000 23 cm, rund
 PKO 2710100 mit Kerbe
 PKO 2710200 mit Öse

Schaumstoffpolster

für PKO 2710000, 2710100 und 2710200; die Fingerschienen nach Böhler werden in das Polster hineingesteckt
 Pack = 5 Stück

KANÜLEN-FIXIERPFLASTER



HAP 900805

Cosmopor® I.V.

8 x 6 cm, selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen, zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle, hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber
Pack = 50 Stück



Cosmopor® I.V. transparent, steril

selbsthaftender Kanülenfixierverband mit transparentem, großzügigem Sichtfenster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie und stabilisierendem Vliesrahmen, sichere Fixierung durch starke Klebekraft mit hautfreundlichem Kleber

Pack = 100 Stück

6 x 5 cm

9 x 7 cm

Pack = 50 Stück

12 x 10 cm

HAP 900817

HAP 900818

HAP 900819



TRU 70035

Steriblock® Veno Kanülenfixierpflaster


steriles, sensitives Vliespflaster mit integriertem Wundkissen und schlitzförmiger Aussparung, zur Fixierung von peripheren Zugängen/Verweilkanülen, weiß, 80 x 60 mm
Pack = 50 Stück



LOH 30102

Curafix® i.v. classic

2,5 x 12,5 cm, hautfarben, aus 100% Viskose, zur Befestigung aller marktüblichen Infusionskanülen und -schläuche, mit kreisförmiger Ausstanzung, zentral geschlitzt
Pack = 20 Stück




LOH 33697

Curafix® i.v. control

6 x 7,5 cm, steril, zur Fixierung aller gängigen peripheren, venösen und arteriellen Verweilkanülen, mit Sichtfenster und mit Polsterkissen, einzeln eingeschiegelt
Pack = 50 Stück



**FIXIER-/ MULLBINDEN****miro****miro-haft fein**

kohäsive, elastische Binde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, universeller Einsatzbereich, gut modellierbar, hautfreundlich, luftdurchlässig, feine Struktur, Latex-Punktbeschichtung

MIR 335040000	20 m x 4 cm	weiß
MIR 335060000	20 m x 6 cm	weiß
MIR 335080000	20 m x 8 cm	weiß
MIR 335100000	20 m x 10 cm	weiß
MIR 335120000	20 m x 12 cm	weiß
MIR 330040000	20 m x 4 cm	rot
MIR 330060000	20 m x 6 cm	rot
MIR 330080000	20 m x 8 cm	rot
MIR 330100000	20 m x 10 cm	rot
MIR 337040000	20 m x 4 cm	blau
MIR 337060000	20 m x 6 cm	blau
MIR 337080000	20 m x 8 cm	blau
MIR 337100000	20 m x 10 cm	blau

**miro-haft krepp**

kohäsive, elastische Binde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, universeller Einsatzbereich, gut modellierbar, hautfreundlich, luftdurchlässig, gekreppte Struktur, Latex-Punktbeschichtung

MIR 635040000	20 m x 4 cm	weiß
MIR 635060000	20 m x 6 cm	weiß
MIR 635080000	20 m x 8 cm	weiß
MIR 635100000	20 m x 10 cm	weiß
MIR 635120000	20 m x 12 cm	weiß
MIR 630060000	20 m x 6 cm	rot
MIR 630080000	20 m x 8 cm	rot
MIR 630100000	20 m x 10 cm	rot
MIR 637060000	20 m x 6 cm	blau
MIR 637080000	20 m x 8 cm	blau
MIR 637100000	20 m x 10 cm	blau

**miro-fixorip**

reißbare kohäsive elastische Fixierbinde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, luftdurchlässig, wasserabweisend, latexfrei, einzeln cellophaniert
Pack = 10 Stück

MIR 520050000	4,5 m x 5,0 cm	rot
MIR 520080000	4,5 m x 7,5 cm	rot
MIR 520100000	4,5 m x 10 cm	rot
MIR 527020000	4,5 m x 2,5 cm	blau
MIR 527050000	4,5 m x 5,0 cm	blau
MIR 527080000	4,5 m x 7,5 cm	blau
MIR 527100000	4,5 m x 10 cm	blau
MIR 521050000	4,5 m x 5,0 cm	schwarz



FIXIER-/ MULLBINDEN

miro

miro-mull glatt

elastische Mullbinde mit glatter Struktur, leichter Fixierverband, weiß, anschmiegsam

Pack = 20 Stück

MIR 334040000	4 m x 4 cm
MIR 334060000	4 m x 6 cm
MIR 334080000	4 m x 8 cm
MIR 334100000	4 m x 10 cm
MIR 334120000	4 m x 12 cm



miro-mull A gekreppt

elastische Mullbinde mit gekreppter Struktur, leichter Fixierverband, weiß, anschmiegsam

Pack = 20 Stück

MIR 634040000	4 m x 4 cm
MIR 634060000	4 m x 6 cm
MIR 634080000	4 m x 8 cm
MIR 634100000	4 m x 10 cm
MIR 634120000	4 m x 12 cm



FIXIER-/ MULLBINDEN



Mollelast® haft latexfrei

weiß, kohäsive, längselastische und quer dehnbare Fixierbinde (56 % Viskose, 44 % Polyamid, naturlatexfreier synthetischer Latex) mit Webkante, haftet auf sich selbst, gedehnt

LOH 33535	20 m x 4 cm
LOH 33536	20 m x 6 cm
LOH 33537	20 m x 8 cm
LOH 33538	20 m x 10 cm
LOH 33539	20 m x 12 cm



Mollelast® Fixierbinden

weiß, längselastische Fixierbinde (56% Viskose, 44% Polyamid), luftdurchlässig und griffig, faltenarm anzulegen, mit Webkanten

LOH 19410	4 m x 4 cm	Pack = 20 Stück
LOH 34511	4 m x 6 cm	Pack = 20 Stück
LOH 34512	4 m x 8 cm	Pack = 20 Stück
LOH 34513	4 m x 10 cm	Pack = 20 Stück
LOH 19414	4 m x 12 cm	Pack = 20 Stück
LOH 19427	4 m x 6 cm	Pack = 100 Stück
LOH 19428	4 m x 8 cm	Pack = 100 Stück
LOH 19429	4 m x 10 cm	Pack = 100 Stück





BDF 48656

FIXIER-/ MULLBINDEN**Beiersdorf****Hansaplast Cohesive Bandage**

blau, 4 m x 6 cm, selbsthaftende Fixierbinde zur Befestigung und zum Schutz von Kompressen und Verbänden, klebt nicht auf der Haut oder Haaren, besonders angenehm und flexibel, hinterlässt keine Kleberückstände nach dem Ablösen, latexfrei, per Hand abreißbar

BDF 48658

**Hansaplast Fixierbinde**

weiß, 4 m x 8 cm, sanfter und luftdurchlässiger Schutz, sichere Fixierung von Kompressen und Verbänden, VE = 15 Stück

VERBANDTÜCHER**SÖHNGEN****aluderm®-Verbandtücher**

aluminiumbedampft, starke Sauglage, einzeln steril verpackt

ca. 40 x 60 cm

ca. 60 x 80 cm

ca. 80 x 120 cm

SÖH 1003204

SÖH 1003205

SÖH 1003206

**AUGENKLAPPE****SÖHNGEN****schwarz***

leicht gewölbte, feste Ausführung, mit Gummiband

SÖH 1010022



* Hier kann im Laufe des Jahres die hautfarbene Ausführung geliefert werden.

FIXIER-/ MULLBINDEN



Elastomull®

elastische Fixierbinde, latexfrei, weiß,
ohne Polypropylen

BSN 0209900	4 m x 4 cm	VE = 20 Binden
BSN 0210000	4 m x 6 cm	VE = 20 Binden
BSN 0210100	4 m x 8 cm	VE = 20 Binden
BSN 0210200	4 m x 10 cm	VE = 20 Binden
BSN 0210300	4 m x 12 cm	VE = 20 Binden
BSN 4525000	4 m x 4 cm	VE = 50 Binden
BSN 4525100	4 m x 6 cm	VE = 100 Binden
BSN 4525200	4 m x 8 cm	VE = 100 Binden
BSN 4525300	4 m x 10 cm	VE = 50 Binden



Elastomull® haft

kohäsive, elastische Fixierbinde, latexfrei, weiß

BSN 4547500	20 m x 4 cm
BSN 4547600	20 m x 6 cm
BSN 4547700	20 m x 8 cm
BSN 4547800	20 m x 10 cm
BSN 4547900	20 m x 12 cm
	VE = 6 Binden
BSN 4724600	20 m x 6 cm
BSN 4724900	20 m x 8 cm
BSN 4730300	20 m x 10 cm



Elastomull® haft color

kohäsive, elastische Fixierbinde, latexfrei

BSN 4537100	20 m x 6 cm	blau
BSN 4537200	20 m x 8 cm	blau
BSN 4537300	20 m x 10 cm	blau
BSN 4537400	20 m x 6 cm	rot
BSN 4537500	20 m x 8 cm	rot
BSN 4537600	20 m x 10 cm	rot





HAP 303310
HAP 303311
HAP 303312
HAP 303313
HAP 303314

FIXIER-/ MULLBINDEN



Peha-crepp®

superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil, gedehnt, gekräuselte Webstruktur
Pack = 20 Stück

4 m x 4 cm
4 m x 6 cm
4 m x 8 cm
4 m x 10 cm
4 m x 12 cm

Peha-haft®

kohäsive, elastische Fixierbinde
mit zweifachem Hafteffekt

4 m x 4 cm
4 m x 6 cm
4 m x 8 cm
4 m x 10 cm
4 m x 12 cm

HAP 932441
HAP 928001
HAP 928004
HAP 932444
HAP 932445

HAP 932452

4 m x 2,5 cm Pack = 8 Stück

HAP 932446
HAP 300028
HAP 300029
HAP 300026
HAP 300027

20 m x 4 cm
21 m x 6 cm
21 m x 8 cm
21 m x 10 cm
21 m x 12 cm

HAP 932476
HAP 932477
HAP 932478

20 m x 6 cm Pack = 8 Stück
20 m x 8 cm Pack = 8 Stück
20 m x 10 cm Pack = 8 Stück



BIBRAUN

Askina® Elast fine

elastische Mullbinden DIN 61634, mit Webkante,
ca. 4 m gedehnt, 54 % Polyamid, 46 % Viskose

lose im Karton

4 cm breit Pack = 20 Binden
6 cm breit Pack = 20 Binden
8 cm breit Pack = 20 Binden
10 cm breit Pack = 20 Binden
12 cm breit Pack = 20 Binden

PET 9046046
PET 9046062
PET 9046089
PET 9046100
PET 9046127



DERMAGRIP® Fixierbinde

weiße, auf sich selbst haftende Fixierbinde,
42 % Baumwolle, 29 % Viskose, 29 % Polyamid,
grob gewebt mit gekreppter Oberfläche, Dehnbarkeit 50 % (MD)

4 m x 4 cm
4 m x 6 cm
4 m x 8 cm
4 m x 10 cm

TRU 70301
TRU 70300
TRU 70310
TRU 70311



FIXIER-/ MULLBINDEN



Urgomull haft color latexfrei

elastische, kohäsive Fixierbinde zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), Dehnbarkeit ca. 105 %, zur Fixierung von beispielsweise Wundauflagen, Kathetern, Kanülen und Schienen, für Fixierverbände an runden und konischen Körperteilen

URG 510851	20 m x 6 cm	blau
URG 510852	20 m x 8 cm	blau
URG 510854	20 m x 6 cm	rot
URG 510855	20 m x 8 cm	rot



Urgomull fein

elastische Fixierbinde zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), Fixierverbände an Gelenken sowie an geraden und konischen Körperteilen, zur Befestigung von Kompressen, Kanülen und Polstermaterial, weiß

URG 510546	4 m x 6 cm	Pack = 20 Stück
URG 510547	4 m x 8 cm	Pack = 20 Stück
URG 510553	4 m x 8 cm	Pack = 100 Stück
URG 510544	4 m x 10 cm	Pack = 50 Stück



INJEKTIONSPFLASTER



Urgo wasserfest

Injektionspflaster mit Wundkissen aus Viskose und Polyolefin mit einem Schutzvlies aus Polyethylen, zur Abdeckung der Einstichstelle, hautfarben

URG 510145	1,2 x 4 cm	Pack = 420 Stück
URG 510132	2,0 x 6 cm	Pack = 500 Stück



Urgosoft

Injektionspflaster unsteril, für empfindliche Haut, anpassungsfähig, mit abgerundeten Ecken, weiß, rundum klebend, zur Abdeckung der Einstichstelle, zur äußeren Anwendung

URG 601535	2,0 x 4 cm	Pack = 500 Stück
URG 601536	2,0 x 6 cm	Pack = 500 Stück



INJEKTIONSPFLASTER**miro****miro-stripe**

Injektionspflaster zur Wundabdeckung nach Injektionen, mit Acrylat-Kleber, beige, mit Wundkomresse, fertig konfektioniert in Entnahmebox

MIR 171010000
MIR 171020000

1 x 4 cm Pack = 400 Stück
2 x 6 cm Pack = 200 Stück



MIR 171030000

miro-kidstripe

Injektionspflaster für Kinder, zur Wundabdeckung nach Injektionen, mit Acrylat-Kleber, mit Wundkomresse, in zwei verschiedenen Größen, einzeln im Peelpack

Pack = 20 Stück 12 Stück (7,2 x 1,9 cm)
8 Stück (6,3 x 1,9 cm)

miro-stripe „T“

textiles Injektionspflaster zur Wundabdeckung nach Injektionen mit Hotmelt-Kleber, mit Wundkomresse, beige, fertig konfektioniert in Entnahmebox

Pack = 500 Stück

MIR 170010000
MIR 170020000

2 x 4 cm
2 x 6 cm



MIR 173030000

miro-stripe sensitiv

2 x 4 cm, Injektionspflaster zur Wundabdeckung aus weichem non-woven Vlies, mit Acrylat-Kleber, mit Wundkomresse, weiß, anschmiegsam, als Rollenware, einzeln abreißbar, in Spenderbox

Pack = 250 Stück



INJEKTIONSPFLASTER



BSN 7929705

Leukoplast® Soft

4 x 1,9 cm, hautfarben, in Faltschachtel, für die empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an
Pack = 100 Strips



BSN 7646108

Leukoplast® Universal

4 x 1,9 cm, hautfarben, in Faltschachtel, für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen, wasser- und schmutzabweisend, hautfreundlich, atmungsaktiv
Pack = 100 Strips



BSN 7645026

Leukoplast® soft white Injektionspflaster

4 x 1,9 cm, weiß, hautfreundlich, Pflaster in Faltschachtel, fertig zugeschnitten, lose geschüttet
Pack = 500 Strips



INJEKTIONSPFLASTER



Injection Strip Injektionspflaster

von der Rolle, in der praktischen Spenderbox zum Abreißen, luftdurchlässig, aus weichem Vlies, zur Wundversorgung und zum Schutz nach der Injektion, lösungsmittelfreier, hypoallergener Hotmelt-Kleber, rundum klebend
Maße: 1,8 x 3,9 cm, Pack = 100 Stück

TRU 70481

TRU 70477

TRU 70425

color Marienkäfer

color spooky leuchtet im Dunkeln

weiß



INJEKTIONSPFLASTER**Beiersdorf**

BDF 48741

Hansaplast Soft Injektionspflaster
 4 x 1,9 cm, hautfarben, Pflaster auf der Rolle in Faltschachtel, hautfreundlich und luftdurchlässig
 Pack = 100 Strips



BDF 48694

Hansaplast Universal Water Resistant Injektionspflaster
 4 x 1,9 cm, hautfarben, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material
 Pack = 100 Stück



BDF 48702

Hansaplast Sensitive Injektionspflaster
 4 x 1,9 cm, weiß, für empfindliche Haut, hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt), schmerzlos zu entfernen, für Diabetiker geeignet, Pack = 100 Stück



SÖH 1009360

SÜHNGEN

aluderm®-aluplast Injektionspflaster
 ca. 4 x 2 cm, zur Wundversorgung nach Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen, aluderm® Wundkissen, aluminiumbedampft, keine allergischen Reaktionen, elastisches Trägermaterial
 Pack = 200 Stück



LOH 30625



Curaplast® Injektionspflaster Sensitive, 2 x 4 cm, hautfarben, Pflasterzuschnitte von der Rolle, zur schnellen und leichteren Handhabung bei Blutuntersuchungen, Injektionen, usw.
 Pack = 250 Stück

PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR



CED 51011006

Cederroth Wound Care Dispenser

leicht zugänglich und gut organisiert, für alle Arbeitsplätze, die eine Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station benötigen und an denen es häufig zu kleineren Wunden kommt

Abmessungen: L 203 x B 306 x H 155 mm

Inhalt: 40 Salvequick® Wundreiniger, 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m, 40 Salvequick® Textilpflaster, 45 Salvequick® wasserabweisende Pflaster, 21 Salvequick® Textilpflaster, 1 Spezialschlüssel



CED 490700

Salvequick® Pflasterspender

Inhalt: 40 Textilpflaster und 45 wasserabweisende Pflaster, 1 Schlüssel. Die Pflaster werden nach unten herausgezogen, um zu vermeiden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden

Abmessungen: B 23 x H 12 x T 5,5 cm



CED 6444

Salvequick® Textilpflaster

Pflaster-Nachfüllpackung, Inhalt: 40 Pflaster (24 St. 72 x 19 mm und 16 St. 72 x 25 mm)



CED 6036

Salvequick® wasserabweisende Pflaster

Pflaster-Nachfüllpackung, Inhalt: 45 Pflaster (27 St. 72 x 19 mm und 18 St. 72 x 25 mm)



Cederroth Soft Foam Bandage Blue

selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster geeignet für kleinere Wunden, haftet nicht an der Wunde oder an der Haut, latexfrei. Kälte, Nässe oder Trockenheit können der Bandage (Pflaster) nichts anhaben, löst sich auch nicht im Wasser

CED 51011010

4,5 m x 6 cm

CED 51011011

2,0 m x 6 cm





PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR



QuickFix Pflasterspender, gefüllt


23 x 13,5 x 3 cm, inkl. Befestigungsmaterial, aus Kunststoff, einfache und leichte Anwendung mit einer Hand, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst, hygienisch durch einzeln verpackte Pflasterstrips, Spender mit verschiedenen Pflastertypen befüllbar

QuickFix Pflasterspender

mit Pflastern 7,2 x 2,5 cm
inkl. 2 Nachfüllpacks

PLU 5501
PLU 5502
PLU 5503
PLU 5505
PLU 5506
PLU 5510

mit 90 **wasserfesten** Pflastern
mit 90 **elastischen** Pflastern
mit 90 **detectable** Pflastern
mit 90 **Alu** Pflastern
mit 90 **Aloe Vera** Pflastern
mit 90 **Blood Stopper** Pflastern



QuickFix Pflasterspender
mit 90 detectable Pflastern

Nachfüllpacks für

QuickFix und QuickFix UNO Pflasterspender

PLU 5511

45 **wasserfeste** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
hautfreundlich und luftdurchlässig

PLU 5512

45 **elastische** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
atmungsaktiv und anschmiegsam

PLU 5513

45 **detectable** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
mit integriertem Metallstreifen für Lebensmittelindustrie, Küchen etc.

PLU 5514

45 **Aloe Vera** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
feuchtigkeitsspendend und hautschonend

PLU 5515

45 **Alu** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage

PLU 5516

45 **Blood Stopper** Pflaster 7,2 x 2,5 cm
mit blutstillender Wirkung



PLU 5531
PLU 5532

QuickFix UNO Pflasterspender

Pflasterspender inkl. 45 Pflasterstrips elastic (7,2 x 2,5 cm), die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind, die Pflaster sind besonders atmungsaktiv

transparent
weiß

PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR



QuickFix Pflasterspender

mit Fingerverbänden 12 x 2 cm
inkl. 2 Nachfüllpacks

PLU 5528
PLU 5529

mit 60 **elastischen** Fingerverbänden
mit 60 **detectable** Fingerverbänden



Nachfüllpacks für

QuickFix und QuickFix UNO Pflasterspender

PLU 5508

Stück = 30 **elastische** Fingerverbände
atmungsaktiv und anschmiegsam,
elastic long, 12 x 2 cm

PLU 5509

Stück = 30 **detectable** Fingerverbände
mit integriertem Metallstreifen für
Lebensmittelindustrie, Küchen etc.,
detectable long, 12 x 2 cm



PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR

SÖHNGEN

aluderm®-aluplast Pflasterspender, gefüllt

bietet stets eine übersichtliche und grifffereite
Aufbewahrung, eine bedarfsgerechte Entnahme
und einfaches Nachfüllen von Wundpflastern,
ca. 16 x 12,2 x 5,7 cm, ABS-Kunststoff orange,
inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz, mit
drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel
mit Tunnelfach

SÖH 1009910

Pflasterspender **Erwachsene**

Inhalt: 115 aluderm®-aluplast Wundpflaster,
elastisch, in fünf verschiedenen Abmessungen
und Zuschneiden sowie Miniblock Notfallversor-
gungsnachweis

SÖH 1009920

Pflasterspender **Kinder**

Inhalt: 115 Wundpflaster, Miniblock Notfall-
versorgungsnachweis, Schere ca. 10 cm lang



FIXIERPFLASTER /-VLIES**3M****3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster**

vielseitig verwendbares Seidenpflaster; das zugfeste Trägermaterial sichert Verbände auch in schwierigen Situationen, es ist schnell und unkompliziert zu handhaben, da es gut reißbar ist; es ist atmungsaktiv, was eine ungestörte Hautfunktion, Sauerstoffversorgung und Transpiration garantiert



DMM 1538-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück
DMM 1538-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück
DMM 1538-2	9,1 m x 5,0 cm	Pack = 6 Stück

3M™ Micropore™ Vliespflaster

besonders hautfreundliches, Fixierpflaster aus Viskosevlies, erlaubt uneingeschränkte Hautfunktionen und ist durch den hypoallergenen Acrylat Klebstoff auch für empfindliche Haut geeignet. Es haftet ohne Kleberückstände, läßt sich durch das weiche und anschmiegsame Trägermaterial leicht anmodellieren und trägt nicht auf



DMM 1530-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück
DMM 1530-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück
DMM 1530-2	9,1 m x 5,0 cm	Pack = 6 Stück
DMM 1530S-1	1,37 m x 2,5 cm	Pack = 100 Stück

3M™ Transpore™ Fixierpflaster

transparentes, atmungsaktives Kunststoffpflaster, das längs- und querreißbar, flexibel und zur Fixation von Kanülen und Infusionsleitungen geeignet ist; eine Perforation dient der leichten Reißbarkeit



DMM 1527-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück
DMM 1527-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück
DMM 1527-2	9,1 m x 5,0 cm	Pack = 6 Stück
DMM 1527S-1	1,37 m x 2,5 cm	Pack = 100 Stück

3M™ Micropore™ S Silikonpflaster, medizinisches Pflaster

extrem hautfreundliches Silikonpflaster für Patienten mit fragiler und empfindlicher Haut oder bei Polyacrylat-Allergien, es ist sanfter und angenehmer zur Haut als herkömmliches Pflaster und kann unter minimaler Ablösung von Hautzellen und Haaren entfernt werden, repositionierbar, konstante Klebkraft, atmungsaktiv, leicht längs und quer reißbar



DMM 2770-1	5 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück
DMM 2770-2	5 m x 5,0 cm	Pack = 6 Stück
DMM 2770S-1	1,37 m x 2,5 cm	Pack = 100 Stück

FIXIERPFLASTER /VLIES



Rollpore® Heftpflaster

Spulenpflaster aus Viskose mit geringer Belastungshaftbarkeit, geeignet für häufige Verbandwechsel und empfindliche Haut, mit lösungsmittelfreiem Hot-Melt-Kleber

TRU 70055	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
TRU 70056	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
TRU 70057	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



Rollsilk® Heftpflaster

Spulenpflaster aus Kunstseide für mittlere Belastungshaftbarkeit, wasserabweisend, quer und längs reißbar und beschriftbar, mit lösungsmittelfreiem Hot-Melt-Kleber

TRU 70050	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
TRU 70051	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
TRU 70052	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



Rolltex® / Rolltex® skin Heftpflaster

Spulenpflaster aus belastbarer Viskose in hautfarben oder weiß, zugfest und wasserabweisend, strapazierfähig mit erhöhter Haftkraft und hoher Belastungshaftbarkeit, mit Zinkoxidkleber

TRU 70058	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
TRU 70059	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
TRU 70060	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



Rolltex®, weiß

TRU 70058	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
TRU 70059	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
TRU 70060	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen

Rolltex® skin, hautfarben

TRU 69001	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
TRU 69002	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
TRU 69003	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



Rollflex® Fixiervlies

vollflächig klebendes monoelastisches Vlies zur Fixierung, mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber

TRU 70046	10 m x 5 cm
TRU 70044	10 m x 10 cm
TRU 70045	10 m x 15 cm
TRU 70047	10 m x 20 cm




FIXIERPFLASTER /-VLIES**miro****miro-silikon tape**

Fixierpflaster mit Silikonkleber zur Fixierung von Kanülen, Kathetern, Sonden und Verbänden, speziell für Patienten mit empfindlicher Haut, leicht reißbar durch Perforation, beschreibbar

MIR 500020000
MIR 500040000

3,0 m x 2 cm
1,5 m x 4 cm

**miro-stretch**

Fixiervlies zur Fixierung von Kompressen und Verbänden, vollflächig klebendes, elastisches Fixiervlies, idealer Sitz an schwierigen Gelenkstellen, Hotmelt-Kleber, atmungsaktiv, weiß

MIR 170050000
MIR 170100000
MIR 170150000
MIR 170200000
MIR 170300000

10 m x 5 cm
10 m x 10 cm
10 m x 15 cm
10 m x 20 cm
10 m x 30 cm

FOLIENVERBAND**miro****miro-stretch transparent**

Folienverband zur Fixierung von Kompressen und Verbänden, vollflächig klebender, transparenter Folienverband, idealer Sitz an schwierigen Gelenkstellen, Acrylat-Kleber, atmungsaktiv, wasserfest

MIR 171050000
MIR 171100000
MIR 171150000

10 m x 5 cm
10 m x 10 cm
10 m x 15 cm



FIXIERPFLASTER /-VLIES

miro

miro-derm

Rollenpflaster aus unelastischem Baumwollgewebe zur Verbandfixierung, sehr zugfest, hohe Haftkraft durch latexfreien Zinkoxid-Kleber, beige, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, leicht reißbar durch gezackten Rand, beschreibbar

MIR 581250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
MIR 582500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
MIR 585000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



miro-silk

Rollenpflaster aus Zellulose-Acetat zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Sonden und Kompressen, weiß, Hotmelt-Kleber, leicht reißbar durch gezackten Rand, beschreibbar

MIR 501250000	5,0 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
MIR 502500000	5,0 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
MIR 505000000	5,0 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen
MIR 921250000	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
MIR 922500000	9,1 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
MIR 925000000	9,1 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



miro-pore

Rollenpflaster aus hautfreundlichem Vlies zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Kompressen und Sonden, weiß, Hotmelt-Kleber, leicht reißbar, beschreibbar, blaue Anfangsmarkierung

MIR 051250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
MIR 052500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
MIR 055000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



miro-clearfix

Rollenpflaster aus Polyethylenfolie zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Kathetern und Sonden, transparent, Hotmelt-Kleber, perforiert, längs, quer und mittig reißbar, beschreibbar

MIR 531250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen
MIR 532500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen
MIR 535000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen



FIXIERPFLASTER /-VLIES**Beiersdorf****Hansaplast vollflächige Fixierung**

zur Fixierung von Wundauflagen und Kompressen, besonders flexibel und dehnbar, atmungsaktiv, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt



BDF 48664
BDF 48762

2 m x 10 cm
10 m x 10 cm

**Hansaplast Fixierpflaster Classic**

für Schub, geeignet zur einfachen und sicheren Fixierung von Verbänden. Es bietet eine starke Klebekraft und ist von Hand reißbar

VE = 10 Rollen

BDF 48666
BDF 48667

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,50 cm

**Hansaplast Fixierpflaster Sensitive**

für Schub, geeignet zur einfachen und sicheren Fixierung von Verbänden. Das hypoallergene Fixierpflaster ist besonders für empfindliche und sensible Haut geeignet. Das Fixierpflaster ist von Hand reißbar

VE = 10 Rollen

BDF 48668
BDF 48669

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,50 cm



FIXIERPFLASTER /-VLIES



Urgosyval Rollenpflaster

für empfindliche Haut, zur Fixierung von Verbänden, leicht längs und quer reißbar, keine Fadenablösung durch gezackten Rand, hautfreundlich, gute Haftwirkung, sanft wieder abzulösen, beschriftbar, weiß, ohne Schutzring
Pack = 12 Rollen

URG 754143
URG 754144
URG 754147

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,50 cm
9 m x 2,50 cm



Urgopore Rollenpflaster

für empfindliche Haut, zur Fixierung von Wundauflagen und anderer medizinischer Ausrüstung auf spannungs- und reibungsfreien Stellen, atmungsaktiv, beschriftbar, sanft wieder abzulösen, weiß, ohne Schutzring
Pack = 12 Rollen

URG 754140
URG 754142

5 m x 2,5 cm
9 m x 2,5 cm



Urgofilm Rollenpflaster

für empfindliche Haut, zur Fixierung von Verbänden, Sonden und Kathetern, mikroperforiert, leicht längs und quer reißbar, hohe Hautverträglichkeit, gute Haftung, transparent, ohne Schutzring
Pack = 12 Rollen

URG 754136
URG 754138

5 m x 2,5 cm
9 m x 2,5 cm



FIXIERPFLASTER /-VLIES



Urgoderm Stretch Klebevlies

großflächige, elastische Verbandfixierungen, hohe Hautverträglichkeit, atmungsaktiv, dehnbar in Querrichtung, sehr anpassungsfähig, mikroperforiert, weiß

URG 554009
URG 754103
URG 554011
URG 505689

10 m x 5 cm
10 m x 10 cm
10 m x 15 cm
10 m x 20 cm



FIXIERPFLASTER /-VLIES**SÖHNGEN****SÖHNGEN®-Silk**

Heftpflaster aus weißem Taftgewebe, längs- und quer reißbar, hautverträglich, hoch zugfest, luftdurchlässig, schmerzlos zu entfernen, beschriftbar

SÖH 1009132
SÖH 1009140

ca. 5,0 m x 1,25 cm mit Schutzring
ca. 5,0 m x 2,50 cm mit Schutzring



BSN 7221700
BSN 7221600
BSN 7221601
BSN 7221602

**Fixomull® transparent**

wasser- und keimdichte Klebefolie, zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier

2 m x 10 cm
10 m x 5 cm
10 m x 10 cm
10 m x 15 cm

Fixomull® stretch

luftdurchlässiges Klebevlies, zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier

BSN 0908400 10 m x 5 cm
BSN 0908500 10 m x 10 cm
BSN 0908600 10 m x 15 cm
BSN 0908700 10 m x 20 cm
BSN 0908800 10 m x 30 cm

**Fixomull® skin sensitive**

Klebemull zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittener Abdeckfolie

BSN 7996501 5,0 m x 5,0 cm
BSN 7996502 5,0 m x 10,0 cm
BSN 7996503 5,0 m x 15,0 cm
BSN 7996504 2,0 m x 10,0 cm



FIXIERPFLASTER /-VLIES



Leukosilk®

Rollenpflaster aus weißer Acetatseide für empfindliche Haut

BSN 0103100	5,0 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen
BSN 0103200	5,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
BSN 0103400	5,0 m x 5,00 cm	VE = 6 Rollen
BSN 0956600	9,2 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen
BSN 0956700	9,2 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
BSN 0956900	9,2 m x 5,00 cm	VE = 6 Rollen



Leukoplast®

Rollenpflaster aus Zellwollgewebe, hautfarben, für normale Haut

BSN 0153100	5,0 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen
BSN 0153200	5,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
BSN 0153400	5,0 m x 5,00 cm	VE = 6 Rollen
BSN 0153600	9,2 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen
BSN 0153700	9,2 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
BSN 0153900	9,2 m x 5,00 cm	VE = 6 Rollen



Leukoplast® Skin Sensitive

Rollenpflaster aus weißer Acetatseide, zur Fixierung auf besonders empfindlicher Haut

	im Schutzring	
BSN 7617300	2,6 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen
BSN 7617301	2,6 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
BSN 7617306	1,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen
	ohne Schutzring	
BSN 7617500	2,6 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen



AUGENVERBÄNDE

TRUSETAL 
 VERBANDSTOFFWERK GMBH

Ortolux® large

steriler, ergonomischer Augenverband mit transparenter, bruchfester Schale, hypoallergen durch hochverträgliche Klebermasse (Hotmelt-Kleber), insbesondere geeignet zur Schaffung einer feuchten Kammer bei Lagophthalmus und nach LASIK-Eingriffen, der Verband ermöglicht ein großes Gesichtsfeld, Schale ca. 5,6 x 3,7 cm, Kleberand ca. 2,2 cm, nasal 3,5 cm

Beutel = 1 Stück
 Pack = 20 Stück



TRU 70107
 TRU 70108

Ortolux® Air large

steriler, ergonomischer Augenverband mit peripherer Lochung für eine angenehme Belüftung des Auges, ohne Gesichtsfeldbeeinträchtigung, besonders geeignet zum postoperativen Einsatz nach Kataraktoperation und zum mechanischen Schutz des Auges, Schale ca. 5,6 x 3,7 cm, Kleberand ca. 2,2 cm, nasal 3,5 cm

Beutel = 1 Stück
 Pack = 20 Stück



TRU 70137
 TRU 70138

Optomed®

selbstklebende, sterile Augenkompressen, anschmiegsames und luftdurchlässiges Vlies mit dicker Wundauflage und einem hochverträglichen Hotmelt-Kleber, geeignet für die schnelle und saubere Wundversorgung in der Praxis und Klinik oder für die Nachsorge durch den Patienten zu Hause, auch zur Gesichtsfeldprüfung verwendbar, Abmessungen: 9,6 x 6,6 cm

Pack = 10 Stück
 Pack = 25 Stück



TRU 70118
 TRU 70119

Optomed® oval

steriler, einzeln eingeschweißter, ovaler Wundverband, extrem dicke und saugfähige Wundauflage, die ovale Form bietet enorme Vorzüge bei der Fixierung in anatomisch schwierigen Bereichen, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, Abmessungen: 9,6 x 6,5 cm

Pack = 50 Stück

TRU 70025



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

SÖHNGEN

aluderm®-aluplast Wundpflaster

Wundpflasterstreifen am Stück, elastisch, aufgerollt, unversiegelt, im Standkarton zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf

SÖH 1009189	ca. 5 m x 4 cm
SÖH 1009198	ca. 5 m x 6 cm
SÖH 1009190	ca. 5 m x 8 cm



SÖH 1009197	aluderm®-aluplast Fingerverband durch mehrfaches Umwickeln mit dem Klebestreifen gibt der Fingerverband der Wunde einen sicheren Halt und zuverlässigen Schutz, Wundpflaster jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 18 x 2 cm Pack = 100 Stück
-------------	--



SÖH 1009183	aluderm®-aluplast Fingergelenkverband mit den formgerecht vorgeschrittenen und angepassten Klebeflächen des Wundpflasters wird die Beweglichkeit der Fingergelenke nicht eingeschränkt, elastische Wundpflaster, jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 4,0 x 7,2 cm Pack = 100 Stück
-------------	---



SÖH 1009186	aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband bei Verletzungen der Fingerkuppen werden diese mit dem aluderm® Wundkissen umschlossen und durch den speziellen Pflasterzuschnitt geschützt, Wundpflaster jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 4,3 x 7,2 cm Pack = 100 Stück
-------------	--



VERBANDPÄCKCHEN

SÖHNGEN

aluderm® Verbandpäckchen

aluminiumbedampfte aluderm®-Komresse mit starker Sauglage, auf elastische WS-Fixierbinde aufgesiegelt, stranguliert nicht, mit No-Touch-Wicklung, einzeln steril verpackt, nach DIN 13151

		Komresse
SÖH 1003371	3 m x 6 cm	ca. 6 x 8 cm
SÖH 1003372	4 m x 8 cm	ca. 8 x 10 cm
SÖH 1003373	4 m x 10 cm	ca. 10 x 12 cm



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

BSN 7645804
BSN 7645806

Leukoplast® Kids

Wundstrips mit Kindermotiven, wasser- und schmutzabweisend, Druckfarbe für Kinder unbedenklich, Pflaster einzeln eingeschiegelt

Mischpackung mit 2 Größen

4 x (3,8 x 6,3 cm) + 8 x (1,9 x 5,6 cm)

50 x (3,8 x 6,3 cm) + 50 x (1,9 x 5,6 cm)



BSN 7645000
BSN 7645001
BSN 7645002

Leukoplast® soft white

hautfreundlicher Wundschnellverband für professionelle Anwender, atmungsaktiv, hohes Sekretaufnahmevermögen, weiß

5 m x 4 cm

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm



BSN 7238000
BSN 7238001
BSN 7238002
BSN 7238003
BSN 7238004
BSN 7238005

Leukomed®

steriler Vlies-Wundverband mit Wundauflege, zur Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden

Pack = 50 Stück

Wundverband / Wundauflege

7,2 x 5,0 cm 3,8 x 2,8 cm

8,0 x 10,0 cm 4,0 x 6,0 cm

8,0 x 15,0 cm 4,0 x 11,0 cm

10,0 x 20,0 cm 5,0 x 16,0 cm

10,0 x 25,0 cm 5,0 x 20,0 cm

10,0 x 30,0 cm 5,0 x 25,0 cm



BSN 7238200
BSN 7238201
BSN 7238214

Leukomed® T plus

steriler Transparentverband mit Wundauflege, zur Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden, wasserdicht

Pack = 50 Stück

Wundverband / Wundauflege

7,2 x 5,0 cm 3,8 x 2,8 cm

8,0 x 10,0 cm 4,0 x 6,0 cm

10,0 x 20,0 cm 5,0 x 16,0 cm

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE



Leukoplast® Classic

für die schnelle Versorgung von Alltagsverletzungen, atmungsaktiv, starke Haftkraft, robust und strapazierfähig, Meterware in Faltschachtel

BSN 7929600	5 m x 4 cm
BSN 7929601	5 m x 6 cm
BSN 7929602	5 m x 8 cm



Leukoplast® Universal

für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen, wasser- und schmutzabweisend, hautfreundlich, atmungsaktiv

Strips

BSN 7646101	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück
BSN 7646100	2,8 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück
BSN 7646103	Ø 2,2 cm	Pack = 250 Stück

Finger Strips

BSN 7646107	1,9 x 12 cm	Pack = 100 Stück
-------------	-------------	------------------

Meterware

BSN 7646106	5 m x 6 cm
-------------	------------



Leukoplast® Elastic

für Wunden an konturierten und viel bewegten Körperteilen, besonders flexibel, zuverlässige Haftkraft, atmungsaktiv

Fingerkuppenpflaster

BSN 7929800	4,4 x 5 cm	Pack = 50 Stück
-------------	------------	-----------------

Finger Strips

BSN 7929801	1,9 x 12 cm	Pack = 100 Stück
BSN 7929802	1,9 x 18 cm	Pack = 100 Stück

Meterware

BSN 7929803	5 m x 4 cm
BSN 7929804	5 m x 6 cm
BSN 7929805	5 m x 8 cm



Leukoplast® Soft

für die empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an

Meterware

BSN 7929700	5 m x 4 cm
BSN 7929701	5 m x 6 cm
BSN 7929702	5 m x 8 cm

Strips

BSN 7929703	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück
BSN 7929704	2,8 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**miro****miro-plast**

Wundschnellverband zur Wundabdeckung, leicht dehnbar, Rollenware mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Kompresse, Hotmelt-Kleber, atmungsaktiv, weiß

MIR 161040000	5 m x 4 cm
MIR 161060000	5 m x 6 cm
MIR 161080000	5 m x 8 cm

miro-med

Wundschnellverband zur Wundabdeckung, Rollenware mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Kompresse, Hotmelt-Kleber, atmungsaktiv, beige

MIR 151040000	5 m x 4 cm
MIR 151060000	5 m x 6 cm
MIR 151080000	5 m x 8 cm

miro-plast steril

Wundschnellverband zur sterilen Wundabdeckung, rundum klebend mit saugfähiger Kompresse, Hotmelt-Kleber, wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv

MIR 160010000	5 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück
MIR 160020000	10 x 8 cm	Pack = 50 Stück
MIR 160030000	10 x 10 cm	Pack = 50 Stück
MIR 160040000	10 x 15 cm	Pack = 50 Stück
MIR 160050000	10 x 20 cm	Pack = 50 Stück

BIBRAUN**Askina® Soft steril**

hypoallergener, elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff, passt sich den Körperkonturen an, nichthaftende Askina® Pad-Wundauflage ermöglicht schmerzarmen Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit, sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber

PET 9086480	5 x 7,5 cm	Pack = 50 Stück
PET 9086501	9 x 5 cm	Pack = 50 Stück
PET 9086510	9 x 10 cm	Pack = 50 Stück
PET 9086528	9 x 15 cm	Pack = 40 Stück
PET 9086536	9 x 20 cm	Pack = 30 Stück

WUNDREINIGUNG

Beiersdorf

BDF 48388

Hansaplast Wundspray 50 ml

zur Behandlung von akuten Hautverletzungen wie Schürf-, Schnitt- und Risswunden sowie Brandwunden ersten und zweiten Grades, unterstützt die natürliche Wundheilung, alkoholfreie Lösung, die nicht brennt, reduziert das Infektionsrisiko



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Beiersdorf

Hansaplast CLASSIC

textiler Wundschnellverband,
Meterware in Faltschachtel

BDF 48688

5 m x 4 cm

BDF 48689

5 m x 6 cm

BDF 48690

5 m x 8 cm



Hansaplast Soft

hypoallergenes Wundpflaster für empfindliche Haut, luftdurchlässig, schmerzfrei ablösbar, auch für viel bewegte Körperstellen, Meterware in Faltschachtel

BDF 48736

5 m x 4 cm

BDF 48737

5 m x 6 cm

BDF 48738

5 m x 8 cm



Hansaplast Soft Wundstrips

zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen, besonders hautfreundlich, anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig

BDF 48739

1,9 x 7,2 cm

Pack = 100 Stück

BDF 48740

3,0 x 7,2 cm

Pack = 100 Stück



Hansaplast Universal Water Resistant

wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen

Wundstrips

BDF 48691

1,9 x 7,2 cm

Pack = 100 Stück

BDF 48695

3,0 x 7,2 cm

Pack = 100 Stück

BDF 48747

2,3 x 2,3 cm

Pack = 250 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Beiersdorf****Hansaplast Sensitive**

für empfindliche Haut hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt), schmerzlos zu entfernen, für Diabetiker geeignet

BDF 02422

Strips Pack = 40 Stück
 Inhalt: 20 Strips à 19 x 72 mm,
 10 Strips à 30 x 72 mm,
 2 Strips à 50 x 72 mm,
 8 Strips Ø 23 mm

BDF 46040

1 m x 6 cm

BDF 02424

1 m x 8 cm

BDF 48697

5 m x 4 cm

BDF 48698

5 m x 6 cm

BDF 48699

5 m x 8 cm

Meterware in Faltschachtel**Beiersdorf****Hansaplast Elastic**

speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen, atmungsaktives Material, zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen



BDF 48685

4,4 x 5 cm Pack = 50 Stück

Fingerkuppenpflaster**Meterware in Faltschachtel**

BDF 48683

5 m x 4 cm

BDF 48684

5 m x 6 cm

BDF 48367

5 m x 8 cm

Fingerstrips

BDF 48686

Pack = 100 Stück

BDF 48687

18 x 2 cm

Pack = 100 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Beiersdorf

BDF 02607

Hansaplast Elastic

Wundschnellverband, hautfarben, hautfarben, 1 m x 6 cm, für alle Arten von kleinen Verletzungen, extra starke Klebkraft, widerstandsfähiges und atmungsaktives Material, zuschneidbar, für normale Haut



BDF 45906

Hansaplast Universal

Strips, antibakterielle Silber-Ionen reduzieren das Infektionsrisiko, wasser- und schmutzabweisend, starke Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster nicht verrutscht, nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde.
Inhalt: 8 Strips à 19 x 72 mm, 6 Strips à 30 x 72 mm, 2 Strips à 50 x 72 mm, 4 Spots à Ø 23 mm
Pack = 20 Stück



BDF 48634

Hansaplast Erste Hilfe Pflastermix

optimaler Schutz im Alltag, verschiedene Pflastergrößen und -sorten für unterschiedliche Bedürfnisse
Pack = 20 Stück
Inhalt: 6 x Hansaplast Sensitive Pflaster (50 x 72 mm), 6 x wasserabweisende Hansaplast Universal Pflaster (30 x 72 mm), 4 x wasserfeste Hansaplast Aqua Protect Pflaster (65 x 25 mm), 4 x extralange Hansaplast Fingerstrips (120 x 19 mm)



BDF 48598

Hansaplast Extra Robust

Strips, 7,6 x 2,6 cm, wasserdichter Schutz für Hände und Finger, für kleinere Verletzungen, für alle Hauttypen geeignet, beim Waschen, Duschen und Baden geeignet, passt sich flexibel den Bewegungen der Finger an, schmutzabweisend, atmungsaktiv, spezielle Formen für Fingerknöchel und -spitzen, Wundauflage verklebt nicht und polstert die Wunde, zuverlässige Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster nicht verrutscht, Pack = 16 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Beiersdorf****Hansapor steril Duschpflaster**

100 % wasserdicht, transparent, atmungsaktiv, für postoperative Wunden, für Schnitt- und Schürfwunden

BDF 48757
BDF 48758

6 x 7 cm
8 x 10 cm

Pack = 25 Stück
Pack = 25 Stück



BDF 76533

Hansaplast Aqua Protect

Strips, wasserdichter Schutz für Finger, für kleinere Verletzungen, für alle Hauttypen geeignet, beim Waschen, Duschen und Baden geeignet, passt sich flexibel den Bewegungen der Finger an, spezielle Formen für Fingerknöchel und -spitzen, atmungsaktiv, schmutzabweisend, Wundauflage verklebt nicht und polstert die Wunde, zuverlässige Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster nicht verrutscht

Inhalt: 12 Strips à 25 x 65 mm,
8 Strips à 39 x 39 mm

Pack = 20 Stück



BDF 48654

Hansaplast Finger Cohesive

2,5 cm x 5 m, blau, selbsthaftender Fingerverband, schützt vor Schmutz und Bakterien, atmungsaktiv und wasserabweisend, per Hand abreißbar, latexfrei und HACCP geeignet, perfekt für die Anwendung in der Küche oder bei Handwerkstätigkeiten

SPRÜHPFLASTER**Beiersdorf****Hansaplast Sprühpflaster 32,5 ml**

wasserfest, transparent und atmungsaktiv, mit sofortiger Wirkung gegen Bakterien, für kleine Schnitt- und Schürfwunden, passt sich auch an schwierigen Stellen optimal an, einfache Ein-Hand-Anwendung, funktioniert sogar kopfüber, für 50 Anwendungen

BDF 01861



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Beiersdorf

Hansapor steril Wundverband

für postoperative Wunden und für Schnitt- und Schürfwunden, verklebt nicht mit der Wunde, besteht aus atmungsaktiven Materialien, zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus, besonders geeignet für empfindliche Haut, Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt

BDF 48650	6 x 7 cm	Pack = 3 Stück
BDF 48651	8 x 10 cm	Pack = 3 Stück
BDF 48649	10 x 15 cm	Pack = 3 Stück
BDF 48742	10 x 20 cm	Pack = 3 Stück
BDF 48645	6 x 7 cm	Pack = 25 Stück
BDF 48646	8 x 10 cm	Pack = 25 Stück
BDF 48647	10 x 15 cm	Pack = 25 Stück
BDF 48648	10 x 20 cm	Pack = 25 Stück
BDF 48637	6 x 7 cm	Pack = 100 Stück
BDF 48638	8 x 10 cm	Pack = 100 Stück
BDF 48663	10 x 15 cm	Pack = 100 Stück



BDF 48717

Hansaplast Kids Big Pack Universal

Strips 1,9 x 7,2 cm, zeigen die Lieblingscharaktere der Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet, schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien, die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde, die sichere Klebkraft lässt das Pflaster nicht verrutschen, schmerzfrei entfernbar
Pack = 100 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

LOH 30616
LOH 30617
LOH 30618

**Curaplast®-Wundschnellverband Sensitive**
mit durchlaufendem Wundkissen, gerollt

5 m x 4 cm
5 m x 6 cm
5 m x 8 cm



LOH 32890

Curapor®-Wundverband, steril

aus Vliesstoff (Polyester), weiß, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, elastisch, mit zentralem starksaugendem Wundkissen

Pack = 100 Stück

Wundverband / Wundauflage

7 x 5 cm 4 x 2,5 cm

Pack = 50 Stück

LOH 32891 10 x 8 cm 4 x 6 cm
LOH 32892 10 x 15 cm 5 x 11 cm
LOH 32893 10 x 20 cm 5 x 16 cm
LOH 32894 10 x 25 cm 5 x 20 cm
LOH 32895 10 x 30 cm 5 x 25 cm
LOH 32896 10 x 34 cm 5 x 29 cm



LOH 20468
LOH 20469

Suprasorb® F Folien-Wundverband, unsteril

selbstklebender, transparenter Wundverband, hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht und unterstützt somit die Wundheilung, für die Versorgung von nicht infizierten Wunden, wenn diese schwach exsudierend und oberflächlich sind, einfache Applikation, hoher Tragekomfort, flexibles und anschmiegsames Material, effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen (z.B. Bakterien), wasserdicht, Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbands

10 cm x 10 m
15 cm x 10 m



LOH 30626

Curaplast® rund Sensitive Wundpflaster

Ø 2,3 cm, aus elastischem, hautfarbenem Vliesstoff, mit hautfreundlichem kolophonium- und kolophoniumderivatfreiem Polyacrylatkleber, einzeln perforiert, Wundaufgabe: Ø 1,2 cm, im Spenderkarton
Pack = 100 Stück

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE



Urgosoft

weiß, für empfindliche Haut, zuschneidbar, dehnbar, sehr anpassungsfähig, atmungsaktiv, anschmiegsam, zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung



Abbildung ähnlich

URG 601537	5 m x 4 cm
URG 601538	5 m x 6 cm
URG 601539	5 m x 8 cm

Urgosterile

weiß, quer dehnbar, atmungsaktiv, anschmiegsam, hohe Hautverträglichkeit, rundum klebend, ohne Kleberückstände sanft ablösbar, spezielles Schutzvlies verhindert Verkleben mit der Wunde, zur Abdeckung postoperativer, genähter sowie traumatischer Wunden



URG 556908	53 x 70 mm	Pack = 50 Stück
URG 556909	100 x 70 mm	Pack = 50 Stück
URG 556910	100 x 90 mm	Pack = 50 Stück
URG 556914	150 x 90 mm	Pack = 20 Stück
URG 556911	200 x 90 mm	Pack = 20 Stück

Optiskin

selbstklebender, transparenter, steriler Wundverband mit Kompresse, zur Abdeckung oberflächlicher Wunden aller Art (Operationswunden, Hautabschürfungen, genähte Wunden etc.) sowie zur Abdeckung von medizinischer Ausrüstung (Sonden, Drainagen etc.)



URG 556769	53 x 70 mm	Pack = 50 Stück
URG 556757	100 x 70 mm	Pack = 50 Stück
URG 556770	100 x 90 mm	Pack = 50 Stück
URG 556771	150 x 90 mm	Pack = 20 Stück
URG 556778	200 x 90 mm	Pack = 20 Stück

SPEZIALWUNDAUFLAGEN



UrgoClean Ag

antimikrobielle Wundauflage aus polyabsorbierenden Polyacrylatfasern mit mikroadhäsiver TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz) für exsudierende chronische Wunden (Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera) und akute Wunden (Verbrennungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion



URG 551558	6 x 6 cm	Pack = 10 Stück
URG 551559	10 x 12 cm	Pack = 10 Stück
URG 552096	10 x 12 cm	Pack = 20 Stück
URG 551587	15 x 15 cm	Pack = 5 Stück
URG 551561	15 x 20 cm	Pack = 5 Stück

SPEZIALWUNDAUFLAGEN**UrgoTül**

extra flexibles Wunddistanzgitter mit gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®, für akute Wunden (z.B. Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische und postoperative Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetischer Fußulzera)



URG 510025	5 x 5 cm	Pack = 120 Stück
URG 521026	10 x 10 cm	Pack = 60 Stück
URG 510026	10 x 10 cm	Pack = 120 Stück

UrgoTül Silver

antimikrobielle Gazewundauflage bestehend aus einem Polyestergerüst mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz), für Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion wie akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)



URG 509360	5 x 5 cm	Pack = 10 Stück
URG 507588	10 x 12 cm	Pack = 10 Stück
URG 507591	15 x 20 cm	Pack = 5 Stück
URG 551999	20 x 40 cm	Pack = 5 Stück

UrgoTül Foam

10 x 12 cm, absorbierende Schaumstoffwundauflage mit gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®, für exsudierende akute Wunden mit empfindlicher Wundumgebung (z.B. Hautabschürfungen, traumatische und postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera)
Pack = 50 Stück



URG 511333

UrgoTül Foam Border

10 x 10 cm, absorbierende Schaumstoffwundauflage mit Hafrand und gelbildender TLC-Wundheilungsmatrix®, für exsudierende akute Wunden (z.B. Hautabschürfungen, traumatische und postoperative Wunden, Verbrennungen 2. Grades) und exsudierende chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera)
Pack = 50 Stück



URG 512027

UrgoTül Lite Border

8 x 8 cm, wundheilungsfördernder, nicht okklusiver Gazewundverband mit TLC Wundheilungsmatrix®, dünner Komresse und hautverträglichem Hafrand
Pack = 50 Stück



URG 513950

Abbildung ähnlich

SPEZIALWUNDAUFLAGEN



UrgoSuperabsorber

superabsorbierende Wundauflage mit Saugkern aus Natriumpolyacrylat und Viskose-Polyester, für exsudierende Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera) und andere Wunden mit starker Exsudation

Größe	Saugkern ca.	Pack	
URG 581001	10 x 10 cm	10 x 7 cm	10 Stück
URG 581002	10 x 10 cm	10 x 7 cm	25 Stück
URG 581007	20 x 20 cm	20 x 17 cm	10 Stück
URG 581008	20 x 20 cm	20 x 17 cm	25 Stück
URG 581009	20 x 20 cm	20 x 17 cm	50 Stück



UrgoSuperSuperabsorber

superabsorbierende Wundauflage mit Saugkern aus Natriumpolyacrylat und Viskose-Polyester sowie atraumatischer Wundkontaktschicht aus perforiertem Polyethylenfilm (weiß) und hydrophobem Träger aus Polypropylen-Vliesstoff (blau), für exsudierende Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, oberflächliche Verbrennungen) und andere Wunden mit starker Exsudation

Größe	Saugkern ca.	Pack	
URG 581020	10 x 10 cm	10 x 7 cm	10 Stück
URG 581021	10 x 10 cm	10 x 7 cm	25 Stück
URG 581026	20 x 20 cm	20 x 17 cm	10 Stück
URG 581027	20 x 20 cm	20 x 17 cm	25 Stück
URG 581028	20 x 20 cm	20 x 17 cm	50 Stück



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE



Cosmopor® Steril

selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit zentralem Wundkissen, einzeln eingeschelt

HAP 900833	Pack = 10 Stück
	7,2 x 5 cm
HAP 900802	Pack = 25 Stück
	10 x 6 cm
HAP 900804	15 x 6 cm
HAP 900806	10 x 8 cm
HAP 900808	15 x 8 cm
HAP 900810	20 x 8 cm
HAP 900820	10 x 10 cm
HAP 900812	20 x 10 cm
HAP 900814	25 x 10 cm
HAP 900816	35 x 10 cm
HAP 900823	15 x 15 cm
HAP 900800	Pack = 50 Stück
	7,2 x 5 cm



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERKE GMBH

Quadra® Med Square / Round

einzel eingeschweißte, weiße Pflasterstrips aus luftig weichem Vlies, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, latexfrei, die Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde, das Wundkissen ist antiseptisch (mit Chlorhexidindigluconat) bedampft, direkt griffbereit in der handlichen Spenderbox, Anwendung bei kleinen bis mittelgroßen Wunden

Pack = 100 Stück

Square (quadratisch) 38 x 38 mm

Pack = 150 Stück

Round (rund) Ø 25 mm

TRU 70075

TRU 70074

FOLIENWUNDVERBÄNDE

TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERKE GMBH

Cutiflex® Med

steriler Folienwundverband aus Polyurethan, keimsicher, wasserfest und atmungsaktiv, Dehnbarkeit 550% (MD/CD), Wundaufgabe mit 0,5% Chlorhexidindigluconat, mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber

Pack = 50 Stück

5 x 7 cm

6 x 10 cm

8 x 10 cm

10 x 12 cm

10,5 x 15 cm

10,5 x 20 cm

TRU 70616

TRU 70617

TRU 70618

TRU 70619

TRU 70620

TRU 70621

**Cutiflex® Round / Square**

einzel eingeschweißte Folienpflaster aus Polyurethan, von der Rolle durch Mikroperforation einzeln abreißbar, keimsicher, wasserfest und atmungsaktiv, Dehnbarkeit 550% (MD/CD), mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber

Pack = 150 Stück

Round (rund) Ø 25 mm

Pack = 100 Stück

Square (quadratisch) 38 x 38 mm

TRU 70007

TRU 70008



WUND(SCHNELL)VERBÄNDE



Maxi® color

5 m x 4 cm, bunter Wundschnellverband von der Rolle, die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde, Endlosverband mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

TRU 70426
TRU 70478

Motiv Fische mit Glitzer
Motiv Monster (leuchten im Dunkeln)



TRU 70488

Maxi® smile

0,5 m x 8 cm, Wundschnellverband mit lustigem Smiley-Motiv, sanft, luftig und verträglich – genau richtig für die empfindliche Kinderhaut, individuell zuschneidbar



Drop®

steriler und längselastischer Haftwundverband aus Vlies mit saugfähiger Wundauflage, abgerundete Ecken für besseren Tragekomfort, mit lösungsmittelfreiem Hot-Melt-Kleber

TRU 70435
TRU 70436
TRU 70437
TRU 70438
TRU 70439

Pack = 50 Stück
5 x 7 cm
8 x 10 cm
10 x 12 cm
10,5 x 20 cm
10,5 x 30 cm



Drop® 3D Boys & Girls

bunt, einzeln eingeschweißt und mit saugstarker Wundauflage, die Pflaster verkleben nicht mit der Wunde, besonders geeignet für empfindliche Kinderhaut, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber und 3D-Oberflächenstruktur

TRU 70462
TRU 70463

Pack = 5 Stück (2 Motive je Packung)
5 x 7 cm, Boys
5 x 7 cm, Girls

TRU 70476

Pack = 50 Stück (4 Motive je Packung)
5 x 7 cm, Boys & Girls





TRU 70610

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Forte Elastic Fingerstrips**

15 x 2 cm, extra langes Fingerpflaster aus einem strapazierfähigen, elastischen Baumwoll-Polyester-Träger, eine zusätzliche Beschichtung verstärkt die wasserabweisenden Eigenschaften, mit lösungsmittelfreiem Hotmelt-Kleber
Pack = 10 Stück

FOLIENVERBAND**Rollflex® aqua stop**

selbstklebender, wasserfester Folienverband von der Rolle ohne Wundaufgabe, verwendbar als wasserfester Sekundär- und Salbenverband, zum Fixieren von Schläuchen, Drainagen und Sonden, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

TRU 70005

2 m x 10 cm

TRU 70006

10 m x 10 cm

SPEZIALWUNDAUFLAGEN**Steriblock® Dia**

das sterile Kompressionspflaster zur sicheren und hygienischen Versorgung von Einstichstellen und kleinen Wunden aus weichem, luftigem, dehnbarem Vlies mit Superabsorber, bei Kontakt mit Flüssigkeit quillt die Wundaufgabe auf und übt eine sanfte Kompression auf die Einstichstelle aus, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

TRU 70034

weiß 86 x 25 mm

TRU 70072

beige 95 x 28 mm

**Lomatuell® PRO**

steriler Polyesterfaser-Gittertüll imprägniert mit einer Beschichtungsmasse, bestehend aus Polymermatrix (eine elastisch verformbare Fixiermasse), Vaseline und Hydrokolloid, einsetzbar bei allen oberflächlichen, akuten, chronischen und postoperativen Wunden aller Exsudationsphasen sowie für trockene Wunden einsetzbar

LOH 33616

5 x 5 cm

Pack = 8 Stück

LOH 33617

10 x 10 cm

Pack = 8 Stück

LOH 33620

10 x 10 cm

Pack = 50 Stück



SPEZIALWUNDAUFLAGEN

3M

3M™ Tegaderm™ Absorbent

transparenter, absorbierender Hydroaktivverband
Pack = 5 Stück

	Wundverband	Wundauflage
DMM 90800	7,6 x 9,5 cm	3,8 x 5,7 cm
DMM 90801	11,1 x 12,7 cm	6,0 x 7,6 cm
DMM 90803	14,2 x 15,8 cm	8,5 x 10,7 cm
DMM 90802	14,9 x 15,2 cm	10,1 x 10,1 cm
DMM 90805	20,0 x 20,3 cm	14,9 x 15,2 cm



3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Schaumverband mit Kleberand, zur Behandlung
mäßig bis stark exsudierender Wunden

	Wundverband	Wundauflage
	Pack = 5 Stück	
DMM 90619	Ø 13,9 cm rund	7,6 x 7,6 cm
DMM 90613	14,3 x 15,6 cm oval	10,0 x 11,0 cm
DMM 90616	19,0 x 22,2 cm oval	14,0 x 17,1 cm
	Pack = 10 Stück	
DMM 90615	6,9 x 6,9 cm Kleeblattform	2,5 x 2,5 cm
DMM 90614	6,9 x 7,6 cm oval	3,1 x 3,8 cm
DMM 90610	8,8 x 8,8 cm quadr.	5,5 x 5,5 cm
DMM 90611	10,0 x 11,0 cm oval	6,0 x 7,6 cm
DMM 90612	14,3 x 14,3 cm quadr.	10,0 x 10,0 cm



3M™ Tegaderm™ Silicone Foam

Silikon-Schaumverband ohne Haftrand, für die idealfeuchte Wundversorgung und einen atraumatischen Silikonanstrich

	Pack = 10 Stück	
DMM 90631	10,0 x 10,8 cm	quadratisch
DMM 90632	15,0 x 15,0 cm	quadratisch



3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border

Silikon-Schaumverband Border mit Haftrand, für die idealfeuchte Wundversorgung und einen atraumatischen Silikonanstrich

	Pack = 5 Stück	
DMM 90646	16,5 x 16,5 cm	Ferse/Ellbogen
DMM 90648	18,5 x 22,0 cm	sakral, groß
	Pack = 10 Stück	
DMM 90643	5,0 x 5,0 cm	quadratisch
DMM 90640	7,5 x 7,5 cm	quadratisch
DMM 90641	10,0 x 10,0 cm	quadratisch
DMM 90642	15,0 x 15,0 cm	quadratisch
DMM 90647	15,0 x 17,0 cm	sakral, klein





BSN 7223502
BSN 7223503
BSN 7223504

KOMPRESSEN / TUPFER



Cutisoft® Cotton Tupfer

genormte Qualität durch 100 % sauerstoffgebleichte Baumwolle nach DIN EN 14079, 20-fädig und geknotet, unsteril

walnussgroß	Beutel = 1000 Stück
pflaumengroß	Beutel = 1000 Stück
eigroß	Beutel = 500 Stück



BIBRAUN

Askina® Schlinggazetupfer

100 % Baumwolle, ohne Röntgenkontrastfaden, DIN 61630-VM 20

steril, pflaumengroß

Pack = 4 Stück
Pack = 20 Stück

unsteril, pflaumengroß

Pack = 2 Beutel á 500 Stück

unsteril, walnußgroß

Pack = 1 Beutel á 1000 Stück

PET 9016007
PET 9016015

PET 9016023

PET 9016120



Pagasling® Schlinggazetupfer

aus Verbandmull EN 14079, 20fädig, der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen, mit hohem Absorptionsvermögen

steril, VE = 20 Pack

pflaumengroß	Pack = 4 Stück
pflaumengroß	Pack = 5 Stück

steril, VE = 18 Pack

pflaumengroß	Pack = 20 Stück
eigroß	Pack = 10 Stück

unsteril

walnußgroß	Pack = 1000 Stück
pflaumengroß	Pack = 2x500 Stück

HAP 481274
HAP 481284

HAP 481414
HAP 481409

HAP 481293
HAP 481294



KOMPRESSEN / TUPFER



Gazin®-Tupfer

Schlinggazetupfer aus Verbandmull,
DIN EN 14079, 20-fädig, aus einem Mullzu-
schnitt, unsteril, ohne Röntgenkontrastfäden

LOH 15175	walnußgroß	Pack = 1000 Stück
LOH 15176	pflaumengroß	Pack = 1000 Stück
LOH 15177	eigroß	Pack = 500 Stück



KOMPRESSEN

miro

miro-mullkompressen

nach DIN EN 14079, 8-fach, 17-fädig mit
eingeschlagenen Schnittkanten

steril, Pack = 25 x 2 Stück

MIR 180110000	5 x 5 cm
MIR 180120000	7,5 x 7,5 cm
MIR 180130000	10 x 10 cm

unsteril, Pack = 100 Stück

MIR 180010000	5 x 5 cm
MIR 180020000	7,5 x 7,5 cm
MIR 180030000	10 x 10 cm



Beiersdorf

Hansaplast Kompressen

steril, 100 % Baumwolle, zur Reinigung und zum
Schutz von Wunden, absorbierend und atmungs-
aktiv, geschlossene Ränder, eingeschlagene Schnitt-
kanten ohne lockere Fäden, DIN EN 14079 Norm

BDF 48659	10 x 10 cm	Beutel = 5 x 2 Stück
BDF 48660	10 x 10 cm	Pack = 25 x 2 Stück



B|BRAUN

Askina® Mullkompressen

gefaltete Mullkomresse aus Verbandmull mit
eingeschlagener Schnittkante, DIN 14079-VM 17,
100 % Baumwolle

steril, 8-fach gelegt

Pack = 25 x 2 Stück

PET 9031200N	5 x 5 cm
PET 9031219N	7,5 x 7,5 cm
PET 9031227N	10 x 10 cm

unsteril, 8-fach gelegt

Pack = 100 Stück

PET 9031308	5 x 5 cm
PET 9031316	7,5 x 7,5 cm
PET 9031324	10 x 10 cm



KOMPRESSEN

ES-Kompressen aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten

steril, 8-fach gelegt

Beutel = 5 x 2 Stück

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

10 x 20 cm

Pack = 25 x 2 Stück

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

10 x 20 cm

unsteril, 8-fach gelegt

Pack = 100 Stück

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

unsteril, 12-fach gelegt

Pack = 100 Stück

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

10 x 12,5 cm

10 x 20 cm

Peha® Schlitzkompressen

aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, 12-fach gelegt, mit Y-Schnitt, steril

7,5 x 7,5 cm Pack = 25 x 2 Stück

10 x 10 cm Pack = 20 x 2 Stück



HAP 401621
HAP 205003
HAP 205004
HAP 401645

HAP 401721
HAP 401723
HAP 401725
HAP 401745

HAP 401821
HAP 401823
HAP 401825

HAP 401831
HAP 401833
HAP 401835
HAP 401836
HAP 401837

HAP 401503
HAP 401505



ES-Kompressen



Peha® Schlitzkompressen



Atrauman®

SPEZIAL-KOMPRESSEN**Atrauman®**

wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem

Polyestertüll, **steril**, einzeln eingeschiegelt

5 x 5 cm Pack = 10 Stück

7,5 x 10 cm Pack = 10 Stück

10 x 20 cm Pack = 30 Stück

HAP 499510
HAP 499513
HAP 499536



KOMPRESSEN



Urgo Mullkompressen

aus 100% Baumwolle, 17-fädig, aus Verbandmull nach DIN EN 14079, mit eingeschlagenen Schnittkanten, zur äußeren Wundversorgung

unsteril, 8-fach

Pack = 100 Stück

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

URG 510730

URG 510731

steril, 8-fach

Pack = 25 x 2 Stück

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

URG 510732

URG 510733

URG 510734



KURZZUGBINDEN



Urgoband Kurzzugbinden

Kurzzug-Kompressionsbandage zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), Dehnbarkeit ca. 90%, in der Kompressionstherapie, für Stütz- und Entlastungsverbände

Pack = 10 Stück

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm

5 m x 10 cm

URG 510989

URG 510990

URG 510991



ZINKLEIMBINDEN



Urgozink elast Zinkleimbinden

zur Anwendung auf intakter Haut (Medizinprodukt), längs dehnbar, gut modellierbar, halbstarr, gebrauchsfertig imprägniert

Pack = 10 Stück

5 m x 8 cm

7 m x 8 cm

7 m x 10 cm

10 m x 10 cm

URG 510504

URG 510505

URG 510508

URG 510509





MIR 114060000
MIR 114080000
MIR 114100000
MIR 114120000

UNIVERSALBINDEN

miro

miro-universal krepp

Universalbinde zum Fixieren, leichte Stütz- und Entlastungsverbände, elastisch, gekrepte Struktur, rohweiß, atmungsaktiv

Pack = 10 Stück

5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm
5 m x 12 cm



BSN
medical
an Esco company

Uniflex® color Universalbinde

farbige dauerelastische Universalbinde, Einzelbinde lose im Karton
VE = 10 Binden

grün

5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm

blau

5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm

rot

5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm

BSN 7697200
BSN 7697100
BSN 7697000

BSN 7697300
BSN 7697400
BSN 7697500

BSN 7697600
BSN 7697700
BSN 7697800



LR
LOHMANN & RAUSCHER

Lenkelast®

elastische Universalbinden, weiß
64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan

Pack = 10 Binden

5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm
5 m x 12 cm
5 m x 15 cm
5 m x 20 cm

LOH 39436
LOH 39437
LOH 39438
LOH 39440
LOH 39441
LOH 39442



KURZZUGBINDEN



Comprilan®
textilelastische Kurzzugbinde, ca. 90 % Längsdehnung
VE = 10 Binden

BSN 4538100 5 m x 6 cm
BSN 4538200 5 m x 8 cm
BSN 4538300 5 m x 10 cm
BSN 4538400 5 m x 12 cm



Compridur®
dauerelastische Kurzzugbinde, 50 % Längsdehnung
VE = 10 Binden

BSN 4539100 5 m x 6 cm
BSN 4539200 5 m x 8 cm
BSN 4539300 5 m x 10 cm
BSN 4545000 5 m x 12 cm



JOBST® Compri2 lite
Komplettsatz zur Einmalverwendung für die
Kompressionstherapie mit **reduziertem Druck**
bestehend aus 2 Binden, latexfrei

BSN 7627102 für Knöchelumfang 18 - 25 cm
BSN 7627103 für Knöchelumfang 25 - 32 cm

Set = 6 x 2 Binden
für Knöchelumfang 18 - 25 cm
für Knöchelumfang 25 - 32 cm



BSN 7627106
BSN 7627107

JOBST® Compri2
Komplettsatz zur Einmalverwendung für die
Kompressionstherapie bestehend aus 2 Binden,
latexfrei

BSN 7627100 für Knöchelumfang 18 - 25 cm
BSN 7627101 für Knöchelumfang 25 - 32 cm

Set = 6 x 2 Binden
für Knöchelumfang 18 - 25 cm
für Knöchelumfang 25 - 32 cm





MIR 220060000
MIR 220080000
MIR 220100000
MIR 220120000

KURZZUGBINDEN

miro

miro-lan

Kurzzugbinde zur Kompressionstherapie, hautfreundlich, beige, fixierte Bindenenden, waschbar, mit Verbandklammern

Pack = 10 Stück

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm

5 m x 10 cm

5 m x 12 cm



Rosidal®-Binde kräftig

100 % Baumwolle, hautfarben

mit Verbandklammern (außer 4 cm Binde), einzeln in Faltschachtel

5 m x 4 cm

5 m x 6 cm

5 m x 8 cm

5 m x 10 cm

5 m x 12 cm

mit Verbandklammern, lose im Karton,

Pack = 10 Binden

5 m x 8 cm

5 m x 10 cm

5 m x 12 cm



LOH 22199
LOH 22200
LOH 34213
LOH 34214
LOH 34215



LOH 22250
LOH 22251
LOH 22252

IDEALBINDEN

miro

miro-ideal

dauerelastische Idealbinde, als Fixierverband, für Stütz- und Entlastungsverbände, als Fixierung von Schienenverbänden, fester und dauerhafter Sitz, ohne Verbandklammern

Pack = 10 Stück

weiß

MIR 104040000 5 m x 4 cm

MIR 104060000 5 m x 6 cm

MIR 104080000 5 m x 8 cm

MIR 104100000 5 m x 10 cm

MIR 104120000 5 m x 12 cm

MIR 104150000 5 m x 15 cm

rot

MIR 154080000 5 m x 8 cm

MIR 154100000 5 m x 10 cm

blau

MIR 164060000 5 m x 6 cm

MIR 164080000 5 m x 8 cm

MIR 164100000 5 m x 10 cm



IDEALBINDEN



Lenkideal® weiß

dauerelastische Idealbinde, ohne Verbandklammern, 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan

Pack = 10 Stück

LOH 19580	5 m x 4 cm
LOH 19581	5 m x 6 cm
LOH 19582	5 m x 8 cm
LOH 19583	5 m x 10 cm
LOH 19584	5 m x 12 cm
LOH 19585	5 m x 15 cm
LOH 19586	5 m x 20 cm



Idealbinden

mit Schlingkante, DIN 61632, gedehnt, lose im Karton, ohne Verbandklammern, 100 % Baumwolle

Pack = 10 Binden

LOH 14110	5 m x 4 cm
LOH 14111	5 m x 6 cm
LOH 14112	5 m x 8 cm
LOH 14113	5 m x 10 cm
LOH 14114	5 m x 12 cm
LOH 14115	5 m x 15 cm
LOH 14116	5 m x 20 cm
LOH 14118	5 m x 30 cm



B|BRAUN

Askina® Ideal

Idealbinde DIN 61632, Schlingkante, mit Aufreißband, gedehnt, ohne Verbandklammern, lose im Karton

Pack = 10 Binden

PET 9041508	5 m x 6 cm
PET 9041516	5 m x 8 cm
PET 9041524	5 m x 10 cm
PET 9041532	5 m x 12 cm



VERBANDKLAMMERN



mit Gummiband
Pack = 500 Stück

LOH 154915	Gummizug weiß
LOH 154916	Gummizug beige





MIR 204060000
MIR 204080000
MIR 204100000
MIR 204120000

LANGZUGBINDEN

miro

miro-longelast

Langzugbinde zur Kompressionstherapie, hautfreundlich, hautfarben, fixierte Bindenenden, waschbar, mit Verbandklammern

Pack = 8 Stück
7 m x 6 cm
7 m x 8 cm
7 m x 10 cm
7 m x 12 cm



MIR 550060000
MIR 550080000
MIR 550100000

KLEBE-/PFLASTERBINDEN

miro

miro-acryl

Klebebinde für lokale Kompressionsbehandlung und funktionelle Verbände, längselastisch, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, latexfrei, hautfarben

2,5 m x 6 cm
2,5 m x 8 cm
2,5 m x 10 cm



MIR 923210000
MIR 933210000
MIR 943210000

miro-tape

Pflasterbinde für funktionelle Verbände, unelastisches, zugfestes Sporttape, starker Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, quer und längs reißbar

Pack = 12 Stück
10 m x 3,75 cm weiß
10 m x 3,75 cm blau
10 m x 3,75 cm rot



BSN 0220500
BSN 0238100
BSN 0926300
BSN 0931700
BSN 0931800
BSN 0931900



Leukotape® classic

unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände, 10 m x 3,75 cm, VE = 12 Rollen

weiß
schwarz
gelb
rot
blau
grün

SCHLAUCHVERBÄNDE



tg®-fix Netzverband

hochelastischer Schlauchverband, weiß, aus polyamid-umspinnenen Gummifäden und gekräuseltem Polyamidgarn nahtlos gestrickt (71% Polyamid, 29% Elastodien), **25 m lang**

LOH 24250	Gr. A	Finger
LOH 24251	Gr. B	kleine Extremität
LOH 24252	Gr. C	große Extremität
LOH 24253	Gr. D	großen Kopf, kleinen Rumpf
LOH 24254	Gr. E	großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle



tg®-Schlauchverband, weiß

nahtlos gestrickter Schlauchverband (67% Baumwolle und 33% Viskose), hohe Dehnfähigkeit, für individuelle Unterzüge sowie zur Fixierung von Wundverbänden und für Extensionsverbände

LOH 24000	20 m x 1,4 cm	Gr. 1	Finger, Zehe
LOH 24001	20 m x 2,3 cm	Gr. 2	Finger, Zehen
LOH 24002	20 m x 3,0 cm	Gr. 3	mehrere Finger, Kinderarm
LOH 24003	20 m x 5,5 cm	Gr. 5	Arm, Unterschenkel, Kinderbein
LOH 24004	20 m x 6,5 cm	Gr. 6	Arm, Bein (mittel)
LOH 24005	20 m x 7,0 cm	Gr. 7	Arm (groß), Bein, Kinderkopf
LOH 24006	20 m x 8,5 cm	Gr. 9	Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle



SCHLAUCHVERBÄNDE

miro

miro-fix H

Netzschlauchverband zur schnellen Verbandfixierung, mit hohem Baumwollanteil, laufmaschenfest, salbenresistent, Länge 25 m

MIR 004310000	Gr. A/1	Finger
MIR 004320000	Gr. A	Hand, Arm, Fuß
MIR 004330000	Gr. B	Fuß, Knie, Kopf
MIR 004340000	Gr. C	Kopf, Arm, Fuß, Kinderrumpf
MIR 004350000	Gr. D	Bein, mittlerer Rumpf
MIR 004360000	Gr. E	Rumpf



SCHLAUCHVERBÄNDE**miro****miro-tubiquick**

dauerelastischer Schlauchverband mit Farbken-
nung als Hautschutz (Unterzug) bei starren und
halbstarren Verbänden, bei klebenden und entlas-
tenden Verbänden, sowie zur Fixierung bei Sal-
benverbänden, nahtlos gewirkter Schlauch

MIR 920010000	10 m x 3,5 cm	Gr. 1 rot	kleine Gliedmaßen
MIR 920020000	10 m x 5,5 cm	Gr. 2 grün	mittlere Gliedmaßen
MIR 920030000	10 m x 8,0 cm	Gr. 3 blau	große Gliedmaßen
MIR 920040000	10 m x 10,75 cm	Gr. 4 gelb	sehr große Gliedmaßen
MIR 920050000	10 m x 17,50 cm	Gr. 5 beige	Rumpf

**miro-tube**

elastischer Trikotschlauchverband als Hautschutz
(Unterzug) bei starren und halbstarren Verbänden,
bei klebenden und entlastenden Verbänden sowie
bei Salbenverbänden, nahtlos gewirkter Schlauch

MIR 900100000	20 m x 1,5 cm	Gr. 1	Finger
MIR 900120000	20 m x 2,5 cm	Gr. 2	großer Finger
MIR 900130000	20 m x 4,0 cm	Gr. 3	Hände
MIR 900140000	20 m x 6,0 cm	Gr. 4	Arme
MIR 900150000	20 m x 8,0 cm	Gr. 5	Kinderkopf
MIR 900160000	20 m x 10 cm	Gr. 6	Kopf, Knie, Oberschenkel
MIR 900260000	20 m x 12 cm	Gr. 6a	großer Oberschenkel
MIR 900170000	20 m x 16 cm	Gr. 7	Rumpf
MIR 900180000	20 m x 21 cm	Gr. 8	großer Rumpf

**miro-last**

dauerelastische Kompressionsschlauchbandage
zum Stützen und Entlasten, postoperativer Kom-
pressionsverband, hohe Elastizität, gleichmäßige
Druckverteilung

MIR 910010000	10 m x 4,50 cm	Gr. A	Kinderarme, Füße
MIR 910020000	10 m x 6,25 cm	Gr. B	kleine Hände, Arme, Füße
MIR 910030000	10 m x 6,75 cm	Gr. C	Hände, Arme, Füße
MIR 910040000	10 m x 7,50 cm	Gr. D	große Hände, Füße
MIR 910050000	10 m x 8,75 cm	Gr. E	große Arme, Beine, Knie
MIR 910060000	10 m x 10,0 cm	Gr. F	Oberschenkel, Knie, große Arme
MIR 910070000	10 m x 12,0 cm	Gr. G	großer Oberschenkel
MIR 910080000	10 m x 17,5 cm	Gr. J	Rumpf, klein
MIR 910090000	10 m x 21,5 cm	Gr. K	Rumpf, mittel
MIR 910110000	10 m x 32,5 cm	Gr. L	Rumpf, groß
MIR 910120000	10 m x 37,5 cm	Gr. M	Rumpf, extra-groß



GIPSSÄGE UND ZUBEHÖR



MEG 619220

Gipssäge

robuste Konstruktion, hohe Belastbarkeit im Dauerbetrieb, vibrationsarm, wartungsarm, Leistung 500 Watt, 230 V, 50 Hz, Lastkompensation mit Blockierschutz bei Überlastung, Netzanschluss-Sicherung innerhalb der Gerätezu-leitung, stufenlose Drehzahl (Oscillation) von 6.500 bis 24.000 einstellbar über Stufenwählschalter, leichte Ausführung und handliche Griffgröße, Anschlusskabel 5 m lang, inkl. 2 Sägeblättern 50 mm und 65 mm und 1 Paar Gabelschlüssel



MEG 619227

Sägeblätter, gehärtet

50 mm für Kunststoff

MEG 619228

65 mm für Kunststoff, extra hart

MEG 619231

Befestigungsschraube für Sägeblatt

MEG 619232

Festhaltering für Sägeblatt

MEG 619233

Gabelschlüssel für MEG 619220



UNTERZUGBINDEN

miro

miro-soft

Polsterbinde zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände, hautverträglich, ohne chemische Bindemittel, synthetisches Vlies

Pack = 12 Stück

MIR 178060000

3 m x 6 cm

MIR 178080000

3 m x 8 cm

MIR 178100000

3 m x 10 cm

MIR 178120000

3 m x 12 cm

MIR 178150000

3 m x 15 cm



miro-pretape

Unterzugbinde als Unterzug unter Tape- und Klebeverbände (Hautschutz), extrem dünne, offenporige Binde, anschmiegsam, rutschfest, Farbe: gelb

Pack = 10 Stück

MIR 727500000

27 m x 6,50 cm





MIR 133000000
MIR 133010000
MIR 133020000



BSN 7142000
BSN 7142100
BSN 7141500
BSN 7141600



BSN 4722200
BSN 4722300
BSN 4722500

BSN 4722600
BSN 4723500



MIR 109050000
MIR 108050000
MIR 109070000
MIR 108070000
MIR 108100000



BSN 4509000
BSN 4509100
BSN 4509200
BSN 4509400

GIPSBINDEN

miro

miro-castlonguette

orthopädisches Schienensmaterial aus Glasfasergewebe mit Polyurethanharz beschichtet, beidseitig gepolstert, atmungsaktiv, in Aluminiumschlauch auf der Rolle

4,5 m x 5,0 cm
4,5 m x 7,5 cm
4,5 m x 10,0 cm



Dynacast® Prelude

synthetisches Schienensystem aus Glasfasergewebe, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher, beidseitig aufgebrachtener Polypropylen-Polsterung, in Aluminiumschlauch aufgerollt

Meterware

4,6 m x 5,0 cm
4,6 m x 7,5 cm
4,6 m x 10,0 cm
4,6 m x 12,5 cm

vorgeschnittene Schiene

eingeschweißt in Aluminium

Pack = 5 Stück
7,5 cm x 30,0 cm
7,5 cm x 40,0 cm
10,0 cm x 40,0 cm
Pack = 4 Stück
10,0 cm x 76,0 cm
12,5 cm x 76,0 cm

ZINKLEIMBINDEN

miro

miro-zinkleimbinde

für halbstarre Dauerverbände, elastische Mullbinde mit modifiziertem Zinkleim, einzeln im Alubeutel

Pack = 10 Stück
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm
7 m x 8 cm
7 m x 10 cm
10 m x 10 cm



Gelocast® elastic

gebrauchsfertige Zink-Gel-Binden für halbstarre Dauerverbände, mit elastischem Trägergewebe
VE = 10 Binden

7 m x 8 cm
10 m x 8 cm
7 m x 10 cm
10 m x 10 cm

WUNDDRAINAGE



Large-Lock Konnektor, jedes Set komplett mit Verbindungsschlauch und Stufenkonnektor für Drains Ch. 6 - Ch. 18, mit Vakuumindeikator zur Funktionskontrolle, steril verpackt, latexfrei

VE = 60 Sets / 60 Flaschen

MEG 121420

Redon-Set 200 ml

MEG 121422

Ersatz-Redonflasche 200 ml

VE = 50 Sets / 50 Flaschen

MEG 121440

Redon-Set 400 ml

MEG 121444

Ersatz-Redonflasche 400 ml



Hochvakuum-System zur postoperativen Wunddrainage

steril verpackt, latex- und DEHP-frei

VE = 25 Flaschen

ORI VK00412

ORIFLEX II - 450 ml

Drainage-Flasche 450 ml, Schlauchlänge 108 cm, Skalenteil glasklar, Vakuumanzeige, 2 Schiebeklemmen in weiß, Abschneideverbinder rot und QL-Verschraubung

ORI VK00096

ORIFLEX II - Wechselflasche 450 ml

Drainage-Flasche, Skalenteil glasklar, Vakuumanzeige, Schiebeklemme weiß, inkl. Aufhängeschlaufe

ORI VK00378

Redon-Verbindungsschlauch Universal

108 cm, zum Anschluss von Redon-Drainagen, für Ch. 6-18, steril verpackt, latexfrei, mit Abschneideverbinder rot
Pack = 50 Stück



ORIFLEX II - 450 ml

Redon-Drains

zur Verwendung mit Hochvakuumdrainagesystemen, 50 cm lang, 7 cm kreuzperforiert, mit Röntgenkontraststreifen und drei Sicherheitsmarkierungen, steril verpackt, latexfrei
Pack = 100 Stück

ORI VK00058

Ch. 6

ORI VK00067

Ch. 8

ORI VK00072

Ch. 10

ORI VK00076

Ch. 12

ORI VK00079

Ch. 14

ORI VK00082

Ch. 16

ORI VK00086

Ch. 18





MEG 163001
MEG 163002
MEG 163003

ZELLSTOFF



Zellstoff

in Lagen, Karton = 15 kg

ungebleicht 40 x 60 cm
ungebleicht 20 x 20 cm
hochgebleicht 40 x 60 cm

WARZENENTFERNUNGS-HILFSMITTEL



Histofreezer®

kryotherapeutisches System für die unkomplizierte und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen

small

Pack = 2 Sprühdosen à 80 ml
und 60 Applikatoren (2 mm)

medium

Pack = 2 Sprühdosen à 80 ml
und 52 Applikatoren (5 mm)



BSN 7217908

BSN 7217909

INSEKTENSTICHBEHANDLUNG

MOUSTI-Click®

Erste-Hilfe gegen Insektenstiche

ist in vielen Fällen eine Hilfe zur Beseitigung der lästigen und juckenden Folgen von Mückenstichen. Die Funktion von MOUSTI-Click® basiert auf Piezoelektrizität. MOUSTI-Click® ist klinisch getestet und löst keine Allergie aus, es ist kleiner als ein herkömmliches Einwegfeuerzeug, für Kinder ab 6 Monate geeignet, behandelt ca. 4.000 Insektenstiche, hat 25.000 Click-Ladungen, wiegt nur 10 Gramm, funktioniert ohne Batterie, es passt in jede Tasche

MEG 565000



INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

PAR 085G3800

PARI XLent®

Zur zielgenauen Behandlung der oberen Atemwege für Anwender jeden Alters. Mit seinen XL-Tröpfchen erzielt PARI XLent® eine Medikamentendeposition in den oberen und zentralen Atemwegen und eignet sich deshalb besonders gut für die Behandlung von Krupp-Syndrom, Laryngitis oder Pharyngitis. Inkl. BABY Maske Gr. 2, BABY Winkel, Mundstück und Erwachsenenmaske soft



PAR 130G1200

PARI BOY® Classic

Der Allrounder bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen. Der PARI BOY® Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden. Inhalationszeiten unter 5 Minuten bei 2,5 ml Inhalationslösung. PARI LC SPRINT® Vernebler für eine effiziente Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten. Mit PIF-Control, dem integrierten „Trainings-Tool“. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Mundstück, Anschlusschlauch



PAR 130G1300

PARI BOY® Junior

Mit variablem Tröpfchenspektrum – speziell für die Therapie von Babys und Kleinkindern. Inhalationszeiten unter 7 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung. BABY Maske und BABY Winkel für eine bequeme und effektive Therapie im Sitzen oder Liegen. Zusätzlicher roter Düsenaufsatz für extra feine Tröpfchen speziell für Babys mit stark verengten Atemwegen. Das integrierte PIF-Control unterstützt das Erlernen einer effektiven Inhalationstechnik. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Junior Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz gelb), zusätzlicher Düsenaufsatz (rot), Mundstück, BABY Maske Gr. 2, BABY Winkel, Anschlusschlauch



PAR 130G1000

PARI BOY® Pro

Flexibel und mit variablem Tröpfchenspektrum für die Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen. Der PARI BOY® Pro ist der Richtige für Patienten, die eine umfangreiche Extraausstattung benötigen. Inhalationszeiten unter 5 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung. Optionale Intervallverneblung für eine kombinierte Physiotherapie. Das PARI PEP S System verknüpft zeitsparend Physio- und Inhalationstherapie. Ausgestattet mit dem PARI LC Sprint® Vernebler mit variablem Tröpfchenspektrum dank blauem und rotem Düsenaufsatz. Mit PIF-Control, dem integrierten „Trainings-Tool“. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Mundstück, Erwachsenenmaske soft, LC Unterbrecher, zusätzlicher Düsenaufsatz (rot), Anschlusschlauch, PEP S System



INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

PAR 152G1000

PARI COMPACT2

Der Allrounder für Groß und Klein, ist bei allen Altersgruppen (ab 6 Monate) und Anwendungsgebieten (z.B. Erkältung, akute/chronische Bronchitis, Asthma) einsetzbar. Der PARI LC SPRINT COMPACT Vernebler sorgt für eine hohe Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten. Durch eine einfache Handhabung und eine sichere Hygiene auch ohne Chemie ist PARI COMPACT2 auch besonders für Kinder und ältere Patienten geeignet. Ausstattung: PARI COMPACT2 Kompressor, PARI LC SPRINT COMPACT Vernebler, Mundstück, PARI Baby- maske soft, PARI Kindermaske soft, Anschlusschlauch



PAR 152G1300

PARI COMPACT2 Junior

Bewährt in der Inhalationstherapie für Babys und Kleinkinder. Kompressor in gewohnter PARI Qualität mit bewährtem LC PLUS® Vernebler. Einfache Handhabung und sichere Hygiene. Inkl. Mundstück sowie BABY-Maske Gr. 2 und BABY Winkel für die Inhalation im Sitzen und Liegen. Ausstattung: PARI COMPACT2 Kompressor, PARI LC PLUS® Baby Vernebler, Mundstück, PARI BABY Maske und BABY Winkel, Anschlusschlauch



PAR 128G1000

PARI SINUS2

Für eine punktgenaue und schonende Behandlung der Sinusitis. PARI SINUS2 ist ein Verneblersystem zur Therapie der Nasennebenhöhlen bei Sinusitis. Er erzeugt ein pulsierendes Aerosol, welches das Medikament oder die Salzlösung genau dorthin bringt wo es gebraucht wird – in die Nasennebenhöhlen. Mit einem PARI LC-Sprint® Vernebler ist PARI SINUS2 auch für die Therapie der unteren Atemwege einsetzbar. Er ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet und aufgrund seiner Vielseitigkeit ein idealer Begleiter für die ganze Familie. Ausstattung: Inhalationsgerät, PARI LC SPRINT SINUS Vernebler, Nasenstöpsel, PARI SINUS Schlauchsystem



PAR 055G1200

PARI BOY® free

Kleines und sehr leichtes Inhalationsgerät mit moderner Membrantechnologie für den Betrieb am Netz oder mit Batterien bzw. Akkus. Geeignet für Patienten, die an einer akuten oder chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege leiden und von einer schnellen und effizienten Aerosoltherapie ebenso profitieren möchten wie von maximaler Mobilität bei einfacher Handhabung. Das ergonomische Design und wenige Einzelteile unterstützen eine einfache Bedienung. Die geräuschlose Anwendung gewährleistet eine unauffällige, entspannte Therapie. Inkl. PARI BOY® free Membranvernebler, Steuerungseinheit, Mundstück universell, SMARTMASK Baby, Steckernetzteil, Tragetasche und Membranreinigungshilfe



INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR




PARI ProtECT® Inhalationslösung

mit natürlichem Ectoin. Zum natürlichen Schutz und zur Befeuchtung der Atemwege. Ob Krankheitserreger, Allergene oder trockene Luft - PARI ProtECT® eignet sich zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Atemwegserkrankungen. Ectoin schützt die Schleimhäute und verhindert deren Austrocknung. Die isotone Kochsalzlösung besteht aus 1,3% Ectoin, Meersalz und Wasser und ist für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet. Steril und ohne Konservierungsstoffe. In allen modernen Inhalationsgeräte einsetzbar.

PAR 077G6002
PAR 077G6000
PAR 077G6003

Pack = 10 Ampullen à 2,5 ml
Pack = 20 Ampullen à 2,5 ml
Pack = 60 Ampullen à 2,5 ml



ATEMTHERAPIEGERÄTE



PAR 018G5000

PARI O-PEP

Atemtherapiegerät zur Sekretmobilisierung in den unteren Atemwegen, zur Stärkung der Atemwege und zur Reduzierung der Kurzatmigkeit. Inkl. Umhängeband und kleiner Transporttasche



MEG 690495

Shaker classic

Atemphysiotherapiegerät zur Mobilisation von festsitzendem, zähem Bronchialschleim (auch bei verengten Atemwegen), wie z.B. bei Patienten mit chronischer Bronchitis, chronisch-obstruktiver Bronchitis (COPD), Asthma bronchiale, Lungenemphysem, Bronchiektasen oder Mukoviszidose. Durch das zusätzliche Mundstück ist der Einsatz für Kinder und ältere Menschen optimiert worden. Der Shaker kann in dem mitgelieferten Transportbeutel auch unterwegs sicher mitgeführt werden



INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR**OMRON**

OMR NE-C101-D

OMRON Compact C101

Kompressor-Inhalationsgerät, dient der Behandlung von Erkrankungen der unteren Atemwege wie Asthma, Bronchitis, Allergien; mit kurzer Behandlungsdauer von 7 Min. für 2,5 ml Inhalat, Verneblungsrate: 0,35 ml/min, einfache Handhabung und Reinigung; inkl. Vernebler-Set, Luftschlauch (PVC, 100 cm), 3 Ersatzluftfilter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske und Adapter, 2 Gummibänder, Nasenstück und Netzteil
Maße (BxHxT): 14,5 x 18,2 x 12,4 cm



OMR NE-C105-D

OMRON CompAir C28P

professionelles Kompressor-Inhalationsgerät, Verneblungsrate (0,9% NaCl): 0,23 ml/min mit A.V.T. (Mundstück), 0,40 ml/min ohne A.V.T. (Maske), schnelle Verneblungszeiten, leicht zu reinigen, einfache Ein-Knopf-Bedienung, deckt ein großes medizinisches Anwendungsfeld ab, inkl. Vernebler-Set, Erwachsenenmaske (PP+TPE), Kindermaske (PP+TPE), Luftschlauch (PVC, 150 cm), 5 Ersatzluftfilter, Mundstück-Set, Adapter, Aufbewahrungstasche
Maße (BxHxT): 18 x 10,4 x 18 cm



OMR NEB-ASKIT-11

Inhalations-Zubehörset

für OMRON Compact C101,
Inhalt: Vernebler-Set, Adapter, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske (PVC), Kindermaske (PVC), Luftschlauch, Luftfilter

Inhalations-Zubehörset

OMRON

OMR NE-U100-E

OMRON MicroAIR U100

batteriebetriebenes, kleines, tragbares Inhalationsgerät für die effiziente Behandlung von Atemwegserkrankungen vom einfachen Husten bis zum Asthma, Verneblungsrate durchschnittlich > 0,25 ml/min., in allen Positionen einsetzbar, auch im Liegen, einfache Ein-Knopf-Bedienung, vernebelt bis zum letzten Tropfen, hygienisch, einfach zu reinigen, inkl. Hauptgeräteabdeckung, Medikamentenbehälter, Verneblermembranabdeckung, Maskenadapter, Mundstück, 2 Batterien, Kinder- und Erwachsenenmaske (PVC) und Aufbewahrungstasche
Maße (BxHxT): 4,5 x 13 x 6 cm

OMR NEB-AC-10E

Netzteil für OMRON MicroAIR U100
100 - 240 V / 50 - 60 Hz

SAUERSTOFF-MEDIZIN



MEG 125960

Sauerstoffbrille

für Erwachsene und Kinder, transparenter Doppelkatheter mit superweichem Nasenansatz, liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung, mit 210 cm O₂-Sicherheitsschlauch, einzeln steril verpackt



MEG 125970

Sauerstoff-Maske

für Erwachsene, mit Nasenclip, 210 cm langer Schlauch, mit Gummibändern und Universal-konnektor, latexfrei, aus PVC, einzeln steril verpackt



Sauerstoff-Verbindungsschlauch

grün-transparent, mit zwei Softverbindern, latexfrei, aus PVC, einzeln EO-GAS steril verpackt

MEG 125980

210 cm

MEG 125983

400 cm



MEG 125985

Schlauchverbinder

unsteril, für O₂-Brille und O₂-Verbindungsschlauch, aus Kunststoff, latexfrei, grün
VE = 30 Stück

SAUERSTOFF-GERÄTE



WEI 3675

Sauerstoff-Gerät

mit Sauerstoff-Flasche
Lieferumfang: Sauerstoff-Flasche 0,8 l x 200 bar, leer, OXYWAY Fix I Druckminderer für Sauerstoff, fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 l/min mit Abgang nach unten, Einweg-Sauerstoffschlauch 1,8 m lang und Winkelanschlussstülle UNF 9/16



Abbildung ähnlich

WEI 3607

Sauerstoff-Gerät

mit Sauerstoff-Flasche
Lieferumfang: Sauerstoff-Flasche 0,8 l x 200 bar, leer OXYWAY Fine I Druckminderer für Sauerstoff, stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 - 15 l/min, Einweg-Sauerstoffschlauch 1,8 m lang und Winkelanschlussstülle



Abbildung ähnlich

WEI 35782

Einweg-Sauerstoffeingangsschlauch

1,8 m



MEG 950771

FLASCHENFAHRGESTELL

Flaschenfahrgestell mit massivem Stahlblechsockel, für 10 Ltr. Sauerstoff-Flasche, 5 Laufrollen, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, Oberfläche weiß Pulverlack beschichtet, in zwei Teile zerlegbar

KATHETER**Sauerstoff-Katheter mit Kompresse**

grün, 40 cm lang, zentral offen, PU-Kompresse geklebt, farbiger Ansatz (m), steril, latexfrei
VE = 100 Stück

MEG 125808
MEG 125810
MEG 125812
MEG 125814

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün

**Frauen-Katheter**

18 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC, latexfrei
VE = 100 Stück

MEG 125606
MEG 125608
MEG 125610
MEG 125612
MEG 125614
MEG 125616
MEG 125618

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot



KATHETER



Nelaton-Katheter

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC
VE = 100 Stück

MEG 125206
MEG 125208
MEG 125210
MEG 125212
MEG 125214
MEG 125216
MEG 125218
MEG 125220
MEG 125222

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett



Darmrohre, steril

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen
VE = 100 Stück

MEG 125518
MEG 125520
MEG 125522
MEG 125525
MEG 125528
MEG 125530
MEG 125532
MEG 125535

Größe	Code
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 25	blau
Ch. 28	grün
Ch. 30	dunkelgrau
Ch. 32	braun
Ch. 35	grau



Tiemann-Katheter, steril

40 cm lang, gebogene Spitze, 2 seitliche Augen, Material: PVC, VE = 100 Stück

MEG 125108
MEG 125110
MEG 125112
MEG 125114
MEG 125116
MEG 125118
MEG 125120
MEG 125122
MEG 125124

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 24	dunkelblau



KATHETER

Absaug-Katheter, gerade

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 75
VE = 100 Stück

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb



MEG 125306
MEG 125308
MEG 125310
MEG 125312
MEG 125314
MEG 125316
MEG 125318
MEG 125320

Absaug-Katheter, gebogene Spitze

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 70, silikonisiert
VE = 100 Stück

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot



MEG 125408
MEG 125410
MEG 125412
MEG 125414
MEG 125416
MEG 125418

Absaug-Katheter für Tracheostomietuben

26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC
VE = 100 Stück

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot



MEG 125008
MEG 125010
MEG 125012
MEG 125014
MEG 125016
MEG 125018


Absaug-Katheter für Tracheostomietuben

mit K-Ventil, 26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC
VE = 500 Stück

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot



MEG 125908
MEG 125910
MEG 125912
MEG 125914
MEG 125916
MEG 125918

DARMROHRE

MEG 400091

Darmrohr 16 mm

nur zum Einmalgebrauch, blau, einteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 7 mm, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, zentrale Öffnung und 4 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Länge 16 cm
VE = 10 Stück



MEG 400092

**Darmrohr 16 mm
mit Ballon und Klemme**

nur zum Einmalgebrauch, blau, einteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 8 mm, innenliegende Luftzufuhr, mit transparentem Rückschlagventil, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, weicher Silikonballon mit Luer-Lock Anschluss, zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Länge 15,5 cm
VE = 10 Stück



MEG 400093

**Darmrohr 16 mm
mit Ballon, Klemme und Schlauchverlängerung**

nur zum Einmalgebrauch, zweiteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 8 mm, innenliegende Luftzufuhr, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, weicher Silikonballon mit Trichteranschluss, zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Gesamtlänge 38 cm inkl. Schlauchverlängerung
VE = 10 Stück



KATHETER**sanabelle U510 Einmalkatheter**

hydrophile Beschichtung, gebrauchsfertig einzeln steril
verpackt mit integriertem Wassersachet, mit Nelaton-
oder PRO-Spitze, DEHP-freies PVC, latexfrei
Pack = 30 Stück

Typ Nelaton, für Männer

Länge 40 cm, mit 2 Augen, mit Einführhilfe

	Größe	Code
FRE ME77712326-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712327-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712328-30	Ch. 12	weiß
FRE ME77712329-30	Ch. 14	grün
FRE ME77712330-30	Ch. 16	orange

Typ Nelaton, für Frauen

Länge 18 cm, mit 2 Augen

	Größe	Code
FRE ME77712336-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712337-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712338-30	Ch. 12	weiß
FRE ME77712339-30	Ch. 14	grün
FRE ME77712340-30	Ch. 16	orange

Typ Nelaton, für Junioren

Länge 28 cm, mit 2 Augen, mit Einführhilfe

	Größe	Code
FRE ME77712346-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712347-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712348-30	Ch. 12	weiß

Typ PRO, für Männer

Länge 40 cm, mit 2 Augen, mit Einführhilfe

	Größe	Code
FRE ME77712301-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712302-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712303-30	Ch. 12	weiß
FRE ME77712304-30	Ch. 14	grün
FRE ME77712305-30	Ch. 16	orange

Typ PRO, für Frauen

Länge 18 cm, mit 2 Augen

	Größe	Code
FRE ME77712311-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712312-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712313-30	Ch. 12	weiß
FRE ME77712314-30	Ch. 14	grün
FRE ME77712315-30	Ch. 16	orange

Typ PRO, für Junioren

Länge 31 cm, mit 2 Augen, mit Einführhilfe

	Größe	Code
FRE ME77712321-30	Ch. 8	blau
FRE ME77712322-30	Ch. 10	schwarz
FRE ME77712323-30	Ch. 12	weiß



U510 Männer
Nelaton PRO



U510 Junioren
Nelaton PRO



U510 Frauen
Nelaton PRO

KATHETER



Curan Closed System Einmalkatheter

mit integriertem 1500 ml Auffangbeutel und Nelaton-Spitze, sofort gebrauchsfertig mit Hydrogel-Beschichtung, aufgesetzte, geschlitzte Einführhülse zur Überbrückung des Harnröhreneingangs, praktische Öse zum Aufhängen, farbcodiertes Katheterende zum Zurückziehen des Katheterschaftes in den Auffangbeutel, Aufreißnaht zum Ablass des Urins, nach Gebrauch mittels Beutelverschluss-Kappe verschließbar, Länge: 40 cm, einzeln steril verpackt, DEHP-freies PVC, latexfrei, geeignet für Frauen, Männer und Kinder
Pack = 25 Stück



	Größe	Code
FRE MHCB08-25	Ch. 8	blau
FRE MHCB10-25	Ch. 10	schwarz
FRE MHCB12-25	Ch. 12	weiß
FRE MHCB14-25	Ch. 14	grün
FRE MHCB16-25	Ch. 16	orange

Curan Lady Nelatonkatheter

kompakter Einmalkatheter mit Nelaton-Spitze für Frauen, sofort gebrauchsfertig – durch das integrierte Gelreservoir wird der Katheterschaft beim Herausziehen mit Hydrogel beschichtet, farbcodierter Katheterkonus, kombinierbar mit einem Auffangbeutel, nach Gebrauch zurücksteckbar, Länge: 8,5 cm, einzeln steril verpackt, DEHP-freies PVC, latexfrei
Pack = 30 Stück

	Größe	Code
FRE MHCL08-30	Ch. 8	blau
FRE MHCL10-30	Ch. 10	schwarz
FRE MHCL12-30	Ch. 12	weiß
FRE MHCL14-30	Ch. 14	grün



Curan Man Nelatonkatheter

kompakter Einmalkatheter mit Nelaton-Spitze für Männer, sofort gebrauchsfertig – durch das integrierte Gelreservoir wird der Katheterschaft beim Herausziehen mit Hydrogel beschichtet, Blue Grip®-Einführhilfe aus Silikon zum sterilen Einführen, farbcodierter Katheterkonus, kombinierbar mit einem Auffangbeutel, nach Gebrauch zurücksteckbar, Länge: 30 cm, zusammenklappbar mit Clips zur Arretierung, einzeln steril verpackt, DEHP-freies PVC, latexfrei
Pack = 30 Stück

	Größe	Code
FRE MHCM12-30	Ch. 12	weiß
FRE MHCM14-30	Ch. 14	grün
FRE MHCM16-30	Ch. 16	orange



KATHETER**sanabelle Ballonkatheter U400**

zur transurethralen Blasenkatheterisierung, Blockungsballon mit 5-10 ml Füllvolumen, Rückschlagventil mit Luer-Ansatz, durchgängiger Röntgenkontraststreifen in Schaft und Spitze, aus medizinischem Silikon, max. Liegezeit: 30 Tage, 2-lumig, gegenüberliegende Katheteraugen, Länge: 40 cm, einzeln steril verpackt, latexfrei
Pack = 10 Stück



Ballonkatheter geblockt

	Größe	Code
FRE ME77712012-10	Ch. 12	weiß
FRE ME77712014-10	Ch. 14	grün
FRE ME77712016-10	Ch. 16	orange
FRE ME77712018-10	Ch. 18	rot
FRE ME77712020-10	Ch. 20	gelb
FRE ME77712022-10	Ch. 22	violett
FRE ME77712024-10	Ch. 24	dunkelblau

LAXANTIEN

FRE 1990081

Klistier Fresenius 130 ml

gebrauchsfertige Flasche zum rektalen Einlauf, Anwendung: bei Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen und zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen oder Rektoskopien. Klistier Fresenius darf nicht bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren angewendet werden!
VE = 24 Stück



FRE 1993081

Freka-Clyss® 120 ml

gebrauchsfertiger Beutel zum rektalen Einlauf, Anwendung: bei Obstipation, zur raschen und nachhaltigen Entleerung des Enddarms vor Operationen und zur Vorbereitung von urologischen, röntgenologischen und gynäkologischen Untersuchungen oder Rektoskopien. Freka-Clyss® darf nicht bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren angewendet werden!
VE = 10 Stück



KATHETER-SETS

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

Vivomed

MEG 120830

Basis

Set bestehend aus:

- 1 x integrierte Tupferschale
- 4 x Mulltupfer pflaumengroß
- 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Kunststoff-Pinzette
- 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L
- 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm
- 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm



MEG 120831

Typ Frauen (Arzneimittel)

+ Octenisept® 15 ml (siehe Index-Seite 32)

Set bestehend aus:

- 1 x integrierte Tupferschale
- 4 x Mulltupfer pflaumengroß
- 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Kunststoff-Pinzette
- 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L
- 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm
- 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm
- 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack



MEG 120832

Typ Männer (Arzneimittel)

+ Gleitgel 6 ml

+ Octenisept® 15 ml (siehe Index-Seite 32)

Set bestehend aus:

- 1 x integrierte Tupferschale
- 4 x Mulltupfer pflaumengroß
- 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Kunststoff-Pinzette
- 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L
- 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm
- 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm
- 1 x Endosgel® 6 ml im Beipack
- 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack



MEG 120833

Typ Dauerkatheter (Arzneimittel)

+ Gleitgel 5 ml + Octenisept® 15 ml

+ 10 ml Spritze Glycerin (siehe Index-Seite 32)

Set bestehend aus:

- 1 x integrierte Tupferschale
- 4 x Mulltupfer pflaumengroß
- 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach
- 1 x Kunststoff-Pinzette
- 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L
- 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm
- 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm
- 1 x Gleitgel 5 ml
- 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack
- 1 x Spritze 10 ml Glycerin im Beipack
- 1 x Leerspritze 10 ml





MEG 636025

UMWELT-NIERENSCHALEN

Einmal-Nierenschalen, grau
aus Pappe, 252 x 150 x 48 mm,
Volumen ca. 700 ml
Karton = 300 Stück



MEG 636010

NIERENSCHALEN

aus rostfreiem Edelstahl 18/8, 0,5 Ltr,
Länge 25 cm, Höhe 3,3 cm



CON 0201/170
CON 0201/200
CON 0201/250
CON 0201/275



aus rostfreiem Edelstahl 18/10

Länge	Höhe	Inhalt
17 cm	4,0 cm	0,25 l
20,5 cm	4,0 cm	0,35 l
25 cm	4,0 cm	0,50 l
27,5 cm	4,5 cm	0,75 l



MEG 636016

NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN

weiß, Kunststoff, lebensmittelechtes
Material, ca. 24 cm lang, **autoklavierbar** bis 130°C



MEG 636014

Einmal aus PP 24 cm
Pack = 300 Stück



WAL 2503.710

**Mehrweg-Nierenschale**

weiß, PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, max. Ge-
brauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dau-
ernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar
(121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylen-
oxid), chemisch (Formalin), Maße: 26 x 13,7 x 4 cm

NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN



Mehrweg-Nierenschale

PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
Maße: 26 x 13,7 x 4 cm

WAL 2503.735
WAL 2503.876

transluzent **rot**
transluzent **blau**



ZAHNPROTHESENDOSE



MEG 123160

Zahnprothesenbehälter, mit Einsatz weiß, ideal für die hygienische Aufbewahrung von Zahnprothesen, mit Deckel und herausnehmbarem Siebeinsatz zum Abspülen der Prothese, aus PP, autoklavierbar bis 130°C, Höhe inkl. Deckel ca. 6 cm, Ø inkl. Deckel ca. 9,5 cm



TRINKHILFE



medizinische Trinkhilfe

aus PP, graduiert bis 200 ml, diese Trinkhilfe ermöglicht, dass der Patient – auch im Liegen – das Getränk selbstständig und ohne sich zu verschlucken komplett austrinken kann, dies wird durch die spezielle ergonomische Gestaltung des Deckels und des Trinkstutzens ermöglicht, die es dem Patienten erlaubt, den Becher zu leeren ohne den Kopf bewegen zu müssen

WAL 2541.730
WAL 2541.866
WAL 2541.873
WAL 2541.926
WAL 2541.953

rot-blau
grün-blau
blau-blau
orange-blau
gelb-blau



EINNEHMEBECHER UND DECKEL


Becher hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar,
druckfest und bruchsicher, 30 ml, Material: PP
VE = 3750 Stück

MEG 123110

farblos

MEG 123111

blau

MEG 123112

rot

MEG 123113

gelb

MEG 123114

grün

MEG 123115

Deckel für Becher

MEG 123110 bis MEG 123114

VE = 3750 Stück

EINNEHMEBECHER


WAL 2501.700

Einnehmebecher

graduirt, 30 ml, glasklar, Material: SAN, max.
Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit
dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest,
oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation:
Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
VE = 10 Stück




CON 5580/030

Medizinbecher

30 ml, aus Edelstahl 18/10, matt poliert,
innen graduirt (Messkala ohne Kennziffern:
5, 10, 20 und 30 ml), Ø 5 cm, 2,5 cm hoch



CON 1555/050

Medizinbecher

50 ml, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt
poliert, innen graduirt (10-20-30-40-50 ml),
Ø 5,3 cm, Höhe 4,5 cm



MEHRWEG-SCHNABELBECHER / TASSE



für freundlicheres Ambiente im Krankenzimmer und für bessere Unterscheidung zwischen den Pflegestationen; in trendigen Transparentfarben: rot, blau, grün, gelb und natur; ein weiterer Pluspunkt ist die Stapelkante, die den sonst auftretenden Saugeffekt beim Ineinanderstapeln der Becher verhindert, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinene geeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Skalierung 50, 100, 150 und 200 ml

Schnabelbecher **Unterteil** ohne Oberteil, **250 ccm**
VE = 10 Stück



- WAL 2521.800 transparent (opak)
- WAL 2521.735 transluzent **rot**
- WAL 2521.865 transluzent **grün**
- WAL 2521.876 transluzent **blau**
- WAL 2521.956 transluzent **gelb**

Schnabelbecher **Oberteil**
VE = 5 Stück

mit 4 mm Öffnung

- WAL 2523.800 transparent (opak)
- WAL 2523.735 transluzent **rot**
- WAL 2523.865 transluzent **grün**
- WAL 2523.876 transluzent **blau**
- WAL 2523.956 transluzent **gelb**

mit 12 mm Öffnung

- WAL 2525.800 transparent (opak)
- WAL 2525.735 transluzent **rot**
- WAL 2525.865 transluzent **grün**
- WAL 2525.876 transluzent **blau**
- WAL 2525.956 transluzent **gelb**



12 mm Öffnung

12 mm Öffnung

4 mm Öffnung

TRINKHILFE



WAL 2543.742

Trinkbecher mit Nasenausschnitt

orange, 200 ml, aus PP, unzerbrechlich, spülmaschinene geeignet, mikrowellene geeignet, hygienisch und stapelbar, speziell für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit im Kopf- und Nackenbereich entwickelt, durch die große Aussparung an einer Seite des Becherrandes wird der Patient in die Lage versetzt, den Becher selbständig komplett entleeren zu können, VE = 10 Stück





MEG 123070

TABLETTENZERKLEINERER

Robomed

PILL MATE

mit diesem praktischen Tabletten-Zerkleinerer können Sie: Zerkleinern, Halbieren, Pulverisieren, Aufbewahren
Maße: Ø 40 mm, Höhe 65 mm



MEG 123061

Tablettenmörser

verwandelt Tabletten ohne großen Kraftaufwand in leichter schluckbares Tablettenpulver, der große Griff des Mörsers eignet sich besonders für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit, der Mörser besitzt im Deckel ein Vorratsfach, blau
Maße: Ø 53 mm, Höhe 45 mm (geschlossen)



MEG 123060

Tablettenteiler

halbiert Tabletten in zwei Teile, zerkleinert mit dem innenliegenden Messer leicht und problemlos auch größere Tabletten durch einfachen Druck, zusätzlich auch als Tabletten-Box verwendbar, passt in jede Tasche, blau, Maße: 83 x 33 x 25 mm (L x B x H), Gewicht: 33 g



MEG 123106

MEDIKAMENTENDISPENSER-TABLETTS

megro

für 19 Dispenser und 19 Einnehmebecher, weiß, aus Polystyrol (PS)

Maße (LxBxH): 44 x 34 x 1,5 cm

MEG 1231060

mit zusätzlichem Boden

Maße (LxBxH): 44 x 34 x 1,5 cm



HAE 04705

HAEBERLE

Medikamententablett „Langenau“

Untersatz aus weißem, Aufsatz aus glasklarem Kunststoff, inkl. 1 Verordnungsblock

16 Felder 31 x 31 x 1,8 cm

HAE 04706

20 Felder 31 x 39 x 1,8 cm

HAE 04707

25 Felder 39 x 39 x 1,8 cm

HAE 04708

Ersatzblock

für Medikamententablett „Langenau“, 50 Blatt mit 300 Abrissen

MEDIKAMENTENDISPENSER

Rotomed

MEG 123099

Medikamentendispenser

4 Unterteilungen, **weiß**
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel,
mit Beschriftung: **deutsch/englisch**,
Blindenschrift, Symbole (Sonne und Mond)
Pack = 4 x 50 Stück



Rotomed

MEG 123104

Medikamentendispenser

4 Unterteilungen, **blau**
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel,
mit Beschriftung: **deutsch/englisch**,
Blindenschrift, Symbole (Sonne und Mond)
Pack = 4 x 50 Stück



Rotomed

MEG 123097

Medikamentendispenser XL „Spezial“

weiß, 4 extra große Fächer, 4 Unterteilungen
– für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
VE = 190 Stück





CON 1560/110

EINNEHMELOFFEL**11 cm lang**aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Messskala: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel**Gesamtinhalt max. 20 ml**(graduiert bei: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel)
Material: SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinene geeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
VE = 100 Stück**weiß****glasklar**

WAL 2509.710

WAL 2509.700



MEG 123123

weiß, 20 ml, aus Kunststoff

bei der peroralen Applikation gut bewährt, Gesamtinhalt max. 20 ml (graduiert bei: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel), Material: SAN (Styrol-Acrylnitril), bruchunempfindlich, hygienisch, formbeständig, spülmaschinene geeignet, Pack = 100 Stück

**SPUTUMBECHER**

WAL 2515.710

weiß

Inhalt 400 ml, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinenfest, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)



CON 1096/085

Sputumbecher mit Klappdeckelaus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
mit Einhand-Klappdeckel, 0,4 Ltr., Ø 8,5 cm

NAMENSBÄNDER

Anwendung: zur Patientenidentifikation, fest verschließbarer Plastikdruckknopf verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, latexfrei, inkl. beschreibbaren Papiereinsteckkarten



aus hochwertigem PVC (Polyvinylchlorid)
Pack = 250 Stück Größe (ca.)

MEG 180105	für Erwachsene, weiß	24,5 cm
MEG 180101	für Kinder / Säuglinge, blau	16,5 cm
MEG 180100	für Kinder / Säuglinge, rosa	16,5 cm



Precision Dynamics

Veri Color®

widerstandsfähig und komfortabel, aus weichem Vinyl
Pack = 250 Stück Größe (ca.)

MEG 180121	für Erwachsene, weiß	25 cm
MEG 180111	für Kinder / Säuglinge, weiß	17 cm
MEG 180112	für Kinder / Säuglinge, rosa	17 cm
MEG 180113	für Kinder / Säuglinge, blau	17 cm



KÄMME



Material: aus recyceltem SMMA
Erweichende Temperatur ab ca. 75°C

MEG 600413	Damenkamm, 7 1/2"	Pack = 24 Stück
MEG 600424	Herrenkamm, 6"	Pack = 60 Stück
MEG 600406	Universalkamm, 5"	Pack = 60 Stück
MEG 600418	Staub- u. Nissenkamm	Pack = 24 Stück

Material: aus PA 6.6, sterilisierbar



MUNDSPÜLUNG


schülke →

octenident® Mundspülung

zur hygienischen Pflege des gesamten Mundraumes, hemmt geruchsbildende Keime, sorgt für einen frischen Atem, chlorhexidinfrei

SMH 70002740	250 ml
SMH 70002739	60 ml





MEG 199101
MEG 199100

EINMAL-ZAHNBÜRSTEN



Einmal-Zahnbürsten

ideal für Pflegeheime, Zahnärzte, Hotel etc.,
aus Polystyrol, Gesamtlänge: ca. 15 cm,
einzeln hygienisch verpackt
Pack = 100 Stück

mit Paste, Bürstenkopf: ca. 3 cm

ohne Paste, Bürstenkopf: ca. 2,6 cm

EINMAL-ZAHNBÜRSTEN



Einmal-Zahnbürsten

mit Paste, ideal für Zahnärzte, Hotels, Pflege-
heime etc., aus Polystyrol, Gesamtlänge: ca. 15 cm,
Bürstenkopf: ca. 2,6 cm, einzeln hygienisch verpackt
Pack = 100 Stück

MEG 199101.3
MEG 199101.4
MEG 199101.5
MEG 199101.6
MEG 199101.7
MEG 199101.9
MEG 199101.11

weinrot
grün
gelb
orange
pink
limette
lila



VERBRAUCHSMATERIAL



Zahnwatterollen

aufsaugen, abhalten, polstern, chlorfrei gebleicht,
Länge 40 mm, aus reinster Baumwolle und Zellstoff
Beutel = 300 g

MEG 106700.1
MEG 106700.2
MEG 106700.3
MEG 106700.4

Gr. 1, Ø **8 mm**
Gr. 2, Ø **10 mm**
Gr. 3, Ø **12 mm**
Gr. 4, Ø **14 mm**



BRECHBEUTEL UND SPENDER

sicherer und hygienischer Auffangbeutel
bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit etc.
Zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der
Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und
Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflege-
dienst oder bei Krankentransporten



MEG 171514

Spuckbeutel

aus Polyethylen, mit Kunststoffverschlussring
(ca. Ø 12 cm), weiß mit Skala, graduiert bis
1500 ml, **nicht** passend für die Spender
MEG 171518 und MEG 171519
Beutel = 50 Stück



Spender für Brechbeutel

aus Kunststoff, zur Wandmontage, desinfizierbar,
Durchmesser 15 cm

MEG 171518

für 25 Brechbeutel 22 cm hoch

MEG 171519

für 50 Brechbeutel 43 cm hoch



BRECHBEUTEL UND SPENDER

sicherer und hygienischer Auffangbeutel
bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit etc.
Zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der
Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und
Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflege-
dienst oder bei Krankentransporten



HAP 999586

SicSac® Spuckbeutel

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen,
11 cm großer Abschlussring als Mundstück,
mit Kerben zum Einhängen des Beutels für siche-
ren Verschluss, Aufnahmekapazität ca. 1 Ltr.,
zur Entnahme steht ein praktischer Spender
zur Verfügung
Pack = 50 Stück



HAP 999587

SicSac® Spender, leer

Entnahmebehälter für SicSac® Spuckbeutel,
aus weiß lackiertem Metall, im platzsparenden
Format, zur Wandmontage, 13 x 47 cm





Stechbecken mit Flachgriff, „Standard“

MEG 636005

STECHBECKEN

aus rostfreiem Edelstahl 18/10

mit Deckel und **Flachgriff** für Erwachsene „**Standard**“, Maße: Ø 32 cm, 8,5 cm hoch

MEG 636002

bauchige Form und **Hohlgriff**, mit Deckel, für Erwachsene, Maße: Ø 31 cm, 8,5 cm hoch

MEG 636003

bauchige Form und Flachgriff, mit Deckel, **für Kinder**, Maße: Ø 23 cm, 7 cm hoch

MEG 636004

Deckel mit Knopf für Stechbecken, Ø 24,5 cm, einzeln, für MEG 636005



Stechbecken mit Hohlgriff, bauchige Form



Stechbecken mit Flachgriff für Kinder



Deckel



MEG 636007

Stechbecken aus Kunststoff mit Flachgriff und Deckel für Erwachsene aus Polypropylen, autoklavierbar bis 130°C, Ø 31 cm, stapelbar

CON 1942/420

STECHBECKEN**Deckel mit Knopf** aus Edelstahl 18/10, Ø 30,5 cm, für 1955/420

CON 1955/420

aus rostfreiem Edelstahl 18/10 **XXL**, besonders geeignet für **adipöse** Patienten, bauchige Form und Flachgriff, für Erwachsene, Maße: Ø 34 cm, 10,5 cm hoch

TASCHEN-WC




MEG 171500

roadbag® Taschen-WC für Männer

wiegt 48 g, 12 x 28 cm groß, auf das handliche Packmaß von 7 x 12 cm zusammengelegt, der Ring-Durchmesser beträgt 5,5 cm. Der in roadbag® eingelegte Innenbeutel enthält einen Superabsorber (chemisch: Polymerkristalle), dieser bindet bis zu 1000 ml Urin (Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml) und verdichtet ihn zu einem festen Gel – ohne Hautkontakt, hygienisch und geruchlos, nichts läuft aus, das ideale Einwegurinal. Damit ist roadbag® fast jedem (Blasen-)“Druck“ gewachsen. Jeder Packung roadbag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei, nach dem Wasserlassen roadbag® mit dem Klebestreifen verschließen und in der beigegefügt Tragetasche im Restmüll entsorgen



Superabsorber + Flüssigkeit = Gel



MEG 171502

ladybag® Taschen-WC für Frauen

...immer dann, wenn keine andere Toilette in der Nähe ist.

ladybag® nimmt durch den Superabsorber die Flüssigkeit sofort und komplett auf. Das Fassungsvermögen beträgt 1000 ml. Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml. ladybag® ist hygienisch, zuverlässig, geruchsneutral, diskret und umweltfreundlich.

Jeder Packung ladybag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei. Nach dem Wasserlassen ladybag® in der beigegefügt Tragetasche im Restmüll entsorgen



INKONTINENZHILFEN



MEG 123021

Katheterstopfen, PP

3,3-13 mm, grün, steril verpackt
Pack = 100 Stück





MEG 122305

MEG 122300
MEG 122302
MEG 122303

MEG 122305

URINBEUTEL

Schlauchlänge 90 cm, für die Bettbefestigung



VE = 10 Stück

1,5 l Standard, unsteril**2,0 l** Standard, unsteril**2,0 l** mit Rücklaufstop, unsteril**2,0 l** mit Ablasshahn, einzeln steril


MEG 122307

URINBEINBEUTEL**750 ml**steril, mit geradem Zu- und geradem Ablauf,
Schlauchlänge ca. 15 cm

MEG 122310

KINDER URINBEUTEL**Urinbeutel, steril**für Mädchen und Jungen, mit Klebezone,
ohne Ablauf, 100 ml

Pack = 100 Stück



MEG 122539

URINBEUTELHALTER**Urinbeutelhalter aus Draht**zum Anhängen an Krankenbetten mit
rundem Bettrahmen, für Beutel 1.500 ccm,
weiß beschichtet, Schlauchhalter geschlossen

MEG 122531

URINFLASCHENHALTER**Urinflaschenhalter aus Draht**weiß beschichtet, mit Deckel und Kette,
nur zur Aufnahme einer Urinflasche für Männer
geeignet, zum Anhängen an das Krankenbett

URINFLASCHEN UND ZUBEHÖR

MEG 122528

für Frauen
aus **Polypropylen**, milchig-transparent,
hitzebeständig bis 90°C, passend für alle
üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängen-
dem Deckel aus weißem Polyethylen, **1 Liter**
Fassungsvermögen, graduiert



MEG 122525

für Männer
eckig, langer Hals, aus **Polypropylen**,
durchscheinend, **autoklavierbar bis 130°C**,
passend für alle üblichen Urinflaschenhalter, mit
anhängendem Deckel aus blauem Polypropylen,
1 Liter Fassungsvermögen, graduiert



MEG 122527

für Männer
eckig, langer Hals, aus **Polycarbonat**,
glasklar, **autoklavierbar bis 130°C** (nur PC-ge-
eignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwen-
den), passend für alle üblichen Urinflaschenhalter,
mit anhängendem Deckel aus blauem Polypro-
pylen, **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert



MEG 122530

Deckel für Urinflaschen
aus Polypropylen, blau, für Urinflaschen
MEG 122525 und MEG 122527
Beutel = 25 Stück



MEG 122529

Urinflaschenbürste
mit blauem Griff, Gesamtlänge: 37 cm,
Bürstenteil: 26,5 cm lang, Bürstenkopf-Ø: 5,5 cm





CON 1525/321



CON 1570/320

CON 1570/360

WASCHSCHÜSSEL

flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität

6 Ltr.

Ø-innen 28,5 cm, Ø Boden: 19,5 cm, Höhe: 14 cm

extra flache Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit griffigem, gebördeltem Rand, mittelschwere Qualität

4 Ltr.

Ø-innen 32 cm, Boden-Ø 20 cm, Höhe 8,5 cm

5,5 Ltr.

Ø-innen 36 cm, Boden-Ø 23,5 cm, Höhe 8,5 cm

LEMON-STICKS

MEG 165550

Lemon Glycerin Sticks

Mundpflege-Stäbchen mit großem Wattebausch zum Befeuchten des gesamten Mundbereichs, getränkt mit einer Lösung aus Wasser, Glycerin, Citronensäure, Aroma, Natriumbenzoat, ohne Zucker, für Diabetiker geeignet, Gesamtlänge: ca. 10 cm
Pack = 25 x 3 Stück

AUGENBADEBECHER

WAL 2511.700

glasklar, 25 ml, anatomisch geformt

dient zu Reinigungszwecken und zum Entfernen von Fremdkörpern und Schmutzteilchen, Augenspülung zu kosmetischen Zwecken mit Kräutern für müde und überanstrengte Augen, Inhalt 25 ml, Material: SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

PATIENTENTASCHEN

MEG 180200

Tragetaschen „Patienteneigentum“

für das Eigentum des Patienten bei sofortiger Einweisung, mit Schriftfeld für Patientendaten, 5 cm lang oberhalb des Griffloch-Randes, aus LD-PE-Folie, 35 µm, weiß, Maße: 60 x 60 x 10,5 cm
Karton = 250 Stück



WICKELTISCHAUFLAGEN

- BIS 1341804KL.16 **Wickeltischaufflage mit 3-seitiger Aufkantung**
Anwendungsgebiet: in der Neugeborenen- und Kinderstation. Durch die seitlichen Aufkantungungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, Material: mittelfester Schaumstoff, Bezug: Kunstleder creme*, phthalatfrei, Maße: 60 x 70 x 5/10 cm

* Keine Rückgabe möglich!

**ENTBINDUNGSKEIL**

- BIS 1341201PU.08 **Entbindungskeil**
zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen, Material: sehr fester Schaumstoff mit PU-Beschichtung, schwarz*
Maße: 40 x 50 x 12 cm

* Keine Rückgabe möglich!

**BABYHYGIENE**

- LOC 106431127 **Windeleimer classic marineblau**
11 Ltr., für die hygienische und geruchfreie Entsorgung von Windeln, mit Deckel und Kunststoffbügel, Ø 26 cm, Höhe mit Deckel ca. 29 cm



- LOC 103610026 **Handwaschbecken blau**
oval, mit Seifenablage, ein Zubehör der Badausstattung, ideal für den Alten- und Pflegebereich, sowie zur Babyhygiene geeignet, Material: Polyäthylen, Inhalt 7 Liter
Maße: 45 x 30 x 13 cm





PKO 2781001
 PKO 2781002
 PKO 2781003
 PKO 2781004
 PKO 2781005
 PKO 2781006
 PKO 2781000

FIXIERUNGEN



Fingerhülsen aus Bast

die Extensions-Fingerhülsen aus Bast werden in die Haken an den Kettchen eingehängt, durch das Zusammenziehen des Bastgeflechtes werden die Finger gehalten, bei Entlastung des Zuges kann die Fingerhülle wieder vom Finger gezogen werden

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 5
Gr. 6

Satz bestehend aus den Fingerhülsen

Gr. 1 - 6



BIS 780103
 BIS 780104

FIXIERUNGEN



Haftbandfixierungen mit Polster

zur Sicherung des Patienten, aus gewebtem Haftband mit Metallschlaufen, Innenseite **gepolstert** mit kaschiertem Schaum

VE = 10 Stück

30 x 5 cm

40 x 5 cm

VENENKISSEN



Venenkissen

zur Beinhochlagerung zum besseren Venendurchfluss, Material: weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff, Maße: 80 x 50 x 20 cm

BIS 640700

Venenkissen Gr. 1*

mit Frottee-Bezug, weiß, mit Reißverschluss, 60 °C waschbar

BIS 640700KL

Venenkissen Gr. 1*

mit Kunstleder-Bezug*, weiß, mit Reißverschluss

* Keine Rückgabe möglich!



SEITENSCHLÄFERKISSEN / LAGERUNGSRÖLLE



Seitenschläferkissen / Lagerungsrolle

im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie im Privatbereich individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, durch flexible Füllung optimale Anpassung an die Körperanatomie
Maße (LxØ): 220 x 20 cm

Füllmaterial:

Bifill: weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, waschbar bis 60°C

Polystyrolkugeln: bewegliches Material zur Fixlagerung, nicht waschbar



BIS 640570

Kissen mit Bifill*

PU-Bezug weiß mit Reißverschluss, abnehmbar

BIS 640575

Kissen mit Polystyrolkugeln*

PU-Bezug weiß vernäht, nicht abnehmbar

* Keine Rückgabe möglich!



Füllung Polystyrolkugeln und Bifill

HALBMONDKISSEN



BIS 640580

Halbmondkissen* mit PU-Bezug

weiß abnehmbar, mit Reißverschluss, Stabilisierung bei geschwächtem Stützapparat, Hochlagerung des plegischen Armes, durch die Flexibilität der Füllung vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Krankenhaus- und Pflegebereich
Maße (LxB): 135 x 35 cm

Füllmaterial:

Bifill: weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, waschbar bis 60°C

* Keine Rückgabe möglich!





MEG 940104

KOPFKISSEN**Kissen ohne Bezug**

40 x 40 cm, weiß, Füllung: 100 % rautenförmige PU-Stäbchen, Bezug: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, waschbar bis 95°C, atmungsaktiv, formbeständig, antiallergisch, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100, passend für Kissenbezüge Frottee MEG 940105.01 bis MEG 940105.99, Einmalkissenbezug MEG 199098 und Hygieneschutzbezug MEG 940106

KISSENBEZUG**Hygieneschutzbezug**

mit **Hotelverschluss**, 40 x 40 cm, weiß, hochwertiger Bezug aus polyurethan kaschier-tem Jersey, atmungsaktiv, klimaregulierend, wasserdicht, elastisch, bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfizierbar, PVC-frei, waschbar bis 95°C, schwer entflammbar Crib 5, passend für Kissen MEG 940104




MEG 940106

KOPF- UND NACKENKISSEN**Kopflagerungskissen flach, agave**

22 x 22 x 5 cm, für die Kopflagerung auf der Untersuchungs-/Behandlungsliege bzw. für OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage. PU-Beschichtung, abwaschbar/desinfizierbar

BIS 640800PU

**Kopfpolster mit Kopfmulde**

19,5 x 14 x 5/2 cm, **aus PVC**, für Massage- und Therapieliegen, im OP, beim Röntgen und zur Auflage für Sonnenbänke geeignet, aus einem Stück gefertigt und nach DIN 53160 schweiß- und speichelecht, außerdem bakterizid und fungizid, abwaschbar und desinfizierbar

MEG 940100.99
MEG 940100.07**schwarz**
blau

SANDSÄCKE

Sandsack weiß, phthalatfrei, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen, Kunstleder-Bezug, Quarzsandfüllung


BIS 600004	20 x 10 cm, 0,5 kg
BIS 600011	20 x 15 cm, 1,0 kg
BIS 600012	25 x 15 cm, 1,5 kg
BIS 600013	30 x 15 cm, 2,0 kg
BIS 600019	20 x 20 cm, 1,5 kg
BIS 600020	25 x 20 cm, 2,0 kg
BIS 600021	30 x 20 cm, 2,5 kg

**HODENKISSEN**


BIS 300400KL	Hodenkissen weiß, phthalatfrei, zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen, weicher Schaumstoff, Maße: 19 x 14 x 7 cm
--------------	---

**FERSENKISSEN**

BIS 590001PU	Fersenkissen mit PU-Beschichtung agave, zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufschieuern und Druckstellen an der Ferse, durch größerer Schaumstoff mit Loch, Maße: 15 x 15 x 5 cm, Loch 6 cm Ø
--------------	--




BIS 590003PU	Fersenstütze mit PU-Beschichtung agave, zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufschieuern und Druckstellen an der Ferse, durch größeres Maß bessere Druckverteilung, weicher Schaumstoff, Maße: 25 x 15 x 8 cm, Loch 7 cm Ø
--------------	--

**KOPFLAGERUNGSKISSEN**

BIS 680019PUD.08	Kopflagerungsring* schwarz, dicht, zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich, mittelfester Schaumstoff, Außen- und Innenflächen rund, Maße: Ø 20/10 x 5 cm
------------------	--



* Keine Rückgabe möglich!



ohne Bezug
Druckbedingte Farbabweichungen
sind möglich!

Kunstlederbezug

BIS 720000
BIS 720100
BIS 720000-1

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR

 bisanz

Zur Hochlagerung

Beinhochlagerungsschiene "1"

für Erwachsene, 80 x 25 cm, nach Art der Braun'schen und Schulze Schienen, zum Ruhigstellen und Hochlagern nach Operationen, Frakturen, bei Venenentzündungen und Thrombosen

Material: mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

ohne Bezug

mit Kunstlederbezug weiß, phthalatfrei

mit PU-Beschichtung agave

Zur Flachlagerung

Beinlagerungsschiene "3"

für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 25 cm, zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

BIS 711000

BIS 711002

Trikotbezug

75 cm, aus Baumwolle, weiß, 25 cm breit mit Bändchen, zu Art. 711000

Kunstlederbezug

75 cm, weiß, phthalatfrei, 25 cm breit mit Haken- und Flauschband, zu Art. 711000

BIS 711004



Trikotbezug
Druckbedingte Farbabweichungen
sind möglich!

Kunstlederbezug



Abbildung ähnlich

BIS 1341801PU mit **PU-Beschichtung** agave
BIS 1341801-1PUD mit **PUD-Beschichtung** agave
BIS 1341802KL mit **Kunstlederbezug** weiß, phthalatfrei

LAGERUNGSKISSEN

 bisanz

Säuglingslagerungshilfe

für Hüftsonographie, zur stabilen Lagerung von Säuglingen bei Sonographie, die einzelnen Teile sind durch Haken- und Flauschverbindungen variabel verstellbar, aus mittelfestem Schaumstoff
Außenmaß der Grundplatte: 40 x 70 cm

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR




Zur Hochlagerung

PKO 1533800

Beinhochlagerungsschiene

nach Schulze, ohne Bezug, Gr. 1, 70 x 25 x 18 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des Beines bei Knochenbrüchen, Verrenkungen, Quetschungen, Erste-Hilfe-Versorgung und kurzfristigen Behandlungen sowie Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, der Schaumstoff ist weich, wodurch keine Durchblutungsstörungen entstehen, leicht desinfizierbar



PKO 1533804

Bezug Gr. 1 zu Art. 1533800

aus Kunstleder, mit Klettverschluss, weiß

Zur Flachlagerung

PKO 1532800

Schaumstoffschiene

für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 30 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des gestreckten Beins, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, an der Sohle ist die Schiene durch eine Kunststoffplatte verstärkt, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen



PKO 1534100

Bezug zu Art. 1532800

aus Kunstleder, mit Klettverschluss, weiß

LAGERUNGSKISSEN



Lagerungskissen aus Styropor, finden ihren Einsatz zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Kranken, werden sehr gerne zur Anti-Decubitus-Prophylaxe eingesetzt, der PVC-Bezug ist abwaschbar

PKO 1348000


40 x 30 cm

PKO 1348100

70 x 30 cm

PKO 1348200

80 x 60 cm



SANDSÄCKE



Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Extremitäten, kleinere Säcke werden zur Beschwerung von postoperativen Wunden verwendet, Material: PVC-Bezug, abwaschbar

PKO 1347000

15 x 10 cm, 0,4 kg

PKO 1347001

20 x 10 cm, 0,5 kg

PKO 1347004

30 x 15 cm, 2 kg

PKO 1347006

50 x 15 cm, 3 kg





weiß

elfenbein

rot

dunkelblau

schwarz

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

KNIE- / NACKEN- UND HALBROLLEN**Knief- und Nackenrollen**

Anwendungsgebiet: Zur Therapie und allgemeinen Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke und des Nackens

PU-beschichtet, **elfenbeinweiß**

Maße (L x Ø)

40 x 13 cm

50 x 15 cm

mit Kunstlederbezug, mit Reißverschluss

Maße (L x Ø)

50 x 15 cm, **schwarz**

50 x 15 cm, **weiß**

Halbrollen

ermöglichen eine optimale ergonomische Lagerung. Sehr häufig werden sie im Nacken-, Knie- und Fernsenbereich angewendet, mit abwaschbarem Kunstlederbezug mit Reißverschluss

Kunstlederbezug **weiß**

Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm

Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

Kunstlederbezug **rot**

Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm

Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

Kunstlederbezug **dunkelblau**

Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm

Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

Kunstlederbezug **schwarz**

Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm

Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm

GIPSBÄNKCHEN**Gipsbänkchen**

aus Schaumstoff, weiß, abwaschbar, 30 x 20 x 20 cm, stützt das Bein beim Eingipsen oder Verbinden, angenehme Lagerung durch kunstlederbezogenen Schaumstoff

PKO 1892000

KNIE- / NACKEN- UND HALBROLLEN



Anwendungsgebiet: Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse

Halbrollen

40 x 22 x 11 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, vernäht ohne Reißverschluss

- BIS 1340901KL.24 chrom*
- BIS 1340901KL.16 creme*
- BIS 1340901KL.07 royalblau*
- BIS 1340901KL.08 schwarz*

Halbrollen

aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, vernäht ohne Reißverschluss

- BIS 1340902KL weiß 40 x 15 x 7,5 cm
- BIS 1340915KL weiß 50 x 18 x 9,0 cm

Knierollen

50 x 20 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss auf der Längsseite

- BIS 1340719KL.24 chrom*
- BIS 1340719KL.16 creme*
- BIS 1340719KL.07 royalblau*
- BIS 1340719KL.08 schwarz*

Nackenrollen

40 x 13 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss auf der Längsseite

- BIS 1340710KL.24 chrom*
- BIS 1340710KL.16 creme*
- BIS 1340710KL.07 royalblau*
- BIS 1340710KL.08 schwarz*

* Keine Rückgabe möglich!



Knie- und Nackenrollen

Bezug: **PVC creme, geschweißt**
aus Schaumstoff, elastisch und formbeständig
Maße (L x Ø)


- BIS 1340710PVC 40 x 13 cm
- BIS 1340714PVC 50 x 15 cm
- BIS 1340715PVC 65 x 15 cm

Knie- und Nackenrollen

Bezug: **Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss**
aus Schaumstoff, elastisch und formbeständig
Maße (L x Ø)

- BIS 1340714KL 50 x 15 cm weiß
- BIS 1340714KL.07 50 x 15 cm royalblau*
- BIS 1340714KL.10 50 x 15 cm agave*

* Keine Rückgabe möglich!



chrom

creme



royalblau

schwarz

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



weiß



royalblau

agave

weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, beidseitig mit Gummizug, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Rollen Ø 13 - 15 cm und Länge 40 cm

Farbe: weiß
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz



Abbildung zeigt Rolle mit Bezug

Bezüge für Rollen Ø 15 cm und Länge 50 cm

Farbe: weiß
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz



Abbildung zeigt Rolle mit Bezug

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE



Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Halbrollen, mit Gummizug beidseitig
Höhe 7,5 cm und Länge 40 cm

Farbe: weiß
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 camel
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz

MEG 940114.01
 MEG 940114.02
 MEG 940114.03
 MEG 940114.04
 MEG 940114.05
 MEG 940114.06
 MEG 940114.07
 MEG 940114.08
 MEG 940114.10
 MEG 940114.13
 MEG 940114.15
 MEG 940114.18
 MEG 940114.19
 MEG 940114.27
 MEG 940114.34
 MEG 940114.36
 MEG 940114.48
 MEG 940114.34
 MEG 940114.50
 MEG 940114.57
 MEG 940114.65
 MEG 940114.69
 MEG 940114.70
 MEG 940114.99



Abbildung zeigt Halbrolle mit Bezug

KISSENBEZÜGE FROTTEE



Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge 40 x 40 cm, mit Reißverschluss

Farbe: weiß
 Pack = 2 Stück
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz

MEG 940105.01
 MEG 940105.02
 MEG 940105.03
 MEG 940105.04
 MEG 940105.05
 MEG 940105.06
 MEG 940105.07
 MEG 940105.08
 MEG 940105.10
 MEG 940105.13
 MEG 940105.15
 MEG 940105.18
 MEG 940105.19
 MEG 940105.27
 MEG 940105.34
 MEG 940105.36
 MEG 940105.48
 MEG 940105.50
 MEG 940105.57
 MEG 940105.65
 MEG 940105.69
 MEG 940105.70
 MEG 940105.99




Abbildung zeigt Kissen mit Bezug

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

ZUBEHÖR FÜR GEHSTÜTZEN

PKO 0921000

Universal-Gehstützenhalterung

kann an Bett- oder Tischbeinen flexibel angebracht werden, durch Verdrehung der Halterung ist eine senkrechte und waagerechte Montage möglich, Tiefe: 14,5 cm, Platte: 9,5 x 5 cm



PKO 0921001

Gehstützenhalterung zur Wandmontage

zur festen Montage an bestimmten Orten, wie in Bettnähe oder am Essplatz, Lieferung inkl. Dübeln und Schrauben



PKO 0921002

Gehstützenhalterung zum Einhängen am Bett

kann an allen Betten mit Rundrohr/-holm (ca. 35 mm Durchmesser) angebracht werden, Platte: 9,5 x 5 cm, Länge: 14 cm



PKO 5800121

Gehstützenhalterung auf Alu-Schiene

zur festen Montage, Länge 21,5 cm, Breite 5,5 cm, Tiefe der Alu-Schiene ca. 1 cm, Tiefe inkl. Halterung ca. 9 cm, inkl. Zubehör



PKO 5800067

Gehstützenhalterung zur Wandmontage

Tool-Flex-Halterung: ein elastisches Gummiband hält die Gehstütze sicher und fest, nur ein geringer Druck genügt, um die Gehstütze festzuklemmen, leichte Handhabung: auch für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion geeignet, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel



PKO 5800070

Gehstützenhalterung zum Einhängen am Bett

Tool-Flex-Halterung: ein elastisches Gummiband hält die Gehstütze sicher und fest, nur ein geringer Druck genügt, um die Gehstütze festzuklemmen, leichte Handhabung: auch für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion geeignet, passt auf alle Betten mit Rundrohr/-holm mit ca. 35 mm Durchmesser


UNTERARMGEHSTÜTZEN



10-fach höhenverstellbar, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, kräftige, verwindungssteife Armschale, stabiler Fuß mit großer Auflagefläche, mit einzigartigem Abstellsystem, CE gekennzeichnet, bis 130 kg belastbar

- MEG 961900
- MEG 961901
- MEG 961902
- MEG 961903
- MEG 961904
- MEG 961905
- MEG 961906
- MEG 961907
- MEG 961909

- grün**
- lichtgrau**
- enzianblau**
- feuerrot**
- minttürkis**
- tiefschwarz**
- chromgelb**
- weinrot**
- türkisblau**



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich



UNTERARMGEHSTÜTZEN



für Kinder

Armschale 3-fach verstellbar, Rohrlänge 10-fach verstellbar, CE gekennzeichnet, bis 100 kg belastbar

- MEG 962412
- MEG 962417

- blau/bunt**
- gelb/bunt**



ZUBEHÖR



Gehilfe-Kappen, 19 mm
für Unterarmgehstützen

- MEG 962900
- MEG 962901
- MEG 962902

- grau**
- feuerrot**
- blau**





DIZ 200380

**4-FUß GEHHILFE****DIETZ Rehat****Vierfuß-Gehhilfe Tomtar**

mit anatomischem Griff und rutschfesten Gummifüßen, schafft Stabilität beim Gehen, Aluminium schwarz-eloxiert, höhenverstellbar von 72 - 92 cm, Belastbarkeit: 100 kg

DUSCHHOCKER**DIETZ Rehat****Duschhocker Tomtar**

weiß, **ohne Rückenlehne**, der stabile und lackierte Aluminiumrahmen erlaubt den problemlosen Einsatz in Feuchträumen, die 6-fach höhenverstellbaren Standfüße mit Saugfüßen ermöglichen eine individuelle und schnelle Anpassung, Sitzfläche mit Öffnungen für Wasserablauf
 Gesamtbreite: 49 cm, Gesamtlänge: 40 cm
 Sitzbreite: 38 cm, Sitztiefe: 29,5 cm
 Sitzhöhe: innen 35,5 - 50,5 cm
 außen 38,5 - 53,5 cm
 Gesamthöhe: 38,5 - 53,5 cm
 max. Belastbarkeit: 100 kg

DIZ 411300

**VERBANDNÄSSESCHUTZ****PRAMETA****Aqua Protect**

ist ein wiederverwendbarer Schutzüberzug aus hautfreundlichem Polyurethan, die Beinmodelle haben eine rutschfeste Sohle, das Material ist latexfrei



		Länge	Umfang
PRÄ AP17	Unterarm	43 cm	> 17 cm
PRÄ AP21	Unterarm	54 cm	> 22 cm
PRÄ AP26	Oberarm	66 cm	> 19 cm
PRÄ AP31	Oberarm	80 cm	> 26 cm
PRÄ LP20	Unterschenkel	51 cm	> 24 cm
PRÄ LP25	Unterschenkel	64 cm	> 32 cm
PRÄ LP33	Oberschenkel	84 cm	> 31 cm
PRÄ LP44	Oberschenkel	112 cm	> 47 cm

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL

MEG 990290

AQ-TICA Confortmit **großer** Rückenlehne, **anis**

2 Funktionen: hilft bei der Körperpflege und auch bei der persönlichen Hygiene, kann als Toilettenstuhl oder Duschstuhl verwendet werden, leichte, wasserdichte Aluminium- und Kunststoffkonstruktion, Baukastensystem: abnehmbare Armlehnen und Rückenlehnen, Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr, rutschfeste Saugnäpfe, Eimer lässt sich von der Vorderseite abnehmen

Sitzfläche (LxB): 46,5 (zwischen Armlehnen) x 45 cm

Sitzhöhe: 43,5 - 59,5 cm (5-fache Höhenverstellung)

Rückenlehne: 39 cm hoch

Sitzöffnung: 22 x 25 x 6,5 cm

Höhe Armlehnen: 17,5 cm


Breite Armlehnen: 5,7 cm

Gesamtabmessung (LxB): 58 x 52 cm

max. Belastbarkeit: 130 kg

Gewicht: 7,03 kg

Wird als Bausatz geliefert, kann ohne Werkzeug montiert werden



MEG 990293

AQ-TICA Clubmit **kleiner** Rückenlehne, **dunkelgrau**

2 Funktionen: hilft bei der Körperpflege und auch bei der persönlichen Hygiene, kann als Toilettenstuhl oder Duschstuhl verwendet werden, leichte, wasserdichte Aluminium- und Kunststoffkonstruktion, Baukastensystem: abnehmbare Armlehnen und Rückenlehnen, Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr, rutschfeste Saugnäpfe, Eimer lässt sich von der Vorderseite abnehmen

Sitzfläche (LxB): 46,5 (zwischen Armlehnen) x 45 cm

Sitzhöhe: 43,5 - 59,5 cm (5-fache Höhenverstellung)

Rückenlehne: 12 cm hoch

Sitzöffnung: 22 x 25 x 6,5 cm

Höhe Armlehnen: 17,5 cm

Breite Armlehnen: 5,7 cm

Gesamtabmessung (LxB): 58 x 52 cm

max. Belastbarkeit: 130 kg

Gewicht: 5,99 kg

Wird als Bausatz geliefert, kann ohne Werkzeug montiert werden





RSS 77062000



RSS 77063000

HAARWASCHWANNE**RUSSKA**

Die Haarwaschwanne ist für die Anwendung bei Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld gedacht

Haarwaschwanne-Set

ermöglicht eine wohltuende Haarwäsche, ohne dass der Pflegebedürftige aus dem Bett bewegt werden muss. Die Wanne hat eine viereckige Form und verfügt über einen fest integrierten Ablaufschlauch. Für bequemes Liegen auf der Wanne sorgt die integrierte Kopfmulde (ca. 25 cm breit). Die Haarwaschwanne kann mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden und sollte vor dem Zusammenlegen vollständig trocknen. Set bestehend aus:

Haarwaschwanne aus PVC, aufblasbar, Fassungsvermögen 12,5 Ltr., 2-reihig, Maße ca. 60 x 50 x 20 cm, **Duschvorrichtung** aus PVC, Fassungsvermögen 10 Ltr., Wasserdurchlauf-Clip, Handpumpe aus Kunststoff, Aufhängungsseil aus Nylon

Haarwaschwanne

aufblasbar, mit Kopfmulde (ca. 25 cm breit), viereckig, 2-reihig, Fassungsvermögen 12,5 Ltr., mit fest integriertem Ablaufschlauch und Reparatur-Set, Maße ca. 60 x 50 x 20 cm, Material: PVC

KIRSCHKERNKISSEN**Kirschkernkissen**

als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen, Füllmaterial: Kirschkerne, Bezug: Nylonspezialgewebe, abwaschbar, desinfizierbar und sterilisierbar bis max. 115°C

BIS 640910.03
BIS 640911

20 x 20 cm orange*
40 x 20 cm türkis*

* Keine Rückgabe möglich!

WÄRMFLASCHEN**Wärmflasche**

hergestellt aus Naturkautschuk, 1,6 Ltr., Farbe: rot, die Wärmflasche kann Verbrennungen verursachen, idealerweise Stoffbezug verwenden



Halblamelle

Doppellamelle

MEG 810000
MEG 810010

Halblamelle
Doppellamelle

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN**DIETZ Rehati**

einfache und schnelle Montage, passt auf alle handelsüblichen WC-Becken

Relaxon Basic

weiß, die Toilettensitzerhöhung lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren und ist bestens für den mobilen Einsatz geeignet, Aufsatz aus hochwertigem ABS-Kunststoff, anatomisch geformter Sitz, fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen, großer Hygieneausschnitt vorn und hinten, erhöht den Toilettensitz um 10 cm

Technische Daten:

Öffnung (L x B): 27,7 x 20,5 cm

Gesamtbreite: 37 cm, Gesamtlänge: 40 cm

Gesamthöhe: 10 cm, Belastbarkeit: 200 kg

ohne Deckel

mit Deckel



DIZ 000110

DIZ 000111

DIETZ Rehati

DIZ 429112

Toilettensitzerhöhung SmartFix

weiß, mit Armlehnen und Deckel, im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch von oben fest an der Keramik montiert, die seitlich befestigten Armlehnen können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden. Kann bei geschlossenem Deckel zusätzlich als bequeme Sitzgelegenheit genutzt werden. Geeignet für alle üblichen WCs - insbesondere auch bei einer geschlossenen Form der Keramik. Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten

Technische Daten:

Armlehnenhöhe: 20 cm

Armlehne belastbar bis 60 kg

Gesamtbreite: 56 cm

Maße (LxBxH): 49,7 x 56 x 37,7 cm

Öffnung (LxB): 25,5 x 19,5 cm

3 Höheneinstellungen: 8, 12 und 15 cm

max. belastbar bis 120 kg



TOILETTENSTUHL UND ZUBEHÖR

▲ DIETZ Rehat

DIZ 401001

**Standard**

stabile Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem **Stahlrohr**, Rückenteil mit Armlehnen und Schiebstange, komplett abnehmbar, Halterung des Toiletteneimers an der Sitzbrille; Toiletteneimer mit Deckel von hinten herausnehmbar, Seitenteile nach unten abschwenkbar, Armlehnen gepolstert, Beinstützen mit Wadenband, Beinstützen abnehm- und abschwenkbar, Fußplatten aus Kunststoff, vier Schwenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller

Technische Daten:

Überfahrhöhe:	42 cm
Sitzbreite:	47 cm
Gesamtbreite:	56 cm
Sitzhöhe:	51 cm
Sitztiefe:	44 cm
Rückenhöhe:	45 cm
Gesamthöhe:	98 cm
Gesamtlänge:	81,5 cm inkl. Beinstützen
Radabstand:	43 cm
Belastbarkeit:	120 kg

ZUBEHÖR FÜR TOILETTENSTUHL**Toiletten-Eimer**

aus Kunststoff, grau, Fassungsvermögen ca. 5,5 Ltr., Innen Ø ca. 26 cm, Außen Ø ca. 31,6 cm, Höhe 17 cm, mit Deckel, Geruchsverschluss, Bügel verzinkt

MEG 965600

**Nachtstuhl-Einsatz**

aus Edelstahl 18/10, mit Deckel, 5,5 Ltr., Ø 30,5 cm

CON 0610/260

GUMMI-SITZRING**45 cm Ø, orange**

sehr gut als Sitzkissen für Patienten geeignet, die für längere Zeit auf den Toilettenstuhl angewiesen sind

MEG 965700

ROLLATOREN

DIETZ Rehati

DIZ 346NPU

Standardrollator Fakto+

aus **stabilem** pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, Gestell **mangan grey metallic**, sehr gute Laufeigenschaften, leicht zu bedienende Feststellfunktion der Bremsen, mit stufenlos höhenverstellbaren Schiebegriffen, Ergobremse mit integrierter Feststellbremse und dunkelgrauer, weniger schmutzanfälliger PU-Bereifung, leicht zu reinigende Kunststoffablage zum sicheren Transport von Gegenständen bis 7 kg, inkl. Acryltablett (max. Belastung 5 kg), Einkaufskorb (max. Belastung 5 kg) und Stockhalter, beidseitig montierbar

Sitzhöhe: 59,5 cm, Sitzfläche: 19 x 42 cm, Gesamttiefe: 64 cm, Gesamtbreite: 58 cm, Griffhöhe: 81 - 95 cm, max. Belastbarkeit: 130 kg, Maße gefaltet, liegend (HxBxL): 23 x 58 x 91 cm, Gewicht ohne Korb und Tablett: 8,3 kg, Gewicht inkl. Korb und Tablett: 9,1 kg

VE = 2 Stück



DIETZ Rehati

DIZ 200160

Leichtgewicht-Rollator

TAiMA M-GT (Modell 2017)

Rahmen aus Aluminium, resedagrün metallic. Dieser Rollator hat dank konsequenter Leichtbauweise das äußerst geringe Gewicht von **5,5 kg** (ohne Zubehör), ist dennoch sehr stabil und nimmt gefaltet nur wenig Platz in Anspruch. Er unterstützt bei allen Unternehmungen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. Zur Ausstattung gehören: Ankipphilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen, Reflektoren für deutlich höhere Sicherheit bei Dunkelheit, Rückenbügel, Einkaufsnetz und Gehstockhalter, Lenkungsdämpfer und Soft-PU-Bereifung für ausgezeichneten Fahrkomfort

Radgröße: 20 x 3,5 cm, Länge: 68 cm
Breite: 63 cm, Höhe: 79 - 95 cm
Höhe zusammengeklappt: 81 cm, Sitzhöhe: 59 cm, Sitzbreite: 45 cm
Breite zusammengeklappt: 23 cm
Griffhöhe verstellbar: 5 x 4 cm
max. Zuladung Einkaufsnetz: 5 kg
max. Belastbarkeit: 150 kg



FALTROLLSTÜHLE UND ZUBEHÖR**DIETZ Rehat**

DIZ 110048

**Standard Faltrollstuhl**

Rahmenfarbe: anthrazit, Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar, Fußplatte höhenverstellbar mit Fersenband, Feststellbremse, PU-Bereifung, passive Beleuchtung und Rückstrahler, Rückenrohr mit Lumbalknick

Technische Daten:

Sitzbreite: 48 cm
 Sitzhöhe: 48/51 cm
 Sitztiefe: 41/44 cm
 Rückenhöhe: 40-43 cm
 Gesamtbreite: 68 cm
 Gesamthöhe: 90 cm
 Gesamtlänge: 105 cm
 Belastbarkeit: 140 kg

**SITZERHÖHUNG****bisanz**

BIS 300210

**Sitzerhöhung**


40 x 40 x 10 cm, als Stuhl- und Sitzflächen-erhöhung, z.B. in der Krankenhaus- und Altenpflege, fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt und hoher Lebensdauer, Kunstleder weiß mit Reißverschluss, abwaschbar, desinfizierbar

UNTERSUCHUNGS- / BEHANDLUNGSLIEGEN

Rotomed

Gestell: lackiert (RAL 9016), Kunstleder, Klasse 1, biokompatibel, phthalatfrei, Polsterhöhe: 60 mm, inkl. Rollenhalter für Rollen bis 53 cm Breite. Der Rollenhalter kann sowohl im Kopf- als auch im Fußbereich in den Aufnahmелöchern der Liegenbeine platziert werden. **Mit 2 Rastern** am Kopfteil (bis 45° verstellbar). Die Unterseite des Kopfteils ist für eine bessere Desinfektion mit dem gleichen Kunstleder abgedeckt, 8 Abstandshalter, max. Tragkraft 220 kg Maße (LxBxH): 195 x 65 x 65 cm

MEG 940050.40740 Bezug: weiß
 MEG 940050.41491 grau
 MEG 940050.41492 dunkelblau
 MEG 940050.40003 schwarz



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



Rollenhalter und Raster am KoWpftteil



Lieferung ohne Ärztekrepp



GUMMISPANNER

megro

MEG 9401100

Gummispanner für Liegenbezüge aus elastischem Gewebeband mit einem Versteller, der es ermöglicht, die gewünschte Spannstärke selbst zu bestimmen



weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

LIEGEN- / DIWANBEZÜGE FROTTEE

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, engmaschig gestrickt, daher äußerst saugfähig, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, mit Rundum-Gummizug und Tunnelnaht, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Liegen 65 x 195 cm

Farbe: weiß
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz

**Bezüge für Liegen 80 x 200 cm**

Farbe: weiß
 mint
 viola
 beige
 silbergrau
 gelb
 royalblau
 bordeaux
 apricot
 brombeer
 natur
 jade
 aqua
 marine
 camel
 türkisblau
 graphit
 pink
 apfelgrün
 orange
 nougat
 terra
 schwarz



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

UNTERSUCHUNGS- / BEHANDLUNGLIEGEN



Untersuchungs- und Behandlungsliege

Höhenverstellung elektromotorisch von 50 bis 92 cm über Fußbedienung, ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement, Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis +40°, Polster Kunstleder 70 mm, 2-teilig, Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau, mit 4 Nivellierfüßen, sichere Arbeitslast: 225 kg
Maße: 195 x 65 x 50-92 cm



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Kunstleder **Classic**

Gestell: **RAL 9007** pulverbeschichtet grau-aluminium

SSW 211.4200.0.53 R7 Bezug: weiß
SSW 211.4200.0.55 R7 silbergrau
SSW 211.4200.0.57 R7 schwarz
SSW 211.4200.0.52 R7 ozean

Gestell: **RAL 9006** pulverbeschichtet weiß-aluminium

SSW 211.4200.0.53 R6 Bezug: weiß
SSW 211.4200.0.55 R6 silbergrau
SSW 211.4200.0.57 R6 schwarz
SSW 211.4200.0.52 R6 ozean

Gestell: **RAL 9002** pulverbeschichtet grau-weiß

SSW 211.4200.0.53 R2 Bezug: weiß
SSW 211.4200.0.55 R2 silbergrau
SSW 211.4200.0.57 R2 schwarz
SSW 211.4200.0.52 R2 ozean

Kunstleder **Comfort** (antimikrobiell)

Gestell: **RAL 9006** pulverbeschichtet weiß-aluminium

SSW 211.4200.0C91R6 Bezug: titangrau
SSW 211.4200.0C96R6 steingrau
SSW 211.4200.0C97R6 schiefergrau
SSW 211.4200.0C82R6 karibikblau
SSW 211.4200.0C92R6 karminrot

Gestellfarben

	RAL 9002
	RAL 9006
	RAL 9007

Kunstleder **Classic**

weiß	silbergrau
ozean	schwarz

Kunstleder **Comfort**

titangrau	steingrau
schiefergrau	karibikblau
karminrot	

SSW 200.0400.0

Seitengitter

Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar, pulverbeschichtet in weiß-aluminium RAL 9006



SSW 200.0930.0

Papierrollenhalter

für Papierrollen bis 59 cm Breite, an der Kopfseite montierbar, inkl. Halterung und Befestigungsmaterial



SSW 200.0250.0

Aufpreis **Fahrbarkeit** für Liege 211.4xxx beinhaltet 4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 davon elektrisch leitend, Zentral-feststellung je Achse, 1 Rolle mit Richtungs-feststeller, der Höhenverstellbereich bleibt gleich



TRANSPORT- UND RUHELIEGEN**Variationsliege Sita**

robustes Untergestell aus beschichtetem Stahl, die Liege verfügt über eine mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage, welche mittels einer Gasdruckfeder eine separate und stufenlose Verstellmöglichkeit (von der Sitz- bis in die Liegeposition) ermöglicht, groß dimensionierte Polsterflächen, die verschiebbare, integrierte Nackenrolle und die gepolsterten Armauflagen sorgen für hohen Komfort in jeder Position der Liege, die Seitenteile bieten gleichzeitig Schutz gegen Herausfallen

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 49 cm, Gesamttiefe 82 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamthöhe 126 cm, Sitzhöhe 55 cm, Liegefläche 185 cm
max. Patientengewicht 220 kg

ohne Rollen und Schubbügel

GRP 4490000.C111 Bezug compact schwarz
GRP 4490000.C711 Bezug compact dunkelblau

mit Rollen und Schubbügel

vier einzelgebremste, total feststellbare Doppelrollen (Ø 100 mm)

GRP 4490200.C111 Bezug compact schwarz
GRP 4490200.C711 Bezug compact dunkelblau



C111 schwarz

C711 dunkelblau



Lieferung ohne Kopfpolster

Variationsliege carryLine fix

robustes Untergestell aus beschichtetem Stahl, die Liege verfügt über eine einteilige oder zweiteilige Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt, die synchrone Verstellung der Rückenlehne und dem Beinpolster erfolgt manuell stufenlos bis in Ruheposition, das Kopfteil der zweiteiligen Rückenlehne ist um ca. 100° stufenlos nach hinten verstellbar, die automatische Stufenlagerung der Liegefläche um 10° bietet eine entspannte Liegeposition, die in Liegeposition erreichbaren und abschwengbaren Armauflagen erleichtern den seitlichen Einstieg, das Wadenbrett mit Negativeinigung sorgt für bequemen Ein- und Ausstieg, mittels 7-stufiger Rasterung ist es bis zur Waagerechten schwenkbar

Sitzbreite 49 cm, Sitztiefe 50 cm, Gesamttiefe 82 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamthöhe 126 cm, Sitz-/Liegehöhe 49 cm, Liegefläche 179 cm
max. Patientengewicht 200 kg

mit einteiliger Rückenlehne

GRP 4870002.C111 Bezug compact schwarz
GRP 4870002.C711 Bezug compact dunkelblau

mit zweiteiliger Rückenlehne

GRP 4870000.C111 Bezug compact schwarz
GRP 4870000.C711 Bezug compact dunkelblau



C111 schwarz

C711 dunkelblau

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!
Weitere Farben auf Anfrage!

DREH- /ROLLHOCKER



Arbeitshocker

höhenverstellbar, mit Ringauslösung und einem hochglanzpolierten Aluminiumkreuzfuß, einer verchromten Säule und Sicherheitsrollen (Ø 50 mm)

Ø Sitzpolster 40 cm, Polsterstärke 75 mm

Gesamtbreite 76 cm, max. Personengewicht 130 kg

Bezug compact schwarz

GRP 4108105.C111 Höhenverstellung 40 - 52 cm

GRP 4108205.C111 Höhenverstellung 46 - 58 cm

GRP 4108305.C111 Höhenverstellung 54 - 73 cm

mit Rückenlehne

Lehne höhenverstellbar und um ca. 180° drehbar

Bezug compact hellblau

GRP 4154105.C700 Höhenverstellung 43 - 55 cm

GRP 4154205.C700 Höhenverstellung 47 - 59 cm

GRP 4154305.C700 Höhenverstellung 54 - 73 cm



PATIENTENSTÜHLE



Patientenstuhl Serie 22

die Rückenlehne ist beweglich, mit Armlehnen aus schwarzem Integralschaum, das Oberteil ist um 360° dreh- und feststellbar, die Höhenverstellung erfolgt durch eine hydraulische Pumpe mit 17 cm Hub, die auf einem 5-teiligen Kreuzfuß aus poliertem Aluminium fixiert ist, die Säule hat einen Durchmesser von 85 mm, alle Stahlteile sind verchromt

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 47 cm,

Sitzhöhe 47 - 66 cm, max. Patientengewicht 130 kg

Bezug compact schwarz

GRP 2227640.C111 mit Gleitern

GRP 2227740.C111 mit 5 Rollen (Ø 50 mm) u. Doppelfeststeller



BLUTENTNAHMESTÜHLE



Blutentnahmestuhl Serie 22

mit 5-teiligem Kreuzfuß und mit Armauflage, der Stuhl hat links und rechts eine Halterung für die vielseitig einstellbare Blutentnahme-Armauflage

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 47 cm,

Sitzhöhe 47 - 66 cm, max. Patientengewicht 130 kg

Bezug compact beigebraun

GRP 2227602.C830 mit Gleitern

GRP 2227702.C830 mit 5 Rollen (Ø 50 mm) u. Doppelfeststeller



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!
Weitere Farben auf Anfrage!

weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

HOCKERBEZÜGE FROTTEE

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, mit Rundum-Gummizug, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100



Abbildungen zeigen Hocker mit Bezug

Bezüge für Hocker Ø 40 - 45 cm

MEG 940109.01	Farbe: weiß
MEG 940109.02	mint
MEG 940109.03	viola
MEG 940109.04	beige
MEG 940109.05	silbergrau
MEG 940109.06	gelb
MEG 940109.07	royalblau
MEG 940109.08	bordeaux
MEG 940109.10	apricot
MEG 940109.13	brombeer
MEG 940109.15	natur
MEG 940109.18	jade
MEG 940109.19	aqua
MEG 940109.27	marine
MEG 940109.34	camel
MEG 940109.36	türkisblau
MEG 940109.48	graphit
MEG 940109.50	pink
MEG 940109.57	apfelgrün
MEG 940109.65	orange
MEG 940109.69	nougat
MEG 940109.70	terra
MEG 940109.99	schwarz

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



Abbildungen zeigen Hocker mit Bezug

DREH-/ROLLHOCKER




Drehhocker mit **schwarzem Kunststofffußkreuz** und schwarzer Säule, Polsterhöhe 70 mm, keine Nähte für eine leichte Desinfektion, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, Fußkreuz Ø 60 cm, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 135 kg

mit **harten Rollen** für weiche Böden

- MEG 940515.40740 Bezug: **weiß**
 MEG 940515.41491 **grau**
 MEG 940515.41492 **dunkelblau**
 MEG 940515.40003 **schwarz**

mit **weichen Rollen** für harte Böden

- MEG 940516.40740 Bezug: **weiß**
 MEG 940516.41491 **grau**
 MEG 940516.41492 **dunkelblau**
 MEG 940516.40003 **schwarz**



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



Polsterhöhe 70 mm, keine Nähte für eine leichte Desinfektion, **poliertes Alufußkreuz**, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, harte Rollen für weiche Böden, Fußkreuz Ø 60 cm, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 135 kg

- MEG 940520.40740 Bezug: **weiß**
 MEG 940520.41491 **grau**
 MEG 940520.41492 **dunkelblau**
 MEG 940520.40003 **schwarz**



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

INSTRUMENTENTISCHE UND ZUBEHÖR

SSW 232.4170.0

Instrumenten-Zureichungstisch

mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 95 bis 135 cm, Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, Platte 70 x 50 cm mit 15 mm hohem Rand, abnehmbar, drehbar und in jeder Position fixierbar, geschlossene Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei, sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg



SSW 232.5210.0

Instrumententisch

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 60 x 45 cm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 80 cm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen, ohne Schublade, sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg

ABWURFGESTELL UND ZUBEHÖR

SSW 252.1180.0

Abwurfgestell

herausnehmbarer 12 Ltr. Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, Gestell aus Chromnickelstahl, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen 50 mm Ø, elektrisch leitend, rostfrei, Gestellhöhe 23 cm

OP-HOCKER

SSW 222.1530.0

OP-Hocker

5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff, Ø 50 mm, rostfrei, Sitzronde aufgepolstert mit elektrisch leitendem Bezug in schwarz, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Ø der Sitzronde 35 cm, Höhenverstellung 48,5 - 65,5 cm



DREH- / ROLLHOCKER



SSW 222.2760.0.53 **Drehhocker Classic**
5-strahliger **Aluminium-Fuß**, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung, Polster 60 mm **weiß** kunstlederbezogen, Sitzfläche: Ø 35 cm, Höhenverstellung 50 - 69 cm



Drehhocker Comfort

Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung, Polster 60 mm kunstlederbezogen (antimikrobiell), Sitzfläche: Ø 35 cm, Höhenverstellung 50 - 69 cm

SSW 222.2760.0 C.102 Polster **milchkaffee**
5-strahliger **Aluminium-Fuß**, poliert

SSW 222.2810.0 C.103 Polster **himbeerrot**
5-strahliger **Kunststoff-Fuß**, schwarz



UNTERSUCHUNGSSITZE



Untersuchungssitz Classic

5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz, Spezialpolstersitz 80 mm mit Kunstlederbezug **schwarz**, Sitzfläche: Ø 36 cm, Gasfederhöhenverstellung von 49 - 69 cm, mit Fußringauslösung

SSW 222.1550.0.57 **ohne** Rückenlehne

SSW 222.1570.0.57 **Rückenlehne** mit Kunstleder bezogen



Untersuchungssitz Comfort

5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz, Spezialpolstersitz 80 mm mit Kunstlederbezug **karibikblau** (antimikrobiell), Sitzfläche: Ø 36 cm, Gasfederhöhenverstellung von 49 - 69 cm, mit Fußringauslösung

SSW 222.1550.0 C.82 **ohne** Rückenlehne

SSW 222.1570.0 C.82 **Rückenlehne** mit Kunstleder bezogen





MEG 940295

WANDSCHIRME

3-teilig, fahrbar, zusammenklappbar, Rahmen: Aluminium, mit schwer entflammbarem PVC-Bezugsstoff (abnehmbar), Maße: einzelnes Paneel: 68 cm, Gesamtbreite: 204 cm, Höhe: 180 cm



SÖH 6001010

SÜHNGEN**Bettschirm, 1-teilig**

ca. 185 x 95 cm, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, elektrostatistisch weiß pulverbeschichtet, drehbarer Standfuß, Bezug PVC weiß, undurchsichtig, durch Klettverschlüsse einfach abzunehmen, zu reinigen und wieder zu befestigen



MEG 950950

ARM- UND BEINSTÜTZE

„Made in Germany“

Arm- und Beinstütze

dient als Stütze zur medizinischen Behandlung, Stativ aus verchromtem Stahl. Polsterauflage aus schwarzem PU-Schaum (30 x 10 cm) mit Feststellgriff, Schraubhöhenverstellbar von ca. 64 - 87 cm, Fußdurchmesser ca. 46 cm, mit Antirutschfüßen, Lieferung: zerlegt, Gewicht ca. 2,6 kg

MEG 940560
MEG 940565**BLUTENTNAHME- UND INFUSIONSSTÜHLE****Blutentnahmestuhl**

Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, Sitz, Rückenlehne und Armlehne kunstlederbezogen, Stuhlbreite: 64,5 cm inkl. Armlehnen, Gesamthöhe: 86,5 cm, Sitzfläche: 45,5 x 46,5 cm, Tragkraft: 225 kg

weiß
schwarz

FUßMATTE / LIEGENAUFLAGE



Klarsichtmatte aus Vinyl

abwaschbar, mit geeigneten, handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar, auch als Schreibunterlage geeignet

MEG 940230.00
MEG 940231.00

ca. **56 x 40 x 0,2 cm**
ca. **80 x 60 x 0,2 cm** (einseitig strukturiert)



Matte aus Vinylschaum

mit Textil-Inlay, latexfrei, SANITIZED®-veredelt: Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln durch den aktiven bioziden Wirkstoff Pyrithionzink, beste Formbeständigkeit, die rutschsichere Oberfläche verhindert sowohl das Rutschen auf der Matte als auch das Rutschen der Matte an sich

MEG 940240.20
MEG 940240.30
MEG 940240.40
MEG 940240.99

Maße: 60 x 40 x 0,6 cm

grau
forstgrün
kornblau
schwarz

Maße: 80 x 60 x 0,6 cm

MEG 940241.20
MEG 940241.30
MEG 940241.40
MEG 940241.99

grau
forstgrün
kornblau
schwarz



WÄRMEDECKEN



Kuscheldecke „Memphis“


flauschige Decke (280 g/m²) aus Microfaser mit 4-seitig breit gesäumten Saumkanten, angenehm wärmend, kuschelig und pflegeleicht, waschbar bis 95°C ohne Weichspüler, bügelfrei, koch- und chlorecht, trocknergeeignet, Maße: 150 x 200 cm

MEG 940131.10
MEG 940131.30
MEG 940131.37
MEG 940131.39
MEG 940131.40
MEG 940131.50
MEG 940131.54
MEG 940131.55
MEG 940131.71
MEG 940131.72
MEG 940131.80
MEG 940131.90
MEG 940131.91
MEG 940131.94

creme
karminrot
rot
altrosa
beere
marineblau
petrol
aqua
taupe
braun
grün
silber
anthrazit
schwarz



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



RÜD MIPO-BOOK01 **Anatomie**

Mini-Poster Booklets

die Poster-Booklets sind Bücher im Posterformat 24 x 34 cm, jedes **Booklet** enthält die wichtigsten **12 Poster** von Rüdiger-Anatomie zu dem entsprechenden Thema, die Mini-Poster sind auf schwerem 250 g/m² Hochglanzkarton gedruckt und mittels Spiralbindung ringgebunden



RÜD MIPO-BOOK02 **Muskulatur**

„Tiefe Muskeln, Frontansicht“, „Tiefe Muskeln, Rückansicht“, „Muskulatur des Kopfes“, „Muskulatur des Halses“, „Muskulatur der Wirbelsäule“, „Schulter- und Rückenmuskulatur“, „Bauch- und Rippenmuskulatur“, „Becken-, Hüft- und Gesäßmuskulatur“, „Armmuskulatur des Menschen“, „Handmuskulatur des Menschen“, „Beinmuskulatur des Menschen“, „Fußmuskulatur des Menschen“

RÜD MIPO-BOOK03 **Akupunktur**


„Körperakupunktur“, „Körperakupunktur I“, „Körperakupunktur II“, „Handakupunktur“, „Fußakupunktur“, „Kopfakupunktur“, „Ohrakupunktur“, „Irisdiagnose“, „Der menschliche Körper“, „Wirbeltherapie nach Dorn“, „Meridiane und Dorntherapie“, „Akupressur“

RÜD MIPO-BOOK04 **Physiotherapie**

„Thermotherapie & Kryotherapie“, „Bindegewebsmassage“, „Triggerpunkte“, „Hautinnervation“, „Reflexzonen Hand“, „Reflexzonen Fuß“, „Triggerpunkte Kopf und Rumpf“, „Triggerpunkte Arm und Bein“, „Taping Basistechniken“, „Vegetatives Nervensystem“, „Lymphsystem des Menschen“, „Manuelle Lymphdrainage“

RÜD MIPO-BOOK05 **Naturheilkunde**

„Irisdiagnose“, „Wirbeltherapie nach Dorn“, „Meridiane und Dorntherapie“, „Akupressur“, „Craniosacrale Osteopathie“, „Vegetatives Nervensystem“, „Manuelle Lymphdrainage“, „Chakra“, „Basisübungen Yoga“, „Beziehungen von Zähnen und Organen“, „Lymphsystem des Menschen“, „Der menschliche Körper“



LEHRTAFELN DER MENSCHLICHEN ANATOMIE



Anatomische Lehrtafeln, 70 x 100 cm, Papier


ein klares Konzept gewährleistet Genauigkeit und Anschaulichkeit gleichermaßen. Durch engen Kontakt zur medizinischen Forschung bleibt eine permanente Aktualisierung der vorhandenen Tafeln und eine stetige Neuentwicklung sichergestellt. Die Tafeln fassen alle relevanten Informationen in konzentrierter Form zusammen. Dabei decken sie nicht nur das jeweils betrachtete anatomische Thema grafisch ab, sondern stellen auch die spezifischen Krankheiten bzw. Unfallschäden dar. Und ganz nebenbei bieten sie auch noch einen interessanten Blickfang für jeden Arbeitsraum und jedes Behandlungszimmer dar. Damit die grafische Qualität im Druck erhalten bleibt, werden Rüdiger-Tafeln in einem aufwendigen 4 bzw. 5 Farbdruck auf besonders starkem und reißfestem 200 gr. Papier gedruckt. Zur Aufhängung sind die Lehrtafeln oben und unten mit einer Metallschiene versehen

RÜD TA4
RÜD TA18
RÜD TA20
RÜD TA21
RÜD TA29
RÜD TA33
RÜD TA40
RÜD TA60


Männliches Muskelsystem
Schwangerschaft, Geburt
Das menschliche Ohr
Haut - Haare - Nägel
Die menschliche Hand
Das Kniegelenk
Beckenbodengymnastik
Zähne & Kiefergelenk



TA 4



TA 18



TA 20



TA 21



TA 29



TA 33



TA 40



TA 60

Laminierte Lehrtafeln
oder Poster sind auf Anfrage
erhältlich!



MEG 688220

ANATOMISCHE MODELLE**Homo-Schädel**

100 % exakter Abguß von einem natürlichen Schädel, mit hervorragender Wiedergabe aller anatomischen Details, mit 31 einzelnen voll ausgebildeten, extrahierbaren Zähnen, der Unterkiefer ist abnehmbar. Eine Knochenklappe im Unterkiefer ermöglicht Blicke auf Zahnwurzel, Spongiosa, Nervenkanal und einen impaktierten Weisheitszahn. Die Schädeldecke ist abnehmbar, um Einblick in die vollausgebildete Schädelbasis zu ermöglichen. Nervenkanäle in der Schädelbasis sind eröffnet



Homo Skelett

MEG 688200



Wirbelsäule mit Stativ

Homo Skelett

100 % Abformung eines perfekten natürlichen Skelettes, alle Details und Feinheiten der Knochen sind anatomisch korrekt und absolut naturgetreu. Mit Kniescheiben und mit Zungenbein ausgestattet. Die Gelenke der Arme und Beine sind so gestaltet, daß alle natürlichen Bewegungen nachvollzogen werden können (z.B. kann die Kreuz- und Parallelstellung von Radius und Ulna beim Drehen des Handgelenkes deutlich gemacht werden). Mittels spezieller Gleitgelenk-Scharniere zur Arm- und Beinbefestigung am Rumpf sind auch Gleitbewegungen innerhalb des Schulter- bzw. Oberschenkelgelenks möglich. Die Arme und Beine sind abnehmbar, Lieferung inkl. fahrbarem 5-Fuß-Sicherheitsstativ und Staubschutzhülle, Gewicht inkl. Stativ 11 kg, Maße: Höhe inkl. Stativ 180 cm, Breite 40 cm, Stativ-Ø: 60 cm

MEG 688212

Flexible Wirbelsäule - Standard

Abguß einer echten menschlichen Wirbelsäule (ca. 80 cm) mit Hinterhauptbein, Nervenstrang mit austretenden Spinalnerven und Vertebralarterien, beweglichen Oberschenkelstümpfen. Voll flexibles Modell: Verkümmungen, Verspannungen und sonstige pathologische Erscheinungsformen können dargestellt werden. Das Kreuzbein ist auf der Rückseite durch eine Knochenklappe zu öffnen, um den Verlauf der Nerven innerhalb des Knochens zu zeigen. Mit Stümpfen, **ohne Stativ**

MEG 688301

Stativ für MEG 688212

SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER



aus schlagfestem Polystyrol, gegen die meisten Säuren und Öle resistent, leicht waschbar, Temperaturbeständigkeit (-20 bis +80 °C), die Schütten sind schwenkbar und herausnehmbar, die Gehäuse haben rechts und links entsprechende Öffnungen zum Aufhängen und sind stapelbar, unbefüllt, Lieferung inkl. Beschriftungsetiketten



MEG 920020
MEG 920021

Gehäuse mit 2 Behältern, beige
Gehäuse mit 2 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 24,6 x 35,3 cm

MEG 920030
MEG 920031

Gehäuse mit 3 Behältern, beige
Gehäuse mit 3 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 16,3 x 24,2 cm

MEG 920040
MEG 920041

Gehäuse mit 4 Behältern, beige
Gehäuse mit 4 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 13,7 x 20,7 cm

MEG 920050
MEG 920051

Gehäuse mit 5 Behältern, beige
Gehäuse mit 5 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 11 x 16,4 cm

MEG 920060
MEG 920061

Gehäuse mit 6 Behältern, beige
Gehäuse mit 6 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 7,5 x 11,3 cm

MEG 920090
MEG 920091

Gehäuse mit 9 Behältern, beige
Gehäuse mit 9 Behältern, weiß
Außenmaße (BxTxH): 60 x 5,1 x 7,7 cm




AUFBEWAHRUNGS- / ENTNAHMEBOXEN UND ZUBEHÖR



WAL 6000.700

Entnahme-Box glasklar

Universal-Box für Pflaster, Tupfer, Einwegspritzen, Tuben und andere kleine nützliche Dinge, mit zurückschiebbarer Frontklappe, stapelbar und seitlich zusammensteckbar, SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Maße: 26 x 15 x 15,5 cm



SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER

Die Spenderserie PicBox® mit First-in / First-out Garantie und Staubschutz nach DIN 58953, mit Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten

HAEBERLE

HAE 11368

Spritzenspender PicBox®

Gehäuse grauweiß mit 3 Schütten,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 24,5 cm



HAE 11369

Kanülespender PicBox®

Gehäuse grauweiß mit 5 Schütten,
Maße (BxTxH): 60 x 17,5 x 16,5 cm



HAE 11481

Injektionsset PicBox® multi

mit weißem kunststoff-furniertem Gehäuse,
enthält Spritzenspender mit 3 Schütten und
Kanülespender mit 5 Schütten,
Maße (BxTxH): 63 x 23,5 x 43,5 cm



HAE 11384

Injektionsset PicBox®

Gehäuse grauweiß mit 3 Spritzenspender-
schütten und 5 Kanülespender-
schütten,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 41 cm



HAE 04879

Injektionsset COMPACT

Gehäuse weiß kunststofffurniert, mit
4 Fächern für unterschiedliche Spritzen-
größen und 4 Fächern für Kanülen,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 45 cm

ROLL-TRITT-HOCKER



Rolltritthocker Trittfix

aus kräftigem, recyclebarem Kunststoff in abgerundeter Form, 2-stufig mit großer Trittfläche, auf 3 versenkbaren Rollen beweglich, sicherer Standing mit Doppelkunststofflippe, Höhe: 43 cm, Gewicht: 2,5 kg, max. Belastbarkeit: 130 kg

schwarz
hellgrau

MEG 940576
MEG 940577



NOTFALLSCHILDER



“Med.-techn. Notdienst”

selbstklebendes Folienschild für Windschutz- oder Schaufensterscheiben, ca. 10 cm Ø, PVC weiß/rot

MEG 930012

“Arzt im Dienst”

Autoschild, mit Saugfuß, ca. 10 cm Ø, PVC weiß/rot

MEG 930013



ARZTTASCHEN / -KOFFER



Fächermappe Polymousse


aus strapazierfähigem Polymousse, inkl. Schreibblock und Kugelschreiber. Insgesamt 11 Fächer für Karteikarten, Rezepte und Formulare
Maße (LxB): 25,5 x 20 cm

BOL 6.02.411
BOL 6.02.415

schwarz
blau



ALLZWECKSCHRÄNKE



Allzweckschrank

ergänzt jede beliebige Kombination aus der Wagner-Serie, hochwertige Acrylglasscheiben bieten Staubschutz und Übersicht, flexible Böden, individuelle Platzeinteilung,
Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm

WAG 04.105
WAG 04.205

weiß
antikweiß



VERBANDMITTELSPENDER*AV Orgmed e. K.*

WAG 04.110
WAG 04.210

Injektionsmaterialspender schmal

Injektionsmaterial geordnet und übersichtlich in zwei Kippschütten nebeneinander mit 3 und 6 Fächern für Spritzen und Kanülen, Raum für Tupfer und Desinfektion

Maße (HxBxT): 27 x 100 x 23 cm

weiß
antikweiß



WAG 04.102
WAG 04.202

Injektionsmaterialspender

Injektionsmaterial geordnet und übersichtlich in zwei Kippschütten mit 3 und 6 Fächern für Spritzen und Kanülen, Raum für Tupfer und Desinfektion, mit herausziehbarem Tablarboden,

Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm

weiß
antikweiß



WAG 04.101
WAG 04.201

Verbandmaterialspender

für 5 Sorten Pflaster, 4 Größen Binden, Tupfer, Kompressen, Fach für Scheren, 3 Pflaster-Rollen mit Abscheider (mit Berührungsschutz, Einhandbedienung) alles übersichtlich und griffbereit, staubgeschützt, Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm

weiß
antikweiß

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE*AV Orgmed e. K.*

WAG 04.109
WAG 04.209

Medikamentenschrank mit Tresor

zur verschlussssicheren Aufbewahrung von Wertsachen im Tresor der Sicherheitsgruppe B mit Doppelbartschloss, Tresor-Innenmaß (HxBxT): 16,4 x 23 x 11 cm, Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm

weiß
antikweiß

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE

AW Orgmed e. K.

WAG 21.109

Medikamenten- und Verbandmittelschrank

Oberteil **Glastüren + Unterteil Modulkörbe** ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Glastüren und 3 variabel einstellbare Glaseinlegeböden
Unterteil: Tablarauszug als Ablagefläche, 2 ISO-Modulkörbe bieten auch Platz für größere Packungen, 2 Einlegeböden können nach Bedarf in der Höhe variiert werden



AW Orgmed e. K.

WAG 21.112

Medikamenten- und Verbandmittelschrank

Oberteil **Holztüren + Unterteil Schubladen** ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen. Das Unterteil mit Schubladen ist insbesondere zur kontaminationsfreien Aufbewahrung von Instrumenten geeignet

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Holztüren, zusätzlich integriertes abschließbares Wertfach und 6 Türschalen

Unterteil: 5 Schubladen (1 Schublade 6 cm, 1 Schublade 11 cm, 3 Schubladen 18 cm lichte Höhe)



MEDIKAMENTENSCHRÄNKE

*W*Orgmed e. K.

WAG 21.113

**Medikamenten- und Verbandmittelschrank**

Oberteil **Glastüren + Unterteil Kühlschranks** ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff, Kühlschrank und Schrank sind separat abschließbar. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Glastüren und 3 variabel einstellbare Glaseinlegeböden

Unterteil: Kühlschrank (DIN 58345) zur Lagerung kühlpflichtiger Medikamente und Präparate zwischen 2 °C und 8 °C, Volumen 28 Ltr., LED-Innenbeleuchtung, Digitalthermometer mit Wertspeicher zur Dokumentation für die Qualitätssicherung, neben dem Kühlschrank befinden sich 3 Fächer für die Lagerung von Verbrauchsmaterial

Lockweiler

LOC 2300000202

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank

mit 2 Türen, weiß, das Grundmodell ist für die Einrichtung aller Stationszimmer in Altenpflegeheimen und Krankenhäusern sowie für Arztpraxen konzipiert

Die **Grundausrüstung** besteht aus: 8 verstellbaren Flachböden (aus Holz) mit einer Tiefe von 30 cm, sowie einem abschließbarem Wertfach aus Holz. Eine stabile, ausziehbare Arbeitsplatte in Schrankbreite erleichtert das Ein- und Aussortieren von Medikamenten. Der Schrank ist mit einem Sicherheits-Drehzylinderschloss ausgestattet
Maße (HxBxT): 205 x 100 x 50 cm



BASISWAGEN / INJEKTIONSWAGEN

HAEBERLE

Einsetzbar in Kliniken, Rehzentren und Arztpraxen

HAE 2610.1

doppio 45 Basiswagen

weiß, mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, Dekorstreifen in grau, 4 Rollen Ø 100 mm, komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen, bis zu 4 weitere Schubladen können nachträglich nachgerüstet werden
Maße (BxTxH): 56,5 x 56,3 x 79,3 cm

HAE 2636.1

doppio 60 Injektionswagen PicBox-Plus

weiß, mit 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff, Dekorstreifen in grau, 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen, 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, 1 Abwurfchale aus Edelstahl und 1 Armauflage, jeweils mit Befestigungskloben, 4 Rollen Ø 100 mm (2 mit Feststellern), komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen
Maße (BxTxH): 96,5 x 56,3 x 143,3 cm

HAE 26028

Schiebegriff

grau, handlich, aus Polyamid



Bei den doppio Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe (grau) optional. Bitte separat bestellen

GERÄTEWAGEN

HAEBERLE

Einsetzbar in Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen

fuego Gerätewagen

robustes Fahrgestell „cuatro“, Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem Kabelkanal. Stabile Platten (ABS-Kunststoff) mit angeformtem Rand und **oriongrauer** Griffmulde.

Dekorstreifen grau. Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff, 4 Rollen (Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne) mit 2 Feststellern und 2 Wandabweisern

HAE 3001.1

fuego 1

mit 1 ABS-Ablageplatte und 1 ABS-Schublade, 1 Kabelklammer und Schiebegriff, Trägerprofil 80 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,5 x 57,2 x 98,7 cm

HAE 3003.1

fuego 2

mit 2 ABS-Ablageplatten, 1 Kabelklammer und Schiebegriff, Trägerprofil 80 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,5 x 57,2 x 98,7 cm



BEISTELLWAGEN / -TISCH

MEG 986100

Multifunktions-Beistelltisch

weiß, kunststoffbeschichtet, Ablageplatte **40 x 60 cm** mit schwarzer Kunststoff-Umrandung, robuster weiß lackierter Stahlrahmen mit vier leichtgängigen Doppellenkrollen (2 davon feststellbar), Höhenverstellung stufenlos von 61 - 94 cm, Tragkraft ca. **10 kg** (bei senkrecht gestellter Säule)

Die Neigung der Tischplatte ist durch variable Arretierungen 8-fach verstellbar bis zu einem Winkel von 45°, Schrägstellen der Standsäule per Arretierungsbolzen (90° oder 80° Neigung bzw. Arretierung des Fußteils in zusammengeklappter Position), Maße zusammengeklappt: 92 x 61 x 11 cm



MEG 986102

Multifunktions-Beistelltisch

wie MEG 986100 jedoch mit einer **zusätzlichen** feststehenden, seitlichen, waagerechten Ablagefläche von 18 x 40 cm



BEISTELLWAGEN / -TISCH



MEG 986105

Side-Car

Beistellwagen aus Metall, **weiß**, Tischhöhe 72 cm, Tablets 60 x 40 cm, zusammengeklappt 7,5 cm breit, mit 4 stabilen Lenkrollen, mit einem Handgriff aufgestellt, Tragkraft ca. 30 kg



VIELZWECKWAGEN



MEG 940600

Gestell RAL 9002 pulverbeschichtet, **montierte Ausführung**, mit 1 Schublade, kann zusätzlich mit max. 2 Schubladen ausgestattet werden, 4 Doppelrollen Ø 75 mm, Maße (BxHxT): 58 x 75 x 45 cm



MEG 940604

Schublade mit Bügelgriff für Vielzweckwagen MEG 940600, Laufschienen, Innenmaße (BxTxH): 51 x 41,3 x 9 cm



HAE 08069

Variocar® Basiswagen 60

mit hochglanz-verchromten Vierkantstahlrohrobügeln und patentiertem Rastersystem, **weiß**, mit 1 Schublade, 73 cm hoch, Rollen Ø 75 mm, jederzeit nachrüstbar (bis zu 3 weitere Schubladen), Maße (BxTxH): 60 x 45,1 x 73,3 cm





HAE 15139

HAE 15139
HAE 15155
HAE 15156

VIELZWECKWAGEN

HAEERLE

08/16° Basiswagen 45

schlüssiges, ausgereiftes System, besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel hochwertig weiß beschichtet, Rollen Ø 50 mm, Maße (BxTxH): 49 x 45 x 70,5 cm mit 1 Schublade mit 2 Schubladen mit 3 Schubladen



HAE 15150

HAE 14514

08/16° Regalwagen 45

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange, Rollen Ø 50 mm, Maße (BxTxH): 49 x 45 x 80,5 cm

HAE 15150

08/16° Regalwagen 60

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange, Rollen Ø 75 mm, Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83,2 cm



HAE 17153

08/16° Regalwagen 90

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere Platte mit Stabilisierungsstange, Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern, Maße (BxTxH): 90 x 45 x 83,3 cm



HAE 12180

HAE 12078
HAE 12179
HAE 12180

08/16° Unterfahrwagen 60

passt optimal unter Behandlungsliegen, Platten 560 mm breit, Rollen Ø 50 mm, Maße (BxTxH): 60 x 45 x 52 cm mit 1 Schublade mit 2 Schubladen mit 3 Schubladen

VIELZWECKWAGEN

HAEBERLE

Vielzweckwagen 08/16®

schlüssiges, ausgereiftes System,
besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel
hochwertig weiß beschichtet

HAE 12075

08/16® Basiswagen 60

mit 1 Schublade, Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 73,2 cm



HAE 14754
HAE 14755
HAE 14756
HAE 14757
HAE 15391

08/16® Basiswagen 60

Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83,2 cm
mit 1 Schublade
mit 2 Schubladen
mit 3 Schubladen
mit 4 Schubladen
mit 5 Schubladen



HAE 14757

HAE 15862

08/16® Schrankwagen 60

schlüssiges, ausgereiftes System,
besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel
hochwertig weiß beschichtet, mit 1 Schublade,
1 Facheinlage und Türen, Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83,2 cm



HAE 05065

08/16® Steharbeitsplatz 60

Vielzweckwagen 08/16 mit 2 Platten ohne
Aufkantung, 1 Schublade 10 cm hoch, jeder-
zeit nachrüstbar aufgrund Vierkantbügel mit
Lochraster, Rollen Ø 75 mm
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 100,6 cm



Bild zeigt Wagen mit
zusätzlichen 6 Schubladen

HAE 12080

Zusatzschublade
10 cm hoch

VIELZWECKWAGEN**Servierwagen**

aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit Ø 25 mm, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 76 x 44 cm, außen 83 x 51 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon 2 feststellbar, Traglast 40 kg je Ebene, Maße (BxTxH): 83 x 51 x 94 cm

CON 7004/002
CON 7004/003

mit 2 Böden
mit 3 Böden

LABORSCHALEN

Laborschale Typ B, schwere Ausführung, rostfreier Edelstahl 18/10

	Ø cm	Volumen	Höhe
CON 1576/061	B2 6	0,06 l	3,0 cm
CON 1576/083	B4 8,5	0,16 l	4,0 cm
CON 1576/111	B6 11	0,4 l	5,5 cm
CON 1576/151	B8 15	1,0 l	7,5 cm

Universal- und Laborschale

flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, leicht gewölbter Rand, mittelschwere Qualität

	Volumen	Ø-innen	Ø-Boden	Höhe
CON 1525/240	3 l	24 cm	16 cm	9,5 cm
CON 1525/320	8 l	32 cm	21 cm	14,0 cm
CON 1525/400	14 l	40 cm	28,5 cm	15,5 cm



BEHÄLTER UND DECKEL AUS EDELSTAHL



Instrumentenschalen

mit Knopfüberfalldeckel, rostfreier Edelstahl 18/10

Länge x Breite x Höhe:

CON 0515/160	16 x 10 x 3 cm
CON 0515/180	18 x 12 x 5 cm
CON 0515/200	20 x 10 x 5 cm
CON 0515/220	22 x 15 x 5 cm
CON 0515/260	26 x 15 x 5 cm
CON 0515/300	30 x 20 x 5 cm
CON 0515/400	40 x 20 x 8 cm



Watte- und Tupferbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10

	Ø	Höhe	Inhalt
CON 1540/010	6 cm	6 cm	0,15 l
CON 1540/020	8,5 cm	8,5 cm	0,4 l
CON 1540/040	10 cm	10 cm	0,75 l
CON 1540/060	12 cm	12 cm	1,25 l
CON 1540/080	15 cm	10 cm	1,75 l
CON 1540/090	20 cm	20 cm	6 l
CON 1540/100	20 cm	10 cm	3 l



Deckel für Watte- und Tupferbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10

CON 1544/060	für 1540/010	Ø 6 cm
CON 1544/085	für 1540/020	Ø 8,5 cm
CON 1544/100	für 1540/040	Ø 10 cm
CON 1544/120	für 1540/060	Ø 12 cm
CON 1544/150	für 1540/080	Ø 15 cm
CON 1544/200	für 1540/090 und /100	Ø 20 cm



Standzylinder

Thermometer und Zangenbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10, fugenlos und dadurch hygienischer

	Ø	Höhe
CON 1530/100	2,55 cm	10,60 cm
CON 1530/200	5,4 cm	12,25 cm
CON 1530/300	5,4 cm	12,60 cm
CON 1530/400	4,9 cm	17,75 cm
CON 1530/500	8,25 cm	13,30 cm



AUFBEWAHRUNGS- / ENTNAHMEBOXEN UND ZUBEHÖR

Systembox SB 4 und SB 5 (ohne Inhalt)
transparent, praktisches und übersichtliches System für die Lagerung von medizinischen Artikeln, ohne Etiketten

SB 4, Maße (TxB/H): 23 x 15/13 cm
SB 5, Maße (TxB/H): 16 x 10/7,5 cm

Etiketten für Systembox, Pack = 100 Stück
für **SB 4 Box**
für **SB 5 Box**



MEG 920200
MEG 920201

MEG 920210
MEG 920211

INSTRUMENTENSCHALEN / -TABLETTS

Material: **MF Melamin-Formaldehyd**,
spülmaschinenfest, hygienisch, feuchtigkeitsbeständig,
max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C, Kältebe-
ständigkeit dauernd: -50°C, hohe Oberflächenhärte
und Kratzfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid)

Instrumentenschalen
Melamin, Maße: 280 x 210 x 60 mm
weiß
schwarz

Deckel, glasklar für 1426/1429
SAN, Maße: 285 x 215 x 15 mm



WAL 1426.710
WAL 1426.790

WAL 1423.700

Material: **SAN**, max. Gebrauchstemperatur: 70°C,
Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinen-
geeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruch-
festigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch
(Formalin)

Instrumentenschalen
SAN, hoher Rand, weiß
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 35 mm
350 x 240 x 36 mm

WAL 1401.710
WAL 1403.710
WAL 1405.710

Instrumententabletts
SAN, flach, weiß
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
300 x 150 x 17 mm
270 x 210 x 17 mm
300 x 190 x 17 mm
350 x 240 x 17 mm

WAL 1303.710
WAL 1305.710
WAL 1307.710
WAL 1309.710
WAL 1311.710
WAL 1313.710



INSTRUMENTENSCHALEN / -TABLETTS



Material: **MF Melamin-Formaldehyd**, spülmaschinengeeignet, hygienisch, feuchtigkeitsbeständig, max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -50°C, hohe Oberflächenhärte und Kratzfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid)

Instrumentenschalen

Melamin, hoher Rand, **weiß**

WAL 1400.710	190 x 150 x 40 mm
WAL 1402.710	290 x 160 x 35 mm
WAL 1404.710	350 x 250 x 40 mm
WAL 1406.710	420 x 280 x 60 mm
WAL 1450.710	290 x 160 x 60 mm



Instrumentenschalen

Melamin, hoher Rand, **schwarz**

WAL 1400.790	190 x 150 x 40 mm
WAL 1402.790	290 x 160 x 35 mm
WAL 1404.790	350 x 250 x 40 mm
WAL 1406.790	420 x 280 x 60 mm
WAL 1450.790	290 x 160 x 60 mm



Instrumententabletts

Melamin, flach, **weiß**

WAL 1302.710	190 x 150 x 17 mm
WAL 1304.710	240 x 180 x 17 mm
WAL 1306.710	300 x 150 x 17 mm
WAL 1308.710	270 x 210 x 17 mm
WAL 1310.710	300 x 190 x 17 mm
WAL 1312.710	350 x 240 x 17 mm
WAL 1314.710	420 x 280 x 17 mm



Instrumententabletts

Melamin, flach, **schwarz**

WAL 1302.790	190 x 150 x 17 mm
WAL 1304.790	240 x 180 x 17 mm
WAL 1306.790	300 x 150 x 17 mm
WAL 1308.790	270 x 210 x 17 mm
WAL 1310.790	300 x 190 x 17 mm
WAL 1312.790	350 x 240 x 17 mm
WAL 1314.790	420 x 280 x 17 mm



PRAXISORGANISATIONSHILFEN**Zubehör zu den MED+ORG Karteisystemen
Alphanorm DIN A5 und DIN A4**

MEO 60.010

MED+ORG Abheftstreifen

selbstklebend, zur sicheren Aufbewahrung aller
Formulare in allen Karteitaschen/-karten/-mappen,
weiß, Kunststoff, Pack = 100 Stück



MEO 60.700B
MEO 60.700G
MEO 60.700O
MEO 60.700R
MEO 60.700S
MEO 60.700Y

MED+ORG Farbmarkierer

zur farbigen Markierung der Alphabelleiste aller
Karteikarten/-taschen/-mappen, abgeschrägte Spitze

blau
grün
orange
rot
schwarz
gelb



MEO 60.011

MED+ORG Hängeschienen

zur Verwendung in allen MED+ORG Kartei-
mappen DIN A4 als Hängeregistratur, Metall, grau,
komplett gerundet und gesintert, 347 mm lang, mit
8 mm Lochung, nur in Verbindung mit Abheftstreifen
60.010 zu verwenden, Pack = 100 Stück



MEO 60.300
MEO 60.315
MEO 60.325
MEO 60.345
MEO 60.355
MEO 60.305

MED+ORG Signalkarten

für temporäre Markierungen, für Karteisystem
DIN-A5 quer, aus farbiger Kunststoffolie
Pack = 100 Stück

grau mit seittl. TAB 10 mm hoch
rot mit seittl. TAB 20 mm hoch
gelb mit seittl. TAB 20 mm hoch
grün mit seittl. TAB 10 mm hoch
blau mit seittl. TAB 10 mm hoch

sortiert in 4 Farben, je 25 Stück
(rot, gelb, grün, blau)



MEO 60.156.50
MEO 60.156.25

MED+ORG Altarchivkarton

zur Archivierung von Karteitaschen/-karten
im Format DIN A5 quer, weiß, bedruckt,
stabile Ausführung mit Deckel,
Aussenmaß (LxBxH) 420 x 238 x 168 mm

Pack = 50 Stück
Pack = 25 Stück

PRAXISORGANISATIONSHILFEN



MED+ORG Terminbücher

Ringbuch, neutral für 52 Wochen, Montag bis Samstag, je Woche 1/2 Notizenspalte, 10 Notizenseiten, Telefonregister A-Z

1 Spalte pro Tag

MEO 60.008.1 Terminbuch 1.15, 15-Minuten-Takt
 MEO 60.007.1 Terminbuch 1.20, 20-Minuten-Takt

2 Spalten pro Tag

MEO 60.008.2 Terminbuch 2.15, 15-Minuten-Takt
 MEO 60.007.2 Terminbuch 2.20, 20-Minuten-Takt



Terminbuch 1.20



Terminbuch 2.15

MED+ORG Terminplaner 2023

schuppenartige Anordnung der Tagessseiten, seitliche Codierleiste für Raum- / Personalbelegung, je Terminspalte eine zusätzliche Spalte für Untersuchungskürzel, transparente Übersicht der kompletten Praxisbelegung, freie Terminsuche ohne Blättern zu müssen, Kennzeichnung aller Ereignis- und Feiertage für (A), (CH) und (D) in der Datumsleiste, beigelegte Jahresübersicht mit detaillierter Aufstellung aller Ereignis- und Feiertage für (A), (CH) und (D), Buch geschlossen 27 x 32 cm, offen 55 x 32 cm (BxH)

Zeiteinteilung 4-spaltig 7.30 Uhr bis 19.15 Uhr
 Zeiteinteilung 6-spaltig 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Alle Terminplaner werden inkl. Bleistift, Radiergummi, separater Jahresübersicht, Kunststoffhülle und Urlaubsplan ausgeliefert



Terminplaner mit 4 Tagesspalten



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

MEO 60.005.23 **Terminplaner mit 4 Tagesspalten**
 für 12 Monate in 2 Halbjahresbänden
 von Januar bis Juni und Juli bis Dezember **2023**


MEO 60.006.23 **Terminplaner mit 6 Tagesspalten**
 für 12 Monate in 2 Halbjahresbänden
 von Januar bis Juni und Juli bis Dezember **2023**

Lederhülle für MED+ORG Terminplaner
 hochwertiges und strapazierfähiges Rindleder

MEO 60.005S schwarz
 MEO 60.005R rot
 MEO 60.005HB hellbraun
 MEO 60.005G grün
 MEO 60.005BL blau



Lederhüllen



MEO 60.173

MEO 60.173

PRAXISORGANISATIONSHILFEN

**Zubehör zu den MED+ORG Karteisystemen
Alphanorm DIN A5 und DIN A4**

MED+ORG Adressfeld-Aufkleber eGK

für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß eGK, selbstklebend, Aufkleber 80 x 48 mm, 2 Aufkleber/Blatt, für Nadeldrucker zum einzelnen Bedrucken, Pack = 1 000 Stück

MEO 60.173M

MED+ORG Adressfeld-Aufkleber eGK

für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß eGK, selbstklebend, Aufkleber 80 x 48 mm, 2 Aufkleber/Blatt, für Nadeldrucker, Laserdrucker und Mehrschichtdrucker zum einzelnen Bedrucken, Pack = 500 Stück

MEO 60.174

MED+ORG Adressfeld-Aufkleber eGK

für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß eGK, selbstklebend, Aufkleber 89 x 48 mm, für Nadeldrucker als Lochrandetikett zum endlos Bedrucken, Pack = 1 000 Stück



MEO 60.173M



MEO 60.427

MEO 60.427

MED+ORG Terminzettel

DIN A6 hoch, 80 g Offset weiß, einseitig grau bedruckt, Pack = 500 Stück

MEO 60.416

MED+ORG Verordnungsplan

DIN A6 quer, 80 g holzfrei weiß, einseitig grau bedruckt, ungelocht, Pack = 500 Stück



MEO 60.803

MED+ORG Sonografie-Befundhüllen

Tasche zur Aufbewahrung von Sonografie-Aufnahmen, Format 212 x 152 mm mit längsseitiger Verschlusslasche, Lichtschutz-Innenbeschichtung, Adressfeld gemäß KVK, Alphabeteiste Pack = 500 Stück

PRAXISORGANISATIONSHILFEN



MED+ORG Karteitaschen ALPHAnorm DIN A5 quer

weiß, aus 180 g Computer-Karton, holzfrei, extra zäh, 4 x genutet, plan verpackt, Adressfeld gemäß KVK, Klebefeld für Abheftstreifen, wird zur Anwendung 2 x gefaltet

Pack = 1 000 Stück

MEO 60.101	Zahnarzt
MEO 60.105A	Standard
MEO 60.105	Facharzt / Allgemeinmedizin
MEO 60.112	Heilpraktiker
MEO 60.113	Augenheilkunde
MEO 60.114	HNO-Heilkunde
MEO 60.115	Gynäkologie
MEO 60.116	Psychotherapie
MEO 60.125	Kinder- und Jugendmedizin

Pack = 100 Stück

MEO 60.112H	Heilpraktiker
MEO 60.116H	Psychotherapie



MED+ORG Karteimappen ALPHAnorm DIN A4 quer

weiß, aus 300 g Computer-Karton, 3 x genutet, plan verpackt, mit 8 Schlitz für Karteireiter, Klebefeld für Abheftstreifen, Lochung 8 cm für Blitzabhefter, eingeklebte Einstecktasche

Pack = 100 Stück

MEO 60.204	für alle Fachrichtungen, weiß
MEO 60.204B	für alle Fachrichtungen, blau
MEO 60.204G	für alle Fachrichtungen, grün
MEO 60.204R	für alle Fachrichtungen, rot
MEO 60.204Y	für alle Fachrichtungen, gelb
MEO 60.201	Zahnheilkunde



MEO 60.160	MED+ORG Behandlungsverlauf DIN A4, 80 g holzfrei weiß, zweiseitig grau bedruckt, für alle Karteitaschen (Normalpapier) mit gleicher Linierung wie Karteitaschen 60.105 und 60.114, Zeilenabstand 6 mm, oben gelocht Pack = 1 000 Stück
------------	---

MEO 60.160A	MED+ORG Behandlungsverlauf 15 mm kürzer als DIN A4, 80 g holzfrei weiß, zweiseitig grau bedruckt, mit Linierung wie Karteitaschen 60.105 A, 60.113, 60.115 und 60.125, Zeilenabstand 8 mm, oben gelocht Pack = 500 Stück
-------------	---



Behandlungsverlauf, DIN A4



BOL 1.13.121
BOL 1.13.122
BOL 1.13.123
BOL 1.13.411
BOL 1.13.415

ARZTTASCHEN / -KOFFER



Modell "PRACTICUS" Leder oder Polymousse
moderne leichte Besuchstasche (Leder 1900 g, Polymousse 1400 g), mit Alu-Bügel und abschließbarem Bügelschloß, auswaschbar, mit großer Innentasche und herausnehmbarer, variabler Fächereinteilung
Maße (LxHxB): 45 x 22 x 20 cm

Leder schwarz
Leder braun
Leder bordeaux
Polymousse schwarz
Polymousse blau



Modell "NOVA"

auf formstabile Kunststoff ABS-Schalen gearbeitet: die Tasche schließt durch einen hochwertigen Reißverschluss, transparente Abdeckplatte mit Magnetverschlüssen erlauben Sicht auf Tascheninhalt, zeitraubendes Suchen entfällt, individuell verstellbare Einteilung, 3 Ampullen-Einsätze für 60 Ampullen, sehr große, geräumige Vortasche, Doppelgriff, Kantenschutz
Maße (LxHxB): 46 x 33 x 18 cm

ohne Trolley

Skailan, schwarz
Skailan, bordeaux

BOL 1.18.311
BOL 1.18.313

mit Trolley

Leder, schwarz
Skailan, schwarz

BOL 1.18.121
BOL 1.18.321



ARZTTASCHEN / -KOFFER



Modell "MEDICARE" Polymousse

sehr leicht (1500 g) und handlich, mit verstellbarem Schulterriemen und komfortablem Doppelgriff, Kunststoffeinsatz mit variabler Einteilung und Abdeckklappe mit Magnetverschluss, Deckel mit großzügigem Einsteckfach mit Klettverschluss
Maße (LxHxB): 46 x 12 x 33 cm



- BOL 1.01.411 schwarz
- BOL 1.01.415 blau
- BOL 1.01.417 rot

Modell "MEDICARE XL" Polymousse

leicht und geräumig (2700 g), mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen, eine Taschenhälfte mit variabler Fächereinteilung, 3 Ampulleneinsätzen für 60 Ampullen und transparenter Abdeckplatte mit Magnetverschluss, andere Taschenhälfte mit 4 herausnehmbaren Klarsichtboxen mit Klettbandhalterung, beide Taschenhälften sind mit ABS-Kunststoffschalen verstärkt, mit Rundum-Kantenschutz und großer Außentasche
Maße (LxHxB): 46 x 17 x 33 cm



- BOL 1.01.421 schwarz
- BOL 1.01.425 blau
- BOL 1.01.427 rot

Modell "DIE ANDERE" Polymousse

übersichtliche, geräumige und trotzdem leichte Tasche, mit tiefem Bodeneinsatz und seitlich ausziehbaren Fächern, zwei große Außentaschen und Klarsichtfach innen, zwei Ampulleneinsätze für 46 Ampullen
Maße (LxHxB): 40 x 36 x 24 cm



- BOL 1.05.411 schwarz
- BOL 1.05.415 blau
- BOL 1.05.417 rot

ohne Schultergurte (2700 g)

- schwarz
- blau
- rot

mit Schultergurten (2800 g)

- BOL 1.05.421 schwarz
- BOL 1.05.425 blau
- BOL 1.05.427 rot



ARZTTASCHEN / -KOFFER
BOLLMANN
Seit 1924
Modell "MINI" Polymousse

kleine universelle Tasche: für medizinische Utensilien, für den Pflegebereich, als Gerätetasche u.v.a., sehr kompakt, leicht und handlich, großes Platzangebot trotz geringer Aussenmaße, beidseitig Kunststoffeinsatz mit Unterteilungsstegen, flexible Klappe mit Druckknopf und drei Einsteckfächern für Papiere, transparente Abdeckklappe mit Druckknopf, mit Doppelgriff und abnehmbarem, verstellbarem Schultergurt, Reißverschluss-Kombinationsschloss, schmutzabweisende Bodenfläche mit Bodenschützern, aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe

Maße (LxHxB): 29 x 21 x 16 cm

schwarz

blau

rot

BOL 1.08.411

BOL 1.08.415

BOL 1.08.417

Modell "GoLight" Polymousse

ABS Innenschale mit 2 höhenverstellbaren Fachböden, 1 große herausnehmbare Modul-Tasche mit Tragegriff, 2 Modulboxen mit Klarsichtdeckel, 1 herausnehmbarer Einsatz mit Trennsteg im Bodenfach, 3 Schaumstoff-Ampulleneinsätze für 60 Ampullen, 2 große Außentaschen mit Reißverschluss, aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe

Maße (HxBxT): 48 x 41 x 25 cm

Trolley – mit hochwertigem

Einhand-Auszug und stabilen Laufrollen

schwarz

blau

rot

BOL 1.07.411

BOL 1.07.415

BOL 1.07.417

Rückentragbar – mit abnehmbaren Schultergurten

schwarz

blau

rot

BOL 1.07.421

BOL 1.07.425

BOL 1.07.427

AMPULLARIEN
BOLLMANN
Seit 1924
Ampullarium

stabile Kunststoffschalen mit strapazierfähigem Skailan-Außenmaterial garantieren bruchsisicheren Transport, für 42 Ampullen

Maße (LxHxB): 21 x 13 x 5 cm

schwarz

braun

bordeaux

BOL 3.09.311

BOL 3.09.312

BOL 3.09.313

AMPULLARIEN



Reißverschlussset mit 60 Gummischlaufen
transparente Schutzklappen mit selbstklebenden
Beschriftungstreifen,
für 34 Ampullen 1-2 cc und 26 Ampullen 5-10 cc
Maße: 22 x 16 cm

aus kratzfestem, echtem Leder

- BOL 3.07.111 schwarz
- BOL 3.07.112 braun
- BOL 3.07.113 bordeaux

aus Polymousse-Gewebe

- BOL 3.07.411 schwarz
- BOL 3.07.415 blau
- BOL 3.07.417 rot

BOL 3.01.320

Ampullenhalter

mit Klarsicht-Schutzdecke und Druckknopf-
Verschluss, Schaumstoff-Profileinsatz für
37 Ampullen, Maße: 26 x 15 x 2,3 cm



KARTENLESEGERÄT



ORG 200730

**ORGA 930 care
mobiles eHealth-Kartenterminal**

für die mobile Erfassung von Versichertenstamm-
daten, ob bei Hausbesuchen, im Notfalleinsatz,
im Krankenhaus und in der Praxis. Es vereinfacht
administrative Abläufe und überbrückt notfalls die
Versichertenstammdatenerfassung bei Ausfall des
stationären EDV-Systems. Es verfügt sowohl über
eine **Bluetooth**- wie auch eine USB-Schnittstelle
für eine schnelle und fehlerfreie Datenübertragung
an das Primärsystem. Das Auslesen der Versiche-
renstammdatens ist mit dem ORGA 930 care ohne
SMC-B (Institutionskarte) und eHBA (Heilberufe-
ausweis) möglich. Betriebssysteme Primärsystem:
Windows 10, Linux, Mac OS, Android 10, iOS

Lieferumfang: mobiles Kartenterminal ORGA 930
care, Kurzanleitung, OSS (Open Source Software)
Dokumentation, USB-A Kabel (z.B. zum Anschluss
an den PC), Micro-USB Kabel (z.B. zum Anschluss
an mobile Geräte), USB-Netzteil, 2 AAA NiMH
Akkumulatoren





KUW 10.71011.002 **KaWe MASTERLIGHT LED 1000**

inkl. 5-Fuß-Fahrstativ, Beleuchtungsstärke bei 0,5 m Abstand: 30.000 Lux, elektronischer Ein-/Ausschalter am Leuchtenkörper, Arbeitsabstand: 20-80 cm, Höhenverstellung: 60 cm, niedriger Stromverbrauch, Anzahl der LED-Lampen: 3, Farbwiedergabe-Index CRI: 96, Farbtemperatur: 4000 K, Lebensdauer der Leuchtmittel: 60.000 Std., Leistungsaufnahme gesamt: 7 W, Netzanschluss: 100-240 V, 50-60 Hz, mit wechselbarem Netzstecker: EU / GB / US

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



ri-magic® HP-LED

flexible Untersuchungsleuchte mit weißem, fokussierbarem HP-LED-Kaltlicht, deutlich unterscheidbare Farbnuancen und starke Kontraste mit einer leistungsstarken Beleuchtung, keine Wärmeabstrahlung auf das Untersuchungsfeld, Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, Lampe bleibt in Position, Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der Lichtstärke, 230/120 V, Lebensdauer der LED ca. 50.000 Std., mind. 100.000 Lux / 40 cm, Farbtemperatur 6200 Kelvin

RIE 6230

ri-magic® HP-LED **Tischmodell**
inkl. Universalklemme

RIE 6240

ri-magic® HP-LED **Wandmodell**

RIE 6250

ri-magic® HP-LED **Standmodell**



ri-magic® HP-LED Tischmodell



ri-magic® HP-LED Wandmodell



ri-magic® HP-LED Standmodell

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



Halogen-Untersuchungsleuchte mit Flexarm

zuverlässige und bewährte Untersuchungsleuchte für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, „Made in Germany“
 Ausladung Leuchte: ca. 800 mm
 Leuchtmittel: Halogenreflektorlampe 12 V / 35 W IRC, 10°
 Farbtemperatur: ca. 3.000 Kelvin
 Netzanschluss: 230 V, 50-60 Hz
 Lichtstärke: ca. 30.000 Lux / 500 mm
 Leuchtfeld: Ø 90/180 mm bei 500/1000 mm



KLE L100073A
inklusive Normschiene
(im Lieferumfang enthalten)

KLE L100073A

Wandausführung

zur Montage an Normschiene

KLE L111105A

Mobile Ausführung

auf Standrohr mit Rollfuß

LED-Untersuchungsleuchte mit Flexarm

Untersuchungsleuchte mit einem speziell entwickelten Zentralreflektor für eine fokussierte Ausleuchtung, „Made in Germany“
 Ausladung Leuchte: ca. 800 mm
 Leuchtmittel: LED, Zentralreflektor 18 V / 12 W
 Farbtemperatur: ca. 4.300 Kelvin
 Farbwiedergabeindex: > 93
 Lichtstärke: > ca. 55.000 Lux / 500 mm
 Leuchtfeld: Ø 100/160 mm bei 500/1000 mm



KLE L100013A
inklusive Normschiene
(im Lieferumfang enthalten)

KLE L100013A

Wandausführung

zur Montage an Normschiene

KLE L111111A

Mobile Ausführung

auf Standrohr mit Rollfuß

KLE L140080A

Wandausführung

zur direkten Montage an die Wand



KLE L111111A Mobile Ausführung
auf Standrohr mit Rollfuß



KLE L140080A Wandausführung
zur direkten Montage an der Wand



Speziell entwickelter **Zentralreflektor**
für fokussierte Ausleuchtung

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

HEINE OPTOTECHNIK

EL 3 LED Untersuchungsleuchte

für besonders helle, schattenfreie Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsfläche, präzise Positionierung durch einen kompakten Leuchtkopf (Ø ca. 60 mm), konstante Leuchtkraft und Farbwiedergabe der LED über gesamte Lebenszeit, intuitive und einfache Justierung durch hochwertigen Schwanenhals, unkomplizierte Reinigung und Desinfektion durch vollständig geschlossenes Gehäusedesign

- OPT J-008.27.011 mit **Wandhalterung**
 OPT J-008.27.013 mit **Klemmhalterung** für die Tischmontage
 OPT J-008.27.014 mit **Rollstativ** aus Metall



EL 3 LED mit Klemmhalterung
für die Tischmontage

ZUBEHÖR

- OPT J-000.27.013 **Klemmhalterung für die Tischmontage**
für EL 3 LED
- OPT Y-096.50.010 **Rollstativ aus Metall**
mit Aufsatz für EL 3 LED
- OPT J-000.27.014 **Stativaufsatz einzeln für Rollstativ**



EL 3 LED mit Rollstativ aus Metall

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN


LUXAMED®

LED-Untersuchungsleuchte

für die Praxis, auf stabilem, kippsicherem Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet), Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung, Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position, maximale Untersuchungshöhe: 165 cm, 15 V / 11.25 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs, Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand, Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden, Farbtemperatur: ca. 4.200 Kelvin, Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LUX U1.111.014
LUX U1.131.014

weiß
weiß-blau



LED-Untersuchungsleuchte FOCUS

für die Praxis, **mit Fokussierung**, Lichtspot von 9 cm auf 15 cm einstellbar, Aluminiumleuchtkopf, geringe Wärmeentwicklung, Schwanenhalskonstruktion mit 100 cm langem Arm, maximale Untersuchungshöhe: 165 cm, 10 W LED Lampe mit 1 Hochleistungs-LED, Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 80.000 Lux (Durchmesser 90 mm), Beleuchtungsstärke bei 40 cm Abstand: 50.000 Lux (Durchmesser 150 mm), Farbtemperatur: ca. 5000 K, Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Betriebsstunden, Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LUX U9.212.014
LUX U9.212.114

Oberteil allein, weiß
Oberteil allein, weiß
mit abnehmbarem Griff (sterilisierbar)

LUX U5.232.014
LUX U5.242.014
LUX U1.211.014
LUX U1.211.114

Wandhaltewinkel
Tischklemme
auf 5-Fuß Rollstativ, weiß
auf 5-Fuß Rollstativ, weiß
mit abnehmbarem Griff (sterilisierbar)



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - STATIVMODELLE**Arztleuchten für Praxis und Klinik**

MAC 1103101200 **Mach LED 110** (Fixfokus)
auf 5-Fuß-Stativ mit Einhandhöhenverstellung,
inkl. elektronischem Netzteil, 3 LED's, Ein-/Aus-
schalter, Beleuchtungsstärke: 30.000 Lux / 0,5 m



MAC 1153101200 **Mach LED 115** (Fixfokus)
auf 5-Fuß-Stativ mit Einhandhöhenverstellung,
inkl. elektronischem Netzteil, 7 LED's, Ein-/Aus-
schalter, Helligkeitsregulierung, Beleuchtungs-
stärke: 60.000 Lux / 0,5 m



MAC 1203101100 **Mach LED 120** (Fixfokus)
auf 5-Fuß-Stativ, Kurzarmgelenk, 12 LED's,
inkl. Netzteil, Ein-/Ausschalter und Helligkeits-
regulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 40.000 Lux / 1 m

MAC 1203101300 **Mach LED 120** (Fixfokus)
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, Netzteil im
Handgriff, 12 LED's, Ein-/Ausschalter und Hellig-
keitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 40.000 Lux / 1 m



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - STATIVMODELLE



MAC 1303301300 **Mach LED 130** (Fixfokus)
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil
im Handgriff, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und
Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper,
Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 1 m

MAC 1304301300 **Mach LED 130F** (fokussierbar)
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil
im Handgriff, 19 LED's, Leuchtfeldgröße
13-19 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeits-
regulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 70.000 Lux / 1 m

MAC 1305301300 **Mach LED 130 Plus** (Fixfokus)
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil
im Handgriff, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und
Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper,
Beleuchtungsstärke: 100.000 Lux / 1 m



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - WANDMODELLE



MAC 1153102100 **Mach LED 115** (Fixfokus)
mit Wandbefestigung, mit elektronischem
Netzteil, 7 LED's, Helligkeitsregulierung,
Ein-/Ausschalter, Beleuchtungsstärke:
60.000 Lux / 0,5 m



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - WANDMODELLE

MAC 1303302202 **Mach LED 130** (Fixfokus)
mit SWING-Arm, inkl. Netzteil, 19 LED's,
Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung
am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke:
60.000 Lux / 1 m

MAC 1304302202 **Mach LED 130F** (fokussierbar)
mit SWING-Arm, inkl. Netzteil, 19 LED's,
Leuchtfeldgröße 13-19 cm, Ein-/Ausschalter
und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper,
Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - DECKENMODELLE

MAC 1303303330 **Mach LED 130** (Fixfokus)
mit SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m,
inkl. Netzteil, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und
Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper,
Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 1 m

MAC 1304303330 **Mach LED 130F** (fokussierbar)
mit SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m,
inkl. Netzteil, 19 LED's, Leuchtfeldgröße
13-19 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeits-
regulierung am Leuchtenkörper, Beleuch-
tungsstärke: 70.000 Lux / 1 m



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - DECKENMODELLE



MAC 1505303330 **Mach LED 150 FP** (fokussierbar)
an SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m,
inkl. Netzteil, 26 LED's, Leuchtfeldgröße
16-23 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeits-
regulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 130.000 Lux / 1 m

MAC 9005010035 **Aufpreis** für Befestigung
am Federarm mit Höhenanschlag



OP-LEUCHE - WANDMODELL



MAC 1902302100 **Mach LED 2sc** (Single Colour)
inkl. Leuchtfelderzusammenführung,
ohne Netzteil, 21 LED's, Leuchtfeldgröße
16-23 cm, mit sterilisierbarer Griffhülse,
Beleuchtungsstärke: 115.000 Lux / 1 m



OP-LEUCHE - DECKENMODELL



MAC 1902303127 **Mach LED 2sc** (Single Colour)
mit zentralem Federarm für Raumhöhe
unter 2,80 m, inkl. Leuchtfelderzusammen-
führung, ohne Netzteil, 21 LED's, Leuchtfeld-
größe 16-23 cm, mit sterilisierbarer Griffhülse,
Beleuchtungsstärke: 115.000 Lux / 1 m



ZUBEHÖR EXTERNES NETZTEIL

MAC 9300009905 **Trafogehäuse LED**
mit 1 Netzteil 190 W, für LED 2sc, 2mc, 2 Smart

MAC 9300009907 **Netzteil 190 W 230 V**
am Flansch montiert, für alle LED 2 Modelle

MAC 9160009903 **Aufpreis Netzteil 100 VA/230 V**
im Wandlager montiert, nur für LED 2sc und
LED 2sc Hybrid

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN
Welch Allyn Green Series™
 medizinische LED-Untersuchungsleuchten

- hochwertiges, weißes Licht,
Lichtleistung: 50.000 Betriebsstunden
- geringere Betriebskosten, da keine Lampen
mehr ausgetauscht werden müssen
- niedrigerer Energieverbrauch
- größerer Komfort und mehr Sicherheit,
da keine Wärme abgestrahlt wird
- Intensitätsregulierung der benötigten Lichtleistung
bei den GS 600 und GS 900 Behandlungsleuchten
- berührungsloses Ein- und Ausschalten – verringert
das Infektionsrisiko durch Kreuzkontamination
- durch die ergonomische Form sind die Leuchten
leicht zu reinigen



GS Technische Daten

	GS Examlight IV	GS 300	GS 600	GS 900
Anzahl LEDs	1 weiße LED	1 weiße LED	3 weiße LEDs	6 weiße LED
Farbtemperatur	5.500° K	5.500° K	5.500° K	5.500° K
Lichtintensität bei normalem Arbeitsabstand	20.000 lux (1.858 footcandles)	30,5 cm Abstand: 30.000 lux (2.787 footcandles) 50 cm Abstand: 15.000 lux (1.393 footcandles)	Hohe Lichtintensität: 30,5 cm Abstand: 75.000 lux (6.967 footcandles) 50 cm Abstand: 40.000 lux (3.716 footcandles) Niedrige Lichtintensität: 30,5 cm Abstand: 55.000 lux (5.109 footcandles) 50 cm Abstand: 30.000 lux (2,787 footcandles)	Hohe Lichtintensität: 100.000 lux (9.290 footcandles) 100 cm Abstand: 55.000 lux (5.109 footcandles) Niedrige Lichtintensität: 60,9 cm Abstand: 75.000 lux (6.967 footcandles) 100 cm Abstand: 40.000 lux (3.716 footcandles)
LED Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Arbeitsabstand	40 cm	30,5 cm bis 50 cm	30,5 cm bis 50 cm	60,9 cm bis 100 cm
Lichtfeld bei Arbeitsabstand	10 cm bis 25 cm	13 cm bis 15 cm	15 cm bis 18 cm	23 cm bis 25 cm
Elektrische Daten	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,30 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,65 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 1,00 A max
Kabel	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang
Gewicht	Gesamtgewicht mit Tisch-/Wandmontage: 2,40 kg	Total Tisch/Wandmontage: 2,56 kg Total Rollstativ: 5,78 kg	Total Tisch/Wandmontage: 2,93 kg Total Rollstativ: 7,87 kg	Total Wandmontage: 8,12 kg Total Rollstativ: 20,34 kg Total Deckenhalterung: 11,11 kg
Montageoptionen	Gesamtgewicht mit Rollstativ: 5,63 kg	Tisch/Wandmontage Rollstativ	Tisch/Wandmontage Rollstativ	Wandmontage, Rollstativ, Deckenhalterung
Zubehöroptionen	Einmal-Schutzhülle 52640	N/A	Einmal-Schutzhülle 52640	Einmal-Schutzhülle 52640

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



WLA 48812

Welch Allyn GS Exam Light IV
Untersuchungsleuchte mit Tisch-/Wandbefestigung, ideal für die gynäkologische Praxis oder Fachgebiete, in denen ein sehr fokussiertes Licht in bestimmten Bereichen erforderlich ist. Die GS Exam Light IV Untersuchungsleuchte bietet das Dreifache der herkömmlichen Lichtleistung und weist eine hochflexible Lichtröhre auf, die doppelt so lang ist wie konventionelle Röhren. Mit einem kompakten, unauffälligen Kopf gewährleistet sie äußerste Genauigkeit und gibt die Gewebefarbe während einer Untersuchung unverfälscht wieder (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/46)



WLA 48950

Welch Allyn Rollstativ
 für GS Exam Light IV Untersuchungsleuchte



Welch Allyn GS 300 Untersuchungsleuchte
 ideal für allgemeine Untersuchungen in der Praxis
 (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/46)

WLA 44412

mit Tisch-/Wandbefestigung

WLA 44452

mit Rollstativ



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN**Welch Allyn GS 600**

Untersuchungs- und Behandlungsleuchte weist drei LEDs und einen breiteren Kopf auf und ist speziell für anspruchsvolle Sichtbedingungen konzipiert. Sie ist ideal für kleinere Eingriffe und Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/46)

mit Tisch-/Wandbefestigung
mit Rollstativ

WLA 44612
WLA 44602

WLA 48955

Welch Allyn Tisch-/Wandbefestigung
für GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600

Welch Allyn GS 900**Große Behandlungsleuchte (Klein-OP)**

weist sechs LEDs auf, verbindet hervorragende Lebensdauer, außergewöhnliche Manövrierbarkeit, nie dagewesene Spot-Qualität und verschiedene Montageoptionen. Durch die Option der Deckenmontage wird Platz am Boden gespart, und so liefert sie auch direktes Licht, wenn es während einer Operation erforderlich ist. Mit minimaler Wärmeabstrahlung und hoher Farbtemperatur ist die GS 900 die perfekte pflegeleichte und leistungsstarke Leuchte für nahezu jede Anwendung in Krankenhaus, Ambulanz und Arztpraxis (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/46)

mit Rollstativ
zur Deckenmontage
zur Wandmontage

WLA 44902
WLA 44900-C
WLA 44900-W



AKUPUNKTURMODELLE



AKUPUNKTURMODELLE (siehe Katalogseite 14/7)




Bild zur Veranschaulichung
der Akupunkturpunkte am Ohr
(Poster und Lehrtafeln siehe
Katalogseite 13/12 und 13/13)

MEG 148301
MEG 148304
MEG 148305
MEG 148306



MEG 148201
MEG 148202
MEG 148203
MEG 148204
MEG 148205
MEG 148206
MEG 148207
MEG 148208
MEG 148209



MEG 148256



AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

Qibomeo

das Programm, das alle Bereiche abdeckt; unsilikonisiert/silikonisiert für Anwender und Patienten die richtige Wahl; einzeln steril verpackt, sowohl mit Plastik- als auch Kupfer- oder Silbergriff (für die Moxa-Anwendung), mit und ohne Führungsröhrchen; nickelhaltig; ein ausgereiftes, umfangreiches Sortiment für den Akupunkteur



Pack = 100 Stück

mit Silbergriff, A2, ohne Führungsröhrchen

0,20 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm

1 Pack

mit Kupfergriff, A1, ohne Führungsröhrchen

0,20 x 15 mm
0,22 x 13 mm
0,22 x 25 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm
0,35 x 50 mm

1 Pack

4,95 /Pack

mit Kupfergriff, B1, mit Führungsröhrchen

0,30 x 30 mm

4,95 /Pack

AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN



das Programm, das alle Bereiche abdeckt; unsilikonisiert/silikonisiert für Anwender und Patienten die richtige Wahl; einzeln steril verpackt, sowohl mit Plastik- als auch Kupfer- oder Silbergriff (für die Moxa-Anwendung), mit und ohne Führungsröhrchen; nickelhaltig; ein ausgereiftes, umfangreiches Sortiment für den Akupunkteur

Pack = 100 Stück

**mit Plastikgriff, A3,
ohne Führungsröhrchen**

MEG 148001
MEG 148002
MEG 148003
MEG 148004

0,20 x 15 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm

**mit Plastikgriff, S3,
ohne Führungsröhrchen
silikonbeschichtet**

MEG 148011
MEG 148013
MEG 148015

0,20 x 15 mm
0,30 x 30 mm
0,35 x 50 mm



OHRKUGELN



MEG 148510

Magnetische Ohrkugeln

auf hautfarbenem Pflaster einzeln eingesiegelt, vergoldet, 800 Gauß, besonders geeignet für sensible Patienten, zur Druckstimulation der Ohrpunkte, verbindet die magnetischen Erkenntnisse mit der Theorie der TCM, Akupunkturmagnettherapie funktioniert durch die Magnetfelder auf den Haupt-, und Nebenanälen sowie Reflexpunkten der Energie-meridiane. Die Magnetfelder durchdringen Haut, Gewebe und die Muskeln. Die Symptome werden dadurch positiv beeinflusst durch die Lösung von Blockaden im Energiefluss der Meridiane. Anwendung bei: Arthritis, Weichteilverletzungen, Entzündungen, generelle Schmerzzustände
Pack = 100 Stück





MEG 148501
MEG 148502
MEG 148503
MEG 148504

DAUERNADELN

Robotmed

Ohr-Dauernadeln

gassterilisiert, die Nadeln können einzeln entnommen werden, einfach das Pflaster auflegen und glattstreichen, Pyonex gleitet in die Haut
Pack = 100 Stück

0,25 x 1,0 mm
0,25 x 1,5 mm
0,20 x 1,3 mm
0,22 x 1,5 mm

asiamed

ASI A000558



Dauernadeln Apex Gold

wie ASI A55001, jedoch wird auf die Dauernadelspitze in einem aufwendigen Herstellungsprozess eine Schicht reinsten Goldes (Reinheitsgrad 99,9%) abriebsicher aufgetragen
Pack = 100 Stück

ASI A000557



Dauernadeln Apex

für die professionelle Ohrakupunktur, Nadelspitze aus hochqualitativem, medizinischem Edelstahl, punktgenaue Positionierung und einfache Handhabung durch Applikationsröhrchen mit Magnetpille zur Stimulation
Pack = 100 Stück

Press-Tack - Dauernadeln

Dauerhaft nahezu schmerzfreie Akupunktur, hygienisch und körpergerecht, erfüllt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche, längerfristige Behandlung, Bewegungsfreiheit durch haltbares Pflaster für den Patienten, leichte Anwendungsweise ermöglicht die optimale Fixierung an allen Ohr- und Körperpunkten
Pack = 100 Stück

ASI A012542
ASI A012543
ASI A000553
ASI A000554
ASI A000555



extra extra small 0,18 x 1,3 mm
extra small 0,20 x 1,4 mm
small 0,22 x 1,6 mm
medium 0,24 x 1,7 mm
large 0,26 x 1,8 mm



AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

asiamed


s | needle: Präzision für nahezu schmerzfreie Akupunktur, die Spitzenqualität der s | needle gewährleistet optimale Behandlungsergebnisse für höchstes Patientenvertrauen, geringste Schaftreibung

s | needle J-Type Place N'Press
mit speziellem Führungsröhrchen für Einhand-Applikation, mit farbigem Kunststoffgriff
Pack = 100 Stück

ASI A000674	0,12 x 15 mm	dunkelgrün
ASI A000675	0,12 x 30 mm	dunkelgrün
ASI A000676	0,14 x 15 mm	hellgrün
ASI A000677	0,14 x 30 mm	hellgrün
ASI A000678	0,16 x 15 mm	rot
ASI A000679	0,16 x 30 mm	rot
ASI A000680	0,16 x 40 mm	rot
ASI A000681	0,18 x 30 mm	hellgelb
ASI A000682	0,18 x 40 mm	hellgelb
ASI A000683	0,20 x 15 mm	hellblau
ASI A000684	0,20 x 30 mm	hellblau
ASI A000685	0,20 x 40 mm	hellblau
ASI A000686	0,20 x 50 mm	hellblau
ASI A000687	0,25 x 30 mm	lila
ASI A000688	0,25 x 40 mm	lila
ASI A000689	0,25 x 50 mm	lila
ASI A000690	0,30 x 30 mm	braun
ASI A012056	0,30 x 40 mm	braun
ASI A000691	0,30 x 50 mm	braun



B-Type



J-Type



s | needle B-Type
ohne Führungsröhrchen, mit farbigem Kunststoffgriff
Pack = 100 Stück

ASI A000647	0,16 x 15 mm	rot
ASI A000648	0,20 x 15 mm	hellblau
ASI A000649	0,25 x 15 mm	lila
ASI A000650	0,25 x 40 mm	lila
ASI A000651	0,30 x 30 mm	braun
ASI A000652	0,30 x 50 mm	braun
ASI A000653	0,35 x 50 mm	schwarz



Special Akupunkturnadeln
beschichtete Akupunkturnadeln aus korrosionsfreiem medizinischen Stahl mit flexiblem Kupferwendelgriff für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, ohne Führungsröhrchen
Pack = 100 Stück

ASI A000347	0,30 x 10 mm	grün
ASI A000348	0,20 x 15 mm	hellblau
ASI A000349	0,25 x 20 mm	dunkelblau
ASI A000350	0,20 x 25 mm	rot
ASI A000351	0,25 x 25 mm	orange
ASI A000352	0,30 x 30 mm	gelb
ASI A000353	0,25 x 40 mm	lila
ASI A000354	0,35 x 50 mm	schwarz



AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

asiamed



ASI CJ1630
ASI CJ2030
ASI CJ2540

TeWa CJ-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit Kupferwendelgriff,
mit Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

CJ-Type 1630	0,16 x 30 mm	rot
CJ-Type 2030	0,20 x 30 mm	hellblau
CJ-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila




ASI CB2015
ASI CB2520
ASI CB2525
ASI CB2540
ASI CB3030

TeWa CB-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit Kupferwendelgriff,
ohne Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

CB-Type 2015	0,20 x 15 mm	hellblau
CB-Type 2520	0,25 x 20 mm	lila
CB-Type 2525	0,25 x 25 mm	lila
CB-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila
CB-Type 3030	0,30 x 30 mm	gelb



ASI PB2015
ASI PB2540
ASI PB3030

TeWa PB-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit farbigem Kunststoffgriff,
ohne Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

PB-Type 2015	0,20 x 15 mm	hellblau
PB-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila
PB-Type 3030	0,30 x 30 mm	gelb



ASI PJ1615
ASI PJ1630
ASI PJ2030
ASI PJ2540

TeWa PJ-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit farbigem Kunststoffgriff,
mit Führungsröhrchen,

Pack = 100 Stück

PJ-Type 1615	0,16 x 15 mm	rot
PJ-Type 1630	0,16 x 30 mm	rot
PJ-Type 2030	0,20 x 30 mm	hellblau
PJ-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila



AKUPUNKTURMODELLE - STANDARD



Akupunkturmodelle

des menschlichen Körpers aus Kunststoff mit einer weichen, hautähnlichen Oberfläche; die einzelnen Akupunkturpunkte und Meridiane sind mehrfarbig angelegt (außer Ohr, nur Punkte und rot); die Modelle sind ideal zum Üben und Veranschaulichen der einzelnen Therapieformen; ganz nebenbei werden neue Patienten durch diese Modelle darauf aufmerksam gemacht, dass Akupunktur als Therapieform in der Arztpraxis angeboten wird

MEG 148901	Akupunkturmodell Frau	ca. 50 cm groß
MEG 148902	Akupunkturmodell Mann	ca. 50 cm groß
MEG 148903	Akupunkturmodell Kopf	ca. 22 cm groß
MEG 148904	Akupunkturmodell Hand	ca. 13 cm groß
MEG 148906	Akupunkturmodell Fuß	ca. 15 cm groß
MEG 148907	Akupunkturmodell Ohr	ca. 7,5 cm groß



Weitere Abbildungen
siehe Katalogseite 14/1





MEG 501005
MEG 501020
MEG 501035

MEG 501010
MEG 501025
MEG 501040

MEG 501015
MEG 501030
MEG 501045

KINESIOLOGIE

Rotomed

Gittertape

das gitterförmige Pflaster besteht aus einem hautfreundlichen Textilgewebe und haftet über mehrere Tage hinweg durch den dermatologisch getesteten medizinischen Acrylkleber. Die Gittertapes sind nach der Anwendung leicht zu entfernen und hinterlassen keinerlei Kleberückstände

Pack = 20 Blatt à **9 Pflaster**
27 x 21 mm beige/klein
27 x 21 mm pink/klein
27 x 21 mm blau/klein

Pack = 20 Blatt à **6 Pflaster**
36 x 28 mm beige/mittel
36 x 28 mm pink/mittel
36 x 28 mm blau/mittel

Pack = 20 Blatt à **2 Pflaster**
52 x 44 mm beige/groß
52 x 44 mm pink/groß
52 x 44 mm blau/groß



MEG 509001

KINESIOLOGIE - ZUBEHÖR

Rotomed

Spezial-Tapeschere, ca. 21 cm lang hochwertige **Titanium**-Schneideschere mit der sowohl Textilgewebe als auch Trägerpapier des Kinesiologie-Tapes (MEG 500050 bis MEG 500075) geschnitten werden kann, es bleiben keine Klebstoffreste auf der Schere

KINESIOLOGIE




Kinesiologie-Tape

ist hochelastisch und lässt sich auf 140% seiner Grundstruktur dehnen. Es besteht aus latexfreiem, luftdurchlässigem und wasserabweisendem Baumwollgewebe (mit dem Tape kann man wie gewohnt duschen, saunieren und Sport treiben), das mit einem dermatologisch sehr gut verträglichen Acrylkleber beschichtet ist



MEG 500050	5 m x 5 cm	beige
MEG 500055	5 m x 5 cm	blau
MEG 500060	5 m x 5 cm	pink
MEG 500065	5 m x 5 cm	schwarz
MEG 500070	5 m x 5 cm	grün
MEG 500075	5 m x 5 cm	gelb





HCT 42893001
HCT 42893002
HCT 42893003
HCT 42893004
HCT 42893005



HCT 42889001
HCT 42889010

SCHRÖPFGLÄSER



Schröpfköpfe werden mit Hilfe eines Vakuums auf der Haut angebracht. Dieses Vakuum entsteht durch einen Saugball, oder bei geschlossenen Gläsern durch erwärmen der Luft im Inneren der Schröpfköpfe, entsprechen der Medizinprodukte-Richtlinie (MDR) 2017/745

Schröpfkopf mit Olive und Ball

mundgeblasen, Ball aus Weich-PVC, kadmiumpf, Glas allein autoklavierbar bis 134°C

2,5 cm Ø
3,5 cm Ø
4,4 cm Ø
5,0 cm Ø
6,5 cm Ø

Massage-Schröpfglas mit Olive und Ball

mundgeblasen, Ball aus Weich-PVC, kadmiumpf, Glas allein autoklavierbar bis 134°C

9 x 3 cm Ø
11 x 5 cm Ø

MOORKOMPRESSEN



Anwendungsgebiete: rheumatische Schmerzen, Rückenschmerzen, als Bettwärmekissen und bei Verspannungen, geeignet als Wärmeträger, zur äußerlichen Anwendung bestimmt, der Folienbeutel aus PVC ist hautfreundlich, leicht formbar und phthalatfrei, das Produkt ist auf Wärmeanwendung ausgelegt

MEG 600085

20 x 50 cm

befüllt mit 1 kg Naturmoor, besonders für den Bereich Nacken und Schulter geeignet

MEG 600086

30 x 40 cm

befüllt mit 1,8 kg Naturmoor


PFLEGEPRODUKTE



BIOFREEZE® - schmerzlinderndes Gel
 hilft dabei, Schmerzen bei Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen und Muskelkrämpfen zu lindern, hilft vor und nach Massagebehandlungen, die Muskulatur zu entspannen, revitalisiert, wenn die Müdigkeit kommt und löst Verspannungen, findet Anwendung bei Ultraschalluntersuchungen; die Patienten genießen den angenehmen Kühleffekt während der Behandlung

ART PH1001
 ART PH1002
 ART PH1003
 ART PH1004
 ART PH1005

Roll On 82 g
Tube 110 g
 Spender **klein** 452 g
 Spender **mittel** 904 g
 Spender **groß** 3,84 Ltr.





MEG 600075
MEG 600077
MEG 600076

KALT-/WARM-KOMPRESSEN

Robomed

Vliesstoffhüllen für Kalt-/Warmkompressen

in vielen Bereichen einsetzbare Vliesstoffhülle, insbesondere bei Kältebehandlungen gegen den Kälteschock, die weiche Kompressenhülle aus weißem Vliesstoff kann einfach über eine passende Kalt-Warm-Komresse gezogen werden, sie wirkt als anschmiegsame Schutzschicht zwischen Komresse und Haut und beugt Erfrierungen oder Verbrennungen beim Einsatz der Kalt-Warm-Komresse vor, die Vliesstoffhülle ist aus hygienischen Gründen zum einmaligen Gebrauch vorgesehen

Pack = 10 Stück

13 x 14 cm

16 x 26 cm

12 x 29 cm mit Klettverschluss



MEG 600045
MEG 600048
MEG 600050

KALT-/WARM-KOMPRESSEN

Anwendungsgebiete: Verbrennungen, Blutergüsse, lokale Schmerzbetäubung, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfe, Zerrungen und Zahnschmerzen

megro

Kälte-Sofortkomresse

nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt, direkten Hautkontakt vermeiden, dünnes Tuch unterlegen, Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken und Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln, zum Einmalgebrauch

15 x 17 cm

15 x 21 cm

15 x 25 cm



SÖH 1012042

SÜHNEN

Kälte-Sofortkomresse, klein

ohne Vorkühlung, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, zum Einmalgebrauch
ca. 21 x 15 cm

KALT-/WARM-KOMPRESSEN



Mehrfach Kalt-/Warm Kompressen zeichnen sich aus durch: eine gleichmäßige Kälte-/ Wärme-Verteilung, äußerste Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, hohe Reißfestigkeit, zum Einsatz in: Sportmedizin, Zahnmedizin, Physiotherapie, Erste Hilfe, Orthopädie, Gynäkologie, postoperative Therapie

blau

MEG 600060B	13 x 14 cm
MEG 600062B	12 x 29 cm
MEG 600064B	16 x 26 cm
MEG 600072B	21 x 38 cm
MEG 600066B	30 x 40 cm
MEG 600026B	7,5 x 35 cm
MEG 600025B	7,5 x 52 cm



transparent

MEG 600060W	13 x 14 cm
MEG 600062W	12 x 29 cm
MEG 600064W	16 x 26 cm
MEG 600072W	21 x 38 cm
MEG 600066W	30 x 40 cm
MEG 600026W	7,5 x 35 cm
MEG 600025W	7,5 x 52 cm





MEG 600100

KÜHLSPRAY

Kühlspray "MEDICOOL" 400 ml
geeignet zur kurzfristigen Kältetherapie bei Verletzungen wie Prellungen, Verzerrungen, Verstauchungen oder Muskelverletzungen. Die sportliche Duftnote wirkt angenehm erfrischend und belebend



MEG 600092

RELAX-BRILLE

Relax Gel-Brille
mit blauem Gel, zur Kältebehandlung bei: Kopfschmerzen, Migräne, Katerbeschwerden, Fieber, Schwellungen der Augenpartie, Müdigkeit der Augen, sowie auch für eine wohltuende Wärmebehandlung geeignet

SCHLAFEN UND WOHLFÜHLEN**Nackenhörnchen**

Außenmaß: 110 cm, zur Kopf- und Nackenentlastung beim Sitzen, z.B. im Bett, Flugzeug oder Auto

Füllmaterial **Bifill**: weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, waschbar bis 60 °C

Füllmaterial **Polystyrolkugeln**: bewegliches Material zur Fixlagerung, nicht waschbar

BIS 640560

Nackenhörnchen mit **Polystyrolkugeln***, **Frottee-Bezug**, weiß, mit Reißverschluss, Bezug waschbar bis 60 °C

BIS 640562

Nackenhörnchen mit **Bifill***, **Frottee-Bezug**, weiß, mit Reißverschluss, Bezug waschbar bis 60 °C

**Anti-Kopfschmerzkissen**

zur Kopfschmerzprophylaxe, Unterstützung der physiologischen Lordose (Halswirbelsäule und Schultergürtel), vermindert Verspannungen und die daraus resultierenden Kopfschmerzen
Maße (LxBxH): 56 x 60 x 10 cm

Füllmaterial: weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offener Schaumstoff

BIS 640600

Kissen mit **Frottee-Bezug***, weiß mit Reißverschluss, Bezug waschbar bis 60 °C

BIS 640600-1

Kissen mit **Anti-Milben-Bezug***, mit Reißverschluss, Bezug waschbar bis 60 °C



* Keine Rückgabe möglich!

MASSAGEGERÄT UND ZUBEHÖR



MEG 680500

Großflächen Massage Gerät 3D "Senator Professional", weiß

VDE, VDE-GS und VDE-EMV geprüft und zertifiziert, dreidimensionale Massage, zweistufig mit 115/130 Watt Leistung, Anwendung: Linderung von Schmerzen, Lösen von Verspannungen, zur Verbesserung der Durchblutung oder auch zur Erleichterung bei Atemproblemen, Lieferumfang: Moosgummischuh, Nylonbürste und Nylontasche (ca. 33 x 13 x 13,5 cm)



MEG 680502

Naturborstenbürste

stimulierende Wirkung im Bereich der Hautoberfläche und Steigerung der Durchblutung



MEG 680501

Noppenmoosgummischuh

zur Steigerung der Massagewirkung



MEG 680504

Moosgummischuh

größere Tiefenwirkung, bei gleichzeitiger Dämpfung der Schwingungen der Grundplatte

MASSAGEROLLEN



ART LA-6230

vitality Triggerpunkt-Massageball

schwarz, Massage-Tool zur Behandlung von Triggerpunkten sowie zur Regeneration vor oder nach dem Training, Triggerpunkte sind schmerzhafte Verspannungen und Verdickungen in den tiefliegenden Muskelfasern, zur Anwendung im Bereich der Brust, Arme, Schulter, Gesäß, Rücken sowie der Füße, frei von Latex, Klebstoffen und Weichmachern, Material: Gummi, Ø 6 cm, Gewicht: 150 g



HANDTRAINER**KLS martin**
GROUP

MAR 174000104



Martin-Vigorimeter, komplett Hand- und Fingerkraftmesser, inkl. 3 Bälle zur Prüfung der Muskelkraft, die Messergebnisse werden durch ein Manometer angezeigt, dieses ist durch einen Schlauch und metallene Anschlussstücke mit birnenförmigen Gummibällen verschiedener Größen verbunden. Die Anpassung der Größe des Druckballs (kleiner, mittlerer und großer Ball) an die jeweilige, individuell verschiedene Größe der Hand gestattet dem Patienten, sein Maximum an Kraft zu entfalten.

Der **große** Ball soll für Männer und männliche Jugendliche mit einem Mittelhandumfang über den Knöcheln von mehr als 19 cm (= Handschuhgröße über 7,5) benutzt werden.

Der **mittlere** Ball von Mädchen und Frauen und männlichen Jugendlichen mit einem Mittelhandumfang von weniger als 19 cm.

Der **kleine** Ball ist für die Anwendung bei Kleinkindern und jüngeren Schulkindern, etwa von 2 bis 10 Jahren, gedacht. Außerdem kann dieser kleine Ball bei Jugendlichen und Erwachsenen zur Prüfung der Kraft einzelner Finger – gegen den Daumen bzw. gegen die Mittelhand – Anwendung finden.

Messbereich: 0-1,6 Bar (0-160 kPa), Schlauchlänge: 37 cm, Durchmesser der Bälle: 6 cm, 4,5 cm und 4 cm, Maße Aufbewahrungsbox (LxBxH): 25 x 10 x 13 cm



KSB MAP80K1

KERN**Handkraftmessgerät MAP**

für den Einsatz in Rehabilitationszentren zur Bestimmung der Schließkraft der Hand. Geeignet zum Aufdecken verringerter Handkräfte und einem daraus abzuleitenden Mortalitätsrisiko. Sichere und komfortable Handhabung durch rutschsichere Gummi-Griffe. Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich. Auswechselbare Federn ermöglichen schnelles Ändern der Kapazität. Stabiler Koffer zum sicheren und einfachen Transport sowie zur Aufbewahrung der zusätzlichen Federsätze, inkl. CR2450 Batterie, Federsätze: 20 kg, 40 kg, 80 kg,

Messbereich: max. 80 kg,

Teilung: 100 g



NERVENSTIMULATOREN

OMRON

OMR HV-F021-EW **OMRON E3 Intense** TENS-Gerät
leistungsstarkes Schmerztherapiegerät, ohne
Medikamente, basiert auf der klinisch getesteten
TENS-Technologie, fortschrittliche Schmerzlinder-
ung mit 9 verschiedenen Programmen, für
6 spezifische Körperzonen, 15 unterschiedliche
Intensitätsstufen, die abwaschbaren Pads könn-
en bis zu 150 x verwendet werden, inkl. Long-
life-Pads, Pad-Halter, Gürtel-Clip, Verbindungs-
kabel, Aufbewahrungsbeutel und Batterien



OMR 93099905 **Long Life Elektroden-Pads**
langlebige und abwaschbare Pads, geeignet
für die Verwendung mit den Schmerztherapiege-
räten E1, E2, E3 Intense, E4 und Soft Touch von
OMRON, Abmessung (LxBxH): 16,5 x 8 x 2 cm
Pack = 1 Paar



promed

PRO 352420 **promed EMT6 Kombigerät**
zur Behandlung von chronischen und akuten
Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie
zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Train-
ing von Muskeln und Muskelgruppen, Program-
me für **TENS** (6 voreingestellte, 2 frei wählbare),
Programme für **EMS** (5 voreingestellte, 2 frei wähl-
bare), integrierter Anwendungsspeicher (speichern
von bis zu 30 Behandlungsdatensätzen), Zwei-
kanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechte-
ckstrom, gleichstromneutral
Maße (HxBxT): 118 x 62 x 25 mm,
inkl. 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm,
4 Batterien, 2 Elektrodenkabel und Aufbewah-
rungskoffer



PRO 352410 **promed EMT4 Kombigerät**
zur Behandlung von chronischen und akuten
Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie
zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Train-
ing von Muskeln und Muskelgruppen, 11 vorein-
gestellte Programme (5 **TENS**- und 6 **EMS**-Pro-
gramme, davon 2 Programme zur Behandlung von
Inkontinenz), 2 frei programmierbare Programme,
integrierter Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion
im Standby-Modus, Zweikanal-Gerät, biphasischer
Rechteckstrom
Maße (HxBxT): 122 x 58 x 18 mm,
inkl. 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm,
Geräteständer, 4 Batterien, 2 Elektrodenkabel,
Aufbewahrungskoffer und Gürteltasche



WÄRMESTRAHLER**Reiher****Infrarot-Lampen**

die sonnenähnliche, kurzwellige Strahlung der Infrarotlampe dringt tief in die Gewebeschichten der Haut ein und erzeugt dort wohltuende Wärme



REI 240010
REI 240011

REI 240017

medilight IR Classic

mit hochwertiger 150 Watt Reflektor-Infrarotlampe aus spritzwassersicherem Preßglas, für häufigen Gebrauch, Bestrahlungsabstand: 40 bis 60 cm

Farbe: **grau / gelb**

Farbe: **grau / blau**

Ersatzlampe für IR Classic



REI 253100S
REI 253100W

REI 240027

medilight IR Standard

mit 100 Watt Reflektor-Infrarotlampe, für den privaten Hausgebrauch, Bestrahlungsabstand: 30 bis 50 cm

Farbe: **grau / gelb**

Farbe: **grau / blau**

Ersatzlampe für IR Standard



REI 287300

REI 240028

medilight universal IR

mit einer leistungsfähigen 250 Watt Reflektor-Infrarotlampe, Universalhalter-Set ohne Zeitschaltwerk, für den professionellen Einsatz und für anspruchsvolle Heimanwendung konzipiert, das Gehäuse ist äußerst robust, Bestrahlungsabstand: 50 cm

IR-Ersatzstrahler 250 W
für medilight universal IR

WÄRMESTRAHLER

Reiher

REI 288000

medilight IR professional Typ 288

Infrarot-Wärmestrahler, zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, solide Bauweise mit Alu-Profilgehäuse, das Gerät besitzt eine stufenlose Zeitschaltuhr mit 120 min. Laufzeit und automatische Abschaltung bei erreichter Bestrahlungszeit, 4 Quarzstrahler à 350 W, umschaltbar in 2 Stufen (700 W/1400 W), Bestrahlungsabstand: 70 bis 100 cm, Maße (HxBxT): 8 x 60 x 34 cm (kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang)



REI 288200

Stativ 288 200

fahrbar, inkl. elektrischem Anschluss für medilight® 288, 276, 272 (siehe Kennzeichnung* unten), das Stativ kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Zubehör bestellt werden, falls es mit den Typen 276 und 272 verwendet wird



LICHTTHERAPIE


Reiher

fehlt eine ausreichende Lichtmenge, kann es bei verschiedenen Personen zu Krankheitsanzeichen wie verstärktes Schlafbedürfnis, mangelnde Antriebskraft, Stimmungsschwankungen und sogar Depressionen kommen. Die Lichttherapie kann hier relativ einfach, schnell und vor allem fast ohne Nebenwirkungen Linderung verschaffen, indem sich der Patient einer ausreichenden Lichtmenge künstlich aussetzt

REI 276000

medilight home Typ 276 DL*

Kompaktgerät für die Lichttherapie Zuhause, 2 x 36 Watt, Leistungsaufnahme: 65 Watt, Beleuchtungsstärken:
 10.000 lux bei 20 cm Abstand
 5.000 lux bei 35 cm Abstand
 2.500 lux bei 60 cm Abstand
 Maße (H x B x T): 50 x 31 x 20 cm, mit praktischem Tragegriff



REI 272000

medilight Typ 272 DL*

Tischmodell für den professionellen Einsatz in Arztpraxen und Therapiezentren, aber auch für den anspruchsvollen Heimanwender geeignet, 8 x 18 Watt, Leistungsaufnahme: 144 Watt, Beleuchtungsstärken:
 10.000 lux bei 35 cm Abstand
 5.000 lux bei 55 cm Abstand
 2.500 lux bei 90 cm Abstand
 Maße (H x B x T): 68 x 47 x 22 cm



* Bei Verwendung mit dem Stativ REI 288200 bitte unbedingt medilight zusammen mit dem Stativ bestellen und auf die Benutzung in der Stativ-Version hinweisen

LUFTREINIGER

MIT MA-E100R-E

**Luftreiniger MA-E100R-E**

bietet insbesondere Arztpraxen, Restaurants oder Klassenzimmern eine zuverlässige Luftreinigung. Der i-see Sensor erkennt die Anwesenheit von Personen und lenkt den Luftstrom gezielt in die entsprechenden Raumregionen.

Hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 612 m³/h, Vorfilter (waschbar, kein Austausch notwendig) filtert grobe Partikel aus der Umgebungsluft und beugt einer zu schnellen Verschmutzung der Hauptfilter vor, hocheffizienter **HEPA-Filter** sowie **Aktivkohlefilter**, PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor, Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl von Partikeln ab einer Größe von 0,5 µm
Abmessungen (BxTxH): 320 x 270 x 800 mm
Gewicht: 13,4 kg

MIT MA-E85R-E

Luftreiniger MA-E85R-E

ideal für den Einsatz in Privathaushalten.

Durch die Smart Search Funktion lenkt er den Luftstrom gezielt in die Raumbereiche, die den höchsten Verunreinigungsgrad aufweisen. Die integrierte Selbstreinigungsfunktion garantiert lange Laufzeiten ohne Wartungsausfall.

Hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 508 m³/h, hocheffizienter **HEPA-Filter** sowie **Aktivkohlefilter**, der Platinkatalysator kann Formaldehyd, Ozon, Zigaretteruch und mehr absorbieren, auswaschbar, kein Austausch erforderlich, PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor, Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl von Partikeln ab einer Größe von 0,5 µm
Abmessungen (BxTxH): 425 x 244 x 547 mm
Gewicht: 9,9 kg

MIT MAPR-863HFT **Ersatzfilter-Set**für Luftreiniger **MA-E85R-E**

(1 Aktivkohlefilter + 1 HEPA-Filter)

MIT MAPR-865HFT **Ersatzfilter-Set**für Luftreiniger **MA-E100R-E**

(1 Aktivkohlefilter + 1 HEPA-Filter)



HEPA-Filter



Aktivkohlefilter



Vom Testcenter für mechanische & elektrische Produkte der chinesischen Behörde Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau in Shanghai gemessen.

- 1 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 20 Minuten.
- 2 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 6 Stunden.
- 3 Testergebnis in einem Raum mit 25 m³ nach 11 Minuten.
- 4 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 1 Stunde.
- 5 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 1 Stunde.
- 6 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 1 Stunde.
- 7 Testergebnis in einem Raum mit 30 m³ nach 1 Stunde.

IONTOPHORESEGERÄTE UND ZUBEHÖR



KUW 05.11110.002 **SwiSto3**

Gleich- und Pulsstromtherapie mit nur einem Gerät für die Hand-, Fuß- und Achselschweißbehandlung. Das SwiSto3 ist ohne Sprachsoftware. Der Benutzer wird einfach durch das Menü geführt und muss die gewünschte Einstellung nur noch mit der SET-Taste bestätigen. Das Grafik-LCD-Modul ist beleuchtet und bietet eine übersichtliche und deutliche Ansicht aller Einstellungen. Der Anwender kann während der Behandlung die Stromstärke selbst verändern, so dass eine zweite Person sowie ein Fußschalter nicht notwendig sind. Maße Gerät (HxBxT): 8,4 x 11 x 12 cm

Lieferumfang:

- 1 x Iontophorese Gerät
- 2 x stoßsichere Behandlungswannen
- 2 x Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker
- 1 x Ladestecker
- 2 x Schaumstoffauflagen

Für die Achselschweißbehandlung werden Flächenelektroden KUW 05.19080.001 benötigt



KUW 05.19110.002

SwiSto3 Iontophoresegerät

Gerät allein ohne Zubehör, jedoch mit Ladestecker

Maße (HxBxT): 8,4 x 11 x 12 cm




Sonderzubehör

KUW 05.19080.001

Flächenelektroden

mit **Schwammtaschen**, biokompatibel, für die Achselschweiß-Behandlung
Pack = 2 Stück



NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE

PRO 155020

**feeling II**

auch auf **Reisen** perfekt gepflegt kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen, maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel, für diese Klasse sehr leistungsstarker Motor für Akkubetrieb, zwei Geschwindigkeitsstufen: 7.000 und 11.000 U/min, mit Links-Rechts-Lauf, inkl. 5 Schleifkörper mit Bithalter
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 80 mA, Sek. 5 V, 200 mA

PRO 100030

**emotion**

mit **Kaltlichtstrahler** und Sicherheitsstopp für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien an z.B. Fußballen und Ferse, ist bei maximaler Drehzahl von 12.000 U/min der Andruck zu stark, so verhindert der Sicherheitsstopp etwaige Verletzungen durch Automatikstopp, komfortable Tastenbedienung, Rechts-/Linkslauf, Verpackung mit Aufbewahrungsfunktion, inkl. 41 Zubehörteile
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, Sek. 14 VDC, 500 mA

PRO 173010

**sensitive**

die Extraklasse mit **Kaltlichtstrahler** im hell beleuchteten Arbeitsbereich pflegen Sie Ihre Natur- und Kunstnägel noch präziser, entfernen Sie Ihre Hornhaut noch genauer, alle Mani- und Pedikürearbeiten werden schnell und mühelos erledigt, komfortable, staubgeschützte Softtouch-Bedientasten regeln Rechts-/Linkslauf und durchzugsstarke Schleifkraft bis zu 12.000 U/min, Intensitätsanzeige über 5 LEDs, im praktischen Aufbewahrungs-Etui, inkl. 42 Zubehörteile
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 450 mA, Sek. 14 VDC, 800 mA

PRO 133110

**pedisenso duo**

mit 2 Spannzangen (Sicherheitsstopp) für **Diabetiker** und empfindliche Füße, verletzungs-freies Arbeiten, automatischer Stopp bei zu starkem Andruck, bewährte kraftvolle Technik mit Planeten-getriebe, stufenlose Schleifkraftregulierung bis 4.000 U/min, inkl. 44 Zubehörteile für jeden Einsatz an Haut und Nägeln, im praktischen Aufbewahrungsetui
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA

NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE



PRO 143220

ultra pro S

die elegante **Spitzenklasse**

überzeugt durch die komfortable Bedienung, mittels Tasten lässt sich die Schleifkraft stufenlos bis 13.000 U/min regeln, der professionelle Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten an diffizilen Stellen, ein Alleskönner von überzeugender Nagelpflege bis zur entspannten Hornhautentfernung, auch für Nageldesign, im praktischen Aufbewahrungsetui, inkl. 42 Zubehörteile

Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA



PRO 200630

620 de luxe

die **Profiklasse** für zu Hause

Sie stellen höchste Ansprüche, wollen Ihren Nägeln leicht und bequem zu perfektem Aussehen verhelfen, auch für Nageldesign geeignet, separates, 75g leichtes Handstück, leichte Handhabung, Steckspannzange mit Automatik-Verriegelung für einfachstes Wechseln der Schleifkörper, kraftvolle 20.000 U/min, Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten, Geschwindigkeitsanzeige mittels 5 LED-Leuchten, inkl. 42 Zubehörteile

Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, 21 Watt



PRO 114010

pedimed

der **Profi** für Ihre Hornhaut, entfernt ab der ersten Anwendung schnell und einfach überschüssige Hornhaut an den Füßen und Fersen, sanfte und effektive Bearbeitung der Haut und Nägel, sichere und einfache Bedienung durch ergonomisches Design, schlanke, leichte Feile, stufenlos regelbar bis 20.000 U/min Umdrehungen (umschaltbarer Rechts-/Linkslauf), hochwertige Qualitätsschleifkörper im Standarddentalmaß, ideal auch auf Reisen und unterwegs, inkl. 30 Schleifbänder, 5 Schleifkörper in Bitbox und Designeretui

Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA / Sek. 24 VDC, 1250 mA



PRO 202025

the file 2020

für eine professionelle Bearbeitung der Füße und Nägel, besonders von Hornhaut, Drehzahl stufenlos bis 20.000 U/min, ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück, Profi-Drehspannzange, 5 LED's zur Drehzahlanzeige, 1 LED für Fußpedalanzeige, Safety Stop, ASC (Automatic speed control), All-in-One Regler, Fußpedal (On/Off) **separat** erhältlich (Nr. 290004)

Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA



NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE

excellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards



ZEP 74-3401-13

Nagelzange nach Turnbull

13,5 cm, elektroliert



ZEP 74-3806-10

Nagelfeile

10,0 cm, elektroliert

PFLEGEPRODUKTE*Asam*

ASA 10411

Krauterhof® Fußcreme 100 ml

die spezielle Formulierung mit Extrakten aus rotem Weinlaub und Rosskastanie, sowie Allantoin und Sheabutter bietet eine erfrischende Pflege, spendet Feuchtigkeit, fettet nicht, zieht schnell ein und pflegt die Haut



ASA 10436

Krauterhof® Hornhautbalsam 250 ml

reduziert Hornhaut sehr sanft und effektiv, gleichzeitig spendet der leichte, angenehm duftende Balsam intensiv Feuchtigkeit, der Hautzustand wird verbessert, die Haut wird weich und geschmeidig



ASA 10452

Krauterhof® Creme**mit rotem Weinlaub 250 ml**

hochwertige Bein- und Fußcreme mit Extrakten aus rotem Weinlaub und Rosskastanie, durch eine pflegende Massage bringt die Creme Ihre Beine wieder in Schwung, die wohltuenden Inhaltsstoffe dieser Creme halten Ihre Beine täglich fit

NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE



Nagelknipser

antiallergisch durch matte Verchromung, ergonomisch und sicher, präziser Schnitt

CRE 056386

58 mm, gebogen

CRE 096382

82 mm, gerade

CRE 020010

Papiernagelfeile 110 mm

ideal für Naturnägel und Kunstnägel, 2 Reibflächen, 120/150er Körnung, zum Formen und Glätten
Karton = 10 x 10 Stück

CRE 060345

Nagelfeile 6" Saphir

mit grob- und feinkörniger Seite, für schön geformte Nägel

CRE 164340

Nagelzange 12 cm

für das exakte Kürzen der Nägel, dank hoher Griffigkeit und Federmechanismus sehr leichtgängig und sicher, vernickelt, korrosionsgeschützt, langlebig

CRE 036319

Pedicurestein TOP

leicht, keimfrei, geruchlos, dermatologisch getestet, doppelseitig anwendbar (weiße Seite fein / farbige Seite grob), abgerundete Kanten, unter Wasser zu reinigen, Abmessungen: ca. 10 x 2 x 5 cm

Nagelknipser PopArt mit Softtouch-Nagelfang

zeichnet sich durch seinen kräftigen Hebel aus, der aufgrund des speziell gehärteten Stahls auch stärkste Nägel problemlos schneidet ohne diese zu quetschen oder zu splintern, die geraden Schneiden sind perfekt aufeinander abgestimmt, die hochglanzpolierte, verchromte Oberfläche schützt vor Rost und ist somit auch für Nickelallergiker geeignet, der Knipser ist mit einem bunten in PopArt Farben ausgestatteten Nagelfang versehen, der die abgeschnittenen Nägel sauber auffängt

CRE 61911

8,2 cm **blau**

CRE 61912

8,2 cm **pink**

CRE 61913

8,2 cm **grün**

CRE 61914

8,2 cm **gelb**

CRE 61915

8,2 cm **orange**



PFLEGEPRODUKTE

schülke ->

esemtan® aktiv-gel

für durchblutungsanregende, belebende und hautschonende Einreibungen, erfrischend und belebend durch ätherische Öle, zur Heilmassage bei Verspannungen, Schwere in den Beinen etc.

150 ml Tube**500 ml Flasche**

SMH 115503

SMH 115506

PFLEGEPRODUKTE*Asam®***Alter Heideschäfer Latschenkiefer-Massage-Fluid mit Arnika 500 ml**

erfrischt und belebt, wohltuende Pflege für Arme, Beine und Rücken durch Duft und Massage, steigert das körperliche Wohlbefinden, beugt schnellen Ermüdungserscheinungen der Muskulatur bei körperlichen Anstrengungen vor

ASA 10460

Kräuterhof® Pferdebalsam 250 ml

kühlt und belebt mit wertvollen Kräuterextrakten aus Roskastanie, Arnika, Rosmarin und Minzöl

ASA 10450

Kräuterhof®**Power Anti-Cellulite Serum 100 ml**

zur sichtbaren Verbesserung der Hautkontur bei Cellulite, ein High Tech Multi-Wirkstoffkomplex mit LIPOREDUX sorgt mit einem angenehmen Wärme-Effekt für eine sichtbare Verbesserung des Hautbildes, die Haut wird spürbar gestrafft und geglättet

ASA 10415



PFLEGEPRODUKTE

Asam

ASA 10502

**Kräuterhof® Hyaluron+Phytokomplex
Augencreme 20 ml**

parfumfreie Augencreme mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Besonders mild und auf die Bedürfnisse der empfindlichen Augenpartie angepasst, pflegt und spendet extra viel Feuchtigkeit. Auch für den Mann. Mit einem frischen Duft. Für empfindliche Haut geeignet



ASA 10503

**Kräuterhof® Hyaluron+Phytokomplex
Intensiv Serum 30 ml**

intensiv Feuchtigkeit spendendes Serum mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Mit Aquaporin-Technologie zur Unterstützung des natürlichen Feuchtigkeitsgehalts der Haut. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für die empfindliche Haut geeignet. Auch für den Mann

ASA 10500

**Kräuterhof® Hyaluron+Phytokomplex
Tagescreme 50 ml**

intensive Feuchtigkeitspflege für den Tag mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und einem Phytokomplex aus 7 natürlichen Extrakten. Die seidig-weiche Textur kann durch den Hyaluronkomplex Trockenheitsfältchen optisch glätten und ein verfeinertes Hautbild verleihen. Eine innovative Wirkstoffkombination kann außerdem dazu beitragen die Haut aufzupolstern und zu festigen. Mit einem frischen Duft. Für empfindliche Haut geeignet



ASA 10501

**Kräuterhof® Hyaluron+Phytokomplex
Nachtcreme 50 ml**

eine intensive Pflege für die Nacht mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Die Creme mit Repair-Effekt hilft der Haut Feuchtigkeit besser zu speichern und stärkt die natürliche Barrierefunktion. Die spezielle Kombination an Lipiden wie zum Beispiel Sheabutter, Macadamianuss-, Nachtkerzen- und Mandelöl pflegt intensiv und versorgt die Haut. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für die empfindliche Haut geeignet. Auch für den Mann



PFLEGEPRODUKTE*Asam*

ASA 10512

Kräuterhof® Hyaluron Mizellen**Gesichtereinigung 3-in-1, 200 ml**

Kräuterhof® Hyaluron Reinigungsfluid kombiniert die Wirkung eines Make-up-Entferners mit der Wirkung eines Gesichtswassers. Durch die Mizellen-Technologie werden Schmutzpartikel und Make-up wirksam eingeschlossen und sanft von der Haut entfernt. Mit Panthenol, alkohol- und parfümfrei: besonders für trockene und sensible Haut geeignet

ASA 10513

Kräuterhof® Phytokomplex**Tagescreme mit LSF 15 + UVA 50 ml**

intensive Feuchtigkeitspflege für den Tag mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und dem bewährten Phytokomplex aus 7 natürlichen Extrakten. Der Hyaluronkomplex glättet optisch Trockenheitsfältchen. Zusätzlich angereichert mit Panthenol für eine regenerierte Hautbarriere. Die innovative Wirkstoffkombination verleiht ein gefestigtes und aufgepolstertes Hautbild. Der integrierte Lichtschutzfaktor von 15 schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung durch schädliche UV-Strahlung



ASA 10515

Kräuterhof® Hyaluron**Lippenpflegestift 4,8 g**

schützt die Lippen vor dem Austrocknen und spendet Feuchtigkeit, die wertvolle Formulierung mit hochdosierter Hyaluronsäure und mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirkt rückfettend und fördert die Speicherung der Feuchtigkeit, enthält eine Kombination aus Hanf-, Argan-, Kukuinuss-, Babassu-, Avocado-, Jojoba-, Kokos- und Traubenkernöl sowie Sheabutter und Vitamin E, ohne Konservierungsstoffe



ASA 10516

Kräuterhof® Hyaluron**Zuckerpeeling 250 g**

für Gesicht und Körper, mit feinen Kristallen, umhüllt von Hyaluronsäure, Hanf- und Mandelöl, Vitamin E sowie weiteren pflegenden Ölen, hilft dem Körper und Gesicht zu einer sanften und geschmeidigen Haut. Auf die nasse Haut auftragen, in kreisenden Bewegungen sanft einmassieren. Für die Anwendung im Gesicht die Kristalle in der Handfläche mit etwas Wasser auflösen und anschließend mit warmem Wasser abwaschen



PFLEGEPRODUKTE

Asam

ASA 10504

**Kräuterhof® Hyaluron+Phytokomplex
Reinigungsgel 200 ml**

Hydro Reinigungsgel mit Hyaluronsäure und Phytokomplex für empfindliche Haut. Sulfatfreie milde Tenside reinigen die Haut gründlich von Unreinheiten. Spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für den Mann



ASA 10509

Kräuterhof® Hyaluron Ampullenkur

14 x 2 ml

diese parfümfreie Ampullenkur enthält einen Hyaluronsäurekomplex, der die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und sie dabei unterstützt, Feuchtigkeit besser zu speichern. Mit den Ampullen versorgen Sie Ihre Haut mit Silicium und anderen wertvollen Mineralien wie Magnesium, Kupfer und Zink. Eine regenerierende und intensive Feuchtigkeit spendende Pflege zur gezielten Bekämpfung der sichtbaren Anzeichen der Hautalterung



ASA 10507

Kräuterhof® Perfect Make-up 30 ml

die zart schmelzende Make-up Textur legt sich wunderbar leicht auf die Haut, kaschiert Unebenheiten und Rötungen und wirkt wie ein natürliches Make-up, ohne die Poren zu verstopfen. Die Haut kann atmen und wirkt zugleich samtig mattiert. Selbst Puder ist überflüssig. Ergebnis ist ein ebenmäßig perfekter Teint voller Ausstrahlung. Für jeden Hauttyp geeignet



ASA 10508

**Kräuterhof® Perfect Skin
Wrinkle Filler 30 ml**

Perfect Skin Hautoptimierer mit Soforteffekt. Poren und Falten optisch ausgleichend. Mattierende Textur. Für ein optisch geglättetes und ebenmäßiges Hautbild. Mit Steinsamenwurzel-Extrakt



WIDERSTANDS-TRAINER

GYMSTICK™ Original 2.0 Trainingsgerät
einfaches, effektives und vielseitiges Trainingsgerät zur Kräftigung der unteren und oberen Extremitäten, sowie für Stabilisationsübungen und sportartspezifische Bewegungsausführungen. Der 130 cm lange Fiberglasstab ist mit weichen Griffpolstern und zwei 75 cm langen TheraBand™ Tubes mit Griffen ausgestattet. Lässt sich dank des Quick Lock Mechanismus **platzsparend** in zwei Teile **zerlegen**. Durch Farbwahl und individuelle Trainingshandhabung können Widerstände von 1 - 30 kg erreicht werden

Lieferumfang: Gymstick™ Original 2.0, 1 Paar Widerstandstübings, Workout-Poster, Link für Online-Training und Tragetasche

ART CS-1201

leicht / grün

die leichte Version wird sowohl bei der Rehabilitation als auch beim Fitness- und Gruppentraining für ältere Menschen und Neueinsteiger besonders empfohlen, da die Koordination verbessert und die Muskeln stabilisiert und mobilisiert werden, **Widerstände** von einem **bis 10 kg**

ART CS-1202

mittel / blau

die mittlere Variante eignet sich hervorragend für das Fitness- und Gruppentraining von Junioren und sportbegeisterten Damen. Weiterhin wird es bei Fitness-Wiedereinsteigern und der Rehabilitation von Leistungssportlern empfohlen, **Widerstände** von einem **bis 15 kg**

ART CS-1203

stark / schwarz

die starke Variante ermöglicht trainierten Damen und sportbegeisterten Herren eine Vielzahl innovativer Herausforderungen sowohl im Einzel- als auch im Gruppentraining, **Widerstände** von einem **bis 20 kg**

ART CS-1204


extra stark / silber

diese extrastarke Version fordert Leistungssportlerinnen und trainierte Herren gleichermaßen heraus und ermöglicht ein professionelles Training im gehobenen Leistungsbereich, **Widerstände** von einem **bis 25 kg**

ART CS-1205

maximal stark / gold

die ultrastarke Version ist eine besondere Herausforderung und Abwechslung für Leistungssportler, da sie anspruchsvollstes Krafttraining mit Koordinationstraining auf erfrischende Art und Weise verbindet, **Widerstände** von einem **bis 30 kg**



Quick Lock Mechanismus



SPORTBANDAGEN

Beiersdorf

zur Kompression und Unterstützung der Gelenke, für rechts und links geeignet, Farbe: schwarz/rot

Hansaplast Sport Handgelenkbandage

lindert gezielt Schmerzen z.B. bei Verstauchungen, chronischer Instabilität des Handgelenks, bei Schmerzen aufgrund eines Karpaltunnelsyndroms und Überlastungen, individuell anpassbares Stützband, waschbar

Größe	Handgelenkumfang
M	15 - 18 cm
L	17 - 20 cm

BDF 48712
BDF 48713



Hansaplast Sport Kniebandage

stabilisiert und entlastet schmerzende, schwache oder verletzte Kniegelenke, Patella Einlage hilft, die Kniescheibe zu entlasten

Größe	Umfang oberhalb des Knies	Umfang unterhalb des Knies
M	38,5 - 44,5 cm	33,0 - 39,0 cm
L	42,5 - 48,5 cm	35,0 - 41,0 cm

BDF 48732
BDF 48733



Hansaplast Sport Fußgelenkbandage

lindert gezielt Schmerzen z.B. bei Verstauchungen, chronischer Instabilität des Knöchels und Überlastungen, die Polsterung bietet Schutz und zusätzlichen Tragekomfort

Größe	Knöchelumfang
M	18,5 - 22,5 cm
L	21,5 - 25,5 cm

BDF 48715
BDF 48716



SCHRITZÄHLER / KALORIENZÄHLER

OMRON

OMR HJ-325-EBK

Walking Style IV schwarz

funktioniert auch in der Tasche, separate Messung selbst definierter Walking Events mit Anzeige aller Parameter (Schritte, Distanz, verbrauchten Kalorien und abgebautem Körperfett in Gramm), präzise Funktion sowohl bei normalem als auch bei schnellem Gehen, **7 Tage** Datenspeicher, inkl. Befestigungsband mit Clip und Batterie



STABILITÄTS-TRAINER**THERABAND**

THB 23305

THB 23304

THB 23323

TheraBand™ Stabilitäts Trainer

werden insbesondere bei älteren Personen und in der Knie-, Rücken- und Fußgelenksrehabilitation zur Verbesserung von Bewegungsmustern und Gleichgewicht eingesetzt. Der härtere, grüne Stabilitäts-Trainer ermöglicht ein Training für Einsteiger, während die weicheren, blauen und schwarzen Stabilitäts-Trainer ein fortgeschrittenes Training ermöglichen. Der schwarze Trainer bietet zudem mit seiner Noppenoberfläche einen zusätzlichen sensomotorischen Reiz

Ausführung Farbe

hart grün

für Einsteiger (leicht)

weich blau

für Fortgeschrittene (schwer)

extra weich schwarz

für Fortgeschrittene (extra schwer)

STABILITÄTS-TRAINER**ARTZT**

ART LA-5010

ART LA-5011

vitality Stabilitäts Trainer

ist die „Allroundwaffe“ für jeden aktiven Menschen, die systematische Destabilisierung des Körpers beim Training auf dem Stabipad provoziert reflexartig eine Rumpfaufrichtung und Stabilisierung des Körpers. Trainiert wird die Muskulatur, die für eine aufrechte Körperhaltung sorgt. Er verfügt über eine Anti-Rutsch-Oberfläche und besteht aus einem sehr langlebigem, geruchsneutralem PE-Schaum, inkl. Übungsanleitung
Maße: 40 x 50 x 6 cm

Ausführung Farbe

schwer / weich schwarz

für anspruchsvolles Balancetraining in Sport und Athletik

mittel schwer / weich blau

für durchschnittliches Balancetraining für Freizeit und Alltag



GYMNASTIK

BÄLLE

#THERABAND

Gymnastikbälle werden unter anderem in Therapie, Fitness und Sporttherapie zur Beweglichkeits- und Haltungsverbesserung, zur Prävention von Rückenschmerzen und zur Koordinationsschulung eingesetzt

THB 23010	gelb	45 cm	bis Körpergröße 150 cm
THB 23020	rot	55 cm	bis Körpergröße 165 cm
THB 23030	grün	65 cm	bis Körpergröße 180 cm
THB 23040	blau	75 cm	bis Körpergröße 200 cm
THB 23050	silber	85 cm	ab Körpergröße 200 cm



BÄLLE UND ZUBEHÖR

#THERABAND

THB 23099	Ball-Stapelhilfe	die TheraBand™ Stapelhilfe vereinfacht die Lagerung und Präsentation aufgepumpter Bälle und ermöglicht ein einfaches Stapeln
-----------	-------------------------	--



PILATES

#THERABAND

Pilates-Ball
vielseitiges Trainingsgerät, das u. a. beim klassischen Pilates, Beckenbodentraining oder im Bereich der Rehabilitation genutzt wird, extrem weiches, griffiges Material, mit Ventil: kann mühelos aufgeblasen oder entlüftet werden

THB 24030	rot	18 cm
THB 24040	blau	22 cm
THB 24050	silber	26 cm



GYMNASTIKMATTE

#ARTZT

ART LA-5027	vitality Gymnastikmatte	schwarz, spezielle Anti-Rutsch-Formel verhindert ein Wegrutschen der Matte - selbst bei intensiven Workouts, Material: weiterentwickelter NBR-Schaum, Abmessung: 188 x 60 x 1 cm Gewicht: 1,4 kg
-------------	--------------------------------	---





MEG 966006
MEG 966007
MEG 966008
MEG 966009
MEG 966010



THB 26020
THB 26030
THB 26040
THB 26050
THB 26060

THB 26099

HANDTRAINER



Igel-Massage-Handbälle

finden Einsatz bei Reflexzonenmassagen und dienen der Durchblutungsförderung und Sensibilisierung nach Operationen

orange 6 cm
grün 7 cm
gelb 8 cm
rot 9 cm
blau 10 cm

THERABAND

Handtrainer dienen der Fingerkoordination, Muskelkräftigung, Regeneration, Durchblutungsförderung und Stressreduktion; fünf farbig gekennzeichnete Widerstände und die Möglichkeit der Kälte- und Wärmetherapie erweitern das Anwendungsspektrum

extra weich gelb
weich rot
mittel grün
hart blau
extra hart schwarz

Holzbox für vier Handtrainer

KLEINGERÄTE



Pedal-Trainer / Bewegungstrainer

dient zum Aufbau der Muskelstärke, zur Verbesserung der Durchblutung und zur besseren Koordination der unteren Extremitäten. Der Widerstandsgrad lässt sich individuell einstellen. Der Trainer hat einen stabilen Stahlrahmen und rutschfeste Kunststoffnoppen, kann leicht unter einem Stuhl oder Bett verstaut werden, belastbar bis 50 kg
Maße gefaltet: 38 x 33 x 18 cm
Aufstellmaße: 49 x 37 x 24 cm
Gewicht: 2,3 kg



MEG 696000



FUSSMASSAGE

#THERABAND

THB 26150

TheraBand™ Fußroller, grün
zur Massage und zur Anwendung bei Beschwerden wie Plantarfasziitis oder Fersensporn, gerillte Oberflächenstruktur fördert den Massageeffekt, aus Naturkautschuk: rutschfest und hinterlässt keine Streifen, auch für Kälteanwendungen geeignet (vorherige Kühlung im Eisschrank), inkl. Anleitung zur Fußmassage



ÜBUNGSBÄNDER

#ARTZT

vitality Loop Band

ist ein geschlossenes Mini Band, das sich perfekt für das Training kleiner Muskelketten eignet. Dank der **Textilummantelung** auch für Allergiker geeignet, es ist angenehm weich und zieht nicht auf der Haut, zudem verklebt das Rubber Band nicht, waschbar bis 60°C. Material: Naturkautschuk, Polyester-Gewebe
Maße: 30 x 5,5 cm

ART LA-1026
ART LA-1027
ART LA-1028

leicht, grün
mittel, blau
schwer, grau



vitality Super Band

ist ein Widerstandsband, das aus einer großen, geschlossenen Schlaufe besteht. Das vereinfacht das Handling, da das Band nicht mehr um Hände oder Füße gewickelt werden muss. Perfekt für Widerstandstraining am ganzen Körper. Dank der **Textilummantelung** ist das vielseitige Übungsband auch für Allergiker geeignet, es ist angenehm weich und zieht nicht auf der Haut, zudem verklebt das Band nicht, waschbar bis 60°C. Material: Naturkautschuk, Polyester-Gewebe
Maße: 104 x 3 cm

ART LA-1076
ART LA-1077
ART LA-1078

leicht, grün
mittel, blau
schwer, grau





Anwendungs-Beispiel

THB 20010
THB 20020
THB 20030
THB 20040

THB 20050
THB 20060
THB 20070
THB 20080

THB 20110
THB 20120
THB 20130
THB 20140

THB 20150
THB 20160
THB 20170
THB 20180



THB 27927
THB 27928
THB 27929

ÜBUNGSBÄNDER

■ THERABAND - das kleinste Fitness-Studio der Welt

die Übungsbänder werden weltweit zur Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen eingesetzt; die guten elastischen Eigenschaften des TheraBand™ Naturlatex-Bandes zeigen einen linearen Kraftanstieg im aktiven Trainingsbereich und machen damit das TheraBand™ zu einem effektiven und einfach anzuwendenden Trainingsgerät

12,8 cm x 5,5 m

extra leicht, beige
leicht, gelb
mittel stark, rot
stark, grün

extra stark, blau
spezial stark, schwarz
super stark, silber
max. stark, gold

12,8 cm x 45,5 m

extra leicht, beige
leicht, gelb
mittel stark, rot
stark, grün

extra stark, blau
spezial stark, schwarz
super stark, silber
max. stark, gold (2 x 22,75 m)

■ THERABAND

2,5 m, in **Reißverschlussstasche**,
mit 32-seitiger Anleitung
mittel stark, rot
stark, grün
extra stark, blau

THB 22120

TheraBand™ **Griffe**
ermöglichen einen einfachen und sicheren
Griff von Bändern und Tubes

THB 22130

TheraBand™ **Türanker**
mit Hilfe des Türankers können Band oder
Tube sicher fixiert werden und ermöglichen so
ein vielseitiges Ober- und Unterkörpertraining

ÜBUNGSBÄNDER

#THERABAND

TheraBand™ CLX Band

das latexfreie CLX Band besteht aus aneinandergereihten Schlaufen (patentiertes Easy Grip Loop-System), die ein einfaches Greifen und Befestigen der Bänder ermöglichen, dadurch entstehen individuelle Griffoptionen und neuartige Trainingsmöglichkeiten für ein einfaches, vielseitiges und progressives Widerstandstraining ohne aufwändige Wicklungen oder Knoten des Bandes. Das CLX Band erfüllt die Funktionen von vier Trainingsgeräten: Übungsband, Loops, Tubing mit Handgriffen und Türanker, geeignet für alle Trainingssituationen von Physiotherapie bis Athletiktraining

CLX Band 2 m


vorgeschnittenes Band, Breite: ca. 5 cm, Länge pro Einzelband 2 m mit 11 Schlaufen

THB 13219	leicht	gelb
THB 13220	mittel	rot
THB 13221	stark	grün
THB 13222	extra stark	blau
THB 13223	spezial stark	schwarz
THB 13224	super stark	silber
THB 13225	maximal stark	gold

CLX Band ca. 22 m

Rollenware, Breite: ca. 5 cm, Gesamtlänge ca. 22 m (entspricht ca. 10 CLX Bändern mit 11 Schlaufen)

THB 12778	leicht	gelb
THB 12779	mittel	rot
THB 12780	stark	grün
THB 12781	extra stark	blau
THB 12782	spezial stark	schwarz
THB 12783	super stark	silber
THB 12784	maximal stark	gold



KRAFTTRAINING

#ARTZT

Gymstick™ Studio-Hantel

Material: Gusseisen mit Vinylummantelung

ART CS-2046	1 kg	rot
ART CS-2047	2 kg	schwarz
ART CS-2048	3 kg	rot
ART CS-2049	4 kg	schwarz
ART CS-2050	5 kg	rot
ART CS-2058	6 kg	schwarz



NEUROATHLETIK

ART LA-6100

vitality Neuro-Trainings-Set

mit diesen 6 Tools trainiert man die visuellen und vestibulären Prozesse und verbessert die Wahrnehmung - im Alltag, Sport oder im Büro. Jeder, der täglich vor dem Bildschirm sitzt, regelmäßig fernsieht, liest oder einfach nur eine Brille trägt, kann vom Training mit dem ARTZT vitality Neuro-Trainings-Set profitieren. Doch auch in der Alltagsbewältigung, bei Schwierigkeiten mit Koordination und Gleichgewicht sowie im professionellen Athletiktraining kann Neuro-Training angewendet werden.

Set bestehend aus: ARTZT vitality **Sehtafeln** - Training der peripheren Wahrnehmung des Nah-/Fern-Sehens und der zielgenauen Ansteuerung. ARTZT vitality **Brock String** - Training des synchronen, beidäugigen Sehens. ARTZT vitality **Augenklappe** - Erhöhung des Schwierigkeitsgrads visueller Übungen. ARTZT vitality **Rasterbrille** - Training der Augenmuskulatur bei gleichzeitiger Entspannung. Training des schwächeren Auges mit der Augenklappe. ARTZT vitality **Marsden Ball** - Training von Augenfolgebewegungen und gezielter Fixierung. ARTZT vitality **Vision Sticks** - Training der zielgenauen Ansteuerung. Die Übungsanleitung erläutert ausführlich den richtigen Umgang mit jedem Neurotrainings-Tool und zeigt Übungsbeispiele



NEUROATHLETIK

ART LA-6116

Relaxator Atemtrainer

inkl. Umhängeschlaufe, kleines und praktisches Hilfsmittel zur Verbesserung der Atemgewohnheiten, einfach zu bedienen, sorgt nicht nur für rhythmischere, langsamere und entspannere Atmung, sondern auch für eine bessere Funktionalität des Zwerchfells, mit einstellbarem Widerstand auf 5 Stufen. Der Relaxator findet Anwendung bei Asthma, Stress, Husten, Geburt usw.



Index

- A**
- Abbe Refraktometer 3 -34
Abdeck- u. OP-Tuch 10 -30
..... 10 -31
Abdeckfolie f. Kamera 10 -33
Abdeckmaterial 4 -88
- Abena**
Einweghosen 7 - 3
Inkontinenzeinlagen 7 - 2
Krankenunterlagen 7 - 3
- Abfallbeutel u. -säcke**
megro 4 -50
..... 4 -51
..... 4 -54
Brand 3 -32
- Abfallsammler u. Entsorgungsgeräte**
Contacto 4 -52
Fripa 4 -52
Haerberle 4 -52
..... 4 -53
Ophardt 4 -54
Abheftstreifen 13 -30
ABI System 9 - 9
- Abri Flex 7 - 3
Abri San 7 - 2
Abri Soft 7 - 3
- Absauggeräte u. -pumpen**
Atmos 10 - 1
..... 10 - 3
..... bis 10 - 7
HUM 10 - 7
Söhngen 10 - 7
VBM 10 - 7
Weinmann 10 - 2
- Absaugkatheter 12 - 8
Absogel Handschuhe 4 -59
Abstrichspatel 3 -42
Abtropfglas f. Infusionsständer 1 -27
Abwurfgestell 13 - 8
- Accu Chek**
Geräte 2 - 3
..... 2 - 5
Lanzetten 2 -12
Teststreifen 2 - 5
- Accutrend 2 -16
Accuvac Lite Absaugpumpe 10 - 2
Accuvac Pro Absaugpumpe 10 - 2
Acidic Intense 4 - 1
Activair Batterie 9 -82
Adressfeldaufkleber 13 -32
Adsonpinzette 8 - 9
- (Einmal-) 8 -13
..... 8 -15
..... 8 -17
Ärmelschoner 4 -67
..... 4 -84
Aerobag 10 -32
Aeropart 10 -32
Aerosuc 10 - 7
- Ärztetrepp**
megro 4-100
Akzenta 4 -98
Fripa 4 -97
Kimberly-Clark 4 -99
- Aesculap**
Chir. Scheren 8 - 7
Containerzubehör 5 - 9
Einmal Instrumente 8 -13
Fadenschere 8 - 7
Klemme 8 - 7
Kornzange 8 - 7
Nadelhalter 8 - 7
Pinzette 8 - 7
Präparierschere 8 - 7
Skalpelle, Klinge 8 -29
Sterilit Öl Spray 8 -29
Susi Klemmen 8 -13
Susi Nadelhalter 8 -13
Susi Pinzetten 8 -13
Susi Scharfe Löffel 8 -13
Susi Scheren 8 -13
Susi Wundspreizer 8 -13
Susi Zangen 8 -13
Verbandschere 8 - 7
- Agani Kanüle 1 -10
Agani Sicherheitskanüle 1 -10
Air Vita Bi Protect 10 -44
Akku Sekretauuger 10 - 1
..... bis 10 - 7
- Akupunktur**
Modelle 14 - 1
..... 14 - 7
Nadeln 14 - 2
..... bis 14 - 6
Ohrkugeln 14 - 3
- Akzenta**
Ärztetrepp 4 -98
Kopfstützenschoner 4 -96
Patientenschutz 4 -95
..... 4 -96
Patientenservietten 4 -95
Patientenumhänge 4 -95
- Sterilisierpapier 5 - 8
Trinkbecher 3 -29
Albustix 2 -21
Alcotest 9 -70
..... 9 -71
Alkohol Messgerät 9 -70
..... 9 -71
- Alkoholtupfer**
Ratiomed 1 - 8
Holtsch 1 - 7
Allzweckschrank 13 -17
Aloe Vera Gel 4 -39
Alphacheck 2 - 2
..... 2 - 8
..... 2 -11
Alpha Connect 6 - 3
AltaQ Ärztetrepp 4 -98
Altarchivkarton 13 -30
- Alter Heideschäfer**
Massagefluid 14 -26
Melkfett 4 -40
Vaseline 4 -39
- Aluderm**
Alufinger 11 - 1
Fingerverband 11 -25
Injektionspflaster 11 -12
Pflasterspender 11 -15
Verbandpäckchen 11 -25
Verbandtücher 11 - 6
Wundpflaster 11 -25
- Aluminiumstäbchen 3 -42
- Ambu**
Beatmungsbeutel 10 -38
Beatmungsmasken 10 -37
..... 10 -39
..... 10 -43
Blue Sensor Elektroden 6 -10
Gesichtsmasken 10 -39
Larynxmasken 10 -37
Taschenmaske 10 -43
White Sensor Elektroden 6 - 8
- Amnicot Fruchtblasensprenger 9 -60
Ampri Handschuhe 4 -59
..... 4 -60
- Ampullarium**
megro 10 -11
Bollmann 13 -36
..... 13 -37
Ampullenbehältnis 10 -11
..... 13 -36
..... 13 -37

Ampullenhalter	13 - 37	Krafttraining	14 - 37	Pipettierhelfer	3 - 13
Ampullenkur	14 - 29	Massageball	14 - 15	Pistillen	3 - 27
Ampullenöffner	10 - 12	Massagerolle	14 - 15	Rollen Mischgerät	3 - 39
Analysegerät u. Zubehör		Neuroathletik	14 - 38	Thermometer	3 - 21
Analyticon	2 - 22		14 - 39	Verschlussfolie	3 - 44
Hitado	2 - 29	Stabilitätstrainer	14 - 32	Zählkammern	3 - 44
Roche Diagnostics	2 - 15	Übungsbänder	14 - 35	Astro Haube	4 - 73
Siemens	2 - 22	Visuelles Training	14 - 38	Atemkalk	10 - 37
Analyticon		Widerstands Trainer	14 - 30	Atemschutzmaske	4 - 82
Harnanalyzesystem	2 - 22	"Arzt im Dienst" Schild	13 - 17		4 - 83
Teststreifen	2 - 22	Arzttasche u. -koffer	13 - 17	Atemtherapiegerät	
	bis 2 - 24		13 - 34	megro, Pari	12 - 3
Anatomische Lehrtafel	13 - 12		bis 13 - 37	Atemtrainer	6 - 5
	13 - 13	Asam			14 - 39
	14 - 2	Aloe Vera Gel	4 - 39	Atmos Sauger	10 - 1
Anatomische Modelle	13 - 14		4 - 40		10 - 3
Anatomische Pinzette	8 - 2	Ampullenkur	14 - 29		bis 10 - 7
	8 - 4	Anti Cellulite Serum	14 - 26	Atrauman	11 - 44
	8 - 6	Augencreme	14 - 27	Aufbewahrungsbox f. Ohrtrichter	9 - 47
	8 - 7	Body Creme	4 - 40		9 - 52
	8 - 9	Fußcreme	14 - 24	Aufbewahrungsbox u. Zubehör	
(Einmal-)	3 - 37	Hand- u. Nagelcreme	4 - 40	megro	13 - 28
	8 - 13	Handwaschgel	4 - 36	Walch	13 - 15
	8 - 15	Hautcreme	4 - 40	Aufbewahrungsschrank	13 - 17
Angler Verbandtasche	10 - 26	Hornhautbalsam	14 - 24		13 - 19
Anoskop	9 - 27	Körpercreme	4 - 40		13 - 20
Ansell		Lippenpflegestift	14 - 28	Aufkleber Adressen	13 - 32
Handschuhe	4 - 64	Make up	14 - 29	Aufkleber „Med.-techn. Notdienst“	13 - 17
	bis 4 - 66	Massagefluid	14 - 26	Aufkleber Mülltrennung	4 - 53
Anti Beschlagmittel	3 - 36	Melkfett	4 - 40	Auflage f. Liegen	4 - 90
Anti Cellulite Serum	14 - 26	Mizellen Gesichtereinigung	14 - 28		4 - 97
Anti Kopfschmerzkissen	14 - 14	Nachtcreme	14 - 27		bis 4-100
Apex Gold Nadel	14 - 4	Peeling	14 - 28		13 - 2
Apex Nadel	14 - 4	Perfect Skin Filler	14 - 29		13 - 11
Applikationshilfe		Pferdebalsam	14 - 26	Augenbadebecher	12 - 28
megro	4 - 41	Pflegegel	4 - 39	Augencreme	14 - 27
B. Braun	4 - 41		4 - 40	Augendusche	10 - 18
Bode	4 - 41	Reinigungsgel	14 - 29	Augenklappe	11 - 6
Dr. Schumacher	4 - 41	Serum	14 - 27	Augenkompressen	11 - 24
Hartmann, Paul	4 - 41	Tagescreme	14 - 27	Augennotfallstation	10 - 23
Schülke	4 - 41	Vaseline	14 - 28	Augenspray	10 - 22
AQ Tica Club	12 - 43	Zuckerpeeling	14 - 28	Augenspülflasche u. Zubehör	10 - 18
AQ Tica Confort	12 - 43	Ascensia			10 - 22
Aqua-Dest	3 - 38	Blutzuckermessgeräte	2 - 1		10 - 23
Aquaflex Pad	6 - 17	Blutzuckerteststreifen	2 - 1	Augenspülstation	10 - 23
Aqua Protect	12 - 42	Aseptoderm	4 - 5	Augenverband	11 - 24
Aqua Protect Pflaster	11 - 32	Aseptoman Forte	4 - 10	Aura Atemschutzmaske	4 - 83
Aquarius Handtuchspender	4-103	Aseptoman Gel	4 - 10	AuraGain Larynxmaske	10 - 37
Aquasonic	6 - 16	Aseptoman Med	4 - 10	AuraOnce Larynxmaske	10 - 37
	6 - 17	Asiamed		Ausschwingrotor	3 - 1
Arbeitsunterlage	4 - 85	Dauernadeln	14 - 4		bis 3 - 3
Arm- u. Beinstütze	13 - 10	Standardnadeln	14 - 5	Autoklav	5 - 1
Armschoner	4 - 67		14 - 6	Autoklavierklebeband	5 - 9
	4 - 84	Askina	11 - 8	Autoschild	13 - 17
Arterienklemme	8 - 1		11 - 28	AutoShield Pen Nadel	2 - 6
	8 - 5		11 - 42	Aviva Teststreifen	2 - 5
	8 - 6		11 - 43		
	8 - 10		11 - 49		
(Einmal-)	8 - 13	Aspirationsnadel	8 - 21	B	
	8 - 15	Assistent		Babinski Hammer	9 - 69
Arzt		Blutbildzählgerät	3 - 39	Baby Hygiene	12 - 29
Biofreeze	14 - 11	Handzähler	3 - 39	Baby Seitenlagerungskissen	12 - 28
Gymnastikmatte	14 - 33	Kurzzeitmesser	3 - 22	Baby Waage	9 - 72
Hanteln	14 - 37	Mörser	3 - 27		9 - 76

Bacillol	4 -20	Beatmungsbeutel u. -hilfen		Beistelltisch	13 -22
Badethermometer	3 -21	Ratiomed	10 -43	Beistellwagen	13 -23
Bakterienfilter	6 - 3	Ambu	10 -45	Bekleidung	4 -69
.....	6 - 4	10 -37	bis 4 -71
.....	10 - 2	bis 10 -39	Schuhe	4 -75
.....	10 -32	10 -43	bis 4 -78
Baktolan	4 -36	HUM	10 -32	Berger Med	
Baktolin	4 -36	Söhngen	10 -35	Blutzuckermessgeräte	2 - 2
Baldur Silberwindel	10 -16	10 -44	Blutzuckerteststreifen	2 - 2
Ball	14 -15	VBM	10 -34	Kontrolllösung	2 - 2
.....	14 -33	bis 10 -36	Lanzetten f. Blutentnahmegerate	2 -11
.....	14 -34	Weinmann	10 -33	Pen Nadeln	2 - 8
Ballonkatheter	12 -12	Beatmungsmaske	10 -32	Sicherheitslanzetten	2 -11
Bandmaß	9 -66	bis 10 -34	Stechhilfe	2 - 2
.....	9 -67	10 -37	Berliner Hammer	9 -69
Basel Kasack	4 -70	10 -39	Berner	
Basic Line Ärztekrepp	4 -97	10 -43	Zytostatika Handschuhe	4 -84
Basic Toilettenpapier	4-109	bis 10 -45	4 -85
Basiswagen	13 -21	Beatmungstuch	10 -44	Zytostatika Notfallset	4 -86
.....	13 -23	10 -45	Zytostatika Schutzarmstulpen	4 -84
.....	bis 13 -25	Becher u. Spender		Zytostatika Schutzkittel	4 -84
Batterie	9 -81	megro	3 -28	Zytostatika Unterlagen	4 -85
.....	9 -82	bis 3 -30	Berufsbekleidung	
Batteriegriff		Ratiomed	3 -28	Hose	4 -69
Heine Optotechnik	10 -41	3 -30	4 -70
Kirchner & Wilhelm	10 -40	Akzenta	3 -29	Kasack	4 -69
Baumwollhandschuhe	4 -67	Walch	3 -28	4 -70
Baumwollhandtücher	4 -92	Becton Dickinson		Mantel	4 -69
.....	4 -93	Einmalkanülen	1 -11	4 -71
Bayha Skalpellklingen, Griffe	8 -24	Einmalspritzen Standard	1 - 1	OP-Socken	4 -71
.....	8 -25	Handwaschbürsten	4 -55	Schuhe	4 -75
B. Braun		Infusionsgeräte	1 -33	bis 4 -78
Applikationshilfen	4 -41	Insulin Pen Nadeln	2 - 6	Besucherkittel	4 -68
Blutentnahmekanülen	1 -12	Insulinspritzen	1 - 2	Betriebsverbandkasten	10 -25
Dentalkanülen	1 -12	Sicherheitskanülen	1 -11	Bettabdeckhaube	4 -88
Einmalkanülen	1 -12	Spinalkanülen	1 -14	Bettschirm	13 -10
Einmalspritzen	1 - 3	Staubbinde	1 -25	Bettschutz	
Fixier- u. Mullbinden	11 - 8	Tuberkulinspritzen	1 - 2	Ratiomed	7 - 1
Händedesinfektion	4 -11	Venenverweilkanülen	1 -19	megro	7 - 1
Handschuhe	4 -58	Wund- u. Blasenspritzen	1 - 2	Abena	7 - 3
.....	4 -60	Beesana	7 -10	Hartmann, Paul	7 - 4
.....	4 -65	Befestigungsknopf	6 -12	Lohmann/Rauscher	7 - 1
Hautdesinfektion	4 - 8	Befundhüllen	13 -32	Meditrade	7 -10
Heparin Kanülen	1 -12	Behälter f. Zahnprothese	12 -15	Bewegungstrainer	14 -34
Idealbinden	11 -49	Behälter u. Deckel aus Edelstahl	13 -27	Bezug f. Gummiblase	9 - 1
Infusionsgeräte	1 -33	Behandlungsliege	13 - 1	Bezug f. Hocker	13 - 6
Instrumentenaufbereitung	4 -15	13 - 3	Bezug f. Kissen	10 -28
Insulinkanülen	1 -12	Behandlungsverlauf Einlegeblatt	13 -33	12 -32
Intrafix	1 -33	Beiersdorf		12 -39
Intramuskulärkanülen	1 -12	Fingerkuppenpflaster	11 -30	Bezug f. Lagerungsschiene	12 -34
Mini Spike	1 -32	Fingerstrip	11 -30	12 -35
Mullkompressen	11 -43	Fingerverband	11 -32	Bezug f. Liegen	4 -90
Neuraltherapie Kanülen	1 -12	Fixier- u. Mullbinden	11 - 6	13 - 2
Oberflächendesinfektion	4 -27	Fixierpflaster u. -vlies	11 -20	Bezug f. Nackenrollen	12 -38
Schlinggazetupfer	11 -42	Injektionspflaster	11 -12	12 -39
Schnelldesinfektion	4 -27	Kompressen	11 -43	Big Ben Blutdruckmesser	9 - 6
Tuberkulinkanülen	1 -12	Sportbandagen	14 -31	Biguanid	4 -28
Vasofix	1 -18	Sprühpflaster	11 -32	Bilsom Gehörschutzstöpsel	10 -45
Vasofix Safety	1 -18	Wundschnellverband	11 -29	Binokularlupe	9 -63
Venofix	1 -18	bis 11 -33	Biofreeze	14 -11
Venofix Safety	1 -18	Wundspray	11 -29	Bioline Abfallbeutel	4 -50
Waschlotionen	4 -34	Beinlagerungsschiene		Biomet Merck Abdeckfolie	10 -33
Wundschnellverband	11 -28	Bisanz	12 -34	Bionix	
		Paul Koch	12 -35	Ohrküretten	9 -30
		Beinstütze	13 -10	9 -31

Ohrspülsystem	9 - 31	Terumo	1 - 10	Ohrthermometer	9 - 36
Biopsienadel	8 - 21	Blutentnahmestuhl	13 - 5	Stethoskop	9 - 20
Biopsiestanzer	8 - 20		13 - 10	Bosotherm	9 - 36
Bisanz		Blutentnahmesystem	3 - 40	Bouffant Haube	4 - 73
Anti Kopfschmerzkissen	14 - 14		3 - 41	Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
Beinlagerungsschienen	12 - 30	Blutlanzette		Box z. Aufbewahrung	
	12 - 34	megro	2 - 10	megro	13 - 28
Entbindungskeil	12 - 29		2 - 13	Walch	13 - 15
Fersenkissen	12 - 33	Berger Med	2 - 11	Brand	
Fersenstütze	12 - 33	Metrado	2 - 9	Desinfektions- u. Reinigungsmittel	4 - 3
Fixierungen	12 - 30	Roche Diagnostics	2 - 12	Entsorgungsbeutel u. Ständer	3 - 32
Halbmondkissen	12 - 31		2 - 15	Mikrokapillarpipetten	3 - 14
Halbrollen	12 - 37	Sarstedt	2 - 14		3 - 15
Halbrundrollen	12 - 37	Ypsomed	2 - 14	Pasteurpipetten u. Zubehör	3 - 15
Hodenkissen	12 - 33	Blutmischpipette	3 - 38	PD Tips	3 - 11
Injektionskissen	1 - 23	Blutsenkungspipette	3 - 38	Petrischalen	3 - 33
Kirschkerneisen	12 - 44	Blutsenkungsständer	3 - 38	Pipettenspitzen	3 - 11
Knierollen	12 - 37	Blutzuckermessgerät		Pipettierhelfer	3 - 12
Kopflagerungskissen	12 - 32	Ascensia	2 - 1		3 - 15
	12 - 33	Berger Med	2 - 2	Reagenzglasgestelle	3 - 10
Kopf- u. Nackenkissen	12 - 32	Roche Diagnostics	2 - 3	Reaktionsgefäße	3 - 6
Lagerungshilfen	12 - 30		2 - 5	Rührspatel	3 - 13
	bis 12 - 34	Metrado	2 - 4	Transferpette	3 - 12
Nackenhörnchen	14 - 14	Ypsomed	2 - 3	Braun	
Nackenrollen	12 - 37	Blutzuckerteststreifen		Blutdruckmesser	9 - 12
Säuglingslagerungshilfe	12 - 34	Ascensia	2 - 1	Thermometer	9 - 28
Sandsäcke	12 - 33	Berger Med	2 - 2		9 - 33
Schlafen u. Wohlfühlen	14 - 14	Metrado	2 - 4		9 - 34
Seitenschläferkissen	12 - 31	Roche Diagnostics	2 - 5	Thermoscan	9 - 33
Sitzerhöhung	12 - 48	Ypsomed	2 - 3	Braun Stadler Schere (Einmal-)	8 - 16
Venenkissen	12 - 30	Bochum Hose	4 - 70	Braunüle	1 - 18
Wickeltischauflage	12 - 29	Bode		Bravo Hygienewagen	4 - 43
Black Pearl Handschuhe	4 - 62	Applikationshilfen	4 - 41	Brechbeutel u. Spender	12 - 23
Blasenspritze		Händedesinfektion	4 - 9	Brille	3 - 32
Becton Dickinson	1 - 2	Handpflege	4 - 36		12 - 5
Henke-Sass, Wolf	1 - 5	Hautantiseptik	4 - 5	Brille Relax	14 - 14
Henke-Sass, Wolf (Glas)	1 - 6	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 20	Browne	
Terumo	1 - 2	Waschlotion	4 - 36	Dampfdurchdringungstest	5 - 2
Blasentumortest	2 - 28	Bode X-Wipes	4 - 20	Prüfanschmutzungstest	5 - 2
Blessing Nystagmusbrille	9 - 64	Bodo Waage	9 - 80	Reinigungskontrolle	4 - 4
Blue Pearl Handschuhe	4 - 62	Bodycheck Waage	9 - 77	Resitest	4 - 4
Blue Plane Tragetasche	10 - 9		9 - 78	Sterilisationskontrolle	5 - 2
Blue Sensor EKG Elektrode	6 - 10	Body Creme	4 - 35		5 - 3
Blutbildzählergerät	3 - 39		bis 4 - 40	STF Load Check Halter	4 - 4
Blutdruckmesser u. Zubehör		Body Lotion	4 - 35	STF Load Check Indikatoren	4 - 4
megro	9 - 1		bis 4 - 39	TST Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
	9 - 9	Böhlerschiene	11 - 2	TST Control	5 - 2
Ratiomed	9 - 1	Bollmann		TST Control Helix Prüfkörper	5 - 3
Bosch, Friedrich	9 - 2	Ampullarium	13 - 36	TST Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
Boso	9 - 8		13 - 37	Brustwandgummigurt	6 - 12
	9 - 9	Ampullenhalter	13 - 37	Brustwandsaugelektrode	6 - 12
Braun	9 - 12	Arzt Tasche	13 - 17	Brutschrank	3 - 33
Geratherm	9 - 3		13 - 34	BSN medical	
Hartmann, Paul	6 - 6		bis 13 - 37	Fixier- u. Mullbinden	11 - 7
Heine Optotechnik	9 - 3	Fächermappe	13 - 17	Fixierpflaster u. -vlies	11 - 22
Hillrom	9 - 13	Booklet Poster	13 - 12		11 - 23
	bis 9 - 15	Bora Up	10 - 1	Gipsbinden	11 - 54
Kirchner & Wilhelm	9 - 7	Bosch, Friedrich		Hautkleber	8 - 33
Omron	9 - 10	Blutdruckmesser	9 - 2	Injektionspflaster	11 - 11
	9 - 11	Druckinfusionsmanschette	1 - 24	Klebefpflasterbinden	11 - 50
Riester	9 - 4	Venenstauer	1 - 25	Kurzzugbinden	11 - 47
	bis 9 - 6	Boso		Schlinggazetupfer	11 - 42
Blutentnahmegerät	1 - 29	Abli System	9 - 9	Tape Verbände	11 - 50
Blutentnahmekanüle		Blutdruckmesser	9 - 8	Universalbinden	11 - 46
B. Braun	1 - 12		9 - 9	Warzenentfernungsmittel	11 - 56

Wundnahtstreifen	8 - 33	Klammerentfernungszange	8 - 11	(Einmal-)	8 - 16
Wundschnellverband	11 - 26	Klemmen	8 - 1	Wundspreizer (Einmal-)	8 - 13
	11 - 27		8 - 5	Zeckenentferner	8 - 12
Zinkleimbinden	11 - 54		bis 8 - 7	Cilienpinzette	8 - 9
BTastat Test	2 - 28		8 - 10	Classic Drehhocker	13 - 9
Buch Farbtafeln	9 - 62	(Einmal-)	8 - 13	Classic Line Ärztekrepp	4 - 97
Buck Hammer			bis 8 - 15	Classic Rasierer	4 - 81
megro	9 - 68	Knopfsonden	8 - 11	Classic II Stethoskop	9 - 24
Luxamed	9 - 69	Kornzangen	8 - 3	Classic III Stethoskop	9 - 23
Riester	9 - 69		8 - 7	Classic Untersuchungssitz	13 - 9
Busch Nabelschnurschere	9 - 61		8 - 10	Cleanisept	4 - 28
		(Einmal-)	8 - 13	Cleanisept Wipes	4 - 30
		Nadelhalter	8 - 3	Cleanisept Wipes Forte	4 - 30
			8 - 5	Cleanisept Wipes Forte Maxi	4 - 30
			8 - 7	Cleanisept Wipes Maxi	4 - 30
		(Einmal-)	8 - 10	Cleo Saphir Kittel	4 - 84
			8 - 13	Cleo Saphir Stulpe	4 - 84
			8 - 16	Clickfine	2 - 7
		Nagelhautzange	8 - 3	Clickfine Autoprotect	2 - 7
		Nagelscheren	8 - 2	Clinic Thermometer	9 - 29
			8 - 8	Clinitek	2 - 21
		Nasenspekula	8 - 11		2 - 22
		Pinzetten, anatomisch /chir.	8 - 2	Clinitest	2 - 21
			8 - 4	Cliplampe	9 - 37
			8 - 6		9 - 38
			8 - 7		
		(Einmal-)	8 - 9	Clogs	
			3 - 37	Medimex	4 - 75
			8 - 13	Schürr	4 - 76
			8 - 15		4 - 77
			8 - 17	CLX Band	14 - 37
		Pinzetten, sonstige	8 - 2	CoaguChek	2 - 15
			8 - 4		2 - 16
			8 - 6	Coagulometerröhrchen	3 - 7
			8 - 9	Cola Becher	3 - 28
		(Einmal-)	8 - 15		3 - 29
			8 - 17	Color	11 - 11
		Präparierscheren	8 - 7	Color EKG Gerät	6 - 6
			8 - 8	Colorflex Hammer	9 - 68
		Scharfer Löffel	8 - 11	Colorscop Stethoskop	9 - 22
		(Einmal-)	8 - 13	Color spooky	11 - 11
			8 - 16	Combibag Beatmungsbeutel	10 - 33
			8 - 17	Combilight	9 - 58
		Scheidenspekula	9 - 60	CombiScreen	2 - 22
		Scheren (Einmal-)	8 - 13		bis 2 - 24
			8 - 14	Combi Test	2 - 19
			8 - 16	Combipits	3 - 20
		Schlauchklemmen	8 - 1	Combur Test	2 - 18
			8 - 5	Comfort Drehhocker	13 - 9
		Schwesterngarnitur	8 - 3	Comfort Mundschutz	4 - 74
		Splitterpinzetten	8 - 2	Comfort Untersuchungssitz	13 - 9
			8 - 4	Compact Inhalationsgerät	12 - 4
			8 - 6	Compact Injektionsset	13 - 16
			8 - 9	Compact Timer	3 - 23
		(Einmal-)	8 - 15	Compact Verbandtasche	10 - 25
			8 - 17	Comp Air	12 - 4
		Tuchklemmen	8 - 10	Compridur	11 - 47
		Tupferzangen	8 - 3	Comprilan	11 - 47
			8 - 7	Conical Tubes	3 - 5
			8 - 10	Connex Blutdruckmessgerät	9 - 13
		(Einmal-)	8 - 13	Contacto	
		Universalklemmen	8 - 36	Abfallsammler	4 - 52
		Uterussonde	9 - 61	Einnehmelöffel	12 - 20
		Verbandscheren	8 - 3	Instrumentenschale	13 - 27
			8 - 5	Laborschale	13 - 26
			bis 8 - 8	Medizinbecher	12 - 16

Messbecher	3 - 26	Dauergebrauchstrichter	9 - 41	Waschmittel	4 - 3
Mörser	3 - 27	Dauernadel	14 - 4	Desinfektionswanne	4 - 42
Nachtstuhleinsatz	12 - 46	D Dimer	2 - 28	Desmanol Care	4 - 12
Nierenschalen	12 - 14	Debby Waage	9 - 78	Diagnostik Center Heine Optotechnik	9 - 50
Servierwagen	13 - 26	Decke		Diagnostikleuchte	
Sputumbecher	12 - 20	Einmal-	10 - 29	Ratiomed	9 - 37
Standzylinder	13 - 27	ÖKO-	10 - 29	Heine Optotechnik	9 - 38
Stechbecken	12 - 24	Rettungs-	10 - 16	Kirchner & Wilhelm	9 - 38
Tretabfalleimer	4 - 52	Vlies-	10 - 29	Luxamed	9 - 38
Universalschale	13 - 26	Wärme-	13 - 11	Riester	9 - 38
Vielzweckwagen	13 - 26	Deckel f. Einnehmebecher	12 - 16	„Die Andere“ Arzttasche	13 - 35
Waschschüssel	12 - 28	Deckel f. Instrumentenschale	13 - 28	Dietz	
Watte- u. Tupferbehälter	13 - 27	Deckel f. Laborbecher	3 - 28	Duschhocker	12 - 42
Containerzubehör	5 - 9	Deckel f. Stechbecken	12 - 24	Faltrollstuhl	12 - 48
Contour Next One Set	2 - 1	Deckel f. Urinbecher	3 - 28	Rollatoren	12 - 47
Contour Next Sensoren	2 - 1	Deckel f. Urinflasche	12 - 27	Toilettenstuhlerhöhung	12 - 45
Contour XT Set	2 - 1	Deckel f. Wattebehälter	13 - 27	Toilettenstuhl	12 - 46
Control Helix Prüfkörper	5 - 3	Deckgläser	3 - 36	Vierfuß Gehhilfe	12 - 42
Cooper Schere	8 - 7	Dehag Nystagmusbrillen	9 - 64	Digital Stoppuhr	3 - 22
Copolymer Handschuhe	4 - 66	Deluxe Nagelpflege	14 - 23	3 - 23
Cora Waage	9 - 79	Dentalbecher	3 - 29	Digitalthermometer	9 - 28
Core Stethoskop	9 - 25	Dentalkanüle	1 - 12	9 - 29
Cosmopor	11 - 3	Dentalmundschutz	4 - 74	bis 9 - 36
.....	11 - 37	Dentalreiniger	4 - 1	Digital Timer	3 - 22
Coulter Counter Gefäß	3 - 7	Dentalserviette	4 - 94	3 - 23
Counter	3 - 39	Dermabond	8 - 30	Dilatator	9 - 61
Coussina Küchenrolle	4 - 108	Dermagrip	11 - 8	Dimed	
Cramerschiene	11 - 2	Derma Plus OP-Handschuhe	4 - 65	Arterienklemmen	8 - 6
Creative Medical		Dermatologieset	8 - 19	Chir. Scheren	8 - 6
EKG Gerät	6 - 6	Dermatoskop		Pinzetten	8 - 6
Pulsoximeter	9 - 16	Heine Optotechnik	9 - 54	Splitterpinzette	8 - 6
.....	9 - 17	9 - 55	Verbandschere	8 - 6
Credo		Kirchner & Wilhelm	9 - 59	Dip Check	2 - 24
Feile	14 - 25	Dermo Jet	1 - 7	Dispenser/Tablett f. Medikamente	12 - 18
Nagelknipser	14 - 25	Descoderm	4 - 10	12 - 19
Nagelzange	14 - 25	Descolind Expert Intensive Cream	4 - 35	Disposima Krankenunterlage	7 - 1
Pedicurestein	14 - 25	Descolind Expert Protect Cream	4 - 35	Diwanbezug	13 - 2
Cremeseife	4 - 48	Descolind Pure Light Cream	4 - 35	Dokumentationshilfe	5 - 5
Crile Wood Nadelhalter	8 - 7	Descolind Pure Wash	4 - 35	Dolores Waage	9 - 78
.....	8 - 10	Descosept Pur Wipes	4 - 30	Doppelkopfstethoskop	9 - 18
(Einmal-)	8 - 16	Descosept Sensitive	4 - 29	bis 9 - 27
CRP Test	2 - 28	Descosept Spezial Wipes	4 - 29	Doppellamelle Wärmflasche	12 - 44
Cultura Mini Incubator	3 - 33	Descosept Spezial	4 - 29	Doppellöffel	8 - 11
Cupfix Ampullenöffner	10 - 12	Descosept Spezial Wipes	4 - 29	(Einmal-)	8 - 16
Curafix	11 - 3	Desderman	4 - 12	8 - 17
Curan Closed Katheter	12 - 11	Desderman Pure	4 - 12	Doppio Basiswagen	13 - 21
Curan Lady Katheter	12 - 11	Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 43	Doppio Injektionswagen	13 - 21
Curan Man Katheter	12 - 11	bis 4 - 49	Dormo Strip	8 - 36
Curaplast	11 - 12	Desinfektions- u. Reinigungsmittel		Dose	3 - 37
.....	11 - 34	f. Tauch- u. Ultraschallbad	4 - 3	Dosierpumpen u. Sprühköpfe	4 - 41
Curapor	11 - 34	Händedesinfektion	4 - 7	Dräger Safety	
Cusco Scheidenspekulum	9 - 60	bis 4 - 12	Alcotest	9 - 70
Cutasept F	4 - 5	Hautantiseptik	4 - 5	9 - 71
Cutasept G	4 - 5	4 - 6	Atemschutzmaske	4 - 82
Cutiflex	11 - 38	Hautdesinfektion	4 - 5	Mundstücke	9 - 71
Cutisoft	11 - 42	4 - 8	Drahtkorb	4 - 52
D		Instrumentenaufbereitung	4 - 13	Drainageflasche	11 - 55
Daisygrip Staubinde	1 - 25	bis 4 - 18	Drehkopf Urofilter	3 - 33
Damenkamm	12 - 21	Oberflächendesinfektion	4 - 19	Dreh- u. Rollhocker	13 - 5
Dampfdurchdringungstest	5 - 2	bis 4 - 34	13 - 7
Darmrohr (Rektalkatheter)	12 - 7	Schleimhautantiseptik	4 - 6	bis 13 - 9
Darmrohr (Röntgen)	12 - 9	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 19	13 - 17
.....		bis 4 - 34	Dreiecktuch	11 - 1
.....		Waschdesinfektion	4 - 12		

3M

Atemschutzmasken	4 - 83
Ersatzteilset	9 - 24
Fixierpflaster	11 - 16
Gehörschutzstöpsel	10 - 45
Hautcreme	4 - 39
Hautklammerentferner	8 - 34
Hautklammermagazine	8 - 34
OP Masken	4 - 73
Red Dot Elektroden	6 - 11
Spezialwundauflagen	11 - 41
Stethoskope u. Zubehör	9 - 23
	bis 9 - 25
Vliespflaster	11 - 16
Wundverschlussstreifen	8 - 34

Dr. Mach

Deckenleuchten	13 - 44
	13 - 45
OP Leuchten	13 - 45
Stativleuchten	13 - 42
	13 - 43
Wandleuchten	13 - 43
	bis 13 - 45
Zubehör OP Leuchten	13 - 45

Dr. Marx Replantat Versorgung	10 - 42
Drogentest	2 - 29
	2 - 31

Drop Check	2 - 24
Dropwundverband	11 - 39

Dr. Schumacher

Applikationshilfen	4 - 41
Händedesinfektion	4 - 10
Hautdesinfektion	4 - 5
Instrumentenaufbereitung	4 - 14
Oberflächendesinfektion	4 - 28
Pflegecreme	4 - 35
Pflegelotionen	4 - 35
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 29
	4 - 30
	4 - 34
Waschlotionen	4 - 35

Dr. Weigert

Händedesinfektion	4 - 11
Instrumentenaufbereitung	4 - 16
	bis 4 - 18
Instrumentenwanne	4 - 42
Oberflächendesinfektion	4 - 19
Drucker f. Etiketten	5 - 5
Druckinfusionsmanschette	1 - 24
Friedrich Bosch, Erka, VBM	
Druckinjektor	1 - 7
Druckmanschette	1 - 24
Düse f. Mulimed	9 - 32
Duo Line Ärztekrepp	4 - 97
Duplex Stethoskop	9 - 21
Duracell Batterie	9 - 81
	9 - 82
Durapore	11 - 16
Durashock Blutdruckmesser	9 - 14
	9 - 15
Duschhaube	4 - 92
Duschhocker	12 - 42
Duschpflaster	11 - 32
Dusch- u. Toilettenstuhl	12 - 43
Dynacast	11 - 54

E

Easy Küchenrolle	4 - 108
Easyscreen	2 - 25
Easy Stauer	1 - 26
Easy Tab Batterie	9 - 82
EBA Zentrifuge	3 - 1
	3 - 2
Eclipse	6 - 17
Eclipse Kanüle	1 - 11
Eco Bakterienfilter	6 - 4

Ecolab

Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 48
Dispenser	4 - 23
Händedesinfektion	4 - 7
	4 - 8
Hautantiseptik	4 - 5
Instrumentenaufbereitung	4 - 15
Oberflächendesinfektion	4 - 21
Pflegelotion	4 - 38
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 21
	bis 4 - 23
Waschlotion	4 - 38
Waschmittel	4 - 3
Eco Wipes	4 - 34
Edina Toilettenpapier	4 - 109
Edisonite	4 - 3
Eimer	3 - 24
Eimer f. Toilettenstuhl	12 - 46
Eimer f. Windeln	12 - 29
Einlagen Bettschutz	7 - 1
	7 - 3
	7 - 4
	7 - 10

Einlagen/Vorlagen

Abena	7 - 2
Essity	7 - 8
	7 - 9
Hartmann, Paul	7 - 5
	7 - 6
Meditrade	7 - 10
Tena	7 - 8
	7 - 9

Einlegeblatt	13 - 33
Einmal Beatmungsbeutel	10 - 35
	10 - 38
Einmal Beatmungshilfe	10 - 43
	bis 10 - 45
Einmal Bereichskleidung	4 - 69
Einmal Decke	10 - 16
	10 - 29
Einmal Düse f. Ohrspüngerät	9 - 31
	9 - 32
Einmal Instrumente	8 - 13
	bis 8 - 17
Einmal Kissen	10 - 28
Einmal Matratzenschonbezug	7 - 1

Einmal Mundschutz

megro	4 - 74
Ratiomed	4 - 74
3M	4 - 73
Hartmann, Paul	4 - 74
Einmal Nierenschale	12 - 14
Einmal OP Überschuhe	4 - 89

Einmal Pinzette	3 - 37
-----------------	--------

Einmal Rasierer

Ratiomed, megro, Wilkinson	4 - 79
	bis 4 - 81

Einmal Schürze	4 - 68
----------------	--------

Ratiomed, Samco Clinhand	
--------------------------	--

Einmal Staubbinde	1 - 25
-------------------	--------

Einmal Umbettungs-/Tragetuch	10 - 28
------------------------------	---------

Einmal Waschhandschuhe	4 - 92
------------------------	--------

Einmal Zahnbürste	12 - 22
-------------------	---------

Einmal Zahnschutz	10 - 8
-------------------	--------

Einnehmebecher

Ratiomed	12 - 16
Contacto	12 - 16
Walch	12 - 16
Einnehmelöffel	12 - 20
	megro, Contacto, Walch

Eintauchnährboden	2 - 32
-------------------	--------

Einweghosen

Abena	7 - 3
Essity	7 - 8
Hartmann, Paul	7 - 7
Tena	7 - 8

EKG/EEG/CTG/ Spirometrie Papier	6 - 5
---------------------------------	-------

EKG Elektrode	6 - 7
---------------	-------

	bis 6 - 12
--	------------

EKG Gerät	6 - 6
-----------	-------

	6 - 7
--	-------

Elastomull	11 - 7
------------	--------

Elektrode	6 - 7
-----------	-------

	bis 6 - 12
--	------------

	8 - 22
--	--------

	14 - 17
--	---------

Elektrode f. Swisto	14 - 21
---------------------	---------

Elektrodencreme, -gel, -spray	6 - 14
-------------------------------	--------

	bis 6 - 17
--	------------

Elektrodenhandgriff	8 - 22
---------------------	--------

Elektrosauger	10 - 1
---------------	--------

	bis 10 - 7
--	------------

Elite Lithium Set	9 - 42
-------------------	--------

EliteVue	9 - 48
----------	--------

Elmasonic	4 - 1
-----------	-------

Elma Ultraschallreiniger u. Zubehör	4 - 1
-------------------------------------	-------

Eltra	4 - 3
-------	-------

	4 - 3
--	-------

	4 - 3
--	-------

	4 - 3
--	-------

	4 - 2
--	-------

Emmi Reiniger	4 - 2
---------------	-------

Heißluft Sterilisator	5 - 1
-----------------------	-------

Ultraschallreiniger u. Zubehör	4 - 2
--------------------------------	-------

E-mega Blutdruckmesser	9 - 4
------------------------	-------

Emotion Nagelpflege	14 - 22
---------------------	---------

Endoragard Zahnschutz	10 - 8
-----------------------	--------

Entbindungskeil	12 - 29
-----------------	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

	12 - 29
--	---------

Filterspitzen	3 - 19	Extremitätengurt	6 - 12	Fixier- u. Mullbinde	
Microplast	3 - 5	Extra Spike	1 - 31	B. Braun	11 - 8
PCR Gefäße	3 - 4	EZ Huber Nadel	1 - 13	Beiersdorf	11 - 6
	3 - 5	EZ Scrub	4 - 55	BSN medical	11 - 7
	3 - 19			Hartmann, Paul	11 - 8
	3 - 20			Lohmann/Rauscher	11 - 5
Pipetten	3 - 16			Miro	11 - 4
	3 - 17				11 - 5
Pipettenspitzen	3 - 18			Trusetal	11 - 8
	bis 3 - 20			Urgo	11 - 9
Reaktionsgefäße	3 - 4	F		Fixierpflaster u. -vlies	
	3 - 5	Facile Biopsienadel	8 - 21	Beiersdorf	11 - 20
Tubes	3 - 5	Fadenentfernungsmesser		BSN medical	11 - 22
Viscotip	3 - 20	Ratiomed	8 - 18		11 - 23
Ersatzfilter f. Luftreiniger	14 - 20	Swann Morton	8 - 18	3M	11 - 16
Ersatzklingen Rasierer	4 - 79	Fadenschere	8 - 7	Hartmann, Paul	11 - 3
	4 - 81	Fadenziehmesser	8 - 8	Lohmann/Rauscher	11 - 3
Ersatzlampe		Fadenziehset	8 - 18	Miro	11 - 18
Heine Optotechnik	9 - 27	Fächermappe	13 - 17		11 - 19
	9 - 57	Fahrgestell f. Flaschen	12 - 6	Söhngen	11 - 22
	10 - 41	Fakto Rollator	12 - 47	Trusetal	11 - 3
Hillrom	9 - 47	Faltrollstuhl	12 - 48		11 - 17
Reiher	14 - 18	Farbmarkierer f. Karteitaschen	13 - 30	Urgo	11 - 21
Ersatzstrahler medilight	14 - 18	Farbstift z. Hautmarkierung	10 - 33	Fixierung	1 - 19
Ersatzteilset 3M	9 - 24	Farbtafel	9 - 62		12 - 30
Ersatzteilset Oliven 3M	9 - 24	Fassbender Hammer	9 - 68	Fixomull	11 - 22
Erste Hilfe Koffer	10 - 13	Fastclix	2 - 12	Flac duo Stethoskop	9 - 20
	bis 10 - 17	Feather Skalpelle, Klingen, Griffe	8 - 28	Flachkopfstethoskop	9 - 18
Erste Hilfe Rucksack	10 - 10	Feeling Nagelpflege	14 - 22		9 - 20
	10 - 12	Feilchenfeldpinzette	8 - 2		9 - 22
	10 - 13		8 - 4		9 - 24
Erste Hilfe Tafel	10 - 19		8 - 6		9 - 22
Erste Hilfe Tasche	10 - 9	(Einmal-)	8 - 15		9 - 26
	bis 10 - 11	Feile	14 - 24	Flaschenfahrgestell	12 - 6
	10 - 17		14 - 25	Flexiport Manschette	9 - 14
	10 - 18	Fersenkissen	12 - 33	Flex Temp Thermometer	9 - 28
	10 - 24	Fersenstütze	12 - 33	Flex Thermometer	9 - 28
	bis 10 - 27	Fieberthermometer u. Hüllen	9 - 28		9 - 29
Erste Hilfe Taschenmaske	10 - 43		9 - 29	FOB Test	2 - 31
Escope	9 - 40		9 - 32	Focus Leuchte	13 - 41
	9 - 48		bis 9 - 36	Folienschild	13 - 17
Esemtan	4 - 37	Filtereinlagen	5 - 9	Folienschweißgerät	5 - 4
Esemtan Aktiv Gel	14 - 26	Filterspitzen	3 - 19	Folienschweißgerät	5 - 5
ES Komresse	11 - 44	Fingergelenkverband	11 - 25	Folienverband	11 - 18
Essity		Fingerhülse	12 - 30		11 - 40
Einlagen/Vorlagen	7 - 8	Fingerkraftmesser	14 - 16	Folienwundverband	11 - 34
	7 - 9	Fingerkuppenpflaster	11 - 27		11 - 38
Einweghosen	7 - 8		11 - 30	Foliodrape Protect	10 - 30
Tena	7 - 8	Fingerkuppenverband	11 - 25	Foliodress Haube	4 - 72
	7 - 9	Fingerling	4 - 67	Foliodress Kleidung	4 - 69
			11 - 1	Foliodress Mundschutz	4 - 74
Ethicon		Fingerpulsometer	9 - 16	Forte Elastic Fingerstrip	11 - 40
Hautkleber	8 - 30		9 - 17	F.O. Spatel	10 - 40
Nahtmaterial	8 - 30	Fingerschiene	11 - 2		10 - 41
	8 - 31	Fingerverband		Fotobatterie	9 - 81
Ethiparat Handschuhe	4 - 66	Beiersdorf	11 - 32	Frauenkatheter	12 - 6
Etikettendrucker	5 - 5	Miro	11 - 1	Freizeit Verbandtasche	10 - 26
Etiketten f. Systembox	13 - 28	Söhngen	11 - 1	Freka Clyss	12 - 12
Euroklav	5 - 1	Trusetal	11 - 25	Frenzel Nystagmusbrille	9 - 64
Eurolight	9 - 58		11 - 1	Fresenius	
	9 - 59	Fitness Kleingerät	14 - 34	Ballonkatheter	12 - 12
Euro Spender	4 - 47	Fitness Programm	14 - 15	Curan Closed Katheter	12 - 11
Evolv Blutdruckmesser	9 - 11		14 - 16	Curan Lady Katheter	12 - 11
Exactfit Blutdruckmesser	9 - 12		14 - 30	Curan Man Katheter	12 - 11
Extra Precision Rasierer	4 - 81		bis 14 - 37	Entnahmekanülen	1 - 31
Extra Sensitive Rasierer	4 - 81			Freka Clyss	12 - 12

Klistier	12 - 12	Gehörschutz	10 - 45	Ruheliege	13 - 4
Laxantien	12 - 12	Gehörschutzstöpsel	10 - 45	Transportliege	13 - 4
Nelatonkatheter	12 - 10	Gehstockzubehör	12 - 40	Griff Therapogramm	14 - 36
	12 - 11	Gehstütze	12 - 41	Gripper Nadel	1 - 15
Prokatheter	12 - 10		12 - 42	Gripper Plus Nadel	1 - 15
Sanabelle Katheter	12 - 10	Gehstützenhalterung	12 - 40	Großflächen Massagegerät	14 - 15
	12 - 12	Gel Brille	14 - 14	Gross Maier Kornzange	8 - 3
Transfer Set	1 - 30	Gel Komresse	14 - 12		8 - 10
Venenpunctionsbestecke	1 - 16		14 - 13	(Einmal-)	8 - 13
Venenverweilkanülen	1 - 16	GeLocast	11 - 54	Gross Tupferzange (Einmal-)	8 - 13
Verschlusstopfen	1 - 30	Gelwärmer	6 - 13	Guedel Tubus	10 - 40
Fripa		Genius	9 - 32	Guide Set	2 - 3
Ärztkepp	4 - 97	Gentle Skin Handschuhe	4 - 59	Gummibläse	9 - 1
Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 48		4 - 64	Gummihütchen	3 - 15
Handtuchspender	4 - 100	Gentle Temp.	9 - 36	Gummikeil f. Mund	10 - 8
Küchenrollen	4 - 108	Gerätewagen	13 - 21	Gummi Sitzring	12 - 46
Papierhandtücher	4 - 107		bis 13 - 26	Gummispanner f. Liegenbezug	13 - 1
Sammelkorb	4 - 52	Geratherm		Gurtrenner	10 - 45
Schaumseifenkartusche	4 - 48	Blutdruckmesser	9 - 3	Guttasyn Schürze	4 - 87
Toilettenpapier	4 - 109	Fieberthermometer	9 - 29	Gymnastik	14 - 30
Toilettenpapier Spender	4 - 109		9 - 34		bis 14 - 37
Frottee Bezug	12 - 38	Pulsoximeter	9 - 17	Gymnastikball	14 - 33
	12 - 39	Stirnthermometer	9 - 34	Gymnastikmatte	14 - 33
	13 - 2	Gesichtsaufgabe	4 - 90	Gymstick	14 - 30
	13 - 6	Gesichtsmaske	10 - 32		14 - 37
Fruchtblasensprenger	9 - 60		bis 10 - 34		
Fuego Gerätewagen	13 - 21		10 - 37		
Füllsortiment f. Verbandschränke	10 - 27		10 - 39		
Fuhrmann		Gesichtsreinigung Asam	14 - 28		
Chirurgisches Set	8 - 19	Gesichtsschutz	4 - 87	H	
Dermatologieset	8 - 19	Gewebekleber	8 - 30	Haarwaschwanne	12 - 44
Fadenziehsset	8 - 18		8 - 33	Haerberle	
IUP Set	8 - 18		8 - 35	Abfallsammler u. Zubehör	4 - 52
Nahtset	8 - 18	Gigasept	4 - 14		bis 4 - 54
Vasektomie Set	8 - 19	Gigazyme	4 - 13	Basiswagen	13 - 21
Fusion Thermometer	9 - 29	Gipsbänkchen	12 - 36		13 - 23
Fußauflage	4 - 90	Gipsbinde			bis 13 - 25
	13 - 11	BSN medical	11 - 54	Compact Injektionsset	13 - 16
Fußcreme	14 - 24	Miro	11 - 54	Cupfix Ampullenöffner	10 - 12
Fußgelenkbandage	14 - 31	Gipssäge	11 - 53	Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 43
Fußmassage	14 - 35	Gipsschutz	12 - 42	Doppio Basiswagen	13 - 21
Fußmatte	13 - 11	Gittertape	14 - 8	Doppio Injektionswagen	13 - 21
Fuß Modell	14 - 7	Glasspritze	1 - 6	Fuego Gerätewagen	13 - 21
Fußpflege	14 - 22	Glasthermometer	9 - 28	Gerätewagen	13 - 21
	bis 14 - 25	Glaswaage	9 - 77	Handschuhbox Halterung	4 - 57
Fuß f. Praesidio	4 - 44		bis 9 - 80	Hygienebeutel/-spender	4 - 54
Fußroller	14 - 35	Gleichgewichtstrainer	14 - 32	Hygienestation	4 - 43
		Gluceofine Pro Kontrolllösung	2 - 4	Hygienewagen	4 - 43
		Gluceofine Pro Lanzette	2 - 9	Kanülenabwurfbehälter	1 - 22
		Gluceofine Pro Safety Lanzette	2 - 9	Medikamentablett	12 - 18
		Gluceofine Pro Set	2 - 4	PicBox Injektionsset	13 - 16
		Gluceofine Pro Teststreifen	2 - 4	PicBox Spritzen- u.	
		Glucose Test	2 - 16	Kanülenspender	13 - 16
			2 - 19	Regalwagen	13 - 24
			2 - 23	Schrankwagen	13 - 25
		Golight Arzttasche	13 - 36	Schublade	13 - 25
		Goniometer	9 - 66	Spritzenspender	13 - 16
			9 - 67	Steharbeitsplatz	13 - 25
		Green Series Leuchte	13 - 46	Tupferbefeuchter	1 - 9
			bis 13 - 48	Unterfahrwagen	13 - 24
		Green Series Wandsystem	9 - 46	Variocar	13 - 23
		Greiner Stahlmöbel		Vielzweckwagen	13 - 23
		Blutentnahmestuhl	13 - 5		bis 13 - 25
		Dreh-/Rollhocker	13 - 5	Händedesinfektion	4 - 7
		Patientenstuhl	13 - 5		bis 4 - 12
				Händedesinfektionsgerät	4 - 43
					bis 4 - 45

Hängeschiene	13 - 30	Handwaschbürste		Haube (OP)	4 - 72
Haftbandfixierung	12 - 30	Ratiomed	4 - 55		4 - 73
Hakenzange	9 - 61	megro	4 - 55	Haushaltspinzette	8 - 2
Halblamellen Wärmflasche	12 - 44	Becton Dickinson	4 - 55	Hautantiseptik	4 - 5
Halbmikroküvette	3 - 10	Ophardt	4 - 55		4 - 6
Halbmondkissen	12 - 31	Handwaschgel	4 - 36	Hautcreme	4 - 39
Halbrundrolle		Handzähler	3 - 39		4 - 40
Bisanz	12 - 37	Handzentrifuge	3 - 1	Hautdesinfektion	4 - 5
Paul Koch	12 - 36	Hansaplast	11 - 6		4 - 8
Halogenlampe	13 - 39		11 - 12	Hautklammerentferner	8 - 11
Halstedklemme	8 - 1		11 - 20	(Einmal-)	8 - 35
	8 - 5		11 - 29	Hautklammergerät	8 - 34
	8 - 7		bis 11 - 33	Hautklammermagazin	8 - 34
(Einmal-)	8 - 14		11 - 43	Hautkleber	
Halter f. Handschuhbox	4 - 55		14 - 31	BSN medical	8 - 33
	bis 4 - 57	Hansapor	11 - 32	Ethicon	8 - 30
Halter f. Hygienebeutel	4 - 54		11 - 33	Trusetal	8 - 35
Halter f. Serviette	4 - 94	Hantel	14 - 37	Hautkürette	8 - 20
Halter f. Urinbeutel	12 - 26	Harnanalysesystem		Hautmarkierungsstift	10 - 33
Halter f. Urinflaschen	12 - 26	Analyticon	2 - 22	Hautpflege	
Hammer		Siemens	2 - 22	Handcreme	4 - 36
nach Babinski	9 - 69	Harnteststreifen			4 - 37
nach Berliner	9 - 69	Ratiomed	2 - 25		4 - 40
nach Buck	9 - 68	Analyticon	2 - 22	Handwaschgel	4 - 36
	9 - 69		bis 2 - 24	Hautcreme	4 - 40
Colorflex	9 - 68	Hitado	2 - 26	Pflegegel	4 - 39
nach Rossier	9 - 68	Macherey-Nagel	2 - 19		4 - 40
nach Troemner	9 - 69	Roche Diagnostics	2 - 18	Pflegelotionen	4 - 35
Varioflex	9 - 68	Siemens	2 - 20		bis 4 - 39
nach Witroe	9 - 68		bis 2 - 22	Seifenkartusche	4 - 48
Handabsaugpumpe	10 - 7	Ulti Med	2 - 30	Vaseline	4 - 39
Handgelenkbandage	14 - 31	Hartmann Halle Spekula	8 - 11	Waschlotionen	4 - 34
Handgelenkfixiergurt	12 - 30	Hartmann, Paul			bis 4 - 38
Handgriff	9 - 47	Abdecktuch	10 - 30	Hautschere	8 - 2
	9 - 57	Blutdruckmesser	6 - 6	Haut- u. Schleimhautantiseptik	4 - 5
	10 - 40	Einmalbereichskleidung	4 - 69		4 - 6
	10 - 41	EKG Gerät	6 - 6	Hautverschluss	8 - 33
Handkraftmesser	14 - 16	Fixier- u. Mullbinden	11 - 8		bis 8 - 35
Hand Modell	14 - 7	Händedesinfektion	4 - 9	HCG Test	2 - 27
Hand- u. Nagelcreme	4 - 40	Handpflege	4 - 36		2 - 31
Handschuhbox Halter	4 - 55	Handschuhe	4 - 60	Hecht	
	bis 4 - 57	Hautantiseptik	4 - 5	Blutbildzählgerät	3 - 39
Handschuhe	4 - 58	Inkontinenz	7 - 4	Handzähler	3 - 39
	bis 4 - 67		bis 7 - 7	Kurzzeitmesser	3 - 22
	4 - 84	Instrumente (Einmal-)	8 - 17	Mörser	3 - 27
	bis 4 - 86	Kanülenfixierverband	11 - 3	Pipettierhelfer	3 - 13
	4 - 92	Lochtuch	10 - 30	Pistillen	3 - 27
Handtrainer		Mullkompressen	11 - 44	Rollen Mischgerät	3 - 39
megro	14 - 34	Mundschutz	4 - 74	Schröpfgläser	14 - 10
Kern & Sohn	14 - 16	OP-Hauben	4 - 72	Thermometer	3 - 21
Martin	14 - 16	Peha Instrumente	8 - 17	Verschlussfolie	3 - 44
Thera-Band	14 - 34	Peha Klemmen	8 - 17	Zählkammern	3 - 44
Handtuch Sammelkorb	4 - 52	Peha Pinzetten	8 - 17	Heftpflaster	11 - 16
Handtuchspender		Peha Scharfe Löffel	8 - 17		11 - 17
Ratiomed	4-102	Peha Scheren	8 - 17		11 - 19
megro	4-102	Peha Schlitzkompressen	11 - 44		bis 11 - 23
Fripa	4-100	Schlinggazetupfer	11 - 42	Hegar Uterus Dilator	9 - 61
Kimberly-Clark	4-103	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 20	Heidelberg Verbandschrank	10 - 21
Ophardt	4-101	Spezial Kompressen	11 - 44	Heideschäfer	
Handtücher		Sprühkopf	4 - 41	Massagefluid	14 - 26
Baumwolle	4 - 93	Spuckbeutel	12 - 23	Melkfett	4 - 40
Papier	4 - 91	Waschlotion	4 - 36	Vaseline	4 - 39
	4-104	Wundschnellverband	11 - 37	Heimwerker Verbandkasten	10 - 25
	bis 4-107	Zellstoffspender	1 - 9	Heine Optotechnik	
Handwaschbecken	12 - 29	Zellstofftupfer	1 - 8	Binokularlupe	9 - 63

Blutdruckmesser	9 - 3	EKG Gerät	6 - 7	Beatmungsbeutel	10 -32
Dermatoskope	9 -54	Ladegriffe / Zubehör	9 -47	Beatmungsmasken	10 -32
Diagnostik Center	9 -50	Manschetten	9 -14	Humane Fixierung	
Diagnostikleuchten	9 -38	Ohrtrichter	9 -40	Bisanz, Paul Koch	12 -30
Ersatzlampen	9 -27	Ophthalmoskope	9 -44	Hyaluron Ampullenkur	14 -29
	9 -57		bis 9 -46	Hyaluron Augencreme	14 -27
	10 -41	Otoskope	9 -42	Hyaluron Lippenpflege	14 -28
Handgriffe	10 -41		9 -43	Hyaluron Mizellen Gesichtsreinigung	14 -28
Kopfleuchte	9 -63		9 -45	Hyaluron Nachtcreme	14 -27
Ladegerät	9 -54		9 -46	Hyaluron Reinigungsgel	14 -29
Ladegriffe/Zubehör	9 -57	SureTemp	9 -35	Hyaluron Serum	14 -27
	9 -57	ThermoScan	9 -35	Hyaluron Tagescreme	14 -27
Ladegriffe/Zubehör	9 -54	Untersuchungsleuchten/Zubehör	13 -46		14 -28
	9 -57		bis 13 -48	Hyaluron Zuckerpeeling	14 -28
Laryngoskope/Zubehör	10 -41	Wandsystem	9 -46	Hyclick System	4 -45
Lupenbrillen	9 -63	Hirschmann		Hygienebeutel u. -spender	4 -54
Mini 3000	9 -38	Micropipetter	3 -13	megro, Haerberle, Ophardt	
	9 -53	Mikro Kapillarpipetten	3 -14	Hygieneschutz	9 -1
	9 -55	Pipettierhilfe	3 -13	Hygieneschutzbezug	12 -32
	9 -56	Ringcaps/Zubehör	3 -13	Hygienestation	
Mundspatel	3 -43		3 -14	Haerberle	4 -43
Ohrtrichter	9 -41	Histofreezer	11 -56	Ophardt	4 -44
Ophthalmoskope	9 -50	Hitachi Gefäß	3 -10	Provita	4 -45
	9 -51	Hitado		Hygienewagen	4 -43
	9 -56	Analysegerät u. Zubehör	2 -29		
Otoskope	9 -50	Drogenteste	2 -29		
	bis 9 -53	Harnteststreifen	2 -26		
Rektoskop/Proktoskop Set	9 -27	Schnellteste	2 -27		
Stethoskope	9 -26		2 -28		
	bis 9 -27	Schwangerschaftstest	2 -27		
Tip Spender	9 -52	Stuhlteste	2 -26		
Trichter Spender	9 -52	Testchips f. MicroLR	2 -29		
Unispec	9 -27	Hitadokkult	2 -26		
	9 -41	Hochedruckbeutel	4 -51		
	9 -52	Hocker			
Untersuchungsleuchte	13 -40	Dreh- u. Rollhocker	13 -5		
Zubehör Untersuchungsleuchte	13 -40		13 -7		
Heißluft Sterilisator	5 -1		bis 13 -9		
Helicobacter Pylori	2 -30		13 -17		
Helipur	4 -15	Duschhocker	12 -42		
Helix Prüfkörper	5 -3	OP Hocker	13 -8		
Hema Combistix	2 -20	Rolltrithocker	13 -17		
Hemastix	2 -21	Hockerbezug	13 -6		
Henke-Sass, Wolf		Hodenkissen	12 -33		
Einmalkanülen	1 -13	Hörgerät Batterie	9 -82		
Einmalspritzen	1 -4	Holtsch			
Ganzmetallspritzen	1 -6	Alkoholtupfer	1 -7		
Glasspritzen	1 -6	Staubbinden	1 -24		
Insulinspritzen	1 -5	Holzbox f. Handtrainer	14 -34		
Ohrenspritze	1 -6	Holzspindel	3 -43		
Tuberkulinspritzen	1 -5	Holzstäbchen	3 -42		
Wund- u. Blasenspritze	1 -5		3 -43		
	1 -6	Holzstethoskop	9 -21		
Herrenkamm	12 -21	Homo Schädel	13 -14		
Hettich Zentrifugen u. Zubehör	3 -1	Homo Skelett	13 -14		
	bis 3 -3	Hornhautbalsam	14 -24		
Hexaquart	4 -27	Hose	4 -67		
HF Chirurgie	8 -22		4 -69		
High Risk Handschuhe	4 -84		4 -70		
	bis 4 -86	Hostess Papierhandtuch	4-105		
Highspeed Thermometer	9 -28	Hülle f. Komresse	14 -12		
Hillrom		Hugo Waage	9 -80		
Aufbewahrungsbox f. Ohrtrichter	9 -47	HUM			
Blutdruckmesser	9 -13	Absaugpumpen	10 -7		
	bis 9 -15				

Ingo man	4 -49	Terumo	1 -10	Haeberle	13 -16
	4 -54	Insulin Pen Nadel		Kapillarpipette	
	4 -55	Alphacheck	2 - 8	Brand	3 -14
	4 -57	AutoShield	2 - 6		3 -15
	4-101	Clickfine	2 - 7	Hirschmann	3 -13
		Clickfine Autoprotect	2 - 7		3 -14
Inhalationsgerät		Gluceofin Pro	2 - 9	Kappe f. Gehhilfe	12 -41
Omron	12 - 4	Gluceofin Pro Safety	2 - 9	Kapuzen Rettungsdecke	10 -16
Pari	12 - 1	NovoFine	2 -10	Kardiologischer Schnelltest	2 -28
	bis 12 - 3	Optifine	2 - 7	Karteimappe	13 -33
Inhalationslösung	12 - 3	SafeAssist	2 - 6	Karteitasche	13 -33
Inhalator	12 - 1	Ultra Fine	2 - 6	Kartenlesegerät	13 -37
	bis 12 - 4	Insulinspritze		Karton z. Archivierung	13 -30
Injektionskissen	1 -23	Becton Dickinson	1 - 2	Kasack	4 -69
Bisanz, Paul Koch		Henke-Sass, Wolf	1 - 5		4 -70
Injektionsmaterialsponder	13 -16	Intersorb Plus	10 -37	Katheter	
	13 -18	Intersurgical Atemkalk	10 -37	Absaugkatheter	12 - 8
Injektionspflaster		Intrafix	1 -33	Ballonkatheter	12 -12
Beiersdorf	11 -12	Intrafix Safeset	1 -33	Curan Closed Katheter	12 -11
BSN medical	11 -11	Intramuskulärkanüle	1 -12	Curan Lady Katheter	12 -11
Lohmann/Rauscher	11 -12	Intra Uterin Pessar	8 -18	Curan Man Katheter	12 -11
Miro	11 -10	Iontophoresegerät	14 -21	Frauenkatheter	12 - 6
Söhngen	11 -12	Iris		Nelatonkatheter	12 - 7
Trusetal	11 -11	Pinzette (Einmal-)	8 -15		12 -10
Urgo	11 - 9	Schere	8 - 7		12 -11
Injektionswagen	13 -21		8 - 8	Prokatheter	12 -10
Inkontinenzeinlagen		(Einmal-)	8 -14	Rektalkatheter (Darmrohre)	12 - 7
Abena	7 - 2	Ishihara Farbtafel	9 -62	Sauerstoffkatheter	12 - 6
Essity	7 - 8	Isopropyl Alkohol	3 -45	Tiemannkatheter	12 - 7
	7 - 9	IUP Set	8 -18	Katheter Set	12 -13
Hartmann, Paul	7 - 5	J		Katheterstopfen	12 -25
	7 - 6	Jetpull Staubinde	1 -24	Kehlkopfspiegel	8 -11
Meditrade	7 -10	Jobst Compri	11 -47	Kern & Sohn	
Tena	7 - 8	K		Handtrainer	14 -16
	7 - 9	Kai		Mikroskop	3 -34
Inkontinenzhilfe	12 -25	Biopsiestanzer	8 -20	Refraktometer	3 -34
Inkontinenz Pants		Hautküretten	8 -20	Waagen	9 -72
Abena	7 - 3	Kalorienzähler	14 -31		9 -73
Essity	7 - 8	Kalt Komresse	14 -12	Kerr Zahnschutz	10 - 8
Hartmann, Paul	7 - 7		14 -13	Kesselreinigungs-Set	5 - 4
Tena	7 - 8	Kaltlicht Laryngoskop		Keton Test	2 -19
Inkontinenz Programm	7 - 1	Heine Optotechnik	10 -41	KFZ Füllsortiment	10 -27
	bis 7 -10	Kirchner & Wilhelm	10 -40	KFZ Verbandkasten	10 -25
Insektenschutz	11 -56	Kameraabdeckung	10 -33	KFZ Verbandtasche	10 -25
Insektenschutzbehandlung	11 -56	Kamm	12 -21	Kidstripe	11 -10
IN-Stopfen	1 -30	Kanüle (Einmal-)			11 -11
Instrumente, chirurgische	8 - 1	B. Braun	1 -12		11 -26
	bis 8 -17	Becton Dickinson	1 -11		11 -33
Instrumentenaufbereitung	4 -13	Henke-Sass, Wolf	1 -13		11 -39
	bis 4 -18	megro	8 -36	Kiel Verbandkasten	10 -24
Instrumentenband	8 -23	Sarstedt	3 -40	Kimberly-Clark	
Instrumentenkennzeichnung	8 -23	Terumo	1 -10	Ärztckrepp	4 -99
Instrumentenschale		Kanülenabwurfbehälter		Handtuchspender	4-103
Edelstahl	13 -27	Ratiomed	1 -20	Kosmetiktücher	4 -91
Melamin	13 -28	Haeberle	1 -22	Papierhandtücher	4 -91
	13 -29	Sarstedt	1 -21		4-104
Styrol-Acrylnitril	13 -28	Söhngen	1 -22	Papierwischtücher	4-105
Instrumentenschutz	8 -23	Kanülen Fixierpflaster	11 - 3	Wandhalter	4 -99
	8 -29	Kanülen- u. Spritzenspender		Kimtech Labortuch	4 -91
Instrumententablett	13 -28	megro	13 -15	Kimtech Pfliegetuch	4 -91
	13 -29			Kindergarten Verbandsschrank	10 -21
Instrumententisch	13 - 8			Kinderstauer	1 -26
Instrumentenwanne	4 -42			Kinder Unterarmgehstütze	12 -41
Instrumentenzureichungstisch	13 - 8			Kinder Urinbeutel	12 -26
Insulinkanüle					
B. Braun	1 -12				

Kinesiologie	14 - 8	Universal-	8 - 36	Kopfkissen	10 -28
	14 - 9	Klettenmanschette	9 - 1		12 -32
Kirchner & Wilhelm			9 -14		12 -33
Bandmaß	9 -66	Kling Ex Skalpellklingenabnehmer	8 -26	Kopflagerungskissen	12 -32
Batteriegriff	10 -40	Klinische Chemie	2 -17		12 -33
Blutdruckmesser	9 - 7	Klistier	12 -12	Kopflagerungsring	12 -33
Colorflex Hammer	9 -68	Kniebandage	14 -31	Kopfleuchte	9 -63
Dermatoskope	9 -59	Knierolle		Kopf Modell	14 - 7
Diagnostikleuchte	9 -38	Bisanz	12 -37	Kopfpolster	12 -32
Goniometer	9 -66	Paul Koch	12 -36		12 -33
Infusionsständer	1 -29	Knochenmarkbiopsienadel	8 -21	Kopfschmerz Brille	14 -14
Iontophoresegerät	14 -21	Knopfbatterie	9 -81	Kopfschmerzkissen	14 -14
Laryngoskope	10 -40		9 -82	Kopfstützenschoner	4 -96
Leuchte	13 -38	Knopfkanüle	8 -36	Kornzange	8 - 3
Notfalltasche	10 -40	Knopfsonde	8 -11		8 - 7
Ohrtrichter	9 -40	Koch, Paul			8 -10
Ophthalmoskope	9 -58	Beinlagerungsschienen	12 -35	(Einmal-)	8 -13
	9 -59	Cramer Schienen	11 - 2	Korona	
Otoskope	9 -58	Fingerschienen	11 - 2	Körperfett Analysewaagen	9 -78
	9 -59	Fixierungen	12 -30	Personenwaagen	9 -79
Personenmessgerät	9 -66	Gehstützenhalterung	12 -40		9 -80
Rossier Hammer	9 -68	Gipsbänkchen	12 -36	Kosmetikeimer	4 -52
Scheidenspekula	9 -60	Halbrollen	12 -36	Kosmetiktücher	4 -91
Spatel	10 -40	Injektionskissen	1 -23	Kräuterhof	
Stethoskope	9 -21	Knierollen	12 -36	Aloe Vera Gel	4 -39
	9 -22	Lagerungskissen	12 -35		4 -40
Stimmgabel	9 -65	Nackenrollen	12 -36	Ampullenkur	14 -29
Tupferbefeuchter	1 - 9	Sandsäcke	12 -35	Anti Cellulite Serum	14 -26
Varioflex Hammer	9 -68	Kocher Arterienklemme	8 - 1	Augencreme	14 -27
Witroe Hammer	9 -68	(Einmal-)	8 -15	Body Butter	4 -40
Zeckenentferner	8 -12	Kodan Tinktur Forte	4 - 6	Body Creme	4 -40
Kirschkernkissen	12 -44	Kodan Wipes	4 -26	Creme	14 -24
Kissen	10 -28	Körpercreme	4 -37	Fußcreme	14 -24
	12 -30		bis 4 -40	Gel	4 -39
	bis 12 -35	Körperfettanalysewaage u.		Handcreme	4 -40
	12 -44	-messgerät	9 -77	Handwaschgel	4 -36
	12 -48		9 -78	Hornhautbalsam	14 -24
	14 -14	Körper Frau Modell	14 - 7	Lippenpflege	14 -28
Kissenbezug	10 -28	Körper Mann Modell	14 - 7	Mizellen Gesichtereinigung	14 -28
	12 -32	Kohlendioxid Absorber	10 -37	Nachtcreme	14 -27
	12 -39	Koloskopie Hose	4 -67	Peeling	14 -28
Kittel	4 -68	Kombistopfen	1 -30	Perfect Make up	14 -29
	4 -84	Kompre		Perfect Skin Filler	14 -29
	4 -88	Ratiomed	14 -10	Pferdebalsam	14 -26
	4 -89		14 -12	Pflegecreme	4 -40
Klammerelektrode	6 - 8	megro	14 -12	Pflegegel	4 -39
Klammerentfernungszange	8 -11		14 -13	Reinigungsgel	14 -29
	8 -34	B. Braun	11 -43	Serum	14 -26
Klarsichtmatte	13 -11	Beiersdorf	11 -43		14 -27
Klebe- u. Pflasterbinde		Hartmann, Paul	11 -44	Tagescreme	14 -27
BSN medical	11 -50	Kalt-/Warm-	14 -12		14 -28
Miro	11 -50		14 -13	Zuckerpeeling	14 -28
Kleenex Kosmetiktuch	4 -91	Miro	11 -43	Kraftsack	4 -50
Kleenex Papierhandtuch	4-104	Söhngen	14 -12	Krafttraining	14 -37
	4-105	Trusetal	11 -24	Krankentrage	10 -29
Kleinzentrifuge	3 - 1	Urgo	11 -45	Krankenunterlage	
	3 - 2	Kontamed	1 -22	Ratiomed	7 - 1
Klemmen (chir. Instrumente)	8 - 1	Kontamedchen	1 -22	Abena	7 - 3
	8 - 5	Kontamedium	1 -22	Hartmann, Paul	7 - 4
	bis 8 - 7	Kontrolllösung		Lohmann/Rauscher	7 - 1
	8 -10	Ratiomed	2 -25	Meditrade	7 -10
(Einmal-)	8 -13	Analyticon	2 -24	Krücken	12 -41
	bis 8 -15	Berger Med	2 - 2	Küchenrolle	4-108
	8 -17	Metrado	2 - 4	Kühlspray	14 -14
Nasen-	6 - 4				

Stethoskope	9 - 20
Untersuchungsleuchten	13 - 41
Luxascope Auris	9 - 49
Luxascope Sonus	9 - 20

M

Mach, Dr.

Deckenleuchten	13 - 44
	13 - 45
OP Leuchten	13 - 45
Stativleuchten	13 - 42
	13 - 43
Wandleuchten	13 - 43
	bis 13 - 45
Zubehör OP Leuchten	13 - 45

Machery-Nagel

Indikatorstäbchen	2 - 17
Teststreifen	2 - 19
Macro View Otoskop	9 - 42
	9 - 43
Madrid Verbandschrank	10 - 21
Magazin f. Hautklammergerät	8 - 34
Magenta Handschuhe	4 - 60
Magenta Pearl Handschuhe	4 - 62
Maier Tupferzange	8 - 7
(Einmal-)	8 - 13
Make up	14 - 29
Makroküvette	3 - 10
Maniküre u. Pediküre	14 - 22
	bis 14 - 25
Manisoft	4 - 38
Manschettenbezug	9 - 1
	9 - 14
Mantel	4 - 69
	4 - 71
Manuelle Instrumentenaufbereitung	4 - 13
	bis 4 - 17
Manu Handschuhe	4 - 84
	4 - 85

Marienefeld, Paul

Deckgläser	3 - 36
Objektträger	3 - 35
Mark IV Beatmungsbeutel	10 - 38
Marker f. Karteitaschen	13 - 30
Marker z. Hautmarkierung	10 - 33

Martin Handtrainer

Martin Handtrainer	14 - 16
Marx, Dr. Replantat Versorgung	10 - 42
Maschinelle Instrumentenaufbereitung	4 - 17
	4 - 18
Maske f. Beatmungsbeutel	10 - 32
	bis 10 - 34
	10 - 39
Maske f. OP	4 - 73
	4 - 74
Maske f. Sauerstoff	12 - 5
Massageball	14 - 15
	14 - 34
Massagefluid	14 - 26
Massagegerät	14 - 15
Massageglas	14 - 10
Massagerolle	14 - 15
Master Cardiology Stethoskop	9 - 24
Masterlight	13 - 38

Mastermed Blutdruckmesser	9 - 7
Mathieu Nadelhalter	8 - 3
	8 - 5
Matratzenschonbezug	7 - 1
Maxi Minima Thermometer	3 - 21
Maxi Wundschnellverband	11 - 39
Maya Waage	9 - 80
Mayo Hegar Nadelhalter	8 - 3
	8 - 5
	8 - 7
	8 - 10
(Einmal-)	8 - 13
	8 - 16
McIntosh Spatel	10 - 40
	10 - 41
Medap Absauggeräte	10 - 1

Medax

Aspirationsnadeln	8 - 21
Biopsienadeln	8 - 21
Facile Nadeln	8 - 21
Knochenmarkbiopsienadeln	8 - 21
MED Nadeln	8 - 21
Medicare Arzttasche	13 - 35
Medicool Kühlispray	14 - 14
Medicus Blutdruckmesser	9 - 8
	9 - 9
Medikamentenbecher	12 - 16

Medikamenten Dispenser u. Tablett

Ratiomed	12 - 19
megro	12 - 18
Haerberle	12 - 18
Medikamentenschrank	13 - 18
	bis 13 - 20
Medikrepp	4 - 98
Medilight	14 - 18
	14 - 19

Medimex

Schuhe	4 - 75
Verbrauchsmaterial f. HF Chirurgie	8 - 22
Medi Müll	1 - 22
Mediplast Klemme	8 - 36
Mediplogs Schuhe	4 - 75
Medistar Blutdruckmesser	9 - 9
Meditemp Fieberthermometer	9 - 28
	9 - 29
Medi Test Teststreifen	2 - 19

Meditrade

Bettscutzeinlagen	7 - 10
Einlagen/Vorlagen	7 - 10
Handschuhe	4 - 59
	4 - 60
	4 - 64
Krankenunterlagen	7 - 10
Mediwood	3 - 42
	3 - 43
Medizinbecher	12 - 16
MED Nadeln	8 - 21

MED & ORG

Abheftstreifen	13 - 30
Adressfeld Aufkleber	13 - 32
Altarchivkarton	13 - 30
Befundhüllen	13 - 32
Behandlungsverlauf	13 - 33
Farbmarkierer	13 - 30
Hängeschienen	13 - 30

Karteimappen	13 - 33
Karteitaschen	13 - 33
Lederhülle	13 - 31
Signalkarten	13 - 30
Sonografie Befundhüllen	13 - 32
Terminbücher	13 - 31
Terminplaner	13 - 31
Terminzettel	13 - 32
Verordnungsplan	13 - 32

Medtronic

Nahtmaterial	8 - 32
Pulsoximeter	9 - 17
megroCid	4 - 19
megroMan	4 - 8
megroSkin	4 - 8
megro Wipes System	4 - 32
Mehrkanalpipette	3 - 17
Mehrweg Nierenschale	12 - 14
	12 - 15
Mehrweg Schnabelbecher	12 - 17
Mehrweg Schnabeltasse	12 - 17
Mehrweg Trinkhilfe	12 - 15
	12 - 17
Melacontrol	5 - 1
Meladoc	5 - 5
Melafol	5 - 7

Melag

Autoklaven	5 - 1
Chamber Protect	5 - 4
Chargenkontrollsystem	5 - 1
Dokumentationshilfe	5 - 5
Euroklav	5 - 1
Kesselreinigungs-Set	5 - 4
Melacontrol	5 - 1
Meladoc	5 - 5
Melafol	5 - 7
Seal Check	5 - 5
Siegelgerät	5 - 4
	5 - 5
Vacuklav	5 - 1
Melaseal	5 - 4
	5 - 5
Meliseptol Formula	4 - 27
Meliseptol HBV Tücher	4 - 27
Meliseptol Rapid	4 - 27
Meliseptol Wipes sensitive	4 - 27
Melkfett	4 - 40
Membranadapter	3 - 40
Memphis Decke	13 - 11
Messband	9 - 66
	9 - 67

Messbecher

Contacto	3 - 26
Vitlab	3 - 25
Walch	3 - 26
Messschaufel	3 - 26
Messstab	9 - 66
	9 - 67
	9 - 72
	9 - 74
	bis 9 - 76
Metallplattenelektrode	6 - 12

Metrado

Blutzuckermessgeräte	2 - 4
Blutzuckerteststreifen	2 - 4

Kontrolllösung	2 - 4	Schlauchverbände	11 -51	Müllbeutel	3 -32
Lanzetten f. Blutentnahmegerate	2 - 9		11 -52		4 -50
Pen Nadeln	2 - 9	Universalbinden	11 -46		4 -51
Sicherheitslanzetten	2 - 9	Untertzugbinden	11 -53		4 -54
Metzenbaumschere	8 - 7	Wundschnellverband	11 -28	Mulimed	9 -32
	8 - 8	Zellstofftupfer	1 - 8	Mullbinde	11 - 4
(Einmal-)	8 -14	Zinkleimbinden	11 -54		bis 11 - 9
Michelzange	8 -11	Miro acryl	11 -50	Mullkompresse	
Micral Test	2 -18	Miro castlonguette	11 -54	B. Braun	11 -43
Micro Air	12 - 4	Miro cell	1 - 8	Beiersdorf	11 -43
Microalbumin	2 -19	Miro clearfix	11 -19	Hartmann, Paul	11 -44
	2 -21	Miro derm	11 -19	Miro	11 -43
	2 -26	Miro fix	11 -51	Urgo	11 -45
	2 -30	Miro fixorip	11 - 4	Multiadapter	3 -40
Microalbastix	2 -21	Miro haft	11 - 4	Multi Drogentest	2 -29
Microfine Spritze	1 - 2	Miro ideal	11 -48		2 -31
MicroINR Gerät	2 -29	Miro Kidstripe	11 -10	Multify Kanüle	3 -40
Microlance Kanüle	1 -11	Miro lan	11 -48	Multifunktionsstisch	13 -22
Micropipetter	3 -13	Miro last	11 -52	Multi Safe Kanülenabwurfbehälter	1 -21
Micro Pipettierhelfer	3 -12	Miro longelast	11 -50	Multistix	2 -20
Micro Pipex	3 -13	Miro med	11 -28		2 -21
Micropistill	3 - 5	Miro mull	11 - 5	Multitex Rolle	4 -33
Micropore	11 -16	Miro plast	11 -28	Mundkeil	10 - 8
Migräne Brille	14 -14	Miro pore	11 -19	Mundpflege Stäbchen	12 -28
Mikroalbumin	2 -19	Miro pretape	11 -53	Mundschutz	
	2 -21	Miro silikon tape	11 -18	megro	4 -74
	2 -26	Miro silk	11 -19	Ratiomed	4 -74
	2 -30	Miro soft	11 -53	3M	4 -73
Mikrobac	4 -20	Miro stretch	11 -18	Hartmann, Paul	4 -74
Mikrocount	2 -32	Miro stripe	11 -10	Telic	4 -87
Mikro Kapillarpipette		Miro tape	11 -50	Mundschutztuch	10 -43
Brand	3 -14	Miro tip	11 - 1		bis 10 -45
	3 -15	Miro tube	11 -52	Mundspatel	
Hirschmann	3 -13	Miro tubiquick	11 -52	megro	3 -43
	3 -14	Mischgerät	3 -39	Heine Optotechnik	3 -43
Mikroliterzentrifuge	3 - 3	Mitsubishi Luftreiniger	14 -20	Mundspülbecher	3 -28
Mikroskop Kern & Sohn	3 -34	Mizellen Gesichtereinigung	14 -28		3 -29
Mikrozid AF	4 -25	Modelle Akupunktur	14 - 1	Mundspülung	12 -21
	4 -26		14 - 7	Muskelstimulator	14 -17
Mikrozid Paa	4 -26	Modelle anatomisch	13 -14	Mylife Pen Nadeln	2 - 7
Mikrozid Sensitive	4 -25	Mörser		Mylife Sicherheitslanzette	2 -14
Mikrozid Universal	4 -24	Contacto	3 -27	Mylife Unio	2 - 3
Mini Arzttasche	13 -36	Hecht	3 -27		
Mini Incubator	3 -33	Vitlab	3 -27	N	
Minimus II Blutdruckmesser	9 - 4	Mörser f. Tabletten	12 -18	Nabelschnurschere	9 -61
Miniposter Booklet	13 -12	Molicare	7 - 4	Nachtcreme	14 -27
Miniset Verbandtasche	10 -24		bis 7 - 7	Nachtstuhlensatz	12 -46
Mini Spike	1 -32	Mollelast	11 - 5	Nackenhörnchen	14 -14
Minitoilette	12 -25	Mona Waage	9 -80	Nackenkissen	12 -32
Mira Waage	9 -79	Monoclix Lanzetten	2 -10	Nackenrolle	12 -36
Miro		Monocryl Plus Nahtmaterial	8 -30		12 -37
Fingerverband	11 - 1		8 -31	Nackenrollenbezug	12 -38
Fixier- u. Mullbinden	11 - 4	Monosof Nahtmaterial	8 -32		12 -39
	11 - 5	Monovette	3 -40	Nadelhalter	8 - 3
Fixierpflaster u. -vlies	11 -18		3 -41		8 - 5
	11 -19	Moorkompresse	14 -10		8 - 7
Folienverband	11 -18	Moosgummischuh	14 -15		8 - 10
Gipsbinden	11 -54	Mosquitoklemme	8 - 1	(Einmal-)	8 -13
Idealbinden	11 -48		8 - 5		8 -16
Injektionspflaster	11 -10		8 - 7	Nährboden	2 -32
Klebe- u. Pflasterbinden	11 -50	(Einmal-)	8 -14	Nagelbürste	4 -55
Kompressen	11 -43	Mousticlick	11 -56	Nagelcreme	4 -40
Kurzzugbinden	11 -48	Mucasal	4 - 3		
Langzugbinden	11 -50	Mucocit	4 -13		

Nagelfeile	14 - 24	Weinmann	10 - 14	Ohrtrichterspender	9 - 47
.....	14 - 25	10 - 15	9 - 52
Nagelhautzange	8 - 3	Notfall Reinigungsset	4 - 86	Olsen Nadelhalter	8 - 10
Nagelknipser	14 - 25	Notfallrucksack	10 - 10	Omron	
Nagelpflege	14 - 22	10 - 12	Blutdruckmessgeräte u. Zubehör.	9 - 10
.....	bis 14 - 25	10 - 13	9 - 11
Nagelschere	8 - 2	Notfall Sauger		Digitalthermometer	9 - 28
.....	8 - 8	Atmos	10 - 3	9 - 36
Nagelzange	14 - 24	bis 10 - 7	Inhalationsgeräte u. Zubehör.	12 - 4
.....	14 - 25	Weinmann	10 - 2	Kalorienzähler	14 - 31
Nahtmaterial		Notfall Schild	13 - 17	Körperfettwaage	9 - 77
Ethicon	8 - 30	Notfalltasche	10 - 9	9 - 78
.....	8 - 31	bis 10 - 11	Lungenfunktion	6 - 1
Medtronic	8 - 32	10 - 17	Mundstücke	6 - 1
Nahtset	8 - 18	10 - 18	Nervenstimulator	14 - 17
Namensbänder	12 - 21	10 - 40	Peak Flow Meter	6 - 1
Nasenklemme	6 - 4	Nova Arzttasche	13 - 34	Personenwaage	9 - 77
Nasenspekula	8 - 11	Nova Line Ärztekrepp	4 - 97	Schrittzähler	14 - 31
Natriumcitratlösung	1 - 34	NovoFine Pen Nadel	2 - 10	Stimthermometer	9 - 36
Natura Papierhandtuch	4-105	Novo Nordisk Nadel	2 - 10	One System Basic	4 - 34
Naturborstenbürste	14 - 15	Nürnberg Mantel	4 - 71	One System Plus	4 - 34
Nelatonkatheter	12 - 7	Nystagmusbrille	9 - 64	OP Bürste	4 - 55
.....	12 - 10			Operationsotoskopkopf	9 - 42
.....	12 - 11			OP Fix Schlauchhalter	1 - 19
Nellcor Pulsoximeter	9 - 17			OP Handschuhe	4 - 63
Neodisher	4 - 16			bis 4 - 65
.....	bis 4 - 18			OP Handschuhe Polyisopren	4 - 63
Neofom	4 - 19			4 - 64
Nervenstimulator		O		Ophardt	
Omron	14 - 17	Oberflächendesinfektion	4 - 19	Abfallbox	4 - 54
Promed	14 - 17	bis 4 - 34	Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 44
Netzverband	11 - 51	Objekträger	3 - 35	4 - 49
.....	11 - 52	Objekträgerbox	3 - 36	Händedesinfektionsgerät	4 - 44
Neuraltherapiekanüle	1 - 12	Octenident	12 - 21	Halter f. Spenderbox	4 - 57
Neuroathletik	14 - 38	Octeniderm	4 - 6	Handtuchspender	4-101
.....	14 - 39	Octenisept	4 - 6	Handwaschbürsten	4 - 55
Neurotraining	14 - 38	Oculus		Hygienebeutelhalter	4 - 54
Nexa Compact	4 - 48	Sehprüftafel	9 - 62	Hygienestation	4 - 44
Nierenschale		Stereotest	9 - 62	Standfuß f. Praesidio	4 - 44
Edelstahl, Einmal-, Kunststoff-	12 - 14	Öko Decke	10 - 29		
.....	12 - 15	Ölmassagetuch	4 - 90	OP Haube	
Nissenkamm	12 - 21	Ölspray	8 - 29	megro.	4 - 73
Nitril Schutzhandschuhe	4 - 84	Ohrdaueradeln	14 - 4	Hartmann, Paul	4 - 72
.....	4 - 86	Ohren Modell	14 - 7	OP Hocker	13 - 8
Nitril Untersuchungshandschuhe	4 - 60	Ohrenspritze		Ophthalmoskop	
.....	bis 4 - 62	Henke-Sass, Wolf	1 - 6	Heine Optotechnik	9 - 50
Nitrit Test	2 - 19	Zepf Medical	1 - 7	9 - 51
.....	2 - 23	Ohrfieberthermometer	9 - 32	9 - 56
NobiStrip	2 - 26	9 - 33	Hillrom	9 - 44
Non Contact	9 - 34	9 - 35	bis 9 - 46
Noppenmoosgummischuh	14 - 15	Ohrkürette	9 - 30	Kirchner & Wilhelm	9 - 58
Normtray Filtereinlagen	5 - 9	9 - 31	9 - 59
Notdienst Schild	13 - 17	Ohrkugel	14 - 3	OP Leuchte	13 - 45
Notfall Beatmungshilfe	10 - 43	Ohrpinzette	8 - 9	OP Maske	4 - 73
.....	bis 10 - 45	Ohrspülsystem u. Zubehör.	9 - 31	OP Schuhe	4 - 75
Notfall Gurtrenner	10 - 45	9 - 32	bis 4 - 77
Notfall Hilfen		Ohrtip	9 - 31	OP Socke	4 - 71
Ratiomed	10 - 43	bis 9 - 33	4 - 89
.....	10 - 45	9 - 32	Optifine	2 - 7
Ambu	10 - 43	9 - 33	Optisal	4 - 28
Söhngen	10 - 44	9 - 35	Optiskin	11 - 35
Notfall Koffer		9 - 36	Optiva Nadel	1 - 15
megro.	10 - 13	9 - 39	Optomed	11 - 24
Cederroth	10 - 17	bis 9 - 41	OP Tuch	10 - 30
Söhngen	10 - 16	9 - 49	10 - 31
		Ohrtrichter f. Otoclear	9 - 31	Orga Kartenlesegerät	13 - 37

Organisationshilfen	13 - 30	Inhalationslösung	12 - 3	Perform	4 - 24
	bis 13 - 33	Lungenfunktion	6 - 1	Perfusorleitung	1 - 32
Orgmed		Peak Flow Meter	6 - 1	Perkussionshammer	
Allzweckschrank	13 - 17	Pari Boy Classic	12 - 1	megro	9 - 68
	bis 13 - 20	Pari Boy Free	12 - 2	Ratiomed	9 - 67
Injektionsmaterialspender	13 - 18	Pari Boy Junior	12 - 1	Kirchner & Wilhelm	9 - 68
Medikamentenschrank	13 - 18	Pari Boy Pro	12 - 1	Luxamed	9 - 69
	bis 13 - 20	Pari Compact 2	12 - 2	Riester	9 - 69
Verbandmaterialspender	13 - 18	Pari Compact 2 Junior	12 - 2	Person check	9 - 66
Oriflex System	11 - 55	Pari O-Pep	12 - 3	Personenmessgerät	9 - 66
Oriplast Redon Artikel	11 - 55	Pari Peak Flow Meter	6 - 1		9 - 67
Ortho Clogs	4 - 76	Pari Protect	12 - 3	Personenwaage	9 - 72
Ortolux	11 - 24	Pari Sinus 2	12 - 2		bis 9 - 80
Otoclear	9 - 31	Pari Xlent	12 - 1	Petrischale	
Otoskop		Parker	6 - 13	megro, Brand	3 - 33
Heine Optotechnik	9 - 50		6 - 16	Pferdebalsam	14 - 26
	bis 9 - 53		6 - 17	Pflaster- u. Klebebinde	
Hillrom	9 - 42	Pasteurpipette	3 - 15	BSN medical	11 - 50
	9 - 43	megro, Brand		Miro	11 - 50
	9 - 45	Patientenidentifikation	12 - 21	Pflasterspender	11 - 13
	9 - 46	Patientenschuhe	4 - 78		bis 11 - 15
Kirchner & Wilhelm	9 - 58	Patientenschutz	4 - 94	Pflegecreme	4 - 35
	9 - 59		bis 4 - 96		bis 4 - 40
Luxamed	9 - 49	Patientenserviette	4 - 94	Pflegegel	4 - 39
Riester	9 - 48	Patientenserviettenhalter	4 - 94		4 - 40
Otoskoptrichter	9 - 39	Patientensocke	4 - 78	Pfegelotion	4 - 35
	bis 9 - 41	Patientenstuhl	13 - 5		bis 4 - 39
	9 - 49	Patiententasche	12 - 20	PFM medical Portkanülen	1 - 13
Oval Plus Beatmungsbeutel	10 - 38	Patientenumhang	4 - 95	PH Fix Teststäbchen	2 - 17
Overall	4 - 87	PAVK Früherkennung	9 - 9	Photometer	
Oxy control	9 - 17	PCR Gefäß	3 - 4	Analyticon	2 - 22
Ozon Perfusorleitung	1 - 32		3 - 5	Roche Diagnostics	2 - 16
Ozon Therapie	1 - 32		3 - 19	Siemens	2 - 22
Ozon Transfusionsbesteck	1 - 32		3 - 20	PicBox Injektionsset	13 - 16
		PDS II Plus Nahtmaterial	8 - 30	PicBox Spritzen- u. Kanülenspender	13 - 16
			8 - 31	Piccolight	9 - 58
		PD Tips	3 - 11		9 - 59
		Peak Flow Meter	6 - 1	Piccolo Verbandsschrank	10 - 21
		Peaen Arterienklemme	8 - 1	Picco Novo	4 - 53
			8 - 5	Pilates Ball	14 - 33
			8 - 6	Pillenknuser	12 - 18
			8 - 10	Pill Mate Tablettenzerkleinerer	12 - 18
		(Einmal-)	8 - 13	Pillow Paws	4 - 78
			8 - 15	Pinard Stethoskop	9 - 21
		Pedal Trainer	14 - 34	Pink Pearl Handschuhe	4 - 62
		Pedicurestein	14 - 25	Pinzette (chir. Instrumente)	8 - 2
		Pediküre u. Maniküre	14 - 22		8 - 4
			bis 14 - 25		8 - 6
		Pedimed Nagelpflege	14 - 23		8 - 7
		Pedisenso Duo Nagelpflege	14 - 22		8 - 9
		Peeling	14 - 28	(Einmal-)	3 - 37
		Peha crepp	11 - 8		8 - 13
		Peha haft	11 - 8		8 - 15
		Peha Instrumente	8 - 17		8 - 17
		PE Handschuhe	4 - 66	HF Chirurgie	8 - 22
		Peha Schlitzkomresse	11 - 44	Labor-	3 - 37
		Peha soft	4 - 60	Pipette	
		PE Lätzchen	4 - 94	Brand	3 - 12
		Penleuchte	9 - 37	Eppendorf	3 - 16
			9 - 38		3 - 17
		Pen Nadeln	2 - 6	Pipettenspitzen	
			bis 2 - 10	Ratiomed	3 - 11
		Perfect Make up	14 - 29	Brand	3 - 11
		Perfect Skin Wrinkler Filler	14 - 29	Eppendorf	3 - 18
		Perfektan Active	4 - 14		bis 3 - 20

Pipettierhelfer	3 - 12	Pronto Rasierer	4 - 80	Refraktometer	3 - 34
	3 - 13	Protector Rasierer	4 - 79	Regalwagen	13 - 24
	3 - 15	Protein Test	2 - 19	Regent Blutdruckmesser	9 - 2
Pistill	3 - 27	Protexis Handschuhe	4 - 63	Reibschale	3 - 27
Plattenelektrode	6 - 12	Provita		Reiher	
Pleurapunktionsset	1 - 29	Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 45	Lichttherapiegeräte	14 - 19
Plomben	5 - 9	Hygienestation	4 - 45	Wärmestrahler	14 - 18
Plum		Leuchten	13 - 39		14 - 19
Augennotfallstation	10 - 23	Prüfanschmutzungstest	5 - 2	Reiner Spritze	1 - 7
Augenspray	10 - 22	Pulsoximeter		Reinigungsgel	14 - 29
Augenspülflasche	10 - 22	Creative Medical	9 - 16	Reinigungskontrolle	4 - 4
Augenspülstation	10 - 23		9 - 17	Reinigungskorb	4 - 1
Nachfüllpacks	11 - 14	Geratherm	9 - 17	Reinigungsset	4 - 86
	11 - 15	Medtronic	9 - 17	Reiseset Verbandtasche	10 - 26
Pflasterspender	11 - 14	Pulsuhr megro	9 - 37	Rektalkatheter (Darmrohre)	12 - 7
	11 - 15	Pumpdosierer	4 - 41	Rektoskop/Proktoskop Set	9 - 27
Spüllösung	10 - 22	Pursept A	4 - 25	Relaxator	14 - 39
Plus Maske	10 - 39	Pur Zellin	1 - 8	Relax Brille	14 - 14
Pneumotrac	6 - 3		1 - 9	Relaxon Basic	12 - 45
Pocket LED	9 - 45	Push Abfallbehälter	4 - 52	Rendell Baker Maske	10 - 34
Pocket Plus LED	9 - 45			Replantat Versorgung	10 - 42
Polsterbinde	11 - 53	Q		Rescue Taschenmaske	10 - 43
Polyisopren OP Handschuhe	4 - 63	Quadra Wundverband	11 - 38	Research Plus Pipette	3 - 17
	4 - 64	Quartamon Med	4 - 24	Resitest	4 - 4
Polysorb Nahtmaterial	8 - 32	Quickfix Pflasterspender	11 - 14	Rettingsdecke	
Portkanüle		Quickpad Alkoholtupfer	1 - 7	megro	10 - 16
Pakumed	1 - 14			Söhngen	10 - 16
PFM medical	1 - 13			Rettingsrucksack	10 - 10
Smiths medical	1 - 15				10 - 12
PPS Blutentnahmegesät	1 - 29				10 - 13
PPS Natriumcitrat	1 - 34			Rettingsschere	8 - 24
PPS Transfusionsbesteck	1 - 32			Rettingstuch	10 - 28
Practicus Arzttasche	13 - 34	R		Ri-champion Blutdruckmesser	9 - 6
Prämeta		Radfahrer Verbandtasche	10 - 24	Riester	
Aqua Protect	12 - 42	Rappaport Stethoskop	9 - 19	Blutdruckmesser	9 - 4
Venenstauer	1 - 26	Rasierer	4 - 79		bis 9 - 6
Präparierschere	8 - 7		bis 4 - 81	Diagnostikleuchten	9 - 38
	8 - 8	Rasierer (Einmal-)		Leuchten	13 - 38
Präsidio	4 - 44	Ratiomed, megro, Wilkinson	4 - 79	Ohrtrichter	9 - 40
Präzisions Dispenser Tips	3 - 11		bis 4 - 81	Otoskope	9 - 48
Practicus Blutdruckmesser	9 - 2	Rasierschaum	4 - 79	Perkussionshämmer	9 - 69
Praxisliege	13 - 1	Reagenzglasgestell	3 - 10	Stethoskope	9 - 21
	13 - 3	Reagenzien / Klinische Chemie	2 - 17	Stimmgabeln	9 - 65
Praxisorganisationshilfen	13 - 30	Reagenzröhrchen	3 - 7	Stirnlampen	9 - 63
	bis 13 - 33		3 - 8	Thermometer	9 - 36
Praxiswagen	13 - 21	Reaktionsgefäß		Ri-focus	9 - 63
	bis 13 - 25	megro	3 - 6	Ri-magic	13 - 38
Precisa Blutdruckmesser	9 - 4	Brand	3 - 6	Ringcaps	3 - 13
Precise Hautklammergerät	8 - 34	Eppendorf	3 - 4		3 - 14
Precision Dynamics			3 - 5	Ri-Pen	9 - 38
Namensbänder	12 - 21	Red Dot Elektrode	6 - 11	Ri-scope	9 - 40
Press Tack Nadel	14 - 4	Redon Drain	11 - 55		9 - 48
Primasept Wash	4 - 12	Redonflasche		Ri-thermo Sensio Thermometer	9 - 36
ProBP Blutdruckmesser	9 - 13	megro	11 - 55	Roadbag	12 - 25
Procell Batterie	9 - 81	Oriplast	11 - 55	Roche Diagnostics	
Professional Massagegerät	14 - 15	Redon Set	11 - 55	Analysegerät u. Zubehör	2 - 15
Profi Plane Rucksack	10 - 12	Red Pearl Handschuhe	4 - 62		2 - 16
Prokatheter	12 - 10	Reference Pipette	3 - 16	Blutlanzetten	2 - 12
Proktoskop/Rektoskop Set	9 - 27	Reflexhammer			2 - 15
Prolene Nahtmaterial	8 - 30	megro	9 - 68	Blutzuckermessgeräte	2 - 3
	8 - 31	Ratiomed	9 - 67		2 - 5
Promed		Kirchner & Wilhelm	9 - 68	Blutzuckerteststreifen	2 - 5
Nagelpflege	14 - 22	Luxamed	9 - 69		2 - 16
	14 - 23	Riester	9 - 69	Harnteststreifen	2 - 18
Nervenstimulator	14 - 17	Reflexionsphotometer	2 - 16	Lanzetten	2 - 12
			2 - 22		2 - 15

Sicherheitslanzetten	2 - 12	Sanabelle Katheter	12 - 10	Sensiva	4 - 37
Rochester Klemme	8 - 10		12 - 12	Sensor f. Pulsoximeter	9 - 16
Rollator	12 - 47	Sanaphon Blutdruckmesser	9 - 4	Sentina Handschuhe	4 - 58
Rollen Mischgerät	3 - 39	Sandsack	12 - 33	Seraman	4 - 38
Rollflex	11 - 17		12 - 35	Serum	14 - 26
	11 - 40	Sanduhr	9 - 37		14 - 27
Rollhocker	13 - 5	Sani Cloth Active	4 - 21	Servierwagen	13 - 26
	13 - 7	Santral Spender	4-101	Serviette	4 - 94
	bis 13 - 9	Sarstedt		Serviettenhalter	4 - 94
	13 - 17	Kanülen	3 - 40	SFN Portkanüle	1 - 14
Rollpore	11 - 17	Kanülenabwurfbehälter	1 - 21	Shaker Classic	12 - 3
Rollsilk	11 - 17	Membranadapter	3 - 40	Shampoo Haube	4 - 92
Rollstuhl	12 - 48	Monovetten	3 - 41	Sicherheitskanüle	
Rollstuhlwaage	9 - 73	Multiadapter	3 - 40	B. Braun	1 - 18
	9 - 76	Safety Lanzetten	2 - 14	Becton Dickinson	1 - 11
Rolltex	11 - 17	Sedivetten	3 - 38		1 - 19
Roll Tritt Hocker	13 - 17	S-Monovetten	3 - 41	Fresenius	1 - 16
Romy Waage	9 - 79	Tischständer	3 - 38	Pakumed	1 - 14
Rosidal	11 - 48	Urin Monovette	3 - 41	PFM medical	1 - 13
Rossier Hammer	9 - 68	Urinsammelgefäße	3 - 31	Smiths medical	1 - 15
Rotasept	4 - 13	Uriset	3 - 31	Terumo	1 - 10
Rotofix	3 - 3	Sauerstoffbrille	12 - 5		1 - 17
Rotor	3 - 1	Sauerstoffflaschentasche	10 - 9	Sicherheitslanzette	
	bis 3 - 3	Sauerstoffgerät	12 - 5	megro	2 - 13
RT-Anschluss f. Elektroden	6 - 12	Sauerstoffkatheter	12 - 6	Berger Med	2 - 11
Rucksack Verbandtasche	10 - 24	Sauerstoffmaske	12 - 5	Metrado	2 - 9
Rüdiger Lehrtafeln	13 - 12	Sauerstoffmedizin	12 - 5	Roche Diagnostics	2 - 12
	13 - 13	Sauerstoffreservoir	10 - 33	Sarstedt	2 - 14
	14 - 2	Sauerstoff Verbindungsschlauch	12 - 5	Ypsomed	2 - 14
Rührspatel	3 - 13	Saugelektrode	6 - 12	Sicherheitskalpell	8 - 28
	3 - 14	Scale Up Line	9 - 74	Sicsac Spuckbeutel	12 - 23
Rührstäbchen		Scanlan		Side Car	13 - 23
megro	3 - 14	Surg-I-Band	8 - 23	Siegelgerät	5 - 4
Brand	3 - 13	TipGuards	8 - 23		5 - 5
Ruheliege	13 - 4	Scott Ärzterollen	4 - 99	Siemens	
Rundfilter	5 - 9	Scott Papierhandtuch	4-104	Harnanalysestystem	2 - 22
Russka	12 - 44		4-105	Harnteststreifen	2 - 20
RX Spender	4 - 49	Scott Wandhalter	4 - 99		bis 2 - 22
Rydel-Seiffer Stimmgabel	9 - 65	Seal Check	5 - 5	Signa Creme/Spray/Gel	6 - 16
		Seca		Signalkarte	13 - 30
		Scale Up Line	9 - 74	Silberwindel	10 - 16
		Waage	9 - 74	Silikonbeatmungsbeutel	10 - 32
			bis 9 - 76		10 - 33
		Secutex Overall	4 - 87		10 - 35
		Sedivette	3 - 38		10 - 38
		Sehprüftafel	9 - 62	Silikonspray	8 - 29
		Seifenkartusche	4 - 48	Silkpflaster	11 - 16
		Seifenspender	4 - 43		11 - 17
			bis 4 - 49		11 - 19
		Seiflappen	4 - 93		bis 11 - 23
		Seitengitter f. Liege	13 - 3	Silomed Spray	8 - 29
		Seitenlagerungskissen	12 - 34	Silonda	4 - 38
		Seitenschläferkissen	12 - 31	Sims Sonde	9 - 61
		Sekretabsaugpumpe	10 - 1	Sirius Rettungsdecke	10 - 16
			bis 10 - 7	Sita Liege	13 - 4
		Sekretsauger	10 - 1	Sitzerhöhung	12 - 48
			bis 10 - 7	Sitz Gummiring	12 - 46
		Sekusept Aktiv	4 - 15	Skalpelle/Skalpellklingen/Griffe	
		Sekusept Plus	4 - 15	megro Griffe	8 - 27
		Select Toilettenpapier	4-109	Ratiomed	8 - 27
		Semikrepp	4 - 98	Aesculap	8 - 29
		Semm Scheidenspekula	9 - 60	Bayha	8 - 24
		Sempermed OP-Handschuhe	4 - 65		8 - 25
		Senator Professional Massagegerät	14 - 15	Feather	8 - 28
		Sensitive Nagelpflege	14 - 22	Swann Morton	8 - 26

Zepf Medical	8 -27
Skalpellklingen Abnehmer	8 -26
Skalpellklingen Entfernerbox	8 -26
Skelett	13 -14
Skin Filler	14 -29
Skinman Complete Pure	4 - 7
Skinman Foam	4 - 8
Skinman Soft	4 - 7
Skinman Soft Protect	4 - 7
Skin Marker	10 -33
Skinsept F	4 - 5
Slimroll Handtuchspender	4-103
Slimroll Papierhandtuch	4-105
Smart Blutdruckmesser	9 - 3
Smartfix Toilettensitzerhöhung	12 -45
Smiths medical	
Portkanülen	1 -15
Venenverweilkanüle	1 -15
S Monovette	3 -40
	3 -41
Snap Halter	4 -57
S Needle	14 - 5
Socke	4 -71
	4 -78
	4 -89
Söhngen	
Absaugpumpe	10 - 7
Atemspende	10 -44
Augenklappe	11 - 6
Beatmungsbeutel	10 -35
Beatmungstuch	10 -44
Bettschirm	13 -10
Erste Hilfe Koffer	10 -16
Erste Hilfe Taschen	10 -24
Fingerverband	11 - 1
Fixierpflaster	11 -22
Injektionspflaster	11 -12
Kälte Sofortkomresse	14 -12
Kanülenabwurfbehälter	1 -22
Kopfkissen	10 -28
Krankentrage	10 -29
Notfallbeatmungshilfe	10 -44
Notfallkoffer	10 -16
Pflasterspender	11 -15
Replantat Versorgung	10 -42
Rettungsdecken	10 -16
Rettungsschere	8 -24
Rettungstuch	10 -28
Tragetuch	10 -28
Verbandkasten	10 -24
Verbandpäckchen	11 -25
Verbandschränke	10 -21
Verbandtücher	11 - 6
Verband- u. Erste Hilfe Koffer	10 -16
Wundschnellverband	11 -25
Zeckenentferner	8 -12
Sofortkomresse	14 -12
Softa Man	4 -11
Softa Man Viscorub	4 -11
Softasept N.	4 - 8
Softaskin	4 -34
Softclicx	2 -12
	2 -15
Soft Foam Bandage	11 -13

Softline Handschuhe	
Baumwollhandschuhe	4 -67
Copolymer	4 -66
Latex	4 -58
Nitril	4 -61
PE	4 -66
Softtemp Thermometerhüllen	9 -28
Sonden	8 -11
	9 -61
Sondenhülle f. Suretemp	9 -35
Sonja Waage	9 -79
Sonogel Ultraschallgel	6 -14
Sonografie Befundhülle	13 -32
Spectra Elektrodengel	6 -17
Spekula	8 -11
	9 -60
Spencer Ligatur Schere	8 - 8
Spender f. Becher	3 -28
Spender f. Brechbeutel	12 -23
Spender f. Handschuhbox	4 -55
	bis 4 -57
Spender f. Handtücher	4-100
	bis 4-103
Spender f. Hygienebeutel	4 -54
Spender f. Ohrtips	9 -47
	9 -52
Spender f. Seifen	4 -43
	bis 4 -49
Spender f. Toilettenpapier	4-109
Spender f. Tupfer	1 - 8
	1 - 9
Spezial Komresse	11 -44
Spezialnadel	14 - 4
	14 - 5
Spezial Öl	8 -29
Spezial Schere	14 - 8
Spezialwundauflage	
3M	11 -41
Lohmann/Rauscher	11 -40
Trusetal	11 -40
Urgo	11 -35
	bis 11 -37
SpillKit	4 -86
Spinalkanüle	1 -14
Spirometer	6 - 2
	6 - 3
Spitacid	4 - 7
Splitterpinzette	8 - 2
	8 - 4
	8 - 6
	8 - 9
(Einmal-)	8 -15
	8 -17
Sportbandagen	14 -31
Sportprogramm	
megro	14 -34
Artzt Programm	14 -15
	14 -30
	14 -32
	14 -33
	14 -35
	14 -37
Beiersdorf	14 -31
Omron Kalorienzähler	14 -31
Omron Schrittzähler	14 -31

Thera Programm	14 -32
	bis 14 -37
Sporttape	
BSN medical	11 -50
Miro	11 -50
Spritze (Einmal-)	
B. Braun	1 - 3
Becton Dickinson	1 - 1
	1 - 2
Henke-Sass, Wolf	1 - 4
	1 - 5
Terumo	1 - 2
	1 - 3
Spritze (Glas)	1 - 6
Spritzen- u. Kanülsenspender	
megro	13 -15
Haerberle	13 -16
Spritzflasche	3 -24
Sprühkopf	4 -41
Sprühpflaster	11 -32
Spuckbeutel u. Spender	12 -23
Spüllösung	10 -22
Spülspitzen	9 -31
	9 -32
Spur II Einwegbeutel	10 -38
Sputumbecher	12 -20
Sputumgefäß	3 - 8
S Sedivette	3 -38
STF Load Check	4 - 4
Superform	7 -10
Supra Blutlanzette	2 -10
Suprasorb	11 -34
Surecolor Lampe	9 -47
Suretemp	9 -35
Surflo	1 -17
Surg-I-Band	8 -23
Surgipro Nahmaterial	8 -32
Surshield Surflo	1 -17
Surshield Versatus	1 -17
Susi	
Klemmen	8 -13
Nadelhalter	8 -13
Pinzetten	8 -13
Scharfe Löffel	8 -13
Scheren	8 -13
Wundspreizer	8 -13
Zangen	8 -13
Swann Morton	
Skalpelle, Klängen	8 -26
Skalpellklingentfernerbox	8 -26
Fadenziehmesser	8 -18
Swisto Gerät	14 -21
Systembox	13 -28

SCH

Schädel Modell	13 -14
Schalenhalter	4 -45
	4 -47
Scharfe Löffel	8 -11
(Einmal-)	8 -13
	8 -16
	8 -17
Schaumseifenkartusche	4 -48

Scheidenspekula	9 - 60	Pflegelotionen	4 - 37	ST	
Schere	8 - 1	Pflegeprodukte	14 - 26	Stabilitätstrainer	14 - 32
..... bis 8 - 8		Schleimhautantiseptik	4 - 6	Stackschiene	11 - 2
..... 8 - 24		Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 24	Standardnadel	14 - 2
..... 9 - 61	 bis 4 - 26		14 - 3
..... 14 - 8		Waschdesinfektion	4 - 12	14 - 5
(Einmal-)	8 - 13	Waschlotionen	4 - 37	Standfuß f. Praesidio	4 - 44
..... 8 - 14		Schürr Schuhe	4 - 76	Standzylinder	13 - 27
..... 8 - 16	 4 - 77		Stapelhilfe	14 - 33
Schiene	11 - 1	Schürze (Einmal-)	4 - 68	Stativ f. Medilight	14 - 19
..... 11 - 2		Ratiomed, Samco Clinhand		Stativwaagen	9 - 72
..... 12 - 34		Schürze Guttasyn	4 - 87 bis 9 - 75	
..... 12 - 35		Schuhe	4 - 75	Stativ f. Wirbelsäule	13 - 14
Schimmelbusch Spritze	1 - 6 bis 4 - 78		Staubinde	
Schlauchhalter	1 - 19	Schumacher, Dr.		Ratiomed, megro	1 - 25
Schlauchklemme	8 - 1	Applikationshilfen	4 - 41	Becton Dickinson	1 - 25
..... 8 - 5		Händedesinfektion	4 - 10	Bosch, Friedrich	1 - 25
Schlauchverband		Hautdesinfektion	4 - 5	Daisygrip	1 - 25
Lohmann/Rauscher	11 - 51	Instrumentenaufbereitung	4 - 14	Holtsch	1 - 24
Miro	11 - 51	Oberflächendesinfektion	4 - 28	Prämeta	1 - 26
..... 11 - 52		Pflegecreme	4 - 35	Staubkamm	12 - 21
Schlauchverbinder	12 - 5	Pflegelotionen	4 - 35	Stauschlauch	1 - 25
Schleimhautantiseptik	4 - 6	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 29	Stechbecken	
Schlinggazetupfer	 4 - 30		Edelstahl	12 - 24
B. Braun	11 - 42 4 - 34		Kunststoff	12 - 24
BSN medical	11 - 42	Waschlotionen	4 - 35	Stechhilfe	2 - 2
Hartmann, Paul	11 - 42	Schutzbrille	3 - 32	Steharbeitsplatz	13 - 25
Lohmann/Rauscher	11 - 43	Schutzgefäß	3 - 8	Stehhilfewaage	9 - 74
Schlitzkomresse	11 - 44	Schutzhandschuhe	4 - 84	Stereotest	9 - 62
Schmerztherapie	14 - 17 bis 4 - 86		Steribeutel u. -rollen	5 - 6
Schmitz & Söhne		Schutzhülle f. Thermometer	9 - 28 5 - 7	
Abwurfgestell	13 - 8 9 - 32		Steriblock	11 - 3
Drehhocker	13 - 9 9 - 33	 11 - 40	
Instrumententische	13 - 8 9 - 35		Sterican Einmalkanüle	1 - 12
OP Hocker	13 - 8 9 - 36		Sterigrap	8 - 35
Papierrollenhalter	13 - 3	Schutzhülle f. Ultraschallsonden	6 - 14	Sterilance Press	2 - 13
Seitengitter	13 - 3 6 - 17		Sterilbezug f. Kochsalzschüssel	8 - 12
Untersuchungsliegen	13 - 3	Schutzkappe f. ThermoScan	9 - 33	Sterilisationsklebeband	5 - 9
Untersuchungssitze	13 - 9 9 - 35		Sterilisationskontrolle	5 - 2
Schnabelbecher	12 - 17	Schutzkittel	4 - 84 5 - 3	
Schnabellasse	12 - 17 4 - 88		Sterilisator	
Schnappdeckel	3 - 30 4 - 89		Emag, Melag	5 - 1
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 19	Schutzkleidung	4 - 84	Sterilisierpapier	5 - 8
..... bis 4 - 34	 bis 4 - 89		Sterilit	8 - 29
Schnelltest	2 - 27	Schutzmaske	4 - 73	Sterillium	4 - 9
..... 2 - 28	 4 - 74		Sterillium classic pure	4 - 9
..... 2 - 30	 4 - 82		Sterillium Gel pure	4 - 9
Schrankwagen	13 - 25 4 - 83		Sterillium Virugard	4 - 9
Schritzzähler	14 - 31 4 - 87		Steris	
Schröder Hakenzange	9 - 61	Schutzoverall	4 - 87	Dampfdurchdringungstest	5 - 2
Schröpfglas	14 - 10	Schwamm f. Reizstromgerät	6 - 8	Prüfanschmutzungstest	5 - 2
Schublade	13 - 23	Schwangerschaftstest	2 - 27	Reinigungskontrolle	4 - 4
..... 13 - 25	 2 - 31		Resitest	4 - 4
Schülke		Schwesterngarnitur	8 - 3	Sterilisationskontrolle	5 - 2
Applikationshilfen	4 - 41	Schwesternhaube	4 - 72 5 - 3	
Desinfektions- u. Reinigungsmittel	4 - 3 4 - 73		STF Load Check Halter	4 - 4
Desinfektionsmittel u. Seifenspende	4 - 45	Schwesternstethoskop	9 - 18	STF Load Check Indikatoren	4 - 4
Händedesinfektion	4 - 12 9 - 20		TST Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
Handpflege	4 - 37 9 - 22		TST Control	5 - 2
Hautantiseptik	4 - 6 9 - 24		TST Control Helix Prüfkörper	5 - 3
Instrumentenaufbereitung	4 - 13 9 - 26		TST Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
..... 4 - 14		Schwesternuhr	9 - 37	Steristrip	8 - 34
Mundspülung	12 - 21				
Nährböden	2 - 32				
Oberflächendesinfektion	4 - 24				

Stethoskop

Ratiomed	9 - 18
	9 - 19
Boso	9 - 20
3M	9 - 23
	bis 9 - 25
Heine Optotechnik	9 - 26
	9 - 27
Kirchner & Wilhelm	9 - 21
	9 - 22
Luxamed	9 - 20
Riester	9 - 21
Stethoskop Namensschild	9 - 24
STF Load Check	4 - 4

Stimmgabel

Ratiomed	9 - 65
Kirchner & Wilhelm	9 - 65
Riester	9 - 65
Stirnleuchte	9 - 63
Stirnthermometer	9 - 34
	9 - 36
Stitchcutter	8 - 18
Stopfen f. Röhrchen	3 - 7
Stoppuhr	3 - 22
Streptokokken Test	2 - 27
	2 - 30
Stuhlkissen	12 - 48
Stuhlröhrchen	3 - 9
Stuhltest	2 - 26
	2 - 31
Stuhlwaage	9 - 73
	9 - 76

T

TAB-Elektrode	6 - 12
Tablett f. Einnehmebecher	12 - 18
Tablett f. Sterilisatoren	5 - 1
Tablettenaufbewahrung	12 - 19
Tablettenhelfer PILL MATE	12 - 18
Tablettenmörser	12 - 18
Tablettenzerteiler	12 - 18
Tablettenzerkleinerer	12 - 18
Tagescreme	14 - 27
	14 - 28
Taima Rollator	12 - 47
Tape Kinesiologie	14 - 8
	14 - 9
Tape Schere	14 - 8
Tape Verband	
BSN medical	11 - 50
Miro	11 - 50
Tasche f. Accuvac	10 - 2
Tasche f. Langzeitblutdruckmesser	9 - 9
Tasche f. Sauerstoffflasche	10 - 9
Taschen Arztmodell	13 - 17
	13 - 34
	bis 13 - 37
Taschenmaske	10 - 43
Taschentücher	4 - 108
Taschen WC	12 - 25
Tegaderm	11 - 41
Telic Gesichtsschutz	4 - 87

Tena

Einlagen/Vorlagen	7 - 8
	7 - 9
Einweghosen	7 - 8
Tensgerät	14 - 17
Terminbuch	13 - 31
Terminplaner	13 - 31
Terminzettel	13 - 32
Terralin Protect	4 - 24
Terumo	
Blutentnahmekanülen	1 - 10
Einmalkanülen	1 - 10
Insulinkanülen	1 - 10
Sicherheitskanülen	1 - 10
Tuberkulinkanülen	1 - 10
Tuberkulinspritzen	1 - 3
Venenpunktionsbestecke	1 - 17
Venenverweilkanülen	1 - 17
Veterinärkanülen	1 - 10
Wund- u. Blasenpritze	1 - 2
Testchips f. MicroINR	2 - 29
Teststreifen	
Ratiomed	2 - 25
Analyticon	2 - 22
	bis 2 - 24
Ascensia	2 - 1
Berger Med	2 - 2
Hitado	2 - 26
	2 - 27
Macherey-Nagel	2 - 17
	2 - 19
Metrado	2 - 4
Roche Diagnostics	2 - 5
	2 - 15
	bis 2 - 17
Siemens	2 - 20
	2 - 21
Ulti Med	2 - 30
	2 - 31
Ypsomed	2 - 3
Tewa Nadeln	14 - 6
Tg Fix Netzverband	11 - 51
The File Nagelpflege	14 - 23
Thera Band	14 - 36
	14 - 37
Thera Programm	14 - 32
	bis 14 - 37
Thermasonic Gelwärmer	6 - 13
Thermo Cover	8 - 12
Thermometer u. -hüllen	3 - 21
	9 - 28
	9 - 29
	9 - 32
	bis 9 - 36
ThermoScan	9 - 33
	9 - 35
Tiemannkatheter	12 - 7
Tip Guard	8 - 23
Tippfix Tupferbefeuchter	1 - 9
Tip Spender	9 - 47
	9 - 52
Tischzentrifuge	3 - 3
Toiletteimer	12 - 46
Toilettenpapier	
megro	4 - 108

Fripa	4 - 109
Toilettenpapierspender	4 - 109
Toilettsitzerhöhung	12 - 45
Toilettenstuhl	12 - 43
	12 - 46
Tomo Abfallsammler	4 - 52
Tomtar Duschhocker	12 - 42
Tomtar Vier Fuß Gehhilfe	12 - 42
Toni Waage	9 - 79
Trage	10 - 29
Tragetasche f. Accuvac	10 - 2
Tragetasche f. Patienteneigentum	12 - 28
Tragetasche f. Sauerstoffflasche	10 - 9
Tragetuch	10 - 28
Transferpette	3 - 12
Transfer Set	1 - 30
Transfusionsbesteck	1 - 32
Transpore	11 - 16
Transportliege	13 - 4
Transportröhrchen	3 - 8
	3 - 9
Tresor Medikamentenschrank	13 - 18
Tretaballeimer	4 - 52
	4 - 53
TRI Ball	6 - 5
Trichter	3 - 26
Trichter f. Oskope	9 - 39
	bis 9 - 41
	9 - 49
Trichter Spender	9 - 47
	9 - 52
Triggerpunktball	14 - 15
Trikotschlauchverband	11 - 51
	11 - 52
Trinkbecher	3 - 28
	3 - 29
	12 - 15
	12 - 17
Trinkhilfe	12 - 15
	12 - 17
Trifix	13 - 17
Trithocker	13 - 17
Troeltsch Pinzette	8 - 9
Troemner Hammer	
Luxamed	9 - 69
Riester	9 - 69
Trolley	13 - 34
	13 - 36
Tropfglashalter f. Infusionsständer	1 - 27
Troponin Test	2 - 28
Truglue	8 - 35
Trusetal	
Augenverbände	11 - 24
Cutiflex	11 - 38
Demagrip	11 - 8
Drop	11 - 39
Fixier- u. Mullbinden	11 - 8
Fixierpflaster u. -vlies	11 - 17
Folienverband	11 - 40
Folienwundverbände	11 - 38
Forte Elastic Fingerstrip	11 - 40
Injektionspflaster	11 - 11
Kanülen Fixierpflaster	11 - 3
Maxi	11 - 39
Optomed	11 - 24

Vasektomie Set	8 - 19	Fixierpflaster u. -vlies	11 - 16	Vielzweckwagen	
Vaseline	4 - 39		bis 11 - 23	megro	13 - 22
Vasodrop safety	1 - 16	Folienverband	11 - 18	Contacto	13 - 23
Vasofix	1 - 18		11 - 40	Haerberle	13 - 23
Vasofix safety	1 - 18	Folienwundverbände	11 - 38		bis 13 - 25
VBM		Gipsbinden	11 - 54	Vier Fuß Gehhilfe	12 - 42
Absaugpumpen	10 - 7	Idealbinden	11 - 48	Vigorimeter	14 - 16
Beatmungsbeutel	10 - 34		11 - 49	Viren u. Bakterienfilter	10 - 32
	10 - 35	Injektionspflaster	11 - 9	Visco Tip	3 - 20
Bi Masken	10 - 34		bis 11 - 12	Vitality Gymnastikmatte	14 - 33
Druckinfusionsmanschetten	1 - 24	Kanülenfixierpflaster	11 - 3	Vitality Loop Band	14 - 35
Kindermasken	10 - 34	Klebe- u. Pflasterbinden	11 - 50	Vitality Massageball	14 - 15
Larynx Tubus	10 - 36	Kompressen	11 - 24	Vitality Neurotraining	14 - 38
Rendell Baker Masken	10 - 34		11 - 43	Vitality Sehtafel	14 - 38
Venenkissen	12 - 30		11 - 44	Vitality Stabilitätstrainer	14 - 32
Venenpunktionsbesteck		Kurzzugbinden	11 - 45	Vitality Super Band	14 - 35
B. Braun	1 - 18		11 - 47	Vitalograph	
Fresenius	1 - 16		11 - 48	EKG Elektroden	6 - 7
Terumo	1 - 17	Langzugbinden	11 - 50	EKG-Gerät	6 - 7
Venenstauer	1 - 24	Pflasterspender u. Zubehör	11 - 13	Lungenfunktion	6 - 1
	bis 1 - 26		bis 11 - 15		bis 6 - 4
Venenstripper	8 - 36	Schlauchverbände	11 - 51	Mundstücke	6 - 4
Venenverweilkanüle			11 - 52	Nasenklemme	6 - 4
B. Braun	1 - 18	Schlinggazetupfer	11 - 42	Peak Flow Meter	6 - 1
Becton Dickinson	1 - 19		bis 11 - 44	Spirometer	6 - 2
Fresenius	1 - 16	Spezial Kompressen	11 - 44		6 - 3
Smiths medical	1 - 15	Spezial Wundauflagen	11 - 35	Verbrauchsmaterial	6 - 3
Terumo	1 - 17		bis 11 - 37		6 - 4
Venflon	1 - 19		11 - 40	Vitlab	
Venflon Safety	1 - 19		11 - 41	Eimer	3 - 24
Venodrop Safe	1 - 16	Tape Verbände	11 - 50	Messbecher	3 - 25
Venofix	1 - 18	Tupfer	11 - 42	Messschaufeln	3 - 26
Venofix Safety	1 - 18		11 - 43	Pinzetten	3 - 37
Verband- u. Erste Hilfe Koffer/	10 - 13	Universalbinden	11 - 46	Pistill	3 - 27
Notfallkoffer	bis 10 - 17	Unterzugbinden	11 - 53	Reibschale	3 - 27
megro, Cederroth, Söhngen,		Verbandklammern	11 - 49	Spritzflaschen	3 - 24
Weinmann		Verbandpäckchen	11 - 25	Trichter	3 - 26
Verband- u. Erste Hilfe Tasche	10 - 9	Verbandtücher	11 - 6	Urin sammelngefäße	3 - 32
	bis 10 - 11	Wundschnellverbände	11 - 25	Viva Waage	9 - 78
	10 - 17		bis 11 - 40	Vivomed Katheter Set	12 - 13
	10 - 18	Zellstoff	11 - 56	Vliesauflage f. Liegen	4 - 90
	10 - 24	Zinkleimbinden	11 - 45	Vliesdecke	10 - 29
	bis 10 - 27		11 - 54	Vlieshaube	4 - 72
Verbandkasten	10 - 24	Verbandtuch	11 - 6		4 - 73
	10 - 25	Verbrauchsmaterial f. HF Chirurgie	8 - 22	Vlieshose	4 - 67
Verbandklammer	11 - 49	Veri Color Namensbänder	12 - 21	Vlieskissen	10 - 28
		Vernichtungsbeutel	3 - 32	Vliesstoffhülle f. Kompresse	14 - 12
Verbandmittelspender	13 - 18	Verordnungsplan	13 - 32	Volkman Löffel	8 - 11
Verbandnässeschutz	12 - 42	Veroyal Gerät	6 - 6	V2A Nierenschale	12 - 14
Verbandpäckchen	11 - 25	Versandgefäß	3 - 8		
Verbandschere	8 - 3		3 - 9	W	
	8 - 5	Versandgefäß f. Objektträger	3 - 36	Waage	9 - 72
	bis 8 - 8	Verschlussfolie	3 - 44		bis 9 - 80
Verbandschrank		Verschlussiegel	5 - 9	Wärmedecke	13 - 11
megro	10 - 20	Verschlussstopfen	1 - 30	Wärmestrahler	14 - 18
Cederroth	10 - 19	Verschweißautomat	5 - 4		14 - 19
Lockweiler	13 - 20		5 - 5	Wärmflasche	12 - 44
Orgmed	13 - 19	Veterinärkanüle	1 - 10	Walch	
	13 - 20	Vicryl Plus Nahtmaterial	8 - 30	Augenbadebecher	12 - 28
Söhngen	10 - 21		8 - 31	Becher	3 - 28
Verbandstoff		Vicryl Rapide Nahtmaterial	8 - 30	Einnehmebecher	12 - 16
Augenklappe	11 - 6		8 - 31	Einnehmelöffel	12 - 20
Augenverbände	11 - 24				
Fixier- u. Mullbinden	11 - 4				
	bis 11 - 9				

Präparierschere	8 - 8
Scharfe Löffel	8 -11
Scheidenspekula	9 -60
Skalpellgriffe	8 -27
Spencer Ligatur Scheren	8 - 8
Tuchklemme	8 -10
Uterussonde	9 -61
Verbandschere	8 - 8
Zeckenentferner	8 -12
Zerkleinerer f. Tabletten	12 -18
Zinkleimbinde	
BSN medical	11 -54
Miro	11 -54
Urgo	11 -45
Zuckerpeeling	14 -28
Zungenkrepp/-läppchen	4 -94
Ratiomed, Haeberle	
Zungenspatel	3 -43
Zupfbox Tücher	4 -91
Zureichtisch	13 - 8
ZVG	
Atenschutzmaske	4 -82
Handtücher	4-106
Schnelldesinfektion	4 -33
Schutzoverall	4 -87
Zwirnhandschuhe	4 -67
Zytostatika Notfallset	4 -86
Zytostatika Schutzarmstulpen	4 -84
Zytostatika Schutzhandschuhe	4 -84
. bis	4 -86
Zytostatika Schutzkleidung	4 -84
. bis	4 -86
Zytostatika Unterlagen	4 -85

**Folgende Desinfektionsmittel sind Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes:
Katalog-Seiten: 1/7, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 12/13**

BODE CHEMIE 22525 Hamburg

Sterillium®: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Stand: 06/2015

Sterillium® Virugard: Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Stand: 06/2015

Sterillium® classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Stand: 06/2015

Cutasept® G: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Bluteieremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5°C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Stand: 06/2015

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**

Cutasept® F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Bluteiermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Stand: 06/2015

B. BRAUN 34209 Melsungen

Softa-Man®: Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph. Eur.), Dexpanthenol, (+/-)-alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat), Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenocetanal, Isoeugenol, Linalool, Eichenmoos), Allantoin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22°C Flammpunkt nach DIN 51 755.

Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

Stand: 07/2021

Softa-Man® ViscoRub: Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)-alpha-Bisabolol. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.-% Ethanol, 20,9 Gew.-% 1-Propanol. 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

Stand: 02/2012

Softasept® N: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol, 2-Propanol oder (nur Softasept® N gefärbt) einem der sonstigen Bestandteile. Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet. Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

Stand: 03/2011

ECOLAB 40789 Monheim am Rhein

Skinman™ complete pure: 96 % (v/v) Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Sonstige Bestandteile: Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-Glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Skinman™ complete pure ist ein alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, welches gegen Bakterien (einschließlich Mykobakterien), Hefepilze und Viren wirkt. Gegenanzeigen: Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Selten kann Skinman™ complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautirritationen, besonders bei geringer Luftfeuchtigkeit (z.B. im Winter), hervorrufen. Warnhinweise: Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Suchen Sie bei anhaltender Reizung einen Arzt auf. Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlicher Einnahme sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr!). Nach Verschütten größerer Mengen von Skinman™ complete sind sofort folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Vor der Anwendung elektrischer Geräte die Lösung an den Händen vollständig antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.

Stand: 10/2019

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**

Skinman™ soft: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Skinman™ soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Geruchsstoffe, Patentblau V (E 131), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman™ soft während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich. Warnhinweise: Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen.
Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein. **Stand: 10/2019**

Spitacid™: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Spitacid™ enthalten: Wirkstoffe: 46,0 g Ethanol (96% MEK-vergällt), 27,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 1,0 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30%, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht zur Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe, Linalool, D-Limonen, Geraniol, Citronellol, Citral, 2-Benzylidenheptanal. Nebenwirkungen: Kontaktreaktionen der Haut sind möglich. Linalool, D-Limonen, Geraniol, Citronellol, Citral, 2-Benzylidenheptanal können allergische Reaktionen hervorrufen. Warnhinweise: Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (nach DIN 51755): 21°C; vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Die Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft sollte grundsätzlich immer unter besonderer Vorsicht erfolgen.
Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein. **Stand: 08/2020**

Skinsept™ F: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Skinsept™ F enthalten: Wirkstoffe: 70,0 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30%. Sonstige Bestandteile: Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Gebrauchsfertige Lösung für die Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen sowie für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten) treten Urtikaria und allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auf. Häufig (weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten) können irritative Hautreaktionen und Kontaktdermatitis auftreten. Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Verätzungen der Haut wurden bei Neugeborenen und Säuglingen für chlorhexidinhaltige Produkte beobachtet (Häufigkeit unbekannt). Warnhinweise: Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (n. DIN 51755): 20 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt bei der Hautantiseptik mindestens 1 Minute antrocknen lassen. Verätzungen der Haut wurden nach topischer Anwendung mit Chlorhexidingluconat bei Neugeborenen und Säuglingen beobachtet. Frühgeborene scheinen aufgrund der Unreife der Hautbarriere besonders gefährdet zu sein. Daher sollte Skinsept™ F nur bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt werden, wenn es keine therapeutische Alternative gibt und der zu erwartende Nutzen die Risiken überwiegt. Es wird empfohlen die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein. **Stand: 03/2021**

HOLTSCHE 65232 Tausnusstein

Quickpad: Wirkstoff: 2-Propanol (Ph. Eur.) 70% (V/V), Getränke-Tupfer zur Anwendung auf der Haut, für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum. Anwendungsgebiete: Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden: - bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol), - zur Hautdesinfektion vor Eingriffen die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion, - zur Antiseptik offener Wunden, - zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge, - zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann Quickpad während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten. Nebenwirkungen: Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoffbehältnis angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungshinweise: Vor Feuer schützen! Gut verschlossen aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Letzten Tupfer nicht aufbewahren, mögliches Eintrocknen. Zusammensetzung: 1 Kunststoffbehältnis mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V); 0,41 g. Sonstige Bestandteile: Vliestupfer aus Polypropylen; 0,12 g. Packungsgrößen: Packung mit 150 getränkten Tupfern.
Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, 65232 Tausnusstein **Stand: 02/2018**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

MEGRO 46485 Wesel

megroSKIN: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung, Zul.-Nr.: 1599.98.99 **Zusammensetzung:** 100g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. **Gegenanzeigen:** megroSKIN ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Keine bekannt. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht Entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld **Stand: 01/2021**

SCHÜLKE 22840 Norderstedt

desderman®: 78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Wirkstoff:** Ethanol 96 % (v/v). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 78,2 g Ethanol 96 % (v/v). Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl)(2-ethylhexanoat), Povidon K 30, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Spektrum der antimikrobiellen Wirksamkeit: Bakterien (inkl. TbB), Pilze, Viren; Klassifizierung: „viruzid“ (behüllte und unbehüllte Viren) und Klassifizierung: „begrenzt viruzid plus“. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber Ethanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: Hautreizungen wie Rötungen und Brennen, Kontaktallergien. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautreizungen verursachen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist (z. B. im Winter). **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt **Stand: 08/2020**

desmanol® care: 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung; **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96 % 9,9 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylethylketon. **Anwendungsgebiete:** hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“)** ein. **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktexzeme) sind möglich. **Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol.

* gemäß DGHM/VAH-Richtlinien

** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 10/2017

octeniderm® farblos: **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 30,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-Propanol, 2-Propanol und Octenidindihydrochlorid wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von octeniderm® farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen. **Nebenwirkungen:** Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktexzeme) sind möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Entzündlich. Nicht in offene Flammen sprühen. Überschüssiges Präparat aufnehmen, um eine Pfützenbildung zu vermeiden. Thermokauter erst ansetzen, wenn die desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit octeniderm® farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. Das Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden. octeniderm® farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 07/2018

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**

kodan® Tinktur forte farblos: Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt **Stand: 05/2020**

kodan® Tinktur forte gefärbt: Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Biphenyl-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph. Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt **Stand: 05/2020**

octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut auch vor Katheterisierung der Harnblase. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Das Arzneimittel nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung sollte bei Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeborenen, mit Vorsicht erfolgen. octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase kann schwere Hautschäden verursachen. Überschüssiges Arzneimittel entfernen und sicherstellen, dass die Lösung nicht länger als nötig auf der Haut verbleibt (einschließlich mit der Lösung benetzte Materialien mit direktem Kontakt zum Patienten). Die Anwendung von octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt **Stand: 10/2020**

octenisept® Wund-Desinfektion: Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt **Stand 06/2020**

DR. WEIGERT 20539 Hamburg

weigoman® / weigoman® parfümfrei: Zusammensetzung: 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 63,14 g 2-Propanol und 14,3 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Glycerol, Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Bei weigoman® zusätzlich: Parfümöl Fresh. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, ein unter „Nebenwirkungen“ genanntes Allergen oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder offenen Wunden anwenden. Nebenwirkungen: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) bei mehrfacher Anwendung. Kontaktallergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Bei weigoman® zusätzlich: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, 2-Benzylidenheptanal, 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenoctanal, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, Isoeugenol, D-Limonen und Linalool sind im Duftstoff enthalten und können allergische Reaktionen hervorrufen. Warnhinweise: Enthält Wollwachs. Bei weigoman® zusätzlich: Enthält einen Duftstoff mit Allergenen.

Pharmazeutischer Unternehmer: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg

Stand: 09/2020

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**

Aseptoderm®: Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel zum Besprühen oder Betupfen der Haut. Wirkstoff: 2-Propanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 63,14 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Bakterizid inkl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), Ilevurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakzinia-Virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HBV / HIV, HCV. **Gegenanzeigen:** Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Aseptoderm darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol, (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd, Cumarin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft; in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin. (+)-Limonen, Linalool, 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, 2-Benzylidenheptanal, Citral, Isoeugenol, Eugenol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylbenzoat, Citronellol, Geraniol, Benzyl(2-hydroxybenzoat), 2-Benzylidenheptan-1-ol, Benzylalkohol, Farnesol, 2-Benzylidenoctanal, Zimtaldehyd und Cumarin können allergische Reaktionen hervorrufen. **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:** Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld

Stand: 11/2020

Descoderm: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung, Zul.-Nr.: 1599.98.99 **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge. **Gegenanzeigen:** Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld

Stand: 09/2017

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**



MEDIZINTECHNIK EILTS GmbH & Co. KG
Ehinger Straße 52 · 89155 Erbach

Tel 07305 / 93 93 620-0
Fax 07305 / 93 93 620-99

auftrag@medizintechnik-eilts.com
www.medizintechnik-eilts.com